







## NÁVOD NA POUŽITIE SÚPRAV VENTURI CX6920, CX6923, CX6925 NA ZADNÚ VITREKTÓMIU



Tento návod na použitie nemá nahradiť Príručku používateľa pre mikrohrirurgické systémy spoločnosti Bausch & Lomb, ktorú si musíte prečítať a porozumieť jej. Príručka používateľa, ktorá sa dodáva spolu s mikrohrirurgickým systémom spoločnosti Bausch & Lomb, obsahuje podrobné informácie, ktorých účelom je zoznámiť chirurgický tím so správnou prevádzkou zariadenia.

#### INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

Súpravy Venturi pre vysokorychlostnú zadnú vitrektómiu sú určené na použitie s mikrohrirurgickým systémom Millennium © spoločnosti Bausch & Lomb pre vitrektómiu počas operácie zadného segmentu. Len modul Millennium Venturi.

#### POKYNY NA PRÍPRAVU

- Obrázok na sterilnom balení ilustruje správne spojenie sterilných súčastí, ktoré sa nachádzajú v tomto balení, alebo sú k dispozícii zvlášť. Kvôli bezpečnosti pacienta musia byť jednotlivé komponenty pri podávaní a používaní počas prípravy a operácie aseptické.
- Keď je to vhodné, naplňte systém podľa pokynov v príručke používateľa, aby sa odstránili vzduchové bubliny, a aby sa zabezpečilo správne fungovanie zariadenia a pomôcok. Ponoríte hrot vitrektomu do malej sterilnej nádobky s preplachovacím roztokom (pozri **OBR.1 (FIG. 1)**). Stlačte tlačidlo **ASP PRIME** (alebo stlačte nožný pedál), aby ste z hadičky odstránili vzduch. Preplachovací roztok musí kvapkať do kazety. Stlačte tlačidlo **ASP PRIME** (alebo uvoľnite nožný pedál), aby ste zastavili odsávanie. Kým je sonda vitrektomu ponorená, vyskúšajte ju tak, že aktivujete rezný nástroj a stlačíte nožný pedál. Overtete s chirurgom rýchlosť rezu a odsávanie.
- Sekundárne odsávanie (SO):** Páčka trojcestného ventilu by mala stále smerovať k odsávacej hadičke, ktorá sa nepoužíva.
- Pre správne nastavenie ventilu pre výmenu vzduchu a kvapaliny (AFE) a gravitačnú infúziu (GFI)** si pozrite obrázok na vonkajšej strane sterilného balenia.
- Overtete správne zapojenie hadičiek, ako je uvedené nižšie.

Hadičky	Farebná schéma hadičiek
Vzduchové hadičky	Modré alebo označené modrým prúžkom
Vyplachovacie hadičky	Zelené alebo označené zeleným prúžkom
Odsávacie hadičky	Priehľadné

**POZNÁMKA:** Ak kedykoľvek pred zákromom alebo počas zákroku dôjde k odpojeniu aktivácie sondy vitrektomu a/alebo odsávacích hadičiek, presvedčíte sa, že ste ich opäť riadne pripojili (modrá aktivačná hadička k malému otvoru a priehľadná hadička k veľkému otvoru).

#### POKYNY NA PREVÁDZKU

Tento systém používajte v súlade s príručkou pre používateľa. Spoločnosť Bausch & Lomb neberie žiadnu zodpovednosť za komplikácie, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávnej prevádzky alebo použitia komponentov, ktoré sa nachádzajú v tomto balení, alebo ktoré sú k dispozícii samostatne.

#### POKYNY NA ROZOBERANIE

Po použití zlikvidujte kontaminované produkty určené na jednorazové použitie v súlade s platnými predpismi. Pred použitím pomôcok, ktoré nie sú súčasťou tejto dodávky, a ktoré majú obmedzené opakované použitie, postupujte podľa pokynov pre čistenie a sterilizáciu.



**POZOR: LEN PRE OPERÁCIU ZADNÉHO SEGMENTU**

- Nedodržanie pokynov na prípravu rezného nástroja vitrektomu a odsávacích hadičiek môže spôsobiť nedostatočné odsávanie a znížiť účinnosť rezného nástroja vitrektomu.
- Tento produkt sa smie používať len pod vedením školeného a registrovaného lekára.
- Opakovane nesterilizujte. Len na jednorazové použitie.
- Tento produkt používajte len s produktmi spoločnosti Bausch & Lomb a s mikrohrirurgickými systémami spoločnosti Bausch & Lomb. Používanie tohto produktu s produktmi, ktoré nie sú od spoločnosti Bausch & Lomb môže ovplyvniť výkon systému a spôsobiť nebezpečenstvo.
- Nepoužívajte žiadnu pomôcku v tomto balení, ak bolo balenie dodané v neuspokojivom stave. Všetky otázky a obavy zákazníka musia byť okamžite smerované na oddelenie pre záležitosti spotrebiteľov spoločnosti Bausch & Lomb alebo, ak je to pohodlnejšie, na miestneho odbytového zástupcu.

TM/© denote trademarks of Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated. All rights reserved.