


Manual de Operação do Usuário

RENASYS GO TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA PARA FERIDAS – PORTÁTIL

Índice


- Introdução
- Indicações de utilização
- Contraindicações
- Advertências
- Precauções
- Indicações clínicas
- Glossário de símbolos
- Aplicação de curativos de gaze
- Aplicação de curativos de espuma
- Mudanças de curativo
- Seleção do reservatório /coletor
- Instalação do reservatório /coletor
- Remover ou substituir o reservatório /coletor
- Arranque do dispositivo
- Seleção do idioma
- Início da terapia
- Pausa/ajuste da terapia
- Bloqueio ou desbloqueio do teclado
- Desligar o dispositivo
- Modos de funcionamento
- Informações clínicas
- Alimentação da bateria
- Alarmes/Guia de detecção e resolução de problemas
- Acessórios
- Manutenção
- Compatibilidade eletromagnética
- Especificações
- Avisos
- Apoio ao cliente
- Assistência Técnica




Introdução


Este manual do utilizador inclui informações importantes sobre o funcionamento seguro e eficaz do sistema de terapia de feridas por pressão negativa (TFPN) RENASYS™ GO. O manual destina-se a ajudar na formação de pessoal e a servir de referência para utilizadores com experiência. Estão também incluídas instruções sobre a colocação em funcionamento do dispositivo, manutenção preventiva, limpeza e eliminação.

Características e funções




Reservatório (300 mL)






Alimentação




Acessórios

Bolsa de transporte



Alça



O RENASYS™ GO é um dispositivo de terapia de feridas por pressão negativa (TFPN). Foi concebido para ser utilizado com a fonte de alimentação da Smith & Nephew (referência 66800161). É necessário utilizar os kits de curativos para feridas da Smith & Nephew para uma utilização adequada e eficaz do dispositivo RENASYS™ GO.

Indicações de utilização

O RENASYS™ GO está indicado para pacientes que se beneficiariam de um dispositivo de sucção (pressão negativa) para ajudar a promover a cicatrização através da remoção de fluidos, sejam fluidos corporais ou de irrigação, exsudados da ferida ou materiais infecciosos.

Exemplos de tipos de ferida com indicação em TFPN:

- Crônica
- Aguda
- Traumática
- Feridas sub-agudas e deiscências
- Úlceras (tais como de pressão ou diabéticas)
- Queimaduras de espessura parcial
- Retalhos e enxertos

Contra-indicações

A utilização de RENASYS™ GO está contra-indicada em:

- Tecido necrótico com presença de escaras
- Osteomielite não tratada
- Ferida maligna (com exceção dos cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida)
- Artérias, veias, órgãos ou nervos expostos
- Fístulas não entéricas e não exploradas
- Locais anastomóticos.

Advertências

- Os pacientes devem ser vigiados atentamente em relação a hemorragias. Se for verificada uma hemorragia súbita ou crescente, pare imediatamente a terapia, tome as medidas adequadas para parar a hemorragia e contate o clínico responsável pelo tratamento.
- Os pacientes que sofrem de hemostase difícil ou que estejam a receber terapia anti-coagulante têm um risco acrescido de hemorragia. Durante a terapia, evite a utilização de produtos hemostáticos que podem aumentar o risco de hemorragia, se interrompidos.
- Deve cobrir ou retirar as extremidades afiadas ou os fragmentos de osso de uma ferida antes de utilizar o sistema RENASYS™ GO, devido ao risco de perfuração de órgãos ou vasos sanguíneos enquanto estiver sob pressão negativa.
- Não utilize o sistema RENASYS™ GO em vasos sanguíneos, órgãos ou nervos expostos.
- Caso seja necessária desfibrilação, desligue o dispositivo do curativo da ferida antes da desfibrilação. Retire o curativo da ferida, caso o local interfira com a desfibrilação.
- O dispositivo RENASYS™ GO não é compatível com RM (Ressonância magnética) ou TC (Tomografia Computadorizada). Não coloque o dispositivo no local da RM ou no raio de ação do aparelho.
- Durante o funcionamento, transporte, reparação ou eliminação do RENASYS™ GO e respectivos acessórios, o risco dos líquidos infecciosos serem aspirados ou de contaminação do dispositivo devido a uma utilização incorreta não pode ser eliminado. Devem ser cumpridas as precauções universais sempre que trabalhar com peças ou equipamento potencialmente contaminados.
- O RENASYS™ GO não foi estudado em pacientes pediátricos. O tamanho e peso do paciente devem ser tidos em consideração ao prescrever este dispositivo.
- O RENASYS™ GO não é adequado para ser utilizado em zonas onde existe perigo de explosão (por exemplo: unidade hiperbárica de oxigênio).
- O RENASYS™ GO não é adequado para a utilização na presença de mistura anestésica inflamável com ar ou com oxigênio ou óxido nitroso.
- O dispositivo e os kits de reservatórios são fornecidos não esterilizados e não devem ser utilizados em ambientes esterilizados.

Precauções

- Devem ser tomadas as devidas precauções em pacientes que estejam ou possam estar a:
 - Receber terapia anti-coagulante ou inibidores de agregação de plaquetas com hemorragias ativas ou que tenham vasos sanguíneos ou órgãos enfraquecidos.
 - Sofrer de hemostase difícil na ferida.
 - Não tratados por má nutrição.
 - Incompatíveis ou reticentes.
 - Sofrer de feridas muito próximas de vasos sanguíneos ou de fáscia delicada.
- Feridas infectadas podem necessitar de mudanças de curativo mais frequentes.
- A ferida tem de ser vigiada regularmente de forma a verificar se existem sinais de infecção.
- O sistema de terapia deve ser mantido ligado no modo CONTÍNUO durante a duração do tratamento. Podem existir situações em que o paciente tenha de ser desligado do dispositivo de TFPN, como, por exemplo, para atividades quotidianas e para exames de diagnóstico. Se for necessário desligar o paciente, a tubagem deve ser presa/fechada e as extremidades da tubagem devem ser fechadas. O tempo que os pacientes podem ficar desligados do dispositivo de TFPN é uma decisão clínica tomada com base nas características individuais do paciente e da ferida. Os fatores a considerar incluem: quantidade de drenagem, localização da ferida, integridade da selagem do curativo, avaliação da carga bacteriana na ferida e o risco de infecção do paciente.
- Este dispositivo apenas deve ser utilizado por pessoal qualificado e autorizado. O utilizador deve ter os conhecimentos necessários da aplicação médica específica para a qual o RENASYS™ GO está a ser utilizado.
- Se o dispositivo esteve sujeito a temperaturas negativas, deixe-o atingir a temperatura ambiente antes da sua utilização; caso contrário, a unidade pode ficar danificada.
- Certifique-se de que a tubagem está devidamente ligada e sem dobras para evitar fugas ou obstruções no circuito de vácuo.
- Coloque o dispositivo e a tubagem na posição correta para evitar o risco de tropeçar e da tubagem ficar presa por baixo do paciente.
- Quando for tomar banho/ducha, o paciente tem de ser desligado do dispositivo.
- No caso de algum líquido penetrar no dispositivo, interrompa a utilização e contate a Assistência Técnica.
- Não aplique toalhetes NO-STING SKIN-PREP™ diretamente em feridas abertas.
- Controle regularmente o dispositivo RENASYS™ GO e o local da ferida, durante a terapia, para garantir o tratamento terapêutico e o conforto do paciente.
- As estruturas subjacentes, tais como ossos e tendões, têm de ser cobertas com uma camada de curativo não adesivo.
- O nível de vácuo nunca deve ser doloroso. Se o paciente manifestar desconforto com o nível de vácuo, considere reduzir a pressão.
- O RENASYS™ GO pode apenas ser utilizado com componentes autorizados da Smith & Nephew.
- Certifique-se que o clampe do curativo está preso antes de desligar o dispositivo. Para se voltar a ligar ao dispositivo, assegure-se que o dispositivo se encontra ativo antes de abrir o clampe do curativo.

Indicações clínicas

Antes de colocar o RENASYS™ GO, o profissional de saúde que tratar a ferida tem de avaliar a melhor utilização do sistema para a ferida específica. É importante avaliar com cuidado a ferida e o paciente para garantir que as indicações clínicas da terapia de feridas por pressão negativa (TFPN) são cumpridas.

Todas as indicações devem incluir:

- Localização, tamanho e tipo de ferida
- Tipo de kit de curativos para feridas da Smith & Nephew
- Definições de vácuo
- Frequência das mudanças de curativo
- Curativos auxiliares

Glossário de símbolos

 **Botão de Ligar / Desligar**
Liga e desliga o dispositivo

 **Bloqueio do teclado**
Bloqueia o teclado para impedir o ajuste acidental da terapia. Quando está ativado, a luz acende.

 **Indicação da bateria**
Mostra a carga da bateria. Pisca quando a bateria atinge níveis que requerem a intervenção do utilizador.

 **Pausa de som / suprimir alarme**
Desativa o alarme durante cerca de 2 a 3 minutos.

 **Seletor para cima**
Permite aumentar a definição de pressão e navegar pelas opções dos menus.

 **Iniciar terapia / selecionar**
Permite selecionar ou colocar em pausa a terapia. Serve também para confirmar as definições durante a terapia.

 **Seletor para baixo**
Permite diminuir a definição de pressão e navegar pelas opções dos menus.

 **Classificação do equipamento**
Isolamento do componente aplicado de tipo BF

 **Uso único**
Não reutilize

 **Representante na Europa**

 **Classificação da CSA Internacional**

 **Manter em local seco**

 **Número de lote**

 **UE:** não eliminar juntamente com resíduos normais.

 **Temperatura de armazenamento**

 **Número de série**

 **Cuidado:** ver instruções de utilização

 **Data de fabricação**

 **Número de catálogo do produto**

 **Local de fabricação**

 **Marca CE**

RENASYS™-G

Aplicação de curativos de gaze

Utilize técnicas limpas / assépticas ou estéreis para a aplicação, dependendo do protocolo institucional.


Utilize apenas kits de curativos para feridas da Smith & Nephew aprovados para utilização com o RENASYS™ GO.

NOTA: O kit de drenagem elevada/fístula (High Output/Fistula Kit) da Smith & Nephew, referência 66800212, não é compatível com o RENASYS™ GO devido à ligação da tubagem.




Passo 1

Limpe o leito da ferida e seque de acordo com o protocolo.




Passo 2

Aplique o selante cutâneo na zona perilesional.




Passo 3

Prepare uma camada de gaze não adesiva e coloque-a ao longo do leito da ferida.



Passo 4

Corte o dreno de forma a ficar aproximadamente 2,5 cm menor que o leito da ferida. Enrole o dreno se utilizar um dreno com canal ou um dreno redondo.



Passo 5

Aplique uma camada de gaze anti-microbiana umedecida com soro fisiológico no leito da ferida. Coloque o dreno na **parte superior** da gaze.



Para a drenagem do canal, envolva o dreno numa camada de gaze.

NOTA: Se colocar o dreno de canal diretamente no trato sinusal, não é necessária gaze na parte do dreno no trato.



Passo 6

Aplique a tira da pasta para ostomia na extremidade da ferida para fixar o dreno no sítio.



Coloque o restante sobre a parte superior do dreno e aperte para ficar em posição.



Passo 7

Preencha a ferida com gaze anti-microbiana umedecida com soro fisiológico. A gaze deve preencher delicadamente a ferida até à superfície. Evite colocar demasiada gaze.



Passo 8

Coloque um curativo transparente por cima da ferida e vede.




Passo 9

Aperte a tira da pasta para ostomia para criar uma selagem.



Passo 10

Fixe a tubagem do dreno ao local de adaptação do recipiente (Ver referência à tubagem do reservatório/coletor).



Passo 11

Ligue o dreno ao reservatório e inicie o vácuo, certificando-se de que o reservatório está instalado corretamente.



O curativo final

Terá uma aparência “semelhante a uma passa de uva” e será firme ao toque.

CUIDADO: O dreno nunca deve ser colocado no trato de uma fístula não explorada.

RENASYS™-F

Aplicação de curativos de espuma

(Os curativos de espuma não estão disponíveis em todos os mercados)


Utilize técnicas limpas ou estéreis para a aplicação, dependendo do protocolo institucional.



Passo 1

Retire qualquer tecido necrótico/com escaras, se necessário. Limpe o leito da ferida e seque de acordo com o protocolo.


- A ferida deve ser limpa minuciosamente em cada mudança de curativo.



Passo 2

Aplique o selante cutâneo na zona perilesional.

- Proteja a zona perilesional para não ser exposta a umidade e adesivos.



Passo 3

Corte o curativo de espuma para se ajustar ao tamanho e forma da ferida e coloque-o na cavidade da ferida (com a ranhura para cima). A espuma deve encher a cavidade da ferida e pode ser necessário sobrepor pedaços de espuma em feridas profundas. Se necessário, pode ser aplicado um curativo não adesivo na ferida, antes de colocar a espuma no leito da ferida.

AVISO: A espuma deve ser cortada de forma a preencher delicadamente o leito da ferida. Não pressione ou force a espuma em nenhuma zona da ferida.

- Não corte a espuma diretamente por cima do leito da ferida para evitar que fragmentos de espuma caiam na ferida. Esfregue as extremidades da espuma para retirar quaisquer fragmentos que possam ter ficado soltos após o corte.
- Se forem necessários vários pedaços de espuma para cobrir o leito da ferida, conte e registre a quantidade de pedaços de espuma existentes.
- O posicionamento da espuma com a ranhura para cima facilita a inserção do dreno de sucção. É importante posicionar a espuma e a ranhura de modo a permitir a saída adequada da tubagem do dreno.
- Se existir um túnel, corte a espuma de forma a ficar mais comprida do que o túnel, para garantir que se estabelece contacto com a espuma no leito/cavidade da ferida principal.

AVISO: Não coloque espuma em túneis cegos ou não explorados.



Passo 4

Cubra a espuma com curativo de película transparente. A película deve ficar, pelo menos, a 5,1 cm de distância da margem da ferida para facilitar uma selagem adequada.

- A película deve ficar fixada firmemente na zona em volta da ferida para manter uma selagem hermética.



Passo 5

Perfure um pequeno orifício (não mais de 1,2 cm) no centro da película, por cima da ranhura na espuma.

- O orifício será o ponto de inserção do dreno de sucção. Deve ficar central em relação à ferida para evitar que o dreno fique apoiado na extremidade da ferida.



Passo 6

Corte o dreno com o comprimento adequado. Insira o dreno pelo pequeno orifício da película, para dentro da ranhura na espuma, certificando-se de que todos os orifícios para drenos estão em contacto com a espuma por baixo da película.

- A ponta do dreno não deve entrar em contacto com os limites da ferida.



Passo 7

Para criar uma selagem, retire o papel da parte de trás da película IV3000™ e centre a parte de película do curativo por cima do ponto de inserção do tubo do dreno.



Passo 8

Retire a proteção exterior da IV3000™. Retire o papel da parte de trás das abas brancas, uma de cada vez. Utilizando uma técnica em V, aplique as abas brancas para fixar o tubo do dreno no devido lugar e criar uma selagem. Fixe a tubagem do dreno ao local de adaptação do recipiente (Ver referência à tubagem do reservatório/coletor)

- As abas brancas devem ser puxadas firmemente ao criar a técnica em V para garantir uma boa selagem hermética.



Passo 9

Ligue o dispositivo e defina para o nível de vácuo prescrito. Verifique se a selagem está fixa à volta do dreno.

Com a pressão negativa aplicada, o curativo deve estar firme ao toque.

Se existir a preocupação de o tubo provocar pressão nas margens da ferida, utilize a técnica em ponte ou envolva a área por baixo da tubagem com um curativo hidrocolóide ou de espuma.

Mudanças de curativo

Os curativos de gaze devem ser mudados 48 horas após a aplicação inicial da terapia. Se não existir qualquer fuga e se o paciente estiver confortável, as mudanças de curativo devem ser feitas 2 a 3 vezes por semana.

Os curativos de espuma devem ser mudados a cada 48 horas durante a terapia.

Verifique o curativo regularmente e vigie a ferida de forma a verificar se existem sinais de infecção. Feridas infectadas podem necessitar de mudanças de curativo mais frequentes. No caso de drenagem abundante ou drenagem com sedimento, poderão ser necessárias mudanças de curativo mais frequentes.

Se existirem quaisquer sinais de infecção sistêmica ou infecção em estado avançado no local da ferida, contate imediatamente o clínico responsável pelo tratamento.

Seleção do reservatório /coletor

O dispositivo RENASYS™ GO só pode ser utilizado com o reservatório RENASYS™ GO de 300 mL. O reservatório RENASYS™ GO tem um filtro bacteriano de 2 fases integrado para proteger o dispositivo contra derramamento e propagação de microrganismos aspirados. O reservatório foi concebido para utilização única. NÃO REUTILIZAR.

O reservatório deve ser substituído, pelo menos, semanalmente ou quando estiver cheio. Poderá ser necessário substituir os reservatórios frequentemente nos casos de tratamento de um único paciente, se os níveis de exsudado forem elevados.

Se o reservatório apresentar sinais de danos, elimine-o e utilize um novo.

Os kits de reservatórios são fornecidos não esterilizados e não devem ser utilizados em ambientes esterilizados.

Remover ou substituir o reservatório /coletor


Liberte a tubagem do curativo para manter temporariamente a pressão negativa no local do curativo e evitar possíveis fugas de exsudado da ferida pela tubagem.

1. Desligue o dispositivo.
2. Desligue o tubo do reservatório da tubagem do curativo.
3. Retire as tampas dos dois lados do conector da tubagem.
4. Liberte as presilhas cor de laranja nos dois lados do reservatório e retire-o com cuidado do dispositivo.




A eliminação de reservatórios usados deve ser realizada de acordo com os protocolos das instalações ou os regulamentos locais relativos ao manuseamento de materiais potencialmente infectados ou de risco biológico.


Tubagem do recipiente




Desconectar tubagem




Fechar tubagem



Ligação da tubagem



Não ligue a tubagem nem feche a abertura do conector em T que está introduzido na tubagem do reservatório.



Arranque do dispositivo

O dispositivo funciona com alimentação de bateria ou potência CA.

Se for necessário o funcionamento com bateria na primeira utilização do dispositivo, a bateria tem de ser carregada através de potência CA até a luz indicadora verde da bateria deixar de piscar. Durante o processo de carregamento, a luz pisca a verde.

Se for necessária potência CA, ligue a fonte de alimentação à ficha de entrada, na parte lateral do dispositivo.

Aperte o botão Ligar/Desligar  durante 2 segundos e o dispositivo apresenta a seguinte mensagem:

B	e	m	V	i	n	d	o					
I	n	i	c	i	a	r		V	X	X	.	x

Seleção do idioma:

Para alterar o idioma a qualquer momento.

1. Desligue o dispositivo

2. Aperte os botões Para cima  + Selecionar  + Ligar/Desligar  em simultâneo, durante 2 segundos.

3. Pode seleccionar o idioma com os botões **Para cima**  e **Para baixo**  e apertando em seguida, o botão **Selecionar** .

4. Ao apertar o botão **Selecionar**  neste momento, irá iniiar a terapia ao valor pré-definido de 80 mmHg em modo contínuo.


Início da Terapia

Aperte o botão **Ligar / Desligar**  durante 2 segundos e o dispositivo apresenta a seguinte mensagem:

B	e	m	V	i	n	d	o					
I	n	i	c	i	a	r		V	X	X	.	x

E	m	E	s	p	e	r	a
▶	8	0		m	m	H	g

- Para seleccionar a definição de vácuo prescrita, utilize botões **Para cima**  e **Para baixo**  .
- Aperte o botão **Selecionar**  para iniciar a terapia.



A definição do nível de vácuo é uma decisão que o profissional de saúde tem de tomar com base na avaliação individual da ferida em questão. Devem ser cumpridas as seguintes diretrizes gerais:

- 40-120 mmHg é o intervalo de pressão terapêutica recomendado.
- Os níveis de vácuo mais baixo são normalmente eficazes e mais toleráveis.
- O nível de vácuo nunca deve ser doloroso. Se o paciente manifestar desconforto com o nível de vácuo, este deve ser reduzido.


O dispositivo apresenta o nível de pressão definido.
O funcionamento fora deste nível resultará nem alarme.

Cuidado: Antes de iniciar a terapia, certifique-se de que o dispositivo não se encontra a 50cm acima da ferida e que está afastado de qualquer fonte direta de calor.

Pausa / Ajuste da terapia

Para efetuar uma pausa na terapia e reiniciá-la, aperte o botão **Selecionar**  uma vez. Durante a pausa, o dispositivo apresente uma mensagem e é possível alterar o nível de terapia com os


Botões **Para cima**  e **Para baixo**.




Bloqueio e desbloqueio do teclado

Para bloquear a interface de utilizador quando o dispositivo está ativo, aperte o botão **Bloqueio do**

teclado  durante 2 segundos e a luz azul acende.



Para desbloquear a interface de utilizador, aperte novamente o botão **Bloqueio do teclado**  durante 2 segundos.



Se o teclado na interface do usuário não estiver sendo utilizado durante 10 minutos, o teclado bloqueia automaticamente. A luz azul por cima do botão de bloqueio do teclado acende.

Desligar o dispositivo

Aperto o botão **Ligar / desligar**  durante 2 segundos e o dispositivo desliga.

Modo de funcionamento

Existem 2 modos de funcionamento: Contínuo e Intermitente.

Nota: O modo Contínuo é recomendado para a TFPN.

No modo **Contínuo**, o dispositivo mantém o nível de vácuo selecionado sem interrupções, até ser desligado.

No modo **Intermitente**, o dispositivo efetua ciclos de ativação e desativação em incrementos de 5 minutos "ON" (vácuo ativo) e 2 minutos "OFF" (sem vácuo).

Para alternar a terapia entre os modos Contínuo e Intermitente:

1. Desligue o dispositivo.
2. Aperte os botões **Para baixo**  + **Selecionar**  + **Ligar/Desligar**  em simultâneo, durante 2 segundos.
3. Aperte os botões **Para cima**  ou **Para baixo**  para alternar entre os modos Contínuo e Intermitente e aperte o botão **Selecionar**  para confirmar.
4. Quando a terapia iniciar, o visor apresenta qual o modo de terapia selecionado.

Informações clínicas

O dispositivo apresenta informações que permitem que o clínico verifique quanto tempo de terapia (o total de horas e minutos de terapia contínua ou intermitente) foi administrado ao paciente.

Para aceder a estas informações, siga os passos seguintes:

1. Desligue o dispositivo.
2. Aperte os botões **Para baixo**  + **Selecionar**  + **Ligar /Desligar**  em simultâneo, durante 2 segundos.
3. Aperte o botão **Para baixo**  para ver o tempo e aperte **Selecionar** .
4. Depois de apertar **Selecionar** , o dispositivo apresenta o seguinte tela:


A	c	t	i	v	a	r	T	e	m	p	o
x	x	x	x	x	H	,	x	x	m		

5. Esta indicação é apresentada durante 6 segundos e, em seguida, a tela regressa ao menu principal.

Para repor o tempo todo a zero:

1. Aperte o botão **Para baixo**  para mover para opção de apagar o tempo e aperte o botão **Selecionar**  .

2. Depois de apertar o botão **Selecionar**  , o dispositivo apresenta a seguinte mensagem:



3. Aperte novamente o botão **Selecionar**  para confirmar que pretende apagar o tempo ativo.

4. Aperte o botão **Para baixo**  para mover para opções yes (sim) e aperte o botão **Selecionar**  .

5. Depois de apertar o botão **Selecionar**  , o dispositivo apresenta a seguinte mensagem durante 5 segundos, antes de regressar ao menu principal:



O tempo ativo da terapia deve ser apagado entre pacientes. Desta forma, o clínico pode monitorar a compatibilidade entre paciente e terapia.


Alimentação da bateria



O dispositivo pode ser alimentado com uma bateria para permitir uma maior mobilidade do usuário. Uma bateria totalmente carregada tem uma duração de até 20 horas.

Durante a terapia, se o indicador de bateria mostrar que a bateria está ficando fraca, pode ligar o adaptador de alimentação a uma tomada elétrica (CA), sem provocar interrupções na terapia, e a bateria é recarregada.


Indicação do estado da bateria

O RENASYS GO contém uma bateria recarregável de ions de lítio que tem capacidade para cerca de 300 a 500 recargas. Existem vários indicadores do nível de carga da bateria no dispositivo RENASYS GO.

Indicador	Nível de carga de bateria	Ação
	 <p>A bateria está totalmente carregada e tem capacidade para até 20 horas de terapia. O indicador apresenta uma luz verde constante.</p>	Nenhuma ação necessária.

Indicador	Nível de carga de bateria	Ação
	<p>A bateria tem capacidade para até 10 horas de terapia. O indicador apresenta uma luz verde intermitente.</p>	<p>Nenhuma ação necessária.</p>
	<p>A bateria tem capacidade para até 6 horas de terapia. O indicador apresenta uma luz âmbar constante e uma luz verde intermitente.</p>	<p>Nenhuma ação necessária.</p>
 	<p>A bateria tem capacidade para até 3 horas de terapia. O indicador apresenta uma luz âmbar. O visor apresenta a mensagem e é emitido um alarme sonoro.</p>	<p>É possível interromper o alarme com o botão Pausa na interface do usuário. Ligue o dispositivo à fonte de alimentação CA para iniciar o carregamento.</p>
 	<p>A bateria tem capacidade para até 1 hora de terapia. O indicador apresenta uma luz âmbar intermitente. O visor apresenta uma mensagem e é emitido um alarme sonoro.</p>	<p>O dispositivo deve ser ligado à fonte de alimentação CA o mais rápido possível.</p>
 	<p>A bateria tem apenas capacidade para 2 minutos de terapia. O indicador apresenta uma luz âmbar intermitente. O visor apresenta uma mensagem e é emitido um alarme sonoro durante 2 minutos.</p>	<p>O dispositivo deve ser ligado de imediato à fonte de alimentação CA.</p>
	<p>Após 2 minutos com a carga da bateria extremamente baixa, o dispositivo desliga-se.</p>	<p>Ligue o dispositivo à fonte de alimentação CA.</p>
 	<p>Quando o dispositivo está ligado à fonte de alimentação CA para carregar a bateria, aparece a mensagem "Charging" (Carregando) e o indicador apresenta uma luz verde intermitente.</p>	<p>Nenhuma ação necessária. O dispositivo poderá demorar até 3 horas para ser recarregado.</p>


Alarmes / Guia de detecção e resolução de problemas

Alarme	Mensagem Apresentada	Descrição	Causa	Solução
Vácuo baixo	  	<p>O nível de vácuo é baixo ou existe uma fuga no sistema durante mais de 30 segundos.</p> <p>O alarme sonoro é emitido a cada 10 segundos.</p> <p>- a luz de estado pisca âmbar.</p> <p>- se o sistema for selado, o alarme é repostado automaticamente.</p> <p>- é possível interromper o alarme durante cerca de 2 a 3 minutos.</p> <p>- O dispositivo parará a terapia depois de 5 interrupções sem correção do vácuo.</p>	<p>Existe uma fuga no local da ferida ou à volta do mesmo.</p> <p>Existe uma fuga ou defeito na tubagem de ligação entre o local da ferida e o dispositivo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique se existem inconsistências no cabo, como dobras, fendas ou pregas na pele. 2. Procure selagens parciais na saída do dreno, à volta da ferida e dos cabos transparentes. 3. Ouça e verifique se existe movimento de ar no local da ferida. 4. Toque para verificar se existe movimento de ar dentro ou fora do local da ferida. 5. Se encontrar uma fuga, vede-a com as seguintes técnicas: <ol style="list-style-type: none"> a. Tape a fuga com fita à prova de água. b. Aplique uma maior quantidade de cabo transparente. c. Utilize a tira da pasta para ostomia para vedar a fuga. <p>Desligue o tubo do cabo do conector de ligação rápida e introduza a tampa da extremidade no conector de ligação rápida.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Se o alarme parar, o problema está no local do cabo da ferida (consulte em cima) ou no conector de ligação rápida. 3. Certifique-se de que o conector de ligação rápida está total e devidamente ligado.

Alarme	Mensagem Apresentada	Descrição	Causa	Solução
			A selagem da ligação entre o reservatório e o dispositivo é fraca.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Desligue o dispositivo e verifique se o reservatório está corretamente instalado. Reinicie o dispositivo. 2.Se a indicação anterior não corrigir o alarme, verifique com cuidado o conector de entrada para o dispositivo e o anel de selagem (consulte o diagrama do dispositivo no início do manual). Se existirem danos nesta zona, devolva o dispositivo à Assistência Técnica.
Vácuo elevado	 AVISO  MUITO VACUO	<p>O sistema detectou uma situação de vácuo elevado.</p> <p>-alarme sonoro é emitido a cada 10 segundos</p> <p>- a luz de estado pisca.</p> <p>- Este alarme sonoro não pode ser interrompido e tem de ser imediatamente verificado e corrigido pelo profissional de saúde.</p> <p>- depois de corrigido, o alarme sonoro é repostado automaticamente e a luz de estado fica verde.</p>	<p>O dispositivo detectou uma situação de vácuo elevado, possivelmente devido a uma construção da linha ou uma avaria do dispositivo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Coloque o dispositivo no modo espera. 2.Verifique se todas as linhas estão abertas e desobstruídas. 3.Verifique se o reservatório está cheio. 4.Se o alarme continuar a soar, substitua o reservatório por um novo. 5.Se o alarme de erro voltar a ocorrer, é possível que exista uma avaria no dispositivo. Contate a Assistência Técnica.

Alarme	Mensagem Apresentada	Descrição	Causa	Solução
Vácuo excessivo		<p>O sistema detectou que o vácuo está extremamente elevado (>235mmHg).</p> <p>-o interruptor de segurança de vácuo é acionado e o dispositivo de terapia pára a terapia.</p> <p>- o alarme sonoro é emitido a cada 10 segundos.</p> <p>- a luz de estado pisca a âmbar</p>	A bomba está possivelmente avariada e atingiu um nível de vácuo excessivamente elevado.	<p>Desligue e reinicie o dispositivo.</p> <p>Se o alarme de erro voltar a ocorrer, é possível que existia uma avaria no dispositivo. Contate a Assistência Técnica..</p>
Obstrução / reservatório cheio	<p><i>NOTA: o alarme de obstrução /reservatório cheio de RENASYS GO detecta o bloqueio desde o conector em t até o reservatório.</i></p>   	<p>O sistema detecta que o reservatório está cheio ou que existe uma obstrução no sistema.</p> <p>- o alarme sonoro é emitido a cada 10 segundos.</p> <p>- a luz âmbar de estado pisca a âmbar.</p> <p>- Não existirá pressão negativa no local da ferida.</p> <p>- Se o problema for resolvido, o alarme é repostado automaticamente.</p> <p>- É possível interromper o alarme durante cerca e 2 a 3 minutos.</p> <p>- O dispositivo parará a terapia depois de 5 interrupções sem correção do vácuo.</p> <p>- Se após a 5º interrupção, o problema não for corrigido, o dispositivo pára a terapia.</p>	Obstrução na tubagem, reservatório cheio ou o filtro interno do reservatório está coberto de exsudado.	<p>1.Certifique-se de que o clampé da tubagem está aberto.</p> <p>2.Verifique se o tubo está obstruído (dobras no tubo ou bloqueio de sedimentos).</p> <p>3.Certifique-se de que o reservatório não está cheio ou que o filtro interno do reservatório não está coberto de exsudado.</p>

Alarme	Mensagem Apresentada	Descrição	Causa	Solução
Alarme de fluxo elevado / fuga	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> !! AVISO !! FUGA </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> !! PAUSA SONORA !! FUGA </div>	<p>O sistema detectou uma fuga significativa durante mais de 1 minuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o alarme é emitido a cada 10 segundos. - a luz de estado pisca a âmbar. - Se o sistema for selado o alarme é repostado automaticamente. - é possível interromper o alarme durante cerca de 2 a 3 minutos. 	<p>Existe uma fuga no local da ferida ou à volta do mesmo.</p>	<p>1. Verifique se existem inconsistências no cabo, como dobras, fendas ou pregas na pele.</p> <p>2. Procure selagens parciais na saída do dreno, à volta da ferida e dos cabos transparentes.</p> <p>3. Ouça e verifique se existe movimento de ar no local da ferida.</p> <p>4. Se encontrar uma fuga, vede-a com as seguintes técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Feche a fuga com a fita à prova de água. b. Aplique uma maior quantidade de cabo transparente. c. Utilize a tira da pasta para ostomia para selar a fuga.
			<p>Existe uma fuga ou defeito na tubagem de ligação entre o local da ferida e o dispositivo.</p>	<p>1. Desligue o tubo do cabo do conector de ligação rápida e introduza a tampa da extremidade no conector de ligação rápida.</p> <p>2. Se o alarme parar, o problema está no local do cabo da ferida (consulte em cima) ou no conector de ligação rápida.</p> <p>3. Certifique-se que o conector de ligação rápida está total e devidamente ligado.</p>

Alarme	Mensagem Apresentada	Descrição	Causa	Solução
			A selagem da ligação entre o reservatório e o dispositivo é fraca.	1.Desligue o dispositivo e verifique se o reservatório está corretamente instalado. Reinicie o dispositivo. 2.Se as condições anteriores não corrigem o alarme, verifique com cuidado o conector de entrada para o dispositivo o anel de selagem (consulte o diagrama no início do manual). Se existirem danos nesta área, devolva o dispositivo à Assistência Técnica.
Bateria	Consulte a seção do manual relativa ao estado de carga da bateria, para ver as mensagens apresentadas.		Bateria com pouca ou sem carga.	Ligue a unidade à fonte de alimentação CA para carregar a bateria.
Bloqueio do teclado ativado			A interface de utilizador está bloqueada.	Desbloqueie apertando o botão de bloqueio do teclado durante 2 segundos.
Falha no dispositivo		O dispositivo tem um erro irreparável.	Erro interno de hardware ou software.	Contate a Assistência Técnica.
Dispositivo não calibrado		O dispositivo não irá funcionar.	É necessário assistência e reparação.	Contate a Assistência Técnica.

Acessórios

Alça de transporte


A alça de transporte foi concebida como item de utilização num único paciente.

1. Para fixar a alça de transporte ao dispositivo:
2. Introduza a extremidade da alça aberta por trás do pino de localização.
3. Puxe a alça pela abertura e introduza a extremidade por trás da presilha.
4. Feche a presilha para segurar a alça.
5. Repita os passos 1 a 3 no outro lado do dispositivo.

Depois de ligar os dois lados ao dispositivo, é possível uni-los para formar a alça de transporte curta. A alça de transporte curta pode ser utilizada para fixar o dispositivo a uma cadeira de rodas ou a um suporte de soro, durante a deslocação do paciente.

Alça de extensão

A alça pode ser prolongada para permitir o transporte do dispositivo ao ombro ou a tira a colo. Coloque a parte almofadada da alça sobre o ombro para um maior conforto ao transportar o dispositivo.



Bolsa de transporte


A bolsa de transporte foi concebida como item de utilização num único paciente.

Para colocar o dispositivo na bolsa:

1. Abra o fecho dos dois lados da bolsa e coloque-a numa superfície nivelada com as abas de visualização para cima.
2. Coloque o dispositivo em cima da secção aberta da bolsa.
3. Coloque a parte dianteira da bolsa sobre a parte superior do dispositivo e una as duas partes de um fecho.
4. Puxe o fecho no outro lado da bolsa para fechar.
5. Depois de ajustado, certifique-se de que a tubagem do reservatório se pode mover livremente.
6. A tubagem em excesso pode ser enrolada e colocada no compartimento da parte posterior da bolsa.

As abas na parte superior da bolsa destinam-se a proporcionar privacidade ao utilizador.

Na parte posterior da bolsa existe uma presilha para o cinto, caso pretenda utilizar o RENASYS™ GO à cintura.



Manutenção

Antes de cada utilização, verifique se o dispositivo apresenta sinais visíveis de danos. Se o dispositivo cair ou apresentar sinais de danos, não o utilize e devolva-o ao seu representante autorizado da Smith & Nephew.

Não existem componentes no interior do dispositivo que possam ser reparados pelo usuário. Não tente abrir a caixa. Contate a Assistência Técnica.

Limpeza

O cumprimento das diretivas locais relativas à higiene é de importância primordial.

A limpeza da caixa exterior do RENASYS™ GO deve ser efetuada de acordo com as seguintes diretrizes:

- Limpe a superfície do dispositivo com um pano macio umedecido.
- Utilize um agente de limpeza ou desinfetante suave e certifique-se de que é adequado para plásticos. Siga as diretrizes do fabricante relativas à utilização de agentes de limpeza.
- Umedeça outro pano macio com água limpa e limpe todas as superfícies para remover a solução em excesso.
- Seque com outro pano macio.
- Não utilize solventes ou produtos abrasivos.
- Não mergulhe nenhum componente do RENASYS™ GO em líquidos nem utilize um pano demasiado molhado. Não podem entrar líquidos no dispositivo. Se algum líquido penetrar no dispositivo, contate a Assistência Técnica.

Armazenamento

Antes de armazenar durante um período superior a 2 meses, certifique-se de que a bateria possui 100% da carga. Poderá ocorrer alguma descarga da bateria durante o armazenamento. Durante um armazenamento prolongado, recarregar a bateria a cada 10 meses.

O RENASYS™ GO deve ser armazenado entre 0 e 25°C (32 e 77°F) para o melhor desempenho da bateria, mas pode ser armazenado em ambientes com temperaturas entre -10 e 55 °C (14 e 131 °F) durante breves períodos de tempo.

Cuidado: Se o dispositivo tiver sido armazenado num local com temperaturas negativas, é necessário deixar que atinja a temperatura ambiente antes de o utilizar, caso contrário poderá ficar danificado.

Devolução do dispositivo

Antes de devolver o dispositivo ao seu representante da Smith & Nephew, no final do período de aluguer ou caso tenha ocorrido uma avaria, o dispositivo tem de ser limpo de acordo com as indicações descritas na secção de limpeza deste manual.

Além disso, o dispositivo tem de ser devolvido na embalagem original.

Compatibilidade eletromagnética

Este equipamento foi testado e comprovado como estando em conformidade com os limites para dispositivos médicos, de acordo com a norma IEC 60601-1-2-2001. Estes limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação médica tradicional e num ambiente de utilização doméstica. Este equipamento produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências nocivas noutros dispositivos que se encontrem nas proximidades. Contudo, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica.

Orientação e declaração do fabricante — imunidade eletromagnética.

O RENASYS™ GO destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado em baixo. O cliente ou o usuário do RENASYS™ GO deve assegurar que este é utilizado num ambiente com estas características.

Ensaio de imunidade	Nível de ensaio IEC 60601	Nível de conformidade	de Ambiente eletromagnético – directrizes
Descarga eletrostática IEC 61000-4-2	±Contato 6 kV ±Ar 8 kV	±Contato 6 kV ±Ar 8 kV	O pavimento deverá ser de madeira, betão ou azulejos de cerâmica. Se o pavimento estiver coberto com material sintético, a umidade relativa deverá ser de, pelo menos, 30%.
Transitório rápido/incremento repentino de tensão elétrica IEC 61000-4-4	±2 kV para linhas de fontes de alimentação ±1 kV para linhas de entrada/saída	±2 kV para linhas de fontes de alimentação Não aplicável	A qualidade da rede de alimentação deve ser idêntica à de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Sobretensão IEC 61000-4-5	±Modo diferencial 1 kV ±Modo comum 2 kV	±Linha a linha 1 kV ±Linha a terra 2 kV	A qualidade da rede de alimentação deve ser idêntica à de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de entrada das fontes de alimentação IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% de queda em UT) para 1/2 ciclo 40% UT (60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT (30% de queda em UT) para 25 ciclos <5% UT (>95% de queda em UT) durante 5 segundos	>95% para 10 ms 60% para 100 ms 30% para 500 ms >95% para 5000 ms	A qualidade da rede de alimentação deve ser idêntica à de um ambiente hospitalar ou comercial típico. Se o utilizador do RENASYS™ GO necessitar de funcionamento contínuo durante falhas de energia, recomenda-se que o RENASYS™ GO seja alimentado por uma fonte de alimentação contínua ou pela bateria.
NOTA: UT é a tensão da CA antes da aplicação do nível de ensaio.			
Campo magnético da frequência (50/60 Hz) da rede de alimentação IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Os campos magnéticos da frequência da rede de alimentação deverão ser mantidos de acordo com os níveis característicos de uma localização normal num ambiente hospitalar ou comercial típico.

RF conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms
RF radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m

Os equipamentos de comunicações por RF, portáteis e móveis, devem ser utilizados afastados de qualquer parte do RENASYS™ GO, incluindo os seus cabos, não inferior à distância de separação recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada

$$d = 1,2\sqrt{P}$$

$$d = 1,2\sqrt{P} \text{ (80 MHz a 800 MHz)}$$

$$d = 2,3\sqrt{P} \text{ (800 MHz a 2,5 GHz)}$$

onde P representa a potência nominal de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m).

A intensidade de campo de transmissores de RF fixos, conforme determinado pelo exame electromagnético realizado no terreno, deve ser inferior ao nível de conformidade em cada intervalo de frequência.

Podem ocorrer interferências nas proximidades do equipamento marcado com o seguinte símbolo:



NOTA 1: A 80 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais elevado.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a. _A intensidade de campo de transmissores fixos, tais como estações base para rádio, telefones (celulares/telefones sem fios) e rádios móveis de terra, rádios amadores, emissões de rádio em frequência AM e FM e transmissões de TV, não pode ser prevista teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético causado por transmissores de RF fixos, deve ser considerado um exame eletromagnético no terreno. Se a intensidade de campo medida no local em que o RENASYS™ GO é utilizado exceder 3 V/m, o RENASYS™ GO deve ser observado para verificar o funcionamento normal. Se for observado um funcionamento anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, tais como a reorientação ou mudança de localização do RENASYS™ GO.

b. Acima do intervalo de frequências de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deve ser inferior a 3 V/m.

Orientação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas

O RENASYS GO destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou utilizador do RENASYS GO deve assegurar que esta é utilizada num ambiente com estas características.

Ensaio de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - diretrizes
Emissões RF (radiofrequência) CISPR 11	Grupo 1	O RENASYS GO só utiliza RF para o seu funcionamento interno. Por este motivo, as suas emissões de radiofrequência são muito baixas e têm pouca probabilidade de causar interferências em equipamento eletrónico próximo.
Emissões RF (radiofrequência) CISPR 11	Classe B	
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Não aplicável	
Flutuações da tensão/emissões oscilantes IEC 61000-3-3	Em conformidade	O RENASYS GO está indicado para utilização em todas as instalações, incluindo ambientes domésticos e aqueles diretamente ligados à rede pública de fornecimento de energia de baixa tensão que abastece edifícios usados para fins domésticos.

AVISO: O RENASYS GO não deve ser utilizado junto ou sobre outros equipamentos elétricos. Se tais condições de utilização forem necessárias, deve ser verificado se o RENASYS GO funciona normalmente na configuração em que será utilizado.

Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicação por RF portátil e móvel e o RENASYS GO.

O RENASYS GO está indicado para utilização num ambiente eletromagnético em que as interferências por RF irradiada são controladas. O cliente ou utilizador do RENASYS GO pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre equipamento de comunicação por RF, portátil e móvel (transmissores), e o RENASYS GO, conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência nominal de saída máxima do transmissor

Distância de separação consoante a frequência do transmissor m

W	150KHz a 80KHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80MHz a 800MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800MHz a 2,5GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para transmissores classificados com uma potência de saída máxima não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser calculada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência nominal máxima do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1: A 80MHz e 800MHz, aplica-se a distância de separação para o intervalo de frequências mais elevado.

NOTA 2: Essas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Especificações

Vácuo máximo	200mm Hg	Proteção de terra	de Classe I
Requisitos de alimentação	Dispositivo 21VCC 36W Adaptador de Energia Smith & Nephew, ref° 66800161 Entrada: 100-240V CA 50/60Hz 0,9ª Saída 21V CC 1,71 A 36W	Proteção do paciente	do Tipo BF
Fusível	Fusível eletrônico interno, não substituível pelo usuário	Índice de proteção	de IP2X
Dimensões	(175 x 210 x 85) mm (7 x 8,3 x 3,5 pol)	Modo de funcionamento	de Contínuo ou Intermitente
Peso	1,1Kg (2,4 lbs)	Armazenamento / transporte	-10 a 55°C (14 a 131F) 30 a 70% HR 700 a 1060 mbar de pressão atmosférica
Autonomia de bateria	– Aprox. 20 horas (terapia)	Ambiente de funcionamento	de 5-35°C (41-95F) 30 a 70% HR 700 a 1060 mbar de pressão atmosférica
Tipo de bateria	Ions de lítio	Conformidade	UL 60601-1 IEC 60601-1 IEC60601-1-2CAN/CSA C22.2N° 601.1
Tempo de carregamento	de Aprox. 3 horas		

Avisos

Este Manual do utilizador não serve de garantia. Serve apenas de guia. Em caso de dúvidas médicas, consulte um médico. Para mais informações sobre o produto ou em caso de dúvida sobre um produto específico, consulte os números na lista da seção de Informações do serviço de assistência ao cliente de TFPN neste manual.

Para que os produtos da Smith & Nephew proporcionem um desempenho seguro e adequado, é necessário cumprir as seguintes condições:

- Todas as operações de montagem, funcionamento, ajuste, modificação, manutenção e/ou reparação devem ser efetuadas por pessoal qualificado e autorizado pela Smith & Nephew.
- A instalação elétrica da sala tem de estar em conformidade com as normas de ligações elétricas adequadas.
- O produto tem de ser utilizado de acordo com este Manual do utilizador e com todas as etiquetas aplicáveis.

O não cumprimento destas condições anulará qualquer garantia relevante.

Garantia limitada

A Smith & Nephew garante que o dispositivo sem bateria (“Produto”) proporcionará um desempenho de acordo com as especificações indicadas no respectivo manual, durante um período de dois anos a partir da data de compra do dispositivo. No caso de não proporcionar um desempenho de acordo com as especificações, a Smith & Nephew reparará ou substituirá o Produto, à sua discrição e sem custos para o Cliente, de acordo com a sua política de reparação conforme indicada nos Termos e Condições do Produto.

De forma a manter esta garantia do Produto em vigor, o Cliente tem de notificar de imediato a Smith & Nephew de qualquer defeito, por escrito e até trinta (30) dias após a descoberta de tal defeito ou até dois (2) anos a partir da data de compra do dispositivo.

Esta garantia não abrange: (i) Produtos embalados ou etiquetados que não da Smith & Nephew ou dos seus agentes autorizados; (ii) Produtos não utilizados em conformidade com as especificações nos manuais dos produtos; (iii) Produtos utilizados em conjunto com componentes, kits de curativos de feridas ou reservatórios não especificados para utilização com o RENASYS™ GO; (iv) defeitos devido a utilização incorreta, reprocessamento, alteração, reparação não autorizada ou manuseamento negligente, ou defeitos devido a falta de cuidado do Cliente ou utilizador responsável, incluindo, entre outros, no armazenamento, manuseamento ou limpeza.

ALÉM DA GARANTIA REFERIDA EM CIMA, A SMITH & NEPHEW, INC. REJEITA QUAISQUER REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, REPRESENTAÇÕES OU GARANTIAS RELATIVAS À COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO OU UTILIZAÇÃO PELO CLIENTE DO PRODUTO.

A SMITH & NEPHEW, INC. DECLINA QUAISQUER RESPONSABILIDADES RELATIVAMENTE A LUCROS ANTECIPADOS, OUTROS DANOS INDIRECTOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO OU PERDA DE TEMPO INCORRIDOS PELO CLIENTE E RESULTANTES DA AQUISIÇÃO OU UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. A SMITH & NEPHEW, INC. REJEITA AINDA QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER DANOS EXEMPLARES OU PUNITIVOS.

Assistência Técnica

A Assistência Técnica do Renasys GO Terapia de Pressão Negativa para Feridas-Portátil é feita somente pela:

SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
Avenida Fagundes de Oliveira, 538- Piraporinha
CEP: 09950-300 - Diadema / SP
Tel.: (11) 3197-2700

Produzido por Smith & Nephew, Inc.
Wound Management / 970 Lake Carillon Drive, Suíte 110
St Petersburg, FL 33716 EUA

Data de Fabricação / N° de Série:
Garantia: 1 ano
Registro na ANVISA n°: 80804050093

Importado/Distribuído no Brasil por:

SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Avenida Presidente Tancredo Neves, 272 - Jardim Floresta

CEP: 06730-000 – Vargem Grande Paulista/SP

CNPJ: 13.656.820/0001-88

Tel.: 11 2093-0723 Fax: 11 2093-0723

Responsável Técnico: Andrea Rodrigues de Mello Santos- CRF-SP 49959

(*) Marcas Registradas de Smith & Nephew