

Instruções Gerais para Sensores de pH Série SE 557 Memosens®



Atenção!

Leia com atenção estas instruções antes de colocar o sensor em operação para evitar problemas. A operação e a manutenção do sensor só devem ser executadas por pessoas especialmente treinadas e autorizadas pelo fornecedor.

Perigo!

Após um sensor com certificação Ex ser usado com componentes não-Ex, esse sensor não deverá mais ser usado em área classificada.

1. Introdução

Os sensores de pH Knick série SE 557 com conector Memosens® são sensores de alta precisão com eletrólito líquido, coletor de íons de prata e detector de temperatura integrado para compensação automática de temperatura do sinal de pH durante a calibração e a operação.

Os sensores SE 557 são esterilizáveis in loco.

2. Segurança

O sensor é parcialmente feito de vidro e portanto deve ser manuseado com cuidado. Não deixe de usar luvas e óculos de segurança ao limpar ou calibrar o sensor com soluções ácidas ou alcalinas.

Os sensores suportam a pressão operacional máxima de 6 bares e preenchem todos os atuais requisitos PED (Pressure Equipment Directive 97/23/EC, Article 3, Sec.3). Observe o conceito de área classificada para sensores Memosens® descrita na seção 4 antes de instalar o sensor em área classificada.

3. Descrição do Produto

No sensor ou na etiqueta de sua embalagem há as seguintes informações:

SE 557	Knick	Fabricante do sensor
/*-NMS*	Modelo	
	H:	alta impedância, N: não
	Conector Memosens® (MS)	
	Terra de solução (A: com, N: sem)	
	Comprimento	(1: 120 mm, 2: 250 mm, 4: 450 mm)

pH 0...14 Faixa de medição de pH:

0...135 °C Faixa de temperatura:

O ano de fabricação do sensor é incluído no número de série, que é impresso e também armazenado eletronicamente na cabeça do sensor. Veja também o certificado de qualidade.

4. Área Classificada

Os sensores são equipamentos intrinsecamente seguros de Categoria 1 e podem ser instalados sob atmosferas com gás explosivo, até em Zona 0.

II 1 G Ex ia IIC T6/T4/T3
BVS 09 ATEX E 088 X

- Os sensores devem ser conectados somente a um cabo intrinsecamente seguro aprovado do tipo CA/MS-***X** (BVS 09 ATEX E 083 X) da Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG.
- SE557X/*-MS*, categoria II 1 G, códigos de temperatura:
T6: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +70\text{ °C}$
T4: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +120\text{ °C}$
T3: $-20\text{ °C} \leq T_a \leq +135\text{ °C}$
- Os sensores não devem ser usado em processos sujeitos a eletricidade estática. Vapores fortes e fluxos de poeira agindo diretamente nos sensores e no cabo de medição devem ser evitados. O comprimento da haste e o terra da solução são irrelevantes quanto a explosão.
- Ao usar os sensores e cabos, as estipulações sobre instalações elétricas em atmosferas com gases explosivos (EN 60079-14) precisam ser observadas.
- As estipulações/condições para uso seguro do sensor Memosens® intrinsecamente seguro conectado precisam ser observadas.

Nota

Se as temperaturas ambientes indicadas forem observadas, a temperatura no equipamento não irá subir além do valor admissível.

5. Instalação

- Ao desembalar, verifique a haste e o vidro sensível do sensor. Se houver algum dano, informe ao fornecedor.
- Remova o câmara de molha (1) e enxágue rapidamente o sensor com água desionizada. Após o enxágue, o sensor deve ser secado apenas tocando-o de leve com um pano apropriado. Não esfregue o vidro sensível a pH, pois isso pode produzir eletricidade estática e retardar as respostas do sensor.
- Verifique o espaço atrás do vidro sensível a pH. Se houver bolhas de ar, remova-as oscilando suave-

mente o eletrodo em posição vertical.

- Antes de inserir o sensor na sonda, remova totalmente o elástico e a tampa de borracha do orifício de abastecimento de eletrólito e também possíveis resíduos de eletrólito na porta de enchimento.
- Veja o manual da respectiva sonda para instalar o sensor corretamente.
- O cabo é encaixado no sensor e travado dando um quarto de volta no anel de acoplamento. Veja a descrição funcional do cabo Memosens®.
- Nota:** Sensores Ex são marcados com um anel vermelho.

6. Operação

6.1 Calibração do sensor e do transmissor
Recomendamos calibrar o sensor SE 557 em 2 pontos. Mergulhe o sensor (com ou sem a sonda) sucessivamente em duas soluções tampão diferentes com determinados valores de pH (p. ex.: pH 4.01 e pH 7.00) e calibre-o com esses valores. Veja mais detalhes no manual do transmissor de pH. Os sensores Memosens® devem ser pré-calibrados preferencialmente em laboratório.

6.2 Esterilização do sensor

Em processos estéreis como tanques de fermentação, o sensor deve ser esterilizado antes do ciclo de produção. Para isso o sensor deve ser montado na sonda e então colocado em contato com vapor ou fluido de processo superaquecido por um tempo suficientemente longo.

6.3 Pressurização da sonda

Durante uma possível esterilização do sensor e durante a operação normal, é importante que a pressão da sonda e do eletrólito seja ajustada para ficar mais alta que a pressão efetiva no vaso do reator. Isso reduz o risco de o fluido de processo entrar no sensor. A diferença de pressão ideal para manter as junções limpas e conseguir intervalos de abastecimento de eletrólito aceitáveis precisa ser estabelecida empiricamente de caso para caso, todavia ela deve ser de pelo menos 0,5 bar.

6.4 Detector de temperatura

A principal finalidade do detector de temperatura integrado é efetuar a compensação automática do sinal de pH durante a calibração e a operação normal, não para qualquer indicação ou controle preciso e seguro da temperatura do processo.

7. Manutenção

- Veja regularmente a sobrepressão aplicada à sonda durante a operação e reajuste-a, se necessário.
- Verifique regularmente o nível de eletrólito no sensor. Quando o nível chegar no fim da seção bulbosa da haste (reservatório), complete o eletrólito até a marca de nível máximo.
- Com cuidado, enxágue a ponta e as junções do sensor com água desionizada após cada ciclo de produção. Não deixe, sob nenhuma circunstância, a solução de medição secar nessas partes!
- Quando o sensor não estiver em operação, guarde-o com a ponta e as junções bem submersas no eletrólito (KCl 3 moles/l).
- Se um sensor for armazenado seco durante alguns dias por descuido, coloque-o num eletrólito por algumas horas antes de usá-lo.
- O conector Memosens® não precisa de manutenção e é resistente a umidade e contaminações, todavia observe sua limpeza por razões de higiene.

8. Solução de Problemas

(resposta lenta, sensibilidade insuficiente, etc.)
A membrana de vidro pode ser reativada com solução de HF. Mergulhe a ponta do sensor (somente a parte de vidro sensível a pH) na solução de HF por cerca de 5 minutos (as duas junções não devem ser imergidas!). Em seguida enxágue bem o sensor com água desionizada e coloque-o em eletrólito (KCl 3 moles/l) por 12 horas. Um aumento rápido na resistência do eletrodo de referência e/ou um desvio podem ser sinais de precipitação de proteína. Use uma solução de pepsina/HCl para remover a precipitação.

9. Garantia

Garantia de 12 meses após a data de embarque para defeitos de fabricação.


10. Descarte

Respeite as regulamentações vigentes para descarte de "equipamentos eletrônicos".

Sondas recomendadas:

ARI 106
SensoGate® WA 130
SensoGate® WA 131
Cerammat® WA 150

Etiquetas de identificação



Knick
Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG
P.O. Box 37 04 15
14134 Berlin
Germany

Tel: +49 (0)30 - 801 91 - 0
Fax: +49 (0)30 - 801 91 - 200
www.knick.de
knick@knick.de

TA-SE557MS-KNBR01

20111101



Knick >