



Comando Manual Universal

Manual de instruções

Leica
MICROSYSTEMS

1 Descrição

O comando manual serve para controlar o microscópio de duas oculares motorizado Leica MZ16 A, MZ16 FA e os sistemas de Zoom Leica Z6 APO A e Z16 APO A. Ele pode ser posicionado livremente no local de trabalho – ideal para pessoas esquelinas ou destros. O ajuste isento contacto dos aparelhos motorizados impede trepidações, que podem causar perturbações, especialmente em grandes ampliações e em caso de fotografia.

O comando manual possui um desenho ergonómico e um bordo iluminado para fácil localização no escuro.

Cada utilizador pode memorizar individualmente as funções das teclas e das rodas através do PC. A seguir são descritas as funções de acordo com a atribuição das teclas.

O comando manual possui uma detecção automática (Autosensing), ou seja é detectada automaticamente a activação de um sistema de motores de focagem, um MZ16 A, MZ16 FA, um Z6 APO A ou Z16 APO A.




Fig. 1 Atribuição das teclas para MZ16 FA




Fig. 2 Atribuição das teclas para Z6 APO A / Z16 APO A

Atribuição das teclas a partir de fábrica

Configuração para pessoas destros

| | | | |
|--------------|---|--------------|---|
| Set | MZ16 FA Memoriza o estado actual do sistema como função [Zoom, focagem (opc.), filtro, diafragma de íris dupla] e percorre uma memória temporária cíclica de 5 posições no máximo. – Memorizar: manter a tecla Set premida durante aprox. 2 segundos, até soar um breve som de aviso. – Aceder a posições memorizadas: premir brevemente a tecla Set . – Apagar: manter a tecla Set premida durante aprox. 4 segundos, até que soe um longo som de aviso. | Set | Z6 APO A / Z16 APO A Memoriza o estado actual do sistema como função (Zoom, focagem de precisão, diafragma de íris) e percorre uma memória temporária cíclica de 5 posições no máximo. – Memorizar: manter a tecla Set premida durante aprox. 2 segundos, até soar um breve som de aviso. – Aceder a posições memorizadas: premir brevemente a tecla Set . – Apagar: manter a tecla Set premida durante aprox. 4 segundos, até que soe um longo som de aviso. |
| Z + | Aumentar Zoom, ajuste aproximado | Z + | Aumentar Zoom, ajuste aproximado |
| Z – | Diminuir Zoom, ajuste aproximado | Z – | Diminuir Zoom, ajuste aproximado |
| ZW | Zoom, ajuste de precisão | ZW | Zoom, ajuste de precisão |
| Fo + | Aumentar focagem | Fo + | Aumentar focagem |
| Fo – | Diminuir focagem | Fo – | Diminuir focagem |
| FW | Focagem, ajuste de precisão. Velocidade de focagem (DOF): quanto maior a ampliação, mais devagar se movimenta o motor de focagem. | FW | Focagem, ajuste de precisão. Velocidade de focagem (DOF): quanto maior a ampliação, mais devagar se movimenta a focagem de precisão. |
| F (R) | Roda de filtros, rotação para a direita | FFo + | Aumentar focagem de precisão |
| F (L) | Roda de filtros, rotação para a esquerda | FFo – | Diminuir focagem de precisão |
| Sh | Abrir/fechar obturador UV | I | Diafragma de íris |
| DI | Diafragma de íris dupla | | |

2. Alterar a ocupação das teclas

Cada utilizador pode seleccionar individualmente as funções das teclas e rodas através do PC.

Vários utilizadores podem memorizar a sua configuração pessoal. Do âmbito de fornecimento faz parte um CD-ROM com o programa de configuração e a descrição.

O sistema está configurado, por regra, para pessoas destras (cap. 1). Através do software "UMC-config-centre" podem ajustar-se individualmente todos os elementos de comando. Depois de inserir o CD-ROM, a instalação inicia automaticamente e pode determinar-se o local de memorização conforme desejado.

Atribuição por defeito (Default)

Se, ao ligar, for primida a tecla Z+, o aparelho é ajustado para default esquerdo, ao premir a tecla Ffo+, o ajuste é estabelecido para default direito (fig. 3).



Fig. 3



Fig. 4

Ajustar novas funções

Se o ponteiro do rato for movido sobre a imagem do comando manual no ecrã e apontado para um elemento de comando, abre-se automaticamente um campo de combinação, a partir do qual se pode seleccionar a função desejada (fig. 6).

Quando não é efectuada uma selecção, é indicada a configuração actual do botão seleccionado. Podem atribuir-se as respectivas opções disponíveis aos elementos de comando.

A mesma função pode ser atribuída a vários botões. Se for seleccionado um ajuste, que não for o standard, o utilizador pode configurá-lo para o utilizador standard "Custom" ou para um utilizador específico.

Procedimento para o ajuste

Configuração dos elementos de comando, o ajuste salta para "Custom"

- "Apply" ("Aplicar") transmite a nova configuração para o comando manual



Fig. 5

OU
Configuração dos elementos de comando

- ▶ Premir "Save" ("Memorizar")
- ▶ Introduzir o nome do utilizador

Para além disso, pode clicar com a tecla de rato direita sobre as rodas **ZW** Zoom, **FW** ou **FFW** Focagem e **DI** Diafragma de íris dupla ou **I** Diafragma de íris, para determinar a direcção para estas funções.

Fazendo duplo clique sobre as teclas de focagem de precisão pode activar/desactivar-se a funcionalidade DOF. (A velocidade de focagem de precisão depende da ampliação ---> DOF)



Fig. 6 Config. UMC: campo de combinação aberto




Fig. 7

Caso seja efectuada uma modificação da atribuição das teclas específica do cliente, esta permanece activa quando se liga de novo.

Apply (Aplicar)

Se a configuração pretendida para o comando manual tiver sido substituída, o utilizador prime "Apply" e a nova configuração é transmitida ao comando manual.

Save (memorizar)

Para se memorizarem ajustes próprios com um nome diferente do utilizador standard, prima o botão "Save".

Get (Solicitar)

Carrega a configuração actual do comando manual e é indicada no canto superior direito.



Fig. 8

Versão de microprogramação (Firmware)

Através desta função pode explorar a microprogramação actualmente instalada no seu aparelho (fig. 9).



Fig. 9

Config. Zoom (fig. 10)

Neste menu podem efectuar-se os ajustes dos componentes ópticos, particularmente necessário para os aparelhos Z6 APO A / Z16 APO A. Deste modo pode efectuar os ajustes correctos, necessários para o cálculo da funcionalidade DOF.



Fig. 10

Apply:

Confirmar e adoptar os ajustes

EXIT:

Abandonar o menu

Teclas:

Através da activação da tecla de rato pode aumentar e diminuir o Zoom. A total ampliação actual é indicada sob Zoom.

Print setting (configuração da impressão)

Através do botão "Print setting" pode visualizar-se o ajuste actual dos botões numa janela de pré-visualização. O utilizador pode imprimir a imagem a ser impressa.

Exit (Abandonar)

Para abandonar o programa de configuração UMC

Leica Microsystems – the brand for outstanding products

Leica Microsystems' mission is to be the world's first-choice provider of innovative solutions to our customers' needs for vision, measurement, lithography and analysis of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems – an international company with a strong network of customer services

| | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Australia: | Gladesville, NSW | Tel. +1 800 625 286 | Fax +61 2 9817 8358 |
| Austria: | Vienna | Tel. +43 1 486 80 50 0 | Fax +43 1 486 80 50 30 |
| Canada: | Richmond Hill/Ontario | Tel. +1 905 762 20 00 | Fax +1 905 762 89 37 |
| China: | Hong Kong | Tel. +8522 564 6699 | Fax +8522 564 4163 |
| Denmark: | Herlev | Tel. +45 44 5401 01 | Fax +45 44 5401 11 |
| France: | Rueil-Malmaison Cédex | Tel. +33 1 4732 8585 | Fax +33 1 4732 8586 |
| Germany: | Bensheim | Tel. +49 6251 1360 | Fax +49 6251 136 155 |
| Italy: | Milan | Tel. +39 02 57 486 1 | Fax +39 02 5740 3273 |
| Japan: | Tokyo | Tel. +81 3 543 596 09 | Fax +81 3 543 596 15 |
| Korea: | Seoul | Tel. +82 2 514 6543 | Fax +82 2 514 6548 |
| Netherlands: | Rijswijk | Tel. +31 70 41 32 130 | Fax +31 70 41 32 109 |
| Portugal: | Lisbon | Tel. +35 1 213 814 766 | Fax +35 1 213 854 668 |
| Singapore: | | Tel. +65 6 77 97 823 | Fax +65 6 77 30 628 |
| Spain: | Barcelona | Tel. +34 93 494 9530 | Fax +34 93 494 9532 |
| Sweden: | Sollentuna | Tel. +46 8 625 45 45 | Fax +46 8 625 45 10 |
| Switzerland: | Glattbrugg | Tel. +41 44 809 34 34 | Fax +41 44 809 34 44 |
| United Kingdom: | Milton Keynes | Tel. +44 1908 246 246 | Fax +44 1908 609 992 |
| USA: | Bannockburn/Illinois | Tel. +1 800 248 0123 | Fax +1 847 405 0164 |

and representatives of Leica Microsystems
in more than 100 countries.

In accordance with the ISO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd, Business Unit Stereo & Microscope Systems has at its disposal a management system that meets the requirements of the international standard for quality management. In addition, production meets the requirements of the international standard ISO 14001 for environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd Telephone +41 71 726 33 33
Stereo & Microscope Systems Fax +41 71 726 33 99
CH-9435 Heerbrugg www.leica-microsystems.com
www.stereomicroscopy.com

The companies of the Leica Microsystems Group operate internationally in four business segments, where we rank with the market leaders.

● Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the basis for all our solutions for visualization, measurement and analysis of microstructures in life sciences and industry. With confocal laser technology and image analysis systems, we provide three-dimensional viewing facilities and offer new solutions for cytogenetics, pathology and materials sciences.

● Specimen Preparation

We provide comprehensive systems and services for clinical histo- and cytopathology applications, biomedical research and industrial quality assurance. Our product range includes instruments, systems and consumables for tissue infiltration and embedding, microtomes and cryostats as well as automated stainers and coverslippers.

● Medical Equipment

Innovative technologies in our surgical microscopes offer new therapeutic approaches in microsurgery.

● Semiconductor Equipment

Our automated, leading-edge measurement and inspection systems and our E-beam lithography systems make us the first choice supplier for semiconductor manufacturers all over the world.

Leica
MICROSYSTEMS