

CK Vácuo Spray



Manual de Instruções

Apresentação


Nome: **CK Vácuo Spray**
Fornecedor: **CK Indústria e Comércio de Aparelhos Eletromedicinais Ltda.**
Endereço: **Rua Apinagés 1577 - São Paulo - SP**
CEP: **01258-001**
Telefone: **(11) 3672-0694**
Fax: **(11) 3865-8987**
Internet: **<http://www.ck.com.br>**
E-mail: **info@ck.cm.br**
C.G.C. **56.045.990/0001-39**

"Declarado Isento de Registro pelo Ministério da Saúde."

Índice

<i>CAPÍTULO</i>		<i>PÁGINA</i>
1	<i>PAINEL DE CONTROLE</i>	3
2	<i>ACESSÓRIOS</i>	5
3	<i>SAÍDAS</i>	6
4	<i>INSTALAÇÃO DO APARELHO</i>	7
5	<i>VÁCUO</i>	8
	<i>TIPOS DE VENTOSAS, TÉCNICA DE SUÇÃO, VENTOSAS FACIAS, VENTOSAS CORPORAIS, PARÂMETROS, TÉCNICAS DE APLICAÇÃO, DRENAGEM LINFÁTICA DOS MEMBROS INFERIORES E ABDOMEN, MASSAGEM MODELADORA, DRENAGEM LINFÁTICA DA FACE, MODELAÇÃO FACIAL, APLICAÇÕES NA ESTÉTICA, PRECAUÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES.</i>	
6	<i>PULVERIZADOR</i>	18
	<i>PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO, MODO DE EMPREGO, APLICAÇÕES NA ESTÉTICA, EFEITOS FISIOLÓGICOS DA PULVERIZAÇÃO.</i>	
7	<i>KIT PARA ENDERMOTERAPIA</i>	20
8	<i>ANTES DE SOLICITAR O SERVIÇO</i>	23
9	<i>MANUTENÇÃO E SEGURANÇA</i>	24
10	<i>ASSISTÊNCIA TÉCNICA</i>	25
11	<i>DADOS TÉCNICOS</i>	26

Descrição dos Comandos

PAINELO DE CONTROLE CK VÁCUO-SPRAY

Descrição dos Comandos

- A - Chave Liga/Desliga
- B – Regulador de Pressão
- C - Indicador de Pressão

A



Um jogo de ventosas faciais:

- ventosa para sucção mod. A
- ventosa para sucção mod. B
- ventosa para sucção mod. C
- ventosa para sucção mod. D

B



Uma ventosa para sucção corporal mod. E

C



Uma ventosa para sucção corporal mod. F

D



Uma mangueira com filtro e adaptador de ventosas

E



20 filtros para eletro-sucção

F




Um recipiente do pulverizador

G




Uma mangueira para pulverização


H




Kit para endermologia: *



- um rolinho grande



- um rolinho médio




- um rolinho pequeno

I



- um Manual de Uso
- um Certificado de Garantia

* Somente Vácuo Spray com Timer



V - Saída para mangueira Sucção

S - Saída para mangueira Pulverizador

4

INSTALAÇÃO DO APARELHO

1 A chave da voltagem localizada na parte posterior do aparelho deve estar de acordo com a rede elétrica local (*127 ou 220 volts*).

2 O acessório **D** (mangueira com filtro e adaptador de ventosas) possui um adaptador em uma das extremidades, onde se encaixa a ventosa adequada ao tratamento a ser realizado. A outra extremidade da mangueira será encaixada na saída **V** para sucção (*conforme página 6*).

3 O acessório **F** (recipiente do pulverizador) deve ser encaixado a uma das extremidades da mangueira **S**, sendo que o outro lado da mesma deve ser encaixado na saída **2** para pulverizador (*conforme página 6*).

O Vácuo é um equipamento que realiza de forma mecânica uma sucção sobre a pele por meio de ventosas de diversas formas e diâmetros. Em seu mecanismo interno existe uma bomba a vácuo que aspira o ar do tubo e da ventosa provocando essa sucção por diferença de pressão entre o meio interno e o meio externo, sendo que a intensidade desta sucção pode ser regulada através de um potenciômetro.

Todas as ventosas possuem um orifício em seu corpo, sendo que quando a ventosa é colocada em contato com a pele, esse orifício deve ser fechado com o dedo, para que a aspiração crie um vácuo provocando sucção na pele. Quando o orifício não é fechado, o ar penetra na ventosa, comprime o vácuo e não ocorre a sucção.

A aplicação da vacuoterapia tem ações mecânicas e fisiológicas. A atuação mais intensa é do tipo mecânica porque se observa a mobilização do estrato cutâneo profundo com deslocamento do tecido de sulcos como rugas, tecido fibroso e pós-intervenções cirúrgicas. E esse deslocamento de tecidos favorece a produção de colágeno na região. Uma outra ação mecânica é a eliminação do excesso de gordura dos comedões dos folículos pilo-sebáceos. O efeito fisiológico básico é a vasodilatação que aumenta o fluxo sanguíneo e causa uma hiperemia local, colaborando para a melhora do metabolismo local.

TÉCNICA DE SUCÇÃO

A sucção na pele causa um deslocamento da mesma que se encontra ao redor da área de contato da ventosa, devido também à elasticidade da pele. A área abrangente desse deslocamento e a profundidade do trabalho de sucção vão depender do calibre da ventosa, da potência da pressão que estará sendo utilizada e do estado da pele de cada paciente, ou seja, um paciente com grande nível de flacidez terá um maior deslocamento de pele, exigindo maiores cuidados na escolha da pressão adequada.

VENTOSAS FACIAIS



Redonda Maior

Possui um orifício plano na ponta que deve ser aplicado verticalmente. Tem aproximadamente 15 mm de diâmetro o que faz com que possamos atingir áreas maiores da face. É utilizada para complementar a massagem e ativação da circulação linfática e sangüínea dos capilares mais superficiais da pele. Também pode ser utilizada para modelação facial como da maçã do rosto.



Bico Fino

Possui um pequeno orifício plano na ponta. Deve ser aplicada verticalmente sobre a pele para que fique vedada a entrada de ar por esse orifício. Possui aproximadamente 1,5 mm de diâmetro, que ocupará esse mesmo espaço quando aplicada na pele. Portanto, essa ventosa é utilizada para:

- Extração de Comedões após o Peeling e a Emoliência: quando aplicada sobre a pele realiza-se uma aspiração pontual com uma leve pressão e rotação para que facilite a saída do comedão. Devido ao pequeno diâmetro do orifício dessa ventosa, deve-se utilizar a pressão máxima de sucção para que possamos obter resultados satisfatórios de extração.
- Eliminação do excesso de sebo da pele após o peeling e a vaporização com ozônio: utilizando aspiração do tipo contínua, ou seja, percorrendo uma determinada área com uma determinada pressão.
- Atenuação dos vincos e linhas de expressão: utilizando aspiração contínua ou pontual (dependendo do tamanho da área a ser aplicada).



Redonda Menor


Possui um pequeno orifício plano na ponta que tem medida de 10 mm de diâmetro, que será o espaço trabalhado na pele. Deverá ser trabalhada verticalmente. A ventosa de calibre mediano é utilizada para atenuação das linhas de expressão (com sucção contínua ou pontual, percorrendo toda a linha); drenagem de pústula (pontual); drenagem linfática (com baixa pressão) seguindo os caminhos da linfa até os gânglios da face e do pescoço.



Bico Ovalado


Possui um orifício plano na ponta que tem aproximadamente 2,5 mm X 20 mm. É utilizada nos tratamentos capilares para o aumento da circulação sanguínea e mobilização do couro cabeludo, podendo realizar aspiração pontual antes da aplicação dos produtos cosméticos. Também utilizada para a mobilização das camadas profundas da pele, como na dissociação de acúmulos de tecido adiposo (aspiração pontual), atenuação das cicatrizes e ainda na higienização das asas do nariz.

VENTOSAS CORPORAIS



Ventosa Corporal Redonda

Possui um orifício plano com diâmetro de aproximadamente 45 mm. Pode ser utilizada no complemento da massagem modeladora utilizando valores médios* de pressão com movimentos deslizamentos, tendo o objetivo de dissociar os acúmulos de tecido adiposo, podendo atuar até surgir uma discreta hiperemia, evitando as áreas de microvarizes ou teleangectasias. Na drenagem linfática é indicada para o bombeamento dos gânglios das diversas áreas corporais, com pressão máxima e sucção pontual por mínimo tempo e deslizamento da ventosa para drenagem de líquidos até os gânglios, com valores baixos de sucção* melhorando a circulação linfática. Realiza relaxamento muscular e diminuição de aderências em região cervical, e pode atuar nas cicatrizes hipertróficas e seqüelas de queimaduras. (* ver tabela abaixo)



Ventosa Corporal Ovalada

Possui um orifício plano medindo aproximadamente 15 X 53 mm de diâmetro. É mais usada para drenagem linfática dos membros inferiores devido a área de trabalho ser menor. Pode ser utilizada na massagem modeladora da cintura e da região glútea. Seu formato se adapta muito bem para um trabalho de sucção ao redor das cicatrizes em abdome.


PARÂMETROS

Os parâmetros apresentados na tabela a seguir são relativos, pois dependem de cada tipo de pele e região de aplicação e servem apenas como ponto de referência.

<i>Valores de Pressão</i>	<i>Tipo</i>
Até 100 mmHg	Baixa sucção
Entre 100 e 200 mmHg	Média baixa sucção
Entre 200 e 300 mmHg	Média alta sucção
Acima de 300 mmHg	Alta sucção
Próximo de 600 mmHg	Máxima sucção


TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

DRENAGEM LINFÁTICA DOS MEMBROS INFERIORES E ABDOMEN



Para a técnica de drenagem linfática, utiliza-se as ventosas corporais E e F. Deve-se primeiramente localizar a região de gânglios, bombeá-los com pressão máxima e aplicação pontual duas ou três vezes cada um, por exemplo, na região inguinal. Após a abertura dos gânglios devemos calibrar o aparelho em pressão mínima e trabalhar a drenagem linfática superficial com movimentos de deslizamento da ventosa sobre a pele no sentido da linfa.

Exemplos:




MASSAGEM MODELADORA




Na modelação, a pressão adequada deve ser avaliada pelo profissional, levando-se em consideração o estado de flacidez de pele que o cliente se encontra, onde quanto maior a flacidez e a acúmulo adiposo, maior será o poder de sucção e levantamento da pele. Normalmente utiliza-se de 150 a 300 mmHg. Na modelação os movimentos deverão ser mais rápidos, e a utilização de um creme ou óleo de massagem pode ser importante para a facilitação do deslizamento da ventosa. O sentido do trabalho com as ventosas será sempre seguindo o sentido dos músculos e contra a ação da força da gravidade, nunca a favor dela.

Exemplos:




Na função modeladora é muito importante o uso associado das mãos que dará sustentação em determinada região enquanto se trabalha uma outra região próxima à sustentada.

DRENAGEM LINFÁTICA DA FACE




Realiza-se o mesmo processo da drenagem linfática corporal, seguindo o sentido da linfa.

Exemplo:




MODELAÇÃO FACIAL



Na modelação, a pressão adequada deve ser avaliada pelo profissional, levando-se em consideração o estado de flacidez do cliente, onde quanto maior a flacidez, maior o poder de sucção e levantamento da pele. Na modelação os movimentos deverão ser mais rápidos. O sentido do trabalho será sempre no sentido dos músculos e contra a ação da gravidade.

Exemplos:



São diversas as aplicações da sucção nos tratamentos de Estética Facial:

1) Eliminação do excesso de sebo da pele, após o peeling e a vaporização com ozônio.

- Deve ser usada a ventosa B empregando-se aspiração do tipo contínua, deslizando a ventosa sobre a região desejada.

2) Extração dos comedões, após o peeling e a emoliência.

- Utilizar a ventosa B realizando uma aspiração pontual. Encostar a terminação da ventosa no comedão e fazer uma ligeira torção antes de retirá-la, como se estivesse utilizando uma cureta.

3) Aumento do fluxo sanguíneo; complementa os efeitos das técnicas manuais.

- Para promover a aceleração do intercâmbio celular pode ser empregada a ventosa C.
- Na atenuação das rugas utiliza-se aspiração contínua ou pontual com a ventosa B ou C.
- Na reafirmação dos seios, antes de se iniciar a aplicação de produtos cosméticos utilizar a ventosa A, realizando aspiração pontual evitando-se o mamilo.
- Nos tratamentos capilares para uma ativação da circulação sanguínea do couro cabeludo pode-se proceder a aspiração pontual antes da aplicação dos produtos cosméticos utilizando-se também a ventosa D. Esta aspiração pontual tem o objetivo de mobilizar a aponeurose epicraneal.

4) Mobilização das Camadas profundas da pele

- Complementa o efeito da massagem modeladora, pode ser empregada em processos como:
 - a) dissociação dos acúmulos de tecido adiposo; realiza uma sucção pontual com a ventosa D.
 - b) atenuação das cicatrizes; utilizar as ventosas C ou D praticando sucção pontual de acordo com a superfície cutânea a ser tratada.
 - c) atenuação da pele fibrosada; de acordo com o aspecto da superfície cutânea praticar uma sucção pontual utilizando a ventosa C. Estimulador dos processos de circulação.
 - d) coadjuvante nos tratamentos corporais atuando como ativador do sistema veno-linfático. Utilizar a ventosa corporal com formato alongado ou cilíndrico realizando movimentos de deslizamento ou de sucção pontual na região a ser tratada. Deve-se observar com atenção o local da pele a ser trabalhado, optando-se por uma pressão adequada evitando-se, principalmente, a aspiração de forma agressiva.

5) Descongestionar gânglios e realizar drenagem linfática

Na abertura dos gânglios usa-se pressão máxima e aplicação pontual, duas ou três atuações mantendo um segundo de sucção cada. Logo após diminui-se a pressão do vácuo ao mínimo e trabalha-se com deslizamento da ventosa em sucção seguindo o sentido da linfa, para a realização da drenagem linfática superficial.

Essa manobra deve ser realizada com a ventosa E.

MODO DE EMPREGO

- 1 Selecionar a voltagem do aparelho na parte traseira do aparelho de acordo à rede elétrica do local (127 – 220 V~) e conectar a tomada do aparelho.
 - 2 Adaptar o filtro de papel cortado no tamanho do terminal de encaixe antes de colocar a ventosa
 - 3 Colocar um pedaço de algodão no fundo da ventosa antes de rosqueá-la ao terminal da mangueira
 - 4 Adaptar a ventosa adequada à terminação do tubo
 - 5 A ventosa deve ser segurada como se fosse um lápis apoiando-se o dedo indicador sobre o orifício de controle
 - 6 Pressionar a tecla **A – Chave Liga / Desliga.**
 - 7 Se o aparelho for equipado com timer:
No temporizador selecionar a unidade de tempo (F) e a dezena (E) observando o tempo escolhido no visor digital (D). Somente após pressionar a tecla Ativa (I), o aparelho entrará em funcionamento. Caso queira interromper o procedimento, pressione a tecla Para (J). Ao passar o tempo selecionado o aparelho desliga automaticamente.
 - 8 Determinar a pressão de aspiração girando-se o botão do potenciômetro observando que quanto maior for o diâmetro da ventosa maior será a potência de sucção
 - 9 Para realizar uma aspiração contínua deve-se tampar com o dedo o orifício da ventosa deslizando-a de forma perpendicular sobre a pele.
 - 10 Antes de remover a ventosa da pele deve-se destampá-lo retirando o dedo do orifício.
-

PRECAUÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES

- Para se realizar extração dos comedões é aconselhável que se faça antes emoliência com vaporização e pulverização da pele, para facilitar a retirada dos comedões e pústulas.
- A ventosa deve ser deslizada sobre a pele de forma adequada sem provocar estiramento dos tecidos. Não se deve colocar pressão excessiva na ventosa sobre a pele, e sim, deixar que trabalhe livremente com sucção.
- É importante ressaltar que não se deve empregar sucções muito fortes e prolongadas que poderiam provocar o aparecimento de problemas como equimoses e Telangectasias.
- Nunca se deve utilizar sucção em regiões onde exista fragilidade capilar, lesões de pele (ferimentos), telangectasias ou microvarizes.
- As ventosas devem ser fervidas e lavadas com solução anti-séptica e esterilizadas convenientemente após cada utilização.

É um equipamento que realiza a pulverização de uma solução aquosa, como loções, tônicos, com baixa pressão e jato difuso.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Quando fechamos o orifício sobre a válvula do pulverizador, a pressão interna aumenta, conseqüentemente haverá a propulsão do líquido interno ao frasco, ocorrendo um jato difuso na saída da válvula..

MODO DE EMPREGO

- 1 Selecionar a voltagem do aparelho na parte traseira do aparelho de acordo à rede elétrica do local (127 – 220 V~) e conectar a tomada do aparelho.
- 2 Colocar no frasco do pulverizador a loção adequada ao tratamento (loção anti-séptica, loção tônica, loção hidratante, loção calmante, etc.).
Não utilizar produtos oleosos
- 3 Pressionar a tecla **A – Chave Liga/Desliga**.
- 4 Se o aparelho for equipado com Timer:
No temporizador selecionar a unidade de tempo (F) e a dezena (E) observando o tempo escolhido no visor digital (D). Somente após pressionar a tecla Ativa (I), o aparelho entrará em funcionamento. Caso queira interromper o procedimento, pressione a tecla Para (J). Ao passar o tempo selecionado o aparelho desliga automaticamente.
- 5 Fechar o orifício da tampa do frasco pulverizador com o dedo indicador para que o jato seja emitido.
- 6 Dirigir o jato ao rosto ou corpo do cliente para que a loção seja pulverizada sobre a região a ser tratada.
- 7 Pressionar a tecla **A – Chave Liga/Desliga**, para desligar o aparelho.

Aplicações na Estética

A pulverização é importante em todos os tipos de pele, pode ser utilizada:

- a) após um peeling suave ou limpeza profunda da pele; auxilia na remoção dos resíduos do produto esfoliante utilizado.
- b) durante o tratamento facial; na revitalização cutânea favorece a penetração de loções hidratantes e nutritivas tonificando as peles secas e desvitalizadas.
- c) após a massagem facial; proporciona efeito refrescante e tonificador.
- d) após a máscara facial; facilita sua remoção.
- e) durante a massagem corporal, para molhar a pele com loção ou água e dar continuidade aos movimentos de massagem quando já houve penetração do creme ou óleo, facilitando o deslizamento das mãos do profissional.

EFEITOS FISIOLÓGICOS DA PULVERIZAÇÃO

São basicamente dois os efeitos fisiológicos importantes:

- a) químico; depende do tipo de princípio ativo contido na solução utilizada sendo, geralmente, bactericida ou fungicida.
- b) físico; depende da temperatura, geralmente efeito descongestionante, ou estimulante da circulação sanguínea.

ROLETES

Os três roletes de endermoterapia são desmontáveis, o que facilita a limpeza e a adaptação de um filtro de papel (figuras 1, 2 e 3) que impede a passagem, para dentro do equipamento, de impurezas e de cremes e óleos de massagem que são utilizados durante a aplicação. Portanto, por serem de fácil higienização e por possuírem um filtro de proteção interna, permitem a utilização de cremes de massagem, dispensando a utilização de malhas.

A limpeza dos roletes é necessária após cada aplicação da técnica, o que garante a higienização e a exclusão de meio de contaminação para sua cliente/paciente. A higienização de cada peça do rolete desmontado, pode ser realizada em água corrente e imersão em produtos anti-sépticos.

Os roletes exercem uma pressão negativa nos tecidos cutâneos, sendo que no seu interior existem 2 rolinhos que facilitam o pinçamento tecidual, promovendo uma massoterapia por rolagem, resultando numa maior mobilização do tecido subcutâneo.

Os roletes são indicados nos quadros de celulite, gordura localizada, estrias e déficits circulatórios, auxiliando no incremento circulatório, tanto venoso quanto linfático, atuando na desfibrosagem dos tecidos acometidos pela lipodistrofia.

Os movimentos na terapia são realizados seguindo a orientação da anatomia e fisiopatologia linfática e circulatória, sendo que nas impactações fibróticas utiliza-se movimentos circulares cruzados de tração (técnica de movimento em 8) com menores amplitudes de deslocamento.



As principais e absolutas contra-indicações da utilização das técnicas de roletes de endermoterapia são:

- Insuficiência circulatória
- Processos oncológicos
- Processos Inflamatórios agudos
- Pós operatórios imediatos ou precoces
- MMII Varicosos

Os roletes de tamanhos médio e grande são mais utilizados em regiões corporais acometidas pela lipodistrofia gelóide, sendo que o rolete de tamanho pequeno tem maior desempenho em regiões de procedimentos/tratamentos menores, como nos casos de estrias corporais, com trabalho de incremento de aporte sanguíneo mais localizado.

“Rolinhos para Endermoterapia”

Seu Kit vem acompanhado por 3 rolinhos e uma maleta




“Descrição das Partes”

A	Cabo
C	Rosca Adaptador
D	Manopla
E	Borracha Menor
F	Rosca Cabeçote
G	Filtro
H	Anel para Filtro

B	Cabeçote
I	Furo
J	Borracha Maior
K	Rosca
L	Anel I do Cabeçote
M	Roletes
N	Pinos

Instruções de Uso

Figura 1




Limpeza dos Roletes:

- 1 . Desenrosque o Anel do Cabeçote conforme mostrado na Figura 1.
- 2 . Desencaixar os Rolinhos e os pinos do Anel para fazer a Limpeza.
- 3 . Após a Limpeza, colocar os Pinos dentro dos Roletes, e encaixá-los com suave pressão no Anel.
- 4 . Colocar o Anel novamente no Cabeçote, enroscar como mostrado na Figura 1, observando o alinhamento para que os Roletes fiquem na posição correta para o trabalho.

Não retirar o Anel de Borracha, pois sem ele não haverá pressão suficiente para efetuar o Trabalho.

Figura 2



Troca do Filtro:

- 1 . Desenrosque o Cabo conforme mostrado na Figura 1.
- 2 . Retire o Anel para Filtro (H), e em seguida substitua o Filtro.
- 3 . Coloque Novamente o Anel para Filtro e volte a colocar o Cabo no Cabeçote como indicado na Figura 1.

Não retirar o Anel de Borracha, pois sem ele não haverá pressão suficiente para efetuar o Trabalho.

8**Antes de Solicitar Serviço****OCORRÊNCIA****Os indicadores luminosos não sinalizam funcionamento****VERIFICAR****PROCEDIMENTO**

Se houve interrupção no fornecimento de energia elétrica, caso tenha havido:	Aguardar o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica
Se há corrente na tomada alimentadora, em caso negativo:	Utilizar outra tomada alimentadora
Se o aparelho está bem conectado à rede elétrica, caso não esteja:	Conectá-lo corretamente
Se foi alterado o posicionamento do Seletor de Voltagem	Alterar o respectivo Seletor para a posição correta
Se o fusível está queimado ou danificado	Trocá-lo por outro semelhante (1A)
Nenhuma das constatações anteriores	Entrar em contato com o fabricante

OCORRÊNCIA**A saída do equipamento não tem a potência esperada****VERIFICAR****PROCEDIMENTO**

Se as mangueiras foram inseridos completamente às saídas de função selecionada, caso estejam frouxos:	Caso não tenham sido, inseri-los até que fiquem firmes.
Se as mangueiras foram conectados às saídas da função selecionada, em caso negativo:	Conectar as mangueiras às saídas correspondentes da função selecionada
Nenhuma das alternativas anteriores	Entrar em contato com o fabricante

- Ao utilizar o equipamento deve-se sempre procurar local estável e reto como apoio, dê preferência também a locais distantes de campos eletromagnéticos.
- Proteja a parte interna do aparelho de qualquer espécie de contato direto com líquidos ou produtos cosméticos e de limpeza. Sendo necessário limpá-lo use unicamente pano limpo e seco, sem introduzir qualquer objeto em seus canais de entrada dos terminais.
- Certifique-se que a tomada alimentadora à qual será conectado o equipamento está em boas condições antes de ligá-lo.
- Caso a área onde for localizada a clínica sofra frequentemente quedas no fornecimento de energia elétrica, é aconselhável utilizar um estabilizador de voltagem eficaz, o que evitará inúmeros transtornos.
- Evite sobrecarregar tomadas alimentadoras conectando diversos equipamentos.
- Caso a tomada alimentadora sofra qualquer aquecimento, há problemas na rede elétrica que deverão ser solucionados, portanto esteja atento e providencie os reparos o mais rapidamente possível.
- Proteja a parte externa do equipamento de produtos corrosivos, fogo e água.
- Faça a limpeza externa do aparelho unicamente com pano suave, limpo e seco.
- O transporte e manuseio do aparelho e dos eletrodos, deverá ser feito com delicadeza, pois são elementos frágeis e podem sofrer danos que os tornariam inúteis.
- Sempre que estiver fora de uso, desligue-a da tomada alimentadora.
- Quando não for utilizada por algumas horas é preferível que permaneça fechada a fim de evitar o acúmulo de poeira.
- Os acessórios deveram ser guardados limpos e desconectados.
- Guarde seu aparelho sempre em local estável e seguro, longe do tráfego de pessoas e, evite locais demasiadamente úmidos para armazená-la.
- É aconselhável realizar uma manutenção preventiva do equipamento a cada dois anos.

A CK Indústria e Comércio de Aparelhos Eletromedicinais LTDA, se reserva o direito de não disponibilizar ao cliente material técnico, com por exemplo lista de peças, diagramas de ligações e esquemas elétricos. Sendo assim, todo o serviço de manutenção nos seus equipamentos deverá ser sempre realizado por seu pessoal técnico nas dependências da empresa com uma periodicidade de 1 ano.

Qualquer violação no equipamento implicará na perda da garantia.

No anseio de aperfeiçoar os aparelhos, o fabricante poderá modificá-los interna e externamente, reservando-se o direito de fazê-lo sem prévio aviso.

Mesmo que se considere este manual bastante detalhado, é recomendável antes de iniciar o uso do aparelho, assistir ao treinamento oferecido gratuitamente pela **CK**, cujo objetivo é justamente solucionar quaisquer dúvidas que porventura se apresentem, assim como dar ao usuário mais informações técnicas e operacionais.

A CK não se responsabiliza pelo manuseio indevido do equipamento, pelo uso do mesmo, sem as devidas cautelas, ou por pessoas não capacitadas profissionalmente.

Por essas razões, **a CK**, encara com muita seriedade o treinamento, com a convicção de que é possível otimizar o aproveitamento dos equipamentos, melhorando a relação custo-benefício do tempo despendido em cada sessão, através da sistematização na utilização dos aparelhos que fabrica.

Sendo assim, não deixe de entrar em contato conosco. Estamos à sua disposição de segunda a sexta-feira das 8:30 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 horas, aos sábados atendemos das 8:00 às 12:00 horas.


Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato conosco, dessa forma poderemos aperfeiçoar nossos serviços e atendimento.

CK Indústria e Comércio de Aparelhos Eletromedicinais Ltda.

Rua Apinagés, 1577 - Perdizes - São Paulo - SP - Brasil - CEP 01258-001

Tel.: (11) 36720694 / Tel/Fax: (11) 38658987

internet: <http://www.ck.com.br> e-mail: info@ck.com.br



1) Dimensões

Altura (h) = 240 mm

Profundidade (c) = 340 mm

Largura (l) = 420 mm

Peso com Acessórios e Embalagem = 10 Kg

2) Alimentação

Tensão da Rede = 127 V~ ou 220 V~

Consumo = 150 VA

Fusíveis 127 V~ = 1,5 Aef

220 V~ = 1,0 Aef

OBSERVAÇÃO:

Para a substituição destes fusíveis deve-se tomar a precaução que eles sejam do tipo com retardo.

IMPORTANTE:

Nunca substituir os fusíveis com o cabo de força conectado à rede elétrica. Para realizar a substituição certificar-se que o aparelho esteja desconectado da mesma.

3) Características de Saídas

Vácuo/Spray

Pressão máx. = 600 mmHg