

MANUALE DI ISTRUZIONI

TITOLATORI AUTOMATICI

HI 901 & HI 902



INDICE

Capitolo 1.	INTRODUZIONE
Capitolo 2.	INSTALLAZIONE
Capitolo 3.	INTERFACCIA UTENTE
Capitolo 4.	OPZIONI GENERALI
Capitolo 5.	METODI
Capitolo 6.	MODALITÀ TITOLAZIONE
Capitolo 7.	MODALITÀ pH & mV
Capitolo 8.	FUNZIONI AUSILIARIE
Capitolo 9.	MANUTENZIONE, PERIFERICHE
Appendice 1.	SPECIFICHE TECNICHE
Appendice 2.	TITOLAZIONI DI RITORNO (solo HI 902)
Appendice 3.	PUNTI EQUIVALENTI MULTIPLI (solo HI 902)
Appendice 4.	ACCESSORI

Gentile Cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto HANNA instruments®.

Questo manuale di istruzione Le fornirà tutte le indicazioni per un corretto uso dei titolatori automatici HI 901 e HI 902. Lo legga attentamente prima di utilizzare l'apparecchiatura.

Per qualsiasi necessità di assistenza tecnica può contattarci tramite e-mail all'indirizzo **assistenza@hanna.it** o telefonando al **numero verde 800-276868**.

© 2007 HANNA instruments

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche solo in parte dei testi contenuti in questo manuale è proibita senza l'autorizzazione scritta del proprietario del copyright, HANNA instruments Inc. - 584 Park East Drive, Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

1 INTRODUZIONE

HI 901 e HI 902 sono titolatori automatici molto flessibili che forniscono risultati di elevata precisione e ripetibilità.

Questi titolatori sono stati progettati per eseguire una grande varietà di titolazioni potenziometriche, permettendo all'operatore di ottenere ottimi risultati con analisi molto veloci.

Le caratteristiche principali dei titolatori automatici HANNA sono:

Flessibilità	Supportano fino a 10000 metodi di titolazione (standard e definiti dall'utente).
Elevata precisione	Sistema di dosaggio molto preciso (accuratezza inferiore allo 0.1% del volume della buretta). Misure accurate di mV e pH (precisione ± 0.1 mV e ± 0.001 pH). Interpolazione del volume del punto di fine.
Ripetibilità	Potenti algoritmi per la rilevazione del punto di equivalenza (derivata prima e seconda, algoritmi di rilevazione delle derivate, opzione derivate filtrate, intervallo impostabile per la rilevazione del punto di fine). Punto di fine fisso, espresso in mV o pH.
Risultati veloci	Metodi di titolazione standard. Funzione di pre-dosaggio. Dosaggio lineare o dinamico.
Rapporto completo	I risultati sono espressi direttamente nell'unità di misura selezionata. Il grafico della titolazione può essere visualizzato in tempo reale e salvato. Si possono stampare rapporti personalizzati, salvarli su floppy disk o trasferirli a PC attraverso porta seriale RS232. Le informazioni relative al campione e la data sono incluse nel rapporto.
Misure dirette	Il titolatore può anche essere utilizzato per eseguire misure precise di mV, pH e temperatura. Per le misure dirette è disponibile un rapporto di registrazione dei dati.
Funzioni GLP	Fino a 5 punti di taratura per l'elettrodo pH. Messaggi di avviso per l'invecchiamento del titolante e la scadenza della calibrazione. Campi disponibili per annotazioni specifiche.
Ampio display grafico	Display grafico in bianco e nero da 7.5" con retroilluminazione. Testi e grafici di facile visualizzazione. Molte informazioni su ogni schermata.
Funzioni autodiagnostiche e guida in linea	Una guida in linea è sempre disponibile semplicemente premendo il tasto "?". Funzioni autodiagnostiche per le periferiche esterne, come pompe, valvole, burette e agitatore. Gestione degli errori con opportuni messaggi di avviso. Metodi predefiniti per la risoluzione dei problemi di titolazione.

Questo manuale fornisce informazioni per l'installazione e l'uso del titolatore, sottolineando riferimenti e consigli per operazioni corrette.

Prima di iniziare a lavorare con il titolatore, si consiglia di prendere confidenza con le sue varie funzionalità.

Capitolo 2. Indice

2	Installazione	2-3
2.1	Esame preliminare	2-3
2.2	Misure di sicurezza	2-4
2.3	Preparazione dell'apparecchiatura	2-5
2.3.1	Pannello frontale	2-5
2.3.2	Pannello posteriore	2-5
2.3.3	Pannello laterale sinistro	2-6
2.3.4	Assemblaggio del titolatore	2-6
2.3.4.1	Assemblaggio della base e dell'asta di supporto dell'agitatore	2-6
2.3.4.2	Montaggio dell'agitatore	2-7
2.3.4.3	Montaggio della pompa	2-8
2.3.4.4	Montaggio della copertura per supporto buretta non utilizzato	2-9
2.3.4.5	Montaggio della buretta	2-9
2.3.4.6	Collegamenti elettrici	2-10
2.3.5	Drive per floppy disk	2-11

2 INSTALLAZIONE**2.1 Esame preliminare**

Il titolatore e gli accessori in dotazione sono spediti in un'unica scatola contenente:

DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1 Titolatore (HI 901 o HI 902)	1
2 Assemblaggio pompa.....	1
3 Assemblaggio buretta.	1
• Buretta (siringa da 25 ml)	
• Tubo di aspirazione con guaina blu di protezione	
• Tubo di dosaggio con puntale e guaina blu di protezione	
• Attrezzo per fissaggio della valvola e rimozione del tappo della buretta	
• Schermo di protezione dalla luce per reagenti fotosensibili	
4 Base e asta di supporto per agitatore, con collare e vite di posizionamento	1
5 Copertura per supporto buretta non utilizzato	1
6 Viti di fissaggio di pompa e buretta con testa in plastica	2
9 Sonda di temperatura	1
10 Cappuccio per connettore BNC	1
11 Cavo di alimentazione	1
12 Cavo seriale per collegamento a PC	1
13 Raccoglitore con manuale di istruzioni	1
14 Dischetto di configurazione del titolatore	1
15 Software applicativo per PC	1

Per le immagini, vedi **Appendice 4**, sezione **A 4.3 Componenti del titolatore**.

Se qualche componente manca o risulta danneggiato, contattate immediatamente il vostro rivenditore o l'ufficio HANNA più vicino.

Nota: *conservare l'imballaggio fino a quando non si è sicuri che l'apparecchiatura funzioni correttamente. Qualsiasi prodotto difettoso deve essere restituito nell'imballo originale completo di tutti gli accessori forniti.*


2.2 Misure di sicurezza

Attenersi alle seguenti misure di sicurezza:


1. Assicurarsi sempre che il cavo di alimentazione sia collegato ad una presa con messa a terra.
2. Non collegare o scollegare mai la pompa con lo strumento acceso.
3. Verificare che la buretta e i tubi di aspirazione e dosaggio siano montati correttamente (per maggiori dettagli vedere la sezione *9.1 Manutenzione della buretta*).
4. Controllare sempre che la bottiglia del titolante ed il beaker per la titolazione siano ben appoggiati su una superficie piana.
5. Pulire sempre immediatamente qualsiasi schizzo o perdita di liquidi.
6. Evitare di lavorare nelle seguenti condizioni ambientali:
 - Pesanti vibrazioni
 - Luce solare diretta
 - Umidità atmosferica relativa superiore al 95%
 - Temperature ambientali inferiori a 10°C e superiori a 40°C
 - Pericolo di esplosione
7. Far eseguire la manutenzione solo da personale tecnico qualificato.

2.3 Preparazione dell'apparecchiatura

2.3.1 Pannello frontale




2.3.2 Pannello posteriore



INSTALLAZIONE

2.3.3 Pannello laterale sinistro




2.3.4 Assemblaggio del titolatore

Nota: completare tutte le operazioni di assemblaggio prima di collegare il titolatore all'alimentazione esterna!

2.3.4.1 Assemblaggio della base e dell'asta di supporto dell'agitatore

Per montare l'agitatore procedere come segue:


- Togliere le viti (2) dal telaio del titolatore (1).
- Montare la base dell'agitatore (3) al titolatore controllando che sia ben appoggiato alla parete laterale del titolatore.
- Fissare la base di supporto (3) usando le viti (2) precedentemente recuperate.
- Avvitare l'asta di supporto (4) alla base (3).




2.3.4.2 Montaggio dell'agitatore

Per montare l'agitatore sul titolatore procedere come segue:

- Attaccare l'elica (2) all'agitatore (1) facendo pressione lungo l'asta.
- Inserire l'elettrodo pH (3) e la sonda di temperatura (4) negli appositi fori sul corpo dell'agitatore, spingendoli fino a che risultano saldamente posizionati.



- Far scorrere l'agitatore lungo l'asta di supporto e regolare l'altezza fissando la vite sul collare di posizionamento (5).




INSTALLAZIONE


2.3.4.3 Montaggio della pompa

Per collegare la pompa procedere come segue:

- Recuperare il cavo per la connessione della pompa all'interno dell'alloggiamento. Il connettore per la pompa 1 è nell'alloggiamento di sinistra.
- Collegare il cavo alla pompa come mostrato in figura. Il connettore della pompa è posizionato nella parte inferiore della pompa stessa, vicino al motore.



- Inserire la pompa (2) nell'alloggiamento del titolatore, spingendola verso il basso e quindi facendola scorrere nel telaio del titolatore (1) fino ad essere saldamente bloccata.
- Fissare la pompa stringendo l'apposita vite (3).



Solo per **HI 902**:

Ripetere le stesse operazioni per collegare e montare la seconda pompa.


2.3.4.4 Montaggio della copertura per supporto buretta non utilizzato (solo HI 901)

Per montare la copertura per un supporto buretta non utilizzato, procedere come segue:


- Inserire il coperchio (4) nell'alloggiamento inutilizzato, sulla destra (vedi figura a pagina precedente), facendolo scorrere nel telaio del titolatore (1) fino ad essere saldamente bloccato.
- Fissare il coperchio stringendo l'apposita vite (5).

2.3.4.5 Montaggio della buretta

Verificare che le tacche sul retro della valvola e sul corpo della buretta siano allineate come mostrato in figura.




Far attenzione alla posizione del pistone della siringa (1) che deve combaciare con l'attacco (2) sul corpo della pompa. Controllare anche l'allineamento tra la valvola sulla buretta ed il suo attacco sulla pompa come mostrato in figura.



INSTALLAZIONE

2.3.4.6 Collegamenti elettrici

- Collegare l'elettrodo pH al connettore BNC (5).
- Collegare la sonda di temperatura al connettore RCA (6).
- Collegare l'agitatore al connettore MINI-DIN (7).
- Collegare il cavo di alimentazione all'apposita spina sul retro (2).



Nr	Funzione	Tipo di connettore
1	Interruttore principale	
2	Alimentazione (230 Vac, 50 Hz)	Connettore IEC
3	Messa a terra (all'interno)	
4	Elettrodo di riferimento	Spina per banana Ø 4 mm
5	Connessione per elettrodi pH o ORP a semicella o combinati pH/mV	BNC
6	Sonda di temperatura	RCA
7	Agitatore	Mini DIN a 4 pin
8	Connettore per espansioni future	DIN a 8 pin
9	Tastiera PC esterna	Mini DIN a 6 pin (Standard PS2)
10	Display esterno	15 pin standard per monitor VGA
11	Interfaccia RS232 per comunicazione con PC	DB standard a 9 pin
12	Stampante parallela	DB standard a 25 pin

2.3.5 Drive per floppy disk

I rapporti di titolazione, i nuovi metodi definiti dall'utente ed i metodi standard possono essere trasferiti nel e dal titolatore usando un normale floppy disk da 3.5".

Capitolo 3. Indice


3	INTERFACCIA UTENTE	3-3
3.1	Avvio	3-3
3.2	Descrizione	3-4
3.2.1	Tastiera	3-4
3.2.1.1	Tasti funzione	3-4
3.2.1.2	Tasti virtuali	3-4
3.2.1.3	Tasti freccia	3-5
3.2.1.4	Tastiera numerica	3-5
3.2.1.5	Tasti "enter"	3-5
3.2.2	Display	3-5
3.2.3	Schermata principale	3-6
3.3	Navigare nei menu	3-7
3.3.1	Scegliere un'opzione	3-7
3.3.2	Scegliere un parametro	3-7
3.3.3	Inserire testo	3-7
3.3.4	Salvare le modifiche	3-8

3 INTERFACCIA UTENTE

3.1 Avvio

Una volta che lo strumento è assemblato ed installato, procedere come segue per iniziare ad operare:

- Collegare lo strumento all'alimentazione esterna attraverso una presa messa a terra. Verificare che il voltaggio di alimentazione sia lo stesso specificato sul titolatore.
- Accendere il titolatore attraverso l'interruttore principale sul retro dello strumento.
- Attendere che venga completato il processo di inizializzazione.
- Premere "Enter" o attendere alcuni secondi per l'avvio del titolatore.



Nota: Tutte le fasi di inizializzazione devono essere portate a termine con successo. Se una di queste fallisce, spegnere e riaccendere il titolatore attraverso l'interruttore principale. Se il problema persiste, contattate il vostro rivenditore o il centro di assistenza HANNA.


INTERFACCIA UTENTE

3.2 Descrizione

In questa sezione vengono descritte le istruzioni di base per navigare attraverso l'interfaccia utente, selezionando i campi di interesse ed inserendo valori dalla tastiera.






3.2.1 Tastiera

La tastiera del titolatore può essere suddivisa nelle seguenti quattro categorie di tasti:



3.2.1.1 Tasti funzione

Se viene premuto uno di questi tasti, la corrispondente azione viene immediatamente eseguita. I tasti "results" e "start/stop" sono attivi solo in specifiche schermate.

-  Visualizza la guida in linea
-  Accende e spegne l'agitatore
-  Dà accesso al menu dei risultati
-  Per usi futuri
-  Fa partire o ferma una titolazione o la registrazione dati in modalità pH o mV

3.2.1.2 Tasti virtuali

Questi tasti sono abbinati ai pulsanti virtuali sul display. Il significato di ogni tasto virtuale dipende dal menu attivo sul display.

La funzione collegata ad un pulsante virtuale sottolineato può anche essere attivata premendo "enter".

3.2.1.3 Tasti freccia

Questi tasti servono a:

- Muovere il cursore sullo schermo.
- Aumentare e diminuire la velocità dell'agitatore ed il valore di altre impostazioni.
- Selezionare una lettera nelle schermate alfanumeriche o spostarsi tra le opzioni di un menu.

3.2.1.4 Tastiera numerica

- Tasti da 0 a 9 Utilizzati per inserimento di numeri.
- +/- Cambia un valore da positivo a negativo e viceversa.
- . Punto decimale.
- e Inserimento di un valore esponenziale in notazione scientifica.


3.2.1.5 Tasti "enter"

Entrambi i tasti "enter" funzionano nello stesso modo:

- Confermano l'inserimento di dati alfanumerici.
- Eseguono la funzione predefinita associata al tasto virtuale sottolineato.

3.2.2 Display

Il titolatore è dotato di un ampio display grafico con retroilluminazione. La schermata principale, con alcuni brevi commenti, è mostrata qui sotto.



INTERFACCIA UTENTE

L'interfaccia utente è composta di molte schermate. Per ogni funzione del titolatore vengono utilizzate una o più schermate.







Gli avvisi ed altre informazioni critiche vengono visualizzati in negativo.

3.2.3 Schermata principale

Dopo l'avvio e l'inizializzazione, la prima schermata visualizzata è quella principale, i cui campi descrivono:

Nome del metodo:	Visualizza il nome del metodo selezionato.
Ora e data:	Visualizza ora e data correnti.
Temperatura:	Visualizza la temperatura misurata.
ATC:	Indica modalità di compensazione automatica della temperatura
Manual:	Indica modalità di compensazione manuale della temperatura. Se visualizzato in negativo, indica compensazione manuale perché la sonda di temperatura non è collegata.
Info agitatore:	Velocità reale/impostata dell'agitatore visualizzata in RPM (giri al minuto). Quando l'agitatore è spento, questa informazione non è visualizzata.
Vol. punto di fine:	Indica il volume di titolante dosato per raggiungere il punto di fine della titolazione. Se non è stata eseguita alcuna titolazione, viene visualizzato "0.000 mL".
Risultato titolazione:	Mostra il risultato della titolazione.
Lettura mV o pH:	Mostra il valore corrente di pH o mV del campione.
mV:	Indica la lettura di potenziale reale.
rel mV:	Indica la lettura di potenziale relativo.
pH:	Indica il valore reale di pH.
Stato titolazione:	Mostra lo stato della titolazione selezionata. Quando non è stata eseguita alcuna titolazione, viene visualizzato il messaggio "Nessun risultato".
Avvisi e messaggi:	Viene indicato quando è necessario eseguire un'operazione e vengono visualizzati messaggi di errore o di avviso.
Pompa 1:	Indica la pompa selezionata per il metodo corrente.

3.3 Navigare nei menu



3.3.1 Selezionare un'opzione

Per selezionare un'opzione, premere il tasto corrispondente al pulsante virtuale sul display. Per esempio, per accedere al menu delle opzioni dei metodi, premere <Opzioni Metodo>.

3.3.2 Selezionare un parametro

Per selezionare un parametro in una schermata, usare i tasti freccia su e giù per muovere il cursore.

Quando il menu è più lungo del display, compare una barra di scorrimento sul lato destro. I pulsanti <Pagina Su> e <Pagina Giù> possono essere usati per scorrere le pagine del menu.

Per attivare il parametro selezionato, premere "enter" o <Seleziona>.

3.3.3 Inserire testo

Prima di iniziare ad inserire un testo (per esempio il nome di un metodo) in una schermata alfanumerica, cancellare il testo precedente usando il pulsante <Cancella Lettere>.

Per inserire un carattere, evidenziarlo usando i tasti freccia e confermarlo premendo "enter". Usare la medesima procedura per ogni lettera del testo.


Per spostarsi, usare i tasti <Cursore Sinistro> e <Cursore Destro>.

Quando l'inserimento è completo, premere <Accetta>.

Il nome del metodo verrà aggiornato e visualizzato nella schermata "Vedi/modifica metodo".

Dopo aver impostato tutti i parametri desiderati, premere <Esci>.

INTERFACCIA UTENTE



3.3.4 Salvare le modifiche

La schermata "Salva metodo" permette all'utente di salvare le modifiche, evidenziando l'opzione "Salva metodo" e quindi premendo <Seleziona>. Per uscire da questa schermata senza salvare, premere <Esci> o evidenziare l'opzione "Uscire senza salvare metodo" e premere <Seleziona>.

Nota: per accedere alla guida in linea, premere il tasto "?" in qualsiasi momento. Le informazioni che verranno visualizzate saranno relative alla schermata corrente. Per uscire e tornare alla schermata precedente, premere <Esci> o di nuovo "?".


Capitolo 4. Indice

4	OPZIONI GENERALI	4-3
4.1	Temperatura	4-3
4.1.1	Sorgente di temperatura	4-4
4.1.2	Impostazione manuale della temperatura	4-4
4.1.3	Unità di misura della temperatura	4-5
4.2	Impostazione di data e ora	4-5
4.3	Impostazione del display	4-6
4.4	Segnale acustico	4-7
4.5	Agitatore	4-7
4.6	Lingua	4-8
4.7	Avviso di standardizzazione giornaliero	4-9
4.8	Avviso di standardizzazione periodico	4-9
4.9	Avviso volume totale	4-9
4.10	Avviso invecchiamento titolante	4-10
4.11	Salvare file su dischetto	4-10
4.12	Copiare file da dischetto	4-11
4.13	Comunicazione seriale con PC	4-12
4.14	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	4-13
4.15	Aggiornamento del software	4-13

4 OPZIONI GENERALI


La schermata "Opzioni generali" dà accesso alle opzioni che non sono direttamente legate al processo di titolazione o alla misura di pH o mV. Per entrare in questa schermata, premere il tasto <Opzioni Generali> dalla schermata principale.

I menu disponibili sono mostrati qui sotto e descritti in questo capitolo.



4.1 Temperatura

La schermata "Menu temperatura" permette di selezionare la sorgente del valore di temperatura ed altre opzioni legate alla temperatura.



OPZIONI GENERALI

4.1.1 Sorgente di temperatura

La schermata "Sorgente di temperatura" permette all'operatore di scegliere la sorgente del valore di temperatura usato per la compensazione delle letture di pH.

```
Temperature Source
Select the temperature source.
Automatic Temperature
Manual Temperature
Select  Escape
```

Quando viene selezionata l'opzione "Compensazione Automatica", la temperatura visualizzata nella schermata principale è quella misurata dalla sonda di temperatura. Anche l'icona "ATC" sarà visibile.

Quando viene selezionata l'opzione "Temperatura manuale", per la compensazione viene utilizzato un valore di temperatura pre-impostato e viene visualizzata l'icona "Manual".

4.1.2 Impostazione manuale della temperatura

Se la sonda di temperatura non è collegata, l'operatore può impostare manualmente la temperatura che il titolatore utilizzerà per la compensazione. Questo è possibile solo se viene selezionata l'opzione "Temperatura manuale".

Si possono impostare valori di temperatura da -5 a 105 °C.

```
Manual Temperature
Enter the manual temperature to be used
when the temperature probe is being
overridden or no temperature probe.
25.0 °C
The temperature range is from -5.0 to
105.0°C.
Accept  Escape  Delete Digit
```

4.1.3 Unità di misura della temperatura

Si possono selezionare le seguenti unità di misura: °C, °F, K.

Temperature Units				
Select the temperature units to be displayed.				
Celsius	-5.0 to 105.0°C			
Fahrenheit	23.0 to 221.0°F			
Kelvin	268.2 to 378.2 K			
Select	Escape			

Le rispettive scale di sono mostrate nella schermata "Unità di temperatura". Il titolatore convertirà automaticamente la temperatura misurata nella nuova unità di misura.

4.2 Impostazione di data e ora

Questa schermata permette all'operatore di impostare la data e l'ora.


Date and Time Setting				
Enter the date.				
2	6	2006		
day	month	year		
Enter the time.				
4	13	14		
hour	minute	second		
Press Next to move to the next entry.				
Accept	Escape	Delete Digit	Next	

Premendo il tasto <Prossimo> il cursore passerà al campo successivo.

OPZIONI GENERALI

4.3 Impostazione del display

Questa schermata permette di personalizzare i parametri di visualizzazione del display come luminosità e contrasto.



Tasti virtuali:

<Retroill. off>	Spegne la retroilluminazione
<Retroill. on>	Accende la retroilluminazione
<Aumenta tempo>	Aumenta il tempo di accensione della retroilluminazione
<Diminuisci tempo>	Diminuisce il tempo di accensione della retroilluminazione

Il contrasto può essere regolato usando i tasti freccia destra e sinistra.

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata con i tasti freccia su e giù.

Sono disponibili 8 livelli di regolazione (da 0 a 7) sia per il contrasto che per l'intensità della retroilluminazione.

Una griglia in scala di grigi che va dal bianco al nero viene visualizzata sul display, in modo da consentire una facile regolazione dei parametri del display.

L'opzione di spegnimento della retroilluminazione dopo un certo periodo impostabile dall'operatore, protegge il display durante i tempi di stand-by. La retroilluminazione viene riattivata premendo un tasto qualsiasi.

Il periodo di inattività dopo il quale la retroilluminazione si spegne può essere impostato da 1 a 60 minuti. Per disabilitare la funzione, impostare questo valore a 0 minuti.

4.4 Segnale acustico

Questa schermata permette di abilitare (*On*) o disabilitare (*Off*) il segnale acustico. Il segnale acustico viene emesso al completamento di una titolazione, quando viene premuto un tasto sbagliato e quando si verifica un errore critico durante una titolazione.

Beeper				
Select the option.				
Beeper Off				
Beeper On				
Select	Escape			

4.5 Agitatore

Questa schermata permette di abilitare o disabilitare l'agitatore.

Stirrer				
Select the option.				
Disabled				
Enabled				
Select	Escape			

OPZIONI GENERALI

4.6 Lingua

Scegliere la lingua desiderata tra quelle disponibili elencate in questa schermata.

Set Language								
Select the language.								
<table border="1"><tr><td>English</td></tr><tr><td>Italiano</td></tr><tr><td>Portuguese</td></tr><tr><td>Espanol</td></tr></table>					English	Italiano	Portuguese	Espanol
English								
Italiano								
Portuguese								
Espanol								
Select	Escape							

4.7 Avviso di standardizzazione giornaliero

Questa schermata permette di programmare un avviso giornaliero che ricorda di standardizzare l'elettrodo pH. Il messaggio "Standardizza Elettrodo" apparirà sul display ogni giorno all'ora programmata. Una volta eseguita la standardizzazione, il messaggio scomparirà fino al giorno seguente.

Daily Standardization Reminder										
Enter the time of day when the electrode standardization reminder will appear.										
<table><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</td><td style="padding: 2px;">0</td><td style="padding: 2px;">0</td></tr><tr><td style="text-align: center;">hours</td><td style="text-align: center;">minutes</td><td style="text-align: center;">seconds</td></tr></table>					12	0	0	hours	minutes	seconds
12	0	0								
hours	minutes	seconds								
Press Next to move to the next entry.										
Accept	Escape	Delete Digit	Next	Off						

L'avviso può essere disabilitato premendo <Off>.

4.8 Avviso di standardizzazione periodico

Questa schermata permette di programmare un avviso periodico che ricorda di standardizzare l'elettrodo pH. Il messaggio "Standardizza Elettrodo" apparirà sul display quando è trascorso il periodo programmato.

Una volta eseguita la standardizzazione, il messaggio scomparirà dal display e il tempo verrà azzerato.

<p>Periodic Standardization Reminder</p> <p>Enter the time period that must be passed since the last standardization, whereafter the standardization reminder appears.</p>				
<p style="text-align: center;"> 10 12 0 days hours minutes </p>				
<p style="text-align: center;">Press Next to move to the next entry.</p>				
Accept	Escape	Delete Digit	Next	Off

L'avviso può essere disabilitato premendo <Off>.

4.9 Avviso volume totale

La schermata di "Avviso volume totale" permette di programmare un avviso che comparirà sul display quando è necessario aggiungere titolante alla bottiglia di titolante. Il volume corrente di titolante diminuirà man mano che il titolante viene dosato.

<p>Total Volume Alert</p> <p>Enter the amount of titrant available to the titration system from its reservoir. The mLs will decrease as the titrant is depleted.</p>				
<p style="text-align: center;"> 1000.0 mL </p>				
<p style="text-align: center;">A reminder will appear when less than 100 mLs of titrant volume is left.</p>				
Accept	Escape	Delete Digit		Off

Il messaggio "Basso volume titolante" comparirà quando il volume di titolante nella bottiglia è inferiore a 100 ml.

OPZIONI GENERALI

Dopo aver impostato il nuovo volume di titolante nella schermata "Avviso volume totale", comparirà un messaggio che ricorda all'operatore che è necessario eseguire una standardizzazione del titolante. L'avviso può essere disabilitato premendo <Off>. L'intervallo possibile di titolante va da 0 a 10000 ml.

4.10 Avviso invecchiamento titolante

Questa schermata permette di programmare un avviso che comparirà sul display quando è necessario controllare la concentrazione del titolante o cambiarlo.

Titrant Age Reminder				
Enter the number of days to pass since the last Titr. Vol. updating or the last Start pressing, whereafter the reminder appears.				
██████████ 30 days				
The range is from 0 to 31 days.				
Start	Escape	Delete Digit		Off

L'avviso "Controlla concentraz. titolante" apparirà quando sarà passato un certo numero di giorni dall'impostazione dell'avviso del volume totale o dall'azzeramento del timer premendo <Start>. L'avviso può essere disabilitato premendo <Off>. Il periodo impostabile va da 0 a 31 giorni.

4.11 Salvare file su dischetto

Questo menu permette all'operatore di trasferire file dal titolatore ad un floppy disk. I tipi di file disponibili nel titolatore sono:

Metodi standard:	HI*.MTD
Metodi utente:	USER*.MTD
Rapporti:	*.RPT
Grafici (immagini):	*.BMP

Se non c'è alcun dischetto inserito nel drive, il menu di gestione dei file non sarà disponibile. La scelta del tipo di file può essere fatta usando i tasti freccia destra e sinistra. Il numero di file ed il nome di ogni file nel titolatore verranno visualizzati.

Per esempio, se non vengono trovati file di rapporti, viene visualizzato il messaggio "0 file rapporto". Analoghi messaggi vengono visualizzati per gli altri tipi di file.

OPZIONI GENERALI

```
List of Files on Titrator
Use <-/-> arrow keys to select file type
13 standard method files

HI0001EN.MTD
HI0002EN.MTD
HI0003EN.MTD
HI0004EN.MTD
HI0005EN.MTD
HI0007EN.MTD
HI0008EN.MTD
HI0009EN.MTD
HI0010EN.MTD
HI0011EN.MTD
HI0012EN.MTD
HI0013EN.MTD
HI0014EN.MTD

Escape  Copy file  Copy All  Delete File  Delete All
```

I pulsanti virtuali consentono le seguenti operazioni:

- <Cancella file> Cancella il file evidenziato
- <Cancella tutto> Cancella tutti i file visualizzati
- <Copia file> Copia il file evidenziato dal titolatore al floppy disk
- <Copia tutto> Copia tutti i file visualizzati dal titolatore al floppy disk
- <Esci> Torna alla schermata "Opzioni Generali"

Lo stato del trasferimento ("completato" / "non completato") ed il nome del file in oggetto vengono visualizzati durante la copia o la cancellazione.

Quando la copia o la cancellazione di un file è terminata, il messaggio "Premi un tasto..." compare sul display e lo strumento torna alla schermata con l'elenco dei file.

4.12 Copiare file da dischetto

Questa schermata permette di trasferire file da un floppy disk al titolatore.

```
List of Files on Diskette
Use <-/-> arrow keys to select file type
20 report files

TI_00007.RPT
TI_00008.RPT
TI_00009.RPT
TI_00010.RPT
TI_00011.RPT
TI_00012.RPT
TI_00013.RPT
TI_00014.RPT
TI_00015.RPT
TI_00016.RPT
TI_00017.RPT
TI_00018.RPT
TI_00019.RPT
TI_00020.RPT

Escape  Copy file  Copy All  Delete File  Delete All
```

```
List of Files on Diskette
Use <-/-> arrow keys to select file type
20 report files

Copy successful      TI_00020.RPT
Copy successful      TI_00020.LOG

Press any key...

Escape  Copy file  Copy All  Delete File  Delete All
```

OPZIONI GENERALI

I tipi di file che possono essere trasferiti sono:

Metodi standard: **HI*.MTD**
Metodi utente: **USER*.MTD**
Rapporti: ***.RPT**

La scelta del tipo di file può essere fatta usando i tasti freccia destra e sinistra. Il numero di file ed il nome di ogni file nel dischetto verranno visualizzati sul display. I pulsanti virtuali consentono le seguenti operazioni:

<Cancella file>	Cancella il file evidenziato dal dischetto
<Cancella tutto>	Cancella tutti i file visualizzati dal dischetto
<Copia file>	Copia il file evidenziato dal dischetto al titolatore
<Copia tutto>	Copia tutti i file visualizzati dal dischetto al titolatore
<Esci>	Torna alla schermata "Opzioni Generali"

Tutte le operazioni disponibili sono le stesse spiegate nel paragrafo 4.11 "Salva file su dischetto".

4.13 Comunicazione seriale con PC

Per poter utilizzare questa funzione è necessario collegare il titolatore al PC usando il cavo seriale in dotazione. Nel PC deve essere installato il software applicativo HI 900900.

Nella schermata "Comunicazione seriale" il messaggio "Attivo / Non attivo" mostra lo stato della comunicazione con il PC.


"Attivo" significa che il titolatore sta usando la comunicazione seriale con un PC e non con un altro dispositivo.

"Pronto" indica che il titolatore è in grado di comunicare con il PC.

Durante il trasferimento di informazioni tra PC e titolatore, viene visualizzato il messaggio "Transmit" e informazioni relative alla percentuale già trasferita del file corrente.

4.14 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Questa opzione permette di ripristinare le impostazioni originali dell'apparecchiatura.



Nota: *Attenzione !!! Questa operazione cancellerà anche tutti i metodi inseriti dall'utente e ripristinerà tutte le impostazioni di fabbrica come la configurazione dello strumento, i parametri dei metodi standard, ecc.*

Confirmation of Reset				
Are you sure you want to reset the titrator to manufacturer settings?				
This will delete the standardization data, all the user methods and reports.				
Reset	Escape			

4.15 Aggiornamento del software

Questa schermata permette all'operatore di aggiornare il software del titolatore da un floppy disk.

Update Software				
Current version:	HI902 v1.34			
New version:	HI902 v1.6			
Are you sure you want to update the current software with the new version?				
Accept	Escape	Refresh		

Nota: *si consiglia di far eseguire questa operazione solo da personale tecnico qualificato o di rivolgersi al centro di assistenza HANNA.*

Capitolo 5. Indice

5	METODI	5-3
5.1	Selezione di un metodo	5-3
5.2	Metodi standard	5-4
5.2.1	Aggiornamento dei metodi standard	5-4
5.2.2	Cancellazione dei metodi standard	5-5
5.2.3	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	5-5
5.3	Metodi utente	5-5
5.3.1	Creazione dei metodi utente	5-5
5.3.2	Cancellazione dei metodi utente	5-6
5.4	Vedi / modifica metodo	5-7
5.5	Opzioni dei metodi	5-8
5.5.1	Assegnare un nome ad un metodo utente	5-8
5.5.2	Revisione del metodo	5-8
5.5.3	Tipo di titolazione (solo per HI 902)	5-9
5.5.4	Configurazione della pompa	5-10
5.5.5	Tipo di dosaggio	5-10
5.5.5.1	Dosaggio lineare.....	5-10
5.5.5.2	Dosaggio dinamico	5-12
5.5.6	Modalità punto di fine	5-14
5.5.6.1	Punto di fine fisso (pH o mV)	5-14
5.5.6.2	Punto equivalente (pH o mV)	5-15
5.5.7	Volume di pre-titolazione.....	5-21
5.5.8	Periodo di pre-agitazione.....	5-22
5.5.9	Modalità di misura	5-23
5.5.9.1	Stabilità del segnale	5-23
5.5.9.2	Incrementi a tempo	5-25
5.5.10	Tipo di elettrodo	5-26
5.5.11	Opzione bianco.....	5-26

METODI

5.5.12	Calcoli	5-27
5.5.12.1	Titolazioni standard	5-27
5.5.12.2	Titolazioni di ritorno (solo per HI 902)	5-34
5.5.13	Opzione diluizione	5-40
5.5.14	Nome del titolante	5-41
5.5.15	Concentrazione del titolante	5-41
5.5.16	Quantità di analita	5-41
5.5.17	Inserimento dell'analita	5-41
5.5.17.1	Peso o volume fisso	5-41
5.5.17.2	Peso o volume manuale	5-42
5.5.18	Inserimento titolante 1 (solo per HI 902)	5-42
5.5.18.1	Calcolato con una formula	5-42
5.5.18.2	Fissato dall'utente	5-42
5.5.19	Volume massimo di titolante	5-43
5.5.20	Velocità di agitazione	5-43
5.5.21	Intervallo di potenziale	5-44
5.5.22	Volume/velocità di flusso	5-44
5.5.23	Media del segnale	5-45
5.5.24	Formato del risultato finale	5-45
5.6	Stampa	5-46

5 METODI

Il titolatore esegue automaticamente un'analisi completa, che comprende la preparazione del campione, il dosaggio della soluzione titolante, l'agitazione, i tempi di misura e di attesa, la rilevazione del punto di fine e la registrazione dei risultati della titolazione.


Tutti i parametri necessari alla titolazione sono raggruppati in un metodo.

Il titolatore viene fornito completo di un pacchetto di metodi standard.

Usando un floppy disk o collegando il titolatore ad un PC in cui è installato il software applicativo **HI 900900**, i metodi (standard e definiti dall'utente) possono essere aggiornati, memorizzati o cancellati.

5.1 Selezione di un metodo

Per scegliere un metodo, premere il tasto <Selez. metodo> dalla schermata principale e verrà visualizzata sul display una lista dei metodi disponibili.



Nella schermata "Metodi di titolazione" vengono elencati sia i metodi standard che quelli definiti dall'utente (se presenti).

Per scegliere un metodo, evidenziarlo e premere <Seleziona>. Il nome del metodo selezionato verrà visualizzato nella schermata principale.

METODI

09:50:56 Jun 15, 2006				
Titr. Conc. 0.1N NaOH				
0.00000 N (eq/L)				
No Result				
Burette is not present				
Pump 1 Selected				
End Point Volume				
ATC				pH
25.0 °C		0.000 mL		7.099
General Options	Select Method	Method Options	Burette	pH/mV

5.2 Metodi standard

I metodi standard sono sviluppati dal produttore per consentire di eseguire le analisi più comuni. Ogni metodo standard può essere utilizzato come modello per un nuovo metodo utente. Solo alcuni specifici parametri di un metodo standard possono essere modificati dall'operatore (vedi sezione 5.5 "Opzioni dei metodi").

5.2.1 Aggiornamento dei metodi standard

L'aggiornamento dei metodi standard può essere fatto da floppy disk o da PC come spiegato qui di seguito.

Floppy disk:

- Inserire il dischetto di installazione dei metodi nel drive per floppy disk del titolatore.
- Premere il pulsante <Opzioni generali> dalla schermata principale.
- Usando i tasti freccia su e giù evidenziare l'opzione "Copia file da dischetto" e premere <Seleziona>.
- Usando i tasti freccia destra e sinistra è possibile spostarsi nel menu dei tipi di file fino a trovare quelli dei metodi standard. Verrà visualizzata la lista dei metodi standard disponibili nel dischetto.
- Premere <Copia file> o <Copia tutto> per aggiornare il titolatore.
- Premere <Esci> per tornare alla schermata delle "opzioni generali".

PC:

Si possono anche aggiornare i metodi standard del titolatore da un PC, usando il software applicativo **HI 900900** (vedi anche sezione 4.13 "Comunicazione seriale con PC").

5.2.2 Cancellazione dei metodi standard

Per cancellare dal titolatore i metodi standard non utilizzati, procedere in questo modo:

- Inserire un qualsiasi dischetto nel drive del titolatore.
- Dalla schermata principale premere <Opzioni generali>.


- Usando i tasti freccia su e giù, evidenziare l'opzione "Salva file su dischetto" e premere <Seleziona>.
- Usando i tasti freccia destra e sinistra è possibile spostarsi nel menu dei tipi di file fino a trovare quelli dei metodi standard. I metodi standard disponibili verranno visualizzati sul display.
- Premere <Cancella> o <Cancella tutto> per eliminare i metodi standard non necessari.
- Premere <Esci> per tornare alla schermata delle "Opzioni generali".

Si possono anche cancellare i metodi standard del titolatore da un PC, usando il software applicativo **HI 900900** (vedi anche sezione 4.13 "Comunicazione seriale con PC").

5.2.3 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Si possono ripristinare le impostazioni di fabbrica per i metodi standard evidenziando un metodo e premendo <Ripristina predefinito>.

Attenzione! Quando viene premuto il pulsante <Ripristina predefinito>, tutti i metodi utente verranno cancellati.



5.3 Metodi utente

I metodi utente sono definiti dall'operatore, generalmente modificando un metodo standard. I metodi utente possono essere sviluppati in accordo con le richieste del cliente. Tutti i parametri del metodo possono essere modificati dall'utente.

5.3.1 Creazione dei metodi utente

Per creare un nuovo metodo partendo da uno standard, procedere come segue:

- Premere il pulsante <Seleziona metodo> dalla schermata principale.
- Usando i tasti freccia su e giù, evidenziare un metodo esistente dalla lista dei metodi.

METODI

- Premere il tasto <Nuovo metodo> e un nuovo metodo utente verrà generato.
- Premere <Seleziona> per attivare il nuovo metodo utente creato.

Titration Methods					12:23:47 Jun 20, 2006						
Select the method to be activated.					copy of Titr. Conc. 0.1N						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Titr. Conc. 0.1N NaOH Titr. Conc. 0.1N HCl Titr. Conc. 0.1M Na2S2O3 Alkalinity of Water Acidity of Water Chloride Neutralization w/ H2SO4 Neutralization w/ NaOH Titr. Conc. 0.1M FAS Troubleshooting 1 Troubleshooting 2 Electrode Calibration Content of H3PO4 copy of Titr. Conc. 0.1N </div>					<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">0.00000</div> N (eq/L)						
					No Result						
					Pump 1 Selected						
Select		New Method		Delete		Page Up		Page Down		ATC 25.0 °C End Point Volume 0.000 mL pH 9.804	
General Options		Select Method		Method Options		Burette		pH/mV			

Nota: il titolatore può memorizzare fino a 10000 metodi, standard e definiti dall'utente. Se questo limite viene superato, apparirà un avviso sul display.

5.3.2 Cancellazione dei metodi utente

Per eliminare un metodo utente, premere il pulsante <Seleziona metodo> dalla schermata principale. Evidenziare il metodo che si vuole cancellare e premere <Cancella>. Comparirà una schermata che chiede di confermare la cancellazione. Premere di nuovo <Cancella> per confermare o <Esci> per cancellare l'operazione.

Confirmation of Method Deletion				
<p>Are you sure you want to delete the selected method?</p> <p>copy of Titr. Conc. 0.1N</p>				
Delete	Escape			

5.4 Vedi / modifica metodo

Per modificare i parametri di un metodo, premere <Opzioni metodo> dalla schermata principale e verrà visualizzata una lista di tutti i parametri relativi al metodo selezionato. Usando i tasti freccia su e giù, evidenziare la voce che si desidera modificare e premere <Seleziona>.

View / Modify Method			
Id: HI0001EN Created: Jun 14, 2006 11:30			
Select the option to be modified.			
Name:	Titr. Conc. 0.1N NaOH		
Method Revision:	2.0		
Titration Type:	Standard Titration		
Pump Configuration:			
Dosing Type:	Dynamic		
End Point Mode:	pH 1EQ point,1st Der		
Recognition Options:			
Pre-Titration Volume:	9.000 mL		
Pre-Titration Stir Time:	60 Sec		
Measurement Mode:	Signal Stability		
Electrode Type:	pH		
Blank Option:	No Blank		
Calculations:	Stdz. Titrant by Weight		
Dilution Option:	Disabled		
Escape	Print Method	Page Up	Page Down

Salva metodo

Dalla schermata "Vedi / modifica metodo" premere <Esci> e comparirà una schermata in cui si può scegliere di salvare le modifiche dei parametri del metodo o di ignorarle.

Saving Method			
Select a menu option.			
Save Method			
Exit Without Saving Method			
"Escape" - exits without saving method.			
Select	Escape		

METODI

5.5 Opzioni dei metodi

5.5.1 Assegnare un nome ad un metodo utente

Questa opzione permette di inserire il nome di un nuovo metodo (max 24 caratteri). Usare i tasti freccia per spostarsi nella finestra alfanumerica e premere "enter" per confermare il carattere evidenziato.

Method Name

Select the highlighted letter by using the arrow keys then press "Enter".
Select the empty field for a space.
Press Accept to save the entire name.

█	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	()	/
	-	.	0	^	-	,	<	=	>	+	*	%	∞
	ì	è	é	ò	à	ù	ç	ß	ü	ö	ö	ä	
	Ä	i	í	ñ	ñ	°	µ	'	#	!	\$	\	:

█H3P04 Concentration█

Accept	Escape	Delete Letter	Cursor Left	Cursor Right
--------	--------	---------------	-------------	--------------

5.5.2 Revisione del metodo

Questa opzione permette di inserire una stringa con il numero di revisione del metodo. Il formato di questa stringa dovrebbe essere del tipo "X.Y", dove X e Y sono numeri.

Method Revision

Select the highlighted letter by using the arrow keys then press "Enter".
Select the empty field for a space.
The revision string format is "X.X".

█	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	()	/
	-	.	0	^	-	,	<	=	>	+	*	%	∞
	ì	è	é	ò	à	ù	ç	ß	ü	ö	ö	ä	
	Ä	i	í	ñ	ñ	°	µ	'	#	!	\$	\	:

█2.0█

Accept	Escape	Delete Letter	Cursor Left	Cursor Right
--------	--------	---------------	-------------	--------------

5.5.3 Tipo di titolazione (solo per HI 902)

Per eseguire un'analisi è necessario scegliere il tipo di titolazione.

Titration Type						
Select the titration type.						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">Standard Titration</td> </tr> <tr> <td>Back Titration</td> </tr> </table>					Standard Titration	Back Titration
Standard Titration						
Back Titration						
Select	Escape					

Titolazione standard

- Titolazione con rilevazione del punto equivalente in pH o mV.
- Titolazione con punto di fine fisso in pH o mV.

Titolazione di ritorno

Titolazione con rilevazione del punto equivalente in pH o mV, che comprende due fasi:

- Fase 1 – il campione viene "consumato" aggiungendo un volume noto di titolante 1 a concentrazione nota. È necessario dosare una quantità di titolante 1 sufficiente a superare il punto di equivalenza, in modo da accelerare la reazione.
- Fase 2 – l'eccesso di titolante 1 viene titolato con il titolante 2 fino al punto equivalente. Quindi la concentrazione del campione viene determinata per differenza.

Inoltre, se si sceglie la titolazione di ritorno, è necessario impostare anche l'opzione "Pausa cambio titolante". Scegliere "Sì" per bloccare la titolazione temporaneamente tra la prima e la seconda fase di una titolazione di ritorno, in modo da poter eseguire alcune operazioni necessarie all'analisi, come per esempio bollire il campione per eliminare l'anidride carbonica.

Break at Titrant Changing						
Select the option.						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">NO</td> </tr> <tr> <td>YES</td> </tr> </table>					NO	YES
NO						
YES						
<p>"NO" - without break at titrant changing. "YES" - with break at titrant changing.</p>						
Select	Escape					

METODI

5.5.4 Configurazione della pompa

Questa opzione permette di scegliere quale pompa verrà usata per la titolazione con il metodo corrente. Inoltre per le titolazioni di ritorno si può scegliere la pompa per il dosaggio di entrambi i titolanti, 1 e 2.

Titrant Pump Selection						
Select the pump for titrant.						
<table border="1"><tr><td>Pump 1</td></tr><tr><td>Pump 2</td></tr></table>					Pump 1	Pump 2
Pump 1						
Pump 2						
Select	Escape					


5.5.5 Tipo di dosaggio

I titolatori automatici HANNA permettono di scegliere tra due tipi di dosaggio: lineare o dinamico.

Dosing Type						
Select the dosing type.						
<table border="1"><tr><td>Linear Dosing</td></tr><tr><td>Dynamic Dosing</td></tr></table>					Linear Dosing	Dynamic Dosing
Linear Dosing						
Dynamic Dosing						
Select	Escape					

5.5.5.1 Dosaggio lineare


Con questo tipo di dosaggio viene dosato un uguale volume di titolante ad ogni dispensazione, come mostrato nel grafico alla pagina seguente.



Il dosaggio lineare è consigliato per titolazioni lente e difficoltose in soluzioni non acquose oppure per alcune analisi specifiche.

Nota: per le normali curve di titolazione con flesso si consigliano incrementi minori intorno al punto equivalente.
 Per curve di titolazioni piatte, sono richiesti volumi maggiori per la rilevazione del punto equivalente.

Per impostare il volume da dosare, scegliere l'opzione "Dosaggio lineare" e inserire la dose desiderata.




Gli intervalli permessi per il volume da dosare sono:
 da 0.001 a 4.500 ml per burette da 5 ml
 da 0.001 a 9.000 ml per burette da 10 ml
 da 0.005 a 22.500 ml per burette da 25 ml

5.5.5.2 Dosaggio dinamico

Il titolante viene aggiunto in volumi che dipendono dalla vicinanza al punto di fine, come mostrato nel grafico qui sotto.

Il titolatore determina la dose di titolante per cercare di mantenere una certa differenza di potenziale (*delta E*) con ogni aggiunta.



Se il salto di potenziale dopo l'aggiunta del titolante è minore del valore impostato, la dose successiva verrà progressivamente aumentata fino al volume massimo dosabile. Se il salto di potenziale rimane inferiore, la titolazione continuerà dosando il volume massimo.

Se il salto di potenziale dopo l'aggiunta del titolante è maggiore del valore impostato, la dose successiva verrà progressivamente diminuita fino al volume minimo dosabile. Se il salto di potenziale rimane maggiore, la titolazione continuerà dosando il volume minimo.

Ne risulta che lontano dal punto di fine vengono dispensate dosi maggiori, riducendo così il tempo necessario per la titolazione. Più ci si avvicina al punto di fine, minori saranno i volumi dosati, fornendo in questo modo una maggiore precisione nella zona critica del punto di fine.

È necessario impostare i seguenti parametri:

min Vol: Determina il volume minimo di una dose durante la titolazione.
Questo valore deve essere maggiore o uguale a:
0.001 ml per burette da 5 e 10 ml
0.005 ml per burette da 25 ml

max Vol: Determina il volume massimo di una dose durante la titolazione.
Questo valore deve essere minore o uguale a 4.000 ml.

delta E: Determina il salto di potenziale (fisso) che deve essere raggiunto dopo ogni aggiunta di titolante.
L'intervallo permesso va da 0.1 a 99.9 mV.

Dynamic Dosing				
Enter min Vol, max Vol and delta E.				
<div style="background-color: black; color: white; display: inline-block; padding: 2px;">0.015</div> mL - min Vol 0.500 mL - max Vol 4.500 mV - delta E				
Press Next to move to the next entry.				
Accept	Escape	Delete Digit	Next	

Consigli per la scelta dei parametri di dosaggio

Per titolazioni con curve pendenti le impostazioni consigliate sono:

delta E = da 3.5 a 9 mV

min Vol = da 0.010 a 0.025 ml (usando una buretta da 25 ml)

max Vol = da 0.075 a 0.250 ml (usando una buretta da 25 ml)

Per titolazioni con curve piatte le impostazioni consigliate sono:

delta E = da 10 a 15 mV

min Vol = da 0.050 a 0.150 ml (usando una buretta da 25 ml)

max Vol = da 0.400 a 0.600 ml (usando una buretta da 25 ml)

Per ottenere la massima precisione e riproducibilità, si consiglia di consumare tra il 20 e l'80% del volume nominale della buretta. Se sono richiesti volumi minori o maggiori di titolante, si consiglia di usare la buretta più appropriata scegliendo tra 5, 10 o 25 ml.

5.5.6 Modalità punto di fine

Titration End Point Mode				
Select the end point detection.				
Equivalence End Point (pH) Equivalence End Point (mV) Fixed End Point (pH) Fixed End Point (mV)				
Select	Escape			

5.5.6.1 Punto di fine fisso (pH o mv)

Punto di fine fisso (pH):


La titolazione viene normalmente terminata quando viene superato il valore di pH pre-impostato. Il volume del punto di fine riportato viene interpolato tra i volumi corrispondenti ai valori di pH subito prima e subito dopo il punto di fine predefinito.

Preset pH End Point				
Enter the end point pH value.				
8.600 pH				
The range is from -2.000 to 20.000 pH.				
Accept	Escape	Delete Digit		


L'intervallo possibile va da -2.000 a 20.000 pH.

Punto di fine fisso (mV):

L'algoritmo di determinazione del punto di fine è lo stesso usato per il pH, ma il valore di soglia viene espresso in mV.



L'intervallo possibile va da -2000.0 a +2000.0 mV.



5.5.6.2 Punto equivalente (pH or mV)

La titolazione viene normalmente terminata quando viene rilevato il punto equivalente, ovvero il punto in cui la quantità di titolante aggiunto è uguale a quella di analita nel campione, in accordo con la stechiometria della reazione chimica.

METODI

Numero di punti equivalenti (solo per HI 902)

Il titolatore può eseguire una titolazioni con più di un punto equivalente, fino ad un massimo di 5.

Number of Equivalence Points				
Enter the number of equivalence points to be found.				
3 points				
The range is between 1 and 5 equivalence points.				
Accept	Escape	Delete Digit		

Determinazione del punto equivalente

Le derivate prima e seconda della curva di titolazione a S possono essere utilizzate per la determinazione del punto equivalente.

End Point Determination				
Select the end point determination.				
1st derivative				
2nd derivative				
Select	Escape			


L'algoritmo per la determinazione del punto equivalente richiede l'aggiunta di altre 3 dosi di titolante dopo che è stato raggiunto il punto equivalente.

Il volume del punto di fine riportato viene calcolato sulla base di un certo numero di punti intorno al punto equivalente.

La curva ad S di una titolazione potenziometrica rappresenta i valori in potenziale (mV) o pH misurati da un elettrodo in funzione del volume di titolante aggiunto.


Il punto di flesso della curva di titolazione ad S corrisponde al punto equivalente della reazione chimica.

Questo è rigorosamente vero solo per le curve di titolazione ad S simmetriche. Per le curve asimmetriche, l'errore può essere contenuto dosando volumi minori (maggior numero di punti di misura) intorno al punto equivalente.



Derivata prima

Quando viene usata la derivata prima per l'individuazione del punto equivalente, il punto di massimo della derivata prima corrisponde al punto di flesso della curva di titolazione.




L'algoritmo di rilevazione cerca il valore massimo della derivata prima, che deve comunque essere maggiore di un certo valore di soglia (vedi anche il paragrafo "Opzioni di riconoscimento" a pagina seguente).

METODI

Derivata seconda

Quando si usa la derivata seconda per l'individuazione del punto equivalente, il punto che incrocia lo zero sul grafico della derivata seconda corrisponde al flesso della curva di titolazione.



L'algoritmo di individuazione cerca il punto in cui la derivata seconda cambia segno. Inoltre la derivata prima corrispondente al punto individuato deve essere maggiore di un certo valore di soglia (vedi anche il paragrafo seguente "Opzioni di riconoscimento").

Opzioni di riconoscimento

La schermata "Opzioni di riconoscimento" rappresenta una serie di parametri usati per evitare di individuare falsi punti equivalenti. Questo potrebbe essere dovuto al sistema chimico (titolante, campione e concentrazioni coinvolte) e/o alla risposta dell'elettrodo.

La schermata "Opzioni di riconoscimento" è disponibile solo quando viene selezionata l'opzione "Punto equivalente (pH o mV)".

Recognition Options				
Select the options for equivalence point recognition.				
Threshold	500 $\mu V/mL$			
Range	NO			
Filtered Derivatives	NO			
Select	Escape			

Soglia

Questo parametro deve essere impostato dall'utente a seconda dell'analisi.

La soglia rappresenta il valore assoluto della derivata prima, espresso in $|mV/ml|$, al di sotto del quale l'algoritmo di individuazione non cerca il punto equivalente.

Threshold

Enter the threshold for equivalence point detection.


500 mU/mL

Recommended value is between:
 1 and 450 mU/mL for FLAT Curve,
 450 and 1800 mU/mL for NORMAL Curve,
 1800 and 9999 mU/mL for STEEP Curve.

Accept	Escape	Delete Digit	
--------	--------	--------------	--

L'intervallo possibile va da 1 a 9999 mV/ml.

Il valore consigliato per la soglia è intorno al 40% del massimo valore assoluto stimato per la derivata prima.



A seconda del profilo della curva di titolazione, si possono usare i seguenti intervalli:

PROFILO CURVA TITOLAZ.	SOGLIA $ mV/mL $
PIATTO	da 1 a 450
NORMALE	da 450 a 1800
MOLTO PENDENTE	da 1800 a 9999

METODI

Intervallo

Questo è un parametro opzionale per l'individuazione del punto equivalente e rappresenta un intervallo in mV o pH impostato per la rilevazione del punto equivalente.

L'opzione "Intervallo" si può abilitare nella schermata "Opzioni intervallo" scegliendo "Sì".

<p style="text-align: center;">Range Options</p> <p>Select option for equivalence point range.</p> <table border="1"><tr><td>NO</td></tr><tr><td>YES</td></tr></table> <p>"NO" - without equivalence point range. "YES" - with equivalence point range.</p>					NO	YES	<p style="text-align: center;">Range Limits</p> <p>Enter Limit 1 and Limit 2 for range.</p> <p style="text-align: center;">-2.0 mV - Limit 1 20.0 mV - Limit 2</p>				
NO											
YES											
Select	Escape				Accept	Escape	Delete Digit	Next			

Limite 1 - È il primo limite dell'intervallo ottenuto durante la titolazione:

Questo valore può andare da -2.000 a 20.000 pH (per il punto equivalente in pH).


Questo valore può andare da -2000.0 a 2000.0 mV (per il punto equivalente in mV).

Limite 2 - È il secondo limite dell'intervallo ottenuto durante la titolazione:

Questo valore può andare da -2.000 a 20.000 pH (per il punto equivalente in pH).

Questo valore può andare da -2000.0 a 2000.0 mV (per il punto equivalente in mV).

Il valore del limite 2 non può essere uguale a quello del limite 1.



Derivate filtrate

Le derivate filtrate sono una funzione opzionale per l'individuazione del punto equivalente, che aggiunge un filtro all'algoritmo di calcolo delle derivate prima e seconda, in modo da ridurre l'influenza del rumore del segnale.

L'opzione "Derivate filtrate" può essere abilitata nella schermata "Opzione derivate filtrate" scegliendo "Sì".

Filtered Derivatives Option

Select option for filtered derivatives.

NO

YES

"NO" - without filtered derivatives.
"YES" - with filtered derivatives.

Select	Escape			
--------	--------	--	--	--

Il rumore può essere dovuto a:

- Proprietà del sistema chimico (campione, titolante, solvente), come per esempio reazioni chimiche lente o campioni non tamponati come le acque di scarico, l'acqua del rubinetto o il vino.
- Risposta dell'elettrodo.
- Impostazioni non corrette dei parametri del metodo come la stabilità del segnale, la velocità di agitazione, ecc.
- Dosi troppo piccole di titolante.

Nota: anche se la probabilità di individuare falsi punti equivalenti è stata fortemente diminuita, uno spostamento del volume del punto di fine si può talvolta verificare a causa del filtro sulle derivate. Questo spostamento di solito è dell'ordine di una o due dosi rispetto al volume del punto equivalente. Per titolazioni veloci e piccole dosi di titolante questa opzione è comunque molto utile.

5.5.7 Volume di pre-titolazione

Durante una normale titolazione il punto equivalente viene raggiunto dopo che sono state dispensate molte dosi di titolante. La maggior parte di queste aggiunte di titolante richiedono tempo ma non hanno alcuna rilevanza per l'individuazione del punto equivalente.

Il volume di pre-titolazione serve ad aggiungere una grande dose iniziale per partire poi direttamente in prossimità del punto equivalente.

Questo primo dosaggio viene fatto subito dopo il periodo di pre-agitazione.

METODI

I valori permessi per il volume di pre-titolazione dipendono dal volume totale della buretta:
da 0.001 a 4.500 ml per burette da 5 ml
da 0.001 a 9.000 ml per burette da 10 ml
da 0.005 a 22.500 ml per burette da 25 ml

Pre-Titration Volume				
Enter the initial titrant volume to be dispensed.				
9.000 mL				
Press Help to view the valid ranges for the pre-titration volume.				
ACCEPT	Escape	Delete Digit		

Se non si vuole usare un volume di pre-titolazione, impostare questo parametro a 0.000 ml.

Nota: se possibile, si consiglia di utilizzare questa opzione, in modo da ridurre notevolmente i tempi di analisi.

5.5.8 Periodo di pre-agitazione


Quando viene abilitata questa opzione, il campione viene miscelato per un certo periodo di tempo prima di iniziare la titolazione, in modo da avere una soluzione omogenea.

Pre-Titration Stir Time				
Enter the initial mixing time prior to the start of the titration.				
10 seconds				
The range is from 0 to 180 seconds.				
ACCEPT	Escape	Delete Digit		

Tale periodo può andare da 0 a 180 secondi. Se viene impostato il valore 0, l'opzione è disabilitata.

5.5.9 Modalità di misura

Durante una titolazione, è possibile acquisire i valori di potenziale (mV) della soluzione in due modi: usando l'opzione "Stabilità del segnale" oppure "Incrementi a tempo".




L'aggiunta della dose successiva viene fatta subito dopo che è stato misurato il potenziale della soluzione.

5.5.9.1 Stabilità del segnale

Quando viene scelta l'opzione "Stabilità del segnale", il titolatore acquisisce il valore di potenziale della soluzione solo quando viene raggiunta la condizione di stabilità.

La risposta dell'elettrodo dopo ogni aggiunta e i principi della finestra di stabilità sono mostrati nel grafico qui sotto e spiegati alla pagina seguente.



METODI

La finestra (condizione) di stabilità del segnale rappresenta l'intervallo di tempo Δt durante il quale il potenziale (mV) misurato in soluzione è all'interno dell'intervallo di potenziale ΔE . Il nuovo valore di segnale viene acquisito se viene raggiunta la condizione di stabilità, ma non prima che sia trascorso il tempo minimo di attesa (*t min wait*). Se viene superato il tempo massimo di attesa (*t max wait*) e la condizione di stabilità non è stata raggiunta, il potenziale viene comunque acquisito e viene aggiunta una nuova dose di titolante.

Signal Stability				
Enter mV variation (delta E) in the time interval (delta t) min and max wait time period to the next sample measurement.				
0.3 mV - delta E				
1.5 seconds - delta t				
5 seconds - t min wait				
30 seconds - t max wait				
Accept	Escape	Delete Digit	Next	

delta E rappresenta l'altezza della finestra di stabilità del segnale e può assumere valori da 0.1 a 99.9 mV.

delta t rappresenta la larghezza della finestra di stabilità del segnale e può assumere valori da 0.5 a 10.0 secondi.

t min wait è il tempo minimo che deve trascorrere prima di controllare la stabilità del segnale. È anche il tempo minimo tra due dosi successive. Può assumere valori che vanno da 2 secondi a *t max wait*.


t max wait è il tempo massimo che può trascorrere tra due dosi successive. Se viene superato questo valore, viene aggiunta una nuova dose di titolante anche se la condizione di stabilità non era stata raggiunta. Può assumere valori che vanno da *t min wait* a 180 secondi.

5.5.9.2 Incremento a tempo

Quando viene scelta l'opzione "Incremento a tempo", l'acquisizione del valore di potenziale (mV) della soluzione viene eseguita ad intervalli di tempo fissi (senza alcun controllo della stabilità del segnale).

I periodo di tempo tra due acquisizioni successive deve essere impostato in accordo con la reazione chimica coinvolta e con i tempi di risposta dell'elettrodo.

L'intervallo possibile va da 2 a 180 secondi.



```

    Timed Increment

    Enter the period of time to wait until
    the next dose.

    5 seconds

    The range is from 2 to 180 seconds.

    Accept  Escape  Delete
           Digit
    
```

METODI

5.5.10 Tipo di elettrodo

Inserire il tipo di elettrodo, usando fino ad un massimo di 24 caratteri. Il tipo di elettrodo verrà indicato nel rapporto di titolazione.

Electrode Type

Select the highlighted letter by using the arrow keys then press "Enter".
Select the empty field for a space.
Press Accept to save the electrode type.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	()	/
_	.	@	^	-	,	<	=	>	+	*	%	~
ì	è	é	ò	à	ù	ç	ø	ö	ü	ä		
ä	ï	¿	ñ	ñ	°	µ	'	#	!	\$	\	:

pH

Accept	Escape	Delete Letter	Cursor Left	Cursor Right
--------	--------	------------------	----------------	-----------------

5.5.11 Opzione bianco

Questa funzione permette all'operatore di scegliere la procedura per il calcolo del bianco (dove "V" è il volume di titolante dosato durante la titolazione e "Bianco" è il volume di titolante consumato dal bianco).

Blank Option

Select the option.

U - Blank
Blank - U
No Blank

Select	Escape			
--------	--------	--	--	--

Blank Value				
Enter the blank volume in liters.				
0.2530E-3 L				
Accept	Escape	Delete Digit		

Se viene scelta una delle opzioni ("V-Bianco" o "Bianco-V"), nella schermata "Vedi/modifica metodo" diventerà attivo il parametro "Valore Bianco", che potrà essere impostato dall'operatore (in litri).

5.5.12 Calcoli

Il titolatore eseguirà i calcoli necessari per fornire il risultato dell'analisi. Il risultato finale viene calcolato usando il volume del punto di fine (volume di titolante al punto equivalente o al punto di fine fissato) ed una formula impostata dall'operatore.

Calculations												
Select either the calculation to be performed or modify the variables.												
<table border="1"> <tr><td>Edit Variable Values</td></tr> <tr><td>No Formula (mL only)</td></tr> <tr><td>No Formula (L only)</td></tr> <tr><td>Sample Calc. by Weight</td></tr> <tr><td>Sample Calc. by Volume</td></tr> <tr><td>Stdz. Titrant by Weight</td></tr> <tr><td>Stdz. Titrant by Volume</td></tr> <tr><td>Generic Formula</td></tr> </table>					Edit Variable Values	No Formula (mL only)	No Formula (L only)	Sample Calc. by Weight	Sample Calc. by Volume	Stdz. Titrant by Weight	Stdz. Titrant by Volume	Generic Formula
Edit Variable Values												
No Formula (mL only)												
No Formula (L only)												
Sample Calc. by Weight												
Sample Calc. by Volume												
Stdz. Titrant by Weight												
Stdz. Titrant by Volume												
Generic Formula												
Select	Escape											

5.5.12.1 Titolazioni standard

Modifica del valore delle variabili

Questa opzione permette all'operatore di cambiare i valori delle variabili usate in calcolo precedentemente selezionato.

Per ogni formula è possibile modificare solo alcune variabili.

METODI

Nessuna formula (solo ml)

Se viene scelta questa opzione, viene visualizzato solo il volume di titolante dosato, in ml.

Nessuna formula (solo litri)

Se viene scelta questa opzione, viene visualizzato solo il volume di titolante dosato, in litri.

Titrant Units					Final Result Units				
Select the titrant unit.									
M (mol/L)									
N (eq/L)									
g/L									
mg/L									
Select					Escape				

Final Result Units				
Select the unit for your results.				
ppt (g/Kg)				
ppm (mg/Kg)				
ppb (µg/Kg)				
% = (g/100g)				
mg/g				
mg/kg				
mol/kg				
mmol/g				
eq/kg				
meq/kg				
Select		Escape		

Calcolo del campione in peso

Questo tipo di calcolo si dovrebbe usare quando l'analita è in un campione solido. I risultati sono basati sul peso iniziale del campione espresso in grammi. Quando viene scelta questa formula, selezionare prima "Unità titolante" e poi "Unità risultato finale". Il titolatore fornirà i risultati basati sulle unità di misura impostate.

Unità di misura del titolante:

M (mol/L)	(moli/litro)
N (eq/L)	(equivalenti/litro)
g/L	(grammi/litro)
mg/L	(milligrammi/litro)

Unità di misura del risultato finale:

ppt (g/kg)	(parti per migliaia; grammi/chilogrammo)
ppm (mg/kg)	(parti per milione; milligrammi/chilogrammo)
ppb (µg/Kg)	(parti per miliardo; microgrammi/chilogrammo)
% = g/100 g	(percentuale in peso; grammi/100 grammi)
mg/g	(milligrammi/grammo)
mg/kg	(milligrammi/chilogrammo)
mol/kg	(moli/chilogrammo)
mmol/g	(millimoli/grammo)
eq/kg	(equivalenti/chilogrammo)
meq/kg	(milliequivalenti/chilogrammo)

Se viene scelta l'unità M (mol/L) per il titolante e g/kg (grammi/chilogrammo) per il risultato, la formula usata per generare il risultato sarà la seguente:

Calculating Sample Concentration

M (mol/L) --> ppt (g/Kg)

The calculation is:

$$\frac{U \times \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times \frac{\text{mol}}{\text{mol}} \times \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{\frac{\text{g}}{\text{g}} \times \frac{\text{kg}}{1000\text{g}}}$$

Select the variables to change value.
U = volume dispensed in liters.

1.000 mol/L -> titrant conc.

1.000 mol/mol -> (sample/titrant)

1.000 g/mol -> mw of sample

1.000 g -> sample weight

Select	Escape	Save / Exit	
--------	--------	----------------	--

Alcune variabili possono essere impostate a seconda delle quantità di campione e titolante utilizzate.

Calcolo del campione in volume

Questo tipo di calcolo si dovrebbe usare quando l'analita è un campione liquido. I risultati sono basati sul volume iniziale del campione espresso in ml. Quando si sceglie la formula, impostare prima "Unità titolante" e poi "Unità risultato finale".

Titrant Units

Select the titrant unit.

M (mol/L)

N (eq/L)

g/L

mg/L

Select	Escape		
--------	--------	--	--

Final Result Units

Select the unit for your results.

ppt (g/L)

ppm (mg/L)

ppb (µg/L)

M (mol/L)

N (eq/L)

g/L

mg/L

µg/L

mol/L

mmol/L

mg/mL

mg/100mL

g/100 mL

eq/L

Select	Escape	Page Up	Page Down
--------	--------	------------	--------------

Il titolatore fornirà i risultati basati sulle unità di misura impostate.

Unità di misura del titolante:

- M (mol/L) (moli/litro)
- N (eq/L) (equivalenti/litro)
- g/L (grammi/litro)
- mg/L (milligrammi/litro)

METODI

Unità di misura del risultato finale:

ppt (g/L)	(parti per migliaia; grammi/litro)
ppm (mg/L)	(parti per milione; milligrammi/litro)
ppb (µg/L)	(parti per miliardo; microgrammi/litro)
M (mol/L)	(Molarità; moli/litro)
N (eq/L)	(Normalità; equivalenti/litro)
mg/L	(milligrammi/litro)
µg/L	(microgrammi/litro)
mmol/L	(millimoli/litro)
mg/mL	(milligrammi/millilitro)
mg/100 mL	(milligrammi/100 millilitri)
g/100 mL	(grammi/100 millilitri)
eq/L	(equivalenti/litro)
meq/L	(milliequivalenti/litro)

Se viene scelta l'unità N (eq/L) per il titolante e g/L (grammi/litro) per il risultato, la formula usata per generare il risultato sarà la seguente:

```
Calculating Sample Concentration

N (eq/L) --> g/L

The calculation is:

      U x eq x mol x g
      L x eq x mol
      -----
      mL x L x 1000mL

Select the variables to change value.
U = volume dispensed in liters.

1.000 eq/L -> titrant conc.
1.000 mol/eq -> (sample/titrant)
1.000 g/mol -> mw of sample
1.000 mL -> sample volume

Select  Escape  Save /  Exit
```

Alcune variabili possono essere impostate a seconda delle quantità di campione e titolante utilizzate.

Standardizzazione del titolante in peso

Questo tipo di calcolo si dovrebbe usare quando la standardizzazione del titolante (determinazione della concentrazione) viene fatta con uno standard solido. La determinazione della concentrazione del titolante risulta quindi basata sul peso (in grammi) dello standard primario.

Titrant Units				
Select the titrant unit.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> M (mol/L) N (eq/L) g/L mg/L </div>				
Select	Escape			

Il titolatore eseguirà i calcoli in base all'unità di misura scelta per il titolante.

Calculating Titrant Concentration				
The titrant concentration unit is N (eq/L).				
The calculation is:				
$\frac{g \times \frac{\text{mol}}{g} \times \frac{\text{eq}}{\text{mol}}}{U}$				
Select the variables to change value. U = volume dispensed in liters.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 0.200 g -> standard weight 204.23 g/mol -> mw of standard 1.000 eq/mol -> (titrant/standard) </div>				
Select	Escape	Save / Exit		

Standardizzazione del titolante in volume

Questo tipo di calcolo si dovrebbe usare quando la standardizzazione del titolante (determinazione della concentrazione) viene fatta con una soluzione standard. La determinazione della concentrazione del titolante risulta quindi basata sul volume (in ml) dello standard primario.

Il titolatore eseguirà i calcoli in base all'unità di misura scelta per il titolante.

Formula generica

Questa opzione permette all'operatore di definire una propria formula per il calcolo della concentrazione finale di analita, sia solido che liquido.

Le variabili possono essere impostate per raggiungere un risultato espresso in una qualsiasi delle seguenti unità di misura:

ppt (g/kg)	(parti per migliaia; grammi/chilogrammo)
ppt (g/L)	(parti per migliaia; grammi/litro)
ppm (mg/kg)	(parti per milione; milligrammi/chilogrammo)
ppm (mg/L)	(parti per milione; milligrammi/litro)

METODI

ppb ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	(parti per miliardo; microgrammi/chilogrammo)
ppb ($\mu\text{g}/\text{L}$)	(parti per miliardo; microgrammi/litro)
% = $\text{g}/100 \text{ g}$	(percentuale in peso; grammi/100 grammi)
M (mol/L)	(Molarità; moli/litro)
mg/g	(milligrammi/grammo)
N (eq/L)	(Normalità; equivalenti/litro)
mg/kg	(milligrammi/chilogrammo)
mg/L	(milligrammi/litro)
mol/kg	(moli/chilogrammo)
$\mu\text{g}/\text{L}$	(microgrammi/litro)
mmol/g	(millimoli/grammo)
eq/kg	(equivalenti/chilogrammo)
mmol/L	(millimoli/litro)
meq/kg	(milliequivalenti/chilogrammo)
mg/mL	(milligrammi/millilitro)
mg/100 mL	(milligrammi/100 millilitri)
g/100 mL	(grammi/100 millilitri)
eq/L	(equivalenti/litro)
meq/L	(milliequivalenti/litro)
No Unità	(risultato senza unità di misura)

Final Result Units

Select the unit for your results.

% = (g/100g)

mg/g

mg/Kg

mol/Kg

mmol/g

eq/Kg

meq/Kg

ppt (g/L)

ppm (mg/L)

ppb ($\mu\text{g}/\text{L}$)

M (mol/L)

N (eq/L)


g/L

mg/L

Select	Escape	Page Up	Page Down
--------	--------	---------	-----------

La formula può essere usata sia per la standardizzazione del titolante sia per l'analisi del campione.

$$\frac{C \cdot V \cdot F1 \cdot F2 \cdot F3}{S}$$



Dove:

- C = concentrazione del titolante
- F1 = fattore generico
- F2 = fattore generico
- F3 = fattore generico
- S = quantità campione, in grammi o millilitri
- V = volume dosato, in litri, per raggiungere il punto di fine pre-impostato o il punto equivalente determinato dal titolatore

Concentrazione del titolante:

L'unità di misura per la concentrazione di titolante può essere:

- mol/L (moli/litro)
- eq/L (equivalenti/litro)
- g/L (grammi/litro)
- mg/L (milligrammi/litro)

Uno dei fattori generici dovrebbe essere utilizzato come fattore stechiometrico, un altro come fattore di conversione dell'unità di misura ed il terzo come conversione del peso.

Fattore chimico:

Questo fattore è il rapporto di combinazione chimica tra l'analita ed il titolante o tra lo standard ed il titolante.

Nel caso particolare in cui tale rapporto di combinazione venga espresso in moli, si parla di fattore stechiometrico.

METODI

Questo fattore può essere espresso nei seguenti modi:

mol/mol	(moli di campione/moli di titolante)
mol/eq	(moli di campione/equivalenti di titolante)
eq/mol	(equivalenti di campione/moli di titolante)
mol/mol	(moli di titolante/moli di standard)
eq/mol	(equivalenti di titolante/moli di standard)

Esempio: 2 moli di NaOH reagiscono con 1 mole di H₂SO₄

Fattore di conversione dell'unità di misura:

Viene usato per convertire le unità di misura a seconda delle esigenze di calcolo.

Esempio: L/1000 → ml
g/1000 → mg

Fattore di conversione del peso:

Viene usato per convertire i pesi a seconda delle esigenze di calcolo (kg, g, mg, µg o moli, mmoli).

Esempio: g → mol

5.5.12.2 Titolazioni di ritorno (solo per HI 902)

Calculations							
Select either the calculation to be performed or modify the variables.							
<table><tr><td style="background-color: black; color: white;">Sample Calc. by Weight</td></tr><tr><td>Sample Calc. by Volume</td></tr><tr><td>Generic Formula</td></tr></table>					Sample Calc. by Weight	Sample Calc. by Volume	Generic Formula
Sample Calc. by Weight							
Sample Calc. by Volume							
Generic Formula							
Select	Escape						

Calcolo del campione in peso

Quando viene scelta questa formula, è necessario impostare le unità di misura del titolante 1, del titolante 2 e del risultato finale.

<p>Titrant 1 Units</p> <p>Select the titrant 1 unit.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>M (mol/L)</p> <p>N (eq/L)</p> <p>g/L</p> <p>mg/L</p> </div>	<p>Titrant 2 Units</p> <p>Select the titrant 2 unit.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>M (mol/L)</p> <p>N (eq/L)</p> <p>g/L</p> <p>mg/L</p> </div>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Select</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Escape</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	Select	Escape			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">Select</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Escape</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	Select	Escape		
Select	Escape								
Select	Escape								

Final Result Units

Select the unit for your results.

ppt (g/Kg)

ppm (mg/Kg)

ppb (µg/Kg)

% = (g/100g)

mg/g

mg/Kg

mol/Kg

mmol/g

eq/Kg

meq/Kg

Select	Escape		
--------	--------	--	--

Se l'unità scelta per il titolante è M (mol/L), per il titolante 2 è M (mol/L) e per il risultato finale è mg/g (milligrammi/grammo), la formula usata per calcolare la quantità di titolante 1 usato nella prima fase della titolazione sarà la seguente:

Calc. Direct Titr. Volume

Titri Unit: M (mol/L)-->Result Unit: L

The calculation is:

$$\frac{g \times \frac{mol}{g} \times f}{\frac{mol}{L} \times \frac{mol}{mol}}$$

Select the variables to change value.

1.000 g -> sample weight

1.000 g/mol -> mw of sample

1.000 f ->(excess factor)

1.000 mol/L -> titrant 1 conc.

1.000 mol/mol -> (sample/titrant 1)

Select	Escape	Next	
--------	--------	------	--

METODI

La formula è basata su un'approssimazione: la concentrazione del campione è 100% w/w. Con questa approssimazione il titolatore calcolerà il volume di titolante 1 necessario a consumare il campione e lo moltiplicherà per un fattore di eccesso in modo da aumentare o diminuire la quantità di titolante 1 dosato.

Alcune variabili possono essere impostate in accordo con la quantità di campione e titolante 1 utilizzate.

Quando i parametri della formula sono stati impostati, premere <Prossimo> per procedere con la formula successiva da usare nell'algoritmo della titolazione di ritorno.

Se non si vuole usare la formula "Calc. Diretto Vol. Titolante", allora nella schermata "Vedi/modifica metodo" eseguire le seguenti operazioni:

- evidenziare l'opzione "Inserire titolante 1" e premere <Seleziona>.
- evidenziare l'opzione "Peso o volume fisso" e premere <Seleziona>. Sarà a questo punto possibile inserire il volume di titolante 1 da dosare nella prima fase della titolazione di ritorno.

Questa formula è usata per calcolare il volume di titolante 1 che rimane dopo aver reagito con il campione.

Titrant 1 Entry

Select the type of titrant 1 entry.

Calculated By Formula
Fixed By User

Select Escape

Per calcolare questo volume, il volume in eccesso di titolante 1 viene titolato con il titolante 2, con una titolazione con individuazione del punto equivalente pH/mV.

Dopo aver calcolato il volume di titolante in eccesso, viene utilizzata la seguente formula per calcolare il volume esatto di titolante 1 che è stato consumato dal campione:

$$V_1 = V_{1\text{tot}} - V_{1\text{eccesso}}$$

Quando tutti i parametri sono stati impostati, premere <Prossimo> per procedere con la formula "Calcolo concentrazione campione":

Calculating Sample Concentration

Final unit is mg/g:

The calculation is:

$$\frac{U1 \times \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times \frac{\text{mol}}{\text{mol}}}{\frac{\text{g}}{\text{g}} \times \frac{\text{mol}}{\text{g}} \times 1000\text{mg}}$$

Select the variables to change value.
U1 = volume dispensed in liters

1.000 mol/L -> titrant1 conc.
1.000 mol/mol -> (sample/titrant1)
1.000 g -> sample weight
1.000 g/mol -> mw of sample

Select	Escape	Save / Exit		
--------	--------	----------------	--	--

Calcolo del campione in volume

Se viene scelta questa opzione, procedere come segue:

Titrant 1 Units

Select the titrant 1 unit.

M (mol/L)
N (eq/L)
g/L
mg/L

Select	Escape			
--------	--------	--	--	--

← Per prima cosa scegliere l'unità di misura del titolante 1

Titrant 2 Units

Select the titrant 2 unit.

M (mol/L)
N (eq/L)
g/L
mg/L

Select	Escape			
--------	--------	--	--	--

← Quindi scegliere l'unità di misura del titolante 2

METODI

Final Result Units

Select the unit for your results.

ppt (g/L)
ppm (mg/L)
ppb (µg/L)
M (mol/L)
N (eq/L)
g/L
mg/L
µg/L
mol/L
mmol/L
mg/mL
mg/100mL
g/100 mL
eq/L

Select	Escape	Page Up	Page Down
--------	--------	---------	-----------

← Infine scegliere l'unità di misura del risultato finale

Il titolatore eseguirà i calcoli in base alle unità di misura selezionate per i titolanti e per il risultato finale.

Calc. Direct Titr. Volume

Titri Unit: M (mol/L)-->Result Unit: L

The calculation is:

$$\frac{\text{mL} \times \frac{\text{L}}{1000\text{mL}} \times \frac{\text{g}}{\text{L}} \times \frac{\text{mol}}{\text{g}} \times f}{\frac{\text{mol} \times \text{mol}}{\text{L}} \times \frac{\text{mol}}{\text{mol}}}$$

Select the variables to change value.

1.000 mL -> sample volume
1.000 g/L -> sample max conc.
1.000 g/mol -> mw of sample
1.000 f ->(excess factor)
1.000 mol/L -> titrant1 conc.

Select	Escape	Next
--------	--------	------

Dopo aver scelto le unità di misura dei titolanti e del risultato finale, il titolatore visualizzerà una schermata con la formula con cui viene calcolata la quantità di titolante 1 usato nella prima fase della titolazione di ritorno.

Questa formula di calcolo è usata per avere una concentrazione approssimata del campione (max conc. campione) e viene impiegata quando si ha un'idea della concentrazione del campione, per esempio si sa che la concentrazione del campione è intorno a 1 M (mol/L).

Se invece non si ha alcuna informazione di questo tipo, allora è necessario eseguire le seguenti operazioni nella schermata "Vedi/modifica metodo":

- evidenziare l'opzione "Inserire titolante 1" e premere <Seleziona>.
- evidenziare l'opzione "Fissata da utente" e premere <Seleziona>. A questo punto sarà possibile inserire il volume di titolante 1 da dosare nella prima fase della titolazione di ritorno.

Con questa approssimazione, il titolatore calcolerà il volume di titolante 1 necessario a consumare il campione e lo moltiplicherà per un fattore di eccesso, in modo da aumentare o diminuire la quantità di titolante da dosare.

```

Calc. Excess Volume Of Titr1.

M (mol/L) + M (mol/L) --> L

The calculation is:

      U2 x mol x mol
      --- x ---
      L      mol

      mol
      ---
      L

U1 = V1tot - U1 excess
Select the variables to change value.
U2 = backtitr. vol. dispensed in liters.

```

1.000 mol/L -> titrant2 conc.
1.000 mol/mol -> (titrant1/titrant2)
1.000 mol/L -> titrant1 conc.

Select	Escape		Next	
--------	--------	--	------	--

Quando i parametri della formula sono stati impostati, premere <Prossimo> per procedere con la formula successiva da usare nell'algoritmo della titolazione di ritorno.

Questa formula è usata per calcolare il volume di titolante 1 che rimane dopo aver reagito con il campione.

Per calcolare questo volume, il volume in eccesso di titolante 1 viene titolato con il titolante 2, con una titolazione con individuazione del punto equivalente pH/mV.

Dopo aver calcolato il volume di titolante in eccesso, viene utilizzata la seguente formula per calcolare il volume esatto di titolante 1 che è stato consumato dal campione:

$$V1 = V1_{tot} - V1_{eccesso}$$

Quando tutti i parametri sono stati impostati, premere <Prossimo> per procedere con la formula "Calcolo concentrazione campione":

```

Calculating Sample Concentration

Final unit is g/L:

The calculation is:

      U1 x mol x mol
      --- x ---
      mL x L      mol
      --- x ---
      1000mL x g

```

1.000 mol/L -> titrant1 conc.
1.000 mol/mol -> (sample/titrant1)
1.000 mL -> sample volume
1.000 g/mol -> mw of sample

Select	Escape	Save / Exit		
--------	--------	-------------	--	--

METODI

Formula generica

Questa opzione permette all'operatore di definire una formula per il calcolo del "Volume titolazione diretta", "Volume in eccesso titolante 1" e "Concentrazione finale campione" in un campione solido o liquido.

5.5.13 Opzione diluizione

Questa opzione abilita i calcoli da fare per tener conto della diluizione. Quando il campione iniziale viene diluito, la titolazione viene eseguita con un'aliquota del campione diluito.

I calcoli vengono fatti in peso o volume in modo da fornire il risultato per il campione iniziale.

Dilution Parameters										
Select the option.										
<table border="1"><tr><td>Final Dilution Volume:</td><td>100.000 mL</td></tr><tr><td>Aliquot Volume:</td><td>10.000 mL</td></tr><tr><td>Analyte size to be diluted:</td><td>1.000 g</td></tr></table>					Final Dilution Volume:	100.000 mL	Aliquot Volume:	10.000 mL	Analyte size to be diluted:	1.000 g
Final Dilution Volume:	100.000 mL									
Aliquot Volume:	10.000 mL									
Analyte size to be diluted:	1.000 g									
Select	Escape									

Volume finale diluizione: volume totale del campione dopo la diluizione.

Volume aliquota: volume dell'aliquota di campione usata per la titolazione.

Quantità di analita da diluire: peso (o volume) iniziale del campione.

La quantità di campione usata nei calcoli sarà:

$$\frac{\text{Quantità analita da diluire} * \text{Volume aliquota}}{\text{Volume finale diluizione}}$$

5.5.14 Nome del titolante

Inserire il nome del titolante (massimo 24 caratteri). Questo nome sarà indicato anche nel rapporto di titolazione.

Titrant Name

Select the highlighted letter by using the arrow keys then press "Enter".
 Select the empty field for a space.
 Press Accept to save the titrant name.

M	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	()	/
-	.	&	^	-	,	<	=	>	+	*	%	\
	è	ò	à	ù	ç	ß	ü	ö	ö	ä		
Ä	i	ç	ñ	ñ	°	µ	'	#	!	\$	\	:

■ NEOH

Accept	Escape	Delete Letter	Cursor Left	Cursor Right
--------	--------	---------------	-------------	--------------

5.5.15 Concentrazione del titolante

Inserire la concentrazione di titolante da usare. Quando si determina la concentrazione di titolante è possibile inserire solo l'unità di misura.

5.5.16 Quantità di analita

Inserire la quantità di campione (per determinazioni di concentrazione del campione) o dello standard (per standardizzazioni di titolante).

5.5.17 Inserimento dell'analita

Con questa opzione si seleziona la modalità di inserimento dell'analita.

Analyte Entry

Select the entry mode of analyte.

Fixed Weight or Volume

Manual Weight or Volume

Verify the correct formula is being used,
I.E. weight or volume analyte type.

Select	Escape			
--------	--------	--	--	--

5.5.17.1 Peso o volume fisso

Ogni titolazione userà per i calcoli lo stesso peso o volume di analita predefinito.

METODI

5.5.17.2 Peso o volume manuale

Ogni titolazione utilizzerà un diverso peso o volume di analita. Il titolatore chiederà di inserire il peso o volume dell'analita all'inizio di ogni titolazione.

5.5.18 Inserimento titolante 1 (solo per HI 902)

Scegliere la modalità per valutare la quantità necessaria di titolante 1 per la prima fase della titolazione di ritorno.

Titrant 1 Entry						
Select the entry mode of titrant 1.						
<table border="1"><tr><td>Calculated By Formula</td></tr><tr><td>Fixed By User</td></tr></table>					Calculated By Formula	Fixed By User
Calculated By Formula						
Fixed By User						
Select	Escape					

5.5.18.1 Calcolato con una formula

Il volume di titolante 1 da dosare nella prima fase della titolazione di ritorno verrà calcolato con una formula (vedi schermata "Calc. diretto vol. titolante" a pagina 5-35).

5.5.18.2 Fissato dall'utente

Un volume fisso di titolante 1 verrà usato durante la prima fase della titolazione di ritorno (titolazione diretta).

Direct Titration Volume					
Enter the volume of titrant which will be dispensed during direct titration.					
<table border="1"><tr><td>10.000</td></tr></table> mL					10.000
10.000					
This volume will be dispensed when Fixed By User option is selected.					
ACCEPT	Escape	Delete Digit			

5.5.19 Volume massimo di titolante

Il volume massimo di titolante usato nella titolazione deve essere impostato a seconda della specifica analisi.

Se non viene raggiunto il punto di fine titolazione (fisso o punto equivalente), la titolazione verrà terminata in maniera anomala dopo che è stato dosato il volume massimo di titolante. Sul display apparirà un messaggio di errore per avvisare l'operatore.

Maximum Titrant 2 Volume				
Enter the maximum titrant volume to be dispensed.				
25.000 mL				
Recommend the total volume of the burette.				
Accept	Escape	Delete Digit		

L'intervallo possibile va da 0.100 a 100.000 ml.

5.5.20 Velocità di agitazione

Stirring Speed				
Enter the speed of the stirrer during the titration.				
1000 RPM				
The range is from 0 to 2500 RPM.				
Accept	Escape	Delete Digit		

La velocità di agitazione può essere impostata tra 0 e 2500 RPM con risoluzione 100 RPM. Il valore pre-impostato per la velocità di agitazione del metodo corrente viene usato per l'intero processo. Inoltre, la velocità può essere regolata usando i tasti freccia su e giù quando l'agitatore è in funzione.

METODI

5.5.21 Intervallo di potenziale

L'intervallo permesso per il potenziale in ingresso può essere definito dall'operatore. Al di fuori dei limiti impostati, se la titolazione è in corso, verrà terminata in maniera anomala e comparirà un messaggio di errore.

Questi limiti forniscono una protezione da quelle titolazioni che non arrivano ad un punto di fine a causa di potenziali fuori scala.

Potential Range				
Enter the upper and lower potential.				
2000.0 mV - Upper Limit				
-2000.0 mV - Lower Limit				
Press Next to move to the next entry.				
ACCEPT	Escape	Delete Digit	Next	

Questi intervalli devono essere impostati entro una finestra che va da -2000.0 a 2000.0 mV.

5.5.22 Volume/Velocità di flusso

La velocità di flusso per il sistema di dosaggio può essere impostata in un intervallo che va da 0.1 a due volte il volume della buretta, ovvero:

- da 0.1 a 10 ml/min per burette da 5 ml
- da 0.1 a 20 ml/min per burette da 10 ml
- da 0.1 a 50 ml/min per burette da 25 ml

Nota: il titolatore riconosce automaticamente e visualizza sul display il volume della buretta.

Flow Rate				
Enter the titrant flow rate.				
50.0 mL/min				
The range is from 0.1 to twice the total volume of the burette.				
ACCEPT	Escape	Delete Digit		

La velocità di flusso rimane impostata per tutte le operazioni della buretta.

5.5.23 Media del segnale

Questa opzione abilita o disabilita un filtro sulle letture mV/pH.

Se viene scelta l'opzione "1 Lettura", il filtro è disabilitato, altrimenti il titolatore calcolerà la media delle ultime 2, 3 o 4 letture (a seconda dell'opzione scelta). Il valore risultante verrà visualizzato sul display e usato per i calcoli.

Signal Averaging																								
Select the number of readings to be averaged.																								
<table border="1"> <tr> <td>1 Reading</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>2 Readings</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>3 Readings</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>4 Readings</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>					1 Reading					2 Readings					3 Readings					4 Readings				
1 Reading																								
2 Readings																								
3 Readings																								
4 Readings																								
Select	Escape																							

Eeguire la media su più letture è utile quando l'elettrodo riceve un segnale rumoroso.

5.5.24 Formato del risultato finale

Questa opzione permette di scegliere il formato (numero di posizioni decimali o formato esponenziale) in cui verrà visualizzato il risultato finale della titolazione.

Final Result Format																																																	
Select the desired format for displaying the final titration result.																																																	
<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>X.X</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>X.XX</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>X.XXX</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>X.XXXX</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>X.XXXXX</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>X.XXXXXX</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>X.XXXXXXX</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Exponential</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>					X					X.X					X.XX					X.XXX					X.XXXX					X.XXXXX					X.XXXXXX					X.XXXXXXX					Exponential				
X																																																	
X.X																																																	
X.XX																																																	
X.XXX																																																	
X.XXXX																																																	
X.XXXXX																																																	
X.XXXXXX																																																	
X.XXXXXXX																																																	
Exponential																																																	
Select	Escape																																																

5.6 Stampa

Per stampare i parametri del metodo, premere <Opzioni metodo> dalla schermata principale. Premere <Stampa metodo> ed attendere alcuni secondi in modo che la stampante termini il suo lavoro.

Se non c'è alcuna stampante collegata all'apposito connettore o se la stampante è spenta, un messaggio di errore comparirà sul display.

Vedi sezione 9.3.3 "Collegamento della stampante" per maggiori dettagli su come collegare una stampante al titolatore.

Capitolo 6. Indice

6	MODALITÀ TITOLAZIONE	6-3
6.1	Inizio della titolazione	6-3
6.1.1	Titolazione in corso.....	6-3
6.1.2	Titolazione sospesa	6-3
6.1.3	Grafico in tempo reale	6-3
6.2	Fine della titolazione	6-5

6 MODALITÀ TITOLAZIONE

6.1 Inizio della titolazione

Prima di iniziare una titolazione, assicurarsi che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- almeno una pompa sia correttamente installata
- una buretta sia montata sulla pompa e riempita di titolante
- il tubo di aspirazione sia inserito nella bottiglia del titolante e il tubo di dosaggio sia posizionato sopra al beaker contenente l'analita
- elettrodo e sonda di temperatura siano immersi nel beaker contenente l'analita
- il metodo da utilizzare sia stato selezionato ed i parametri siano stati impostati al meglio

6.1.1 Titolazione in corso

Per iniziare una nuova titolazione, premere il pulsante "start/stop" dalla schermata principale. Quando inizia la titolazione:

- l'elica dell'agitatore gira (se abilitata)
- se è abilitata l'opzione di pre-agitazione, il campione viene mescolato per il tempo previsto (vedi paragrafo 5.5.8 "Tempo di pre-agitazione")
- se è abilitata l'opzione per il dosaggio di un volume di pre-titolazione, verrà dosato il volume impostato (vedi paragrafo 5.5.7 "Volume di pre-titolazione")
- in accordo con la modalità di misura ed il tipo di dosaggio, il titolatore inizierà a dispensare dosi di titolante fino a quando viene raggiunto il punto di fine titolazione o si verifica una condizione di arresto

6.1.2 Titolazione sospesa

Durante una titolazione, il processo può essere temporaneamente bloccato premendo <Sospendi>. Tutti i parametri della titolazione verranno congelati.

Per continuare la titolazione, premere <Riprendi>.

6.1.3 Grafico in tempo reale

Durante una titolazione, sia la curva potenziometrica ad S sia la curva della derivata selezionata (solo per titolazioni con individuazione del punto equivalente) possono essere visualizzate nella schermata "Curva titolazione", premendo <Vedi curva>. Anche il codice ID del rapporto di titolazione viene visualizzato nella finestra del grafico.

La curva ad S e la curva della derivata vengono riscalate in tempo reale in modo da adattarsi alla finestra. Inoltre, quando una titolazione termina normalmente (punto di fine rilevato), il volume del punto di fine viene indicato nel grafico con una croce.

MODALITÀ TITOLAZIONE

Il grafico può mostrare dati diversi a seconda della modalità di fine titolazione.

Punto equivalente (pH): vengono visualizzate la curva dei valori di pH e della derivata selezionata vs. volume di titolante (Figura 1).

Punto equivalente (mV): vengono visualizzate la curva dei valori di potenziale (mV) e della derivata selezionata vs. volume di titolante (Figura 2)

Punto di fine fisso (pH): viene mostrata solo la curva del pH (Figura 3)

Punto di fine fisso (mV): viene mostrata solo la curva del potenziale in mV (Figura 4)




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

Il pulsante <Selez. traccia> permette di visualizzare sull'asse delle ordinate i valori in mV (o pH) o la derivata selezionata (di mV o pH); disponibile solo per le titolazioni con individuazione del punto equivalente.

Il pulsante <Salva come bitmap> permette di salvare il grafico come un file bitmap; disponibile solo a titolazione terminata (dopo la rilevazione del punto di fine).

6.2 Fine della titolazione

La titolazione può terminare in uno dei modi descritti qui di seguito.

- **Titolazione completata.** La titolazione è stata completata con successo, con individuazione del punto di fine. Questo è l'unico modo che fornisce risultati validi.
- **Terminata manualmente.** La titolazione è stata bloccata manualmente prima di raggiungere il punto di fine.
- **Limiti superati.** Il volume massimo di titolante pre-impostato è stato dosato senza raggiungere il punto di fine. La titolazione viene bloccata con un messaggio di errore.
- **Errore critico.** Si è verificato un errore critico e la titolazione è stata fermata. Questi errori sono solitamente legati al sistema di dosaggio. La titolazione viene bloccata con uno specifico messaggio di errore.
- **Potenziale fuori scala.** I valori misurati dall'elettrodo sono fuori dall'intervallo di potenziale pre-impostato. La titolazione viene bloccata con un messaggio di errore.

Capitolo 7. Indice

7	MODALITÀ pH / mV	7-3
7.1	Modalità pH.....	7-3
7.1.1	Display	7-3
7.1.2	Menu pH	7-4
7.1.2.1	Aggiunta di un tampone (inserimento automatico)	7-4
7.1.2.2	Aggiunta di un tampone (inserimento manuale)	7-4
7.1.2.3	Cancellazione della standardizzazione.....	7-5
7.1.2.4	Modifica set tamponi	7-5
7.1.2.5	Grafico dei dati di standardizzazione	7-6
7.1.2.6	Dati della standardizzazione pH	7-6
7.1.2.7	Risoluzione	7-6
7.2	Modalità mV.....	7-6
7.2.1	Display	7-6
7.2.2	Menu mV	7-7
7.2.2.1	Zero automatico per scala mV relativi	7-7
7.2.2.2	Inserimento manuale mV relativi	7-7
7.2.3.1	Cancellazione offset mV relativi	7-8
7.3	Memorizzazione.....	7-8
7.3.1	Memorizzazione automatica	7-9
7.3.2	Memorizzazione manuale.....	7-9


7 MODALITÀ pH / mV

I titolatori HI 901 e HI 902 possono essere usati per registrare misure precise di pH e mV. Premendo <pH/mV> dalla schermata principale, il titolatore passerà alla schermata "pH" o "mV", a seconda della modalità scelta per il punto di fine nella schermata "Vedi/modifica metodo".

7.1 Modalità pH

7.1.1 Display

La schermata "pH" mostrata in figura vi aiuterà nella comprensione delle opzioni legate a questa modalità.



Tasti opzionali in modalità pH

- <Opzioni generali> Entra nella schermata "Opzioni generali"; per maggiori dettagli, vedi capitolo 4.
- <Salva lettura> Memorizza la lettura corrente di pH; vedi sezione 7.3.2 "Memorizzazione manuale".
- <Menu pH> Mostra le opzioni impostabili per il pH; vedi sezione 7.1.2 "Menu pH".
- <mV> Passa alla schermata "mV".
- <Titolatore> Torna alla schermata principale.

MODALITÀ pH / mV

7.1.2 Menu pH

Le opzioni di questa schermata, a parte la "Risoluzione", si riferiscono alle funzioni di calibrazione dell'elettrodo pH.

pH Menu				
Select a menu option.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>Add a Buffer (Auto-Entry) Add a Buffer (Manual-Entry) Clear Standardization Edit Buffer Set Graph Standardization Data pH Standardization Data: 0 buffers Resolution</p></div>				
Select	Escape			

7.1.2.1 Aggiungere un tampone (inserimento automatico)

Aggiungere un nuovo tampone (fino ad un massimo di 5) o sostituirne uno esistente dalla tabella di standardizzazione dell'elettrodo. Il tampone sarà ora nella lista di calibrazione, verrà riconosciuto automaticamente e compensato in temperatura (vedi sezione 7.1.2.4 "Modifica set tamponi").

Il titolatore accetta uno slope dell'elettrodo compreso tra 80 e 105%.

7.1.2.2 Aggiungere un tampone (inserimento manuale)


L'operatore può aggiungere un tampone personalizzato alla lista di calibrazione. Il titolatore chiederà il valore del tampone personalizzato, che dovrebbe tener conto della temperatura prevista. L'intervallo permesso va da -2.000 a 20.000 pH.

Il titolatore accetta uno slope dell'elettrodo compreso tra 80 e 105%.

Manual Buffer Entry				
Enter the pH buffer value.				
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">-2.000 pH</div>				
Enter the buffer value for the current temperature.				
Accept	Escape	Delete Digit		

7.1.2.3 Cancellazione della standardizzazione

Cancella la standardizzazione dell'elettrodo. Il titolatore chiederà conferma.




7.1.2.4 Modifica set tamponi

Crea un set di tamponi riconosciuti automaticamente. Il nuovo tampone standard per la calibrazione sarà verificato dai set descritti qui di seguito.

I tamponi disponibili includono:

- Hanna:** pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01
- CRC:** pH 1.68, 3.56, 4.01, 6.87, 7.41, 9.18, 12.46
- DIN:** pH 1.09, 3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75
- NIST:** pH 4.01, 6.86, 9.18



Per scegliere un tampone dalla lista, evidenziarlo e quindi premere <Seleziona> per aggiungerlo ai set di tamponi. I tamponi selezionati sono contrassegnati da un asterisco.

Nota: nonostante sia possibile scegliere una qualsiasi combinazione di tamponi, i valori devono differire tra loro di almeno 1.5 unità pH.

MODALITÀ pH / mV

7.1.2.5 Grafico dei dati di standardizzazione

Visualizza il grafico dei dati di standardizzazione (pH vs. mV).

7.1.2.6 Dati di standardizzazione pH

Visualizza i dati di standardizzazione dell'elettrodo pH in forma di tabella.


7.1.2.7 Risoluzione

Si può scegliere la risoluzione delle misure pH tra 0.1, 0.01 e 0.001.

7.2 Modalità mV

7.2.1 Display

La schermata "mV" mostrata in figura vi aiuterà nella comprensione delle opzioni legate a questa modalità.




Tasti opzionali in modalità mV

- <Opzioni generali> Entra nella schermata "Opzioni generali"; per maggiori dettagli, vedi capitolo 4.
- <Salva lettura> Memorizza la lettura corrente in mV; vedi sezione 7.3.2 "Memorizzazione manuale".
- <Menu mV> Mostra le opzioni impostabili per la scala mV; vedi 7.2.2 "Menu mV".
- <pH> Passa alla schermata "pH".
- <Titolatore> Torna alla schermata principale.

7.2.2 Menu mV

Premendo il tasto <Menu mV>, verrà visualizzata la schermata qui sotto.



7.2.2.1 Zero automatico per la scala mV relativi


Questa opzione imposta il potenziale relativo come zero, salvando il valore corrente e sottraendolo dalle letture successive.

Se è necessario uno zero assoluto, sostituire l'elettrodo con l'apposito cappuccio BNC in dotazione prima di procedere con questa operazione.

Nota: lo zero automatico influisce sulla lettura in mV e quindi anche sul valore pH (il nuovo valore visualizzato per la lettura di mV relativi viene usato per calcolare il nuovo valore pH).

7.2.2.2 Inserimento manuale mV relativi

Questa opzione permette di inserire manualmente l'offset in mV. L'intervallo permesso va da -2000.0 a +2000.0 mV. Il valore impostato viene sottratto dalla lettura reale dell'elettrodo. In questo caso le letture reali sono visualizzate nel campo delle letture in mV, con l'indicazione "rel" visibile vicino all'unità di misura.



MODALITÀ pH / mV


7.2.2.3 Cancellazione offset mV relativi

L'offset viene impostato a zero. Con questa opzione il precedente valore relativo o lo zero automatico vengono cancellati.

7.3 Memorizzazione

In modalità pH o mV, la memorizzazione dei dati può essere manuale o automatica. Prima di iniziare un'operazione di memorizzazione, personalizzare il rapporto di registrazione delle misure pH e mV come segue:

- Dalla schermata "pH" o "mV", premere il pulsante "results" per visualizzare la schermata "Parametri dei dati".
- Evidenziare l'opzione "Setup rapporto pH/mV" e premere <Seleziona> per visualizzare la schermata corrispondente.



- Usare i tasti freccia su e giù per evidenziare il tipo di dati che si vogliono includere o nascondere nel rapporto di registrazione pH/mV, quindi premere <Seleziona> per attivare o disattivare la selezione.
- Ogni opzione contrassegnata da un asterisco è selezionata per il rapporto.
- Premere <Salva rapporto> per salvare il rapporto con le impostazioni personalizzate.

7.3.1 Memorizzazione automatica

Per iniziare la memorizzazione automatica delle letture pH o mV, procedere come segue:

- Dalla schermata "pH" o "mV", premere "results" per visualizzare la schermata "Parametri dei dati".
- Evidenziare l'opzione "Intervallo registrazione - pH/mV" e premere <Seleziona> per visualizzare la corrispondente schermata.

Logging Interval				
Enter the data logging interval.				
0	0	0		
hours	minutes	seconds		
Press Next to move to the next entry.				
Accept	Escape	Delete Digit	Next	Off

- Inserire il valore per l'intervallo di tempo tra due registrazioni successive. Tale valore può essere impostato nel seguente intervallo: ore da 0 a 8, minuti da 0 a 59, secondi da 0 a 59.
- Premere <Accetta> e quindi <Esci> per salvare l'impostazione e tornare alla schermata "pH" o "mV".
- Premere "start/stop" per avviare la memorizzazione automatica.

L'intervallo di registrazione ed il nome del file di rapporto verranno visualizzati nella schermata "pH" o "mV".

Per fermare la memorizzazione automatica, premere di nuovo il tasto "start/stop".

7.3.2 Memorizzazione manuale

Per memorizzare manualmente le letture pH o mV, premere <Salva lettura> dalla schermata "pH" o "mV".

Un nuovo dato verrà aggiunto al file di registrazione ogni volta che viene premuto il pulsante <Salva lettura>.

Capitolo 8. Indice

8	FUNZIONI AUSILIARIE	8-3
8.1	Buretta	8-3
8.1.1	Carica buretta	8-4
8.1.2	Risciacqua punta	8-5
8.1.3	Dosaggio manuale	8-5
8.1.4	Svuota buretta	8-5
8.2	Agitatore.....	8-6
8.3	Risultati	8-6
8.3.1	Vedi ultimo rapporto di titolazione	8-6
8.3.2	Vedi rapporti disponibili	8-7
8.3.3	Dati GLP	8-8
8.3.4	Dati dello strumento	8-9
8.3.5	Intervallo di registrazione – pH/mV	8-10
8.3.6	Imposta rapporto pH/mV	8-10
8.3.7	Imposta rapporto di titolazione	8-10

8 FUNZIONI AUSILIARIE

8.1 Buretta

Per accedere alla schermata "Buretta", premere il pulsante <Buretta> dalla schermata principale. Quindi evidenziare l'opzione desiderata e premere <Seleziona>.

Burette								
Select a menu option.								
<table border="1"><tr><td>Prime Burette</td></tr><tr><td>Rinse Tip</td></tr><tr><td>Manual Dispense</td></tr><tr><td>Purge Burette</td></tr></table>					Prime Burette	Rinse Tip	Manual Dispense	Purge Burette
Prime Burette								
Rinse Tip								
Manual Dispense								
Purge Burette								
The current pump is: Pump 1 Current burette volume is 25 mL.								
Select	Escape	Choose Pump						

Il pulsante <Scegli pompa> è attivo solo se ci sono due pompe collegate e permette di scegliere la pompa che si desidera utilizzare per le operazioni di manutenzione della buretta.


Pump Setting						
Select the current pump.						
<table border="1"><tr><td>Pump 1</td></tr><tr><td>Pump 2</td></tr></table>					Pump 1	Pump 2
Pump 1						
Pump 2						
Select	Escape					

FUNZIONI AUSILIARIE

8.1.1 Carica buretta

L'opzione "Carica buretta" viene usata per riempire fisicamente la buretta prima di iniziare un'analisi.

La figura qui sotto mostra due cicli di risciacquo. Il tubo di dosaggio è collegato sul lato destro e quello di aspirazione sul lato sinistro.



Nota: prima di iniziare questa operazione, verificare che il tubo di aspirazione sia inserito nella bottiglia di titolante.

Per caricare la buretta, scegliere l'opzione "Carica buretta" dalla schermata "Burette", inserire il numero di risciacqui e premere <Accetta>.

Total Burette Rinses				
Enter the total number of burette rinses.				
█ 3 █				
A minimum of three rinses is recommended.				
Accept	Escape	Delete	Digit	

Il numero di risciacqui può essere impostato tra 1 e 5. Si consiglia di eseguire almeno 3 risciacqui per eliminare completamente eventuali bolle d'aria vengano.

8.1.2 Risciacqua punta


Quando viene avviata questa operazione, viene dispensata una dose di 2 ml di titolante. Questa operazione serve anche ad eliminare l'aria dal puntale di dosaggio.

8.1.3 Dosaggio manuale

Con questa opzione, viene dosato un volume definito di titolante. Evidenziare l'opzione "Dosaggio manuale" e premere <Seleziona>. Verrà visualizzata la schermata "Dosaggio volume manuale" e lo strumento chiederà di inserire il volume che si desidera dosare.

I limiti entro cui deve essere impostato tale volume sono:

- da 0.001 a 4.500 ml per burette da 5 ml
- da 0.001 a 9.000 ml per burette da 10 ml
- da 0.005 a 22.500 ml per burette da 25 ml




8.1.4 Svuota buretta

Questa opzione permette lo svuotamento del titolante prima di pulire o riporre la buretta. La buretta viene sciacquata due volte.

Nota: prima di iniziare questa operazione, togliere il tubo di aspirazione dalla bottiglia del titolante.

La figura qui sotto mostra le fasi dell'operazione di svuotamento della buretta.



FUNZIONI AUSILIARIE

8.2 Agitatore


L'agitatore può essere avviato e fermato premendo il tasto "stir".

La velocità di agitazione viene impostata all'interno dei metodi (vedi sezione 5.5.17 "Velocità di agitazione" per maggiori dettagli).

Durante un processo, la velocità di agitazione può anche essere regolata manualmente usando i tasti freccia su e giù.

8.3 Risultati

La schermata "Parametri dei dati" contiene opzioni che riguardano i parametri dei dati relativi al titolatore, come mostrato nella figura qui sotto.



8.3.1 Vedi rapporto dell'ultima titolazione

Scegliendo questa opzione, è possibile visualizzare i dati dell'ultima titolazione.

Il file del rapporto dell'ultima titolazione può essere visualizzato o stampato. Anche il grafico della titolazione può essere visualizzato premendo il pulsante <Vedi grafico>.

Le informazioni che vengono fornite nel rapporto di titolazioni dipendono dalle impostazioni scelte nella schermata "Setup rapporto titolazione".

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

<Vedi grafico> permette di vedere il grafico dell'ultima titolazione eseguita, ovvero la curva pH (o mV) verso volume di titolante. Inoltre, se era stata selezionata l'opzione "Punto equivalente", vengono visualizzate contemporaneamente le curve pH (o mV) e della derivata selezionata (prima o seconda) verso volume di titolante. Premendo <Seleziona traccia> verrà cambiata la scala dell'asse delle ordinate.

<Stampa rapporto> permette di stampare il rapporto con la stampante esterna.

```
Review Result
```

```
Titration Report
```

```
Method Name:      Titr. Conc. 0.1N NaOH
Time & Date:      14:48 Jun 20, 2006
Titration ID:     Ti_00003
```

```
Titration Results
```

```
Method Name:      Titr. Conc. 0.1N NaOH
Time & Date:      14:48 Jun 20, 2006
Analyte Size:     4.000 g
Titration Duration: 0:34 [mm:ss]
Titration was Manually Terminated
Operator Name:
```

View Graph	Escape	Print Report	Page Up	Page Down
------------	--------	--------------	---------	-----------

8.3.2 Vedi rapporti disponibili

È possibile memorizzare nel titolatore fino a 100 rapporti. Per vedere uno dei rapporti registrati, evidenziarlo e quindi premere <Vedi rapporto>.

```
Available Reports
```

Highlight a report and press View Report to see the detailed data.

Alkalinity of Water	ID:Ti_00003
Titration Report	14:50 Jun 20, 2006
pH/mV logging	ID:mUr00005
Rel mV Report	14:50 Jun 20, 2006
pH/mV logging	ID:pH_00004
pH Report	14:50 Jun 20, 2006
Titr. Conc. 0.1N NaOH	ID:Ti_00003
Titration Report	14:48 Jun 20, 2006
Titr. Conc. 0.1N NaOH	ID:Ti_00002
Titration Report	14:48 Jun 20, 2006
copy of Titr. Conc. 0.1N	ID:Ti_00001
Titration Report	13:30 Jun 14, 2006

View Graph	Escape	View Report	Print Report	Delete Report
------------	--------	-------------	--------------	---------------

Tutti i rapporti memorizzati nel titolatore possono essere visualizzati e stampati.

Ogni rapporto contiene solo le informazioni selezionate nelle schermate "Setup rapporto titolazione" e "Setup rapporto pH/mV" in fase di configurazione del rapporto.

I pulsanti disponibili sono gli stessi della sezione precedente, con l'aggiunta di <Cancella rapporto> che permette di cancellare il rapporto selezionato.

FUNZIONI AUSILIARIE

8.3.3 Dati GLP

Inserire fino a 20 caratteri alfanumerici per ogni opzione della schermata "Dati GLP".

```
GLP Data
Select a menu option.
Sample Name:
Company Name:
Operator Name:
Electrode Name:
Field 1:
Field 2:
Field 3:
Select  Escape
```

Nome campione nome del campione da registrare in ogni rapporto. Se l'ultimo carattere del nome è un numero, verrà aumentato di uno ad ogni rapporto di titolazione o di memorizzazione.

Nome ditta nome della ditta da registrare in ogni rapporto.

Nome operatore nome dell'operatore da registrare in ogni rapporto.

Nome elettrodo nome dell'elettrodo da registrare in ogni rapporto.

Campi 1, 2, 3 informazioni aggiuntive da registrare in ogni rapporto.

I campi che devono essere presenti nel rapporto di titolazione devono essere selezionati nella schermata "Setup rapporto titolazione" (vedi sezione 8.3.7).

8.3.4 Dati dello strumento

Visualizza i dati di configurazione del titolatore.

Instrumentation Data			
HI902 Titrator			
SERIAL NUMBER			
Titrator Serial Number:	02052109		
Analog Board 1 Serial Number:	30052109		
Pump 1 Serial Number:	70052504		
SOFTWARE VERSION			
Titrator Software Version:	v1.6		
Base Board Software Version:	v1.3		
Pump 1 Software Version:	v1.4		
Analog 1 Calibration Date:	Jun 09, 2006		
Escape	Print		

Numero serie titolatore è il numero di serie della scheda base del titolatore.

Numero serie scheda analogica 1 è il numero di serie della scheda analogica 1 del titolatore.

Numero serie pompa 1 (e/o 2) è il numero di serie di ogni pompa collegata.

Versione software titolatore è la versione del software attualmente installato nel titolatore.

Versione software scheda base è la versione del software attualmente presente nella scheda base del titolatore.

Versione software pompa 1 (e/o 2) è l'attuale versione software delle pompe.

Data calibrazione scheda analogica 1 indica la data della calibrazione di fabbrica della scheda analogica 1.

Nota: se è trascorso più di un anno dalla calibrazione della scheda analogica 1, un messaggio di avviso apparirà sulla schermata principale per ricordare all'operatore che è necessario far ricalibrare la scheda.

FUNZIONI AUSILIARIE

8.3.5 Intervallo di registrazione – pH/mV

Questo parametro permette all'utente di impostare un intervallo di tempo per la memorizzazione automatica, in modalità pH o mV (vedi sezione 7.3 "Memorizzazione").

8.3.6 Imposta rapporto pH/mV

Serve ad impostare un rapporto personalizzato per la registrazione delle misure pH e mV.

Setup pH/mV Report				
Select fields to be saved in the report.				
<ul style="list-style-type: none">* Result and Units* Potential* Temperature and Units* Date and Time* Standardization DataSample NameCompany NameOperator NameElectrode NameField 1Field 2Field 3Software VersionsSerial Numbers				
Select	Escape	Save Report		

8.3.7 Imposta rapporto di titolazione

Serve ad impostare un rapporto personalizzato per la registrazione dei risultati della titolazione. Un asterisco contrassegna i dati che verranno inclusi nel rapporto di titolazione.

Setup Titration Report				
Select fields to be saved in the report.				
<ul style="list-style-type: none">* Result and Units* Titration Method* Initial and Final Readings* Analyte Size* End Point Volume* Titration Duration* Date and Time* Titration Ended ByAll Data PointsMethod ParametersStandardization DataSample NameCompany NameOperator Name				
Select	Escape	Save Report	Page Up	Page Down

Capitolo 9. Indice

9	MANUTENZIONE, PERIFERICHE	9-3
9.1	Manutenzione della buretta	9-3
9.1.1	Cambio buretta	9-3
9.1.2	Pulizia della buretta	9-4
9.1.3	Preparazione della buretta (riempimento con titolante)	9-5
9.2	Sostituzione dei fusibili	9-6
9.3	Periferiche	9-7
9.3.1	Connessione di un display esterno	9-7
9.3.2	Connessione di una tastiera PC	9-8
9.3.3	Connessione di una stampante	9-10
9.3.4	Connessione ad un computer	9-10

9 MANUTENZIONE, PERIFERICHE


9.1 Manutenzione della buretta

La buretta in dotazione viene fornita con una siringa interna da 25 ml e con tutte le parti già montate (vedi sezione 2.1 "Esame preliminare" per maggiori dettagli).

Nota: il tubo di dosaggio ha un'estremità piatta e l'altra equipaggiata con un puntale di dosaggio (vedi sezione 2.1 "Esame preliminare" per la lista degli accessori).

9.1.1 Cambio buretta

Togliere la buretta dall'assemblaggio pompa sfilandola verso l'esterno e quindi infilare la nuova buretta al suo posto (vedi anche figura qui sotto).



MANUTENZIONE, PERIFERICHE

9.1.2 Pulizia della buretta

Per pulire la buretta, procedere come segue:

- Se la buretta è piena di liquido, togliere il tubo di aspirazione dalla bottiglia di titolante ed eseguire l'operazione "Svuota buretta" (vedi sezione 8.1.4 "Svuotamento della buretta").
- Inserire il tubo di aspirazione in una soluzione di pulizia o in acqua deionizzata oppure in un solvente del titolante, a seconda della natura chimica del titolante e del successivo uso della buretta. Se si vuole eseguire subito una titolazione, usare un solvente del titolante per pulire i tubi.
- Eseguire l'operazione "Carica buretta" per riempire la buretta, usando 2 risciacqui (vedi sezione 8.1.1 "Carica buretta").
- Durante il secondo riempimento, togliere il tubo di aspirazione dal beaker del solvente in modo da "riempire" la buretta di aria. Questa operazione serve a pulire il tubo di aspirazione.

Se questa semplice procedura di pulizia non risulta adeguata, continuare come segue:


- Rimuovere la buretta dall'assemblaggio pompa.
- Staccare i tubi usando l'apposito utensile in dotazione.
- Pulirli separatamente o sostituirli con tubi nuovi.
- Togliere il tappo di protezione dal fondo della buretta usando l'apposito utensile in dotazione.
- Togliere lo schermo protettivo in plastica.
- Tirar fuori la siringa svitandola con le dita (non far pressione sul pistone).
- Estrarre il pistone dalla siringa.
- Pulire pistone e siringa con appropriati solventi, quindi con alcool etilico ed infine sciacquarli molte volte con acqua deionizzata, solvente del titolante o titolante.
- Eliminare il liquido in eccesso.

Attenzione! *Non toccare il titolante a mani nude.
Evitare di sporcare con il titolante la postazione di lavoro.
Eliminare sostanze chimiche aggressive dall'esterno di siringa e pistone.
Non toccare la parte in PTFE del pistone o le pareti interne della buretta a mani nude o con sostanze grasse.*

- Inserire il pistone nella siringa.
- Inserire la siringa avvitando nella valvola con le dita.
- Riposizionare il tappo protettivo sul fondo della buretta, prestando molta attenzione.

MANUTENZIONE, PERIFERICHE

- Infilare la buretta nell'alloggiamento sull'assemblaggio pompa, controllando che il pistone sia correttamente posizionato in modo da entrare nell'apposito aggancio.
- Si consiglia di eseguire un risciacquo finale con titolante prima di una nuova titolazione.



9.1.3 Preparazione della buretta (riempimento con titolante)

Prima di iniziare una titolazione, la buretta deve essere correttamente riempita con il titolante, in modo da ottenere un risultato affidabile e ripetibile. Per riempire la buretta, attenersi alle istruzioni e consigli:

- Se necessario, pulire la buretta ed assicurarsi che sia vuota.
- Dalla schermata principale, premere il tasto <Buretta>.
- Evidenziare l'opzione "Carica buretta" e premere <Seleziona>.
- Inserire il numero di risciacqui desiderati (si consiglia un minimo di 3 risciacqui per eliminare le bolle d'aria).
- Premere <Accetta>.
- Inserire il tubo di aspirazione nella bottiglia di titolante solo quando il pistone sta andando verso il basso ed è a circa 1/4 dalla sommità.

MANUTENZIONE, PERIFERICHE

Per evitare la presenza di bolle d'aria nella buretta, al primo movimento di riempimento, assicurarsi di avere un flusso continuo di liquido nella buretta ed una piccola zona d'aria subito sopra il livello del liquido. Il successivo movimento verso l'alto farà uscire tutta l'aria, in modo tale da eliminarla completamente anche dalla valvola.

A volte durante il processo di caricamento della buretta, un leggero picchietto delle dita sui tubi può aiutare a far uscire le bolle d'aria.


Se sono ancora presenti bolle d'aria:

- Tirar fuori il tubo di aspirazione dalla bottiglia di titolante.
- Ripetere la procedura di preparazione della buretta.
- Se anche questo non funziona, pulire di nuovo la buretta.

9.2 Sostituzione dei fusibili

Per sostituire i fusibili, procedere come segue:

- Spegner il titolatore.
- Staccare il cavo di alimentazione dalla presa sul retro del titolatore.
- Aprire il coperchio dei porta-fusibili usando un cacciavite.
- Estrarre i porta-fusibili.
- Sostituire i fusibili controllando sull'etichetta vicino all'interruttore principale quale tipo di fusibili usare.
- Chiudere il coperchio dei porta-fusibili.
- Collegare il cavo di alimentazione.



Nota: per altre operazioni di manutenzione, contattate il servizio di assistenza HANNA.


9.3 Periferiche

Attenzione! *La connessione o disconnessione di CAVO DI ALIMENTAZIONE, ASSEMBLAGGIO POMPA, DISPLAY ESTERNO, TASTIERA PC, STAMPANTE, INTERFACCIA RS232, ALTRE ESPANSIONI (future), deve avvenire solo quando il titolatore e gli apparecchi esterni sono spenti.*

9.3.1 Connessione di un display esterno

Le informazioni visualizzate sul display del titolatore possono essere viste anche su un display VGA standard collegato con un cavo a 15 poli.

Collegare il display esterno all'apposito connettore sul retro del titolatore. Accendere il titolatore e quindi il display esterno.




MANUTENZIONE, PERIFERICHE

9.3.2 Connessione di una tastiera PC

















Questa connessione permette di utilizzare una tastiera PC esterna in aggiunta ai pulsanti del titolatore.

Collegare una tastiera PC esterna dotata di cavo con connettore mini DIN a 6 poli.



MANUTENZIONE, PERIFERICHE


Le corrispondenze tra i tasti del titolatore ed una tastiera esterna americana tipo 101 sono riportate nella tabella qui sotto:

Tastiera PC esterna (United States 101)	Tasti del titolatore
Tasto F1	
Tasto F2	
Tasto F3	
Tasto F4	
Tasto F5	Tasto virtuale 1 (da sinistra a destra)
Tasto F6	Tasto virtuale 2 (da sinistra a destra)
Tasto F7	Tasto virtuale 3 (da sinistra a destra)
Tasto F8	Tasto virtuale 4 (da sinistra a destra)
Tasto F9	Tasto virtuale 5 (da sinistra a destra)
Tasto F10	
Tasto freccia in su	
Tasto freccia in giù	
Tasto freccia a sinistra	
Tasto freccia a destra	
Tasto "Page Up"	
Tasto "Page Down"	
Tasti numerici da 0 a 9	da  a 
Tasto "Tab"	
Tasto "Enter"	 , 
Tasti alfanumerici	Finestre di inserimento alfanumerico

MANUTENZIONE, PERIFERICHE

9.3.3 Connessione di una stampante

È possibile collegare una grande varietà di stampanti alla porta parallela del titolatore, usando un cavo standard DB25.




Attenzione! *Spegnere titolatore e stampante esterna attraverso l'interruttore principale prima di eseguire il collegamento.*

Collegare la stampante esterna alla presa standard a 25 poli sul retro del titolatore, quindi accendere titolatore e stampante.

9.3.4 Connessione ad un computer

Per collegare il titolatore ad un computer usare il cavo seriale in dotazione. È necessario che nel PC sia installato il software HI 900900.




MANUTENZIONE, PERIFERICHE

Attenzione! *Spegnere titolatore e PC attraverso l'interruttore principale prima di eseguire il collegamento.*

Collegare il cavo seriale alla presa standard DB a 9 poli sul retro del titolatore e alla porta seriale del PC, quindi accendere prima il titolatore e poi il computer.

Selezionare la schermata "Comunicazione seriale" sul titolatore, seguendo il percorso "Opzioni generali - Comunicazione con PC - Comunicazione seriale".

Lanciare il programma HI 900900 e selezionare l'appropriata porta seriale nel PC. Il software HI 900900 permette di trasferire varie informazioni tra titolatore e PC.



Appendice 1. Indice

A1 SPECIFICHE TECNICHE A1-3

A1 SPECIFICHE TECNICHE

mV	Scala	da -2000.0 a 2000.0 mV
	Precisione	±0.1 mV
	Risoluzione	0.1 mV
pH	Scala	da -2.000 a 20.000 pH
	Precisione	±0.001 pH
	Risoluzione	0.1 / 0.01 / 0.001 pH
Temperatura	Scala	da -5.0 a 105.0 °C
		da 23.0 a 221.0 °F
		da 268.2 a 378.2 K
	Precisione	±0.1 °C
	Risoluzione	0.1 °C
Precisione dosaggio		0.1% del volume nominale della buretta
Risoluzione del display		0.001 ml
Dimensioni burette		5 ml (precisione ±5 µl)
		10 ml (precisione ±10 µl)
		25 ml (precisione ±25 µl)
Display	Display LCD grafico da 7.5", in bianco e nero, retroilluminato	
Lingue	Inglese, Italiano, Portoghese, Spagnolo	
Metodi	fino a 10000 (standard e definiti dall'utente)	

Riconoscimento automatico della buretta e burette intercambiabili.

Il titolatore rileva automaticamente le dimensioni della buretta che viene infilata nell'assemblaggio pompa.

Agitatore ad elica, velocità di agitazione programmabile.

Da 100 a 2500 RPM, mantenuta automaticamente con una tolleranza di 100 RPM.

Velocità di flusso. Selezionabile dall'operatore (vedi sezione 5.5.22 per gli intervalli di impostazione permessi).

Misure dirette di pH e mV.

Misure di pH automaticamente compensate in temperatura.

Calibrazione pH fino a 5 punti usando l'opzione "Inserimento automatico" o "Inserimento manuale"; i tamponi compensati in temperatura sono memorizzati per l'opzione "Inserimento automatico".

APPENDICE 1

Titolazioni potenziometriche: acido-base (modalità pH o mV), redox, di precipitazione, complessometriche, non acquose, iono-selettive, argentometriche.

Determinazione del titolo.

Rilevazione del punto di fine in pH o mV.

Rilevazione del punto equivalente (singolo) con calcolo della derivata prima o seconda della curva di titolazione.

Rilevazione di punti equivalenti multipli (solo HI 902)

Calcoli flessibili della concentrazione, con molte unità di misura.

Visualizzazione di grafici durante una titolazione, grafici di dati memorizzati (curva di titolazione mV-Volume o pH-Volume curve della derivata prima o seconda, modalità pH o mV) e di risultati della registrazione dati pH/mV vs. tempo.

Memoria dati: fino a 100 rapporti di titolazione completi e rapporti completi di registrazione dati pH/mV.

Copia di file su e da floppy disk: i file dei metodi standard, dei metodi definiti dall'operatore, dei rapporti di titolazione o registrazione valori pH/mV, i file Bitmap dei grafici possono essere trasferiti su e da un dischetto usando il drive per floppy disk da 3.5" del titolatore.

Periferiche, possibilità di connessione: display VGA esterno, tastiera PC, stampante, porta RS232.

Conformità GLP: capacità di memorizzare dati GLP (Good Laboratory Practice) e riguardanti lo strumento.

Alimentazione: 230 Vac; 50 Hz

Assorbimento potenza: 1.3 A

Fusibili, 2 sostituibili.

Materiale di costruzione: policarbonato e acciaio

Materiale tastiera: policarbonato

Dimensioni: Larghezza x Profondità x Altezza = 390 x 350 x 380 mm

Peso: circa 10 kg (con una pompa, agitatore e sonde)

Condizioni di lavoro: da 10 a 40 °C, U.R. max 95%

Condizioni di stoccaggio: da -20 a 70 °C, U.R. max 95%

Appendice 2. Indice

A2	TITOLAZIONI DI RITORNO (solo per HI 902)	A2-3
A2.1	Applicabilità	A2-3
A2.2	Principi del metodo	A2-3
A2.3	Esempio di titolazione di ritorno	A2-3
A2.3.1	Introduzione	A2-3
A2.3.2	Impostazione dei parametri del metodo	A2-4
A2.3.3	Preparazione del campione	A2-5
A2.3.4	Esecuzione della titolazione	A2-5

A2 TITOLAZIONI DI RITORNO (solo per HI 902)**A2.1 Applicabilità**

Le titolazioni di ritorno sono generalmente utilizzate per i seguenti motivi:

- cinetiche di reazione troppo lente per titolare direttamente l'analita
- precipitazione di metalli al pH desiderato (titolazioni complessometriche)
- reazione tra titolante ed analita con produzione di composti secondari (per es. CO₂) che possono interferire con le misure di potenziale e quindi con la determinazione del punto equivalente
- analita difficilmente solubile nel solvente utilizzato
- titolazioni con curve della derivata prima troppo piatte

A2.2 Principi del metodo

In una titolazione di ritorno viene aggiunto alla soluzione in esame un eccesso di reagente (titolante 1) in modo da forzare la completa reazione dell'analita. L'eccesso di reagente non impiegato nella reazione viene quindi titolato. La differenza tra la quantità totale di reagente aggiunto alla soluzione e quello determinato con la titolazione finale è la quantità di reagente richiesto per portare a completezza la reazione con il composto da analizzare. Da questa quantità si calcolerà la concentrazione del campione.

La titolazione di ritorno può essere di tipo acido-base, complessometrico, redox, ecc.

A2.3 Esempio di titolazione di ritorno

Un esempio di titolazione di ritorno può essere la determinazione della capacità neutralizzante di un anti-acido.

A2.3.1 Introduzione


Un eccesso di acidità nello stomaco (soprattutto di HCl) provoca bruciori e problemi di digestione. Gli anti-acidi in commercio sono composti da una varietà di sostanze, come leganti e aromi, ma l'ingrediente attivo è un sale alcalino, come per esempio Mg(OH)₂ (latte di magnesia), NaHCO₃ (bicarbonato di sodio), CaCO₃ (carbonato di calcio) o Al(OH)₃ (idrossido di alluminio), in grado di neutralizzare l'acido. In questo esperimento analizzeremo un tipico anti-acido contenente CaCO₃, che reagisce con un acido per formare un sale, acqua e anidride carbonica (gas):



APPENDICE 2

Una titolazione acido-base convenzionale è molto difficoltosa in quanto l'ingrediente attivo è poco solubile in acqua e il gas sviluppato (CO_2) influenza pesantemente le misure di pH.

Per superare questi limiti, scioglieremo completamente le compresse in un eccesso di acido:



e titoleremo quindi l'acido che rimane in soluzione con NaOH, per determinare la quantità di CaCO_3 presente.



Per ottenere un valore accurato di concentrazione dell'anti-acido, è necessario standardizzare i titolanti da utilizzare (NaOH e HCl), in modo da conoscerne l'esatto titolo.

La concentrazione finale di CaCO_3 viene espressa in mg/g.

A1.3.2 Impostazione dei parametri del metodo

Usare i seguenti parametri per programmare il metodo (vedi sezione 5.5 Opzioni metodo):

Nome:	Potere anti-acido
Revisione metodo:	1.0
Tipo titolazione:	Titolazione di ritorno
Pausa al cambio titolante:	Sì
Configurazione pompa:	
Pompa titolante 1:	Pompa 1
Pompa titolante 2:	Pompa 2
Tipo dosaggio:	Dinamico
Vol min:	0.010 ml
Vol max:	0.500 ml
delta E:	4.500 ml
Modalità punto di fine:	pH PE 1, Der prima
Opzioni riconoscimento:	
Soglia:	500 mV/ml
Intervallo:	No
Derivate filtrate:	No
Volume pre-titolazione:	0.000 ml
Tempo pre-agitazione:	5 sec
Modalità di misura:	Stabilità segnale
delta E:	0.3 mV
delta t:	1.5 sec
t min attesa:	5 sec
t max attesa:	15 sec
Tipo elettrodo:	pH
Calcoli:	Campione calcolato per peso
Unità titolante 1:	M (mol/l)
Unità titolante 2:	M (mol/l)
Unità risultato finale:	mg/g
Nome titolante 1:	HCl
Conc. titolante 1:	1 M (mol/l)
Nome titolante 2:	NaOH
Conc. titolante 2:	1 M (mol/l)
Quantità analita:	0.5 g
Inserimento analita:	Manuale
Inserimento titolante 1:	Calcolato
Volume max titolante 2:	25.000 ml

```

Velocità agitazione:          1500 RPM
Intervallo potenziale: -2000.0 a 2000.0 mV
Velocità flusso:              30.0 ml/min
Media segnale:                1 lettura
Formato risultato finale:     X.XXX
    
```

Per iniziare l'analisi è necessario riempire entrambe le burette in questo modo:

- Pompa 1 con buretta riempita di HCl 1 M (mol/l).
- Pompa 2 con buretta riempita di NaOH 1 M (mol/l).

A2.3.3 Preparazione del campione

Per questa analisi si possono utilizzare comuni pillole di anti-acido in commercio.

- Pestare alcune pillole in un mortaio e pesare circa 0.5 mg della polvere ottenuta.
- Versare circa 20 ml di acqua distillata e deionizzata in un beaker da 150 ml, quindi aggiungere la polvere da analizzare.
- Posizionare il beaker sotto al corpo dell'agitatore.
- Regolare l'altezza dell'agitatore usando l'apposito collare di posizionamento, in modo che l'elica dell'agitatore sia il più vicino possibile al fondo del beaker.
- Aggiungere acqua distillata per regolare il livello della soluzione in modo che il bulbo dell'elettrodo pH sia completamente immerso nel campione e che la giunzione sia circa 5-6 mm sotto alla superficie del liquido.

A2.3.4 Esecuzione della titolazione

- Dopo aver selezionato il metodo, premere il tasto "start/stop".
- Il titolatore chiederà il peso del campione. Inserire il valore esatto della pesata (a 4 cifre), quindi premere <Accetta>.
- A questo punto viene visualizzato il volume calcolato di titolante 1, che può essere modificato dall'operatore. Questo è il volume che verrà dosato nella prima fase della titolazione di ritorno.
- Premere <Continua> per procedere.
- Il titolatore inizierà a dosare il titolante 1 (HCl).
- Alla fine di questa fase si fermerà e visualizzerà la schermata "Continue Back Titration".

Continue Back Titration

The pump used for second phase is:

titrant 2 pump: Pump 2

Timer
~~00:00:00~~

Press "Continue" to start the second phase or "Abort" to cancel.

Continue	Abort	Select Pump	Burette	Reset Timer
----------	-------	-------------	---------	-------------

APPENDICE 2

- Spostare l'agitatore verso l'alto.
- Togliere il beaker e metterlo su una piastra riscaldante.
- Riscaldare lentamente fino a che scompare completamente l'effervescenza, quindi far bollire per un paio di minuti. Una parte del materiale inattivo delle compresse potrebbe non sciogliersi, ma questo non dovrebbe interferire con la titolazione.
- Far raffreddare la soluzione a temperatura ambiente e posizionare di nuovo il beaker sotto all'agitatore.
- Abbassare l'agitatore, regolando l'altezza con il collare di posizionamento in modo che l'elica sia il più vicino possibile al fondo del beaker.
- Premere <Continua> per procedere con l'analisi.
- Questa fase è una normale titolazione con rilevazione del punto equivalente.

Appendice 3. Indice

A3 PUNTI EQUIVALENTI MULTIPLI (solo per HI 902)..... A3-3
A3.1 Applicabilità A3-3
A3.2 Titolazione con punti equivalenti multipli A3-3
A3.3 Esempio di titolazione A3-4

A3 PUNTI EQUIVALENTI MULTIPLI (solo per HI 902)

A3.1 Applicabilità

Quando si vuole determinare:

- la concentrazione dei componenti di una miscela sintetica (per es. miscela di HCl, CH₃COOH, NH₄Cl).
- la concentrazione di un acido poliprotico nei suoi stadi di ionizzazione titolabili (per es. per l'acido H₃PO₄ si avranno due punti equivalenti in matrice acquosa).

A3.2 Titolazione con punti equivalenti multipli

Con le informazioni fornite qui sopra, impostare i parametri del metodo come segue:

- Impostare la modalità di fine titolazione come individuazione del punto equivalente (mV o pH).
- Impostare il numero di punti equivalenti da individuare (fino a 5 punti).

Number of Equivalence Points				
Enter the number of equivalence points to be found.				
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="background-color: black; width: 80px; height: 15px;"></div> 5 points </div>				
The range is between 1 and 5 equivalence points.				
ACCEPT	Escape	Delete Digit		

- Selezionare la determinazione del punto di fine (come in una titolazione standard).
- Impostare i rimanenti parametri del metodo e salvare le modifiche.

APPENDICE 3

A3.3 Esempio di titolazione

Qui di seguito viene descritto un esempio di titolazione a più punti equivalenti, in particolare la titolazione con idrossido di sodio di una miscela contenente HCl, CH₃COOH e NH₄Cl.

Durante questo tipo di titolazione l'utente può visualizzare una serie di informazioni.


- Dopo la rilevazione del primo punto equivalente, si attiverà il pulsante <Vedi dettagli> e verrà visualizzato il numero di punti equivalenti individuati.

16:17:25 Jun 21 2006			
HCl + NH ₄ Cl + CH ₃ COOH			
3.1328E-2 N (eq/L)			
EQ points detected: 1		1500/1500 RPM	
In Progress			
Pump 1 Running			
Burette: 25 mL		Unstable	
Volume Delivered			
ATC	35.2 °C	0.727 mL	181.6 mU
View Details	View Curve	Suspend	Stop

Premendo <Vedi dettagli> verrà visualizzata una schermata di rapporto titolazione contenente informazioni riguardanti tutti i punti equivalenti individuati fino a quel momento.

EQ Points Report			
	mU	Volume [mL]	Results [N (eq/L)]
EQ1:	228.4	0.393	3.6710E-2
Escape			

- Graficamente i punti equivalenti vengono contrassegnati con una "x" sulla curva di titolazione, con accanto l'indicazione del volume di titolante dosato.



Questi volumi sono calcolati come segue:

- per il primo punto equivalente, come volume dosato dall'inizio della titolazione fino a quel momento
- per i successivi punti, come differenza tra il volume totale dosato e la somma dei volumi relativi ai punti equivalenti precedentemente individuati

La concentrazione finale è calcolata utilizzando la formula selezionata nell'opzione "Calcoli" nella schermata "Vedi/modifica metodo".

Appendice 4. Indice

A4	ACCESSORI	A4-3
A4.1	Soluzioni	A4-3
A4.1.1	Soluzioni tampone pH.....	A4-3
A4.1.2	Soluzioni tampone pH in flaconi conformi FDA	A4-3
A4.1.3	Soluzioni di pulizia elettrodi.....	A4-3
A4.1.4	Soluzioni di pulizia elettrodi in flaconi conformi FDA	A4-4
A4.1.5	Soluzioni di conservazione elettrodi.....	A4-4
A4.1.6	Soluzioni di conservazione elettrodi in flaconi conformi FDA	A4-4
A4.1.7	Soluzioni di ricarica elettrodi.....	A4-4
A4.1.8	Soluzioni di ricarica elettrodi in flaconi conformi FDA	A4-4
A4.1.9	Soluzioni di pre-trattamento ORP.....	A4-4
A4.1.10	Reagenti per titolazioni	A4-4
A4.2	Sensori	A4-5
A4.2.1	Elettrodi pH combinati	A4-5
A4.2.2	Elettrodi ORP combinati	A4-6
A4.2.3	Elettrodi a semi-cella	A4-6
A4.2.4	Cavi di prolunga per elettrodi con connettore a vite.....	A4-7
A4.3.5	Sonde di temperatura	A4-7
A4.3	Componenti del titolatore	A4-8

A4 ACCESSORI**A4.1 Soluzioni****A4.1.1 Soluzioni tampone pH**

HI 7001M	Soluzione a pH 1.68, 250 ml
HI 7001L	Soluzione a pH 1.68, 500 ml
HI 7004M	Soluzione a pH 4.01, 250 ml
HI 7004L	Soluzione a pH 4.01, 500 ml
HI 7006M	Soluzione a pH 6.86, 250 ml
HI 7006L	Soluzione a pH 6.86, 500 ml
HI 7007M	Soluzione a pH 7.01, 250 ml
HI 7007L	Soluzione a pH 7.01, 500 ml
HI 7009M	Soluzione a pH 9.18, 250 ml
HI 7009L	Soluzione a pH 9.18, 500 ml
HI 7010M	Soluzione a pH 10.01, 250 ml
HI 7010L	Soluzione a pH 10.01, 500 ml

A4.1.2 Soluzioni tampone pH in flaconi conformi FDA

HI 8004L	Soluzione a pH 4.01, 500 ml
HI 8006L	Soluzione a pH 6.86, 500 ml
HI 8007L	Soluzione a pH 7.01, 500 ml
HI 8009L	Soluzione a pH 9.18, 500 ml
HI 8010L	Soluzione a pH 10.01, 500 ml

A4.1.3 Soluzioni di pulizia elettrodi

HI 7061M	Soluzione di pulizia per uso generale, 250 ml
HI 7061L	Soluzione di pulizia per uso generale, 500 ml
HI 7073M	Soluzione di pulizia da proteine, 250 ml
HI 7073L	Soluzione di pulizia da proteine, 500 ml
HI 7074M	Soluzione di pulizia da sostanze inorganiche, 250 ml
HI 7074L	Soluzione di pulizia da sostanze inorganiche, 500 ml
HI 7077M	Soluzione di pulizia da oli e grassi, 250 ml
HI 7077L	Soluzione di pulizia da oli e grassi, 500 ml

APPENDICE 4

A4.1.4 Soluzioni di pulizia elettrodi in flaconi conformi FDA

HI 8061M	Soluzione di pulizia per uso generale, 250 ml
HI 8061L	Soluzione di pulizia per uso generale, 500 ml
HI 8073M	Soluzione di pulizia da proteine, 250 ml
HI 8073L	Soluzione di pulizia da proteine, 500 ml
HI 8077M	Soluzione di pulizia da oli e grassi, 250 ml
HI 8077L	Soluzione di pulizia da oli e grassi, 500 ml

A4.1.5 Soluzioni di conservazione elettrodi

HI 70300M	Soluzione di conservazione, 250 ml
HI 70300L	Soluzione di conservazione, 500 ml

A4.1.6 Soluzioni di conservazione elettrodi in flaconi conformi FDA

HI 80300M	Soluzione di conservazione, 250 ml
HI 80300L	Soluzione di conservazione, 500 ml

A4.1.7 Soluzioni di ricarica elettrodi

HI 7071	Soluz. elettrolitica, 3.5M KCl + AgCl, per elettrodi a giunzione singola (4x30 ml)
HI 7072	Soluzione elettrolitica, 1M KNO ₃ , 4x30 ml
HI 7082	Soluzione elettrolitica, 3.5M KCl, per elettrodi a giunzione doppia (4x30 ml)

A4.1.8 Soluzioni di ricarica elettrodi in flaconi conformi FDA

HI 8071	Soluz. elettrolitica, 3.5M KCl + AgCl, per elettrodi a giunzione singola (4x30 ml)
HI 8072	Soluzione elettrolitica, 1M KNO ₃ , 4x30 ml
HI 8082	Soluzione elettrolitica, 3.5M KCl, per elettrodi a giunzione doppia (4x30 ml)

A4.1.9 Soluzioni di pre-trattamento ORP

HI 7091M	Soluzione di pre-trattamento riducente, 250 ml
HI 7091L	Soluzione di pre-trattamento riducente, 500 ml
HI 7092M	Soluzione di pre-trattamento ossidante, 250 ml
HI 7092L	Soluzione di pre-trattamento ossidante, 500 ml

A4.1.10 Reagenti per titolazioni

HI 70455	Soluzione titolante, NaOH 0.01 N, 1 litro
HI 70456	Soluzione titolante, NaOH 0.1 N, 1 litro
HI 70457	Soluzione titolante, NaOH 1 N, 1 litro
HI 70458	Soluzione titolante, H ₂ SO ₄ 0.01 M, 1 litro
HI 70459	Soluzione titolante, H ₂ SO ₄ 0.05 M, 1 litro
HI 70462	Soluzione titolante, HCl 0.01 N, 1 litro
HI 70463	Soluzione titolante, HCl 0.1 N, 1 litro
HI 70464	Soluzione titolante, HCl 1 N, 1 litro

A4.2 Sensori

A4.2.1 Elettrodi pH combinati

HI 1043B / HI 1040S

Corpo in vetro, doppia giunzione, ricaricabile.
Uso: acidi e basi forti.

HI 1048B

Corpo in vetro, diaframma in vetro smerigliato, collare in PTFE, ricaricabile.
Uso: mosto e vino.

HI 1053B / HI 1050S

Corpo in vetro, giunzione ceramica tripla, punta conica, ricaricabile.
Uso: emulsioni.

HI 1083B

Corpo in vetro, micro, riempimento a Viscolene, non ricaricabile.
Uso: biotecnologie, micro titolazioni.

HI 1131B / HI 1111S

Corpo in vetro, giunzione singola, ricaricabile.
Uso: applicazioni generali.

HI 1230B / HI 1210S

Corpo in plastica PEI, doppia giunzione, riempimento a gel.
Uso: applicazioni generali.

HI 1330B / HI 1310S

Corpo in vetro, semi-micro, giunzione singola, ricaricabile.
Uso: laboratorio.

HI 1331B / HI 1311S

Corpo in vetro, semi-micro, giunzione singola, ricaricabile.
Uso: beute e matracci.

HI 1332B / HI 1312S

Corpo in plastica PEI, doppia giunzione, ricaricabile.
Uso: applicazioni generali.

HI 1413B / HI 1410S

Corpo in vetro, giunzione singola, punta piatta, riempimento a Viscolene.
Uso: misure su superfici.

HI 2031B / HI 2020S

Corpo in vetro, semi-micro, punta conica, ricaricabile.
Uso: prodotti semi-solidi.

APPENDICE 4

FC 100B

Corpo in plastica PVDF, doppia giunzione, ricaricabile.

Uso: applicazioni generali nell'industria alimentare.

FC 200B / FC 200S

Corpo in plastica PVDF, giunzione singola, punta conica, riempimento a Viscolene.

Uso: carne e formaggio.

FC 210B

Corpo in vetro, doppia giunzione, punta conica, riempimento a Viscolene.

Uso: latte, yogurt.

FC 220B

Corpo in vetro, giunzione singola, ricaricabile.

Uso: produzione alimentare e vino

FC 911B

Corpo in plastica PVDF, doppia giunzione, sensore di temperatura incorporato, ricaricabile.

Uso: ambienti molto umidi.

A4.2.2 Elettrodi ORP combinati

HI 3131B / HI 3111S

Sensore in platino, corpo in vetro, ricaricabile.

Uso: titolazioni.

HI 3230B / HI 3210S

Sensore in platino, corpo in plastica PEI, riempimento a gel.

Uso: applicazioni generali.

HI 4430B / HI 4410S

Sensore in oro, corpo in plastica PEI, riempimento a gel.

Uso: applicazioni generali.

A4.2.3 Elettrodi a semi-cella

HI 2110B

Semi-cella pH con corpo in vetro.

Uso: applicazioni generali.

HI 5311

Semi-cella di riferimento Ag/AgCl, ricaricabile, con corpo in vetro, doppia giunzione, connettore a banana da 4 mm, cavo 1 m.

Uso: applicazioni generali con temperatura variabile su ampio intervallo.

HI 5412

Semi-cella di riferimento al calomelano, ricaricabile, con connettore a banana da 4 mm e cavo 1 m.

Uso: applicazioni generali a temperatura costante.

A4.2.4 Cavi di prolunga per elettrodi con connettore a vite (connettori a vite e BNC)

HI 7855/1

Cavo di prolunga, lunghezza 1 m.











A4.2.5 Sonde di temperatura


HI 7662-T

Sonda di temperatura con cavo 1 m.


APPENDICE 4

A4.3 Componenti del titolatore


	Pompa di ricambio		Elica
	Buretta (5, 10, 25 ml)		Asta di supporto per agitatore con collare e vite di posizionamento
	Tubo di aspirazione con guaina di protezione		Base di supporto per agitatore
	Tubo di dosaggio con puntale e guaina di protezione		Coperchio per chiusura alloggiamento buretta non utilizzato
	Blocca tubo		Viti con testa in plastica per fissaggio buretta
	Atrezzo per montaggio valvola e rimozione tappo buretta		Sonda di temperatura
	Schermo protettivo per buretta		Cavo di alimentazione
	Agitatore ad elica		Cavo di interfaccia RS232 per connessione a PC



Cappuccio BNC



Raccoglitore con manuale di istruzioni



Dischetto di start-up

MAN901_902:R1
10/07