

senza compromessi



## sistemi per la purificazione dell'acqua di laboratorio

## senza compromessi

## H<sub>2</sub>O. Un composto così semplice.

Perché scegliere un sistema complicato per purificare l'acqua di laboratorio? I sistemi di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead permettono di ottenere acqua pura e ultrapura – con la massima semplicità. Sistemi flessibili progettati in modo specifico per le vostre applicazioni e per più tipi di acqua: il tutto in un'unica soluzione. Inoltre, il funzionamento intuitivo ed efficiente elimina la necessità di piani di manutenzione, mentre l'uso di tecnologie innovative, quale il monitoraggio dell'intensità UV, assicura letture precise del carbonio organico totale (TOC). Non sorprende che la scelta migliore per un sistema di purificazione dell'acqua di laboratorio conveniente sia stato prodotto da un'azienda di cui già vi fidate.

Tutto sull'acqua di laboratorio ■
THE

Introduzione	2
Tecnologie di purificazione dell'acqua Thermo Scientific™ Barnstead™	6
Distillazione, filtrazione e ultrafiltrazione, osmosi inversa	
Deionizzazione, elettrodeionizzazione, adsorbimento, ossidazione con	
ultravioletti	
Standard internazionali di qualità dell'acqua	14
Le tecnologie avanzate utilizzate per monitorare la purezza	15
Conduttività e resistività	
Configurare il sistema di purificazione dell'acqua	16
Di quale tipo di acqua avete bisogno?	
Acqua ultrapura (Tipo 1)	
Acqua pura (Tipo 2)	
Acqua da osmosi inversa (RO)	
Sistemi con cartuccia e filtro	
Studi dei casi di laboratorio	

Prodotti per la
purificazione
dell'acqua
<b>Thermo Scientific</b>

Sistemi di purificazione dell'acqua ultrapura di Tipo 1 Thermo Scientific	22
Barnstead GenPure <sup>™</sup> xCAD Plus	26
Barnstead GenPure Pro	30
Barnstead GenPure	34
Barnstead MicroPure <sup>™</sup>	38
Barnstead E-Pure <sup>™</sup>	42
Barnstead LabTower™ EDI	44
Barnstead Smart2Pure <sup>™</sup>	48
Sistemi di purificazione dell'acqua pura di Tipo 2 Thermo Scientific	52
Barnstead Pacific™ TII	56
Barnstead LabTower TII	60
Distillatori in vetro Barnstead Mega-Pure™	64
Distillatori Barnstead Classic	68
Serbatoi e accessori per distillatori Barnstead Classic	70
Distillatori con mobile Barnstead	72
Tutto sulla distillazione Barnstead	73
Sistemi di purificazione per osmosi inversa Thermo Scientific	74
Barnstead LabTower RO	80
Barnstead Pacific RO	82
Pretrattamento	86
Sistemi con cartuccia e filtro Thermo Scientific™	92
Barnstead B-Pure <sup>™</sup>	96
Deionizzatore Barnstead Bantam <sup>™</sup>	100
Cartucce Hose Nipple Barnstead	101
Filtri Barnstead B-Pure 1/2 Size	102
Drodetti di concumo nor i cictomi di purificazione dell'acque ecictorti	104
Prodotti di consumo per i sistemi di purificazione dell'acqua esistenti	104
	-
Sistemi di tipo 2/3	105
Assistenza e manutenzione	106
Contattare gli specialisti dell'acqua di laboratorio	106
Servizi	107
Go Green	108
Conversioni standard	109
	1
Glossario	110

## specialisti dell'acqua di laboratorio

Da oltre 130 anni i sistemi di purificazione dell'acqua di laboratorio Thermo Scientific sono una risorsa affidabile per il mondo della ricerca scientifica e dell'industria. La nostra linea completa di strumenti per la purificazione dell'acqua offre soluzioni per tutte le esigenze critiche e per le applicazioni quotidiane, dalla deionizzazione all'osmosi inversa alla distillazione.

I sistemi di purificazione dell'acqua di laboratorio Thermo Scientific Barnstead offrono:

## innovazione

La nostra gamma di prodotti di purificazione dell'acqua offre ergonomia e tecnologia avanzate con erogazione e monitoraggio dell'intensità UV a distanza, che consentono il controllo completo e sicuro da parte degli utenti.

## flessibilità

Gli ambienti di laboratorio hanno spesso spazio sul banco limitato. La nostra gamma di prodotti offre numerose opzioni di montaggio, ingombro ridotto e opzioni di erogazione flessibili per fornirvi la configurazione più adatta al vostro laboratorio. Molti sistemi di purificazione dell'acqua possono essere facilmente aggiornati per gestire capacità maggiori.

## praticità

Il nostro programma di analisi Thermo Scientific H<sub>2</sub>0 Select<sup>™</sup> e l'ordine di una confezione completa vi assicura di aver scelto la soluzione giusta. Potete ricevere un sistema completo di purificazione dell'acqua utilizzando un solo numero di catalogo e avere tutti i componenti necessari per una semplice manutenzione del nuovo sistema di purificazione dell'acqua.



## innovazione

che offre accuratezza

Grazie a una tecnologia innovativa per il monitoraggio dell'acqua, i sistemi di purificazione dell'acqua Thermo Scientific riducono le spese e il tempo che sarebbero necessari per la gestione di acqua di laboratorio contaminata.

## Controllo avanzato dell'acqua di alimentazione

Il sistema avvisa della presenza di variazioni nella qualità dell'acqua di alimentazione. Un'acqua di alimentazione di scarsa qualità riduce la vita utile delle cartucce.

## Misurazioni del TOC con monitoraggio dell'intensità UV

Con il monitoraggio e la registrazione continui delle misurazioni del TOC in tempo reale, questa tecnologia assicura acqua ultrapura che soddisfa o supera i requisiti più rigorosi per le applicazioni sensibili. Un fotosensore controlla continuamente l'intensità della lampada UV. Un calo nelle radiazioni UV misurate può determinare una misurazione del TOC non corretta.

## I sistemi EDI offrono il ricircolo dell'acqua nel serbatoio per mantenere la massima purezza dell'acqua anche durante lunghi periodi di inattività

Il ricircolo automatico dell'acqua nel serbatoio attraverso un modulo di pulitura speciale protegge attivamente dalla proliferazione batterica anche durante lunghi periodi di inattività.



## flessibilità

nella progettazione del sistema

## Flessibilità di montaggio

Le opzioni di installazione comprendono unità sotto il mobile, a parete, sul banco o indipendente con ruote per una maggior mobilità.

## Controllo completo del sistema con l'erogatore a distanza Thermo Scientific xCAD

Elimina l'inconveniente di dover ritornare al sistema principale per regolare i parametri.

## Unità aggiornabili

Quando il laboratorio si ingrandisce o si prevedono esigenze diverse, è possibile aggiornare molti dei nostri sistemi per adattarli alla richiesta di maggiore capacità.

## Doppia qualità dell'acqua

Quando sono necessari più tipi di acqua, è possibile utilizzare molti dei nostri sistemi in grado di produrre due tipi di acqua.

## praticità

## con la scelta personalizzata del sistema

Utilizzando i risultati dell'analisi  $\rm H_2O$  Select di Thermo Scientific siamo in grado di consigliare il miglior sistema di purificazione dell'acqua per le vostre applicazioni in base alle qualità specifiche dell'acqua di alimentazione, alle applicazioni di laboratorio, alle richieste giornaliere di volume e al budget. Pensiamo noi a tutto.

## Come funziona:

- Contattate il vostro referente vendite per richiedere un kit gratuito per l'analisi H<sub>2</sub>O Select.
- 2. Riempite il flacone con il campione dell'acqua di alimentazione che prevedete di utilizzare.
- 3. Rispondete al breve questionario sulle vostre esigenze per l'acqua, le applicazioni e il budget disponibile.
- **4.** Inserite il questionario completo e il flacone d'acqua nella scatola fornita. Affrancate e inviate al Thermo Scientific Barnstead Water Lab (l'etichetta per l'invio è inclusa nella scatola).

### Un unico pacchetto

Nessuna sorpresa di costi aggiuntivi dopo la vendita. Tutto il necessario viene fornito con un unico numero di catalogo.

## Semplice automanutenzione

I raccordi ad attacco rapido Aquastop consentono la sostituzione rapida e semplice delle cartucce.

## Tutto sull'acqua di laboratorio



## Impurità comuni nell'acqua

Non lasciate che le impurità contaminino i vostri esperimenti sensibili. I sistemi di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead sono progettati per rimuovere le impurità che possono invalidare una ricerca, permettendovi di concentrarvi solo su quello che è veramente importante, la prossima scoperta.



Sabbia, limo, argilla e altre particelle in sospensione provocano l'intorbidimento dell'acqua. Queste particelle possono interferire con il funzionamento di strumenti, valvole a maschio e circuiti, incrostando le membrane per l'osmosi inversa. In genere queste particelle hanno dimensioni comprese tra 1 e 10 µm.

### Colloidi

Le particelle colloidali presentano in genere una leggera carica negativa e dimensioni comprese tra 0,01 e 1,0 µm e possono essere organiche o inorganiche. A differenza delle particelle in sospensione, i colloidi non sedimentano per gravità, ma rimangono sospesi nel liquido che li trasporta. I colloidi provocano l'ostruzione dei filtri, interferiscono con il funzionamento degli strumenti, incrostano le membrane per osmosi inversa e possono scavalcare le resine a scambio ionico, dando luogo a una minore resistività dei sistemi per acqua deionizzata.



## Ioni inorganici

Impurità come silicati, cloruri, fluoruri, bicarbonati, solfati, fosfati, nitrati e composti ferrosi sono presenti in forma di cationi (ioni a carica positiva) o anioni (ioni a carica negativa). L'acqua a elevata concentrazione ionica è una buona conduttrice di elettricità e, poiché conduttività e resistività sono inversamente proporzionali, è caratterizzata da conduttività elevata e bassa resistività. Gli ioni interferiscono negativamente con i risultati di analisi inorganiche quali IC, AA e ICP/MS e possono ritardare la crescita cellulare e tissutale nei campioni biologici. Inoltre, possono ridurre la vita utile delle cartucce nei sistemi per acqua deionizzata.



## Sostanze organiche disciolte

La decomposizione di corpi vegetali e animali e le attività umane producono sostanze organiche disciolte, tra cui, ad esempio, proteine, alcoli, cloramine e residui di pesticidi, erbicidi e detergenti. Queste contaminano le resine a scambio ionico e interferiscono con le analisi organiche, quali HPLC, gas cromatografia e fluoroscopia. Inoltre, ostacolano l'elettroforesi e le colture tissutali e cellulari.

## Parliamo la lingua dell'acqua di laboratorio

		Contan	Contaminanti da evitare nell'acqua di laboratorio					
Applicazioni e aree di interesse	Particolati	Colloidi	loni	Gas disciolti	Sostanze organiche	Nucleasi	Pirogeni	
Uso generale di laboratorio								
Autoclave	•	11.	•					
Umidificazione	•	•	•					
Lavaggio/risciacquo di vetreria	•	•	•					
Preparazione di terreni	•	1	•					
Analisi								
Cromatografia ionica (IC)	•	•	•	•				
Assorbimento atomico (AA)	•	•	•	•				
Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)	•	•	•	•	•			
Spettroscopia a plasma accoppiata induttivamente (ICP)	•	•	•	•	•			
Spettroscopia di massa (MS)	•	•	•		•			
Gascromatografia (GC)	•	•	•		•			
Carbonio organico totale (TOC)	•	•	•	•	•			
Scienze naturali								
Genomica (ad esempio, PCR e mutagenesi)	•	•	•	•	•	•	•	
Proteomica (ad esempio, cristallografia ed elettroforesi)	•	•	•	•		•	•	
Immunologia (ad esempio, produzione di anticorpi monoclonali e blot)	•		•	0.000	1	•	•	
Farmacologia	•	•	•	•	M •	•	•	
Colture cellulari e tissutali	•				A .	•	•	
Ricerca farmacologica	•	•				•	•	



## Gas discioiti

L'acqua contiene naturalmente gas disciolti, come anidride carbonica, azoto e ossigeno. L'anidride carbonica si scioglie in acqua e forma acido carbonico debole ( $H_2CO_3$ ), il quale può alterare il pH dell'acqua stessa. Inoltre, l'ossigeno, il più comune tra i gas non ionizzati, può provocare la corrosione delle superfici di metallo.



## Microrganismi

In tutte le sorgenti d'acqua naturali sono presenti batteri, funghi e alghe. La clorazione elimina i batteri nocivi, ma l'acqua di rubinetto contiene comunque microrganismi vivi che interferiscono con le applicazioni sterili, come le colture cellulari e tissutali.



## Pirogeni e virus

I pirogeni o le endotossine batteriche sono lipopolisaccaridi presenti nella membrana cellulare dei batteri gram negativi. I virus sono considerati acidi nucleici non viventi. Entrambi possono influire negativamente sugli esperimenti di laboratorio, spesso ostacolando la proliferazione cellulare e dei tessuti.



### **Nucieasi**

Le RNasi e le DNasi sono enzimi presenti in natura che intervengono nella regolazione delle funzioni dell'organismo. Questi enzimi, tanto importanti per il processo biologico, possono essere altrettanto nocivi per gli esperimenti che coinvolgono gli acidi nucleici. La presenza di questi contaminanti nell'acqua di laboratorio limita fortemente la capacità di amplificare le molecole di DNA. Danni analoghi possono subire gli esperimenti basati sull'RNA.

## Tecnologie di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead


Per ottenere acqua pura e ultrapura, le impurità illustrate nella pagina precedente devono essere rimosse in modo efficiente ed efficace. I sistemi di purificazione dell'acqua Barnstead utilizzano varie tecnologie, alcune in modo sinergico, per rimuovere le impurità e fornire acqua sempre PURA.

La purificazione dell'acqua è un processo graduale che richiede spesso l'uso di una combinazione di tecnologie, ognuna delle quali rimuove contaminanti specifici.

La tabella seguente mostra le impurità eliminate da ciascuna tecnologia.

	Distillazione	Osmosi inversa	Deionizzazione	Elettrodeio- nizzazione	Filtrazione	Ultrafiltrazione (UF)	Adsorbimento	Ossidazione con ultravioletti (UV)	Combinazione UV/UF
Ioni inorganici					۵	۵	<b>\( \)</b>	۵	۵
Gas disciolti		۵			<b>\( \)</b>	<b>\\</b>		<b>\</b>	
Residui organici			۵	۵	۵	۵			
Particelle			۵	۵			<b>\( \)</b>	<b>\</b>	
Batteri			<b>\( \)</b>	<b>\( \)</b>					
Pirogeni			۵	<b>\( \)</b>	<b>\( \)</b>			<b>6</b>	
Nucleasi	۵	<b>\( \)</b>	<b>\( \)</b>	<b>\( \)</b>	<b>\( \)</b>			•	





Schema di base della distillazione

## Distillazione

## La distillazione è la forma di purificazione dell'acqua con le maggiori capacità di rimozione.

Durante il processo di distillazione l'acqua viene bollita e sottoposta a cambiamenti di stato, passando dallo stato liquido a quello gassoso e viceversa. È il passaggio dallo stato liquido allo stato di vapore che, in misure diverse, separa l'acqua dalle numerose impurità disciolte quali ioni, contaminanti organici a basso punto di ebollizione (< 100 °C), batteri, pirogeni e particolati. La sola distillazione non consente di eliminare ioni inorganici, gas ionizzati, sostanze organiche con punto di ebollizione superiore a 100 °C o gas non ionizzati disciolti.

## Vantaggi

- Offre le più ampie capacità di rimozione dei contaminanti rispetto alle singole forme di purificazione dell'acqua
- · Non richiede prodotti di consumo

### Limiti

- Sono necessari interventi di manutenzione periodica e di pulizia manuale del sistema per mantenere la purezza dell'acqua
- Richiede l'uso di acqua per il raffreddamento

## Sistemi che utilizzano questa tecnologia

• Distillatori Thermo Scientific Barnstead Classic e Mega-Pure



## Tecnologie di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead

## **Filtrazione**

I prodotti di purificazione dell'acqua Barnstead offrono sia filtri di profondità (nominali) sia filtri a membrana (assoluti).

I filtri di profondità sono quelli più utilizzati come pretrattamento e consistono di fibre avvolte attorno a un nucleo tubolare scanalato. Quando l'acqua attraversa la barriera di fibre verso il nucleo tubolare, le particelle vengono trattenute sulle fibre. Tradizionalmente questo tipo di filtro rimuove la maggior parte delle impurità di dimensioni superiori a quelle nominali dei pori del filtro. Nella maggior parte dei casi questi filtri sono calibrati per rimuovere particelle di grandi dimensioni (> 1  $\mu$ m) in modo da proteggere le tecnologie a valle.

I filtri a membrana sono spesso definiti "assoluti", a indicare che sono progettati per eliminare tutte le particelle di dimensioni superiori a quelle nominali dei pori del filtro. Questi filtri sono costituiti da una membrana (di forma laminare o a fibre cave) e sono utilizzati quasi sempre alla fine di un sistema per rimuovere batteri o altre particelle non eliminate dalle tecnologie a monte. Tradizionalmente i filtri a membrana dei sistemi di purificazione dell'acqua di laboratorio sono caratterizzati da pori di dimensioni inferiori a 0,45 μm, più spesso di 0,2 μm.

## Vantaggi

- · Funzionamento efficiente
- La sola manutenzione richiesta è la sostituzione

### Limiti

- Ostruzioni
- Non adatta a eliminare sostanze organiche, nucleasi, pirogeni, gas disciolti o sostanze inorganiche disciolte

## Sistemi che utilizzano questa tecnologia

 Sistemi di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead GenPure, MicroPure, E-Pure, LabTower EDI, Smart2Pure, Pacific TII e LabTower TII

# Filtro finale Thermo Ultrafiltro

## Ultrafiltrazione (UF)

Nei processi di purificazione dell'acqua l'ultrafiltrazione viene utilizzata per rimuovere pirogeni (endotossine batteriche) e nucleasi. Questo processo è essenziale per le colture tissutali e cellulari, oltre che per la preparazione dei terreni.

Gli ultrafiltri utilizzano l'esclusione granulometrica per rimuovere particelle e macromolecole. Il funzionamento degli ultrafiltri è simile a quello delle membrane per osmosi inversa, ovvero le particelle vengono catturate sulla superficie delle membrane e rimosse per mezzo di una corrente di rigetto. Gli ultrafiltri sono utilizzati alla fine del sistema per garantire l'eliminazione completa delle impurità macromolecolari, quali pirogeni, nucleasi e particolati.

## Vantaggi

- Rimuove efficacemente le molecole (pirogeni, nucleasi, microrganismi e particolati) più grandi delle dimensioni nominali
- · Lunga durata
- Facilita l'eliminazione di pirogeni e nucleasi

### Limit

 Non elimina le sostanze inorganiche disciolte, i gas disciolti e le sostanze organiche

## Sistemi che utilizzano questa tecnologia

 Sistemi di purificazione dell'acqua Barnstead GenPure, MicroPure e Smart2Pure

## Osmosi inversa

L'osmosi inversa è il metodo più economico per rimuovere fino al 99% dei contaminanti presenti nell'acqua di alimentazione.

Per comprendere il principio dell'osmosi inversa è necessario dapprima capire che cos'è l'osmosi. Durante l'osmosi naturale, l'acqua passa attraverso una membrana semipermeabile da una soluzione meno concentrata a una soluzione più concentrata fino a quando la concentrazione e la pressione saranno equivalenti su entrambi i lati della membrana.

Nei sistemi di purificazione dell'acqua la membrana sul lato della soluzione più concentrata (acqua di alimentazione) viene sottoposta a una pressione esterna per invertire il naturale flusso osmotico. In questo modo l'acqua di alimentazione viene fatta passare forzatamente attraverso la membrana semipermeabile. Le impurità si depositano sulla superficie della membrana e vengono quindi eliminate. L'acqua filtrata attraverso la membrana è, nella maggior parte dei casi, un prodotto privo di impurità.

Le membrane per osmosi inversa sono caratterizzate da una sottile superficie microporosa che respinge le impurità, ma consente il passaggio dell'acqua. La membrana consente di eliminare batteri, pirogeni e il 90-95% delle particelle solide inorganiche. Gli ioni polivalenti sono più facili da rimuovere rispetto a quelli monovalenti. Le particelle solide organiche di peso molecolare superiore a 200 dalton vengono respinte dalla membrana, mentre i gas disciolti vengono rimossi meno efficacemente.

L'osmosi inversa è una tecnologia di eliminazione percentuale. La purezza dell'acqua ottenuta dipende dalla purezza dell'acqua di alimentazione. Di solito il prodotto ha un grado di purezza del 95-99% più elevato rispetto all'acqua di alimentazione.

A causa della natura limitativa della membrana, la portata è molto più bassa rispetto a quella di altre tecnologie di purificazione. Per questo motivo tutti i sistemi a osmosi inversa devono essere dotati di un capiente serbatoio che consenta la fornitura continua di acqua pura quando necessario.

## Vantaggi


- In varia misura, elimina la maggior parte di contaminanti, batteri e pirogeni e il 90-95% degli ioni inorganici
- · Richiede una manutenzione minima

## Limiti

- La portata limitata attraverso la membrana richiede la presenza di serbatoi intermedi per far fronte alle necessità d'uso
- · Non elimina i gas disciolti
- Richiede un pretrattamento per evitare danni alla membrana
  - > Ossidazione Cloro
  - > Calcare CaCO<sub>3</sub>
  - > Contaminazione Sostanze organiche e colloidi
  - > Perforazione Particelle abrasive

## Sistemi che utilizzano questa tecnologia

 Sistemi di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure, LabTower EDI, Pacific TII, LabTower TII, Pacific RO e LabTower RO



Processo di osmosi inversa



## Tecnologie di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead

## Deionizzazione

## La deionizzazione è anche detta demineralizzazione o scambio ionico.

È una procedura che elimina gli ioni dall'acqua di alimentazione tramite l'uso di resine sintetiche chimicamente modificate per ottenere un'affinità per gli ioni inorganici disciolti. Queste si suddividono in due categorie: resine per la rimozione dei cationi e resine per la rimozione degli anioni.

I cationi hanno carica positiva e includono sodio (Na\*), calcio (Ca\*²) e magnesio (Mg\*²). Gli anioni hanno carica negativa e includono cloruri (Cl¹), solfati (SO<sub>4</sub>-²) e bicarbonati (HCO-³). Gli ioni vengono rimossi dall'acqua tramite delle reazioni chimiche che si verificano durante il passaggio dell'acqua attraverso letti di resine a scambio ionico. La resina cationica contiene in superficie ioni idrogeno (H\*), che vengono trattati come ioni positivi. La resina anionica contiene ioni idrossido (OH¹) sulle superfici di scambio, i quali vengono trattati come ioni negativi. Il prodotto finale dei due scambi è H\* e OH¹, che si combinano per formare acqua (H<sub>2</sub>O).

La deionizzazione è l'unica tecnologia in grado di soddisfare i requisiti di resistività per l'acqua di grado reagente di Tipo 1. Nei sistemi di purificazione dell'acqua di laboratorio spesso le resine cationiche e anioniche vengono miscelate per ottenere la purezza ionica massima.

**Deionizzazione a doppio letto** – La resina cationica e la resina anionica occupano due sezioni distinte della cartuccia. In generale questo metodo di deionizzazione dell'acqua è meno efficace rispetto al metodo a letto misto, tuttavia è più tollerante nei confronti di altri tipi di impurità.

**Deionizzazione a letto misto** – Per ottenere la massima resistività e un basso livello di TOC viene utilizzata resina per deionizzazione a letto misto di grado semiconduttore. La miscelazione della resina cationica e di quella anionica porta a termine la deionizzazione, rimuovendo gli ioni in modo più efficace ed efficiente.

## Vantaggi


- Rimuove molto efficacemente gli ioni inorganici disciolti
- Produce acqua con resistività superiore a 18 MΩ.cm

### Limiti


- Capacità limitata Quando tutti i siti di legame ionico sono occupati, gli ioni non vengono più trattenuti ed è necessario sostituire la cartuccia
- Non rimuove sostanze organiche, particelle, pirogeni o batteri

## Sistemi che utilizzano questa tecnologia


 Sistemi di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead GenPure, MicroPure, E-Pure, LabTower EDI, Smart2Pure, Pacific TII, LabTower TII, sistemi di purificazione dell'acqua Bantam e cartucce Hose Nipple e B-Pure



Lo schema illustra gli scambi tra anioni e cationi sulla resina



L'immagine a sinistra illustra la resina a doppio letto, mentre quella a destra illustra la resina a letto misto



Processo di elettrodeionizzazione

## Elettrodeionizzazione (EDI)

A differenza dello scambio ionico standard, in cui le resine esauste devono essere eliminate o rigenerate chimicamente, EDI utilizza la corrente elettrica per la rigenerazione continua della resina.

## **Come funziona EDI**

Tra l'anodo e il catodo sono posizionati diversi strati di membrane iono-selettive. Tra questi strati vengono alternati letti di resina a scambio ionico e camere di concentrazione.

Quando si applica una tensione elettrica, l'acqua (H<sub>2</sub>0) viene scissa in H+ e OH– nella cella. I cationi H+ e Na+ possono migrare attraverso le membrane permeabili ai cationi, mentre gli anioni attraverso le membrane permeabili agli anioni.

Gli ioni migrano nella direzione della tensione applicata, ovvero gli anioni verso il polo positivo (anodo) e i cationi verso quello negativo (catodo). Gli ioni H+ e OH– dell'acqua, che migrano attraverso la camera di scambio ionico, rimuovono gli ioni dei sali trattenuti dalle resine a scambio ionico rigenerando continuamente le resine. Gli ioni di sale migrano attraverso le membrane iono-selettive appropriate nelle camere di concentrazione e vengono rimossi dall'acqua. Tutte le camere di concentrazione sono irrigate l'una dopo l'altra, pertanto gli ioni H+ e OH– possono combinarsi di nuovo per formare H<sub>2</sub>O.

## Vantaggi

- · Rimuove efficacemente gli ioni
- La rigenerazione è continua e automatica

### Limiti

- Capacità limitata l'acqua di alimentazione deve essere di alta qualità
- Non rimuove sostanze organiche, particelle, pirogeni o batteri

## Sistemi che utilizzano questa tecnologia

 Sistemi di purificazione dell'acqua Barnstead LabTower EDI

## Tecnologie di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead

## Adsorbimento

L'adsorbimento utilizza il carbone attivo a elevata superficie per eliminare sostanze organiche e cloro dall'acqua di alimentazione.

Questo metodo è utilizzato come primo o secondo stadio nella maggior parte dei sistemi di purificazione dell'acqua e può essere utilizzato anche come stadio finale, in combinazione con resine scambiatrici, per ottenere livelli estremamente ridotti di carbonio organico totale (TOC). Le sostanze organiche e il cloro aderiscono alla superficie del carbone attivo e vi rimangano legati.

Deionizzazione a letto misto e adsorbimento – Per ottenere la massima resistività e un basso livello di carbonio organico totale (TOC), abbiamo combinato in un'unica cartuccia resine per deionizzazione a letto misto di grado semiconduttore e carbone sintetico.

## Vantaggi

- Rimuove le sostanze organiche disciolte e il cloro
- · Lunga durata

## Limiti


• Non rimuove ioni e particolati

## Sistemi che utilizzano questa tecnologia

 Sistemi di purificazione dell'acqua Barnstead GenPure, MicroPure, E-Pure, LabTower EDI, Smart2Pure, Pacific TII, LabTower TII, sistemi di purificazione dell'acqua Bantam e cartucce Hose Nipple e B-Pure




Scelta di resine di alta qualità utilizzate per le nostre cartucce.



L'acqua di alimentazione contenente contaminanti organici e cloro viene a contatto con il carbone attivo all'interno della cartuccia. Le impurità aderiscono alla superficie del carbone, consentendo la produzione di acqua purificata.





## Ossidazione con ultravioletti (UV)

L'ossidazione fotochimica mediante luce ultravioletta elimina i residui organici e neutralizza i microrganismi presenti nell'acqua di alimentazione.

Le lampade UV dei nostri sistemi di purificazione dell'acqua emettono luce a due lunghezze d'onda, 185 e 254 nm. La luce generata a 254 nm produce un'azione antibatterica estremamente efficace grazie alla reazione con il DNA dei batteri che ne provoca l'inattivazione. La combinazione di luce a 185/254 nm ossida i composti organici consentendo livelli di carbone ossidabile inferiori a 5 ppb.

## Vantaggi

- · Efficace metodo di prevenzione antibatterica
- Ossidazione delle sostanze organiche per produrre acqua pura a bassi livelli di TOC

### Limiti

• Non elimina ioni, colloidi e particolati

## Sistemi che utilizzano questa tecnologia

• Sistemi di purificazione dell'acqua Barnstead GenPure, MicroPure, LabTower EDI, Smart2Pure, Pacific TII e LabTower TII

## Metodo combinato di ossidazione ultravioletta e ultrafiltrazione (UV/UF)

La combinazione di ossidazione ultravioletta e tecnologie di ultrafiltrazione con l'adsorbimento e la deionizzazione nello stesso sistema produce un'acqua praticamente priva di impurità. Queste tecnologie si sono dimostrate particolarmente efficaci nella rimozione di nucleasi come l'RNasi e la DNasi oltre che di pirogeni quando confrontate con concentrazioni note di queste sostanze. I sistemi di Tipo 1 con opzioni UV/UF producono acqua di grado reagente con una resistività fino a 18,2 M $\Omega$ .cm, un livello di TOC pari a 1-5 ppb, pirogeni < 0,001 EU/mL e quantità irrilevanti di RNasi, DNasi o DNA.

## Vantaggi

- Elimina nucleasi e DNA
- · Produce acqua con livelli ridotti di TOC e pirogeni

### Limiti

I metodi devono essere applicati nello stesso sistema

### Sistemi che utilizzano questa tecnologia

 Sistemi di purificazione dell'acqua Barnstead GenPure, MicroPure e Smart2Pure

## Standard internazionali di qualità dell'acqua

## Cosa significa "acqua di Tipo 1"

L'acqua reagente prevede specifiche quantitative che ne descrivono il livello di purezza. Queste specifiche sono descritte nelle discipline ASTM (American Society for Testing and Materials) D1193, ISO (International Organization for Standardization) 3696 e CLSI®-CLRW (Clinical and Laboratory Standards Institute-Clinical Laboratory Reagent Water). Gli standard più diffusi, ASTM D1193-6, sono sintetizzati nelle tabelle che seguono.

Standard ASTM per l'acqua reagente					
Unità di misura	Tipo I	Tipo II	Tipo III		
Resistività (MΩ.cm) a 25 °C	> 18	> 1	> 4		
Carbonio organico totale (ppb)	< 50	< 50	< 200		
Sodio (ppb)	< 1	< 5	< 10		
Cloruri (ppb)	< 1	< 5	< 10		
Silice totale (ppb)	< 3	< 3	< 500		

Gli standard ASTM sono poi suddivisi in A, B e C. Questi standard possono essere utilizzati insieme al tipo di acqua.

Standard ASTM per l'acqua reagente					
Unità di misura	Α	В	С		
Conta batteri eterotrofi (CFU/mL)	10/1000	10/100	1000/10		
Endotossine (unità per mL)	0,03	0,25	ND		

Ecco alcune ulteriori definizioni dei parametri utilizzati per indicare il grado di purezza dell'acqua.

Resistività – la tendenza dell'acqua priva di ioni a resistere alla conduzione elettrica.

L'unità di misura è il megohmcentimetro (MΩ.cm), spesso abbreviato come  $M\Omega$  o "meg". È generalmente utilizzata per le acque ad alto grado di purezza. Il massimo teorico è 18,2 MΩ.cm a 25 °C. Quanto più alto è il contenuto di ioni, tanto più bassa sarà la resistività. Viceversa, tanto più basso è il contenuto di ioni, tanto più alta sarà la resistività (la resistività elevata è un parametro apprezzato). Nei sistemi di purificazione per acqua ultrapura questo valore viene determinato utilizzando un misuratore in linea. La conduttività e la resistività sono inversamente proporzionali.


Conduttività – la tendenza dell'acqua contenente ioni a condurre elettricità.

L'unità di misura è il microsiemens/centimetro (µS/cm) o microohm/cm. La conduttività è utilizzata per misurare l'acqua di alimentazione o l'acqua trattata di bassa qualità. Maggiore è il numero di ioni presenti nell'acqua, più elevata è la conduttività. Questa viene misurata per mezzo di un conduttimetro.

Carbonio organico totale (TOC) – una misura dei contaminanti organici rilevati nell'acqua.

L'unità si misura in parti per milione (ppm) o parti per miliardo (ppb). L'acqua di alimentazione può rientrare nella fascia 2-5 ppm, mentre l'acqua pura di migliore qualità deve essere compresa nella fascia 1-5 ppb. La misurazione del TOC viene eseguita utilizzando un sistema in linea.

## Tecnologie avanzate utilizzate per monitorare la purezza dell'acqua



## Conduttività e resistività

La conduttività elettrica o resistenza viene misurata per mezzo di due elettrodi in linea. La corrente elettrica passa attraverso l'acqua transitando sugli ioni. Più basso è il numero di ioni, più difficile sarà la trasmissione dell'elettricità. Questo provoca una minore conduttività elettrica e una maggiore resistenza. Anche la temperatura dell'acqua influisce sulla conduttività/resistività, pertanto i rilevamenti in genere vengono normalizzati a 25 °C mediante compensazione della temperatura.

La resistività viene utilizzata per misurare la concentrazione ionica nell'acqua pura. Abbiamo una profonda conoscenza dell'acqua e sappiamo che, per ottenere acqua di Tipo 1 in grado di soddisfare le richieste dei nostri clienti, è necessario utilizzare numerose tecnologie.



Un sistema su misura per la purificazione dell'acqua





Nel progettare un sistema di purificazione dell'acqua, è opportuno valutare le applicazioni e le aree di interesse attuali e future del laboratorio. La tabella seguente aiuta a stabilire quali tipi di acqua vi occorrono.

		Tipo di	acqua	
Applicazioni e aree di interesse	Ultrapura Tipo 1	Pura Tipo 2	Osmosi inversa	Sistemi con cartuccia e filtro
Uso generale di laboratorio				
Autoclave		•	•	•
Umidificazione		•	•	•
Lavaggio/risciacquo di vetreria		•	•	•
Apparecchiature generiche da laboratorio (bagni d'acqua, incubatori e così via)		•	•	•
Acqua di alimentazione per sistemi di Tipo 1		•		
Preparazione di terreni		•		
Preparazione di tamponi		•		
Preparazione di reagenti chimici e biochimici		•		
Analisi				
Cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)	•			
Gascromatografia (GC)	•			
Cromatografia ionica (IC)	•			
Spettroscopia a plasma accoppiata induttivamente (ICP)	•			
Spettroscopia di massa (MS)	•			
Assorbimento atomico (AA)	•			
Carbonio organico totale (TOC)	•			
Scienze naturali				
Genomica (ad esempio, PCR e mutagenesi)	•			
Proteomica (ad esempio, cristallografia ed elettroforesi)	•			
Immunologia (ad esempio, produzione di anticorpi monoclonali e blot)	•			
Farmacologia	•			
Colture cellulari e tissutali	•			
Ricerca farmacologica	•			
Biologia molecolare	•			
Microbiologia	•			

Tutto sull'acqua di laboratorio

## Un sistema su misura per la purificazione dell'acqua

Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead GenPure

## Cosa vi offrono i sistemi di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead

I nostri sistemi di purificazione dell'acqua sono progettati per poter essere utilizzati da soli o in combinazione con altri nostri sistemi per una maggiore flessibilità. Di seguito è indicato un riepilogo delle nostre linee di prodotti per ogni tipo di acqua.



Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead Smart2Pure

## Acqua ultrapura (Tipo 1)

È il grado dell'acqua necessario per le applicazioni di laboratorio più sensibili e difficili. L'acqua di Tipo 1 può essere purificata da pirogeni, nucleasi, batteri e particolato. Possiede il massimo grado di purezza, ma è anche la più costosa da ottenere.

Se le applicazioni richiedono diversi tipi di acqua, i nostri esperti possono aiutare a configurare un sistema di purificazione dell'acqua specifico per le diverse esigenze.

## I sistemi riportati di seguito consentono di ottenere l'acqua di Tipo 1 necessaria per le vostre applicazioni.

- Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead LabTower EDI
- Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure
- Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead GenPure
- Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead MicroPure
- Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead E-Pure

I sistemi per acqua ultrapura presentano caratteristiche e volumi di produzione giornaliera diversi. Per informazioni complete, consultate la sezione relativa all'acqua di Tipo 1.

## Acqua pura (Tipo 2)

L'acqua di Tipo 2 è quella più utilizzata per le applicazioni generali di laboratorio come la preparazione di reagenti e il risciacquo di vetreria. È comunemente utilizzata anche per alimentare i sistemi di Tipo 1 e ottenere così un sistema di purificazione completo.

## I sistemi riportati in basso forniscono l'acqua di Tipo 2 necessaria per le applicazioni.

- Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Pacific TII
- Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead LabTower TII
- Sistema di purificazione dell'acqua con distillatori in vetro Thermo Scientific Barnstead Mega-Pure
- Sistema di purificazione dell'acqua con distillatori Thermo Scientific Barnstead Classic



Sistema di purificazione dell'acqua Barnstead GenPure xCAD Plus, mostrato con due erogatori a distanza aggiuntivi

## Acqua da osmosi inversa (RO)

L'osmosi inversa (R0) è una tecnologia di rimozione percentuale in cui la purezza dell'acqua dipende direttamente dalla qualità dell'acqua di alimentazione. Di conseguenza, l'acqua ottenuta non può essere classificata generalmente come un "tipo" specifico di acqua.

L'acqua ottenuta con questo metodo è consigliata per l'utilizzo in dispositivi di laboratorio generici quali sterilizzatori, lavastoviglie e bagni d'acqua.

## I sistemi riportati di seguito forniscono l'acqua RO necessaria per le applicazioni.

- Sistemi di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Pacific RO
- Sistemi di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead LabTower RO

## rubinetto. I sistemi con cartuccia e filtro sono disponibili per

Sistemi con cartuccia e filtro

Le cartucce costituiscono un'opzione estremamente utile per i

laboratori che necessitano di strumenti di purificazione dell'acqua

pretrattata al punto di utilizzo o di singoli trattamenti dell'acqua di

- applicazioni specifiche.
- Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead B-Pure
- Cartucce Thermo Scientific Barnstead Hose Nipple
- Deionizzatore Thermo Scientific Barnstead Bantam
- Filtri Thermo Scientific Barnstead 1/2 Size B-Pure



Cartuccia Barnstead Hose Nipple e supporto



Supporto cartucce Barnstead B-Pure



Deionizzatore Barnstead Bantam

## Un sistema su misura per la purificazione dell'acqua




Applicazioni del laboratorio: Colture cellulari e tissutali, PCR, preparazione di terreni e HPLC

Tipi di acqua necessari: Acqua di Tipo 1 (basso contenuto di sostanze organiche, pirogeni e nucleasi) e di Tipo 2

Soluzione: Serbatoio Barnstead Pacific TII da 30 L e Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF

Watson è un laboratorio tradizionale di biologia cellulare e molecolare che necessita di un sistema in grado di produrre acqua di Tipo 1 priva di nucleasi, pirogeni e batteri. Il nostro sistema Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF è perfetto per le sue esigenze di acqua ultrapura.

Il nostro sistema Barnstead Pacific TII, oltre a produrre acqua per l'uso generale di laboratorio, è in grado di fornire l'acqua di alimentazione per il sistema GenPure xCAD Plus UV/UF.



Applicazioni del laboratorio: ICP/MS, GC/MS, HPLC e preparazione di reagenti chimici e tamponi
Tipi di acqua necessari: Acqua di Tipo 1 (a basso contenuto di sostanze organiche) e di Tipo 2

Soluzione: Barnstead LabTower TII e Barnstead GenPure Pro UV

Presso il laboratorio Le si eseguono quotidianamente esperimenti analitici. I ricercatori necessitano di preparare autonomamente tamponi e reagenti, perciò abbiamo suggerito una configurazione in grado di fornire acqua di Tipo 1 e 2.

Il nostro sistema Barnstead LabTower TII converte l'acqua di rubinetto in acqua di Tipo 2, che viene conservata nel serbatoio integrato da 100 L. L'acqua può essere prelevata dal serbatoio o dal nostro sistema Barnstead GenPure Pro UV (dotato di filtro da 0,2 µm per garantire un'acqua priva di batteri). Il serbatoio alimenta il nostro sistema Barnstead GenPure Pro, che poi fornisce acqua ultrapura (Tipo 1).

## Sistemi modulari per una maggior flessibilità



I nostri sistemi per la purificazione dell'acqua sono costituiti da elementi modulari perché molti laboratori necessitano di più tipi d'acqua. Ecco alcuni esempi di nostri sistemi progettati per l'uso in laboratori con diverse aree di interesse.



Applicazioni del laboratorio: Applicazioni generiche di laboratorio, risciacquo di vetreria e accessori in plastica,


preparazione di terreni e HPLC

Tipi di acqua necessari: Tipo 1 e Tipo 2 (distillata)

Soluzione: Distillatore Barnstead Mega-Pure con sistema di raccolta automatico e un sistema

**Barnstead MicroPure UV** 

Il laboratorio Bauer necessita di acqua di Tipo 1 per esperimenti analitici e HPLC (mediamente meno di 15 L al giorno) e di acqua distillata per la preparazione di reagenti generici e il risciacquo di vetreria, quindi abbiamo consigliato i nostri sistemi Barnstead MicroPure UV e un distillatore Barnstead Mega-Pure con sistema di raccolta automatico. Abbiamo suggerito anche il deionizzatore con cartuccia doppia per il pretrattamento dell'acqua al distillatore perché l'acqua del laboratorio è particolarmente dura.



Applicazioni del laboratorio: Purificazione proteica e PCR

Tipi di acqua necessari: Tipo 1

Soluzione: Barnstead Smart2Pure UV/UF

Le tecniche biochimiche, come la purificazione proteica e la PCR, sono importanti per il laboratorio Simpson, ma il laboratorio ha seri limiti di spazio. Il nostro sistema Barnstead Smart2Pure UV/UF è la soluzione completa per trasformare l'acqua di rubinetto in acqua di Tipo 1. Converte l'acqua di rubinetto in acqua ultrapura con un ingombro minimo. L'opzione UV/UF consente di ottenere acqua priva di nucleasi, ideale per le applicazioni sensibili.

## TIPO 1

## ultrapura

sistemi di purificazione dell'acqua

## Cosa caratterizza i sistemi di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead?

La nostra gamma di prodotti per la purificazione dell'acqua Barnstead include una linea completa di sistemi di Tipo 1 in grado di far fronte a qualsiasi esigenza di acqua ultrapura. Le numerose opzioni disponibili consentono di ottenere un sistema personalizzato in grado di soddisfare le vostre esigenze, evitando di dover pagare tecnologie che non utilizzate.





## praticità

Automanutenzione semplificata grazie al design della cartuccia a cambio rapido

Spedizione di tutti i componenti e degli accessori necessari con un solo numero di catalogo



## **TIPO 1**

## Sistemi di purificazione per acqua ultrapura Thermo Scientific Barnstead Guida alla Scelta

Selezionate il sistema di purificazione dell'acqua che meglio si adatta alle vostre esigenze



	Livelli organici ultra-ridotti, < 5 ppb HPLC, TOC, GC/MS, ICP e ICP-MS	L'ossidazione con UV è necessaria per la rimozione delle sostanze organiche dall'acqua di alimentazione riducendone i livelli a > 5 ppb e assicurando protezione contro i microrganismi
Applicazioni	Coltura cellulare, produzione di anticorpi monoclonali ed elettroforesi	L'ultrafiltrazione rimuove i pirogeni dall'acqua di alimentazione
	Applicazioni con acqua priva di pirogeni e nucleasi, come PCR, elettroforesi 2D, coltura cellulare e blotting	L'opzione UV/UF è la combinazione di tecnologie più – utilizzata per ridurre le sostanze organiche e rimuovere pirogeni e nucleasi
Monitoraggio UV		Il fotosensore controlla costantemente l'intensità della lampada UV. Una diminuzione di intensità potrebbe determinare un misurazione non corretta del TOC
Tecnologia	Controllo dell'acqua di alimentazione	Il controllo dell'acqua di alimentazione avverte l'utente delle fluttuazioni nella qualità dell'acqua di alimentazione
	Monitoraggio del carbonio organico totale (TOC)	Il monitoraggio in tempo reale della quantità di materiali organici nell'acqua prodotta è mostrato sul display
	Erogazione volumetrica	L'erogazione è attivata dalla pressione di un pulsante Controllo da 0,01-65 litri con una precisione di $<0,\!5\%$
Caratteristiche	Erogatore a distanza GenPure xCAD Plus	Consente il controllo completo del sistema a livello dell'erogatore a distanza GenPure xCAD Plus
Caratteristiche	Montaggio sotto il banco	Ideale quando lo spazio su banco è limitato. Il sistema viene posizionato sotto il banco e lontano dalla vista.
	Stampa dei dati RS-232 a intervalli programmati	Soddisfa le linee guida delle GLP, dati disponibili per la stampa
Capacità	Quantità ottimale di acqua da usare quotidianamente per supportare la vita utile ragionevole della cartuccia	Si espande in base alle esigenze delle applicazioni e del laboratorio

## NECESSITÀ DI ALIMENTAZIONE CON ACQUA DI BUBINETTO

## NECESSITÀ DI ALIMENTAZIONE CON ACQUA PRETRATTATA



200 L/giorno

15 L/giorno

100 L/giorno\*

200 L/giorno

200 L/giorno

200 L/giorno

150 L/giorno

<sup>\*</sup> Applicabile solo quando si utilizza acqua di alimentazione pretrattata.

## Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead GenPure xCAD Plus



Il sistema Barnstead GenPure xCAD Plus fornisce acqua ultrapura a 18,2 M $\Omega$ .cm con una qualità conforme alle applicazioni più esigenti e sensibili. L'erogatore a distanza xCAD fornisce flessibilità e controllo.



## **APPLICAZIONI:**

## Biologia molecolare e microbiologia

- · Colture cellulari e tissutali
- PCR e seguenziamento del DNA
- Elettroforesi

### Chimica analitica

- HPLC
- GC, GC-MS, ICP-MS e AA
- Misurazioni del TOC e IC

Tutti i sistemi GenPure superano gli standard internazionali ASTM tipo I, ISO 3696 grado 1, ASTM D1193 e CLSI-CLRW.

## **Erogazione simultanea fino a tre erogatori**

- Ogni sistema dispone di un erogatore a distanza xCAD Plus singolo
- Per una maggiore flessibilità, è possibile aggiungere uno o due erogatori xCAD Plus
- Erogazione simultanea da tutti e tre gli erogatori

### Controllo integrato dell'acqua di alimentazione

 Un'ulteriore cella di misurazione monitora la conduttività dell'acqua di alimentazione. Se la qualità dell'acqua di alimentazione scende al di sotto del valore impostato, viene visualizzato immediatamente un messaggio di errore

## Misurazione in linea del TOC con monitoraggio dell'intensità della lampada UV

- Monitoraggio in tempo reale del TOC per la misurazione continua delle sostanze organiche presenti nell'acqua
- Il monitoraggio continuo dell'intensità della lampada UV elimina il rischio di falsi valori del TOC dovuti alla ridotta intensità della lampada UV
- I messaggi di errore avvertono l'utente quando l'intensità della lampada UV non è più sufficiente per misurazioni accurate del TOC

## Foto-ossidazione con UV a 185/254 nm

- Il gruppo lampada UV ad alte prestazioni riduce in modo affidabile il contenuto di microrganismi e dei loro metaboliti
- L'ossidazione UV riduce i composti organici nell'acqua portandoli a livelli ultra-ridotti

## Rilevazione delle perdite

• È possibile rilevare le perdite interne e viene visualizzato un relativo errore

## Pronto all'uso

 Il pressostato dell'acqua di alimentazione, la staffa per il montaggio a parete, la lampada UV, la cartuccia per acqua ultrapura e il filtro sterile sono tutti inclusi in un solo numero di catalogo

## Misurazione della conduttività/resistività

- Le celle di conduttività sono accuratamente calibrate prima di ogni misurazione mediante la resistenza di riferimento integrata con costanti di cella di 0,01 cm<sup>-1</sup>
- $\bullet$  Le misurazioni della temperatura vengono eseguite mediante un sensore a chip di platino con una precisione di  $\pm 0,1$  °C

## Sostituzione della cartuccia a innesto rapido

 La funzione di innesto rapido Aquastop permette la sostituzione delle cartucce in pochi secondi anche durante il funzionamento

### **Dosaggio esatto**

 Il dosaggio elettronico consente un controllo del volume completamente automatico da 0,01 a 65 L con una precisione < 2%</li>



## controllo completo estrema flessibilità

## Documentazione conforme alle linee guida GLP

- L'orologio in tempo reale e il sistema operativo protetto da codice impediscono modifiche non autorizzate alle impostazioni del sistema
- L'interfaccia RS-232 con intervallo di invio regolabile consente di trasferire in modo sicuro tutti i dati misurati, i messaggi di errore, la data e l'ora a un PC o a una stampante di registro
- Il microprocessore digitale tiene sotto controllo e memorizza automaticamente i messaggi di errore delle ultime quattro settimane
- È possibile attivare o disattivare la misurazione della conduttività conforme alla USP

Schema comparativo delle caratteristiche						
	Sistema GenPure xCAD Plus	Sistema GenPure xCAD Plus UV	Sistema GenPure xCAD Plus UF	Sistema GenPure xCAD Plus UV/UF	Sistema GenPure xCAD Plus UV - TOC	Sistema GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC
Applicazioni	AA, IC, ICP e tamponi standard	Analisi di sostanze organiche e inorganiche in tracce, HPLC, ICP-MS, IC e analisi del TOC	Biologia molecolare, microbiologia, IVF e anticorpi monoclonali	Biologia molecolare, PCR, DNA, anticorpi monoclonali e terreni per colture cellulari	Analisi chimica (analisi di tracce, HPLC, IC, ICP-MS e misurazioni del TOC)	Bioscienze (terreni per colture cellulari e tissutali, PCR, DNA e anticorpi monoclonali)
Resistenza a 25 °C, MΩ.cm	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Conduttività, µS/cm	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
TOC, ppb	5-10	1-5	5-10	1-5	1-5	1-5
RNasi, ng/mL	ND	ND	ND	< 0,003	ND	< 0,003
DNasi, pg/μl	ND	ND	ND	< 0,4	ND	< 0,4
Batteri, CFU/mL	< 1	<1	< 1	< 1	<1	< 1
Particelle, 0,22 µm/mL	< 1	<1	< 1	< 1	<1	< 1
Endotossine, EU/mL	ND	ND	< 0,001	< 0,001	ND	< 0,001
Monitoraggio del TOC	ND	ND	ND	ND	Standard	Standard
Portata, L/min	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2

## Qualità dell'acqua ultrapura visibile

Gli importanti valori di conduttività/resistività e TOC sono facilmente visualizzabili durante l'erogazione.

**Non-Stop:** sistema pronto per l'erogazione



## Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead GenPure xCAD Plus (continua)



## Erogatore a distanza Thermo Scientific xCAD Plus – il massimo controllo del sistema con un ingombro ridotto

- xCAD è l'acronimo di "Extended Control and Dispenser". Il sistema offre una maggiore flessibilità per l'erogazione dell'acqua ultrapura con un raggio di azione di 80 cm (32")
- Il braccio di erogazione ergonomico fornisce un dosaggio preciso del volume con la semplice pressione di un pulsante
- La possibilità di rotazione, regolazione dell'altezza ed estensione verso il contenitore rendono l'erogatore flessibile
- Grazie al design esclusivo tutti i comandi del sistema sono a portata di mano
- Scegliete l'erogatore xCAD Plus da banco o con montaggio a parete. L'ingombro ridotto del sistema xCAD Plus da banco libera spazio sul banco, mentre la versione con montaggio a parete riduce a zero lo spazio occupato
- Il controller regolabile facilita la manipolazione e offre una visione più chiara delle impostazioni cruciali
- Oltre alle opzioni flessibili di installazione del sistema xCAD Plus, i sistemi GenPure possono essere installati anche sotto il banco o montati a parete per mezzo delle staffe fornite a una distanza massima di 2,5 m (8 ft) dal sistema principale.



Dimensioni del sistema xCAD	
	Dimensioni L x P x A in mm (")
xCAD da banco	260 x 530 x 725 (10,2 x 21 x 28,5)
xCAD con montaggio a parete	260 x 530 x 655 (10,2 x 21 x 25,8)

Requisiti dell'acqua di alimentazione*						
Sorgente	Acqua di rubinetto potabile pretrattata tramite osmosi inversa, scambio ionico o distillazione					
Conduttività dell'acqua di alimentazione, µS/cm	< 2					
TOC, ppb	max 50					
Conta batteri, CFU/mL	< 100					
Torbidità, NTU	< 1,0					
Temperatura, °C	2-35					
Pressione, bar (psi)	0,1-6 (1,4-87)					

<sup>\*</sup> Per l'elenco completo dei requisiti dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.

Specifiche di prodotto					
Portata	Pressione di esercizio min/max	Requisiti elettrici	Assorbimento di corrente	Connettore dell'acqua di alimentazione	Dimensioni L x P x A in mm (")
Fino a 2 L/min	2-6 bar (29-87 psi)	90-240 V, 50/60 Hz	0,1 kW	NPT ¾"	372 x 330 x 615 (14,6 x 13 x 24)

	(29-8	7 psi)	3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		(14,		6 x 13 x 24)	
Opzioni del sistema		GenPure xCAD Plus	GenPure xCAD Plus UV	GenPure xCAD Plus UF	GenPure xCAD Plus UV/UF	GenPure xCAD Plus UV - TOC	GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC	
Sistema GenPure* Tutti i sistemi comprendono una staffa per il montaggio a parete, una cartuccia del sistema  Con xCAD Plus da banco		50136149	50136152	50136150	50136151	50136153	50136146	
di pulitura per acqua ultrapura, u da 0,2 µm, un regolatore di pres lampada UV e/o un ultrafiltro, se	ın filtro sterile sione, una	Con xCAD Plus da parete	50136165	50136170	50136167	50136169	50136171	50136172
Accessori opzionali								
Cartuccia DI in acciaio inossidabile, DI 1500  Necessaria solo se l'acqua di alimentazione non soddisfa i requisiti. Prolunga la vita utile della cartuccia del sistema.  Per le nuove installazioni, 04.1690 è il kit di tubi necessario per adattare la cartuccia al sistema.		02.1500	02.1500	02.1500	02.1500	02.1500	02.1500	
Erogatore a distanza xCAD Erogatore a distanza aggiuntivo pe	er una	Da banco	50136494	50136494	50136494	50136494	50136494	50136494
maggiore flessibilità. Al singolo sisi possibile aggiungere fino a 2 erog		Da parete	50136505	50136505	50136505	50136505	50136505	50136505
	Cartuccia per disinfezione Cartuccia riutilizzabile necessaria per pulire il sistema di purificazione dell'acqua.		09.2201	09.2201	09.2201	09.2201	09.2201	09.2201
	Stampante Utilizza l'interfaccia RS-232 per la documentazione sicura di tutti i valori misurati e dei messaggi di errore con data e ora registrati secondo le linee quida GLP		AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1
misurati e dei messaggi di erro			09.2207	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207
Serbatoio di polietilene, opaco 598 x 380 mm (23,5 x 14,9"	Serbatoio da 30 L per alimentare il sistema Serbatoio di polietilene, opaco alla luce 598 x 380 mm (23,5 x 14,9"), A x L L'accessorio per il montaggio a parete è 06.5015		06.5038	06.5038	06.5038	06.5038	06.5038	06.5038
Serbatoio da 60 L per alimentare il sistema Serbatoio di polietilene, opaco alla luce 912 x 380 mm (35,9 x 14,9"), A x L L'accessorio per il montaggio a parete è 06.5016		06.5068	06.5068	06.5068	06.5068	06.5068	06.5068	
Prodotti di consumo sosi	titutivi							
Cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultrapura		09.2005	09.2005	09.2005	09.2005	09.2005	09.2005	
Filtro sterile da 0,2 µm		09.1003	09.1003	09.1003	09.1003	09.1003	09.1003	
Ultrafiltro		ND	ND	50133980	50133980	ND	50133980	
Lampada UV	Lampada UV		ND	09.2002	ND	09.2002	09.2002	09.2002
	Europ Pacifi		09.2202	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202
Soluzione detergente		America del Nord/America Latina	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25

## Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead GenPure Pro

Il sistema Barnstead GenPure Pro fornisce acqua ultrapura a 18,2 MΩ.cm con una qualità costante. Questo sistema di purificazione per acqua ultrapura, adatto alle applicazioni di laboratorio più esigenti, eroga acqua occupando un ingombro minimo. Il sistema GenPure Pro può essere usato su un banco di laboratorio o montato a parete. Il nuovo erogatore flessibile offre la massima libertà, erogando acqua ultrapura fino a una distanza massima di 60 cm (24") dall'unità.



## **APPLICAZIONI:**

## Biologia molecolare e microbiologia

- · Colture cellulari e tissutali
- PCR e seguenziamento del DNA
- Elettroforesi

## Chimica analitica

- HPLC
- GC, GC-MS, ICP-MS e AA
- Misurazioni del TOC e IC

Tutti i sistemi GenPure superano gli standard internazionali ASTM tipo I, ISO 3696 grado 1, ASTM D 1193 e CLSI.

## Erogazione per numerose attività

 Il nuovo erogatore flessibile offre un raggio di movimento di 60 cm (24") dal sistema per il riempimento di contenitori più grandi o per il lavaggio della vetreria

### Rilevazione delle perdite

• È possibile rilevare le perdite interne e viene visualizzato un relativo errore

### Controllo integrato dell'acqua di alimentazione

 Un'altra cella di misurazione controlla la conduttività dell'acqua di alimentazione.
 Qualsiasi deviazione dal valore limite viene visualizzata immediatamente per aumentare al massimo la vita utile della cartuccia

## Misurazione in linea del TOC con monitoraggio dell'intensità della lampada UV

- Monitoraggio in tempo reale del TOC per la misurazione continua delle sostanze organiche presenti nell'acqua
- Il monitoraggio continuo dell'intensità della lampada UV elimina il rischio di falsi valori del TOC dovuti alla ridotta intensità della lampada UV
- I messaggi di errore avvertono l'utente quando l'intensità della lampada UV non è più sufficiente per misurazioni accurate del TOC

## Foto-ossidazione con UV a 185/254 nm

- Il gruppo lampada UV ad alte prestazioni riduce in modo affidabile il contenuto di microrganismi e dei loro metaboliti
- · L'ossidazione UV riduce i composti organici nell'acqua portandoli a livelli ultra-ridotti

## Pronto all'uso

- Il pressostato dell'acqua di alimentazione, la staffa per il montaggio a parete, la lampada UV, la cartuccia per acqua ultrapura e il filtro sterile sono tutti inclusi in un solo numero di catalogo
- Rilevazione delle perdite integrata con avviso dell'utente

### Misurazione della conduttività/resistività

- Le celle di conduttività sono accuratamente calibrate prima di ogni misurazione mediante la resistenza di riferimento integrata con costanti di cella di 0,01 cm<sup>-1</sup>
- $\bullet$  Le misurazioni della temperatura vengono eseguite mediante un sensore a chip di platino con una precisione di  $\pm 0,1\,^{\circ} C$

## Sostituzione della cartuccia a innesto rapido

 La funzione di innesto rapido Aquastop permette la sostituzione delle cartucce in pochi secondi anche durante il funzionamento

## **Dosaggio esatto**

- La valvola di prelievo a elevata precisione POM consente l'erogazione con filtro sterile
- Il dosaggio elettronico consente il controllo completamente automatico del volume da 0,01 a 65,0 L con un'accuratezza < 2%</li>



Semplicità di erogazione mediante la pressione di un pulsante

## Documentazione conforme alle linee guida GLP

- L'orologio in tempo reale e il sistema operativo protetto da codice impediscono modifiche non autorizzate alle impostazioni del sistema
- L'interfaccia RS-232 con intervallo di invio regolabile trasferisce in modo sicuro tutti i dati misurati, i messaggi di errore, la data e l'ora a un PC o a una stampante di log
- Il microprocessore digitale tiene sotto controllo e memorizza automaticamente i messaggi di errore delle ultime quattro settimane
- È possibile attivare o disattivare la misurazione della conduttività conforme alla USP

## Pannelli di controllo inclinabili per facilitare la visualizzazione

- Il controller, grazie al suo design ergonomico, si inclina per offrire semplicità di utilizzo e migliore visibilità
- · Display alfanumerico illuminato a quattro righe

Schema comparativo delle caratteristiche								
	Sistema GenPure Pro	Sistema GenPure Pro UV	Sistema GenPure Pro UF	Sistema GenPure Pro UV/UF	Sistema GenPure Pro UV - TOC	Sistema GenPure Pro UV/UF - TOC		
Applicazioni	AA, IC, ICP e tamponi standard	Analisi di sostanze organiche e inorganiche in tracce, HPLC, ICP-MS, IC e analisi del TOC	Microbiologia, IVF e anticorpi monoclonali	Biologia molecolare, PCR, DNA, anticorpi monoclonali e terreni per colture cellulari	Analisi chimiche (analisi di tracce, HPLC, IC, ICP-MS e misurazione del TOC)	Bioscienze (terreni per colture cellulari e tissutali, PCR, DNA e anticorpi monoclonali)		
Resistenza a 25 °C, $M\Omega$ .cm	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2		
Conduttività, µS/cm	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055		
TOC, ppb	5-10	1-5	5-10	1-5	1-5	1-5		
RNasi, ng/mL	ND	ND	ND	< 0,003	ND	< 0,003		
DNasi, pg/μl	ND	ND	ND	< 0,4	ND	< 0,4		
Batteri, CFU/mL	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
Particelle, 0,22 µm/mL	<1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		
Endotossine, EU/mL	ND	ND	< 0,001	< 0,001	ND	< 0,001		
Monitoraggio del TOC	ND	ND	ND	ND	Standard	Standard		
Portata, L/min	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2		

## erogazione flessibile

monitoraggio preciso della purezza

## Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead GenPure Pro (continua)



Pratica erogazione per numerose applicazioni grazie al raggio di movimento dell'erogatore flessibile



Sostituzione della cartuccia a innesto rapido

Non-stop 18,2 M<sub>Ω</sub>\*cm TC 17,5 °C 1,00 L UV 1 ppb

Il display intuitivo mostra importanti parametri di sistema

Dosaggio esatto dal sistema di purificazione dell'acqua GenPure Pro con erogazione attivata dalla pressione di un pulsante

Requisiti dell'acqua di alimentazione*						
Sorgente	Acqua di rubinetto potabile, pretrattata con osmosi inversa, scambio ionico o distillazione					
Conduttività dell'acqua di alimentazione, µS/cm	< 2					
TOC, ppb	max 50					
Conta batteri, CFU/mL	< 100					
Torbidità, NTU	< 1,0					
Temperatura, °C	2-35					
Pressione, bar (psi)	0,1-6 (1,4-87)					

<sup>\*</sup> Per l'elenco completo dei requisiti dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.

Specifiche di prodotto					
Portata	Pressione di esercizio min/max	Requisiti elettrici	Assorbimento di corrente	Connettore dell'acqua di alimentazione	Dimensioni L x P x A in mm (")
Fino a 2 L/min	2-6 bar (29-87 psi)	90-240 V, 50/60 Hz	0,1 kW	NPT 3/4"	472 x 330 x 615 (18,6 x 13 x 24,2)

Opzioni del sistema		GenPure Pro	GenPure Pro UV	GenPure Pro UF	GenPure Pro UV/UF	GenPure Pro UV - TOC	GenPure Pro UV/UF - TOC
Sistema GenPure Pro* Tutti i sistemi comprendono una staffa per il montaggio a parete, una cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultrapura, un filtro sterile da 0,2 µm, un regolatore di pressione, una lampada UV e/o un ultrafiltro, se applicabile		50131956	50131952	50131954	50131950	50131948	50131922
Accessori opzionali							
Cartuccia DI in acciaio inossidabile, DI 1500 Necessaria solo se l'acqua di alimentazione non soddisfa i requisiti. Prolunga la vita utile della cartuccia del sistema. Per le nuove installazioni, 04.1690 è il kit di tubi necessario per adattare la cartuccia al sistema.		02.1500	02.1500	02.1500	02.1500	02.1500	02.1500
Stampante Utilizza l'interfaccia RS-232 e fornisce per la documentazione sicura di tutti i valori misurati e	120 V, 50/60 Hz	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1
dei messaggi di errore con data e ora registrati secondo le linee guida GLP		09.2207	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207
Serbatoio da 30 L per alimentare il sistema Serbatoio di polietilene, opaco alla luce. 598 x 380 mm (23,5 x 14,9"), A x L. L'accessorio per il montaggio a parete è 06.5015		06.5038	06.5038	06.5038	06.5038	06.5038	06.5038
Serbatoio da 60 L per alimentare il sistema Serbatoio di polietilene, opaco alla luce. 912 x 380 mm (35,9 x 14,9"), A x L. L'accessorio per il montaggio a parete è 06.5016		06.5068	06.5068	06.5068	06.5068	06.5068	06.5068
Cartuccia per disinfezione Cartuccia riutilizzabile necessaria per pulire il sistema di purificazione dell'acqua.		09.2201	09.2201	09.2201	09.2201	09.2201	09.2201
Prodotti di consumo sosti	tutivi						
Cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultrapura		09.2005	09.2005	09.2005	09.2005	09.2005	09.2005
Filtro sterile da 0,2 μm		09.1003	09.1003	09.1003	09.1003	09.1003	09.1003
Ultrafiltro		ND	ND	50133980	50133980	ND	50133980
Lampada UV		ND	09.2002	ND	09.2002	09.2002	09.2002
	Europa/Asia Pacifico	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202
Soluzione detergente	America del Nord/America Latina	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25

## Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead GenPure

Il sistema Barnstead GenPure eroga acqua ultrapura a 18,2  $M\Omega$ .cm con qualità costante per le applicazioni più complesse e sensibili.



## **APPLICAZIONI:**

### Biologia molecolare e microbiologia

- · Colture cellulari e tissutali
- PCR e seguenziamento del DNA
- Elettroforesi

## Chimica analitica

- HPLC
- GC, GC-MS, ICP-MS e AA
- Misurazioni del TOC e IC

Tutti i sistemi GenPure superano gli standard internazionali ASTM tipo I, ISO 3696 grado 1, ASTM D1193 e CLSI-CLRW.

## Controllo integrato dell'acqua di alimentazione

Un'altra cella di misurazione controlla la conduttività dell'acqua di alimentazione.
 Qualsiasi superamento del valore limite viene visualizzato immediatamente, in modo da ottimizzare la vita utile delle cartucce

## Misurazione in linea del TOC con monitoraggio dell'intensità della lampada UV

- Monitoraggio in tempo reale del TOC per la misurazione continua delle sostanze organiche presenti nell'acqua
- Il monitoraggio continuo dell'intensità della lampada UV elimina il rischio di falsi valori del TOC dovuti alla ridotta intensità della lampada UV
- I messaggi di errore avvertono l'utente quando l'intensità della lampada UV non è più sufficiente per misurazioni accurate del TOC

## Foto-ossidazione con UV a 185/254 nm

- Il gruppo lampada UV ad alte prestazioni riduce in modo affidabile il contenuto di microrganismi e dei loro metaboliti
- L'ossidazione UV riduce i composti organici nell'acqua portandoli a livelli ultra-ridotti

### Pronto all'uso

 Il pressostato dell'acqua di alimentazione, la staffa per il montaggio a parete, la lampada UV, la cartuccia per acqua ultrapura e il filtro sterile sono tutti inclusi con un solo numero di catalogo

## Misurazione della conduttività/resistività

- Le celle di conduttività sono accuratamente calibrate prima di ogni misurazione mediante la resistenza di riferimento integrata con costanti di cella di 0,01 cm<sup>-1</sup>
- Le misurazioni della temperatura vengono eseguite mediante un sensore a chip di platino con una precisione di ±0,1 °C

## Sostituzione della cartuccia a innesto rapido

 La funzione di innesto rapido Aquastop permette la sostituzione delle cartucce in pochi secondi anche durante il funzionamento

## Documentazione conforme alle linee guida GLP

- L'orologio in tempo reale e il sistema operativo protetto da codice impediscono modifiche non autorizzate alle impostazioni del sistema
- L'interfaccia RS-232 con intervallo di invio regolabile consente di trasferire in modo sicuro tutti i dati misurati, i messaggi di errore, la data e l'ora a un PC o a una stampante di registro
- Il microprocessore digitale tiene sotto controllo e memorizza automaticamente i messaggi di errore delle ultime quattro settimane
- È possibile attivare o disattivare la misurazione della conduttività conforme alla USP

## Pannelli di controllo inclinabili per facilitare la visualizzazione

- Il controller dal design ergonomico si inclina per offrire una pressione ottimale dei tasti e migliore visibilità
- Display alfanumerico illuminato a quattro righe

## configurazione di base

## con opzioni per soddisfare le vostre esigenze


Schema comparativo delle caratteristiche							
	Sistema GenPure	Sistema GenPure UV	Sistema GenPure UF	Sistema GenPure UV/UF	Sistema GenPure UV - TOC	Sistema GenPure UV/UF - TOC	
Applicazioni	AA, IC, ICP e tamponi standard	Analisi di sostanze organiche e inorganiche in tracce, HPLC, ICP-MS, IC e analisi del TOC	Microbiologia, IVF e anticorpi monoclonali	Biologia molecolare, PCR, DNA, anticorpi monoclonali e terreni per colture cellulari	Analisi chimiche (analisi di tracce, HPLC, IC, ICP-MS e misurazione del TOC)	Bioscienze (terreni per colture cellulari e tissutali, PCR, DNA e anticorpi monoclonali)	
Resistenza a 25 °C, MΩ.cm	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	
Conduttività, µS/cm	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	
TOC, ppb	5-10	1-5	5-10	1-5	1-5	1-5	
RNasi, ng/mL	ND	ND	ND	< 0,003	ND	< 0,003	
DNasi, pg/μl	ND	ND	ND	< 0,4	ND	< 0,4	
Batteri, CFU/mL	<1	< 1	< 1	<1	< 1	< 1	
Particelle, 0,22 µm/mL	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	
Endotossine, EU/mL	ND	ND	< 0,001	< 0,001	ND	< 0,001	
Monitoraggio del TOC	ND	ND	ND	ND	Standard	Standard	
Portata, L/min	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2	Fino a 2	



# Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead GenPure (continua)



I sistemi GenPure possiedono pannelli di controllo inclinabili per una visualizzazione ottimale



Il monitoraggio dell'intensità della lampada UV assicura un'eccellente affidabilità



Facile sostituzione della cartuccia

Requisiti dell'acqua di alimentazione*					
Sorgente	Acqua di rubinetto potabile, pretrattata con osmosi inversa, scambio ionico o distillazione				
Conduttività dell'acqua di alimentazione, µS/cm	< 2				
TOC, ppb	max 50				
Conta batteri, CFU/mL	< 100				
Torbidità, NTU	< 1,0				
Temperatura, °C	2-35				
Pressione, bar (psi)	0,1-6 (1,4-87)				

 $<sup>^{\</sup>star}$  Per l'elenco completo dei requisiti dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.

Specifiche di prodotto					
Portata	Pressione di esercizio min/max	Specifiche elettriche	Assorbimento di corrente	Connettore dell'acqua di limentazione	Dimensioni L x P x A in mm (")
Fino a 2 L/min	2-6 bar (29-87 psi)	90-240 V, 50/60 Hz	0,1 kW	NPT ¾"	372 x 330 x 615 (14,6 x 13 x 24,2)

						,	· · · · · ·
Opzioni del sistema		GenPure	GenPure UV	GenPure UF	GenPure UV/UF	GenPure UV - TOC	GenPure UV/UF - TOC
Sistema GenPure* Tutti i sistemi comprendono una staffa per il montaggio a parete, una cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultrapura, un filtro sterile da 0,2 µm, un regolatore di pressione, una lampada UV e/o un ultrafiltro, se applicabile		50131211	50131243	50131235	50131217	50131229	50131256
Accessori opzionali							
Cartuccia DI in acciaio inossidat Necessaria solo se l'acqua di alimen soddisfa i requisiti. Prolunga la vita u cartuccia del sistema. Per le nuove i 04.1690 è il kit di tubi necessario pi cartuccia al sistema.	tazione non Itile della nstallazioni,	02.1500	02.1500	02.1500	02.1500	02.1500	02.1500
<b>Stampante</b> Utilizza l'interfaccia RS-232 per la documentazione sicura di tutti i	120 V, 50/60 Hz	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1
valori misurati e dei messaggi di errore con data e ora registrati secondo le linee guida GLP	230 V, 50 Hz	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207
Cartuccia per disinfezione Cartuccia riutilizzabile necessaria pe di purificazione dell'acqua.	Cartuccia riutilizzabile necessaria per pulire il sistema		09.2201	09.2201	09.2201	09.2201	09.2201
Serbatoio da 30 L per alimentare Serbatoio di polietilene, opaco alla lu 598 x 380 mm (23,5 x 14,9"), A x L L'accessorio per il montaggio a pare	ce.	06.5038	06.5038	06.5038	06.5038	06.5038	06.5038
Serbatoio di polietilene, opaco alla lu 912 x 380 mm (35,9 x 14,9"), A x L	Serbatoio da 60 L per alimentare il sistema Serbatoio di polietilene, opaco alla luce. 912 x 380 mm (35,9 x 14,9"), A x L. L'accessorio per il montaggio a parete è 06.5016		06.5068	06.5068	06.5068	06.5068	06.5068
Prodotti di consumo sostitutivi							
Cartuccia del sistema di pulitura ultrapura	per acqua	09.2005	09.2005	09.2005	09.2005	09.2005	09.2005
Filtro sterile da 0,2 µm		09.1003	09.1003	09.1003	09.1003	09.1003	09.1003
Ultrafiltro		ND	ND	50133980	50133980	ND	50133980
Lampada UV		ND	09.2002	ND	09.2002	09.2002	09.2002
Calumiana datamanta	Europa/ Asia Pacifico	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202
Soluzione detergente	America del Nord/America Latina	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25



## Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead MicroPure

Il sistema Barnstead MicroPure è progettato per i laboratori che hanno bisogno di fino a 15 L al giorno di acqua ultrapura, per HPLC o altre analisi strumentali, preparazione di campioni, risciacquo di vetreria o attività di biologia molecolare in cui le endotossine e/o le nucleasi possono provocare interferenze.



#### **APPLICAZIONI:**

#### Biologia molecolare e microbiologia

- · Colture cellulari e tissutali
- PCR e seguenziamento del DNA
- Elettroforesi

#### Chimica analitica

- HPLC
- GC, GC-MS, ICP-MS e AA
- Misurazioni del TOC e IC

#### **Caratteristiche intelligenti**

- Display retroilluminato inclinabile per facilitare la visualizzazione
- · Velocità di erogazione variabile
- Serbatoio integrato opzionale da 6 L di acqua di alimentazione che consente il posizionamento del sistema anche senza accesso diretto a una linea idrica

#### Monitoraggio della qualità dell'acqua di alimentazione

 Un'acqua di alimentazione di buona qualità produce un'acqua costantemente ultrapura e ottimizza la vite utile delle cartucce

#### **Design intelligente**

- La pompa di ricircolo impedisce la proliferazione batterica durante i periodi di arresto e consente il monitoraggio costante di tutte le funzioni del sistema permettendo la visualizzazione immediata dei messaggi di errore in caso di problemi
- Il sistema viene consegnato completamente equipaggiato con riduttore di pressione, cartuccia ultrapura e filtro sterile da 0,2 µm

#### Filtri superiori

- L'ultrafiltro viene lavato automaticamente per assicurare la massima ritenzione di endotossine e nucleasi; ciò ne consente una lunga durata di 2 anni
- Il filtro finale da 0,2 µm con membrana ripiegata può essere sterilizzato fino a 5 volte

#### Foto-ossidazione con UV a 185/254 nm

- Il gruppo lampada UV ad alte prestazioni riduce in modo affidabile il contenuto di microrganismi
  - e dei loro metaboliti
- L'ossidazione UV riduce i composti organici nell'acqua portandoli a livelli ultra-ridotti

# sistema compatto

per esigenze ridotte di acqua ultrapura



Schema comparativo delle car	Schema comparativo delle caratteristiche							
	Sistema MicroPure	Sistema MicroPure UV	Sistema MicroPure UF	Sistema MicroPure UV/UF				
Applicazioni	Metodi analitici strumentali come AAS, IC e ICP	Metodi analitici strumentali ad alta sensibilità come HPLC, ICP-MS e analisi del TOC	Biologia molecolare, colture cellulari e anticorpi monoclonali	Microbiologia, biologia molecolare, PCR, DNA, anticorpi monoclonali e terreni per colture cellulari				
Resistenza a 25 °C, MΩ.cm	18,2	18,2	18,2	18,2				
Conduttività, µS/cm	0,055	0,055	0,055	0,055				
TOC, ppb	5-10	1-5	5-10	1-5				
RNasi, ng/mL	ND	ND	ND	< 0,003				
DNasi, pg/μl	ND	ND	ND	< 0,4				
Batteri, CFU/mL	<1	<1	<1	< 1				
Particelle, 0,22 μm/mL	<1	<1	<1	< 1				
Endotossine, EU/mL	ND	ND	< 0,001	< 0,001				
Portata, L/min	1,5	1,5	1	1				



# Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead MicroPure (continua)





Dispensa l'acqua goccia a goccia o mediante erogazione rapida



**Uno, due, tre...**Cambio rapido della cartuccia grazie al design a innesto rapido Aquastop



La serie MicroPure-ST include un serbatoio opzionale da 6 L per l'acqua di alimentazione per la conservazione dell'acqua pretrattata.

Requisiti dell'acqua di alimentazione*					
Acqua di rubinetto potabile pretrattata mediante osmosi inversa, scambio ionico o distillazione					
< 5					
max 50					
< 1,0					
2-35					
0,1-6 (1,4-87)					

 $<sup>^{\</sup>star}$  Per l'elenco completo dei requisiti dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.

Specifiche di prodotto							
Portata	Pressione di esercizio min/max	Requisiti elettrici	Assorbimento di corrente	Connettore dell'acqua di alimentazione	Dimensioni MicroPure (senza serbatoio) L x P x A in mm (")	Dimensioni MicroPure-ST L x P x A in mm (")	
Fino a 1,5 L/min	2-6 bar (29-87 psi)	90-240 V, 50/60 Hz	0,06 kW	NPT 3/4"	305 x 300 x 545 (12 x 11,8 x 21,5)	305 x 400 x 545 (12 x 15,7 x 21,5)	

Opzioni del sistema	MicroPure	MicroPure UV	MicroPure UF	MicroPure UV/UF
Sistema MicroPure* Tutti i sistemi comprendono una cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultrapura, un filtro sterile da 0,2 µm, un regolatore di pressione, una lampada UV e/o un ultrafiltro, se applicabile.	50132366	50132373	50132368	50132370
Cartuccia DI in acciaio inossidabile, DI 1500  Necessaria solo se l'acqua di alimentazione non soddisfa i requisiti. Prolunga la durata utile della cartuccia del sistema per i sistemi ad alimentazione in linea.  Per le nuove installazioni, 04.1690 è il kit di tubi necessario per adattare la cartuccia al sistema.	02.1500	02.1500	02.1500	02.1500
Accessori opzionali				
Staffa per il montaggio a parete	09.2212	09.2212	09.2212	09.2212
Cartuccia per disinfezione Cartuccia riutilizzabile necessaria per pulire il sistema di purificazione dell'acqua. Solo per le unità con alimentazione in linea.	09.1102	09.1102	09.1102	09.1102

Opzioni del sistema		MicroPurecon serbatoio di conservazione	MicroPure UV con serbatoio di conservazione	MicroPure UF con serbatoio di conservazione	MicroPure UV/UF con serbatoio di conservazione
Sistema MicroPure con serbatoio di conservazion Tutti i sistemi comprendono un serbatoio interno da 6 L sistema di pulitura per acqua ultrapura, un filtro sterile di pressione, una lampada UV e/o un ultrafiltro, se appl	50132367	50132374	50132369	50132372	
Accessori opzionali					
Cartuccia DI in acciaio inossidabile, DI 1500  Necessaria solo se l'acqua di alimentazione non soddis durata utile della cartuccia del sistema per i sistemi ad Per le nuove installazioni, 04.1690 è il kit di tubi neces cartuccia al sistema.	02.1500	02.1500	02.1500	02.1500	
Staffa per il montaggio a parete		09.2212	09.2212	09.2212	09.2212
Prodotti di consumo per i sistemi MicroPure	e MicroPure con sist	ema Storage Yank			
Cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultra	oura	09.1006	09.1006	09.1006	09.1006
Filtro sterile da 0,2 μm		09.1003	09.1003	09.1003	09.1003
Ultrafiltro		ND	ND	50133981	50133981
Lampada UV		ND	09.1002	ND	09.1002
Soluzione detergente	Europa/Asia Pacifico	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202
Oluziono dotolgonio	America del Nord/ America Latina	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25



### Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead E-Pure

Il sistema Barnstead E-Pure produce acqua di Tipo 1 con costi di esercizio contenuti. Le grandi dimensioni delle cartucce ne garantiscono una lunga vita utile e una portata considerevole.



#### **APPLICAZIONI:**

#### Biologia molecolare e microbiologia

- Colture cellulari
- Preparazione di tamponi
- Elettroforesi

#### Caratteristiche del prodotto

- Resistività fino a 18,2 MΩ.cm e livelli di TOC inferiori a 10 ppb
- I percorsi dell'acqua di polipropilene vergine impediscono la ricontaminazione
- La pompa di ricircolo fa ricircolare continuamente l'acqua in tutto il sistema mantenendone la purezza e riducendo la quantità di acqua di scarico necessaria per il risciacquo
- Montabile a parete e completamente assemblabile per una facile installazione
- Cestelli a sgancio rapido con un quarto di giro per una facile sostituzione delle cartucce
- Il filtro finale assoluto da 0,2 µm rimuove i batteri e le particelle preservando l'integrità dei risultati
- Il resistivometro digitale è dotato di compensazione termica automatica a 25 °C, impedendo fluttuazioni delle letture dovute a variazioni della temperatura
- Le cartucce ad alta capacità contribuiscono a contenere i costi di esercizio

#### Accessori del prodotto

#### **Erogatore a distanza**

- Rimette in circolo l'acqua nell'erogatore e include un filtro finale da 0,2 μm
- Eroga acqua fino a 2,4 m (8 ft) dal sistema
- Fornito con staffa di montaggio a parete per una maggiore flessibilità di scelta della posizione

#### Dispositivo di protezione della pompa per bassa pressione

- Se il sistema E-Pure viene alimentato da una linea pressurizzata, è opportuno verificare che la pompa sia totalmente protetta utilizzando un dispositivo di protezione per bassa pressione
- Interrompe l'alimentazione elettrica se la pressione della linea dell'acqua di alimentazione scende sotto 5 psig (0,35 kg/cm²)
- Include un cavo da 1,8 m (6 ft) per il collegamento diretto a E-Pure
- Completo di NPT "T" da 1/4" da installare sulla linea di alimentazione

#### Dispositivo di protezione della pompa per livello insufficiente dell'acqua

- Se la pompa viene alimentata da un serbatoio, si consiglia di aggiungere al sistema
   E-Pure un dispositivo di protezione della pompa per livello insufficiente dell'acqua. Ciò assicura la protezione della pompa nel caso in cui nel serbatoio sia presente un volume di acqua insufficiente a soddisfare i requisiti del sistema.
- Adattabile alla maggior parte dei serbatoi utilizzando un raccordo NPT da 1/2". Include un cavo da 1,8 m (6 ft) per il collegamento diretto a E-Pure

Schema comparativo delle caratteristiche				
Resistività a 25 °C, MΩ.cm	18,2			
TOC, ppb	< 10			
Batteri, CFU/mL	<1			
Portata, L/min	2			



# facilità d'uso facilità di manutenzione

Requisiti dell'acqua di alimentazione*					
Sorgente	Dipende dal kit cartuccia scelto – acqua potabile o acqua trattata tramite osmosi inversa, scambio ionico o distillazione				
Temperatura, °C (°F)	4-49 (40-120)				
Pressione, psig max	Gravità a 100				

<sup>\*</sup> Per l'elenco completo dei requisiti dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.

Set di 3.

Specifiche di prodot	to		
	Dimensioni complessive L x A x P	Connettore dell'acqua di alimentazione	Temperatura dell'acqua in ingresso
Supporto E-Pure 3	73,7 x 71,1 x 19,1 mm (29 x 28 x 7,5")	NPTF da 1/4"	4-49 °C (40-120 °F)
Supporto E-Pure 4	88,9 x 71,1 x 19,1 mm (35 x 28 x 7,5")	NPTF da 1/4"	4-49 °C (40-120 °F)

Opzioni del sistema	Requisiti elettrici	Portata max	Supporto 3	Supporto 4
Sistemi E-Pure*	120 V	2 L/min	D4631	D4641
Forniti con staffa per il montaggio a parete e o-ring delle cartucce	240 V	2 L/min	D4632-33	D4642-33

o-ring delle cartucce	240 V	Z L/IIIIII	D4032-33	D4042-33
Accessori necessari				
		Acqua di rubinetto		D5028 D0835 Pretrattamento (1) D0803 Alta capacita (1) D5027 Ultrapura (2)
Kit cartuccia Scegliete il kit cartuccia in base		Acqua di rubinetto, priva di sostanze organiche		D5023 D0836 Macropura (1) D0803 Alta capacita (1) D5027 Ultrapura (1) D5021 Priva di sostanze organiche (1)
all'acqua di alimentazione e alla necessità di acqua priva di sostanze organiche		Acqua di alimentazione pretrattata	D5029 D0835 Pretrattamento (1) D5027 Ultrapura (2)	D50227 D0835 Pretrattamento (1) D0809 Ultrapura (1) D5027 Ultrapura (2)
			D5022 D0836 Macropura (1) D5027 Ultrapura (1) D5021 Priva di sostanze organiche (1)	D50228 D0836 Macropura (1) D0809 Ultrapura (1) D5027 Ultrapura (1) D5021 Priva di sostanze organiche (1)
Filtro finale da 0,2 µm			D3750	D3750
Accessori opzionali				
<b>Erogatore a distanza</b> Rimette in circolo l'acqua nell'erogatore e include u Eroga acqua fino a 2,4 m (8 ft) dal sistema. Fornito			D8952	D8952
<b>Dispositivo di protezione della pompa per bas</b> Segnala a E-Pure l'eventuale insufficienza di acqua		ntazione pressurizzata	D2706	D2706
Dispositivo di protezione della pompa in caso di insufficiente	livello dell'acqua	120 V	D0603	D0603
Segnala a E-Pure l'eventuale inadeguatezza dell'ac prelevata da un serbatoio	qua di alimentazione	240 V	D0606	D0606
Prodotti di consumo sostitutivi				
Cartucce di sanitizzazione Set di 3.			D50223	D50223

## Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead LabTower EDI

Il sistema Barnstead LabTower EDI è un sistema integrato di purificazione mediante tecnologia EDI e conservazione ed è in grado di produrre acqua di Tipo 1 e di Tipo 2. Conserva in modo comodo ed economico acqua a elevata purezza.



#### **APPLICAZIONI:**

#### Applicazioni per acqua di Tipo 1

- · Colture cellulari e tissutali
- PCR e sequenziamento del DNA
- Elettroforesi, misurazioni del TOC e IC
- HPLP, GC-MS, ICP-MS e AA

#### Applicazioni per acqua di Tipo 2

- Risciacquo di vetreria di laboratorio
- Rifornimento di autoclavi e sistemi per acqua ultrapura
- Preparazione e diluizione di tamponi, reagenti e terreni

L'acqua ultrapura che supera gli standard ASTM Tipo I, con una resistività di 18,2 M $\Omega$ .cm e TOC 1-5 ppb con lampada UV standard. Acqua a elevata purezza di Tipo II ASTM con resistività di 15-10 M $\Omega$ .cm, ideale per esigenze quotidiane di 100 - 500 L.

#### Due sistemi in uno

- Sistemi esclusivi con pretrattamento più sistema di pulitura per produrre acqua di Tipo 1 e di Tipo 2
- L'acqua di Tipo 2 viene conservata nel serbatoio integrato per acqua a elevata purezza da 100 L
- Il sistema di purificazione dell'acqua è collocato sopra il serbatoio per risparmiare spazio prezioso sul banco

#### Pronto all'uso

 Pressostato dell'acqua di alimentazione, tutti i filtri e le cartucce, filtro sterile, tutto in una sola confezione

#### Due metodi di prelievo dell'acqua

- Eroga acqua ultrapura direttamente dal sistema attraverso l'erogatore con filtro sterile.
   La qualità dell'acqua viene misurata subito a monte del punto di erogazione
- L'acqua di Tipo 2 è accessibile dal serbatoio, un dispositivo di rifornimento ideale per apparecchiature di laboratorio come l'autoclave

#### Prestazioni per l'alimentazione delle vostre applicazioni

- Il modulo per osmosi inversa a elevate prestazioni è accoppiato a un modulo EDI e a una cartuccia del sistema di pulitura
- Disponibilità di due sistemi con capacità di 15 e 30 L all'ora

Schema comparativo delle caratteristiche					
	Sistema LabTower EDI 15	Sistema LabTower EDI 30			
Acqua di Tipo 1					
Resistività a 25 °C, MΩ.cm	18,2	18,2			
Conduttività, µS/cm	0,055	0,055			
TOC, ppb	1-5	1-5			
RNasi, ng/mL	< 0,003*	< 0,003*			
DNasi, pg/μl	< 0,4*	< 0,4*			
Contenuto batterico in CFU/mL	< 1	< 1			
Particelle, 0,22 µm/mL	< 1	< 1			
Endotossine, EU/mL	< 0,001	< 0,001			
Portata all'erogatore, L/min	1,5	1,5			
Acqua di Tipo 2					
Produzione di acqua pura a 15 °C, L/h	15	30			
Resistività a 25 °C	15-10	15-10			
Conduttività	0,067-0,1	0,067-0,1			

 $<sup>^\</sup>star$  Specifiche applicabili solo se il sistema è dotato dell'ultrafiltro opzionale.

## sistema a doppia qualità con tecnologia EDI

#### Compatto, elegante, mobile

- Unità autonoma, non occupa spazio sul banco
- Facilità di riposizionamento grazie alle ruote montate sulla hase

#### **Funzionamento sicuro**

- Controllo tramite microprocessore per un funzionamento automatico
- · Monitoraggio continuo di tutti i parametri critici
- La pompa di ricircolo protegge l'acqua purificata dalla proliferazione batterica durante il fermo

#### Documentazione conforme alle linee guida GLP

- L'orologio in tempo reale e il sistema operativo protetto da codice impediscono modifiche non autorizzate alle impostazioni del sistema
- L'interfaccia RS-232 con intervallo di invio regolabile consente di trasferire in modo sicuro tutti i dati misurati, i messaggi di errore, la data e l'ora a un PC o a una stampante di registro
- Il microprocessore digitale tiene sotto controllo e memorizza automaticamente i messaggi di errore delle ultime quattro settimane
- La misurazione della conduttività conforme a USP e con compensazione della temperatura può essere attivata o disattivata

## Conservazione in tutta sicurezza dell'acqua di Tipo 2 grazie al serbatoio integrato di polietilene da 100 L


- Il ricircolo automatico dell'acqua nel serbatoio sposta l'acqua attraverso uno speciale modulo del sistema di pulitura assicurando acqua fresca di Tipo 2 a richiesta
- Uscita del serbatoio dell'acqua a elevata purezza per comodità di scarico
- Pulizia e disinfezione più efficienti grazie al design conico del fondo per uno svuotamento completo del serbatoio
- Il serbatoio integrato permette la conservazione di 100 L di acqua purificata
- Il filtro sterile con sfiato e il dispositivo antitracimazione impediscono la contaminazione interna da microrganismi presenti nell'aria
- L'assorbitore opzionale di CO<sub>2</sub> impedisce l'adsorbimento di CO<sub>2</sub> nell'acqua, che provocherebbe un aumento del TOC
- Display ad alta visibilità del volume del serbatoio nel controller di LabTower
- Possibilità di personalizzare il volume conservato nel serbatoio tramite il controller




Visualizzazione rapida del livello del serbatoio (volume in %) con monitoraggio continuo a elevata visibilità



# Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead LabTower EDI (continua)





L'elettrodeionizzazione, EDI, abbina due valide tecnologie per ottenere acqua ultrapura, elettrodialisi e scambio ionico. A differenza dello scambio ionico convenzionale, in cui è possibile rigenerare chimicamente le resine o smaltire la cartuccia, l'EDI utilizza una corrente elettrica per la rigenerazione continua delle resine.

## Tecnologie che vi mettono un passo davanti a tutti

- L'elevata efficienza del letto a strati a scambio ionico produce un'acqua di qualità elevata costante
- L'assenza di agenti chimici di rigenerazione e della necessità di smaltire le cartucce rende questa tecnologia ecologica
- L'assenza di scambio di resine o smaltimento di cartucce permette un risparmio di costi
- Acqua a elevata purezza quando serve senza aspettare



### **Come funziona l'EDI**

Tra l'anodo e il catodo vengono posti diversi strati di membrane iono-selettive. Tra questi strati vengono alternati letti di resina a scambio ionico e camere di concentrazione.

Quando si applica una tensione elettrica, l'acqua ( ${\rm H_20}$ ) viene scissa in  ${\rm H^+}$  e  ${\rm OH^-}$  nella cella.

I cationi  $H^+$  e  $Na^+$  possono migrare attraverso le membrane permeabili ai cationi, mentre gli anioni attraverso le membrane permeabili agli anioni.

Gli ioni migrano nella direzione della tensione applicata, ovvero gli anioni verso il polo positivo (anodo) e i cationi verso quello negativo (catodo). Gli ioni dell'acqua che migrano attraverso una camera di scambio ionico spostano gli ioni dei sali trattenuti dalle resine a scambio ionico rigenerando continuamente in tal modo le resine.

Gli ioni dei sali migrano attraverso le membrane ione-selettive appropriate nelle camere di concentrazione e vengono eliminati dall'acqua. Quando tutte le camere di concentrazione sono state lavate, gli ioni  ${\rm H^+}$  e  ${\rm OH^-}$  in eccesso possono combinarsi di nuovo formando  ${\rm H_2O}$ .

Requisiti dell'acqua di alimentazione*				
Sorgente	Acqua di rubinetto potabile addolcita o con durezza stabilizzata			
Conduttività, µS/cm	< 1500			
Indice colloidale	< 3			
Intervallo di pH	4-11			
Temperatura, °C	2-35			
Pressione, bar (psi)	2-6 (1,4-87)			

<sup>\*</sup> Per l'elenco completo dei requisiti dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.

Specifiche di prodotto					
Portata	Pressione di esercizio min/max	Requisiti elettrici	Assorbimento di corrente	Connettore dell'acqua di alimentazione	Dimensioni L x P x A in mm (")
Fino a 1,5 L/min	2-6 bar (29-87 psi)	90-240 V, 50/60 Hz	0,25 kW	NPT 3/4"	450 x 580 x 1500 (17,7 x 22,8 x 59,1)

(20 07 pol)			(17,7 x 22,0 x 00,1)
Opzioni del sistema		LabTower EDI 15	LabTower EDI 30
Sistema LabTower EDI*  Tutti i sistemi includono una cartuccia di pulitura per acqua ultrapura, membrana per o pretrattamento per osmosi inversa (filtro da 5 μm e stabilizzatore di durezza), modulo E 0,2 μm, filtro da 1 μm da 10" (uscita del serbatoio) e regolatore della pressione	50132395	50132396	
Accessori necessari			
<b>Dispositivo sterile antitracimazione per serbatoio</b> Impedisce la penetrazione di batteri e altri microrganismi	50132714	50132714	
Assorbitore di CO <sub>2</sub> + filtro sterile da 0,2 µm Il filtro sterile di combinazione con l'assorbitore di CO <sub>2</sub> impedisce l'ingresso di CO vita utile delle cartucce	06.5002	06.5002	
Addolcitore di acqua Mix Multi Mini Necessario se l'indice di densità di sostanze fini colloidali nell'acqua di	120 V, 50/60 Hz	50129892	50129892
alimentazione (SDI) è maggiore di 3. Da acquistare insieme all'addolcitore sono il sale addolcente, il kit di rilevamento della durezza e il filtro da 5 $\mu$ m con carbone.	240 V	50130297	50130297
Sale addolcente	America del Nord/America Latina	50129893	50129893
Necessario per l'uso con l'addolcitore dell'acqua	Europa e Asia Pacifico	06.2000	06.2000
Filtro da 5 µm con cartuccia di carbone Richiesto quando si acquista Mixed Multi		50134022	50134022
Kit di rilevamento della durezza, necessario con l'acquisto	Europa	06.1000	06.1000
dell'addolcitore Avvisa l'utente quando l'acqua non è più addolcita	America del Nord/America Latina/Asia Pacifico	50134335	50134335
Accessori opzionali			
Filtro sterile da 0,2 µm per uscita serbatoio		06.5555	06.5555
Cartuccia per disinfezione Cartuccia riutilizzabile necessaria per pulire il sistema di purificazione dell'acqua.		09.2201	09.2201
Ultrafiltro La collocazione di un ultrafiltro consente di ridurre i livelli di pirogeni e nucleasi ne	ell'acqua prodotta.	09.1022	09.1022
Stampante	120 V, 50/60 Hz	AY1137X1	AY1137X1
Utilizza l'interfaccia RS-232 per una documentazione sicura di tutti i valori misurati e dei messaggi di errore con data e ora registrati in conformità con le linee guida GLP	230 V, 50 Hz	09.2207	09.2207
Kit erogatore manuale L'erogatore manuale con cavo di 3 metri può essere collegato al serbatoio (per er Fornito con un filtro finale da 0,2 micron.	ogate acqua di Tipo 2).	50138221	50138221
Documentazione di qualificazione (IQOQ)		IOQDOCE50133916	IOQD0CE50133916
Prodotti di consumo sostitutivi			
Cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultrapura		09.2005	09.2005
Filtro da 5 µm e stabilizzatore di durezza		06.5204	06.5204
Filtro sterile da 0,2 μm per il sistema		09.1003	09.1003
Lampada UV per sistema		09.2002	09.2002
	Europa/Asia Pacifico	09.2202	09.2202
Soluzione detergente	America del Nord/America Latina	CMX25	CMX25
Membrana per osmosi inversa	22.0046 (necessari 2)	22.0087 (necessari 2)	
membrana per osmosi mversa		22.0040 (1100033411 2)	22.0007 (1100030411 2)

## Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure

Tutto in uno! Il sistema Barnstead Smart2Pure è un sistema compatto che trasforma l'acqua di rubinetto in acqua di Tipo I e Tipo II ASTM. I sistemi Smart2Pure 3 e 6 possiedono un serbatoio integrato da 6 L per conservare l'acqua di Tipo 2. Smart2Pure 12 offre la scelta tra un serbatoio da 30 o 60 L per una capacità di conservazione personalizzabile.



#### **APPLICAZIONI:**

#### Biologia molecolare e microbiologia

- · Colture cellulari e tissutali
- PCR e seguenziamento del DNA
- Elettroforesi

#### Chimica analitica

- HPLC
- GC, GC-MS, ICP-MS e AA
- Misurazioni del TOC e IC

#### Attività di laboratorio di routine

- Preparazione e diluizione di tamponi e reagenti
- Risciacquo di vetreria di laboratorio
- Rifornimento di autoclavi e altre piccole apparecchiature di laboratorio

#### Prestazioni potenti

• Possibilità di scelta di capacità di 3, 6 o 12 L/h in base alle esigenze

#### Investimento che dura

- La purificazione dell'acqua avviene attraverso cartucce indipendenti dotate di connettore Aquastop a innesto rapido per una rapida sostituzione
  - Modulo 1 Combinazione di pretrattamento e membrana per osmosi inversa
  - Modulo 2 La cartuccia di pulitura contiene resina ultrapura di elevata qualità per una purezza costante e una lunga vita utile della cartuccia stessa

#### Facilità di utilizzo

- L'erogazione è semplice e la velocità variabile per migliorare il controllo del flusso
- Il display può essere inclinato per una lettura ottimale
- Lampada UV e ultrafiltro opzionali per personalizzare la qualità dell'acqua ultrapura

#### Opzioni di posizionamento

- · Posizionamento sul banco di laboratorio
- · Montaggio a parete

#### Smart2Pure 3 e 6 possiedono un serbatoio integrato intelligente da 6 L

- · Costruito con materiali privi di pigmenti
- L'uscita conica sul fondo consente il drenaggio completo per una pulizia e una disinfezione efficienti

#### Smart2Pure 12 offre opzioni di serbatoio da 30 e 60 L

- Ampia apertura per una pulizia manuale facile ed efficace
- Il filtro sterile con sfiato e il dispositivo antitracimazione del serbatoio proteggono dalla contaminazione da microrganismi
- L'assorbitore opzionale di CO<sub>2</sub> impedisce che il valore del TOC aumenti a causa del prelievo di CO<sub>2</sub>
- Il serbatoio di polietilene è opaco alla luce
- La pompa di ricircolo protegge l'acqua a elevata purezza dalla proliferazione batterica durante il fermo e mantiene un basso valore di conduttività
- Montaggio opzionale a parete per ottenere un risparmio di spazio in modo semplice
- L'uscita conica sul fondo consente il drenaggio completo per una pulizia e una disinfezione efficienti

# sistema compatto a doppia qualità



Schema comparativo delle caratteristiche						
	Sistema Smart2Pure	Sistema Smart2Pure UV	Sistema Smart2Pure UF	Sistema Smart2Pure UV/UF		
Acqua di Tipo 1						
Applicazioni	AA, IC, ICP e tamponi standard	Analisi di tracce inorganiche e organiche, HPLC, ICP-MS, IC e analisi TOC	Microbiologia, IVF e anticorpi monoclonali	Biologia molecolare, PCR, DNA, anticorpi monoclonali e terreni per colture cellulari		
Resistività a 25 °C, MΩ.cm	18,2	18,2	18,2	18,2		
Conduttività, µS/cm	0,055	0,055	0,055	0,055		
Valore TOC, ppb	5-10	1-5	5-10	1-5		
RNasi, ng/mL	ND	ND	ND	< 0,003		
DNasi, pg/μl	ND	ND	ND	< 0,4		
Contenuto batterico, CFU/mL	<1	<1	< 1	<1		
Particelle, µm/mL	<1	<1	< 1	<1		
Endotossine, EU/mL	ND	ND	< 0,001	< 0,001		
Portata, L/min	1	1	1	1		
Acqua di Tipo 2						
Produzione di acqua pura a 15 °C, L/h	3, 6 o 12	3, 6 o 12	3, 6 o 12	3, 6 o 12		
Resistività a 25 °C, MΩ.cm	15-10	15-10	15-10	15-10		
Conduttività, µS/cm	0,067-0,1	0,067-0,1	0,067-0,1	0,067-0,1		

Requisiti dell'acqua di alimentazione*				
Sorgente	Acqua di rubinetto			
Intervallo di pH	4-11			
Temperatura, °C	2-35			
Pressione, bar (psi)	1-6 (1,4-87)			

<sup>\*</sup> Per l'elenco completo dei requisiti dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.

**Design salvaspazio** Il sistema Smart2Pure può essere appoggiato sul banco o montato a parete, come illustrato per Thermo Scientific MicroPure, per disporre di maggiore spazio sul banco



# Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Smart2Pure (continua)



#### **Design economico**

La membrana RO con cartuccia pretrattamento è separata dalla cartuccia DI consentendo, se necessario, di sostituire una sola cartuccia



#### Ossidazione UV a 185/254 mm

Ossidazione UV opzionale per ridurre il contenuto di microrganismi e dei loro metaboliti



#### Flessibile

Per ottenere più flessibilità è sufficiente aggiungere un erogatore manuale con un cavo di 3 metri



#### Conservazione flessibile

Conservazione comoda e sicura dell'acqua a elevata purezza in un serbatoio da 30 o 60 L (solo per Smart2Pure 12)

Specifiche del prodotto – Serbatoi di conservazione							
Volume	Materiale	Dimensioni A x P in mm (")					
30 L	Polietilene resistente all'acqua	598 x 380 (23,5 x 15)					
60 L	ultrapura, opaco alla luce	912 x 380 (35,9 x15)					

Opzioni per il serbatoio di conservazione esclusive per il sistema Smart2Pure 12	30 L	60 L
Serbatoio Scegliete un serbatoio adatto alle vostre esigenze di capacità	06.5040	06.5070
Accessori necessari		
Dispositivo sterile antitracimazione per serbatoio	06.5001	06.5001
Assorbitore di CO <sub>2</sub> + filtro sterile da 0,2 µm	06.5002	06.5002
Accessori opzionali		
<b>Gruppo lampada UV per il serbatoio, 230 V, 50 Hz</b> Fornito completo con gruppo e lampada UV	06.5006	06.5006
Staffa per il montaggio a parete	06.5015	06.5016
Prodotti di consumo sostitutivi		
Lampada UV di ricambio (serbatoio), 230 V, 50 Hz	09.5002	09.5002

Specifiche del prodotto - Smart2Pure 3, 6, 12 L/h							
Portata	Pressione di esercizio min/max	Specifiche elettriche	Assorbimento di corrente	Connettore dell'acqua di alimentazione	Dimensioni L x P x A in mm (")		
Fino a 1 L/min	2-6 bar (29-87 psi)	90-240 V, 50/60 Hz	0,06 kW	NPT 3/4"	305 x 400 x 545 (12 x 15,7 x 21,5)		

Opzioni del sistema per Smart2Pure	Flusso permeato a 15 °C	Smart2Pure Standard	Smart2Pure UV	Smart2Pure UF	Smart2Pure UV/UF		
Sistema Smart2Pure da 3 e 6 L/h* Tutti i sistemi comprendono una cartuccia di pretrattamento/RO, una cartuccia del sistema di	3 L/h	50129869	50129872	50129870	50129688		
pulitura per acqua ultrapura, un filtro sterile da 0,2 μm, un regolatore di pressione, lampada UV e/o filtro UF, se applicabile. I modelli da 3 e 6 L/hcomprendon anche un serbatoio interno da 6 L con filtro di sfiato.		50129873	50129885	50129874	50129887		
Accessori necessari							
Filtro per pretrattamento  Necessario per prolungare la vita utile delle cartucce. Fornito con un alloggiamento per il filtro e con un filtro da 1 µm.		09.4003	09.4003	09.4003	09.4003		
Accessori opzionali							
Staffa per il montaggio a parete		09.2212	09.2212	09.2212	09.2212		
Documentazione di qualificazione (IQOQ)		IOQDOCE50133911	IOQDOCE50133911	IOQDOCE50133911	IOQD0CE50133911		
Kit erogatore manuale Erogatore manuale con cavo di 3 metri da collegare al serbatoio. Fornito con un filtro finale da 0,2 micron.		50138221	50138221	50138221	50138221		
Opzioni del sistema per Smart2Pure 12		Smart2Pure 12 Standard	Smart2Pure 12 UV	Smart2Pure 12 UF	Smart2Pure 12 UV/UF		
Sistema Smart2Pure 12 L/h* I sistemi comprendono una cartuccia per pretrattame del sistema di pulitura per acqua ultrapura, un filtro s regolatore di pressione, una lampada UV e/o un filtro Accessori necessari	terile da 0,2 µm, un	50129888	50129890	50129889	50129845		
Serbatoio Smart2Pure Scegliete un serbatoio che soddisfi le vostre esigenze	)	Consultate la sezione "Opzioni per il serbatoio di conservazione"					
Filtro per pretrattamento Necessario per prolungare la vita utile della cartuccia Fornito con un alloggiamento per filtro da 10" e filtro		09.4003	09.4003	09.4003	09.4003		
Accessori opzionali							
Staffa per il montaggio a parete del sistema		09.2212	09.2212	09.2212	09.2212		
Documentazione di qualificazione (IQOQ)		IOQDOCE50133912	IOQDOCE50133912	IOQDOCE50133912	I0QD0CE50133912		
Kit erogatore manuale Erogatore manuale con cavo di 3 metri da collegare e Fornito con un filtro finale da 0,2 micron.	al serbatoio.	50138221	50138221	50138221	50138221		
Specifiche dei prodotti di consumo sostitut	ivi - Smart2Pure 3	, 6, 12 L/h					
	3 L/h	00.2002	00.0000	09.2003	00.0000		
	0 2/11	09.2003	09.2003	09.2003	09.2003		
Membrana RO con pretrattamento integrato	6 L/h	09.2006	09.2003	09.2006	09.2003		
Membrana KU con pretrattamento integrato							
Membrana HU con pretrattamento integrato  Cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultr	6 L/h 12 L/h	09.2006	09.2006	09.2006	09.2006		
	6 L/h 12 L/h	09.2006 09.2012	09.2006 09.2012	09.2006 09.2012	09.2006 09.2012		
Cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultr	6 L/h 12 L/h	09.2006 09.2012 09.1020	09.2006 09.2012 09.1020	09.2006 09.2012 09.1020	09.2006 09.2012 09.1020		
Cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultr Filtro sterile da 0,2 µm per il sistema	6 L/h 12 L/h	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003		
Cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultr Filtro sterile da 0,2 µm per il sistema Ultrafiltro Lampada UV di sistema	6 L/h 12 L/h	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 ND	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 ND	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 50133981	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 50133981		
Cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultr Filtro sterile da 0,2 µm per il sistema Ultrafiltro	6 L/h 12 L/h apura  Europa/Asia	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 ND	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 ND 09.1002	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 50133981 ND	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 50133981 09.1002		
Cartuccia del sistema di pulitura per acqua ultr Filtro sterile da 0,2 µm per il sistema Ultrafiltro Lampada UV di sistema	6 L/h 12 L/h apura  Europa/Asia Pacifico America del Nord/	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 ND ND 09.2202	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 ND 09.1002 09.2202	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 50133981 ND 09.2202	09.2006 09.2012 09.1020 09.1003 50133981 09.1002 09.2202		

## SISTEMI DI PURIFICAZIONE

# per acqua pura di Tipo 2

### Acqua pura per una vasta gamma di applicazioni

L'acqua pura di Tipo 2 svolge un ruolo essenziale nella preparazione di reagenti chimici, tamponi microbiologici e terreni di alta purezza. L'acqua di Tipo 2 è consigliata anche come pretrattamento per sistemi di purificazione per acqua ultrapura di Tipo 1.



## innovazione

Il monitoraggio avanzato dell'acqua di alimentazione avvisa l'utente di eventuali fluttuazioni della qualità dell'acqua per ottimizzare la cartuccia



## praticità


Le connessioni Aquastop permettono all'utente di cambiare rapidamente la cartuccia e riducendo al minimo il tempo di fermo



## flessibilità

Guadagnate spazio grazie a numerose opzioni di installazione: sul banco, a parete o autonoma





Tecnologia/Caratteristiche

## TIPO 2

# Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Guida alla scelta

Vantaggi

Capacità	Volume di acqua ottimale per l'uso quotidiano con durata ragionevole della cartuccia	Pronto per qualsiasi nuova tecnologia si desideri introdurre nei prossimi anni o per nuove esigenze di volume	
Tecnologia	Ossidazione UV	Protegge dai microrganismi	
	Funzionamento automatico	Funzionamento automatico di tutto il sistema	
Caratteristiche	Più scelte per l'erogazione	Opzioni di erogazione flessibili	
	Possibilità di aggiornamento	Se aumentano le esigenze di capacità, il sistema può essere aggiornato	



#### OSMOSI INVERSA F DEIONIZZAZIONE

#### DISTILLAZIONE









				_
Sistema di purificazione dell'acqua Pacific TII	Sistema di purificazione dell'acqua LabTower TII	Distillatori Mega-Pure Distillatori con mobile		Distillatori Classic
Disponibilità di vari volumi	Erogazione flessibile	Design totalmente in vetro di stagno con design salvaspazio		Rivestimento di stagno
3-40 L/h	20-40 L/h	1,4-13 L/h 7,6-19 L/h		1,9-38 L/h
Opzionale	Opzionale	_	Opzionale per il serbatoio	Opzionale per il serbatoio
Standard	Standard	Opzionale Standard		Opzionale
-	Standard	-	-	_
Standard	Standard	-	_	_

## Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Pacific TII

Il sistema di purificazione dell'acqua Barnstead Pacific TII trasforma l'acqua di rubinetto in acqua a elevata purezza. Sistema ottimale per la produzione automatica ed economica di acqua di Tipo 2, Pacific TII supporta esigenze giornaliere da 20 a 200 litri.



#### ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ROUTINE

- · Risciacquo di vetreria di laboratorio
- Rifornimento di autoclavi e sistemi per acqua ultrapura
- Preparazione e diluizione di tamponi, reagenti e terreni



#### Più opzioni per l'acqua di Tipo 2

- Cinque opzioni di sistema con flussi di permeato di 3, 7, 12, 20 o 40 L/h
- Possibilità di futuri aggiornamenti del sistema per accogliere maggiori capacità e soddisfare esigenze crescenti di acqua
- Il design salvaspazio ne permette l'installazione sul banco o il montaggio a parete grazie alla staffa di montaggio integrata

#### **Funzionamento affidabile**

- Controllo con microprocessore per il funzionamento automatico con monitoraggio continuo di tutti i parametri critici
- Ritorno automatico al modo di funzionamento che assicura il ricircolo durante periodi di fermo
- Lampada UV opzionale per la prevenzione della contaminazione biologica

#### Facilità di utilizzo

- Resistività/conduttività visualizzate chiaramente sul pannello di controllo di grandi dimensioni retroilluminato e inclinabile per una visualizzazione ottimale
- Chiara indicazione del modo di funzionamento corrente: "produzione", "standby", "pulizia" o "disinfezione"
- Livello di riempimento del serbatoio visualizzato in %
- I parametri di sistema sono protetti con codice per impedire modifiche accidentali dei punti di regolazione
- L'acqua viene erogata direttamente dal serbatoio di conservazione

#### Documentazione conforme alle linee guida GLP

- Stampante opzionale collegabile alla porta RS-232 per la registrazione e la tracciabilità dei dati
- La costante cellulare di 0,01 cm<sup>-1</sup> assicura misurazioni precise della conduttività
- Compensazione termica della misurazione della conduttività con accuratezza di ±0,1 °C (in conformità con USP 645)

#### Visualizzazione del volume

 Percentuale del livello dell'acqua nel serbatoio visualizzato automaticamente sul display di Pacific TII

#### Informazioni chiare

Ampio display illuminato su quattro righe di facile lettura che fornisce informazioni su:

- Stato del modo di funzionamento, come produzione, standby, disinfezione
- Volume del serbatoio in %
- Temperatura in °C

# Sistema di purificazione dell'acqua di Tipo 25 ml

## con ottima flessibilità

Schema comparativo delle caratteristiche						
	Sistema Pacific TII da 3 L/h	Sistema Pacific TII da 7 L/h	Sistema Pacific TII da 12 L/h	Sistema Pacific TII da 20 L/h	Sistema Pacific TII da 40 L/h	
Produzione di acqua pura a 15 °C, L/h	3	7	12	20	40	
Resistività a 25 °C, MΩ·cm	15-10	15-10	15-10	15-10	15-10	
Conduttività, µS/cm	0,067-0,1	0,067-0,1	0,067-0,1	0,067-0,1	0,067-0,1	
TOC, ppb	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	
Rimozione di batteri e particelle, %	99	99	99	99	99	
Rimozione di silicati, %	> 99,9	> 99,9	> 99,9	> 99,9	> 99,9	

## Tecnologie per produrre acqua a elevata purezza —



#### Membrana per osmosi inversa

La membrana per osmosi inversa ad alte prestazioni rimuove circa il 98% degli ioni inorganici e il 99% di tutte le sostanze organiche dissolte nonché microrganismi e particelle.

#### Cartuccia per acqua a elevata purezza

La cartuccia purifica ulteriormente il permeato per osmosi inversa producendo acqua a elevata purezza conforme agli standard internazionali (ASTM Tipo II, CAP, ISO 3696, BS 3997 e CLSI).

#### Lampada UV (solo versione UV):

La trasmissione UV a 254 nm assicura un'irradiazione UV ottimale. La luce con lunghezza d'onda di 254 nm svolge un'azione germicida.

#### Ricircolo

Il ricircolo dell'acqua tra il serbatoio e Pacific TII è importante per il mantenimento della qualità dell'acqua. L'acqua passa dal serbatoio alla cartuccia per acqua a elevata purezza e alla camera UV per poi tornare al serbatoio (disponibile solo per sistemi comprendenti un serbatoio con pompa di pressione/ricircolo).

# Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Pacific TII (continua)

#### Il sistema Barnstead Pacific TII trasforma l'acqua di rubinetto in acqua a elevata purezza a 15-10 $M\Omega$



#### **Serbatoi Pacific TII**

• Conservano in modo comodo ed economico acqua a elevata purezza

#### **Ampia imboccatura**

• Per una pulizia manuale facile ed efficace

#### Filtri di sicurezza opzionali

- • Un assorbitore di  ${\rm CO_2}$  impedisce che il valore di conduttività aumenti a causa del prelievo di  ${\rm CO_2}$
- Un dispositivo antitracimazione sterile impedisce l'ingresso dei microrganismi e la contaminazione dell'acqua del serbatoio

#### Serbatoio di polietilene

· Costruito con materiali inserti, opaco alla luce

#### Pompa di ricircolo

 La pompa di ricircolo protegge l'acqua a elevata purezza dalla proliferazione batterica durante periodi di fermo e mantiene un basso valore di conduttività

#### Montaggio a parete

• Montaggio a parete semplice e salvaspazio

#### **Uscita conica sul fondo**

• Consente il drenaggio completo per una pulizia e una disinfezione efficienti

#### Caratteristiche tecniche e dati per gli ordini

Specifiche dell'acqua di alimentazione*						
Sorgente e pretrattamento	Acqua di rubinetto addolcita o con durezza stabilizzata					
Conduttività, µS/cm	< 1500					
Concentrato di cloro libero, mg/l	< 0,1					
Intervallo di pH	4-11					
Temperatura, °C	2-35 °C					
Pressione, bar (psi)	2-6 (29-87)					

 $<sup>^{\</sup>star}$  Per l'elenco completo delle specifiche dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.

Sistema Pacific TII					
Pressione di esercizio	Requisiti elettrici	Assorbimento di corrente	Connettore dell'acqua di alimentazione	Dimensioni (L x P x A)	Temperatura ambiente
2-6 bar (29-87 psi)	90-240 V, 50/60 Hz	0,08 kW	NPT 3/4"	372 x 330 x 603 mm (14,6 x 13 x 23,7")	2-35 °C

Serbatoio di conservazione						
Volume	Materiale	Dimensioni				
30 L		598 x 380 mm (23,5 x 14,9")				
60 L	Polietilene resistente all'acqua ultrapura, opaco alla luce	912 x 380 mm (35,9 x 14,9")				
100 L		1249 x 380 mm (49,2 x 14,9")				

Opzioni del sistema	Opzione UV	Pacific TII 3	Pacific TII 7	Pacific TII 12	Pacific TII 20	Pacific TII 40
Sistemi Pacific TII Tutti i sistemi sono dotati di una staffa integrata per il montaggio a parete e comprendono una	Sistema con UV	50132129	50132131	50132132	50131982	50132133
membrana per osmosi inversa, una cartuccia per acqua a elevata purezza, un regolatore di pressione e una lampada UV, se applicabile	Sistema senza UV	50132121	50132123	50132124	50132125	50132127
Accessori necessari						
<b>Serbatoio Pacific TII</b> Scegliete un serbatoio che soddisfi le vostre esi	genze	Consulta	te la sezione "Opzio	ni per il serbatoio (	di conservazione" d	li seguito
Sistema di pretrattamento a doppia cartuo Filtro da 5 μm con cartuccia di carbone attivo e durezza, fornito completo di due alloggiamenti p controllare il contenuto di cloro, le impurità orga controllo < 250 ppm TIS. Per le opzioni comple andate a pagina 86	stabilizzatore di per filtri da 10" per uniche e durezza di			09.4000		
Accessori opzionali						
Documentazione di qualificazione (IQOQ)		IOQDOCE50133915	IOQDOCE50133915	IOQDOCE50133915	IOQDOCE50133915	IOQDOCE50133915
Controllo dell'acqua Avvisa della presenza di possibili perdite, disponibili	e solo a 230 V, 50 Hz	16.0129	16.0129	16.0129	16.0129	16.0129
Stampante Utilizza l'interfaccia RS-232 per la documentazione sicura di tutti i valori misurati	120 V, 50/60 Hz	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1
e dei messaggi di errore con data e ora registrati secondo le linee guida GLP	230 V, 50 Hz	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207	09.2207
Kit erogatore manuale Erogatore manuale con cavo di 3 metri da collegare al serbatoio. Utilizzare solo con un serbatoio dotato di pompa a pressione (06.5032, 06.5062 e 06.5082). Fornito con un filtro finale da 0,2 micron.		50138221	50138221	50138221	50138221	50138221
Prodotti di consumo sostitutivi						
Cartuccia per acqua a elevata purezza		09.4011	09.4011	09.4011	09.4011	09.4011
Membrana per osmosi inversa I sistemi Pacific TII 3, 7 e 12 richiedono solo una m inversa I sistemi Pacific TII 20 e 40 richiedono inve		22.0046	22.0046	22.0046	22.0046 (ordinarne 2)	22.0087 (ordinarne 2)
Lampada UV sistema		09.4002	09.4002	09.4002 09.4002		09.4002
Calumiana datauranta	Europa/Asia Pacifico	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202
Soluzione detergente	America del Nord/ America Latina	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25
Cartuccia in carbone attivo con prefiltro d	a 5 μm	06.5201	06.5201	06.5201	06.5201	06.5201
Cartuccia dello stabilizzatore di durezza		06.5452	06.5452	06.5452	06.5452	06.5452
Opzioni per il serbatoio di conservazio	ne per Pacific TII			30 L	60 L	100 L
<b>Serbatoio</b> Scegliete un serbatoio che soddisfi le vostre esi	Con indica	ore di livello		06.5033	06.5063	06.5083
di capacità e pompa		ore di livello e pompa	di pressione/ricircolo	06.5032	06.5062	06.5082
Accessori necessari						
Dispositivo sterile antitracimazione per se				06.5001	06.5001	06.5001
Filtro di sfiato di pompa di		<u> </u>		50135142	50135142	50135142
Scegliete il filtro di sfiato adatto alle vostre appl	da 0,2 µm + assorbit serbatoi con una pom		06.5002	06.5002	06.5002	
Accessori opzionali						
Gruppo lampada per serbatoio con lampad	a, 230 V, 50 Hz			06.5006	06.5006	06.5006
Staffa per il montaggio a parete				06.5015	06.5016	N/D
Prodotti di consumo sostitutivi						
Lampada UV di ricambio (serbatoio)				09.5002	09.5002	09.5002
Filtro sterile da 0,2 µm per il sistema			09.1003	09.1003	09.1003	

## Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead LabTower TII

Barnstead LabTower TII converte l'acqua di rubinetto in acqua a elevata purezza e la conserva offrendo una soluzione completa per acqua di Tipo 2.



#### <u>ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ROUTINE</u>

- · Risciacquo di vetreria di laboratorio
- Rifornimento di autoclavi e sistemi per acqua ultrapura
- Preparazione e diluizione di tamponi, reagenti e terreni

#### Qualità dell'acqua costante

- L'acqua di laboratorio di Tipo 2 soddisfa gli standard internazionali ASTM Tipo II, CSLS-CLRW e ISO 3696
- Progettato per assicurare il ricircolo continuo dell'acqua depurata contenuta nel serbatoio, in modo da preservare la qualità dell'acqua anche durante periodi di inattività

#### Unità mobile con design compatto

- Due opzioni di sistema con flussi di permeati di 20 o 40 L/h
- Modello per posizionamento autonomo con serbatoio integrato da 100 L per risparmiare spazio sul banco
- · Le ruote orientabili consentono un rapido riposizionamento
- I sistemi possono essere aggiornati successivamente per soddisfare maggiori esigenze di acqua

#### Due modi di erogazione dell'acqua

- Erogazione diretta dal sistema attraverso la valvola di erogazione per soluzioni di calibrazione, preparazione di reagenti, riempimento di contenitori, operazioni generiche di risciacquo e così via
- Erogazione dal serbatoio per il rifornimento di autoclavi, lavastoviglie, sistemi per acqua ultrapura e così via

#### Serbatoio integrato da 100 L

- Fino a 100 L di acqua a elevata purezza pronti per l'erogazione quando serve
- Il serbatoio di polietilene a elevata purezza è opaco alla luce
- Il fondo conico consente il drenaggio completo per una pulizia e una disinfezione efficienti
- È possibile programmare una regolazione modificabile del volume del serbatoio per i momenti di scarsa richiesta, che consente di conservare l'acqua che si prevede di utilizzare effettivamente

#### Informazioni chiare sul display del sistema

- L'ampio display a quattro righe è protetto da codice per evitare modifiche accidentali delle impostazioni del sistema
- Illuminato e di facile lettura, il display indica i valori di resistività o conduttività, lo stato del modo di funzionamento, come "produzione", "standby" o "sanitizzazione", e il volume del serbatoio in %

#### Documentazione conforme alle linee guida GLP

- Sviluppato per soddisfare o superare i requisiti GLP
- La registrazione e la tracciabilità dei dati sono disponibili mediante stampe con l'interfaccia RS-232 e la stampante accessoria
- La misurazione altamente qualificata e precisa della conduttività è assicurata dalla costante cellulare di 0,01 cm<sup>-1</sup> per un'accuratezza pari a ±0,1 °C



con serbatoio integrato da 100

Schema comparativo delle caratteristiche						
	Sistema LabTower TII	Sistema LabTower TII + UV				
Produzione di acqua pura a 15 °C, L/h	20 o 40	20 o 40				
Resistività a 25 °C, MΩ·cm	10-1	10-1				
Conduttività, µS/cm	0,1-1	0,1-1				
Contenuto batterico, CFU/mL, con filtro sterile	< 1	< 1				
Contenuto di particelle (0,2 µm) per mL con filtro sterile	< 1	< 1				

#### **Pretrattamento**

- Il prefiltro da 5 µm e il carbone attivo presente nella cartuccia con filtro combinato proteggono la membrana per osmosi inversa da cloro e particelle
- La cartuccia dello stabilizzatore di durezza protegge la fase di osmosi inversa dall'acqua dura

#### Osmosi inversa e serbatoio

- L'acqua pretrattata viene spinta a pressione verso il modulo permeabile di osmosi inversa rimuovendo il 97-99% circa di tutti gli ioni inorganici, il 99% delle sostanze organiche disciolte nonché microrganismi e particelle
- Il serbatoio integrato da 100 L possiede un'uscita conica sul fondo per ottimizzare la pulizia e la sanitizzazione

#### Scambio ionico e UV

- La membrana per RO rimuove fino al 99% delle impurità. Tutti gli ioni residui vengono rimossi dalle resine a elevata purezza e basso TOC nella cartuccia di scambio ionico
- L'irradiazione con raggi UV (solo unità TII con opzione lampada UV) elimina eventuali batteri o germi presenti

LabTower TII con erogatore manuale opzionale





#### Caratteristiche tecniche e dati per gli ordini

Cartuccia dello stabilizzatore di durezza

Prefiltro da 5 µm e stabilizzatore di durezza

Lampada UV di ricambio (serbatoio, solo 230 V, 50 Hz)

Specifiche dell'acqua di alimentazione*					
Sorgente	Acqua di rubinetto potabile addolcita o con durezza stabilizzata				
Limite indice SDI	< 3, con valori maggiori, pretrattamento a monte (modello 09.4000) da installare				
Conduttività, µS/cm	< 1500				
Cloro libero, mg/l	< 0,1				
Indice colloidale	< 3				
Intervallo di pH	4-11				
Temperatura, °C	2-35				
Pressione, bar (psi)	2-6 (29-87)				

<sup>\*</sup> Per l'elenco completo delle specifiche dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.

LabTower TII							
Pressione di esercizio	Specifiche elettriche	Assorbimento di corrente	del	onnettore l'acqua di nentazione	L	Dimensioni .xPxA in mm (")	Temperatura ambiente
2-6 bar (29-87 psi)	90-240 V, 50/60 Hz	0,12 kW NPT 3/4"			450 x 580 x 1500 (17,7 x 22,8 x 59)	2-35 °C	
Opzioni del sistema		Opzione UV		LabTo		LabTower TII 40	LabTower TII 60
Sistemi LabTower TII* Tutti i sistemi includono una m cartuccia per acqua a elevata		Sistema con lampada UV		50132	193	50132141	50132394
10" con cartuccia dello stabiliz pressione, filtro da 0,2 um, se lampada UV, se applicabile	zzatore di durezza, regolatore di rbatoio da 100 L integrato e	Sistema senza lampada l	JV	50132 <sup>-</sup>	191	50132196	50132393
Accessori necessari							
Pretrattamento con LabTo Per un pretrattamento comp		Filtro da 5 µm con carbone e un alloggiamento per filtr	o da 10"	501340	022	50134022	50134022
entrambe le cartucce		Filtro da 1 µm con un allog per filtro da 10"	giamento	09.4003		09.4003	09.4003
Filtro sterile di sfiato per	serbatoio	'		50135142		50135142	50135142
Dispositivo sterile antitra	cimazione per serbatoio			50132714 50132714		50132714	50132714
Accessori opzionali							
<b>Gruppo lampada UV per s</b> Include supporto e lampada	serbatoio, solo 230 V, 50 H; ∪V	2		06.5006		06.5006	06.5006
<b>Controllo dell'acqua</b> Avvisa in caso di perdite. Dis	sponibile solo a 230 V, 50 Hz			16.01	29	16.0129	16.0129
Stampante Utilizza l'interfaccia RS-232	per la documentazione	120 V, 50/60 Hz		AY1137X1		AY1137X1	AY1137X1
sicura di tutti i valori misura con data e ora registrati sec	00	230 V, 50 Hz		09.2207		09.2207	09.2207
Documentazione di quali				IOQDOCE50134156		IOQDOCE50134156	I0QD0CE50134156
		. Fornito con un filtro finale da 0,2 l	micron.	501382	221	50138221	50138221
Prodotti di consumo so	ostitutivi						
Cartuccia per acqua a ele	<u> </u>			02.2850	-LAB	02.2850-LAB	02.2850-LAB
Membrana per osmosi inversa I sistemi LabTower TII 20 e 40 richiedono due membrane, mentre il sistema LabTower TII 60 richiede quattro membrane, come indicato			22.00 (ordinari		22.0087 (ordinarne 2)	22.0087 (ordinarne 2) 22.0046 (ordinarne 2	
Lampada UV di sistema				09.4002		09.4002	09.4002
Filtro sterile da 0,2 µm				09.10	03	09.1003	09.1003
Soluzione detergente		Europa/Asia Pacifico		09.22	02	09.2202	09.2202
Soluzione detergente		America del Nord/America	Latina	CMX2	25	CMX25	CMX25
Cartuccia in carbone atti	vo con prefiltro da 5 µm			06.52	01	06.5201	06.5201
						-	

06.5452

09.5002

06.5204

06.5452

09.5002

06.5204

06.5452

09.5002

06.5204

### Distillatori in vetro Thermo Scientific Barnstead Mega-Pure

I distillatori in vetro Barnstead Mega-Pure eliminano efficacemente residui solidi inorganici, residui organici con punto di ebollizione superiore a quello dell'acqua, batteri e pirogeni. I distillatori sono costituiti da componenti non liscivianti per garantire un'elevata purezza dell'acqua.



### ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ROUTINE

- Risciacquo di vetreria di laboratorio
- Rifornimento di autoclavi e sistemi per acqua ultrapura
- Preparazione e diluizione di tamponi, reagenti e terreni

#### Caratteristiche del prodotto

- Il contatto con componenti di solo vetro, quarzo e Teflon® garantisce la massima purezza ed elimina il rischio di contaminazioni incrociate
- · Cinque formati disponibili
- Facilità di montaggio delle unità a parete o su banco
- Il design verticale del condensatore garantisce la massima purezza
- Il dispositivo di cutoff per le alte temperature spegne l'apparecchio in caso di temperatura eccessiva, impedendo il surriscaldamento della resistenza
- Il coperchio a sgancio rapido offre un facile accesso per la pulizia
- Il collegamento a un sistema di raccolta automatico (ACS) garantisce il funzionamento automatico 24 ore al giorno
- Elettrovalvola per l'acqua di alimentazione per funzionamento automatico
- Produce acqua con una resistività di 1-10 Ω·cm, in base alla purezza dell'acqua di alimentazione

#### MP-1

 Distillatore in vetro da 1 L/h, compatto e di facile utilizzo, disponibile con o senza tanica

#### MP-3A, MP-6A e MP-11A

• Ideale per soddisfare le esigenze di volumi elevati, con serbatoio e opzioni

#### **MP-12A**

 Deionizzatore integrato per pretrattare l'acqua di alimentazione della caldaia.
 Il sistema di raffreddamento per il distillato consente l'utilizzo immediato dell'acqua prodotta, portandone la temperatura da 85 °C a circa 55 °C per un più facile utilizzo. Non è necessario attendere il raffreddamento

Schema comparativo delle caratteristiche									
	MP-1	MP-3A MP-6A MP-11A MP-12A							
Caratteristiche del sistema	Compatto e di facile utilizzo	Per le applicazioni che richiedono volumi e sistema di raffreddamento per distillato							
Capacità di produzione di acqua, L/h	1	3	12						
Capacità dell'acqua di raffreddamento, L/h	11,3	30,3 53 130 130							
Numero di riscaldatori	1	1 2 4 4							
Resistività a 25 °C, MΩ·cm	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10				

# distillatori in vetro ideali per applicazioni biologiche

#### Accessori del prodotto

#### Sistema di raccolta automatico (ACS)

- Sistema interamente in vetro progettato per prelevare l'acqua dai distillatori in vetro Mega-Pure e controllarne il funzionamento
- Pratico formato da 45 L
- · Facile montaggio a parete o su banco
- Impostato per interrompere l'alimentazione dei riscaldatori e l'approvvigionamento di acqua al distillatore guando la tanica contiene circa 45 L
- Il sistema riavvia automaticamente il distillatore e riempie di nuovo il sistema di raccolta quando la scorta di acqua purificata scende a circa 38 L

#### Pretrattamento per acqua dura

- Consente di pretrattare l'acqua di alimentazione dei distillatori in vetro Mega-Pure
- Il deionizzatore Mega-Pure con cartuccia singola o doppia riduce i depositi di calcare e migliora la purezza dell'acqua
- Maggiore flessibilità con le più diverse tipologie di acqua di alimentazione
- Il dispositivo di misurazione della resistività con compensazione della temperatura misura la qualità dell'acqua e indica quando le cartucce sono esaurite
- Valvola di drenaggio integrata per facilitare la sostituzione delle cartucce
- · Cartucce ad alta capacità per una più lunga durata
- Possibilità di montaggio dell'unità a parete o su banco



Tanica di plastica (413964)



Tanica di vetro (410535)



Sistema di raccolta automatico



Deionizzatore Mega-Pure D2

## Distillatori in vetro Thermo Scientific Barnstead Mega-Pure

(continua)

#### Caratteristiche tecniche e dati per gli ordini

Specifiche di prodotto				
Temperatura dell'acqua in ingresso °C (°F)	Temperatura di sfiato °C (°F)	Drenaggio automatico	Pressione in ingresso (psig)	Comandi Start/Stop automatici
4-37 (39,2-98,6)	85-96,7 (185-206)	No	20-100	Sì

Opzioni del sistema								
	Output	Dimensioni complessive L x P x A in mm (")	Specif	fiche elettriche (50/	Numero modello			
	volume (L/h)*		Volt	Amp	Fase	Unità	Tanica da 6 L inclusa	
MP-1**	1.4	45,7 x 86,4 x 24,8 (18 x 34 x 9,75)	120	9	1	A440266	A440267	
	1,4		240	4,5	1	A7981	A7982	
MP-3A**	3,4	58,4 x 114,3 x 30,5 (23 x 45 x 12)	240	11	1	A440367	-	
WIT-JA	3,4		208	13	1	A440696	-	
MP-6A**	6	58,4 x 114,3 x 30,5 (23 x 45 x 12)	240	21	1	A440518	-	
MP-0A***			208	25	1	A440697	-	
MP-11A**	13	74,2 x 134,6 x 36,6 (29,2 x 53 x 14,4)	240	42	1	A440118	-	
	13		208	49	1	A440117	-	
MP-12A Deionizzatore (contiene due cartucce)	12	74,2 x 134,6 x 36,6 (29,2 x 53 x 14,4)	240	42	1	A442011	_	
e sistema di raffreddamento per il distillato integrati			208	49	1	A442012	-	

Accessori necessari	Numero modello	
Elettrovalvola doppia  Necessaria in caso di acqua di alimentazione pretrattata e acqua di raffreddamento non	MP-1 (240 V), MP-3, MP-6A e MP-11A	440236
trattata	MP-1 (120 V)	RY798X2A

#### Cartucce per deionizzazione

Richieste per MP-12A. Consultate la sezione "Accessori opzionali"

#### Soluzioni di conservazione

Consultate la sezione "Opzioni di conservazione"

Accessori opzionali		Numero modello	
Deionizzatore con cartuccia singola (D1) Il deionizzatore con cartuccia singola elimina i contaminanti inorganici. Ordinare una cartuccia per deionizzazione a completamento del sistema. Dimensioni: L x A x D – 26,7 x 64,8 x 19 cm (10,5 x 25,5 x 7,5")			
Deionizzatore con cartuccia doppia (D2) Offre una maggiore capacità per l'eliminazione di cloro e Dimensioni: L x A x D – 42,6 x 64,8 x 19 cm (16,75 x 2	e residui organici. Ordinare due cartucce per deionizzazione a completamento del sistema. 25,5 x 7,5")	D440066	
Accessori per il deionizzatore	Kit di adattamento per distillatore Necessario per collegare il sistema di deionizzazione a qualsiasi distillatore in vetro Mega-Pure	440376	
Accessor per il delonizzatore	Kit accessorio elettrovalvola Da usare con il modello D1 o D2 installato come unità autonoma	440375	
	Cartuccia a elevata purezza Usata nelle unità MP-12A, D1 e D2 per ottenere la massima purezza	D400377	
Cartucce per deionizzazione	Cartuccia ad alta capacità Usata nelle unità MP-12A, D1 e D2. Elimina i residui solidi ionizzati per una capacità prolungata	D400499	
	Cartuccia di eliminazione dei residui organici Usata nell'unità D2 per l'eliminazione dei residui organici e del cloro	D440265	

 $<sup>^\</sup>star$  II volume di produzione per unità da 208 V può essere ridotto anche del 25% rispetto a quanto specificato.



Opzioni per la conservazione		Numero modello
	Tanica di plastica, capacità 6 L Per l'uso con i distillatori MP-1 e MP-3A	413964
Taniche	<b>Tanica di vetro, capacità 9 L</b> Per l'uso con i distillatori MP-1 e MP-3A	410535
Per il funzionamento manuale	Tanica di vetro, capacità 13 L Per l'uso con qualsiasi distillatore in vetro Mega-Pure	413934
	Tanica di vetro, capacità 45 L Per l'uso con qualsiasi distillatore in vetro Mega-Pure	410164
	Unità per sistema di raccolta automatico (ACS)	B440704
Sistema di raccolta automatico (ACS) Per l'uso con qualsiasi distillatore in vetro Mega- Pure. Contiene fino a 45 L di acqua e controlla il distillatore. Dimensioni: L x A x D 4	Kit di adattamento tubi flessibili  Necessario quando i tubi di vetro in dotazione sono troppo lunghi o troppo corti per raggiungere il distillatore. Tubi flessibili non inclusi. Si consiglia l'uso di un tubo di Teflon da 0,5" in grado di gestire acqua a 80-90 °C	440138
1,3 x 96,5 x 41,3 cm (16,25 x 38 x 16,25")	Staffa per il montaggio a parete dell'ACS	400634
	Adattatore per aggancio della lavastoviglie ACS per lavavetrerie	440241



#### Distillatori Thermo Scientific Barnstead Classic

I distillatori in vetro Barnstead Classic eliminano efficacemente residui solidi inorganici, residui organici, batteri e pirogeni. I distillatori sono di rame e bronzo rivestiti di puro stagno. La natura inerte dello stagno previene il percolamento dei contaminanti nell'acqua.



#### ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ROUTINE

- Risciacquo di vetreria di laboratorio
- Rifornimento di autoclavi e sistemi per acqua ultrapura
- Preparazione e diluizione di tamponi, reagenti e terreni

#### Caratteristiche del prodotto

- La caldaia a doppia parete e il preriscaldamento dell'acqua di alimentazione consentono di risparmiare elettricità
- Il condensatore dotato di sfiato consente di eliminare le impurità gassose
- L'esclusivo deconcentratore elimina il calcare che determina la presenza di impurità nella caldaia
- L'esclusivo filtro Thermo Scientific Q-Baffle garantisce acqua di alta qualità priva di pirogeni eliminando dal vapore le gocce d'acqua cariche di impurità
- · Condensatore orizzontale salvaspazio
- Struttura metallica resistente ad anni di utilizzo
- Unità facilmente installabili sul pavimento o su un piano d'appoggio, a seconda del modello
- Percorsi in puro stagno inerte a garanzia della qualità dell'acqua ottenuta
- · Possibilità di montaggio a parete del controller

#### Distillatori portatili

- Non richiedono opere idrauliche o collegamenti elettrici permanenti, per una maggiore rapidità di installazione
- Dotati di dispositivo di cutoff per livello d'acqua insufficiente per una maggiore sicurezza della produzione
- Montaggio su banco

#### Distillatori elettrici da pavimento

- Con supporto da pavimento in dotazione
- Nuovo sistema di protezione da sovratemperatura per una maggiore sicurezza
- Nuovo hardware plug-and-play per una maggiore facilità di installazione
- Capacità da 1 a 10 gal/h
- Dispositivo di cutoff per livello acqua insufficiente, protegge le resistenze in caso di interruzione dell'approvvigionamento idrico
- Comandi totalmente automatici opzionali, per il funzionamento senza sorveglianza
- Arresto del distillatore quando il serbatoio è pieno, messa in funzione quando il livello dell'acqua scende sotto al valore preimpostato
- Drenaggio della caldaia del distillatore a intervalli preselezionati di 4 ore per ridurre la formazione del calcare

#### Distillatori a vapore

- Sfruttano come fonte di calore il vapore interno presente
- · Comandi automatici opzionali, per il funzionamento senza sorveglianza
  - Arresto del distillatore quando il serbatoio è pieno, messa in funzione quando il livello dell'acqua scende sotto al valore preimpostato
  - Drenaggio della caldaia del distillatore a intervalli preselezionati di 4 ore per ridurre la formazione del calcare

ı	Schema comparativo delle caratteristiche							
		Distillatori Distillatori elettrici da Distillatori elettrici portatili pavimento a vapore						
	Capacità di produzione di acqua, gal/h	1/2	1	2	5	10	10	
	Montaggio	Banco		Pavir	mento		Pavimento	





#### Caratteristiche tecniche e dati per gli ordini

Specifiche del s	serbatoio ri	vestito in sta	agno								
		Uscita Acqua di L/h (gal/h)		n KW	Specifiche elettriche (50/60 Hz)		Fase	Dimensioni L x A x P in cm (")		Numero modello	
			to L/h (gal/h)		Volt	Amp		LXAXPIII GIII (*)			illouello
	Portatile 1/2 gal/h	1,9 (0,5)	15 (4)	1,3	120	12	1	52 (21)	49 (19)	26 (10)	A1007
	1 gal/h	3,8 (1)	30 (8)	2,6	120	23	1	56 (22)	168 (66)	25 (10)	A1011-A
Distillatori		3,8 (1)	30 (8)	2,6	240	12	1	56 (22)	168 (66)	25 (10)	A1011-B-61
elettrici* Supporto da	2 gal/h	7,6 (2)	61 (16)	6	240	26	1	58 (23)	173 (68)	28 (11)	A1013-B-61
pavimento incluso (tranne A1007)		7,6 (2)**	61 (16)	6	208	17	3	58 (23)	173 (68)	28 (11)	A1013-C
(traffile ATOO7)	5 gal/h	19 (5)	151 (40)	13	240	57	1	89 (35)	196 (77)	36 (14)	A1015-B-61
		19 (5)**	151 (40)	13	208	36	3	89 (35)	196 (77)	36 (14)	A1015-C
	10 gal/h	38 (10)	303 (80)	26	240	66	3	94 (37)	226 (89)	36 (14)	A1016-D
Distillatori a vapore*		Uscita L/h (gal/h)	Acqua di raffreddamen to L/h (gal/h)	Pressione vapore (PSI)		Cavalli vapore caldaia	Vapore kg/h (lb/h)	Dimensioni L x A x P in cm (")		Numero modello	
	10 gal/h	38 (10)	144 (38)	35	5-50	3,5	41 (90)	94 (37)	229 (90)	36 (14)	A1213

 $<sup>^{\</sup>star\star}$  Il volume di produzione per unità da 208 V può essere ridotto fino al 25% rispetto a quanto specificato.

Accessori necessari		Numero modello					
Supporto da pavimento per distillatore a vapore	Solo per modelli da 10 gal/h						
Serbatoio di conservazione  Scegliete un serbatoio compatibile con le esigenze del vostro laboratorio. Consultate la sezione Serbatoi e accessori per distillatori Thermo Scientific Barnstead Classic alle pagine 70-71							
Accessori opzionali							
Comandi completamente automatici	Per l'uso con i distillatori elettrici da 1 e 2 gal/h	G2100					
Il modello da 120 V (50/60 Hz) include elettrovalvole per l'acqua di	Per l'uso con i distillatori elettrici da 5 gal/h	G2110					
alimentazione e di scarico, valvole	Per l'uso con i distillatori elettrici da 10 gal/h	G2125					
manuali, tubi e monitoraggio del livello	Per l'uso con i distillatori a vapore da 10 gal/h	G2020					



# rivestito di stagno per acqua pura

# Distillatore Thermo Scientific Barnstead Classic Serbatoi e accessori per distillatori

Scegliere il serbatoio per distillatori Barnstead Classic e l'opzione di montaggio più confacenti alle esigenze del laboratorio. Il filtro aria Ventgard, la tenuta ermetica e il gruppo lampada UV sono accessori necessari per preservare la purezza dell'acqua durante la conservazione.





Supporto da pavimento per il serbatoio



Staffa per il montaggio a parete del serbatoio

#### Serbatoi

- Disponibili nei formati da 10 a 200 galloni
- Realizzati in rame e rivestiti a mano in puro stagno per garantire la purezza dell'acqua distillata
- Tutti i serbatoi sono dotati di coperchio amovibile, spia di controllo del livello e rubinetto estraibile ricoperto di stagno con nipplo serrato
- Connessioni per accessori opzionali quali pompe, e comandi completamente automatici
- Per una corretta installazione è necessario il supporto da pavimento o la staffa per il montaggio a parete (solo modelli da 10 e 25 galloni)

#### Accessori necessari

#### Supporto da pavimento e staffa per il montaggio a parete

Per la corretta installazione del serbatoio è possibile scegliere tra il supporto da pavimento e la staffa per il montaggio a parete.

#### Supporti da pavimento

- I supporti per serbatoi da 10, 25 e 50 galloni sono realizzati in lamiera metallica di sezione elevata e sono dotati di piedini regolabili
- I supporti per serbatoi da 100 e 200 galloni sono realizzati in profilato a L di acciaio spesso

#### Staffe per il montaggio a parete

- Le staffe per serbatoi da 10 galloni sono realizzate in alluminio di sezione elevata
- Le staffe per serbatoi da 25 galloni sono realizzate in profilato a L di spesso acciaio

#### Filtro aria Ventgard e guarnizione

- Protegge l'acqua conservata dai contaminanti dell'aria, residui organici e CO<sub>2</sub>
- Il filtro svolge la funzione di valvola di non ritorno per consentire il passaggio dell'acqua distillata nel serbatoio
- Impedisce la penetrazione dell'aria nel serbatoio attraverso lo sfiato atmosferico del condensatore

#### **Gruppo lampada UV**

- · Mantiene la sterilità nel serbatoio
- La lampada UV è racchiusa da una guaina inerte trasparente di forma tubolare
- Al momento della sostituzione della lampada è sufficiente rimuovere la lampada. Il coperchio del serbatoio e la guaina restano in sede impedendo l'esposizione dell'acqua ai contaminanti presenti nell'aria



# Caratteristiche tecniche e dati per gli ordini

Opzioni del sistema						
Opzioni serbatoio	Uscita per la distribuzione Uscita per i	Uscita per il drenaggio	Dimens	Numero modello		
Opzioni serbatolo	(NPT)	(NPT)	L	A	P	Numero mouemo
10 gal*	1/2"	ND	26 (10,25)	74 (29)	43 (17)	B3043
25 gal*	1/2"	ND	46 (18)	74 (29)	64 (25)	B3045
50 gal*	1"	1/2"	56 (22)	91 (36)	71 (28)	B3046
100 gal*	1"	1/2"	74 (29)	110 (43)	89 (35)	B3047
200 gal*	1 1/2"	1"	96 (38)	128 (50)	114 (45)	B3049

			A STATE OF THE REAL PROPERTY.	1000	The second second	
Accessori necessari						
		Per serbatoio da 10 galloni	28 (11)	69 (27)	28 (11)	H1000
		Per serbatoio da 25 galloni	48 (19)	69 (27)	48 (19)	H1001
<b>Opzioni per il montaggio</b> Scegliete l'opzione	Supporti da pavimento	Per serbatoio da 50 galloni	56 (22)	51 (20)	56 (22)	H1002
di montaggio più indicata	•	Per serbatoio da 100 galloni	74 (29)	28 (11)	74 (29)	H1003
per le esigenze del vostro laboratorio.		Per serbatoio da 200 galloni	99 (39)	56 (22)	99 (39)	H3230
	Staffe per il	Per serbatoio da 10 galloni	H3240			
montaggio a parete		Per serbatoio da 25 galloni	H3242			
Gruppo lampada UV  Mantiene la sterilità dell'acqua nel serbatoio. Include alloggiamento, interruttore di accensione e spegnimento, cavo da 6 piedi, lampada e zavorra						H4005
Filtro aria Ventgard e guarnizione						H3111
Prodotti di consumo sos	Prodotti di consumo sostitutivi					
Lampada UV di ricambio						04141
<b>Filtro aria Ventgard</b> Protegge l'acqua conservata dai contaminanti dell'aria, residui organici e CO <sub>2</sub>					H3120	
Guarnizione di ricambio Impedisce la penetrazione dell'aria nel serbatoio attraverso lo sfiato atmosferico del condensatore					H3130	
Filtro Ventgard Parte soggetta a usura del gruppo filtro Ventgard					25001-DB	



# Distillatori Thermo Scientific Barnstead con mobile

I distillatori Barnstead con mobile sono dotati di distillatore, serbatoio correttamente dimensionato e rivestito di stagno, all'interno di un mobile compatto. Questo modello dal design a ingombro ridotto occupa meno spazio rispetto alle unità convenzionali e consente una maggiore rapidità di installazione.

# tutto in uno

# distillatore e serbatoio rivestiti di stagno



# <u>attività di laboratorio di routine</u>

- · Risciacquo di vetreria di laboratorio
- Rifornimento di autoclavi e sistemi per acqua ultrapura
- Preparazione e diluizione di tamponi, reagenti e terreni

# Caratteristiche del prodotto

- Scelta tra due dimensioni: 2 o 5 gal/h
- Il filtro Q-Baffle garantisce un'acqua di alta qualità priva di pirogeni
- Funzionamento completamente automatico che consente l'uso anche senza sorveglianza. Il distillatore si spegne quando il serbatoio è pieno e si riavvia quando il serbatoio è vuoto. Drenaggio automatico della camera della caldaia ogni volta che l'unità viene spenta e ogni 4 ore di funzionamento, per mantenere il distillatore pulito più a lungo

# Distillatore modello 210 - 2 gal/h con serbatoio da 10 galloni

- Il misuratore di purezza indica la purezza dell'acqua distillata presente nel serbatoio
- Dotati di dispositivo di cutoff per livello d'acqua insufficiente per una maggiore sicurezza della produzione

# Distillatore modello 525 - 5 gal/h con serbatoio da 25 galloni

- Il misuratore di purezza indica la purezza dell'acqua distillata presente nel serbatoio
- · Pompa di ricircolo e supporto di montaggio opzionali
- Serbatoio dotato di lampada UV per un maggior controllo dei batteri

Schema comparativo delle caratteristiche				
Modello 210 Modello 525				
Portata	2 gal/h	5 gal/h		
Serbatoio di conservazione	10 gal	25 gal		

Accessori opzionali	
Supporto da banco solo per il modello 210	A1066
<b>Supporto da pavimento</b> solo per il modello 525. L x L x P: 93 x 48 x 89 cm (36 x 18,8 x 35")	A1521
Pompa di ricircolo Solo per il modello 525. Supporto da pavimento (A1521) in dotazione	A1522

# Caratteristiche tecniche e dati per gli ordini

Specifiche di prodotto								
Opzioni del cictoma	Uscita	Tensione	(50/60 Hz)		_		Dimensioni	Numero
	L/h (gal/h)	Controller	Elemento riscaldatore	Amp	Fase	Cavi	LxAxP	modello
	7,6 (2)	120	240	26	1	2	60 x 103 x 39 cm (24 x 41 x 15,25")	A1065-B
Distillatore 210 2 gal/h	7,6 (2)	120	208	17	3	4	60 x 103 x 39 cm (24 x 41 x 15,25")	A1065-C
· ·	7,6 (2)	120	240	15	3	3	60 x 103 x 39 cm (24 x 41 x 15,25")	A1065-D
	19 (5)	120	240	55	1	2	91 x 122 x 48 cm (36,5 x 48 x 18,75")	A1085-B
Distillatore 525 5 gal/h	19 (5)	120	208	36	3	4	91 x 122 x 48 cm (36,5 x 48 x 18,75")	A1085-C
	19 (5)	120	240	33	3	3	91 x 122 x 48 cm (36,5 x 48 x 18,75")	A1085-D

# Tutto sulla distillazione

La distillazione elimina in modo efficace la maggior parte dei residui inorganici, tutte le sostanze organiche con punto di ebollizione superiore a quello dell'acqua (100 °C), tutti i batteri e i pirogeni. Non è invece altrettanto efficace per eliminare gas e sostanze organiche a basso peso molecolare.

# I prodotti Thermo Scientific Barnstead includono una vasta gamma di distillatori


I nostri distillatori sono disponibili in vari formati compresi tra 1,4 e 38 L/h. Sono inoltre disponibili modelli in stagno o in vetro. Molti modelli presentano opzioni completamente automatiche per ridurre al minimo la formazione di calcare.

### Componenti del distillatore

Un distillatore si compone di camera di ebollizione (caldaia), riscaldatori elettrici o a immersione a vapore, filtro antipirogeni, condensatore, dispositivo di livello costante e cutoff di basso livello d'acqua. Fra le opzioni disponibili ci sono soluzioni di pretrattamento e comandi completamente automatici che consentono al distillatore di funzionare automaticamente con acqua pretrattata e serbatoio.

# Le tecnologie utilizzate dai sistemi di distillazione

- 1 L'acqua viene introdotta nel distillatore attraverso l'ingresso dell'acqua di raffreddamento/acqua di alimentazione. Passando attraverso l'ingresso, l'acqua si riscalda a mano a mano che procede verso la caldaia. A sua volta raffredda il vapore che entra nel condensatore.
- L'acqua scorre dal condensatore al dispositivo di livello costante, quindi prosegue fino alla caldaia.
- 3 L'acqua viene riscaldata nella caldaia. Le impurità con punto di ebollizione superiore a quello dell'acqua (100 °C/212 °F) restano nella caldaia, mentre l'acqua e le impurità con punto di ebollizione uguale o inferiore a quello dell'acqua si trasformano in vapore acqueo. Il vapore puro risale la caldaia, passa attraverso un filtro antipirogeni e finisce nel condensatore.
- 4 Nel condensatore, il vapore puro viene a contatto con tubi o serpentine contenenti acqua di raffreddamento. Al contatto, subisce un processo di condensazione producendo acqua pura.
- 5 L'acqua distillata esce dal condensatore e viene convogliata verso il serbatoio attraverso l'apposita uscita.
- 6 Lo sfiato atmosferico consente l'eliminazione dei contaminanti volatili aumentando la purezza dell'acqua distillata.



# sistemi di purificazione dell'acqua per osmosi inversa

L'acqua purificata tramite osmosi inversa è utile per rifornire apparecchiature di laboratorio come bagni d'acqua, lavastoviglie e autoclavi.



# innovazione

Il sistema Thermo Scientific Barnstead LabTower RO permette di impostare manualmente il livello del serbatoio



# praticità

Facilità di erogazione dal serbatoio



Infinite scelte di montaggio: sul banco, a parete o autonomo





# Osmosi inversa

# L'osmosi inversa è economica

L'osmosi inversa è il metodo più economico per eliminare fino al 99% delle impurità dell'acqua. La membrana osmotica è semipermeabile e caratterizzata da una superficie microporosa che respinge virtualmente tutte le sostanze disciolte, inclusi i solidi inorganici, i residui organici, le particelle e i microrganismi.

# L'acqua ottenuta mediante osmosi inversa è versatile

L'acqua da RO può essere utilizzata per preparare tamponi per microbiologia e reagenti chimici. Inoltre rappresenta un'eccellente opzione per le apparecchiature generiche di laboratorio quali bagni d'acqua, umidificatori e autoclavi.


# L'osmosi inversa è efficace

Quando l'acqua di alimentazione attraversa la membrana osmotica, le impurità si depositano sulla superficie della membrana e vengono eliminate attraverso il drenaggio. Si ottiene così acqua purificata depurata fino al 99% delle sue impurità. Le percentuali specifiche di eliminazione di tutte le impurità sono indicate nelle caratteristiche dei singoli prodotti.

# Fattori che caratterizzano l'acqua di alimentazione

Alcune caratteristiche dell'acqua di alimentazione collegate alle prestazioni e alla durata della membrana, e al tempo stesso influiscono direttamente sulla qualità dell'acqua ottenuta.

Richiedete il kit per l'analisi H<sub>2</sub>O Select, il nostro programma completo di test per analizzare l'acqua di alimentazione e garantirvi risultati di RO ottimali.



Acqua pura concentrata

Buossal Allo scarico

Membrana semipermeabile

Osmosi

Osmosi inversa

Il naturale flusso osmotico dell'acqua attraverso una membrana semipermeabile dalle soluzioni meno concentrate a quelle più concentrate. L'osmosi inversa si ottiene esercitando una pressione esterna che inverte questo flusso naturale, come illustrato a destra.



Gli esperti del nostro servizio di assistenza tecnica costituiscono una straordinaria risorsa per risolvere qualsiasi dubbio relativo all'acqua di alimentazione.

Qui di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche che influiscono sulle prestazioni della procedura di osmosi inversa:

### **Temperatura**

I volumi di produzione dell'acqua da osmosi inversa indicati presuppongono una temperatura dell'acqua di alimentazione di 15 °C (59 °F). Per ogni grado centigrado inferiore a 15 °C (59 °F), la quantità di acqua prodotta si riduce del 3%. Inoltre, se la temperatura dell'acqua di alimentazione supera 25 °C (77 °F), la membrana osmotica può subire danni. Thermo Scientific raccomanda di utilizzare una valvola di miscelazione di acqua calda e fredda per mantenere la temperatura dell'acqua a 15 °C (59 °F).

### Alcalinità e calcio

La presenza di carbonati, bicarbonati, idrossidi e impurità calcaree nell'acqua di alimentazione contribuisce all'accumulo di calcare sulla membrana osmotica. Sia il sistema Thermo Scientific Barnstead Pacific RO sia il sistema Thermo Scientific Barnstead LabTower RO possiedono soluzioni di pretrattamento che prevengono questa possibilità. Nel sistema di pretrattamento è inclusa una cartuccia stabilizzatrice di durezza che lega il calcio proteggendo così la membrana osmotica.

### Cloro

Il cloro può danneggiare la membrana osmotica e ridurne prestazioni e durata. Anche in questo caso, sia Pacific RO sia LabTower RO possiedono soluzioni per il pretrattamento dell'acqua, che includono un prefiltro da 5  $\mu m$  + una cartuccia di carbone attivo per prevenire l'ingresso di particelle > 5  $\mu m$  e concentrazioni elevate di cloro libero.

### **Torbidità**

Il livello di torbidità indica la quantità di solidi in sospensione presenti nell'acqua. Se non rimosso, questo materiale in sospensione può ridurre la vita utile dei filtri e delle membrane osmotiche. Se l'acqua di alimentazione presenta problemi di torbidità, i nostri specialisti possono raccomandare opzioni di pretrattamento. Quando l'acqua di alimentazione ha una torbidità inferiore a 1 NTU, le membrane osmotiche presentano una contaminazione molto ridotta.

# Indice di densità dei solidi in sospensione (SDI, Silt Density Index)

I solidi in sospensione e i materiali colloidali nell'acqua di alimentazione rappresentano uno dei maggiori problemi dei sistemi a osmosi inversa. Per misurare la gravità di questo problema di contaminazione, si usa l'indice della presenza di sostanze fini colloidali. In questo caso un filtro da 0,45  $\mu m$  viene esposto all'acqua di alimentazione sotto pressione e vengono calcolate le velocità di filtrazione. Un SDI < 5 è considerato accettabile nei sistemi a osmosi inversa.



LabTower RO con erogatore manuale opzionale

# Sistemi di purificazione dell'acqua per osmosi inversa Thermo Scientific Barnstead

Tecnologia/Caratteristiche

# Guida alla scelta

Vantaggi

# Volume di acqua ottimale per l'uso La scelta del sistema giusto assicura il massimo valore. Capacità quotidiano con durata ragionevole della Pronto per qualsiasi nuova tecnologia si desideri introdurre in futuro o per nuove esigenze di volume. cartuccia Se aumentano le esigenze di capacità, il sistema può essere Possibilità di aggiornamento aggiornato Controllo dell'acqua di alimentazione Avvisa l'utente di eventuali fluttuazioni nella qualità dell'acqua **Caratteristiche** Offre una configurazione autonoma per laboratori con Serbatoio integrato da 100 L poco spazio sul banco Pretrattamento integrato nel sistema Pretrattamento integrato nel sistema







Pacific RO	LabTower RO
Opzioni di montaggio flessibili	Serbatoio da 100 L integrato
3, 7, 12, 20, 40 L/h	20, 40 L/h
Standard	Standard
Standard	Standard
_	Standard
_	Standard

# Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead LabTower RO

Il sistema Barnstead LabTower RO trasforma l'acqua di rubinetto in acqua da osmosi inversa e la conserva in un serbatoio da 100 L integrato



# ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ROUTINE:

- Risciacquo di vetreria di laboratorio
- Rifornimento di autoclavi, bagni d'acqua, incubatori e lavavetrerie
- Preparazione e diluizione di tamponi e reagenti
- · Attività generiche di biotecnologia



# Tecnologia avanzata in un design mobile

- Un controller ultramoderno visualizza i parametri di sistema in modo da facilitare la lettura
- Serbatoio per acqua a elevata purezza da 100 L che può essere svuotato completamente con un booster della pressione a bassa rumorosità come componente di serie
- Montato su ruote orientabili, il sistema compatto LabTower R0 è un sistema di rifornimento di acqua pura ideale per qualsiasi laboratorio. Ottimale come sorgente di acqua di alimentazione di lavastoviglie, autoclavi e per gli usi generici di laboratorio
- Un'unità di pretrattamento integrata composta da stabilizzatore di durezza per la protezione del modulo per osmosi inversa dai formatori di durezza
- Una cartuccia combinata di carbone attivo da 5 µm protegge il sistema dal cloro libero e dalle particelle e assicura una lunga vita utile delle fasi di purificazione a valle

### Unità mobile e design compatto

- Due opzioni di sistema con flussi di permeati di 20 o 40 L/h
- Design autonomo con serbatoio integrato da 100 L che non occupa spazio sul banco
- Le ruote orientabili consentono un rapido riposizionamento
- I sistemi possono essere aggiornati successivamente per soddisfare maggiori esigenze di capacità dell'acqua

# Serbatoio integrato da 100 L

- Possibilità di conservare 100 L di acqua da R0 in un serbatoio opaco di polietilene PE a elevata purezza
- Volume regolabile del serbatoio, che può essere programmato per periodi di scarsa richiesta
- Erogazione dal serbatoio per il rifornimento di autoclavi, lavavetrerie, incubatori e così via

### Display chiaro e intuitivo

- Resistività/conduttività visualizzate chiaramente sul pannello di controllo di grandi dimensioni retroilluminato e inclinabile per una visualizzazione ottimale
- Chiara indicazione del modo di funzionamento corrente: "produzione", "standby" e "pulizia"
- Livello di riempimento del serbatoio visualizzato in %
- I parametri di sistema sono protetti con codice per impedire modifiche accidentali dei punti di regolazione

# Documentazione conforme alle linee guida GLP

- Sviluppato per soddisfare i requisiti GLP
- Registrazione e tracciabilità dei dati possono essere ottenute mediante stampe attraverso l'interfaccia RS-232 e la stampante accessoria
- La misurazione altamente qualificata e precisa della conduttività è assicurata dalla costante cellulare di 0,16 cm<sup>-1</sup>

Schema comparativo delle caratteristiche	LabTower RO 20	LabTower RO 40
Produzione di acqua pura a 15 °C, L/h	20	40
Prelievo dal serbatoio a 1,5 bar, L/h	180	180
Quota di ritenzione composti inorganici, %	> 98	> 98
Quota di ritenzione batteri, %	> 99	> 99
Quota di ritenzione particelle, %	> 99	> 99

# Acqua da osmosi inversa da un sistema integrato

Requisiti dell'acqua di alimentazione*				
Sorgente	Acqua di rubinetto potabile addolcita o con durezza stabilizzata			
Indice della presenza di sostanze fini colloidali (SDI)	< 5. Con valori più alti è necessario installare a monte del sistema un modulo di pretrattamento (modello numero 09.4000).			
Conduttività, µS/cm	< 1500			
Cloro libero, mg/l	< 0,1			
Intervallo di pH	4-11			
Temperatura, °C	2-35			

<sup>\*</sup> Per l'elenco completo delle specifiche dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.

LabTower RO Specific	ne del prodotto				
Pressione di esercizio	Requisiti elettrici	Assorbimento di corrente	Connettore dell'acqua di alimentazione	Dimensioni (L x P x A)	Temperatura
2-6 bar (29-87 psi)	90-240 V, 50/60 Hz	0,25 kW	NPT 3/4"	450 x 580 x 1500 mm (17,7 x 22,8 x 59")	2-35 °C

Opzioni del sistema		LabTower RO 20	LabTower RO 40	LabTower RO 60
Sistemi LabTower R0* Tutti i sistemi includono membrane per osmosi inversa, serbatoio integrato da 100 L e regolatore di pressione		50132390	50132391	50132392
Accessori necessari				
Cartucce per pretrattamento Sono entrambi necessari per una soluzione di	Filtro da 5 μm con carbone attivo e un alloggiamento per filtro da 10"	50134022	50134022	50134022
pretrattamento completa	Filtro da 1 µm con un alloggiamento per filtro da 10"	09.4003	09.4003	09.4003
Filtro sterile di sfiato per serbatoio		50135142	50135142	50135142
Dispositivo sterile antitracimazione per serbatoio		50132714	50132714	50132714
Accessori opzionali				
La stampante utilizza l'interfaccia RS-232 e fornisce una documentazione sicura	120 V, 50/60 Hz	AY1137X1	AY1137X1	AY1137X1
di tutti i valori misurati e dei messaggi di errore con data e ora registrati in conformità alle linee guida GLP	230 V, 50 Hz	09.2207	09.2207	09.2207
Gruppo lampada UV per il serbatoio con lampada, solo	230 V, 50 Hz	06.5006	06.5006	06.5006
<b>Dispositivo di controllo acqua</b> Avverte l'utente di possibili perdite. Disponibile solo a 240 V.		16.0129	16.0129	16.0129
<b>Kit erogatore manuale</b> Erogatore manuale con cavo di 3 metri da collegare al serbat	oio. Fornito con un filtro finale da 0,2 micron.	50138221	50138221	50138221
Prodotti di consumo sostitutivi				
Membrana per osmosi inversa I sistemi LabTower TII 20 e 40 richiedono due membrane, me quattro membrane, come indicato	22.0046 (ordinarne 2)	22.0087 (ordinarne 2)	22.0087 (ordinarne 2) e 22.0046 (ordinarne 2)	
Filtro da 5 µm e 10" con cartuccia dello stabilizzatore	Filtro da 5 µm e 10" con cartuccia dello stabilizzatore di durezza			06.5204
Lampada UV di ricambio per serbatoio (solo 230 V 50 Hz)		09.5002	09.5002	09.5002
Soluzione detergente	Europa/Asia Pacifico	09.2202	09.2202	09.2202
Join Living active inte	America del Nord/America Latina	CMX25	CMX25	CMX25
Prefiltro del filtro da 1 µm per 09.4003		06.5101	06.5101	06.5101
Prefiltro da 5 µm + cartuccia da 10" a carbone attivo		06.5201	06.5201	06.5201



# Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Pacific RO

Il sistema Barnstead Pacific RO è un sistema di laboratorio a osmosi inversa progettato in modo modulare e sviluppato specificamente per la produzione funzionale ed economica di acqua a elevata purezza.



# ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ROUTINE:

- Risciacquo di vetreria di laboratorio
- Rifornimento di autoclavi, bagni d'acqua e incubatori
- Preparazione e diluizione di tamponi e reagenti
- Attività generiche di biotecnologia

# Caratteristiche del prodotto

- Cinque opzioni di sistema con flussi di permeato di 3, 7, 12, 20 o 40 L/h
- Il design salvaspazio consente di collocare il sistema sul banco o montato a parete
- La membrana per osmosi inversa rimuove contaminanti organici e inorganici, microrganismi, particelle e sostanze colloidali
- Un semplice aggiornamento del sistema permette di adeguarsi a future esigenze di maggiori volumi di acqua pura

### **Funzionamento affidabile**

 Il controllo con microprocessore permette il funzionamento automatico con monitoraggio continuo di tutti i parametri critici

# Display chiaro e intuitivo

- Resistività/conduttività visualizzate chiaramente sul pannello di controllo di grandi dimensioni retroilluminato e inclinabile per una visualizzazione ottimale
- Chiara indicazione del modo di funzionamento corrente: "produzione", "standby" e "pulizia"
- Livello di riempimento del serbatoio visualizzato in %

# Controllo integrato dell'acqua di alimentazione

 Un'acqua di alimentazione di buona qualità è un prerequisito per ottenere acqua di elevata purezza e prolunga la vita utile delle cartucce

### Documentazione conforme alle linee quida GLP

- Un orologio in tempo reale registra errori di sistema e messaggi di errore
- La raccolta continua dei dati permette di disporre di quattro settimane di dati visualizzati in modo chiaro
- Il sistema operativo è protetto mediante codice per impedire modifiche accidentali delle impostazioni del sistema
- L'interfaccia RS-232 con intervallo di invio regolabile consente di personalizzare la temporizzazione della trasmissione dei dati relativi ai valori misurati e dei messaggi di errore a un PC o a una stampante di dati
- La costante cellulare di 0,16 cm-¹ assicura misurazioni precise della conduttività

### **Pretrattamento con Pacific RO**

 Due alloggiamenti per filtri a cartuccia da 25,4 cm (10") con un prefiltro da 5 μm + carbone attivo impediscono l'ingresso delle particelle > 5 μm e concentrazioni elevate di cloro puro. Include inoltre una cartuccia dello stabilizzatore di durezza che lega il calcio e ne previene la precipitazione.

### Conservazione sicura di acqua pura

- Il serbatoio è di polietilene privo di pigmenti
- Il fondo conico facilita la pulizia, la disinfezione e lo svuotamento completo

# Configurazioni flessibili

# per qualsiasi esigenza di acqua da RO

Schema comparativo delle caratteristiche					
	Sistemi Pacific RO da 3 L/h	Sistemi Pacific RO da 7 L/h	Sistemi Pacific RO da 12 L/h	Sistemi Pacific RO da 20 L/h	Sistemi Pacific RO da 40 L/h
Produzione di acqua pura a 15 °C, L/h	3	7	12	20	40
Ritenzione sali, %	98	98	98	98	98
Ritenzione batteri e particelle, %	99	99	99	99	99

Requisiti dell'acqua di alimentazione*				
Sorgente	Acqua di rubinetto potabile addolcita o con durezza stabilizzata			
Indice della presenza di sostanze fini colloidali (SDI)	< 5. Con valori più alti è necessario installare a monte del sistema un modulo di pretrattamento (modello numero 09.4000)			
Conduttività, µS/cm	< 1500			
Prefiltrazione	5 μm + carbone attivo			
Cloro libero, mg/L	< 0,1			
Intervallo di pH	4-11			
Temperatura, °C	2-35			

<sup>\*</sup> Per l'elenco completo delle specifiche dell'acqua di alimentazione, consultate il manuale d'uso.



www.thermoscientific.com/purewater

# Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead Pacific RO (continua)

Serbatoio di conservazione					
Volume	Materiale	Dimensioni			
30 L	Polietilene, opaco alla luce	598 x 380 mm (23,5 x 14,9")			
60 L	Tolletiletie, opaco alla fuce	912 x 380 mm (35,9 x 14,9")			

Specifiche del prodotto Pacific RO							
Pressione di esercizio, bar (psi)	Requisiti elettrici	Assorbimento di corrente	Connettore dell'acqua di alimentazione	Dimensioni (L x P x A)	Temperatura		
2-6 (29-87)	90-240 V, 50/60 Hz	0,1 kW	NPT 3/4"	372 x 330 x 603 mm (14,6 x 13 x 23,7")	2-35 °C		

Tabella per gli ordini		Pacific R0 3	Pacific R0 7	Pacific RO 12	Pacific RO 20	Pacific RO 40
Sistemi Pacific R0* Tutti i sistemi sono provisti di staffa per il montaggio a parete e comprendono una membrana per osmosi inversa e regolatore di pressione		50132385	50132386	50132387	50132388	50132389
Accessori necessari						
Sistema di pretrattamento Paci Include due alloggiamenti per cartucc + cartuccia a carbone attivo e cartucc	09.4000	09.4000	09.4000	09.4000	09.4000	
Serbatoio Pacific RO Scegliete un serbatoio adatto alle v	ostre esigenze	Consultate la	sezione "Opzioni pe	r il serbatoio di conse	rvazione" nella pagin	a successiva
Accessori opzionali						
Controllo dell'acqua Avvisa in caso di perdite. Disponibile solo a 230 V, 50 Hz.		16.0129	16.0129	16.0129	16.0129	16.0129
Kit erogatore manuale Erogatore manuale con cavo di 3 metri da collegare al serbatoio. Utilizzare solo con un serbatoio dotato di pompa a pressione (06.5034, 06.5064, 06.5084). Fornito con un filtro finale da 0,2 micron.		50138221	50138221	50138221	50138221	50138221
Prodotti di consumo sostituti	vi					
Membrana per osmosi inversa Pacific R0 3, 7 e 12 richiedono solo una singola membrana per osmosi inversa. Pacific R0 20 e 40 richiedono due membrane, come indicato.		22.0046	22.0046	22.0046	22.0046 (ordinarne 2)	22.0087 (ordinarne 2)
Prefiltro da 5µm + cartuccia da 10" a carbone attivo		06.5201	06.5201	06.5201	06.5201	06.5201
Cartuccia dello stabilizzatore di durezza da 10"		06.5452	06.5452	06.5452	06.5452	06.5452
Saluziana datarganta	Europa/Asia Pacifico	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202	09.2202
Soluzione detergente	America del Nord/America Latina	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	CMX25





Opzioni per il serbatoio di conservazione per Pacific RO		30 L	60 L	100 L
	Con indicatore di livello	06.5033	06.5063	06.5083
Serbatoio	Con indicatore di livello e pompa di pressione	06.5034	06.5064	06.5084
Accessori necessari				
Dispositivo sterile antitracimazione per serbato	Dispositivo sterile antitracimazione per serbatoio			06.5001
Filtro di sfiato Scegliete il filtro di sfiato adatto alle vostre applicazioni	Filtro sterile da 0,2 μm	50135142	50135142	50135142
Accessori opzionali				
Gruppo lampada UV per il serbatoio con lampa	da, solo 230 V, 50 Hz	06.5006	06.5006	06.5006
Staffa per il montaggio a parete	06.5015	06.5016	N/D	
Prodotti di consumo sostitutivi				
Lampada UV di ricambio (serbatoio)		09.5002	09.5002	09.5002





# pretrattamento

Non tutte le sorgenti di acqua di alimentazione sono uguali.

Il pretrattamento è a volte necessario per ottimizzare l'efficacia dei sistemi di purificazione dell'acqua. Una scarsa qualità dell'acqua può ridurre la vita utile dei prodotti di consumo del sistema di purificazione dell'acqua.

# Addolcitore di acqua Mixed Multi

- Sistema ideale per il trattamento dell'acqua di alimentazione dura
- Non solo addolcisce l'acqua, ma previene anche l'ostruzione della membrana per osmosi inversa
- Rimuove calcio, magnesio, ferro e manganese e una grande varietà di materiale in sospensione e organico
- La combinazione di più fasi, dagli adsorbitori polimerici porosi agli scambiatori di ioni
- Necessario per l'acqua di alimentazione con indice SDI superiore a 3 o con solidi ionizzati totali (TIS) superiori a 250 ppm

# Cartuccia di pretrattamento singola

- La cartuccia di pretrattamento pronta per l'uso protegge la membrana per osmosi inversa di un sistema dalle particelle
- Viene fornita con un alloggiamento del filtro da 10" e un filtro da 1 µm
- È ideale con l'acqua di alimentazione quando l'indice SDI è 2-3

# Sistema di pretrattamento doppio

- Viene fornito con due alloggiamenti per filtri da 10", una cartuccia combinata che contiene un filtro da 5 µm e carbone attivo e una cartuccia dello stabilizzatore di durezza
- Rimuove cloro, sostanze organiche e ioni forti

# Sistema di pretrattamento triplo

- Viene fornito con tre alloggiamenti per filtri da 10", una cartuccia Combi che contiene un filtro da 5 µm e carbone attivo, una cartuccia dello stabilizzatore di durezza e un filtro da 1 µm
- Un sistema di pretrattamento triplo efficace rimuove cloro, sostanze organiche, ioni forti e particelle di dimensioni maggiori di 1 µm



Sistema di pretrattamento doppio



Non siete sicuri di quello che vi serve?

Richiedete un kit omaggio per l'analisi H<sub>2</sub>O Select Thermo Scientific e lasciate che analizziamo la vostra acqua di alimentazione. Il report include un consiglio su un eventuale sistema di pretrattamento necessario per il sistema di purificazione dell'acqua.

# Guida alla scelta del sistema di pretrattamento Thermo Scientific Barnstead

Usate il pretrattamento quando la qualità dell'acqua di alimentazione non corrisponde ai requisiti del sistema.

Tipo di acqua	Soluzioni	Tensione	Descrizioni	Numero modello
Acqua da osmosi inversa	Cartuccia DI 1500 Richiesta solo se l'acqua di alimentazione non soddisfa i requisiti previsti. Prolunga la vita utile della cartuccia del sistema. Per le nuove installazioni, 04.1690 è un kit flessibili richiesto per adattare la cartuccia al sistema.		Cartuccia in acciaio inossidabile >	02.1500
Acqua deionizzata o distillata	<b>L'acqua deionizzata o distillata</b> soddisfa i requisiti dell'acqua di alin genere non è richiesto alcun pretrattamento.	mentazione pe	er la famiglia di sistemi Thermo Scientific Ger	nPure e MicroPure.
	Pacific TII e serbatoio o LabTower TII Utilizzate un sistema di Tipo 2 per pretrattare l'acqua per le famiglie di	prodotti Genf	Pure e MicroPure	Pagine 56-63
	Filtro per pretrattamento, filtro da 1 µm		Filtro da 1 µm da 10" con alloggiamento >	09.4003
Acqua di rubinetto	Addolcitore di acqua Mix Multi Mini L'addolcitore è necessario per la maggior parte dei clienti che hanno acqua di rubinetto non addolcita o un TIS > 10 ppm. Inoltre, è necessario	120 V, 50/60 Hz	Addolcitore Mixed Multi > Filtro da 5 μm a carbone attivo >	50129892 06.5201
	sostituire la cartuccia dello stabilizzatore di durezza fornita con l'unità insieme a un filtro da 5 µm a carbone attivo.	230 V, 50 Hz	Addolcitore Mixed Multi > Filtro da 5 µm a carbone attivo >	50130297 06.5201
Filtro per pretrattamento, filtro da 1 µm  Fornito con un alloggiamento del filtro da 10" È ideale per posizionare il filtro a fori più grandi a monte di quello a fori più piccoli, quindi posizionare il filtro da 5 µm con lo stabilizzatore di durezza (fornito con l'unità) a monte del filtro da 1 µm per prestazioni ottimali. Progettato per clienti con acqua di rubinetto non clorata, — in genere in Europa e Asia Pacifico			Filtro da 1 μm da 10" con alloggiamento >	09.4003
	Filtro per pretrattamento con carbone Filtro da 5 µm a carbone attivo, filtro da 1 µm Fornito con due alloggiamenti per filtri da 10" Progettato per clienti con acqua di rubinetto clorata, in genere in America del Nord, America Latina e Regno Unito	Filtro da 5 μm con carbone > Filtro da 1 μm da 10" con alloggiamento >	50134022 09.4003	
Acqua di rubinetto	Sistema di pretrattamento singolo Filtro da 5 µm con cartuccia stabilizzatore della durezza Fornito con due alloggiamenti per filtri da 10" Un'importante possibilità per i clienti con acqua di rubinetto non clorata o pin genere in Europa e Asia Pacifico	Filtro da 5 µm con stabilizzatore di durezza >	09.4001	
	Sistema di pretrattamento doppio Filtro da 5 µm con cartuccia a carbone attivo, cartuccia dello stabilizzatore di durezza Fornito con due alloggiamenti per filtri da 10" Pensato per i clienti con acqua di rubinetto clorata, – in genere in America del Noro America Latina e Regno Unito		Filtro da 5 µm con carbone e una cartuccia dello stabilizzatore di durezza >	09.4000
Sistema di pretrattamento triplo Filtro da 5 μm con cartuccia a carbone attivo, cartuccia dello stabilizzatore di durezza, filtro da 1 μm Fornito con due alloggiamenti per filtri da 10"			Filtro da 5 µm con carbone e una cartuccia dello stabilizzatore di durezza > Filtro da 1 µm >	09.4000 09.4003
	Addolcitore di acqua Mix Multi Mini L'addolcitore riduce la durezza dell'acqua e protegge la membrana per	120 V, 50/60 Hz	Addolcitore Mixed Multi > Filtro da 5 µm a carbone attivo > Filtro da 1 µm >	50129892 50134022 09.4003
Acqua di rubinetto dura	osmosi inversa. Inoltre, è necessario aggiungere un filtro da 5 $\mu$ m a carbone attivo e un filtro da 1 $\mu$ m. Fornito con due alloggiamenti per filtri da 10"	230 V, 50 Hz	Addolcitore Mixed Multi > Filtro da 5 µm a carbone attivo > Filtro da 1 µm >	50130297 50134022 09.4003
	Addolcitore di acqua Mix Multi Mini L'addolcitore riduce la durezza dell'acqua e protegge la membrana per	120 V, 50/60 Hz	Addolcitore Mixed Multi > Filtro da 5 μm a carbone attivo >	50129892 06.5201
	osmosi inversa. Inoltre, è necessario sostituire la cartuccia dello stabilizzatore di durezza fornita con l'unità insieme a un filtro da 5 μm a carbone attivo.	230 V, 50 Hz	Addolcitore Mixed Multi > Filtro da 5 μm a carbone attivo >	50130297 06.5201

# TIPO 1 RUBINETTO TIPO 2 OSMOSI INVERSA

GenPure	MicroPure	Smart2Pure	LabTower EDI*	Pacific TII	LabTower TII*	Pacific RO	LabTower R0*
✓	✓						
<b>√</b>	<b>√</b>						
		<b>√</b>					
			✓				
					<b>√</b>		✓
					<b>√</b>		✓
				J		<b>√</b>	
				1		1	
				✓		✓	
				<b>√</b>		<b>√</b>	
					V		<b>√</b>



# sistema di pretrattamento guida alla scelta

(continua)

Prodotti di consumo sostitutivi				
Descrizione del pretrattamento	Numero modello pretrattamento	Descrizione dei componenti	Numero modello componente	
Cartuccia di pretrattamento singola	09.4001	Filtro da 5 µm da 25,4 cm (10") e stabilizzatore della durezza	06.5204	
Sistema di pretrattamento singolo	09.4003	Filtro da 1 µm da 25,4 cm (10")	06.5101	
Sistema di pretrattamento doppio	09.4000	Cartuccia a carbone attivo da 25,4 cm (10") con filtro da 5 µm	06.5201	
Sistema di predattamento doppio	03.4000	Cartuccia dello stabilizzatore di durezza da 25,4 cm (10")	06.5452	
Sistema di pretrattamento triplo	09.4000 09.4003	Filtro da 5 µm da 25,4 cm (10") con cartuccia a carbone attivo	06.5201	
		Cartuccia dello stabilizzatore di durezza da 25,4 cm (10")	06.5452	
		Filtro da 1 µm da 25,4 cm (10")	06.5101	
		Sale, 25 kg	06.2000	
Mix Multi Mini, 230 V, 50 Hz	50130297	Kit di misurazione della durezza	06.1000	
		Filtro da 5 µm con carbone	06.5201	
		Sale, 40 lb	50129893	
Mix Multi Mini, 120 V, 50/60 Hz	50129892	Kit di misurazione della durezza	50134335	
		Filtro da 5 µm con carbone	06.5201	

Mix Multi Mini, 230 V, 50 Hz				
Portata max, L/h	500			
Volume del filtro, L	5			
Capacità, m³ a 10 °dH	2			
Sale conservato, kg	20			
Pressione di esercizio, bar (psi)	1,4-6 (20-87)			
Temperatura max dell'acqua, °C	40			
Controller	a tempo			
Dimensioni L x P x A in mm (")	230 x 450 x 560 (9 x 17,7 x 22)			
Numero modello	50130297			

# Spiegazione dell'indice SDI

SDI è l'acronimo di Silt Density Index, ovvero Indice di densità del Iimo dell'acqua. Quando l'indice SDI dell'acqua di alimentazione è > 3, può danneggiare rapidamente la membrana per osmosi inversa

- L'indice SDI è la misura della capacità di contaminazione dell'acqua nei sistemi a osmosi inversa
- Il test misura la velocità alla quale un filtro da 0,45 µm si ostruisce quando viene sottoposto a una pressione costante dell'acqua pari a 30 psi
- SDI dà il calo percentuale al minuto nella portata dell'acqua attraverso il filtro mediato su un periodo di tempo, ad esempio 15 minuti

# Sistemi con cartuccia e filtro

# e a filtro

Offriamo una linea completa di sistemi con cartuccia e filtro per qualsiasi esigenza di purificazione a fase unica e pretrattamento. Il deionizzatore Bantam e le cartucce Hose Nipple o B-Pure Thermo Scientific consentono di eseguire in tutta semplicità le operazioni di purificazione in un'unica fase.



# innovazione

Raccordi e giunzioni sono saldati a ultrasuoni per impedire qualsiasi contaminazione con gli adesivi chimici



Il design a sgancio rapido semplifica la sostituzione delle cartucce e la manutenzione, evitando i costi degli interventi di assistenza



# flessibilità

La versatilità delle configurazioni soddisfa una gamma di applicazioni specifiche



# Thermo Scientific Barnstead Cartucce e filtri

Guida alla scelta

Scegliete le opzioni di cui avete bisogno	Tecnologia/Caratteristiche	Vantaggi
	Indicatore di purezza digitale	L'indicatore di purezza digitale fornisce letture dei valori di resistività in tempo reale; utili per le applicazioni più sensibili
Indicatori di purezza	Pura-Lite "Go/No Go"/ Indicatore di resistività analogico	Monitoraggio facilmente visualizzabile che avvisa l'utente quando è il momento di installare una nuova cartuccia. Utile se il sistema con cartuccia alimenta un componente dell'apparecchiatura di laboratorio, come un'autoclave, per la quale non è necessaria la resistività in tempo reale.
	Cartuccia con modifica del colore	La variazione del colore indica quando la cartuccia ha superato la sua vita utile e deve essere sostituita. Utile per le applicazioni generali di laboratorio.
	Erogatore a distanza	Erogatore manuale di acqua dal sistema con cartuccia. Ideale per il risciacquo della vetreria o il riempimento di un bagno d'acqua.
Funzioni aggiunte	Montaggio a parete	Consente di risparmiare lo spazio sul banco di laboratorio. Configurazione ideale per autoclavi e lavastoviglie, quando non si dispone di spazio sul banco.
runzioni ayyıunte	Cestelli a sgancio rapido	Consentono la sostituzione rapida e semplice delle cartucce.
	Portata max, L/min	

# NON PRESSURIZZATI SISTEMI DI PURIFICAZIONE DELL'ACQUA

# SISTEMI PRESSURIZZATI



# Sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific Barnstead B-Pure

Il sistema Barnstead B-Pure è un sistema economico per la purificazione dell'acqua di laboratorio con portata fino a 4 L/min e personalizzabile in base a esigenze specifiche. Potete scegliere tra supporto singolo o doppio, in base alle applicazioni.



# **APPLICAZIONI:**

- Pretrattamento
- Deionizzazione
- · Rimozione di sostanze organiche e cloro
- Alimentazione delle apparecchiature di laboratorio

- Personalizzate il vostro sistema di purificazione dell'acqua in base alle esigenze di applicazione. Il design modulare consente di aggiungere altri supporti secondo necessità
- Produce fino a 4 L/min
- Scomparti cartucce a sgancio rapido con un quarto di giro per semplificarne la sostituzione
- Compatibile con l'indicatore di purezza Thermo Scientific Barnstead Pura-Lite o con il misuratore digitale della purezza per monitorare la qualità dell'acqua
- Disponibile nelle versioni con cartucce di metà lunghezza o intera per far fronte ad eventuali limiti di spazio

# **Supporto singolo**

- Produce fino a 4 L/min
- Sistema semplice senza valvola di prelevamento o indicatore di purezza

# Supporto doppio

- Produce fino a 4 L/min
- · Completo di valvola di prelievo
- Possibilità di scelta tra modelli dotati di indicatore digitale di purezza o indicatore di resistività Pura-Lite™ "Go/No Go"

# Supporto metà lunghezza

- Produzione fino a 2 L/min
- Facilmente collegabile a sistemi B-Pure di formato intero
- Dimensioni compatte per una maggiore flessibilità nella scelta della posizione

Schema comparativo delle caratteristiche			
Misurazione della resistività Portata			
1-10 MΩ.cm (in base alla cartuccia usata)	Fino a 4 L/min		



# personalizzabili per specifiche

# esigenze di pretrattamento o deionizzazione

# Sistema cartuccia Harvey DI+

- Sistema pronto per l'uso fornito completo con erogatore a distanza, indicatore Pura-Lite (50 KΩ·cm) e capacità elevata, cartuccia a scambio ionico a doppio letto per la rimozione di calcio, magnesio e altri ioni dall'acqua
- Il sistema Harvey DI+ accetta un'ampia gamma di cartucce per la rimozione di impurità e produce acqua pura a una portata di 4 L/min



Specifiche di prodotto					
	Dimensioni complessive L x A x P	Raccordo di ingresso	Temperatura dell'acqua di alimentazione	Pressione max dell'acqua di alimentazione	Portata max
Supporto singolo	17,8 x 61 x 17,8 cm (7 x 24 x 7")	NPTF da 1/2"	4-49 °C (40-120 °F)	100 psig	4 L/min
Supporto doppio	38,1 x 68,65 x 17,8 cm (15 x 27 x 7")	NPTF da 1/2"	4-49 °C (40-120 °F)	100 psig	4 L/min
Supporto metà lunghezza	17,8 x 38,1 x 17,8 cm (7 x 15 x 7")	NPTF da 1/2"	4-49 °C (40-120 °F)	100 psig	2 L/min
Harvey DI+	17,8 x 63 x 17,8 cm (7 x 26 x 7")	1/2 NPTF	4-49 °C (40-120 °F)	100 psig	4 L/min


# Thermo Scientific Barnstead B-Pure (continua)



Cartucce	
Formato	Dimensioni (Lunghezza x Diametro)
Cartuccia formato intero	17,5 x 3,4"
Cartuccia di metà lunghezza	10,95 x 3,4"

Opzioni del sistema	Specifiche elettriche	Numero modello
Supporto singolo	-	D4511
Supporto doppio con misuratore digitale di purezza	120 V CA	D4521
Supporto doppio con misuratore digitale di purezza	240 V CA	D4522-33*
Supporto doppio con indicatore Pura-Lite (50 kΩ)	120 V CA	D4524
Supporto doppio con indicatore Pura-Lite (200 kΩ)	120 V CA	D5831
Supporto doppio con indicatore Pura-Lite (1 MΩ)	120 V CA	D5833
Supporto metà lunghezza	-	D4505
Harvey DI+	120 V	AY1273X4





Accessori necessari				
Scegliete le cartucce in base alle necessità.	Tipi di resine	Formato cartuccia	Capacità come CaCO <sub>3</sub>	Numero modello
Rimozione di anioni Rimozione efficace di impurità debolmente ionizzate, aumento del pH delle soluzioni, recupero di complessi di metalli preziosi	Scambio anionico forte	rte Intero 1680 grani		D0760
Rimozione di cationi Converte i sali ionizzati nella forma acida producendo acqua a pH basso, ideale per il recupero di metalli preziosi o isotopi	Scambio cationico forte	Intero	3170 grani	D0815
Alta capacità Rimuove le impurità deionizzate, produce una maggior quantità di acqua rispetto al modello per acqua ultrapura (D0809), ma a una resistività inferiore	Scambio ionico a doppio letto	Intero	1760 grani	D0803
Pretrattamento macropuro Rimuove efficacemente colloidi e batteri e aumenta la vita utile del filtro	Macroreticolare, a carbone attivo	Intero	2000 gal	D0836
Rimozione di sostanze organiche	0-1	Intero	5000 gal	D0813
Rimuove sostanze organiche e cloro	Carbone attivo	Metà	5000 gal	D50215
Rimozione di sostanze organiche Rimuove sostanze organiche e cloro Ideale per il pretrattamento dei sistemi di purificazione dell'acqua con livelli elevati di sostanze organiche nell'acqua di alimentazione	Carbone estruso	Intero	5000 gal	D63112
Rimozione dell'ossigeno		Intero	30 g	D0811
Mantiene basso il contenuto di ossigeno per impedire la corrosione nelle anse dei tubi di refrigerazione dell'acqua e così via. L'acqua di alimentazione deve contenere meno di 10 ppm di solidi ionizzati	Scambio anionico forte, porosa	Metà	18 g	D50214
Ossigeno e demineralizzazione	Rimozione dell'ossigeno Letto misto	Metà	275 grani/9 g	D50216
Ultrapura	Letto misto	Intero	875 grani	D0809
Rimuove le impurità ionizzate per produrre acqua con alta resistività a pH neutro		Metà	550 grani	D50213
Ultrapura e rimozione di sostanze organiche Comunemente utilizzata come pretrattamento per il distillatore. Rimuove le	Letto misto,	Intero	785 grani/1000 gal	D0832
impurità ionizzate e presenta uno strato a carbone attivo per la rimozione di sostanze organiche e cloro.	carbone attivo	Metà	275 grani/2000 gal	D50217
Ultrapura e rimozione dell'ossigeno	Ultrapura, rimozione dell'ossigeno	Intero	455 grani/30 g	D8809
Ultrapura, rimozione di ossigeno e sostanze organiche	Ultrapura, rimozione di ossigeno e sostanze organiche	Intero	365 grani/2000 gal/12 g	D8811

Accessori opzionali					
		Tens	sione		
		120	240		
Sistema digitale di mo	nitoraggio della purezza – Resistività da 0,1 a 18,2 MΩ.cm	D2770	D2769		
	Indicatore luminoso a 50.000 Ω.cm	E3450	E3454		
Pura-Lite	Indicatore luminoso a 200.000 Ω.cm	E3451	E3455		
	Indicatore luminoso a 1.000.000 Ω.cm	E3452	E3456		
Flussometri	1-75 L/h con ingresso NPT da 1/8"	D0787	D0787		
Fiussonieul	0-190 L/h con ingresso NPT da 1/8"	D0788	D0788		
Filtro finale da 0,2 µm	- Per l'uso con unità a supporto doppio	D3750	D3750		

# **Deionizzatore Bantam Thermo Scientific**

Il deionizzatore Bantam è un metodo economico per deionizzare l'acqua. I valori di resistività sono facilmente leggibili direttamente dall'unità. Personalizzabile per applicazioni specifiche selezionando la cartuccia appropriata tra quelle elencate di seguito.

# Semplice sistema di deionizzazione



# ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ROUTINE:

- Pretrattamento
- Deionizzazione
- · Rimozione di sostanze organiche e cloro

- Ideale per le applicazioni che richiedono fino a 38 L/h di acqua purificata
- Scegliete la cartuccia più indicata per le vostre esigenze applicative
- · Purificazione di acqua pretrattata o trattamento a fase singola di acqua di rubinetto nel punto di utilizzo
- Sistema di monitoraggio della purezza a lettura diretta
- Progettato per applicazioni non pressurizzate. L'acqua in uscita deve essere convogliata a un contenitore con sfiato per scaricare interamente la pressione residua
- Pressione in entrata minima di 5 psi, pressione in entrata massima di 70 psi
- Include un tubo di entrata per l'acqua di alimentazione di 0,9 m (3 ft)

Schema comparativo delle caratteristiche				
Misurazione della resistività Portata				
25.000-18.000.000 Ω-cm	Fino a 38 L/h			

Opzioni del sistema							
Opzioni dei Sistema							
	Dimensioni complessive L x A x P	dell'a	ssione cqua di ntazione	Specifiche elettriche	Numero modello		
Deionizzatore	. 0,2 x . 2, . x 22,2 0	5-7	0 psi	120 V CA	D0800		
Bantam*	(6 x 28,5 x 8,75")	0 7	Орог	240 V CA	D0805		
Accessori ne	ecessari						
Scegliete la c alle vostre es	artuccia in base igenze.		Tipi di resine	Capacità	Numero modello		
quantità di acq	Alta capacità Rimuove le impurità deionizzate, produce una maggiore quantità di acqua rispetto al sistema per acqua ultrapura (D0809), ma a una resistività inferiore			1760 grani	D0803		
Ultrapura Rimuove le impurità ionizzate per produrre acqua con resistività massima a pH neutro			Letto misto	875 grani	D0809		
Ultrapura e rimozione delle sostanze organiche (pretrattamento) Comunemente utilizzata come pretrattamento per il distillatore. Rimuove le impurità ionizzate ed è dotata di uno strato di carbone attivo per la rimozione di cloro e sostanze organiche			Letto misto carbone attivo	785 grani/ 1000 gal	D0832		







# **Cartucce Thermo Scientific Barnstead Hose Nipple**

Le cartucce Barnstead Hose Nipple sono un sistema economico per purificare volumi d'acqua fino a 75 L/h. Le applicazioni includono dolcificazione, deionizzazione, rimozione di sostanze organiche e cloro.

# supporto per cartuccia facilmente personalizzabile



ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ROUTINE:

• Rimozione di sostanze organiche e cloro · Alimentazione delle apparecchiature di

 Pretrattamento Deionizzazione

laboratorio

- · Opzione di purificazione a basso costo
- Ideale per applicazioni a volumi ridotti
- Le stesse resine di qualità superiore utilizzate per le cartucce B-Pure
- Cartucce di polipropilene vergine al 100%
- · Progettate per applicazioni non pressurizzate, queste cartucce sono dotate di raccordi per tubi con flangia da 3/8" su entrambe le estremità. Le cartucce D8822, D8950 e D8951 sono dotate inoltre di attacco diritto rastremato per tubi con ID da 3/8"
- Il cambiamento di colore indica la presenza di resine esauste nelle singole cartucce
- Il supporto semplice per cartucce si monta facilmente a parete

Specifiche di prodotto	
Formato cartuccia	Dimensioni Lunghezza x Diametro
Formato 1/2	25,9 x 8,25 cm (10,2 x 3,25")
Formato 2/3	33,8 x 8,25 cm (13,3 x 3,25")
Formato intero	47,5 x 8,25 cm (18,7 x 3,25")

Opzioni del sistema	Numero modello
Supporto per cartuccia Hose Nipple Per un semplice montaggio a parete	D8900

Accessori necessari						
Scegliete la cartuccia in base alle vostre esigenze.	Tipi di resine	Capacità	Indicator e di colore¹	Numero modello		
Letto misto, 1/2 formato	Scambio ionico, ultrapura	430 grani	No	D50220		
Letto misto, 1/2 formato con rimozione dell'ossigeno	Letto misto, ultrapura con scambio anionico forte	280 grani/ 4,4 g	No	D8822		
Formato 2/3 ad alta capacità	Scambio ionico a doppio letto con scambio cationico forte	1100 grani	Sì	D8950		
Letto misto, formato 2/3 e rimozione di sostanze organiche	Scambio ionico a letto misto a carbone attivo	470 grani/ 2000 gal	Sì	D8951		
Rimozione di cationi a formato intero	Scambio cationico	3000 grani	Sì	D8905		
Formato intero alta capacità	Scambio ionico a doppio letto	1650 grani	Sì	D8901		
Formato intero macroreticolare, rimozione di cationi	Scambio cationico macroreticolare	ND	No	D8908		
Formato intero rimozione di sostanze organiche	Carbone attivo	5000 gal	No	D8904		
Formato intero, rimozione di ossigeno	Scambio anionico forte	30 g	No	D8903		
Formato intero pretrattamento e decalcificazione	Letto misto e forte scambio cationico, a carbone attivo	1250 grani/ 1000 gal	Sì	D8921		
Formato intero ultrapura	Scambio ionico, ultrapura	915 grani	No	D8911		
Formato intero ultrapura	Ultrapura, scambio ionico a letto misto	915 grani	Sì	D8902		
Formato intero, ultrapura rimozione delle sostanze organiche	Scambio ionico a letto misto a carbone attivo	730 grani/ 2000 gal	Sì	D8922		

- <sup>1</sup> Non è possibile utilizzare campioni a contenuto alcolico nelle cartucce dotate di indicatore di colore
- www.thermoscientific.com/purewater

# Filtro Thermo Scientific Barnstead 1/2 Size B-Pure

I filtri Barnstead 1/2 Size B-Pure sono studiati per far fronte a qualsiasi esigenza di prefiltrazione. I filtri possono essere utilizzati per il pretrattamento dell'acqua di alimentazione oppure come filtro finale per garantire una purezza costante dell'acqua.



# ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI ROUTINE:

· Rimozione di particolato e batteri

# Caratteristiche del prodotto

- · Superfici estese per offrire una lunga durata
- Portata fino a 2 L/min

### Possibilità di scegliere tra due tipi di supporti:

# Supporto per filtro 1/2 Size B-Pure

- Struttura di polipropilene naturale per mantenere la purezza
- Sostituzione facile e veloce dei filtri grazie agli scomparti ad apertura rapida con solo un quarto di giro
- Compatibile con pre e post-filtri da 25,43 cm (10")
- Staffa per il montaggio a parete fornita di serie

# Supporto filtro economico

- Compatibile con pre e post filtri doppi a estremità aperte da 25,43 cm (10")
- · Possibilità di installazione in qualsiasi linea idrica

# Accessorio opzionale

### Kit manometro

- Collegabile a qualsiasi sistema B-Pure
- Il manometro misura da 0 a 160 psi e consente il monitoraggio della pressione dell'acqua in entrata e in uscita
- Rileva i cali di pressione di qualsiasi cartuccia del filtro da 25,43 cm (10") usata nel supporto per filtro 1/2 Size B-Pure
- Un calo di pressione superiore a 10 psi indica la necessità di sostituire il filtro



Supporto filtro economico

# sistema di filtrazione

# flessibile

Opzioni del sistema - Specifiche dei prodotti							
	Dimensioni complessive L x A x P	Raccordo di ingresso	Temperatura dell'acqua di alimentazione	Pressione max dell'acqua di alimentazione	Portata max	Numero modello	
Supporto per filtro 1/2 Size B-Pure* Staffa per montaggio a parete in dotazione	17,8 x 38,1 x 17,8 cm (7 x 15 x 7")	NPTF da 1/2"	4-49 °C (40-120 °F)	100 psig	2 L/min	D5839	
Supporto filtro economico*	13,3 x 30,5 x 13,3 cm (5,25 x 12 x 5,25")	NPTF 3/4"	4-49 °C (40-120 °F)	100 psig	2 L/min	15840	

Accessori necessari						
	Dimensioni dei pori	Lunghezza in cm (")	Diametro in cm (")	Supporto per filtro 1/2 Size B-Pure	Supporto economico	
	Prefiltro da 1 μm	25,4 (10)	6,5 (2,5)	FL583X4	18024	
Fila.:	Prefiltro da 5 μm	25,4 (10)	6,5 (2,5)	FL583X1	D2729	
Filtri Scegliete i filtri in	Prefiltro da 10 μm	25,4 (10)	6,5 (2,5)	FL583X2	18011	
base alle vostre esigenze specifiche	Prefiltro da 15 μm	25,4 (10)	6,5 (2,5)	FL583X3	18018	
oolgoniza apaamana	Filtro finale da 0,2 µm	25,4 (10)	6,5 (2,5)	FL583X6	-	
	Filtro finale da 0,45 µm	25,4 (10)	6,5 (2,5)	FL583X5	-	
Accessori opzionali						
Kit con manometro doppio				D2780	_	
Manometro singolo	Manometro singolo				-	





# Disponete già di un sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific?

Qui trovate i prodotti di consumo sostitutivi per il sistema di purificazione dell'acqua Thermo Scientific che avete acquistato.



# La sostituzione periodica di filtri e cartucce protegge la qualità della vostra acqua

I sistemi di purificazione dell'acqua possono produrre solo acqua pura se cartucce e filtri vengono sostituiti secondo i manuali d'uso. La manutenzione periodica del sistema di purificazione dell'acqua assicura che la produzione di acqua sia sempre della purezza più elevata.

La pulizia del sistema di purificazione dell'acqua consente di rimuovere i contaminanti batterici.

La sostituzione della lampada UV protegge il sistema dai microrganismi e ossida i composti organici nell'acqua di alimentazione consentendo di ottenere livelli del TOC inferiori a 5 ppb.

Prodotti di consumo per il sistema Thermo Scientific Barnstead NanoPure						
		NanoPure per applicazioni analitiche	NanoPure per applicazioni analitiche con UV	NanoPure per analisi biologiche UF	NanoPure per analisi biologiche UV/UF	
	Unità standard	D11901	D11911	D11921	D11931	
-	+ monitoraggio del TOC	D11941	D11951	D11961	D11971	
Prodotti di consumo sostitutivi						
<b>Kit cartuccia Diamond</b> Scegliete il kit cartuccia in base	Acqua di alimentazione deionizzata	D50283	D50281	D50283	D50281	
all'acqua di alimentazione e al sistema. Fornito con filtro finale da 0,2 μm (D3750)	Acqua di alimentazione da osmosi inversa o distillata	D50282	D50280	D50282	D50280	
Filtro finale da 0,2 μm		D3750	D3750	D3750	D3750	
Lampada UV (sistema)		ND	LMX13	ND	LMX13	
Ultrafiltro		ND	ND	FL1192X1	FL1192X1	
Siringa per pulizia		CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	
Lampada a raggi ultravioletti (TOC)		LMX26	LMX26	LMX26	LMX26	

Prodotti di consumo del sistema Thermo Scientific Barnstead EasyPure II						
TOWNS CONTROL OF THE PARTY OF T		EasyPure II	EasyPure II UV	EasyPure UF	EasyPure II UV/UF	
		D7381	D7401	D7411	D8611	
Prodotti di consumo so	stitutivi					
<b>Kit cartuccia</b> Scegliete il kit cartuccia in	Acqua di alimentazione deionizzata	D502126	D502124	D502126	D502124	
base all'acqua di alimentazione e al sistema	Acqua di alimentazione da osmosi inversa o distillata	D502127	D502125	D502127	D502125	
Filtro finale da 0,2 μm		D3750	D3750	D3750	D3750	
Lampada a raggi ultravioletti		ND	LMX13	ND	LMX13	
Ultrafiltro		ND	ND	FL1192X1	FL1192X1	
Siringa per pulizia		CMX25	CMX25	CMX25	CMX25	

Prodotti di consumo del sistema Thermo Scientific Barnstead EasyPure RF				
Those 200ms		EasyPure RF	EasyPure RF UV	
		D7031	D7035	
Prodotti di consumo sostitutivi				
Kit cartuccia Scegliete il kit cartuccia in base all'acqua di alimentazione e al sistema	Acqua di alimentazione deionizzata	D502126	D502124	
	Acqua di alimentazione da RO o distillata	D502127	D502125	
Filtro finale da 0,2 µm		D3750	D3750	
Lampada a raggi ultravioletti		ND	LMX13	
Tappo per serbatoio Ventgard™		CV703X4A	CV703X4A	
Impostazione della pulizia delle tre cartucce vuote		D7034	D7034	

Prodotti di consumo del sistema Thermo Scientific Barnstead EasyPure RoDi			
Thomas .	EasyPure RoDi		
- Allenan	D13321		
Prodotti di consumo sostitutivi			
Kit cartuccia Include prefiltro, cartuccia ultrapura a letto misto e cartuccia TOC EasyPure High Purity/Low	D502133		
Filtro finale da 0,2 μm	D3750		
Lampada a raggi ultravioletti	LMX13		
Tappo per serbatoio Ventgard™	CV742X5A		
Membrana per osmosi inversa	FL1332X2		
Impostazione della pulizia delle tre cartucce vuote	D7034		

Prodotti di consumo del sistema Thermo Scientific Barnstead TII		
7,		Barnstead TII
	TII 12 L/h	D14031
	TII 24 L/h	D14041
Prodotti di consumo sostitutivi		
Kit cartuccia DI TII Viene fornito con filtro finale da 0,2 μm (D3750)		D502137
Prefiltro da 1 µm		D502113
Cartuccia MPS		D502114
Cartuccia al carbone estruso		D502115
Filtro finale da 0,2 µm		D3750
Membrana per osmosi inversa		FL1265X1
Lampada UV (sistema)		LMX13
Lampada UV (serbatoio)		LMX31
Tappo per serbatoio Ventgard		25001-DB

Prodotti di consumo del sistema Thermo Scientific Barnstead RO		
No.		Barnstead RO
	RO 6 L/h	D12671
	RO 12 L/h	D12651
	RO 24 L/h	D12661
Prodotti di consumo sostitutivi		
Membrana per osmosi inversa	6 e 12 L/h	FL1265X1
	24 L/h Richiede 2 membrane per osmosi inversa	FL1265X1 (ordinarne 2)
Prefiltro da 1 µm		D502113
Cartuccia MPS		D502114
Cartuccia al carbone estruso		D502115
Tappo per serbatoio Ventgard		CV742X5A

# assistenza e manutenzione



# Contattare gli specialisti dell'acqua di laboratorio

Per qualsiasi domanda o dubbio, contattate i nostri specialisti in acqua PURA.

# Domande di natura tecnica

Il nostro team di assistenza tecnica è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda relativa al vostro sistema.

# Servizio clienti

I nostri professionisti esperti addetti all'assistenza clienti sapranno guidarvi nella scelta di un nuovo sistema per la purificazione dell'acqua. Valuteranno le vostre esigenze, svilupperanno una proposta e coordineranno l'installazione del vostro nuovo sistema.

# Allestimento di nuovi laboratori

La nostra gamma di sistemi per la purificazione dell'acqua è la più completa al mondo. Siamo in grado di progettare un sistema di purificazione per qualsiasi esigenza di laboratorio.



# Servizi

La manutenzione del sistema di purificazione dell'acqua è essenziale per la produttività del laboratorio, le prestazioni di lungo termine del sistema e la riduzione dei costi totali di gestione. Offriamo diversi servizi per soddisfare qualunque esigenza. Rivolgersi a un servizio professionale aiuta a migliorare la produttività, la praticità, la sicurezza e il controllo dei costi.

# Manutenzione preventiva

La manutenzione periodica è essenziale per garantire che il sistema funzioni conformemente alle specifiche tecniche stabilite. Offriamo diverse opzioni di assistenza e di manutenzione preventiva volte a prolungare la durata utile del sistema, a proteggerlo e a evitare costose interruzioni del funzionamento.

### Installazione

L'installazione del sistema è affidata ai nostri tecnici addestrati in fabbrica, che ne garantiranno il funzionamento alla massima efficienza. Con i nostri servizi riceverete:

- Installazione programmata secondo le vostre esigenze
- Garanzia che tutte le specifiche tecniche vengano rispettate
- Pratiche istruzioni d'uso

# Convalida

Offriamo servizi di convalida in base alle normative cGMP/GLP, che certificano il funzionamento del sistema in conformità a specifiche tecniche predeterminate. I nostri servizi di convalida prevedono:

- Tecnici addestrati in fabbrica esperti in ambienti cGMP/GLP e normative GDP
- Protocolli di convalida IQ/OQ sviluppati dal produttore

Per ulteriori informazioni sui servizi disponibili nella vostra area, contattate il vostro referente vendite locale.



# Go Green

Le tecnologie Smart Green sono sinonimo di sistemi di purificazione dell'acqua di alta qualità e a ridotto impatto ambientale.

I nostri tecnici hanno progettato i sistemi di purificazione dell'acqua pensando all'ambiente:

# Ridurre

Le nostre cartucce utilizzano resina di alta qualità che ne prolunga la vita utile. Questo riduce la necessità di sostituire le cartucce e, di conseguenza, riduce la quantità di rifiuti migliorando la sostenibilità del laboratorio. Le cartucce vengono utilizzate più a lungo, riducendo la necessità di ordinarne e spedirne di nuove e di gestire e smaltire quelle vecchie.

Le nostre unità sono progettate per ridurre al minimo la quantità di acqua usata durante l'analisi.

Al fine di garantire al cliente la purezza dell'acqua con il minimo consumo, le nostre unità entrano in modalità di risparmio energetico dopo l'erogazione, senza pregiudicare la qualità dell'acqua.

# Riutilizzare

Le nostre cartucce sono state progettate pensando all'ambiente. La struttura e il cappuccio in plastica delle cartucce sono costruiti in polipropilene vergine per consentirne il semplice riciclo al termine della durata utile. La cartuccia viene montata in un ambiente pulito usando saldature a ultrasuoni, compatibili con l'ambiente, che riducono al minimo l'uso di energia rispetto ad altre saldature ed evitano anche l'utilizzo di solventi inquinanti. Il nostro impegno volto a evitare l'uso di solventi e adesivi chimici rende possibile il recupero della plastica e delle resine, la loro lavorazione e il riutilizzo in tanti altri modi.

# Conversioni standard

Conversioni standard per l'acqua pura		
Volume	1 gallone statunitense (gal) = 231 pollici cubi (in³) = 3,785 litri (L)	
	1 metro cubo (m³) = 35,3 piedi cubi (ft.³)	
	1 oncia statunitense (oz) = 29,57 millilitri (mL)	
Densità	1 gallone statunitense (gal) = 8,33 libbre di acqua	
	1 piede cubo (ft.3) = 62,3 libbre di acqua	
Temperatura	$^{\circ}F = (^{\circ}C \times 9/5) + 32$	
	K =°C + 273	
	°F = (K - 273,15) * 9/5 + 32	
Massa	1 lb = 453,6 grammi (g) = 7000 grani (gr.)	
	1 kg = 2,205 lb.	
Pressione	1 atmosfera = 14,7 libbre per pollice quadrato (psi) = 101,325 Kilo Pascal (KPa)	
	psia (assoluti) = psig (manometro) + 14,7	
	9,92 in Hg = 33,83 ft. $H_2$ 0	
	$1 \text{ kg/cm}^2 = 14,233 \text{ psi}$	
	1 KPa = 0,145 psi	
Concentrazione totale concentrazione di solidi	1 grano per gallone (gr/gal) = 17,1 parti per milione (ppm)	
	1 grano per gallone come $NaCl = 0.85$ grani per gallone come $CaCO_3$	
	1 parte per milione (ppm) = 1 milligrammo per litro (mg/L)	
	1 ppm come NaCl = $0.85$ ppm come $CaCO_3$	
	1 ppm = 1.000 parti per miliardo (ppb) = 1.000.000 parti per trilione (ppt)	
	1 ppb = 1 microgrammo per litro (μg/l)	
	1 ppm = 1,5 μS/cm	
Resistività/Conduttività	1 megohm/cm = $1/(\mu S/cm) = 1/(\mu mho/cm)$	

# Calcolo della capacità di scambio ionico

Capacità in grani della cartuccia / Solidi disciolti totali (grani/gal) = Galloni processati
Capacità in grani della cartuccia x 17,1 / Solidi disciolti totali (ppm) = Galloni processati
Capacità in grani della cartuccia x 64,7 / Solidi disciolti totali (ppm) = Litri processati

# Glossario

**Assorbimento** – Processo tramite il quale una sostanza viene assorbita chimicamente o fisicamente da un'altra, come quando una spugna si imbeve di un liquido.

**Carbone attivo** – Materiale usato per adsorbire le impurità organiche dall'acqua.

**Resina a scambio anionico** – Materiale di scambio ionico che rimuove gli anioni dalla soluzione scambiandoli con gli ioni idrossile.

**Letto** – Colonna di carbone, sabbia o resine a scambio ionico attraverso cui l'acqua passa durante il trattamento.

**Resina a scambio cationico** – Resine a scambio ionico che rimuovono i cationi scambiandoli con gli ioni idrogeno.

Conduttività – La proprietà reciproca della resistività; è una misura della capacità di condurre una corrente elettrica. Poiché le impurità ionizzate aumentano la conduttività dell'acqua, rappresenta anche una misura accurata della purezza ionica. Per misurarla, viene trasmessa una corrente tra due elettrodi a distanza fissa. La conduttività viene espressa normalmente in microsiemens/cm, identici ai microohm/cm.

Deionizzazione – Rimozione degli ioni disciolti dalla soluzione facendola passare attraverso un letto di resine a scambio ionico, formate da grani di polimeri in grado di scambiare ioni idrogeno con i cationi e ioni idrossile con gli anioni in soluzione. Le impurità ioniche rimangono legate alle resine e gli ioni idrogeno e idrossile si combinano gli uni con gli altri formando acqua.

**Solidi disciolti** – Anche noti come Solidi disciolti totali (TDS), indicano la quantità di materia non volatile disciolta in un campione d'acqua e sono normalmente espressi in parti per milione in base al peso.

**Distillazione** – Il processo di separazione dell'acqua dalle impurità tramite riscaldamento fino allo stato di vapore e poi raffreddamento del vapore per condensarlo in acqua purificata.

**Elettrodeionizzazione (EDI)** – Rimuove gli ioni disciolti in soluzione usando l'elettricità per ionizzare l'acqua e separare gli ioni.

**Effluente** – Il risultato o lo scarico di un processo di trattamento dell'acqua.

**Endotossina** – Sostanza tossica presente nei batteri e rilasciata al disintegrarsi di una cellula. Nel trattamento dell'acqua, si riferisce quasi sempre ai pirogeni.

**Esaurimento** – Quando sostanze assorbenti, come il carbone attivo o le resine a scambio ionico, hanno esaurito la propria capacità utilizzando tutti i siti attivi. Le resine a scambio ionico possono essere rigenerate per invertire il processo.

**Acqua di alimentazione** – Acqua che entra in un processo di trattamento.

**Filtrazione** – La rimozione di sostanze in sospensione tramite il passaggio attraverso una matrice porosa che trattiene le particelle catturandole, in genere, sulla o nella matrice del filtro.

**Contaminazione** – Incrostazione compatta sulle superfici della membrana o del filtro dovuta a rivestimenti gelatinosi, masse colloidali o dense colonie batteriche che blocca il flusso.

**Grani per gallone** – Concentrazione di ioni disciolti nell'acqua, in genere carbonato di calcio. Settemila (7,000) grani corrispondono a una libbra. Un grano per gallone equivale a 17,1 ppm di solidi disciolti.

Durezza – La concentrazione di sali di calcio e magnesio nell'acqua; talvolta la definizione include anche ferro e manganese. Un elevato grado di durezza può provocare la formazione di depositi nella caldaia o nei tubi e la rottura delle membrane osmotiche.

Scambio ionico – Detto anche deionizzazione. Processo in cui gli ioni innocui legati ai grani di resina sostituiscono gli ioni da eliminare presenti nella soluzione. In genere gli ioni idrogeno sostituiscono i cationi e gli ioni idrossile gli anioni. Gli ioni idrogeno e idrossile si combinano formando acqua pura.

Resina macroreticolare – Una resina a scambio ionico con matrice porosa reticolare che la rende efficace nella rimozione di colloidi e batteri oltre che di anioni disciolti. È utile soprattutto nella prevenzione della contaminazione colloidale e organica delle resine a letto misto e dell'ostruzione precoce dei filtri finali.

**Megohm-cm** –  $\Omega$  Misura della purezza ionica dell'acqua. La resistività (proprietà reciproca della conduttività) è l'unità di misura della resistenza specifica al flusso elettrico. Quanto minore è il numero degli ioni disciolti nell'acqua, tanto maggiore è la resistività. Un megohm-cm equivale a un milione di ohm di resistenza misurati tra due elettrodi a distanza di un centimetro l'uno dall'altro. La purezza ionica massima teorica dell'acqua corrisponde a 18,2 megohm-cm a 25 °C.

Membrana – Le membrane di filtrazione sono sottili pellicole di polimeri permeabili all'acqua e ad altri fluidi. I filtri a membrana microporosa presentano una struttura porosa misurabile che elimina fisicamente le particelle o i microrganismi di dimensioni superiori a quelle dei pori. Le membrane per ultrafiltrazione (dette anche setacci molecolari) eliminano anche le molecole che superano un determinato peso molecolare. Le membrane per osmosi inversa sono permeabili alle molecole d'acqua e a poco altro e respingono persino gli ioni presenti nell'acqua.

**Mho** – Unità di misura della conduttanza; reciproco della resistenza (ohm). *Consultate la voce Megohm-cm*.

**Scambio ionico a letto misto** – La presenza di resine anioniche e cationiche nello stesso deionizzatore dà luogo a una maggiore efficienza ma a una capacità inferiore rispetto ai deionizzatori a letti separati.

**NPT** – Abbreviazione di "National Pipe Thread", lo standard di filettatura dei raccordi.

**Ohm** – La pratica unità di misura della resistenza elettrica in un circuito, dove una differenza di potenziale di un volt produce una corrente di un ampère.

**Ohm-cm** – Unità di misura della resistenza specifica dell'acqua.

**Osmosi** – La diffusione di un solvente attraverso una membrana semipermeabile da una soluzione meno concentrata a una soluzione più concentrata.

Recupero percentuale – Nell'osmosi inversa e nell'ultrafiltrazione, il rapporto tra l'acqua pura prodotta e l'acqua di alimentazione.

Eliminazione percentuale – Nell'osmosi inversa e nell'ultrafiltrazione, il rapporto tra le impurità rimosse e la quantità totale di impurità nell'acqua di alimentazione. Ad esempio, le membrane per osmosi inversa rimuovono (scartano) in genere il 90% dei contaminanti inorganici disciolti nell'acqua.

**Permeato** – Nell'osmosi inversa, l'acqua che viene purificata nel passaggio attraverso la membrana.

**Pretrattamento** – Le fasi iniziali di trattamento dell'acqua, eseguite prima del trattamento finale, volte a prolungare la vita utile delle cartucce e dei filtri e a proteggere gli elementi a valle dall'usura precoce.

**Acqua prodotta** – L'acqua purificata in seguito al trattamento.

**Pirogeni** – Lipopolisaccaridi presenti nelle pareti cellulari esterne di determinati batteri che possono innescare una risposta immunitaria.

**Ricircolo** – Il ricircolo continuo può rendersi necessario per mantenere un grado di purezza elevato uniforme nei sistemi di purificazione dell'acqua più grandi.

L'acqua viene rimessa continuamente in circolo e trattata per evitare la stagnazione ed eliminare eventuali impurità residue dal sistema. I batteri proliferano nelle acque stagnanti.

**Scarto** – Nell'osmosi inversa e nell'ultrafiltrazione, le impurità che non sono in grado di passare attraverso la membrana vengono respinte (rimosse). con l'acqua di scarico (scarti).

Resina – Le resine a scambio ionico si presentano solitamente in forma di grani sferici con affinità per ioni specifici. Le resine a scambio cationico, a base di stirene e divinilbenzene con gruppi di acidi solfonici, scambiano i cationi con ioni idrogeno. Analogamente, le resine a scambio anionico, a base di stirene e divinilbenzene con gruppi di ammonio quaternario, scambiano gli anioni con ioni idrossile.

# Glossario

**Resistività** – Unità di misura della resistenza specifica al flusso elettrico. Relativamente all'acqua, costituisce un indice preciso della purezza ionica. *Consultate la voce Megohm-cm*.

Osmosi inversa – Processo inverso dell'osmosi per la purificazione dell'acqua. Nell'osmosi l'acqua passa attraverso una membrana semipermeabile da una soluzione meno concentrata a una più concentrata. Il flusso dell'acqua può essere invertito esercitando una pressione opposta superiore alla pressione osmotica. Nell'osmosi inversa l'acqua viene estratta forzatamente da una soluzione concentrata, isolando il soluto (impurità).

Eliminazione dei sali – Nell'osmosi inversa, il rapporto tra i sali rimossi (respinti) e la concentrazione salina originaria. Consultate la voce Eliminazione percentuale.

**Calcare** – Depositi di minerali che possono accumularsi sulle pareti interne delle caldaie o sulla superficie delle membrane per osmosi inversa. Consiste principalmente di carbonato di calcio che, in determinate condizioni di pH, alcalinità e durezza, precipita.

**Semipermeabile** – Detto di membrane prive di pori misurabili, ma attraverso cui riescono a passare le molecole di piccole dimensioni.

**Solidi sospesi** – Solidi non disciolti che possono essere eliminati per filtrazione.

**TDS** – Abbreviazione di Total Dissolved Solids, solidi disciolti totali.

**Solidi ionizzati totali** – Concentrazione di ioni disciolti in soluzione, espressa in unità di concentrazione di NaCl (cloruro di sodio).

**Carbonio organico totale (TOC)** – Unità di misura del livello di impurità organiche nell'acqua, da cui dipende la vita utile dei letti a carbone attivo.

**Solidi totali** – La quantità totale di solidi nell'acqua include sia i solidi disciolti sia quelli in sospensione.

**Torbidità** – Sospensione di particelle fini che ostacola la penetrazione della luce, ma che richiede molti giorni per la sedimentazione a causa delle piccole dimensioni delle particelle.

**Due letti** – Letti o strati separati di resine a scambio cationico e anionico. Producono una purezza inferiore rispetto alla deionizzazione a letto misto, ma offrono una maggiore capacità in termini di resa.

**Ultrafiltrazione** – Setacci molecolari; membrane con pori sufficientemente piccoli da eliminare le molecole più grandi. Classificata in termini di cutoff di peso molecolare nominale. Una membrana per UF da 10.000 dalton (peso molecolare), ad esempio, è in grado di rimuovere i pirogeni, il cui peso molecolare è in genere intorno ai 20.000 dalton.

**Acqua ultrapura** – Acqua con una resistenza specifica superiore a 1 megohm-cm. Nell'ambiente di laboratorio fa in genere riferimento all'acqua di grado reagente ASTM D1193 Tipo 1. Qualsiasi sostanza presente nell'acqua di laboratorio che non sia  $\rm H_2O$  è un'impurità. Sebbene non sia possibile ottenere un'acqua chimicamente pura, i moderni sistemi per acqua ultrapura sono in grado di ridurre le impurità ai valori minimi rilevabili.

**Ossidazione con UV** – I raggi ultravioletti vengono utilizzati nella purificazione dell'acqua per ottenere l'ossidazione fotochimica delle impurità organiche, producendo acqua di grado HPLC con livelli di impurità organiche inferiori a 5 ppb.





# www.thermoscientific.com/purewater

© 2013 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi commerciali sono proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue consociate. CLSI-CLRW è un marchio registrato di Clinical and Laboratory Standards Institute. Teflon è un marchio registrato di E.I. du Pont de Nemours and Company. Specifiche tecniche, condizioni e prezzi possono subire variazioni. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rappresentante locale.

Australia +61 39757 4300 Austria +43 1 801 40 0 Belgio +32 53 73 42 41 Cina +800 810 5118 0 +400 650 5118 Francia +33 2 2803 2180

Germania, numero verde nazionale 08001-536 376 Germania, numero internazionale

+49 6184 90 6000

India, numero verde 1800 22 8374 India +91 22 6716 2200 Italia +32 02 95059 552 Giappone +81 3 5826 1616 Paesi Bassi +31 76 579 55 55 Nuova Zelanda +64 9 980 6700 Paesi nordici/Paesi baltici/CSI +358 9 329 10200 Russia +7 812 703 42 15 **Spagna/Portogallo** +34 93 223 09 18 **Svizzera** +41 44 454 12 22 **Regno Unito/Irlanda** +44 870 609 9203 **USA/Canada** +1 866 984 3766

Altri Paesi asiatici  $+852\ 2885\ 4613$  Paesi non in elenco:  $+49\ 6184\ 90\ 6000$ 



Part of Thermo Fisher Scientific