

CirculationPro⁺

The Professional Circulation System



In attesa di brevetto

Produttore:

Nome: Shenzhen Dongdixin Technology Co. LTD.

Indirizzo: No. 3 Building XilibaimangXusheng Industrial Estate, 518108 Nanshan, Shanzhen China

Tel: 0086-755-27652316

E-mail: service@e-caretalk.com

Rappresentante CE autorizzato:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffetraße 80, 20537 Hamburg Germany

Tel: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726

Distribuito da : Medi-Direct International Ltd

Unit 24, Wilford Industrial and Business Park

Ruddington Lane, Nottingham, NG11 7EP, UK

Tel: 0115 977 8370

Email: info@medi-direct.co.uk

www.circulation-pro.co.uk

www.medi-direct.co.uk

Copyright 2014 by Shenzhen Dongdixin Technology Co. Ltd.

Edition V1.1

Manuale d'uso

Guida rapida

NOTA: CIRCULATION PRO è un dispositivo EMS che somministra una terapia ad impulsi elettrici: il dispositivo non vibra.

Istruzioni d'uso dettagliate per il CIRCULATION PRO si possono trovare nelle pagine seguenti di questo manuale.

Qui viene spiegato come cominciare velocemente con il vostro CIRCULATION PRO in pochi e semplici passi:

1. Rimuovere Circulation Pro dalla sua confezione. Prendere il telecomando ed inserire le batterie rispettando le polarità indicate.
2. Inserire il piccolo jack di alimentazione alla fine del cavo dell'alimentatore nel dispositivo ed attaccare l'alimentatore ad una presa elettrica della rete domestica.
3. Per accendere il dispositivo premere il bottone di accensione "power" sull'unità principale oppure sul telecomando.
4. Rimuovere le calzature e qualsiasi altro indumento dai propri piedi (calze, calzettoni ecc.). Mettere i piedi nudi sui supporti, il piede sinistro sulla pedana sinistra ed il destro sulla pedana destra. Entrambi i piedi devono essere aderenti al supporto del dispositivo affinché la stimolazione possa funzionare correttamente.
5. Usando il telecomando o i bottoni sull'unità principale è possibile aumentare l'intensità della stimolazione usando i tasti contrassegnati con -/+ . I livelli di intensità vanno da 0 a 99. Incrementare gradualmente l'intensità fino a quando è possibile sentire una micro corrente stimolante (un lieve formicolio o pulsare della pianta dei piedi).

Indice

Introduzione.....	3
Importanti informazioni per la sicurezza.....	4
Presentazione.....	7
Parti unità principale.....	8
Specifiche Tecniche.....	9
Istruzioni per l'uso.....	10
Risoluzione dei problemi.....	17
Manutenzione e precauzioni.....	18
Conservazione.....	20
Smaltimento.....	20
Simboli normalizzati.....	21
Garanzia.....	21

Introduzione

Vi ringraziamo per aver acquistato Circulation Pro. State per sperimentare i benefici di un sistema professionale di stimolazione della circolazione nella vostra casa.

Circulation Pro è un dispositivo di Stimolazione elettrica muscolare (EMS), progettato per aumentare la circolazione del sangue nei piedi e nella parte bassa delle gambe in modo sicuro ed efficace.

La EMS viene usata ampiamente in ospedali e cliniche ed è una tecnica non invasiva per l'esercitazione e la tonificazione dei muscoli che va ad integrare e supportare il vostro regime di esercizio normale.

Prima di cominciare, leggere attentamente tutte le istruzioni contenute in questo manuale d'uso e conservarlo con cura per future consultazioni.

Utilizzo proposto: Circulation Pro può essere utilizzato come un elettrostimolatore muscolare per alleviare i dolori, aumentare la circolazione, rilassare muscoli rigidi e tesi, ridurre il gonfiore di piedi e caviglie, distendere le gambe stanche e doloranti e favorire la flessione di caviglia e collo del piede.

Il suo effetto viene generato tramite una stimolazione elettrica dei nervi attraverso elettrodi posti sulla pelle o attraverso le pedane.

E' risaputo che il risultato fisiologico corrisponde alla contrazione e al rilascio dei muscoli del piede e del polpaccio, creando un'azione di "pompaggio". Questa azione imita il naturale sistema di circolazione del corpo quando siamo in movimento. Quando il muscolo del polpaccio si contrae, il sangue viene pompato all'interno delle vene più profonde della gamba e spinto più su fino al cuore. Questa azione previene il ristagno del sangue.

Importanti informazioni per la sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di usare il dispositivo
- Controllare che vi siano tutti i componenti elencati in questo manuale
- Osservare e familiarizzare con tutti questi componenti prima di usare il dispositivo

Pericolo:

NON usare Circulation Pro nei casi elencati di seguito:

- Pacemaker Cardiaco
- Defibrillatore impiantato
- Qualsiasi altro dispositivo di metallo o elettronico che sia impiantato chirurgicamente
- Equipaggiamento di supporto alla vita di tipo elettronico
- Dispositivi medici elettronici collegati al corpo, per esempio elettrocardiografi

L'utilizzo di Circulation Pro in combinazione con altri dispositivi medici elettronici può causare interferenze che ne pregiudicherebbero il corretto funzionamento

Non usare Circulation Pro se si soffre delle seguenti patologie:

- Trombosi profonda di tipo venoso ("DVT"), per evitare la possibilità di mobilizzare il coagulo.

Avvertimenti

Consultare il proprio medico curante per l'idoneità di questo dispositivo nel caso si soffra delle seguenti patologie:

- Stato acuto di malattia
- Gravidanza
- Malattie del cuore o altre disfunzioni cardio-circolatorie
- Febbre alta
- Malattie infettive

- Tumori maligni
- Epilessia
- Pressione sanguigna fuori norma
- Malattie della pelle o disturbi della sensibilità cutanea
- Se sotto cure mediche, in particolare per disagi psichici: potrebbero verificarsi incidenti o infortuni.

Seguire sempre le prescrizioni del vostro professionista sanitario.

Non applicare la stimolazione sulle seguenti aree del corpo:

- Sul capo: gli elettrodi non devono mai essere collocati su parti opposte della testa.
- Intorno al collo
- Sul petto: potrebbero causare disturbi del ritmo cardiaco
- Intorno alla bocca o sulla pelle ferita o malata
- Su eruzioni cutanee o sopra aree della pelle che siano gonfie, rosse, infette o infiammate (esempio: flebiti, tromboflebiti, vene varicose)
- Fratture appena subite
- Sugli occhi o all'interno di cavità corporee.

Si potrebbero causare incidenti o infortuni se non si rispettano le regole seguenti:


- Non usare questa unità in ambienti dove sono in uso altri dispositivi che emanano onde elettromagnetiche non schermate.
- Non usare l'elettrostimolazione in concomitanza all'uso di apparecchiature terapeutiche che fanno uso di microonde o onde corte.
- Non applicare la stimolazione in presenza di apparecchiature di monitoraggio elettronico (esempio: monitor cardiaci o allarmi ecg), che potrebbero subire un malfunzionamento quando il dispositivo di stimolazione elettrica è attivo.

Precauzioni

- Somministrare la stimolazione solo su pelle normale, intatta, pulita e sana.
- Se si dovesse avvertire un qualsiasi fastidio durante l'uso o se il dispositivo non dovesse funzionare correttamente, smettere immediatamente di utilizzare il dispositivo.
- Non applicare gli elettrodi ad un'altra persona durante il trattamento, potreste procurare un forte shock elettrico.
- Non praticare l'elettrostimolazione in bagno, sotto la doccia o in aree con forte umidità; non applicare mentre si dorme, si guida, si opera su macchinari o in qualsiasi condizione in cui l'elettrostimolazione potrebbe mettere a rischio di incidenti.
- Rimuovere prontamente gli elettrodi dalla pelle subito dopo il trattamento. Un collegamento prolungato può irritare la pelle.
- Non usare questo dispositivo su bambini o persone che non sono in grado di esprimere le proprie intenzioni.
- Far sì che nessun oggetto metallico, come ad esempio una catenina, venga in contatto con gli elettrodi mentre la macchina è in funzione; questo potrebbe causare un forte shock elettrico.
- Tenere il dispositivo lontano dai bambini.
- Irritazioni della pelle, infiammazione e bruciature sotto gli elettrodi sono potenziali segni di intolleranza agli elettrodi.


Presentazione

Pannelli frontale e posteriore



Parti unità principale

1. Circulation Pro unità principale del dispositivo x1
2. Elettrodi (40mm*40mm) x4
3. Cavi di connessione elettrodi x2
4. Manuale di utilizzo x1
5. Adattatore di corrente x1
6. Telecomando x1




Specifiche Tecniche

Canale:	3 canali
Alimentazione:	Adattatore: entrata 100V~240V, 50/60Hz; uscita: DC6V,300mA; o DC 6.0V, 4x1.5V batterie modello LR14 (opzionali)
Onda:	Onda bi-fasica
Frequenza:	10Hz~36Hz
Durata impulso:	250us
Voltaggio in uscita:	0~80Vpp (a 500 ohm load)
Tempo del trattamento:	1~99 min.
Condizioni operative:	5°C to 40°C; 30%RH to 80%RH
Condizioni di imballaggio:	-10°C to 55°C; 10%RH to 90%RH
Misure:	427.3 x 4 16.5 x 103.7mm
Peso:	1910g (solo dispositivo, batterie escluse)
Durata della batteria (con batteria nuova):	Circa 30 giorni, considerando un trattamento al giorno di 30 minuti in modalità stimolazione dei piedi alla massima intensità

Istruzioni per l'uso

Connettere l'adattatore di corrente

- 1) Inserire il piccolo connettore di alimentazione nella piccola presa sulla parte frontale del dispositivo (tenere il dispositivo saldamente mentre si inserisce il connettore).



- 2) Inserire l'adattatore di corrente in una presa di corrente della rete domestica. Assicurarsi che il voltaggio sia corretto. Attenzione: Usare l'adattatore originale in dotazione. Non cambiare o modificare le specifiche dell'adattatore, si potrebbero causare ferite o danni all'unità principale.

Connettere la parte spina all'adattatore di corrente

1. Selezionare la parte spina a 3 poli (UK) o a 2 poli (Europa) inclusa nella confezione del Circulation Pro
2. Per applicare la parte spina, farla scivolare gentilmente lungo le guide dell'adattatore finché non scatta nella sua posizione, come illustrato nella Figura 1
3. Per rimuovere la parte spina, premere sulla base e farla scivolare indietro lungo le guide, come illustrato nella Figura 2



Figure 1




Figure 2

Attenzione: Usare l'adattatore originale in dotazione. Non cambiare o modificare le specifiche dell'adattatore, si potrebbero causare ferite o danni all'unità principale.

Controllo e sostituzione delle batterie (non incluse)

Per comodità, Circulation Pro può essere alimentato con batterie.

- 1) Aprire lo sportello delle batterie.
- 2) Inserire 4 batterie del tipo C al suo interno. Assicurarsi che i poli positivo e negativo delle batterie coincidano con i segni all'interno dello scomparto.
- 3) Chiudere lo scomparto batterie e procedere all'uso normale del dispositivo.




Precauzioni:

- 1) Quando connesso alla presa di corrente il dispositivo interromperà automaticamente l'uso delle batterie.
- 2) Rimuovere le batterie per periodi di inutilizzo prolungato.
- 3) Non mischiare batterie vecchie e nuove o di tipo differente.
- 4) Attenzione: Se le batterie sono danneggiate e vengono in contatto con pelle od occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.
- 5) Tenere le batterie lontano dai bambini.
- 6) Non usare batterie ricaricabili. Rimuovere le batterie scariche dal dispositivo.
- 7) Seguire le istruzioni del produttore delle batterie per lo smaltimento.

Pedane

Stimolazione di piedi e gambe (👣)



Passo 1 – Porre il dispositivo sul pavimento.

Posizionare il dispositivo sul pavimento ad una distanza confortevole dalla sedia e sedersi sulla sedia.

ATTENZIONE:

Mai stare in piedi sul dispositivo




Passo 2 – Posizionare entrambi i piedi sui plantari.

Rimuovere qualsiasi tipo di calza e posizionare i piedi sui plantari. La pianta di ogni piede va posizionata sopra la parte in rilievo dei plantari. Non importa se i vostri piedi sono più o meno grandi dei plantari. I plantari sono progettati per ruotare avanti ed indietro. Questo movimento favorisce il movimento dolce delle articolazioni, promuove la circolazione e riduce i gonfiori. Questo tipo di esercizio terapeutico viene consigliato da diverse figure sanitarie per migliorare la circolazione e quando usato in concomitanza all'elettrostimolazione, i risultati possono essere significativi.

ATTENZIONE:

Entrambi i piedi devono rimanere in contatto con le pedane affinché si attivi l'elettrostimolazione. Stare seduti con entrambe le ginocchia ad un angolo di 90 gradi.



Passo 3 – Accendere il dispositivo

Per attivare il dispositivo premere il bottone d'accensione [⏻] sull'unità o sul telecomando.

Sul display apparirà [🕒] 30 minuti, [👣] 00 intensità, [🧑] 00 intensità.

Passo 4 – Impostare la durata del trattamento

Usando o il telecomando o il bottone [⌚] sul dispositivo, impostare la durata del trattamento. La durata può essere impostata tra 1 e 99 minuti.

Passo 5 – Iniziare il trattamento ed impostare l'intensità

Usando il telecomando o i bottoni sul dispositivo, impostare il livello di intensità del trattamento con i tasti -/+ [👣]. Il trattamento inizia e sul display [⌚] cambierà ed inizierà un conto alla rovescia per i minuti rimanenti.

ATTENZIONE:

Si raccomanda di usare un gel conduttore sui propri piedi per aumentare la conduttività e l'effetto della stimolazione.

Ogni persona necessita di un livello di intensità differente per ottenere un' elettrostimolazione efficace. Il dispositivo può essere utilizzato con sicurezza a livelli compresi tra 1 e 99. Ci sono 15 modalità terapeutiche che si alternano automaticamente durante ogni trattamento. Queste cambiano ogni minuto.

Se si tolgono i piedi dalle pedane il dispositivo emetterà 3 brevi "bip". L'intensità del trattamento tornerà immediatamente a livello 0.


Passo 6 – Spegner il dispositivo

Il dispositivo ed il display si spegneranno automaticamente alla fine di ogni trattamento e quando il timer ha raggiunto lo zero.

Per spegnere manualmente il dispositivo è sufficiente premere il tasto [⏻] sul dispositivo o sul telecomando.


Elettrodi Adesivi

Elettrostimolazione corporea (🧑)



Passo 1 – Collegare gli elettrodi ai cavi di connessione

Rimuovere gli elettrodi dalla confezione sigillata; inserire i cavi di connessione all'interno degli elettrodi. Assicurarsi che non vi siano parti metalliche esposte.




Passo 2 – Inserire i cavi di connessione nel dispositivo.

Prendere la spina alla fine del cavo di connessione ed inserirla nella presa localizzata sulla parte frontale del dispositivo.


ATTENZIONE:

Assicurarsi che il Circulation Pro sia spento.



Passo 3 – Posizionamento degli elettrodi

Rimuovere la pellicola trasparente dal retro degli elettrodi. Posizionare gli elettrodi sulla pelle pulita, asciutta e sana, il più vicino possibile alle aree interessate (Es: ginocchia, spalle, schiena o braccia).



Passo 4 – Accendere il dispositivo

Per accendere il dispositivo. Premere il bottone di accensione [⏻] sull'unità o sul telecomando.

Il display visualizzerà [⌚] 30 minuti, [👣] 00 intensità in uscita, [🧑] 00 intensità in uscita.

Passo 5 – Impostare il tempo di durata del trattamento

Usando indipendentemente il telecomando o il pulsante [] sul dispositivo, impostare la durata del trattamento. La durata può essere impostata tra 1 e 99 minuti.

Passo 6 – Iniziare il trattamento ed impostare l'intensità

Usando il telecomando oppure i bottoni sull'unità, impostare il livello di intensità usando i tasti -/+ []. Il trattamento inizia e sul display [] cambierà ed inizierà un conto alla rovescia per i minuti rimanenti.

ATTENZIONE:

Ogni persona richiede un livello di intensità di elettrostimolazione diverso al fine di ottenere una stimolazione muscolare ottimale ed un buon movimento oscillatorio. L'unità può essere usata in modo sicuro dal livello 1 al livello 99. Ci sono 15 modi terapeutici diversi che ruotano ciclicamente durante ogni trattamento, cambiando ogni minuto.

Se i livelli di stimolazione diventano fastidiosi, ridurre l'intensità del trattamento ad un livello confortevole e contattare il proprio medico se il problema persiste.

Se si rimuovono gli elettrodi dal corpo, il dispositivo emetterà tre brevi suoni "bip". L'intensità della stimolazione tornerà immediatamente al livello "0".

Passo 7 – Spegner il dispositivo

Il dispositivo e lo schermo si spegneranno automaticamente alla fine di ogni trattamento e quando il timer raggiunge lo zero.

Per spegnere manualmente il dispositivo, premere il pulsante [] sull'unità o sul telecomando.

Funzione Stepper

Se si muovono i piedi sulle pedane in modalità standby il numero dei passi verrà segnalato sullo schermo a led. Durante un trattamento, il tempo di trattamento rimanente e la conta dei passi verranno mostrati alternativamente sul display, ogni 20 secondi. Ogni passo viene mostrato dal LED più in basso dello schermo (vicino al simbolo della figura umana). Ogni 100 passi vengono contrassegnati dal LED medio (vicino al simbolo dei piedi). Ogni 10000 passi vengono segnalati dal LED superiore (vicino al simbolo dell'orologio). Se non vi è movimento entro un minuto, il LED [] segnerà il tempo del trattamento, il LED [] segnerà l'intensità dell'elettrostimolazione ai piedi e il LED [] quella relativa alla stimolazione corporea. Tutte le registrazioni saranno resettate allo spegnimento del dispositivo. Durante il trattamento il dispositivo si spegnerà e suonerà 3 volte con un "bip" quando il tempo raggiungerà lo zero.

Controllo remoto

Il telecomando permette di stare seduti e rilassarsi senza doversi abbassare per controllare o impostare il dispositivo. Viene fornito con 2 batterie da 1,5 V modello AAA. E'importante puntare sempre il telecomando verso il display del dispositivo, in quanto qui è collocato il ricevitore.


Precauzioni:

- 1) Rimuovere le batterie se il telecomando non viene usato per tempi prolungati.
- 2) Non mischiare mai batterie di tipo diverso o vecchie con nuove.
- 3) Attenzione: se le batterie dovessero perdere del liquido e questo dovesse venire in contatto con pelle od occhi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita.
- 4) Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- 5) Non usare batterie ricaricabili, e rimuovere quelle consumate dall'unità.
- 6) Seguire le indicazioni del produttore delle batterie per lo smaltimento.

Risoluzione dei problemi

Problema	Controlli	Possibile soluzione
L'unità non si accende	Le batterie sono consumate?	Cambiare le batterie.
	Le batterie sono installate correttamente?	Inserire le batterie rispettando le polarità.
	L'adattatore è collegato correttamente ad unità e presa di corrente?	Ricollegare l'adattatore alle prese seguendo le linee guida di questo manuale.
Il dispositivo è acceso ma non si sente stimolazione elettrica	I piedi sono asciutti?	Applicare del gel conduttivo ai piedi ed eventualmente aumentare l'intensità della stimolazione.
Rimettendo i piedi sulle pedane o ricollegando gli elettrodi al corpo, l'intensità torna lentamente ai livelli predefiniti.	I piedi sono entrambi allo stesso tempo stati messi sulle pedane?	Assicurarsi che i piedi siano nudi e posizionati nello stesso tempo su entrambe le pedane, aumentare l'intensità della stimolazione fino ad un massimo di 80 fino a che sia possibile sentire la stimolazione nel modo corretto.
	Potreste essere disidratati.	Bere molta acqua prima e dopo l'uso del dispositivo. Il Dispositivo usa il corpo per creare il circuito elettrico e l'acqua è un ottimo elettroconduttore. Se il corpo è disidratato (sotto il 60%) l'elettrostimolazione può risultare poco efficace, quindi è importante rimanere sempre ben idratati.
La stimolazione è debole.	L'intensità è troppo bassa?	Usare un livello di intensità superiore.
La stimolazione è fastidiosa	L'intensità è troppo alta?	Usare un livello di intensità inferiore.
	Si sta usando il dispositivo seguendo le istruzioni del manuale?	Leggere sempre attentamente il manuale prima dell'uso.
Le gambe sono doloranti dopo un trattamento	L'intensità potrebbe essere troppo alta e i muscoli potrebbero essere sovraccaricati.	Scegliere un livello di trattamento più basso e lasciar passare del tempo tra uno e l'altro, per permettere ai muscoli di riposare (Come dopo un esercizio fisico!)
La corrente in uscita si interrompe durante un trattamento	L'adattatore è correttamente connesso all'unità?	Connettere saldamente l'adattatore all'unità
	Le batterie sono scariche?	Inserire batterie nuove.

Manutenzione e Precauzioni



- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. Non far cadere o lanciare il dispositivo
- Mai lasciare il dispositivo collegato alla presa a muro, staccarlo dalla presa a fine trattamento.
- Dopo la pulizia lasciar asciugare all'aria a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e sole.

Pulizia

Pulire l'unità

- 1) Spegnerne l'unità e scollegare tutti i cavi.
- 2) Pulire con un panno inumidito (o bagnato con una soluzione neutra naturale per pulizie) e strofinare delicatamente. Non usare prodotti chimici (come diluenti o benzene). Non lasciar colare del liquido o acqua all'interno dell'unità.

Pulire gli elettrodi

- 1) Spegnerne il dispositivo e scollegare i cavi dagli elettrodi.
- 2) Pulire gli elettrodi quando la loro superficie adesiva si sporca o aderisce in maniera difficoltosa. Lavare con le dita sotto acqua corrente per qualche secondo (non usare spugne o oggetti abrasivi come unghie sulla superficie adesiva. Non usare detergenti, prodotti chimici o saponi).
- 3) Lasciare che elettrodi e superficie adesiva asciughino all'aria completamente (non strofinare con fazzoletti di carta o panni).

ATTENZIONE:

- 1) La vita degli elettrodi dipende dalla frequenza di pulizia, condizioni della pelle e dal modo di conservazione.
- 2) Se l'elettrodo non aderisce / non si incolla più alla pelle o se si è rotto, andrà sostituito.
- 3) Prima di applicare l'elettrodo adesivo, si raccomanda di lavare ed asciugare perfettamente la pelle.
- 4) Non accendere il dispositivo quando gli elettrodi non sono posizionati sul corpo.
- 5) Non rimuovere mai gli elettrodi dalla pelle finché il dispositivo è in funzione o acceso.
- 6) Se fosse necessario sostituire gli elettrodi usare solo quelli delle stesse dimensioni (40*40mm) di quelli forniti con il dispositivo.
- 7) Usare elettrodi più larghi riduce l'effetto della stimolazione. Usare elettrodi più piccoli di quelli forniti può aumentare il rischio di irritazioni della pelle o piccole bruciate da elettrostimolazione.
- 8) Usare sempre elettrodi contrassegnati con il simbolo CE.

Conservazione

- Rimuovere tutte le batterie se non si intende usare l'unità per un periodo prolungato. Perdite delle batterie possono danneggiare l'unità
- Non esporre al sole e proteggere l'unità dallo sporco e dall'umidità.
- Conservare il dispositivo in un posto fresco e ben ventilato.
- Non porre mai oggetti pesanti sopra il dispositivo.

Smaltimento

Le batterie consumate/esauste vanno smaltite in appositi contenitori o attraverso la rete di smaltimento del fornitore delle batterie o del negozio di elettronica. È obbligo legale smaltire le batterie nel modo corretto.

NOTA: I seguenti marchi sono contrassegnati su batterie che contengono sostanze nocive:

Pb = batteria contenente piombo, Cd = batteria contenente cadmio, Hg = batteria contenente mercurio.

Smaltire il dispositivo seguendo le normative 2002/96/EC-WEEE (Smaltimento di materiale elettrico ed elettronico) Per ulteriori linee guida, fare riferimento alle autorità locali.



Simboli normalizzati



Parte applicata di tipo BF



Smaltimento in linea con le direttive 2002/96/EC (WEEE)



Nome ed indirizzo del produttore sono conformi alla



European Medical Device Directive (93/42/EEC) e rettificati dalla direttiva 2007/47/EC
Unità notificata TÜV Rheinland (CE0197)



Livello di uscita elevato. Fare riferimento al manuale di utilizzo



Tenere all'asciutto

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla garanzia di 2 anni dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione di tipo elettrico o meccanico. Non ci sono parti autoriparabili all'interno del prodotto. Ogni tentativo di autoriparazione da parte di persone non autorizzate invaliderà la garanzia. Questo non avrà effetto sui propri diritti prescritti dalla legge.