




### Istruzioni per l'uso


# Sartorius Extend Sartorius Gem Extend, Gold Extend

Bilance elettroniche analitiche, di precisione e per metalli nobili











### **Indice**

- 3 Indice
- 4 Istruzioni di sicurezza e avvertenze
- 5 Messa in funzione
- 11 Modo operativo
- 11 Visione d'insieme dell'unità di visualizzazione e comando
- 12 Funzione base di pesata
- 13 Regolazione
- 16 Impostazioni (Menù)
- 16 Funzioni dei tasti nel menù
- 17 Uso del menù; esempio: selezione della lingua
- 18 Struttura del menù
- 19 Impostazioni dei parametri: prospetto
- 24 Programmi applicativi
- 25 Conteggio
- 27 Pesata in percentuale
- 29 Calcolo
- 31 Pesata di animali/ Formazione della media
- 33 Totale netto
- 35 Sommatoria
- 37 Commutazione delle unità
- 39 Determinazione della densità

- 40 Protocollo ISO/GLP
- 42 Interfaccia dati
- 43 Messaggi di errore
- 44 Cura e manutenzione
- 45 Smaltimento
- 46 Prospetto
- 46 Dati tecnici
- 52 Accessori
- 54 Dichiarazioni di Conformità
- 56 Certificato di Approvazione CE del tipo
- 57 Etichette e siqilli

### Spiegazione dei simboli

In questo manuale di istruzioni sono impiegati i seguenti simboli:

- precede le istruzioni operative
- indica le operazioni da eseguirsi solo in certe condizioni
- descrive cosa accade dopo l'esecuzione di un'operazione
- precede una voce di elencazione

舧 indica un pericolo

### Istruzioni di sicurezza e avvertenze

### Sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima della messa in funzione della bilancia. Si evitano danni allo strumento.



Non impiegare la bilancia in un'area rischio di esplosione.



!\ La bilancia può essere aperta solo da tecnici specializzati del Servizio Assistenza Tecnica Sartorius.



/!\ Staccare la bilancia dalla rete elettrica prima di collegare o scollegare apparecchi periferici.



/!\ In condizioni ambientali che richiedono maggiori standard sicurezza, bisogna conformarsi alle prescrizioni contenute nei regolamenti specifici per l'installazione vigenti nel Paese.



/!\ L'esposizione a influenze elettromaanetiche molto forti può causare un'interferenza del valore di lettura. Una volta scomparso l'effetto di disturbo, il prodotto è di nuovo utilizzabile in modo conforme alle norme.

> Durante la pulizia non deve entrare del liquido nella bilancia: utilizzare solo un panno leggermente inumidito.

#### Installazione

/!\ Il voltaggio riportato sull'alimentatore deve coincidere con il voltaggio locale.

Attenzione nell'usare cavi di collegamento RS232 di altri costruttori o di uso comune, questi hanno spesso un'assegnazione dei pin non ammessa per le bilance Sartorius! Controllare l'assegnazione in base agli schemi di collegamento e staccare le linee che differiscono.



/!\ Se lo strumento o il cavo di alimentazione presenta dei danni visibili, staccare l'alimentazione elettrica e assicurarli contro un eventuale utilizzo.

- Utilizzare solo accessori e opzioni Sartorius poiché sono adattati in modo ottimale alla bilancia. Non ricorrere a soluzioni fai-da-te. L'utente risponde in prima persona di qualsiasi modifica apportata all'equipaggiamento così come della realizzazione di collegamenti con cavi o dispositivi di altri costruttori ed è tenuto ad eseguire i dovuti controlli. Su richiesta, Sartorius mette a disposizione informazioni riquardanti le caratteristiche minime di funzionamento degli apparecchi (secondo le norme sull'immunità ai disturbi).
- $\bigcirc$ Non aprire la bilancia. Se si danneggiano i sigilli di protezione decadono i diritti di garanzia.
- $\bigcirc$ Se si manifestassero dei problemi, prego rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius locale.

### Messa in funzione

### Condizioni di deposito e di trasporto

 Non esporre lo strumento a temperature estreme, umidità, urti, correnti d'aria e vibrazioni.

### Disimballaggio

- Dopo aver disimballato lo strumento Vi preghiamo di controllare subito eventuali danni visibili
- In caso di danni, seguire le indicazioni date nel capitolo «Cura e manutenzione», sezione «Controllo di sicurezza».
- Conservate tutte le parti dell'imballaggio per evitare, in caso di rispedizione della bilancia, dei danni dovuti al trasporto. Prima della spedizione, staccare tutti i cavi!

### Equipaggiamento fornito

- Bilancia
- Piatto di pesata
- Supporto del piatto solo per i modelli con piatto di pesata rotondo
- Piattello per metalli nobili solo per i modelli GK e GW
- Alimentatore a rete

In aggiunta per i modelli ED224S, ED124S, GK1403, GK1203, GK703, GK303:

- Protezione anticorrente con porte scorrevoli
- Anello di schermatura
- Piatto di schermatura
- Copertina antipolvere

In aggiunta per i modelli ED423S-DS, ED323S-DS, ED153-DS:

Protezione anticorrente con porte scorrevoli

- In aggiunta per i modelli GK3102, GK2202:
- Disco metallico
- Protezione anticorrente con porte scorrevoli

In aggiunta per i modelli ED623S(-CW), ED523S-PCE, ED423S(-CW), ED323S(-CW). ED153(-CW):

 Protezione anticorrente cilindrica in vetro (con piastra di schermatura e copertura)

#### Luogo di installazione

Per l'installazione, evitare luoghi con le seguenti condizioni ambientali sfavorevoli:

- calore diretto (riscaldamento, raggi solari)
- correnti d'aria dovuta a porte e finestre aperte
- forti vibrazioni durante la pesatura
- umidità estrema


#### Acclimatazione della bilancia


L'umidità dell'aria può condensarsi sulle superfici della bilancia quando da fredda viene portata in un ambiente sensibilmente più caldo. Tenere lo strumento per circa 2 ore a temperatura ambiente senza collegarlo alla corrente elettrica.

### Apposizione del sigillo sulle versioni omologate per l'uso in metrologia legale:

Per legge sulla bilancia omologata deve essere apposta una sigillatura. Questa sigillatura consiste in un marchio adesivo portante il logo «Sartorius». Se quest'ultimo viene tolto, viene a meno la validità della verifica e la bilancia deve essere omologata nuovamente.


### Installazione





Bilance dotate di protezione anticorrente con porte scorrevoli

- Montare le parti nell'ordine seguente:
- Piatto di schermatura
- Modelli ED, GK1403, GK1203, GK703, GK303: anello di schermatura (non per le versioni ED423S-DS, ED323S-DS, ED153-DS)
- Modelli GK3102, GK2202: disco metallico
- Supporto del piatto
- Piatto di pesata
- Piattello per metalli nobili (solo per i modelli GK)



Bilance con protezione anticorrente cilindrica in vetro

- Montare le parti nell'ordine sequente:
- Montare il coperchio con il bordo verso l'alto sulla bilancia e girare finché si fissa
- Supporto del piatto
- Piatto di pesata
- Cilindro in vetro
- Piattello per metalli nobili (solo per i modelli GK)
- Coperchio con il bordo verso il basso




Bilance con piatto di pesata rotondo

- Montare le parti nell'ordine sequente:
- Supporto del piatto
- Piatto di pesata
- Piattello di pesata (solo per i modelli GW)


Bilance con piatto di pesata rettangolare

- Montare il piatto di pesata
- Piattello di pesata (solo per i modelli GW)



### Collegamento a rete/Misure di sicurezza Utilizzare solo

- alimentatore originale per l'Europa: 6971412
- Inserire la spina angolare nella bilancia
- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente



Alimentatore con cavo di rete specifico del Paese In parte le bilance sono fornite con un alimentatore e cavi specifici del Paese. Utilizzare soltanto un alimentatore originale per l'Europa: 697 1983

- Inserire la spina angolare nella presa della bilancia
- Scegliere il cavo di rete specifico del Paese e montarlo sull'alimentatore
- Collegare il cavo di rete alla rete elettrica



Inserire la linea di collegamento alla rete nell'alimentatore universale:

○ Alimentatore universale Sartorius con ampio campo di tensione d'ingresso 100...240 V~, codice di ordinazione 6971966 e linea di collegamento alla rete scambiabile:
 6900900 (Euro)
 6900901 (US/CDN)
 6971945 (UK)
 6900905 (AUS)
 6900902 (ZA)

### Misure di sicurezza

Per l'alimentatore ad innesto e alimentatore 6971983: l'alimentatore della classe di protezione 2 può essere collegato a qualsiasi presa di corrente senza prendere ulteriori misure di sicurezza.

Per l'alimentatore universale 6971966:

l'alimentatore con classe di protezione 1 può essere collegato a qualsiasi presa di corrente con attacco per il conduttore di protezione. La tensione in uscita è collegata attraverso un polo all'alloggiamento della bilancia. L'alloggiamento della bilancia può essere collegato a terra per scopi funzionali. L'interfaccia è pure collegata elettricamente all'alloggiamento della bilancia (massa).



 Prima di collegare o staccare apparecchi periferici (stampante, PC) all'/dall'interfaccia dati, la bilancia deve essere staccata dalla tensione di rete.

#### Tempo di preriscaldamento

Per dare risultati di pesata precisi, la bilancia ha bisogno di 30 minuti di preriscaldamento. Dopo questo tempo raggiunge la temperatura di esercizio richiesta.


Impiego della bilancia omologata per l'uso in metrologia legale:


 Dopo il primo collegamento a rete, attendere un tempo di preriscaldamento di almeno 24 ore.


#### Dispositivo antifurto


Come dispositivo antifurto utilizzare l'occhiello di fissaggio posto sulla parte posteriore della bilancia.

 Fissare la bilancia sul luogo di installazione, per es. con un catena o con un lucchetto.










#### Livellamento della bilancia

### Scopo:

 Livellamento delle disuguaglianze del posto di installazione della bilancia.


La bilancia deve essere livellata ogni volta che si cambia il posto di installazione. Il livellamento viene eseguito utilizzando solo i piedini di livellamento anteriori.

- Girare entrambi i piedini posteriori (solo per i modelli con un piatto di pesata rettangolare).
- Girare i piedini anteriori come in figura finché la bolla di livello si trova in centro.
- > Di regola sono necessarie più operazioni di livellamento.
- Per i modelli con piatto di pesata rettangolare: girare entrambi i piedini posteriori, finché toccano la superficie di installazione.



### **Dispositivo per pesare da sotto la bilancia** Per le operazioni di pesatura eseguite da sotto la bilancia è disponibile un dispositivo apposito.


- L'uso di questo dispositivo non è ammesso per applicazioni come strumento di pesatura legale.
- Togliere la piastra di chiusura dalla base della bilancia.
   Attenzione: girare la bilancia solo di lato e non sotto sopra!



- Gancio fisso 1: appendere il campione di pesata al gancio, per es. con un filo.
- Foro 2 (non per i modelli: ED153.., ED822.., ED8201, ED5201, ED2201): avvitare con cura il gancio speciale oppure richiedere un gancio direttamente alla Sartorius.
- Se necessario, installare una schermatura contro le correnti d'aria.

### Modo operativo

### Visione d'insieme dell'unità di visualizzazione e comando



Posizione	e Descrizione	Posizione	Descrizione
1	Unità di peso	13	Cancellazione (Clear Function)
2	Visualizzazione dei livelli di menù		Questo tasto viene usato general- mente come tasto di interruzione:
3	Taratura		<ul> <li>fine dei programmi applicativi</li> </ul>
4	Pittogramma per «Stampa GLP attiva»		<ul> <li>interruzione delle operazioni di regolazione   Uscire dal menù</li> </ul>
5	Pittogramma per «Stampa attiva»	14	Avvio delle operazioni di regolazione
6	Programma applicativo attivo	15	Accensione/spegnimento
7	Uscita dati: questo tasto attiva l'emissione dei valori visualizzati	16	Indicazione della funzione di regolazione
	tramite l'interfaccia dati integrata.	17	Pittogramma per il campo di zero (solo per i modelli omologati)
8	Simbolo: nessun valore di pesata	18	Bolla di livello
9	Avvio del programma applicativo	19	Display del peso secondo l'unità
10	Indicazione del valore lordo e netto	Simbolo:	di peso base selezionata
11	Commutazione nel programma	<<	Uscire dal menù
	applicativo   Richiamo del menù	<	Livello di menù superiore
12	Pittogrammi per l'applicazione	V	Selezione della voce di menù
	impostata	>	Livello di menù inferiore
	(ΔΔ, ♣, %, ೭೨), ♣, A, C)	┙	Selezione della voce di menù

### Funzione base di pesata

#### Caratteristiche

- Tarare la bilancia
- Stampare il valore di peso

## Impiego della bilancia omologata in metrologia legale:

Il certificato di approvazione del tipo per la verifica metrologica vale solo per le bilance a funzionamento non automatico; per le bilance a funzionamento automatico con o senza apparecchiature supplementari incorporate si devono osservare le disposizioni nazionali valevoli per il luogo di installazione.

 Regolare la bilancia sul luogo di installazione prima dell'impiego in metrologia legale per mezzo del peso di regolazione interno motorizzato: vedi in questo capitolo la sezione «Calibrazione, regolazione». Durante il funzionamento non deve essere superato il campo di temperatura (°C) riportato sulla targhetta di identificazione. Esempio:
 BD ED 200
 +10...+30 °C

### Preparazione

- Accendere la bilancia: premere il tasto (vo)
- In caso tarare la bilancia: premere il tasto (Tare)
- O In caso modificare le impostazioni: vedi il capitolo «Impostazioni»
- In caso caricare le impostazioni di fabbrica: vedi il capitolo «Impostazioni»
- Ulteriori funzioni:

  Spegnere la bilancia:
  premere il tasto

## **Esempio**Determinazione del valore di peso

Passo	Premere il tasto	Lett	ura/Uscita dati
Accendere la bilancia     Viene eseguito un autotest.     Poi la bilancia esegue una taratura iniziale.	VÓ		0.0 <b>g</b>
<ul><li>2. Collocare il recipiente per il campione di pesata (qui per es. 11,5 g)</li></ul>	<u></u>	+	11.5 g
3. Tarare la bilancia	Tare		0.0 g
4. Mettere il campione di pesata nel recipiente (qui per es. 132 g)	<u></u>	+	132.0 g
5. Stampare il valore di pesata		N	+ 132.0 g

### Regolazione

### Scopo

Per regolazione s'intende quella funzione che elimina lo scostamento tra il valore di misura visualizzato ed il vero valore di massa, cioè che riduce lo scostamento ai limiti di errore ammessi.

Impiego della bilancia omologata in metrologia legale: prima dell'impiego in metrologia legale, eseguire la funzione «Regolazione interna» sul luogo di installazione.

#### Caratteristiche

L'operazione di regolazione può essere avviata solo se

- la bilancia non è carica
- la bilancia è tarata
- il segnale di pesata interno è stabile
- Il valore del peso collocato può avere uno scostamento massimo del 2% dal valore nominale.

Se queste condizioni non vengono soddisfatte, appare un messaggio di errore «ERR D2».

La regolazione può avvenire con unità di peso diverse:


UNIT. EAL. – GRAMMI, EHILOGR. oppure LIBBRE (manca sulle bilance omologate)

### Regolazione esterna per le bilance omologate

- Per l'impiego in metrologia legale la regolazione esterna è bloccata:
- Impostazione del commutatore bloccata
- Copertura del commutatore sigillata

La bilancia può essere bloccata per la regolazione:

- selezionare CAL./REG. BLOCCATA
- chiudere il commutatore di accesso al menù posto sul retro della bilancia



I risultati della calibrazione e regolazione possono essere stampati in un protocollo ISO/GLP, vedi pagina 41.

Dopo la regolazione il programma applicativo è cancellato.

#### Regolazione interna

Nel menù deve essere impostata la voce EAL./REG. – EAL.INT.
Nell'alloggiamento della bilancia si trova un peso di regolazione integrato che può essere posto con un servo motore.

- Selezionare Regolazione: tasto Cal
- > Il peso di regolazione interno viene collocato automaticamente
- > La bilancia viene regolata
- > La bilancia viene scaricata dal peso interno

### Regolazione interna (solo per i modelli con peso di regolazione interno motorizzato) Dotazione di serie per i seguenti i modelli:

- Modelli con una precisione di lettura di 0,1 mg
- ED...-CW
- GK...
- GW...
- Modelli omologati (...CE)

### Impostazione:

SETUP - BILANCIA - CAL./REG. - CAL.INT. (Codice 1.1.9.4)

Nell'alloggiamento della bilancia si trova un peso di regolazione posizionabile con servo motore.

Passo	Premere il tasto	Lettura	
1. Tarare la bilancia	Tare	0.0 g	
2. Avviare l'operazione di regolazione	Cal	CAL.INT.	
ll peso interno viene posizionato automaticamente.		CAL.RUN.	
3. Regolazione terminata		CAL.ENII	
4. La bilancia viene scaricata dal peso interno		0.0 g	

### Regolazione esterna

Impostazione: SETUP - BILANCIA - CAL./REG. - CAL.EST. (Codice 1.1.9.1) Il valore del peso è stato preimpostato in fabbrica (vedi sezione «Dati tecnici»)

Passo	Premere il tasto	Lettura
1. Tarare la bilancia	Tare	0.0 g
2. Avviare l'operazione di regolazione	Cal	CAL.EST.
Dopo la memorizzazione del punto zero, lampeggia sul display il valore del peso di regolazione da collocare.		- 5000.0 g
<ol> <li>Collocare il peso di regolazione visualizzato (qui per es. 5000 g).</li> <li>Se il peso non è sufficiente: appare il segno «-»</li> <li>Se il peso è in eccesso: appare il segno «+»</li> </ol>	<del>-</del>	5000.0 g
Il valore smette di lampeggiare quando il valore del peso di regolazione si trova all'interno dei limiti predefiniti.		
4. Regolazione terminata;		CAL.EN]
poi appare il peso di regolazione		+ 5000.0 g
5. Togliere il peso di regolazione	<u></u>	0.0 g

## Impostazioni (Menù)

Configurazione della bilancia, cioè l'adattamento della bilancia alle richieste dell'utente.

### Funzioni dei tasti nel menù:

Simbolo	Tasto	Funzione
ν	Select Menu	Selezione della voce di menù
>	Enter	Selezione del livello di menù inferiore (con il cursore a destra fino a 4 livelli di menù)
<u>ا</u>	Enter	Conferma della voce di menù
	CF tasto premuto a lungo	Uscire dal menù e memorizzare l'impostazione di ogni posizione
<<	CF	Uscire dal menù e memorizzare l'impostazione
<	(CF)	Selezione del livello di menù superiore (cursore a sinistra)
[••••]		Informazioni sul livello di menù

### Uso del menù

Esempio: selezione della lingua

Passo	Premere il tasto	Lettura
Accesso al menù:     visualizzare la 1º voce di menù     nel modo di pesata	Select a lungo	APPLIC.
2. Spostamento verso l'alto in	più volte	INPUT
modo ciclico all'interno di un livello di menù; dopo l'ultima voce, appare di nuovo la prima voce di menù	(Select Menu	 LANGUAG.
3. Selezionare il livello di menù superiore (verso destra ciclicamente)	Enter	ENGLISH °
5. Modifica dell'impostazione: selezionare la voce di menù verso l'alto ciclicamente	Select Menu	ITALIANO
6. <b>Conferma dell'impostazione</b> ; «o» indica la voce di menù impostata	Enter	ITALIANO∘
7. Ritornare al livello di menù	CF	LINGUA
inferiore (dal 4° livello di menù) ○ In caso, impostare altre voci di menù	Select Enter	
8. Memorizzazione dell'impostazione e uscire dal menù	più volte CF	ONXI
oppure		
Uscire dall'impostazione dei parametri senza memorizzare	NO	
> Riavvio dell'applicazione		0.0 g

### Struttura del menù (visione d'insieme)

Livello i [•	】Livello 2 [◆◆ 】		Codici
SETUP	BILANC. ————	EOND.AMB.Condizioni ambientali FIL. APP. Filtro applicativo	1. 1. 1.
	Parametri della bilancia	— FIL. RPP. Filtro applicativo	1. 1. 2.
		- 5 [HIII] Campo di stabilità	1. 1. 3.
		- !899 Taratura 1)	1. 1. 5
		—— RUT.ZERO Autoazzeramento	1. 1. 6
		— !!!!!!!!!nità di peco bace	1. 1. 7.
		[] FPF Precisione di lettura 1)	1. 1. 8.
		⊢ LHL./REb. Funzione del tasto ( Cal )	1. 1. 9.
		—   H  Unità per peso di regolazione 1	1. 1.11.
	INTERF	RELIBrate	1. 5. 1.
	Interfaccia	— PRRITA Parità	1. 5. 2.
		DIT CIOO Numara hit di atan	1. 5. 3.
		HANDSHK. Modo operativo handshake  BIT.BATI Numero di bit di dati	1. 5. 4.
		— BIII. DBII Numero di bit di dati	1. 5. 5.
		PROT. JAT. SBI (ASCII) oppure stampante	1. 5. 6.
	— PROTOC. —————	STAMPA (manuale/automatica)	1. 6. 1.
	Protocollo (stampa)	ONNIII I O Annul stampa automatica	1 ( )
	Trotocono (stampa)	EIEL BUT. Stampa automatica	1.6.2.
			1. 6. 4.
		DAT.INIZ. Stampa dei paracia stampa sing.      DAT.INIZ. Stampa dei parama applicativi      FORMATO Formato delle righe di stampa      IL A Stampa somo protocollo 180/CLB.	1. 6. 5.
		EDPMAID Formato delle righe di stampa	1. 6. 6.
		GLP Stampa come protocollo ISO/GLP  ORA: 12/24 h  DRTR: Formato	1. 6. 7.
		000 12/24 h	1. 6. 7.
		7010. Formata	1. 6. 8.
	F.EXTRA —	— unin: roimato	
	(fi.m	MENU SEGNAC Segnale acustico TASTI (tastiera)	1. 8. 1.
	(funzioni supplementari)	- SEBINAL Segnale acustico	1. 8. 2.
		— iHSii (tastiera)	1. 8. 3.
		IHSTEST. Funzione del commutatore esterno	1. 8. 4.
		— MUJIU.UN Accensione della bilancia	1. 8. 5.
			1. 8. 6.
	KEZET	#STI (tastiera)  #BSTEST. Funzione del commutatore esterno  #BDD.ON Accensione della bilancia  #ETROIL. Retroilluminazione del display  MENU Impostazione di fabbrica	1. 9. 1.
RPPLIC. ——	000070		2. 1.
Programmi	- UNITA Commutaz unità -	CIFRE Precisione di lettura 1) RISOLUZ. Risoluzione OTIM. Ottimiz. di riferimento autom.	2. 2. 2.
pplicativi	— CONTEG ——		2. 3. 1.
ррпсасти		OTTIM Ottimiz di riferimento autom	2. 3. 1.
			2. 4. 1.
	TOT NET Totals notto	TUBIC N.BELLII Deciliali	2. 5. 1.
	TOTOL C Sommetorie	CTDMD CO. Stampa componenti	2. 6. 1.
	OCC ONTM	MOU ONTM. Marriage components	2. 7. 1.
	PESHNIN.	OVIVIO. Movimento animale	2. 7. 1.
	resata di animali	MCIONO ()	
	— LHEED. Calcolo ———	ווב ו טווט (operatore)	2. 8. 1.
	REMETTO	N. JEL 177. Numero decimali	2. 8. 2.
	Determinazione densita	STAMP.EO. Stampa componenti STAMP.EO. Stampa componenti MOV.ANIM. Movimento animale AVVIO ME TO JO (operatore) N. JEC IM. Numero decimali N. JEC IM. Numero decimali	2. 9. 1.
INPUT Immissio	ne - N.IJENT	Immissione ID max. 7 cifre	3. 1.
INFO Informazio	mi – N.VER. SERIE, MODELLO –	Immissione ID max. 7 cifre Visualizzazione versione softw., n° serie, modello	4. 1./.2./.:
TNGUA	ENGLISH (impostazione di	fabbrica)	5. 1.
LANGUAG.)	TCITCCU	,	5. 2.
	201201		
	L FRRMC cais		
	F RHNL.çais		5. 3. 5. 4
	— FRANE.çais — ITAL.iano — ESPANOL		5. 3. 5. 4. 5. 5.

# **Impostazioni dei parametri: prospetto** $o = impostazione di fabbrica; <math>\sqrt{= impostazione}$ utente

Livello 1	Livello 2 ●●	Livello 3	Livello 4	Codice
SETUP ——	BILANE. Parametri bilancia	COND.AMB. — o (adattamento filtro)	MOLTO. ST.abili STABILI INSTAbili MOLTO .IN.stabili	1. 1. 1. 1 1. 1. 1. 2 1. 1. 1. 3 1. 1. 1. 4
		FIL.APP. o	LETT.FIN. DOSAG.	1. 1. 2. 1 1. 1. 2. 2
		Campo di stabilità o o	/4 DIG. (digit)  /2 DIG. (digit)   DIGIT  2 DIGIT  4 DIGIT  8 DIGIT  1)	1. 1. 3. 1 1. 1. 3. 2 1. 1. 3. 3 1. 1. 3. 4 1. 1. 3. 5 1. 1. 3. 6
	-	TARA 1) — o	SENZA.ST. (stabilità) EON.STAB. (stabilità)	1. 1. 5. 1 1. 1. 5. 2
	_	— AUT.ZERO — o Autoazzeramento o	OFF ON	1. 1. 6. 1 1. 1. 6. 2
		UNITA Unità di peso base	Unità vedi il capitolo «Commutazione delle unità»	1. 1. 7. 1 fino a 1. 1. 7.23
	_	O Precisione di lettura	TUTTE. MEND   BIVIS.   1 divisione	1. 1. 8. 1 1. 1. 8. 2 1. 1. 8. 6
	_	Funktion der tasto (a)	EAL.EST. Regolazione esterna 1) EAL.INT. Regolazione interna 2) BLOCEAT. (a) Bloccata	
		— UNIT EAL. 1) — o Unità cal. per peso regolazione	GRAMMI CHILOGR. LIBDRE	1. 1.11. 1 1. 1.11. 2 1. 1.11. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) La modifica delle impostazioni non ha luogo sulle bilance omologate <sup>2</sup>) Solo per i modelli con peso di regolazione interno

Livello 1	Livello 2 【●● 】	Livello 3		Livello 4	Codice
SETUP T	— INTERF. — Interfaccia	BAUlrate	o	600 1200 2400 4800 9600 19200	1. 5. 1. 3 1. 5. 1. 4 1. 5. 1. 5 1. 5. 1. 6 1. 5. 1. 7 1. 5. 1. 8
		Parità	0	ODD EVEN NONE	1. 5. 2. 3 1. 5. 2. 4 1. 5. 2. 5
		Numero bit di stop	o	1910P 29122	1. 5. 3. 1 1. 5. 3. 2
		HANJSHK. Modo operativo handshake	o	SOFTW. HARIW. NONE	1. 5. 4. 1 1. 5. 4. 2 1. 5. 4. 3
		Numero bit dati	o	7 BIT D. 8 BIT D.	1. 5. 5. 1 1. 5. 5. 2
		PROT. IAT. Tipo ——comunicazione	$\Box$ _o	SBI (ASCII) 1) STAMPAN. (protocollo GLP)	1. 5. 6. 1 1. 5. 6. 2
	— РРОТОС. — (stampa)	STAMPA (manuale/ automatica)	o	MAN.SENZa stabilità MAN.EON. stabilità AUTO.SENZ stabilità AUTO.EON stabilità	1. 6. 1. 1 1. 6. 1. 2 1. 6. 1. 3 1. 6. 1. 4
		— ANNULLA Annul. — stampa automatica	o	OFF Annul. non possibile ON Annul. con tasto	1. 6. 2. 1 1. 6. 2. 2
		— EIEL.AUT. Stampa — autom. a tempo	o	OGNI.VAL. (1 ciclo) ≥.VAL. (2 cicli)	1. 6. 3. 1 1. 6. 3. 2
		— TAR./STA. Tarare — la bilancia dopo stampa singola	0	OFF ON	1. 6. 4. 1 1. 6. 4. 2

Nota per le bilance omologate:
 nell'impostazione «SBI» non viene eseguita l'identificazione automatica delle posizioni non omologate.
 Effettuare quindi le impostazioni corrispondenti sulle apparecchiature supplementari.

Livello 1	Livello 2 ◆◆	Livello 3		Livello 4	Codice
SETUP —	— РROTOC. —— (stampa)	— IAT.INIZ. Stampa parametri applicativi	o	OFF TUTTI Parametri P.PRINE. Parametri	1. 6. 5. 1 1. 6. 5. 2 1. 6. 5. 2
		— FORMATO Formato – righe di stampa	$\top_{o}$	IB EAR. (senza ident.) 22 EAR. (con ident.)	1. 6. 6. 1 1. 6. 6. 2
		— Б∟Р Stampa ———— come protocollo ISO/GLP	o	OFF EAL./REG. solo per regolazione SEMPRE	1. 6. 7. 1 1. 6. 7. 2 1. 6. 7. 3
		— ORA ————		24H formato 24 ore I2H formato 12 ore	1. 6. 8. 1 1. 6. 8. 2
		— Data —		55.MMM.AA Giorno.mese.anno MMM.55.AA Mese.giorno.anno	1. 6. 9. 1 1. 6. 9. 2
	— F.EXTRA ——— (Funzioni	MENU		MODIFIE. Modificabile LETTURA Solo lettura	1. 8. 1. 1 1. 8. 1. 2
	supplementari)	Segnale acustico	$\Box_{o}$	OFF ON	1. 8. 2. 1 1. 8. 2. 2
		— TASTI ————————————————————————————————————	o	SBLOC. BLOCCAT.	1. 8. 3. 1 1. 8. 3. 2
		Funzione del commutatore esterno	0	STRMPA tasto	1. 8. 4. 1 1. 8. 4. 2 1. 8. 4. 3 1. 8. 4. 4 1. 8. 4. 5 1. 8. 4. 6
		— MO IO ON — Accensione della bilancia	o	OFF /ON Off/On/Standby STANDBY On/Standby AUTO-ON Autom. On	1. 8. 5. 1 1. 8. 5. 2 1. 8. 5. 3
		— RETROIL. — Retroilluminazione display	$\Box_{o}$	OFF ON	1. 8. 6. 1 1. 8. 6. 2
	— RESET ——— Reset del menù	— MENU Impostazione di fabbrica	$\Box_{o}$	SI ripristinare NOn ripristinare	1. 9. 1. 1 1. 9. 1. 2

Livello 1 •	Livello 2 【◆◆ 】	Livello 3	Livello 4	Codice
APPLIC. — Programmi applic.	—— PESATA —— UNITA ——— Cambio unità	CIFRE 1) O Precisione di lettura	TUTTE MENO I BIVIS. I 1 divisione	2. 1. 2. 2. 2. 1 2. 2. 2. 2 2. 2. 2. 6
	— CONTEG. ——	RISOLUZ. — o	PREC.LET. Precisione lettura IOVOLTE più precisa	2. 3. 1. 1 2. 3. 1. 2
		OTTIM. o Ottimiz. di riferimento	OFF AUTOM. autom.	2. 3. 2. 1 2. 3. 2. 2
	— PEREENT. 2) —— Pesata		SENZA decimali I BEC. 1 decimale BEC. 2 decimali BEC. 3 decimali	2. 4. 1. 1 2. 4. 1. 2 2. 4. 1. 3 2. 4. 1. 4
	TOT. NET. Totale netto	STAMP.CO. o componenti	OFF ON	2. 5. 1. 1 2. 5. 1. 2
	— TOTALE 2) ——— Sommatoria	STAMP.CO. o componenti	OFF ON	2. 6. 1. 1 2. 6. 1. 2
	— PES.ANIM. 2) Pesata di animali	MOV.ANIM. — o animale	EALMO (2% anim/oggetto) NORMALE (5% anim./oggetto) ATTIVO (20% anim./oggetto)	2. 7. 1. 1 2. 7. 1. 2 2. 7. 1. 3
		AVVIOo	MANUALE AUTOM.	2. 7. 2. 1 2. 7. 2. 2
	— EALEO.lo 1)—— Calcolo	METODO o (Operatore)	MUL. Moltiplicatore BIV. Divisore	2. 8. 1. 1 2. 8. 1. 2
	L	N.BECIM. — o	SENZA decimali I DEE. 1 decimale 2 DEE. 2 decimali 3 DEE. 3 decimali	2. 8. 2. 1 2. 8. 2. 2 2. 8. 2. 3 2. 8. 2. 4
	— BENSITA 2) —— Determinaz. densità	N.BECIM. O	SENZA decimali I BEE. 1 decimale	2. 9. 1. 1 2. 9. 1. 2

¹) La modifica delle impostazioni non ha luogo sulle bilance omologate ²) Non per i modelli ED...-PCE

### Numero di identificazione per il protocollo ISO/GLP

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Codice
[• ]	[•• ]	[••• ]	
INPUT	— N.I DENT. —	- Immissione ID max. 7 cifre	3. 1.
Immissione		Possibili caratteri: 0-9, A-Z,	
		Righe tratteggiate e vuote	

### Funzione dei tasti durante l'impostazione del n° di identificazione

Select Con ripetizione tasto automatica: tenere premuto il tasto					
Lettura	Tasti	Simbolo	Funzione		
Posizione del primo carattere:					
T 11 125 34	Tasto Enter	>	Nella posizione successiva		
Table 1	Tasto Select Menu	V	Selezione posizione attuale		
	Tasto CF	<<	Uscire senza memorizzare		
Posizioni successive:					
T 11 (7534	Tasto (Enter)	>	Nella posizione attuale		
יורל בייייי בייייי	Tasto Select Menu	V	Selezione posizione successiva		
	Tasto CF	<	Posizione precedente		
Posizione dell'ultimo carattere:					
T 11 175 34	Tasto Select Menu	V	Selezione posizione attuale		
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tasto CF	$\perp$	Posizione precedente		
	Tasto Enter	>	Memorizzare e uscire		

23

### Informazioni specifiche dello strumento

Livello 1	Livello 2 【●● 】	Livello 3	Esempio	Codice
INFO	— N. VER. ——	<ul> <li>Visualiz. versione software</li> </ul>	REL.32.02	4. 1.
Informa- zioni	— N.SERIE —	<ul> <li>Visualiz. del numero di serie (commutare tra la lettura della parte superiore/parte inferiore: premere il tasto (selett (Menu))</li> </ul>	1080 1234	4. 2.
	└─ MODELLO ─	- Visualizzazione del nome del modello (commutare tra la lettura della parte superiore, centrale e parte inferiore: premere il tasto (seret)	2505613	4. 3.

### Rappresentazione del menù: selezionare la lingua o i codici

LINGUA —— ENGLISH (impostazione di fabbrica)	5. 1.
(LANGUAG.) — DEUTSCH	5. 2.
— FRANC.çais	5. 3.
— ITAL.iano	5. 4.
— ESPANOL	5. 5.
CODES Rappresentazione del menù in codici	5. 6.

### Programmi applicativi

Avvertenza per le bilance omologate: su una bilancia omologata si possono selezionare tutti i programmi applicativi. I valori calcolati possono essere indicati con i seguenti simboli:

- Percentuale = %
- Numero di pezzi (Conteggio) = pcs
- Valori calcolati = o, ∧

### Conteggio

Simbolo: 🔥

### Scopo

Con il programma di conteggio si può determinare il numero di pezzi che hanno all'incirca un peso equivalente. Prima si determina il peso di un numero di pezzi definito manualmente e poi da questo si calcola il peso singolo (riferimento). Il numero complessivo viene calcolato dal peso della quantità sconosciuta di pezzi.

### Modifica del numero di pezzi di riferimento

Richiamo della funzione:
premere il tasto (Merci)
Selezionare il numero di pezzi di
riferimento possibile da 1 fino a 100:
In incrementi di uno: premere il
tasto (Merci) brevemente
In incrementi di 10:
tener premuto il tasto (Merci).
Il numero di pezzi selezionato viene
memorizzato in modo permanente
anche in caso di caduta di corrente.

#### Ottimizzazione dei risultati di conteggio

L'ottimizzazione di riferimento automatica serve per una determinazione più precisa. dei risultati. Questa funzione può essere attivata o disattivata nel menù.


Un'ottimizzazione di riferimento viene eseguita se le condizioni date e il criterio di stabilità impostato sono stati rispettati.

Con l'ottimizzazione att IM. viene visualizzato brevemente il nuovo peso medio del pezzo.

### **Preparazione**

- Impostare nel menù il programma applicativo «Conteggio»: vedi il capitolo «Impostazioni»
- Impostare i parametri:

APPLIC. Programmi applicativi



o = Impostazione di fabbrica

### Stampa per Conteggio

		_	_	
n R e f		10		: Numero di pezzi
				di riferimento
wRef		21.14	g	: Peso di riferimento
Qnt	+	500	pcs	: Numero di pezzi
				calcolato

# Esempio: conteggio di pezzi di peso equivalente Impostazioni dei parametri: APPLIE. – EONTEG. (Codice 2. 3.)

Pas	so	Premere il tasto	Lettura/Uscita dati
1.	Collocare sulla bilancia un contenitore vuoto per i pezzi	<u></u>	+ 22.6 g
2.	Tarare la bilancia	Tare	0.0 g
3.	Mettere il numero dei pezzi di riferimento nel contenitore (qui: 10 pezzi)	<b>*</b>	
4.	Modificare il numero di pezzi di riferimento	Select Menu	REF IOpes
5.	Selezionare il numero di pezzi di riferimento: in incrementi di 1 (1, 2, 3,, 100) in incrementi di 10 (10, 20,, 100)	più volte (Menu) brev. oppure tenere premuto il tasto (Menu)	REF 20pcs
6.	Confermare il numero di pezzi di riferi- mento selezionato e avviare l'applica- zione. Il peso di riferimento attuale rimane memorizzato fino all'imposta- zione di un nuovo riferimento oppure fino ad una interruzione di corrente.	Enter	+ 2⊕pcs nRef 20 pcs wRef 1.07 g
7.	Caricare la quantità di pezzi desiderata.	<b>**</b>	+ 500pcs
8.	ln caso stampare il numero dei pezzi	<u>a</u>	Qnt + 500 pcs
9.	Commutare la lettura tra il peso medio dei pezzi, il peso e il numero di pezzi	più volte Select Menu	1.07 g <u>&amp;</u> * + 535.0 g <sub>*</sub> + 500pcs <sub>*</sub>
	Scaricare la bilancia. In caso proseguire dal punto 7.	<b>*</b>	_ ∂ lpcs *
	Cancellare il numero di pezzi di riferimento	CF	0.0 g

### Pesata in percentuale

Simbolo: %

### Scopo

Con questo programma applicativo si può determinare il valore percentuale del peso di un campione relativo ad un peso di riferimento.


### Modifica del valore percentuale di riferimento

Richiamo della funzione:
premere il tasto (Merico)
Selezionare il numero di pezzi di
riferimento possibile da 1 fino a 100:
In incrementi di uno: premere brevemente
il tasto (Merico)
In incrementi di 10:
tener premuto il tasto (Merico)

Il numero di pezzi selezionato viene memorizzato in modo permanente anche in caso di caduta di corrente.

### Preparazione

- Impostare nel menù il programma applicativo «Pesata in percentuale»: vedi il capitolo «Impostazioni»
- Impostare i parametri:



o = impostazione di fabbrica

### Stampa per Pesata in percentuale

-	-		-	
pRef		100		: Numero percen-
				tuale di riferimento
Wxx%		111.6	g	: Peso di riferimento
				netto xx% per il
				numero percen-
				tuale di riferimen-
				to selezionato
Prc	+	94.9	%	: Numero percen-
				tuale calcolato

<sup>1)</sup> non per i modelli ED...-PCE

Esempio: determinazione del peso residuo in percentuale Impostazione dei parametri: APPLIE. – PEREENT. (Codice 2. 4.) Valore percentuale di riferimento: REF 100%

Passo	Premere il tasto	Lettura/Uscita dati
1. Tarare la bilancia	Tare	0.0 g
2. Informazione: inserire il numero percentuale di riferimento (per modificare: vedi pagina precedente)	Select Menu	REF 100 %
3. Collocare il campione preparato per 100% (qui: 222,5 g)	<u></u>	
4. Inizializzare la bilancia. Il peso di riferimento attuale rim memorizzato fino all'impostazio di un nuovo riferimento oppure ad una interruzione di corrente.	ne	+
5. Togliere il contenitore, (per es. essiccare il campione)	<u></u>	
6. Collocare un peso non noto (qui 322,5 g)	<u></u>	+ 94.9 % *
7. In caso stampare il valore percentuale	(A)	Prc + 94.9 %
8. Commutare la lettura tra il peso e il numero percentuale	più volte (Select Meru)	+ 105.9 g * + 94.9 % *
9. Cancellare la lettura del peso residuo e il numero percentuale di riferimento	CF	+ 105.9 g
10. In caso stampare il peso residuo netto.	a	N + 105.9 g

### Calcolo

### Simbolo: C

#### Scopo

Con questo programma applicativo si può calcolare il valore di pesata con l'aiuto di un moltiplicatore o divisore. Aree di impiego di questo programma sono per es. le determinazioni del peso superficiale della carta.

### Impostare un fattore oppure divisore

Richiamo della funzione:

premere il tasto (Select Menu)

Grandezza numerica possibile, selezionare sette posti numerici e un punto decimale (0.000001 – 9999999):

In incrementi di uno: premere il tasto (Select Menu) brevemente


oppure in modo ciclico:

tenere premuto il tasto (Select Menu).

L'operatore selezionato viene memorizzato in modo permanente anche in caso di caduta di corrente.

### Preparazione

- Impostare nel menù il programma applicativo «Calcolo»: vedi il capitolo «Impostazioni»
- Impostare i parametri:



- o = impostazione di fabbrica
- 1) non per i modelli ED...-PCE

### Stampa per Calcolo

Μı	ıι		1.2634		: Moltiplicatore
D.	iv		0.6237		: Divisore
R	e s	+	79.7	0	: Risultato

### Esempio:

calcolo del peso superficiale di un foglio di carta: si deve determinare il peso della superficie di un foglio DIN A 4 con una superficie di  $0.210 \text{ m} \times 0.297 \text{ m} = 0.06237 \text{ m}^2$  ll peso superficiale risulta dalla divisione tra il valore del peso e la superficie.

### Impostazioni per Metodo Divisore:

APPLIC.: CALCO.: METODO: DIV. (Codice 2. 8. 1. 2)

Passo	Premere il tasto	Lettu	ra/Uscita	dati
1. Tarare la bilancia	Tare	0.00 g		
2. Selezionare l'immissione divisore	Select Menu		0.	
3. Impostare il divisore (qui: 0,06237): posizionare il punto decimale,	Enter, 5 x Select Menu,		00000	
cifre in incrementi di uno oppure	2× (Enter), più volte (Select) Menu		06000	
in modo ciclico	brevemente oppure tenere premuto, Enter), ecc.		06237	
<ol> <li>Memorizzare l'impostazione del divisore e inizializzare la bilancia. Il divisore attuale rimane memoriz- zato in modo permanente fino ad una nuova impostazione.</li> </ol>	Enter	+ Div	0.0 °	0.6237
5. Per la determinazione del peso: collocare un foglio DIN A4	<del>-</del>	+	79.7 •	*
6. In caso stampare il peso superficiale		Res	+	79.7 o
7. Commutare la lettura tra il peso e il valore calcolato	più volte (Menu)	+ +	4.97 g 79.7 o	*
8. Scaricare la bilancia	<b>↑</b>	+	0.0 •	*
9. In caso continuare dal punto 5.				

### Pesata di animali/Formazione della media

Simbolo: 🕰

### Scopo

Con questo programma applicativo è possibile misurare il peso di campioni instabili (per es. animali) oppure di campioni che si trovano in condizioni ambientali molto instabili. Il peso viene determinato in forma di valore medio in base a più cicli di misurazioni.

### Modifica del numero delle sottomisurazioni

Richiamo della funzione:

premere il tasto Select

Selezionare le possibili misurazioni da 1 fino a 100:


In incrementi di uno: premere il tasto delle brevemente

In incrementi di 10: tenere premuto il tasto Select Menu.

Il numero selezionato viene memorizzato in modo permanente anche in caso di caduta di corrente.

### Preparazione

- Impostare nel menù il programma applicativo «Pesata di animali»: vedi il capitolo «Impostazioni»
- Impostare i parametri:



o = impostazione di fabbrica

1) non per i modelli ED...-PCE

### Stampa per Pesata di animali

mDef		20		: Numero definito di
				sottomisurazioni
x-Net	+	410.1	g	: Risultato della forma-
				zione della media

### Esempio: pesata automatica di animali con 20 sottomisurazioni

Impostazioni per i parametri: APPLIC. – PES.ANIM (Codice 2. 7.)

Passo	Premere il tasto	Lettura/Uscita dati
Collocare il piatto di pesata     per animali	<u></u>	22.6 g
2. Tarare la bilancia	Tare	0.0 g
3. Modificare il numero delle sottomisurazioni	Select Menu	REF 30
4. Selezionare Misurazioni: in incrementi di uno (1, 2, 3,, 100) in incrementi di 10 (10, 20,, 100)	più volte (Menu) brevemente oppure tenere premuto (Select Menu)	REF 20
5. Confermare le sottomisurazioni selezionate e avviare e la pesata di animali automatica. Il numero delle sottomisurazioni rimane memorizzato in modo permanente fino ad una nuova impostazione.	Enter	+ 0.0g <sub>*</sub>
6. Mettere il primo animale nel contenitore. La bilancia ritarda l'inizio dell'applicazione, fino a che lo scostamento tra 2 misurazioni soddisfa il criterio dato.	<u></u>	888 20 19 
7. Leggere il risultato. Il risultato della pesata appare con il simbolo «*» (= valore calcolato) e rimane sul display fino a quando l'animale viene tolto dal piatto di pesata oppure dal contenitore.	_	+ 410.1g <u>A</u> *  mDef 20 x-Net + 410.1 g
8. Scaricare la bilancia		+ 0.0 g <sub>*</sub>
9. Pesare eventualmente l'animale successivo		
La misurazione successiva si		

avvia automaticamente.

### **Totale netto**

### Simbolo: 4

### Scopo


Con questo programma applicativo si possono dosare i componenti per una formula. I pesi complessivi e dei componenti possono essere stampati.

#### Caratteristiche

- Dosaggio dei singoli componenti (max. 99 componenti) dal valore visualizzato «Zero» fino al peso dei componenti desiderato.
- Memorizzazione dei componenti dosati «Memorizzazione comp.XX» con
  - successivo azzeramento del display e
  - stampa automatica
- Cancellazione della memoria dei componenti dopo l'interruzione della serie di misurazioni con il tasto CF e stampa del peso complessivo.
- Commutazione tra il peso dei componenti e il peso complessivo con il tasto (Sieri).
- Stampa del totale dei pesi dei componenti (T – C omp).

### Preparazione

- Impostare nel menù il programma applicativo «Totale netto»: vedi il capitolo «Impostazioni»
- Impostare i parametri:



- o = impostazione di fabbrica
- 1) impostazione di fabbrica per i modelli ED...-PCE

### Stampa per Totale netto

Comp 2+ 278.1 g : Secondo peso dei componenti

T-Comp+ 2117.5 g : Totale dei componenti

### Esempio: dosaggio di più componenti

Impostazioni per i parametri: APPLIC. – TOT.NET. (Codice 2. 5.)

Passo	Premere il tasto	Lettura/Uscita dati
Collocare sulla bilancia     il contenitore vuoto.	<u></u>	65.0 g
2. Tarare	Tare	0.0 g
3. Versare il primo componente	<b>—</b>	+ 120.5 g
4. Memorizzare il componente	Enter	+ $0.0 \mathrm{g}$ * NET Comp 1+ 120.5 g
5. Versare il componente successivo	<u></u>	+ 70.5 g * NET
6. Memorizzare il componente	Enter	+ $0.0  \mathrm{g}$ * NET Comp 2+ 70.5 g
7. In caso versare altri componenti	Ripetere i passi 5 e 6 in base al numero di componenti da versare	
8. Continuare a versare fino al raggiungimento del valore (commutazione nella lettura del totale)	<u>Select</u> Menu	+ 191.0g <sub>*</sub>
Stampare il peso totale e cancellare la memoria dei componenti	CF	+ 2117.5 g T-Comp+ 2117.5 g

34

### **Sommatoria**

### Simbolo: 🕹

### Scopo

Con questo programma applicativo si possono sommare in una memoria i valori peso risultanti da pesature indipendenti una dall'altra, i quali eccedono il campo di pesata della bilancia.

#### Caratteristiche

- Memoria di somma fino a 99 posizioni
- Memorizzazione dei componenti pesati «Memorizzazione comp.XX» con stampa automatica
- Commutazione tra la lettura del valore di peso attuale e il valore nella memoria di somma con il tasto (MMM).
- Stampa del totale dei pesi dei componenti (S – C o mp)
- Per chiudere l'applicazione e stampare il peso totale: premere il tasto (CF)

### Preparazione

- Impostare nel menù il programma applicativo «Sommatoria»: vedi il capitolo «Impostazioni»
- Impostare i parametri:

```
### APPLIE.Programmi applicativi

TOTALE Sommatoria 1)

STAMPA CO. Stampa dei componenti

OFF
O ON
```

- o = impostazione di fabbrica
- 1) non per i modelli ED...-PCE

### Stampa Sommatoria

Comp 2+ 278.1 g : Secondo peso dei componenti
S-Comp+ 2117.5 g : Memoria di somma

### Esempio: sommatoria di valori di peso

Impostazioni per i parametri:
APPLIC. – TOTALE – STAMP.CO. – ON (Codice 2. 6. 1. 2)

Passo	Premere il tasto	Lettura/Uscita dati
1. Tarare	Tare	0.0 g
2. Collocare il campione di pesata sulla bilancia (qui per es. 380 g)	<b>—</b>	+ 380.0 g
3. Memorizzare il valore	Enter	+ 380.0 g <sub>*</sub> Comp 1+ 380.0 g
4. Togliere il campione di pesata	<u></u>	+ 0.0 g <sub>*</sub>
5. Collocare sulla bilancia il campione di pesata successivo (qui per es. 575 g)	<b>—</b>	+ 575.0 g <sub>*</sub>
6. Memorizzare il valore	Enter	+ 955.0 g * + 575.0 g * Comp 2+ 575.0 g
7. Visualizzare il valore nella memoria di somma (peso complessivo)	Select Menu	+ 955.0 g <u>∧</u> *
8. In caso memorizzare altri componenti	Ripetere i passi 5 e 6 in base al numero di componenti	
9. Stampare il peso totale e cancellare la memoria di somma	CF	□.□ g S-Comp+ 2117.5 g

## Commutazione delle unità

#### Scopo

Con questo programma applicativo un valore di pesata può essere indicato in un'unità base e in un massimo di 4 unità applicative (vedi la tabella a pagina seguente).

#### Caratteristiche

- L'unità base e la sua precisione di lettura viene impostata nel menù: vedi il capitolo «Impostazioni».
- Nel menù applicativo viene eseguita soltanto l'impostazione della applicazione
   Commutazione delle unità e la precisione di lettura per le unità applicative.
- Le unità scelte sono memorizzate in modo permanente anche contro una caduta di corrente.
- Dopo l'accensione, la bilancia si avvia sempre con l'unità base selezionata.

**Esempio:** commutazione dell'unità da grammi [g] (unità base) in libbre [lb] e once Troy [ozt].

Impostazione: APPLIE. - UNITA (Codice 2. 2.)

	Passo	Premere il tasto	Lettura/Uscita dati	
1.	<b>Preparazione:</b> Avviare la selezione per le unità di peso applicative	Select Menu	NESSUNA °	
2.	Selezionare l'unità applicativa, qui «Libbre» (vedi la tabella: a pagina seguente)	più volte	LIBBRE	
3.	Confermare l'unità applicativa «Libbre»	Enter	LIBBRE °	
4.	Selezionare l'unità applicativa	Enter,	NESSUNA °	
	successiva, qui «Once Troy» (vedi tabella: a pagina seguente)	più volte Select Menu	ONCE TROY.	
5.	Confermare l'unità applicativa «Once Troy»	Enter	ONCE TROY. °	
6.	In caso selezionare ancora un max. di 4 unità (altrimenti confermare NGNE «Nessuna» con (Enter)			
7.	Memorizzare la selezione	CF	0.00 g	
8.	<b>Funzionamento:</b> Collocare il campione di pesata	<b>*</b>	+ 100.00 g	
9.	Commutare l'unità di peso	più volte Enter	+ 0.22046 lb + 3.5275 ozt	37

Secondo le richieste la bilancia può lavorare con le seguenti unità (questa funzione è possibile per le bilance omologate solo se le disposizioni metrologiche nazionali lo consentono):

Voce di menù	Unità	Conversione	Simbolo
1) U.UTENTE 1)	Grammi	1,00000000000	0
2) GRAMMI (impostazione di fabbrica)	Grammi	1,00000000000	g
3) CHILOGR.	Chilogrammi	0,00100000000	kg
4) CARATI	Carati	5,00000000000	0
5)LIBBRE	Libbre	0,00220462260	lb
6) ONCE	Once	0,03527396200	OZ
<b>7)</b> 02.TR0Y	Once Troy	0,03215074700	ozt
8) TL.HONK.	Tael Hongkong	0,02671725000	tl
9) TL.SING.	Tael Singapore	0,02645544638	tl
10) TL.TAIW.	Tael Taiwan	0,02666666000	tl
11) GRANI	Grani	15,4323583500	GN
12) PENNYW.	Pennyweight	0,64301493100	dwt
13) MILLIGR.	Milligrammi	1000,00000000	mg
14) PART/L 3.	Parti per libbra	1,12876677120	0
15) TL.EINA	Tael Cina	0,02645547175	tl
16) MOMME	Momme	0.26670000000	m
17) CARATI.A.	Carati austriaci	5,00000000000	Kt
18) TOLA	Tola	0.08573333810	0
19) BAHT	Baht	0.06578947436	b
20) MESGHAL	Mesghal	0.21700000000	0
21) TONNEL.	Tonnellate	0,00000100000	t
22) L ] / O Z <sup>2</sup> )	Libbre: Once (lb/oz)	0,03527396200	lb oz
23) NEWTON	Newton	0.00980665000	N

<sup>1) =</sup> Unità definita dall'utente caricabile nella bilancia mediante un programma PC attraverso l'interfaccia opzionale RS-232 oppure USB.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) = 1l formato per Libbre: Once è fisso con xx:yy.yyy; x=lb, y=oz

Per le bilance omologate alcune unità di peso possono essere bloccate, dipende dalle disposizioni metrologiche nazionali.

## Determinazione della densità

#### Scopo

Con questo programma applicativo è possibile determinare la densità di sostanze solide mediante il metodo della spinta aerostatica. Il risultato è visualizzabile con uno o due decimali: vedi il capitolo «İmpostazioni». Nella dotazione non è compreso: il cestino e il filo.

Impostazioni per i parametri:

13. In caso proseguire dal punto 3.

APPLIC. - DENSITA - N.DECIM. - I DEC. (Codice 2. 9. 1. 2)

Esempio: determinazione di un campione di pesata solido.

Pas	50	Premere il tasto	Lettura/Uscita dati
1.	Montare il cestino e il filo		
2.	Tarare la bilancia	Tare	0.0 g
3.	Avviare l'applicazione	Enter	
4.	Confermare l'indicazione «Aria»	Enter	ARIA ?
5.	Determinare il peso del campione in aria: collocare il campione di pesata sulla bilancia	<b>—</b>	+ 20.0 g <sub>*</sub>
6.	Memorizzare il valore di peso in aria	Enter	ACQUA ?
7.	Togliere il campione di pesata dalla bilancia		
8.	Determinare il peso del campione nel liquido: mettere il campione di pesata nel cestino		
9.	Confermare l'indicazione «Acqua»	Enter	0.0 g <sub>*</sub>
10.	Immergere il campione di pesata nel liquido		+ 15.0 g <sub>*</sub>
11.	Memorizzare il valore di pesata nel liquido, visualizzare il risultato e stampare	Enter	+ 4.0° <sub>*</sub> Wa + 20.0 g Wfl + 15.0 g
12.	Cancellare il risultato	CF	Rho 4.0 o

## Protocollo ISO/GLP

#### Caratteristiche

I dati dell'apparecchio e il numero di identificazione così come la data attuale possono essere stampati prima (intestazione GLP) e dopo i valori della serie di misurazioni (piè di pagina GLP). I parametri sono i sequenti:

#### Intestazione GLP:

- data
- ora all'avvio della serie di misurazioni
- costruttore della bilancia
- modello della bilancia
- numero di serie del modello
- numero della versione software
- numero di identificazione della serie di misurazioni

#### Piè di pagina GLP:

- data
- ora all'avvio della serie di misurazioni
- spazio per la firma

#### 

 Collegare alla bilancia Extend una stampante speciale Sartorius (per es. codice di ordinazione: YDP03-0CE), che permette la documentazione conforme ISO/GLP.

#### **Impostazione**

- Impostare le seguenti voci del menù (modo d'impostazione, vedi capitolo «Impostazioni»):
- Registrazione conforme a ISO/GLP: solo per calibrazione/regolazione: SETUP – PROTOC. – GLP – CAL./REG. (codice 1. 6. 7. 2) oppure Registrazione conforme a ISO/GLP sempre attiva: SETUP – PROTOC. – GLP – SEMPRE ON (codice 1. 6. 7. 3)

- Formato delle righe di stampa con identificazione – 22 caratteri (impostazione di fabbrica):
   SETUP – PROTOC. – FORMATO – 22 CAR. (codice 1, 6, 6, 2)
- Stampa dell'ora nel seguente formato: SETUP - PROTOC. - ORA - 24 H (codice 1. 6. 8. 1) oppure SETUP - PROTOC. - ORA - 12 H (codice 1. 6. 8. 2)
- Stampa della data nel seguente formato: SETUP - PROTOC. - DATA - GG.MMM.AA (codice 1. 6. 9. 1) oppure SETUP - PROTOC. - DATA - MMM.GG.AA (codice 1. 6. 9. 2)

#### Tasti funzione

Emissione dell'intestazione del protocollo e il primo valore di misurazione: premere il tasto 🕖

> Con la 1° stampa viene emessa l'intestazione del protocollo.

Emissione dell'intestazione del protocollo e dei dati di riferimento con stampa automatica durante il programma applicativo attivato: premere il tasto (Enter)

#### Fine dell'applicazione:

- 1) Emissione del piè di pagina del protocollo: tasto (CF)
- 2) Chiudere il programma applicativo: tasto: CF

#### Il protocollo ISO/GLP è composto dalle seguenti righe:

17-Aug-2005	10:15
SARTO	RIUS
Mod.	ED8201
Ser.no.	10105355
Ver.no.	00-32-02
ID	2690 923
LID	
nRef +	10 pcs
wRef +	21.14 g
Qnt +	567 pcs
17-Aug-2005	10:20
Name:	

Riga tratteggiata Data/ora (avvio della misurazione) Costruttore della bilancia modello di bilancia Numero di serie della bilancia Versione software N° di identificazione (ID) Linea tratteggiata N° della serie di misurazioni Conteggio: numero dei pezzi di riferimento Conteggio: peso di riferimento Risultato di conteggio Linea tratteggiata Data/ora (fine della misurazione) Spazio per la firma Riga vuota Linea tratteggiata

### Protocollo ISO/GLP per la calibrazione/regolazione esterna:


Ser.no. 10105352 Ver.no. 00-32-02 ID 2690 923	N° di identificazione (ID) Linea tratteggiata
Cal. Ext. Test	Tipo di calibrazione/regolazione
Set + 5000.0 g	Valore del peso di regolazione
Diff. + 0.2 g	Differenza dopo la calibrazione
Cal. Ext. Complete	Conferma dell'operazione di regolazione terminata
Diff. 0.0 g	Differenza rispetto al valore nominale dopo la regolazione
	Linea tratteggiata
17-Aug-2005 10:32	Data/ora (fine della misurazione)
Name:	Spazio per la firma
	Riga vuota
	Linea tratteggiata

## Interfaccia dati

#### Scopo

La bilancia possiede un'interfaccia dati alla quale può essere collegato un computer (o un'altra periferica). Le funzioni della bilancia e le funzioni per il conteggio possono essere modificate, avviate e monitorate da un computer.

#### Presa dell'interfaccia:



Assegnazione dei pin della presa a 25 pin,

RS232:

Pin 1: terra

Pin 2. uscita dati (TxD)

Pin 3: entrata dati (RxD)

Pin 4: massa interna (GND)

Pin 5: Clear to Send (CTS)

non collegato Pin 6:

massa interna (GND) Pin 7:

Pin 8: massa interna (GND)

Pin 9: non collegato

Pin 10: non collegato

Pin 11: + 12 V (tensione di esercizio per la stampante Sartorius)

Pin 12: Reset Out \*)

Pin 13: +5 V

Pin 14: massa interna (GND)

Pin 15: tasto universale

Pin 16: non collegato

Pin 17: non collegato

Pin 18: non collegato

Pin 19: non collegato

Pin 20: Data Terminal Ready (DTR)

Pin 21: non collegato

Pin 22: non collegato

Pin 23: non collegato

Pin 24: non collegato

Pin 25: + 5 V

\*) = riavvio hardware

#### Preparazione

Per l'adattamento all'apparecchio collegato fare riferimento al menù: vedi capitolo «Impostazioni».

La descrizione dettagliata dei comandi d'interfaccia disponibili si trova in «Descrizione dell'interfaccia per le bilance ED, GK e GW» che può essere scaricata direttamente da Internet (www.sartorius.com vedi "Download center").

Le numerose proprietà delle bilance in relazione alla documentazione dei risultati, possono essere sfruttate appieno collegando una stampante Sartorius. I risultati di stampa contribuiscono a rendere semplici le modalità di lavoro conformi a GLP.

Attacco per il commutatore

## Messaggi di errore

l messaggi di errore vengono visualizzati sul display principale per circa 2 secondi. Poi il programma ritorna automaticamente alla modalità di pesata.

Problema	Causa	Soluzione
Non appaiono i segmenti luminosi	Mancanza di tensione L'alimentatore non è collegato	Controllare se c'è tensione Collegare l'alimentatore alla tensione
HIGH	ll peso eccede il campo di pesata	Scaricare il piatto di carico
LOW oppure ERR 54	ll piatto di carico tocca oggetti circostanti	Il piatto di carico non deve toccare oggetti circostanti
ERR.APP.	Errore di memorizzazione: peso troppo leggero oppure nessun campione di pesata sul piatto di pesata durante i programmi applicativi	Aumentare il peso
ERR.DIS.	Uscita dati non è compatibile con il formato di uscita	Eseguire l'impostazione corretta nel menù
ERR.STP.	Interfaccia dati bloccata per l'emissione a stampa	Eseguire il reset del menù oppure Rivolgersi al Servizio Assistenza Sartorius
ERR D2	La condizione di regolazione non è stata rispettata, per es.: – tarare con il tasto (Tare) – piatto di pesata è carico	Regolare solo dopo l'azzeramento del display Scaricare la bilancia
ERR 10	Tasto Tare bloccato se il programma applicativo «Totale netto» è attivo; le funzioni di tara sono bloccate tra loro	Solo dopo la cancellazione della memoria di tara con il tasto (F), il tasto (Tare) non è più bloccato
ERR II	Memoria di tara non permessa	Premere il tasto (Tare)
Il risultato di pesata cambia continuamente Il risultato di pesata è evidentemente	Condizioni ambientali instabili (troppe vibrazioni o correnti d'aria) Un corpo estraneo si trova tra il piatto di carico e l'alloggiamento La bilancia non è regolata	Cambiare luogo di installazione Nel Setup adattare la bilancia alle nuove condizioni Togliere il corpo estraneo Regolare Tarare
errato	Non è stata tarata prima della pesata	Talaic

In caso si presentassero altri errori, telefonare al Servizio Assistenza Sartorius! Indirizzi: vedi sito Internet: http://www.sartorius.com

## Cura e manutenzione

#### Servizio Assistenza

Su richiesta è possibile concordare un contratto di manutenzione personalizzato.

#### Riparazioni


Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale specializzato. In caso di riparazioni non idonee si possono causare dei pericoli rilevanti per l'operatore.

#### **Pulizia**


- Staccare la bilancia dall'alimentazione ed eventualmente staccare anche il cavo dati se è collegato alla bilancia.
- ∧ Non deve entrare liquido nella bilancia.
- Pulire la bilancia con un panno leggermente inumidito con acqua saponata.
- Le parti in materiale sintetico sopra e sotto l'alloggiamento presentano un rivestimento speciale che permette l'uso di acetone per la pulizia di queste parti.
- ⚠ Le seguenti parti non devono essere pulite con acetone o detergenti aggressivi: foglio tastiera, ingresso spina, interfaccia dati e tutte le altre parti in materiale sintetico
- Pulire la bilancia con un panno morbido.

Come togliere e pulire il piatto di pesata delle bilance analitiche:

- Afferrare sotto l'anello di schermatura e alzare verso l'alto il piatto di pesata insieme al supporto, in modo da non danneggiare il sistema di pesata.
- ∧ Non deve entrare liquido nella bilancia.



Si consiglia di pulire tutte le parti in acciaio inossidabile in intervalli regolari. Togliere il piatto di carico in acciaio inox per poterlo pulire a fondo. Per la pulizia delle parti in acciaio inox utilizzare detergenti appositi disponibili in commercio ed usare un panno umido o una spugna. Strofinare leggermente tutte le superfici in acciaio inox e poi sciacquare a fondo per togliere ogni residuo. Poi lasciare asciugare lo strumento. Per una maggiore protezione si può applicare un olio di manutenzione.



## **Smaltimento**

#### Controllo di sicurezza

Se Vi sembra che la sicurezza operativa della bilancia non sia più garantita:

- Staccare la bilancia dall'alimentazione: togliere l'alimentatore dalla presa.
- Assicurare la bilancia contro un eventuale utilizzo

Rivolgersi al Servizio Assistenza Sartorius. Solo personale qualificato può eseguire i lavori di riparazione e manutenzione della strumentazione.

Si consiglia un controllo periodico da parte di un tecnico qualificato delle sequenti specifiche:

- resistenza di isolamento > 7 M0hm con una tensione costante di almeno 500 V per un carico di 500 k0hm
- tensione di dispersione < 0,05 mA misurata con un tester adatto conforme alle prescrizioni

#### **Smaltimento**

L'imballaggio non più utilizzato può essere portato al centro di riciclo e di smaltimento dei rifiuti. L'imballaggio consiste completamente di materie non inquinanti, riciclabili come materie prime secondarie.



L'apparecchio, inclusi gli accessori, le pile e batterie ricaricabili, non appartiene alla categoria dei rifiuti speciali. La legislazione dell'UE prescrive nei propri Stati

membri la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rispetto ai rifiuti municipali misti ai fini di un loro successivo recupero, reimpiego e riciclaggio. In Germania e in alcuni altri Paesi, la Sartorius AG stessa s'incarica del ritiro e dello smaltimento secondo le leggi vigenti delle sue apparecchiature elettriche ed elettroniche. Queste apparecchiature non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici – ciò vale anche per i piccoli esercenti – o non devono essere portate ai centri di raccolta rifiuti locali.

Per maggiori informazioni sulle possibilità di smaltimento, potete rivolgerVi in Germania e negli Stati membri dello Spazio economico europeo ai nostri addetti del Servizio Assistenza locale oppure al nostro Servizio Assistenza di Goettingen, in Germania.

Sartorius AG Service Center Weender Landstrasse 94-108 37075 Goettingen, Germania

Nei Paesi che non fanno parte dello Spazio economico europeo o in cui non è presente una filiale, una succursale o un rivenditore Sartorius, prego rivolgersi alle autorità locali o alle aziende incaricate dello smaltimento.

Togliere le pile e le batterie ricaricabili e non ricaricabili prima dello smaltimento dell'apparecchio. Se sono scariche, prego smaltirle negli appositi contenitori per la raccolta.

Le apparecchiature contaminate con sostanze nocive (contaminazione ABC) non saranno ritirate dalla Sartorius AG, dalle sue filiali, succursali o i suoi rivenditori, né per lavori di riparazione né per lo smaltimento. Maggiori informazioni, insieme agli indirizzi dei centri di servizio, riguardanti le modalità per la riparazione o lo smaltimento del Vostro apparecchio si trovano nel foglietto di istruzioni allegato, oppure sono disponibili sul nostro sito Internet (www.sartorius.com).

# **Prospetto**

## Dati tecnici

## Dati tecnici generali

Peso di regolazione interno motorizzato		Tutti i modelli con l'identificazione EDCW, GK, GW oppure con una precisione di lettura di 0,0001g
Alimentazione tensione, frequenza		tramite alimentatore 230 V oppure 115 V, +15% 20%, 48-60 Hz
Potenza assorbita	VA	massimo 16; tipico 8 (STNG6)
Durata di funzionamento con batterie esterne ricaricabili YRB05Z (retroilluminazione accesa), ca.	h	35

#### Condizioni ambientali

Per le seguenti condizioni ambientali sono rispettati i dati tecnici:

Campo di temperatura di esercizio	+10 +30°C (273 303 K, 50° 86°F)
Temperatura ambiente ammessa	+5 +40°C

La funzionalità è garantita fino a temperature ambiente tra 5–40°C.

## Dati tecnici specifici del modello

Modello		ED224S	ED124S	GK1403	
Campo di pesata		220 g	120 g	1400 ct	
Precisione di lettura		0,0001 g	0,0001 g	0,001 ct	
Campo di tara (sottrattiva)		220 g	120 g	1400 ct	
Riproducibilità (deviazione standard	) <u>≤±</u>	0,0001 g	0,0001 g	0,001 ct	
Scostamento di linearità	≤±	0,0002 g	0,0002 g	0,002 ct	
Tempo di stabilizzazione (tipico)	S	2,5	2,5	1,5	
Deriva della sensibilità +10 +30°C	≤±/K	2 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-6</sup>	
Adattamento alle condizioni di utilizzo e ambientali			livelli ottimizzati di filtraggio; sequenza di lettura: 1–0,4 (secondo il livello di filtro impostato)		
Peso di regolazione esterno	g	200 (E2)	100 (E2)	200 (E2)	
Peso netto, ca.	kg	4,8	4,8	4,7	
Piatto di pesata	mm	90 Ø	90 Ø	90 Ø	
Altezza della camera di pesata	mm	230	230	160	
Dimensioni ( $L \times P \times A$ )	mm	230 × 303 × 330	$230\times303\times260$		

Modello		GK1203	GK703/ GK703-ST	GK303	
Campo di pesata		1200 ct	700 ct	300 ct	
Precisione di lettura		0,001 ct	0,001 ct	0,001 ct	
Campo di tara (sottrattiva)		1200 ct	700 ct	300 ct	
Riproducibilità (deviazione standard	0,001 ct	0,001 ct	0,001 ct		
Scostamento di linearità	<u>≤±</u>	0,002 ct	0,002 ct	0,002 ct	
Tempo di stabilizzazione (tipico)	S	1,5	1,5	1,5	
Deriva della sensibilità +10 +30°C	≤±/K	2 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-6</sup>	
Adattamento alle condizioni di utilizzo e ambientali	4 livelli ottimizzati di filtraggio; sequenza di lettura: 0,1–0,4 (secondo il livello di filtro impostato)				
Peso di regolazione esterno	g	200 (E2)	100 (F2)	50 (F2)	
Peso netto, ca.	kg	4,7	4,7	4,7	
Piatto di pesata	mm	90 Ø	90 Ø/35 Ø	90 Ø	
Altezza della camera di pesata	mm	160	160/38	160	
Dimensioni (L×P×A)	mm	230 × 303 × 260	303 × 260 modello GK703-ST: 230 × 303 × 138		

47

## Dati tecnici specifici del modello

Modello		ED623S  ED623S-CW	ED423S  ED423S-CW  ED423S-DS	ED323S  ED323S-CW  ED323S-DS
Campo di pesata		620 g	420 g	320 g
Precisione di lettura		0,001 g	0,001 g	0,001 g
Campo di tara (sottrattiva)		620 g	420 g	320 g
Riproducibilità (deviazione standard)	≤±	0,001 g	0,001 g	0,001 g
Scostamento di linearità	≤±	0,002 g	0,002 g	0,002 g
Tempo di stabilizzazione (tipico)	S	1	1	1
Deriva della sensibilità +10 +30°C	≤±/K	2 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-66</sup>
Adattamento alle condizioni di utilizzo e ambientali		4 livelli di filtrago sequenza di lettu (secondo il livello	gio ottimizzati; ıra: 0,1–0,4 o di filtraggio impo	ostato)
Peso di regolazione esterno (classe di precisione minima)	g	500 (E2)	200 (E2)	200 (F1)
Peso netto, ca.	kg	3,2   3,6	3,2   3,6   4,4	3,2   3,6   4,4
Piatto di pesata	mm	115 Ø	115 Ø	115 Ø
Dimensioni (L×P×A)	mm	230×303× 136	230 × 303 × 136 EDDS: 230 × 3	303×330
Modello		ED153  ED153-CW  ED153-DS	GK3102	GK2202
Campo di pesata		150 g	3100 ct	2200 ct
Precisione di lettura		0,001 g	0,005 ct	0,005 ct
Campo di tara (sottrattiva)		150 g	3100 ct	2200 ct
Riproducibilità (deviazione standard)	≤±	0,001 g	0,005 ct	0,005 ct
Scostamento di linearità	≤±	0,002 g	0,01 ct	0,01 ct
Tempo di stabilizzazione (tipico)	S	1,3	1	1
Deriva della sensibilità +10 +30°C	≤±/K	3,3 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-6</sup>
Adattamento alle condizioni di utilizzo e ambientali		4 livelli di filtrago sequenza di lettu (secondo il livello		ostato)
Peso di regolazione esterno (classe di precisione minima)	g	100 (F1)	500 (F1)	200 (F1)
Peso netto, ca.	kg	2,6   3,0   3,8	4,4	4,4
Piatto di pesata	mm	115 Ø	115 Ø	115 Ø
Dimensioni (L×P×A)	mm	230 × 303 × 136 EDDS: 230 × 3		

	9	0,01			0,01	0,01
Campo di tara (sottrattiva)	g	6200	4200	3200	2200	820
Riproducibilità (deviazione standard)	≤±g	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Scostamento di linearità	≤±g	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tempo di stabilizzazione (tipico)	S	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
Deriva della sensibilità +10 +30°C	≤±/K	2 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-6</sup>	2 · 10 <sup>-6</sup>	5 · 10 <sup>-6</sup>
Adattamento alle condizion di utilizzo e ambientali		aggio ottimizz ttura: 0,1–0,4	ati; (secondo il live	llo di filtragg	jio impostato)	
Peso di regolazione esterno (classe di precisione minima		5000 (E2)	2000 (E2)	2000 (F1)	2000 (F1)	500 (F2)
Peso netto, ca.	kg	3,1   3,1   3,5	3,1   3,1   3,5	3,1   3,1   3,5	3,1   3,1   3,5	5 2   2   2,6
Piatto di pesata	mm	180×180	$180 \times 180$	180×180	$180 \times 180$	150 Ø
Dimensioni (L $\times$ P $\times$ A)	mm	230 × 303 × 91	1			230×303× 87
Modello		ED8201   ED8201-CW	GW7201	ED5201 ED5201-		2201   2201-CW
Campo di pesata	g	8200	7200	5200	220	0
Precisione di lettura	g	0,1	0,1	0,1	0,1	
Campo di tara (sottrattiva)	g	8200	7200	5200	220	0
Riproducibilità (deviazione standard)	≤±g	0,1	0,1	0,1	0,1	
6						
Scostamento di linearità	≤±g	0,1	0,1	0,1	0,1	
Tempo di stabilizzazione (tipico)	≤±g s	0,1	0,1	0,1	0,1	
Tempo di stabilizzazione	s	-	-			
Tempo di stabilizzazione (tipico) Deriva della sensibilità	s ≤±/K	1 10 · 10-6 4 livelli di filtr	1 aggio ottimizz	1	1	rio impostato)
Tempo di stabilizzazione (tipico) Deriva della sensibilità +10 +30°C Adattamento alle condizion	s ≤±/K i	1 10 · 10-6 4 livelli di filtr	1 aggio ottimizz	ati;	1	rio impostato) 10 (F2)
Tempo di stabilizzazione (tipico) Deriva della sensibilità +10 +30°C Adattamento alle condizion di utilizzo e ambientali Peso di regolazione esterno	s ≤±/K i	1 10 · 10-6 4 livelli di filtr sequenza di le	1 aggio ottimizz ttura: 0,1–0,4	1 ati; (secondo il live	1 illo di filtragg ) 200	
Tempo di stabilizzazione (tipico)  Deriva della sensibilità +10 +30°C  Adattamento alle condizion di utilizzo e ambientali  Peso di regolazione esterno (classe di precisione minima	s ≤±/K i g	1 10 · 10-6 4 livelli di filtr sequenza di le 5000 (F2)	aggio ottimizz attura: 0,1–0,4 5000 (F2)	ati; (secondo il live 5000 (F2)	1 illo di filtragg ) 200	0 (F2)
Tempo di stabilizzazione (tipico)  Deriva della sensibilità +10 +30°C  Adattamento alle condizion di utilizzo e ambientali  Peso di regolazione esterno (classe di precisione minima Peso netto, ca.	s ≤±/K  i  g ) kg	1 10 · 10-6 4 livelli di filtr sequenza di le 5000 (F2) 2,7   3,5	aggio ottimizz ttura: 0,1–0,4 5000 (F2)	ati; (secondo il live 5000 (F2)	1 illo di filtragg ) 200	0 (F2)

ED6202S |

GW6202

6200

0,01

g

g

ED6202S-CW -CW

ED4202S |

ED4202S

4200

0,01

ED3202S |

GW3202

3200

0,01

ED3202S-CW -CW

ED2202S |

ED2202S

2200

0,01

ED822

ED822 -CW

820

0,01

Modello

Campo di pesata

Precisione di lettura

## Modelli omologati con certificato di approvazione CE del tipo: dati tecnici specifici del modello

Modello		ED224S-OCE, ED224S-PCE	ED124S-0CE	GK1203-0CE	GK703-0CE	
Denominazione del tipo		BD ED 100	BD ED 100	BD ED 100	BD ED 100	
Classe di precisione 1)			I	I	I	
Portata massima Max. 1)		220 g	120 g	1200 ct	700 ct	
Divisione di lettura d 1)		0,0001 g	0,0001 g	0,001 ct	0,001 ct	
Campo di tara (sottrattiva)		≤ 100% della po	0% della portata massima			
Divisione di verifica e 1)		0,001 g	0,001 g	0,01 ct	0,01 ct	
Portata minima Min. 1)		0,01 g	0,01 g	0,1 ct	0,1 ct	
Tempo di stabilizzazione (tipico)	S	2,5	2,5	1,5	1,5	
Campo d'impiego secondo le norme relative a pesi e misure	g 1)	0,01 g - 220 g	0,01 g - 120 g	0,1 ct - 1200 ct	0,1 ct - 700 ct	
Temperatura	°C	+17 +27				
Peso netto, ca.	kg	4,8	4,8	4,7	4,7	
Dimensioni del piatto di pesata	mm	90 Ø	90 ∅	90 Ø	90 Ø	
Altezza della camera di pesata	mm	230	230	160	160	
Dimensioni (L×P×A)	mm	230 × 303 × 330	)	230 × 303 × 260	0	

Modello		ED623S-0C	E ED523S-PC	E ED423S-0C	E ED323S-0C	E ED153-0CE, ED153-PCE
Denominazione del tipo		BD ED 200	BD ED 200	BD ED 200	BD ED 200	BD ED 200
Classe di precisione 1)			I		I	I
Portata massima Max. 1)	g	620	520	420	320	150
Divisione di lettura d 1)	g	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Campo di tara (sottrattiva)		≤ 100% della	portata mass	sima		
Divisione di verifica e 1)	g	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Portata minima Min. 1)	g	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tempo di stabilizzazione (tipico)	S	1	1	1	1	1
Campo d'impiego secondo le norme relative a pesi e misure	g 1)	0,02 - 620	0,02 - 520	0,02 - 420	0,02 - 320	0,02 - 150
Temperatura	°C	+10 +30				
Peso netto, ca.	kg	3,6				
Altezza della camera di pesata	mm	115 Ø				
Dimensioni (L×P×A)	mm	230 × 303 ×	136			

Direttiva 90/384/CEE per strumenti per pesare a funzionamento non automatico nello Spazio economico europeo
 50

## Modelli omologati con certificato di approvazione CE del tipo: dati tecnici specifici del modello

Modello		ED6202S-0CE, GW6202-0CE	ED4202S-0CE, ED4202S-PCE	ED3202S-0CE, GW3202-0CE	ED2202S-0CE	
Denominazione del tipo		BD ED 200	BD ED 200	BD ED 200	BD ED 200	
Classe di precisione 1)						
Portata massima Max. 1)	g	6200	4200	3200	2200	
Divisione di lettura d 1)	g	0,01	0,01	0,01	0,01	
Campo di tara (sottrattiva)		≤ 100% della portata massima				
Divisione di verifica e 1)	g	0,1	0,1	0,1	0,1	
Portata minima Min. 1)	g	0,5	0,5	0,5	0,5	
Tempo di stabilizzazione (tipico)	S	1,1	1,1	1,1	1,1	
Campo d'impiego secondo le norme relative a pesi e misure	g ¹)	0,5 - 6200	0,5 - 4200	0,5 - 3200	0,5 - 2200	
Temperatura	°C	+10 +30				
Peso netto, ca.	kg	3,5				
Dimensioni del piatto di pesata	mm	180 × 180				
Dimensioni (L×P×A)	mm	230 × 303 × 91				

Modello		ED822-0CE	ED8201-0CE	ED5201-0CE	ED2201-0CE
Denominazione del tipo		BD ED 200	BD ED 200	BD ED 200	BD ED 200
Classe di precisione 1)		I	I	I	
Portata massima Max. 1)	g	820	8200	5200	2200
Divisione di lettura d 1)	g	0,01	0,1	0,1	0,1
Campo di tara (sottrattiva)		≤ 100% della po	rtata massima		
Divisione di verifica e 1)	g	0,1	1	1	0,1
Portata minima Min. 1)	g	0,5	5	5	5
Tempo di stabilizzazione (tipico)	S	1,1	1	1	1,1
Campo d'impiego secondo le norme relative a pesi e misure 1)	g	0,5 - 820	5 - 8200	5 - 5200	5 - 2200
Temperatura	°C	+10 +30			
Peso netto, ca.	kg	3,5			
Dimensioni del piatto di pesata	mm	180 × 180			
Dimensioni (L×P×A)	mm	230 × 303 × 91		-	-

<sup>1)</sup> Direttiva 90/384/CEE per strumenti per pesare a funzionamento non automatico nello Spazio economico europeo

## Accessori

Pesi di regolazione esterni				
Per il modello di bilancia	Classe di precisione	Peso in grammi	Codice di c	ordinazione:
ED423S/DS	E2	200	YCW5228-	-00
ED623S	E2	500	YCW5528-	-00
ED4202S	E2	2000	YCW6228-	-00
ED6202S, GW6202	E2	5000	YCW6528-	
ED153S/DS	F1	100	YCW5138-	
ED323S/DS	F1	200	YCW5238-	
ED3202S, ED2202S	F1	2000	YCW6238-	
ED822	F2	500	YCW5548-	
ED2201	F2	2000	YCW6248-	
ED8201, ED5201	F2	5000	YCW6548-	
oppure in alternativa	± 25 mg	5000	YSS653-00	J
Articolo	Codice di ordinazione	Articolo		Codice di ordinazione
Stampante	YDP03-0CE	Set per la determina	zione	
Per protocolli con data, ora,		della densità ¹)		
funzioni, statistiche, contatore		- per ED224S, ED124	-S	YDK01LP
di posizioni e display LC				
		Procedure operative		
Lettore supplementare 1),			icia nei	
a riflessione (collegabile tramite l'interfaccia)		sistemi di controllo q	ualitä	
i interraccia)		Alimentatore industr	iale ING2	
Unità di batterie	YRB05Z	grado di protezione Il		
ricaricabili esterne	THEOSE	DIN VDE 0470/DIN E		
Per il funzionamento indipendent	te della	- per 230 V		69 71899
bilancia, ricaricabili tramite l'alim		- per 120 V		69 71500
con indicatore ottico del livello di	carica	•		
(tempo di ricarica 15 ore); per la	durata,	Cavo di collegamento		
vedi sezione «Dati tecnici».		- per la connessione a	ad un PC	YCC01-
Per ricaricare le batterie: collegare		con interfaccia USB		USBM2
l'alimentatore della bilancia dirett		- per attacco PC, 25 p		7357312
alla presa di attacco delle batterie	:	– per attacco PC, 9 pi	n	7357314
SartoConnect 1),		Cavo di adattamento	)	6965619
Programma di trasferimento dati;		da connettore maschi		0000010
per la trasmissione diretta dei valo		D-Sub 25 pin		
di peso in un programma applica		ad una presa D-Sub 9	pin,	
(per es. Excel)		lunghezza 0,25 m		
– con cavo di collegamento		-		
RS232C, lunghezza 1 m	YSC01L			
<ul> <li>con cavo di collegamento</li> </ul>				
RS232C, lunghezza 5 m	YSC01L5			
- con cavo di collegamento	VCC04145	1) 1 22	1	
RS232C, lunghezza 15 m	YSC01L15	1) non per i modelli o	mologati	

	Commutatore universale a scelta per le funzioni dei tasti (A), (Tare), (Cal) oppure di un tasto funzione (per l'impostazione vedi capitolo «Impostazioni»):	Codice di ordinazione:
	Comando a pedale con connettore a T Comando a mano con connettore a T	YFS01 YHS02
	Connettore a T Avvertenza: il connettore a T non è adatto al collegamento di diversi apparecchi periferici intelligenti come PC oppure la stampante.	YTC01
	<b>lonizzatore</b> per campioni caricati elettrostaticamente 220 V 110 V	YIB01-0DR YIB01-0UR
	<b>Stat-pen, apparecchio antistatico</b> per la neutralizzazione di cariche elettrostatiche sui campioni (100V fino a 230V, 50/60Hz)	YSTP01
- -	<b>Tavolo antivibrazioni per bilance</b> per pesature precise e affidabili in pietra artificiale con ammortizzatori delle vibrazioni	YWT01 YWT03
	Mensola da parete	YWT04
- - - -	Piatti di pesata 300 ml, peso proprio 86 g, acciaio inox 1000 ml, peso proprio 240 g, acciaio inox 500 ml 300 ml, peso proprio 22 g, alluminio 110 ml, 90 mm Ø, alluminio 270 ml, peso proprio 62 g, 137 mm Ø, acciaio inox 62 mm Ø, acciaio inox	6407 641211 641212 69641304 69GP0003 YWP03G 6910848
-	85 ml, 70 mm $\varnothing$ , alluminio 180 ml, 90 mm $\varnothing$ , alluminio 174 mm $\varnothing$ , acciaio inox	YWP06G YWP05G YWP04G



# Dichiarazione di Conformità alle Direttive 89/336/CEE e 73/23/CEE (modificata dalla Direttiva 93/68/CEE)

Lo strumento per pesare elettronico di precisione della serie ED/GK/GW/XX.....-

soddisfa le prescrizioni applicabili specificate nelle seguenti norme, insieme ad alimentatori, apparecchi periferici e materiale di installazione elencati nell'Appendice 2 (vedi Appendice A1 per l'elenco dei singoli modelli e la descrizione tecnica).

#### 1. Compatibilità elettromagnetica

1.1 Riferimenti a 89/336/CEE: Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n° 2004/C98/05

EN 61326 Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica

Limitazione dell'emissione di disturbo: Ambiente residenziale, classe B

Immunità ai disturbi: Ambiente industriale, funzionamento sottoposto a controllo non continuo

#### 2. Sicurezza del materiale elettrico

2.1 Riferimenti a 73/23/CEE: Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n° 2004/C103/02

EN 61010 Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, di controllo e da laboratorio

Parte 1: Prescrizioni generali

EN 60950-1 Sicurezza per apparecchi della tecnologia di informazione

Parte 1: Prescrizioni generali

Sartorius AG 37070 Goettingen, Germania 2005

W. Obermann
Direttore Ricerca e Sviluppo
Elettronica
Divisione Meccatronica

Dr. D. Klausgrete
Direttore International Certification
Management
Divisione Meccatronica



# C E Dichiarazione di Conformità secondo la Direttiva 90/384/CEE

La presente dichiarazione concerne gli strumenti per pesare elettromeccanici a funzionamento non automatico per l'uso in metrologia legale. Per questi strumenti ammessi alla verifica esiste un Certificato di Approvazione CE del tipo. I modelli interessati sono indicati nell'elenco qui sotto con le designazioni del tipo, della classe di precisione e del numero del certificato di approvazione CE del tipo:

Modello	Tipo	Classe di precisione	N° Certificato di Approvazione CE
EDOCE	BD ED 100		D06-09-006
EDPCE	BD ED 100		D06-09-006
GKOCE	BD ED 100	<u> </u>	D06-09-006
EDOCE	BD ED 200	<b>I</b>	D06-09-006
EDPCE	BD ED 200	<b>I</b>	D06-09-006
GWOCE	BD ED 200	ⅎ	D06-09-006

La società SARTORIUS AG dichiara che i tipi di strumenti per pesare qui indicati sono conformi alla Direttiva nº 90/384/CEE del 20 giugno 1990 relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico; alla norma europea corrispondente EN 45501 relativa agli aspetti metrologici degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico; alla versione emendata delle leggi e decreti nazionali relativi alla metrologia legale comprendenti la trasposizione di questa direttiva a livello nazionale di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea e degli Stati firmatari dello Spazio Economico Europeo all'interno delle loro versioni attualmente in vigore, e alle prescrizioni relative alla verifica di strumenti di misurazione assoggettati all'approvazione del La presente Dichiarazione di Conformità è valida solo se

identificazione della bilancia riporta il marchio di conformità CE e il marchio verde con la lettera stampata «M» (il numero in lettere maiuscole corrisponde all'anno di apposizione del marchio):

**C € 06**<sub>000</sub>

Se l'etichetta di identificazione non riporta questi marchi, la presente Dichiarazione di Conformità non è valida. La validità può essere ottenuta sottoponendo, per esempio, lo strumento per pesare ad un controllo metrologico eseguito da un tecnico autorizzato della società SARTORIUS AG. La validità della dichiarazione di conformità decade dopo ogni modifica o manipolazione/riparazione dello strumento per pesare o, in alcuni Stati membri, alla scadenza del periodo di validità. La presente Dichiarazione concerne solo lo strumento per pesare senza apparecchiature supplementari. Il gestore dello strumento per pesare si assume la responsabilità di ottenere un rinnovo autorizzato della verifica come per esempio la verifica ulteriore o la verifica periodica.

37070 Goettingen, Repubblica Federale Tedesca Goettingen, 08.05.2006

Dr. G. Maaz

l'etichetta di

(Presidente della Divisione Meccatronica)

nica/Tecnologie di Pesatura)

LOP-3.225 P106ik01.doc



## Physikalisch-Technische Bundesanstalt

#### Braunschweig und Berlin



#### EG-Bauartzulassung

Certificato di Approvazione CE del Tipo

Zulassungsinhaber:

Emesso da:

Sartorius AG

Weender Landstraße 94 – 108

37075 Göttingen

Rechtsbezug:

§ 13 des Gesetzes über das Mess- und Eichwesen vom 23. März 1992 (BGBI. I S. 711), zuletzt geändert am 25.11.2003 (BGBI. I S. 2304)in Verbindung mit Richtlinie

90/384/EWG, geändert durch 93/68/EWG

§ 13 del Decreto Legislativo 29 marzo 1992 (Gazzetta ufficiale p. 711), modificata lo piu recentamente 25.11.2003 (Gazzetta ufficiale p 2304), concernente

l'attuazione della direttiva 90/384/CEE, modificata per 93/68/CEE

Bauart: Per:

Nichtselbsttätige elektromechanische Waage mit

oder ohne Hebelwerk

Strumento per pesare elettro-meccanico non automatico con o senza leve

Typ / Tipo BD ED 100, BD ED 200

Max 50...240 g, e = 1...2 mg,  $n \le 240000$ 

(i) Max 1...8200 g, e = 0.01...1 g,  $n \le 62000$ 

D06-09-006 1.Revision 1º Revisione

Zulassungsnummer:

Numero di approvazione:

Gültig bis:

Valido fino al:

06.02.2016

0102

Anzahl der Seiten:

Numero di pagine:

Geschäftszeichen: Numero di riferimento:

PTB-1.12-4023582

Benannte Stelle:

Organismo notificato:


Im Auftrag

Braunschweig, 03.05.2006

Siegel timbro

Versione Italiana
Die Hauptmerkmale, Zulassungsbedingungen und Auflagen sind in der Anlage enthalten, die Bestandteil der EG-Bauartzulassung ist Hinweise und eine Rechtsbeheifsbelehrung befinden sich auf der ersten Seite der Anlage

Le caratteristiche principali, le condizioni di approvazione e le disposizioni vengono illustrate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente certificato di approvazione. Note e informazioni legali, vidi primera pagina dell'allegato.



Sartorius AG Weender Landstrasse 94–108 37075 Goettingen, Germania

Tél. +49.551.308.0 Fax +49.551.308.3289 www.sartorius.com

Copyright by Sartorius AG, Göttingen, Repubblica Federale di Germania. Senza l'autorizzazione scritta della Sartorius AG, non è consentita la riproduzione o tradizione in parte o in tutto. La Sartorius AG si riserva tutti i diritti, conformemente alla normativa sui diritti d'autore. Le informazioni e le illustrazioni contenute nelle presenti istruzioni sono aggiornate alla data sotto indicata. La Sartorius AG si riserva di apportare modifiche alla tecnica, alla dotazione e alla forma degli apparecchi rispetto alle informazioni e alle illustrazioni contenute nelle presenti istruzioni.

Data: luglio 2006, Sartorius AG, Goettingen, Germania

Stampato su scarta sbiancata priva di cloro W1A000 · KT Publication No.: WED6002-i06076