

# LISS DF. Il sistema di stabilizzazione poco invasivo per fratture del femore distale.

Tecnica chirurgica






# Sommario

<b>Introduzione</b>	LISS sistema di stabilizzazione poco invasivo	2
	Principi AO	4
	Indicazioni	5
	Casi clinici	6
<b>Tecnica chirurgica</b>	Piano preoperatorio	8
	Preparazione	11
	Inserzione della placca	16
	– A Inserzione di viti monocorticali autoforanti	20
	– B Inserzione di viti bicorticali autofilettanti	25
	– C Inserzione di viti peripotesiche	29
	– Opzione: strumento di trazione	32
	Rimozione dell'impianto	33
	Consigli	35
Strumenti per chirurgia mininvasiva	36	
<b>Informazioni sul prodotto</b>	Impianti	37
	Strumenti	39
	Set	42
<b>Bibliografia</b>		44

 Stardrive

 Esagonale

 Controllo con amplificatore di brillantezza

## Avvertenza

Questa descrizione non è sufficiente per l'utilizzo immediato del sistema. Si consiglia di consultare un chirurgo che già -impianti il prodotto.

## LISS DF. Il sistema di stabilizzazione poco invasivo per fratture del femore distale.

### Placche a profilo basso premodellate anatomicamente

- Riduce i problemi ai tessuti molli
- Non è necessario modellare la placca

**Nota:** Una piegatura eccessiva e ripetuta è sconsigliabile perché potrebbe indebolire la placca.

### Stabilità angolare

- Evita l'allentamento delle viti e la perdita della riduzione primaria e secondaria
- Permette una mobilizzazione funzionale precoce
- Come fissatore interno, la placca mantiene la vascolarizzazione dell'osso
- Ottima presa nell'osso osteoporotico

### Procedura poco invasiva

- Un archetto radiotrasparente facilita l'inserzione della placca nonché un posizionamento percutaneo e senza problemi delle viti
- La strumentazione supplementare facilita la riduzione indiretta



### Ampia scelta di placche anatomicamente premodellate


- Placche LCP e PLT
- Disponibili in acciaio e lega in titanio (TAN)
- Versioni sinistra e destra
- Placche LCP DF in otto lunghezze con 5–19 fori nel corpo
- Placche LCP lunghe (da 15 a 19 fori), disponibili solo sterili



### Ampia gamma di viti


- Viti di bloccaggio autofilettanti o autoforanti
- Viti di bloccaggio periprotetische con punta smussa per fratture periprotetische
- Viti da corticale
- Disponibili in acciaio e titanio





### Strumentazione LISS per intaglio Stardrive ed esagonale

Il cacciavite dinamometrico, l'inserto per cacciavite e l'apparecchio di pulizia sono disponibili per viti con intaglio Stardrive ed esagonale.



Nel 1958, l'AO ha formulato quattro principi di base, che si sono trasformati in linee guida per l'osteosintesi:<sup>1</sup>

## **Riduzione anatomica**

La fissazione di fratture del femore distale extra e intra-articolari con placche LCP DF premodellate consente una riduzione anatomica.

## **Fissazione stabile**

Fori di bloccaggio consentono la fissazione con viti di bloccaggio per stabilità angolare. Una struttura con stabilità angolare è vantaggiosa nelle ossa osteoporotiche e nelle fratture multiframmentarie nelle quali la presa delle viti tradizionali è compromessa.

## **Conservazione dell'apporto ematico**

L'approccio con LISS, di successo comprovato, consente la conservazione dell'apporto ematico grazie ad una tecnica chirurgica mininvasiva e riducendo al minimo il contatto tra la placca e l'osso.

## **Mobilizzazione rapida e attiva**

Il sistema LISS fornisce una fissazione stabile della frattura con un trauma minimo all'apporto vascolare. Ciò favorisce la creazione di un ambiente migliore per la ricomposizione dell'osso accelerando il ritorno del paziente alla mobilità e alla funzionalità precedenti.

<sup>1</sup> Müller ME, Allgöwer M, Schneider R, Willenegger H (1991) AO Manual of Internal Fixation. 3rd Edition. Berlin: Springer

# Indicazioni

## Indicazioni

La LCP DF è indicata per la stabilizzazione di fratture del femore distale. Esse includono:

- fratture della diafisi distale
- fratture sopracondiloidee
- fratture intra-articolari
- fratture periprotetische





## Caso 1

Uomo, 20 anni, politraumatizzato, frattura 33-C3



Preoperatorio



Follow-up dopo 6 settimane



Follow-up dopo 3 mesi



Follow-up dopo 5 mesi





**Caso 2**


Uomo, 76 anni, frattura isolata 33-B2




Preoperatorio



Postoperatorio



Follow-up dopo 4 settimane



# Piano preoperatorio

Usare le sagome radiografiche per LCP DF (art. n° 034.000.315 per il femore destro e 034.000.320 per il femore sinistro) per determinare la lunghezza della placca e la posizione delle viti.

Può essere necessario un piano preoperatorio se si vogliono utilizzare delle viti a compressione interframmentaria.

### LCP Distal Femur, right

**Key Information**

Caution: Do not use LCP Distal Femur, right for general pre-operative planning only. Use only with the original LCP System of Instruments and supplies.

Thread	St. Steel	Head	Length (mm)
4.2x20	316L	5	150
4.2x25	316L	7	180
4.2x25	316L	8	190
4.2x25	316L	11	230
4.2x25	316L	12	240
04.124.0315	316L	15	300
04.124.0316	316L	17	350
04.124.0318	316L	19	430

**SYNTHES**  
LCP Distal Femur, right  
www.synthes.com

### LCP Distal Femur, left

**Key Information**

Caution: Do not use LCP Distal Femur, left for general pre-operative planning only. Use only with the original LCP System of Instruments and supplies.

Thread	St. Steel	Head	Length (mm)
4.2x21	316L	5	150
4.2x25	316L	7	180
4.2x25	316L	8	190
4.2x25	316L	11	230
4.2x25	316L	12	240
04.124.0315	316L	15	300
04.124.0316	316L	17	350
04.124.0318	316L	19	430

**SYNTHES**  
LCP Distal Femur, left  
www.synthes.com

---

### Selezione preoperatoria della lunghezza delle viti sulla base di una radiografia AP

Per scegliere la lunghezza corretta delle viti per il condilo è possibile effettuare una radiografia preoperatoria con il calibratore di 50 mm di larghezza e usare la tavola riportata sotto.

1. Posizionare il calibratore radiologico medialmente o lateralmente a livello del condilo.
2. Effettuare una radiografia AP del femore distale.
3. Misurare la larghezza del calibratore radiologico (LCR) nella radiografia.
4. Misurare la larghezza massima del condilo (LMC) nella radiografia.
5. Determinare la larghezza reale del condilo (LRC) nella radiografia.

$$LRC = \frac{50}{LCR} \times LMC$$

6. Determinare la lunghezza delle viti per i fori delle viti da A a G usando la tavola riportata sotto. Le posizioni da A a G sono indicate sulla sagoma radiografica e sull'archetto di inserzione LISS DF.

#### Lunghezza delle viti di bloccaggio (mm)

Larghezza reale del condilo (LRC)	Foro A	Foro B	Foro C	Foro D	Foro E	Foro F	Foro G
60– 80 mm	65	40	40	55	65	65	55
81– 87 mm	75	40	55	65	75	75	65
88– 95 mm	75	55	65	65	75	75	75
96– 110 mm	85	65	75	75	75	85	85

### Esempio

La larghezza del calibratore radiologico (LCR) nella radiografia è di 55 mm (ingrandimento 1.10).


La larghezza massima del condilo (LMC) nella radiografia è di 91 mm.

$$\text{LRC} = \frac{50}{55} \times 91 = 83 \text{ mm}$$

La larghezza reale del condilo (LRC) è pertanto di 83 mm.

Le lunghezze delle viti sono pertanto:

Foro vite	Lunghezza vite (mm)
A	75
B	40
C	55
D	65
E	75
F	75
G	65



**Importante:** il posizionamento corretto della placca sul condilo è essenziale per garantire la lunghezza corretta della vite.

# Preparazione

## 1

### Preparazione dei set necessari

#### Set

- 01.120.040 Strumenti LISS e archetto di inserzione, per placche DF e PLT, in Vario Case
- o
- ★ 01.120.041 Strumenti LISS Stardrive e archetto di inserzione, per placche DF e PLT, in Vario Case

#### Set opzionali

- 01.120.457 Strumenti LCP per grandi frammenti e strumenti standard in Vario Case

#### Set di placche

- 01.120.332 Placche LCP-DF 4.5/5.0 (acciaio), in vassoio modulare, sistema Vario Case
- o
- 01.120.334 Placche LCP-DF 4.5/5.0 (lega in titanio/TAN), in vassoio modulare, sistema Vario Case

**Nota sulle placche lunghe:** le placche LCP DF con 15–19 fori sono disponibili solo sterili e non come parte di un set. Pertanto, questi articoli devono essere ordinati come voci singole (i numeri articolo sono indicati a pagina 37).

#### Set di viti

- 68.122.050 Vassoio modulare, per rastrelliera modulare, per viti da Ø 5.0 mm, taglia ½, senza contenuto, sistema Vario Case
- 68.122.051 Vassoio modulare, per rastrelliera modulare, per viti da Ø 4.5 mm, taglia ½, senza contenuto, sistema Vario Case
- 68.122.052 Vassoio modulare, per rastrelliera modulare, per viti da Ø 6.5 mm, taglia ½, senza contenuto, sistema Vario Case
- 68.122.054 Rastrelliera modulare, con cassetto, blocco di misurazione e coperchio, lunghezza 200 mm, altezza 115 mm, taglia ½, senza contenuto, sistema Vario Case

### Motori\*

- 511.701 Compact Air Drive II
- 511.750 Adattatore rapido AO/ASIF, per Compact Air Drive e Power Drive
- 511.790 Innesto rapido fili di Kirschner da Ø 0.6 a 3.2 mm, per Compact Air Drive e Power Drive
- 05.001.201 Manipolo a batteria, modulare, per Trauma Recon System
- 05.001.202 Power Module, per Trauma Recon System
- 05.001.203 Copertura sterile, per Trauma Recon System
- 05.001.227 Coperchio per manipolo a batteria no. 05.001.201, per Trauma Recon System
- 05.001.205 Adattatore rapido AO/ASIF, per Trauma Recon System
- 05.001.212 Innesto rapido per fili di Kirschner da Ø 1.0 a 4.0 mm, per Trauma Recon System
- 05.001.216 Limitatore di coppia, 4.0 Nm, per Trauma Recon System

\* Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso dei sistemi Trauma Recon (056.000.505) o Compact Air Drive (056.000.064).


## 2

### Posizionamento del paziente

Posizionare il paziente supino su un tavolo radiotrasparente. La gamba deve potersi muovere liberamente. La gamba controlaterale si può posizionare in un supporto ostetrico. L'interlinea del ginocchio deve trovarsi un poco distalmente rispetto alla parte a cerniera del tavolo per permettere la flessione del ginocchio durante l'intervento.

Evitare una trazione troppo forte e di estendere completamente il ginocchio, perché le forze dei muscoli gastrocnemi tirerebbero il frammento distale in recurvatum. Ciò non solo renderebbe la riduzione della frattura difficile, ma metterebbe in pericolo anche l'arteria e la vena poplitee.

In presenza di frammenti distali molto corti, si raccomanda che la gamba inferiore sia flessa a circa 60°. Ciò riduce anche la forza di trazione dei muscoli gastrocnemi.





### 3



#### Montaggio degli strumenti per l'inserzione

##### Strumenti

324.011	Archetto di inserzione LISS per femore distale, sinistro	
o		
324.012	Archetto di inserzione LISS per femore distale, destro	1
321.170	Chiave a spina da $\varnothing$ 4.5 mm	2
324.022	Guida punte per archetto di inserzione LISS	3
324.044	Bullone di stabilizzazione per archetto di inserzione LISS	4
324.043	Perno di fissaggio per archetto di inserzione LISS	5


Inserire il perno di fissaggio nel foro A dell'archetto di inserzione.

Mettere l'archetto di inserzione sul meccanismo di bloccaggio a tre punti della placca.




Avvitare il perno di fissaggio alla placca. Avvitare il dado del perno di fissaggio e serrarlo leggermente con la chiave a spina.

Per ottenere una fissazione più stabile della placca sull'archetto di inserzione durante l'inserzione introdurre il bullone di stabilizzazione con il guida punte nel foro B e avvitarlo nella placca.



**Nota:** per evitare la crescita di tessuto e facilitare la rimozione dell'impianto chiudere i fori delle viti non occupati con degli appositi tappi prima di inserire la placca. Usare il cacciavite dinamometrico. Il primo clic significa che è stata raggiunta la coppia ottimale.



## 4

### Riduzione della frattura

Se la frattura è intrarticolare, prima ricostruire e stabilizzare l'intera articolazione. La figura mostra i possibili punti di posizionamento per viti a compressione interframmentaria nei condili (in rosso).

Assicurarsi che queste viti a compressione interframmentaria non collidano con le viti inserite tramite l'archetto di inserzione.

La frattura si può allineare manualmente tramite trazione, usando un fissatore esterno temporaneo a ponte sul ginocchio o un distrattore. Per controllare la riduzione si raccomanda di eseguire una radiografia intraoperatoria o un controllo con amplificatore di brillantezza.

L'inserzione anteromediale di una vite di Schanz può essere utile nella manipolazione del frammento distale.



## 5



### Approcci chirurgici

#### Fatture extra-articolari

Eseguire un'incisione cutanea che inizi dal tubercolo di Gerdy a 80 mm in direzione prossimale. Incidere il tratto ilirotibiale seguendo le fibre. Aprire lo spazio tra il vasto laterale e il periostio. Nella zona distale, il muscolo vasto laterale si inserisce principalmente sulla cresta femorale. Non ci sono delle inserzioni di muscoli sul periostio o sull'osso laterale. La placca si può inserire nello spazio tra il periostio e il muscolo.

#### Fratture intra-articolari

Per fratture intra-articolari, si raccomanda un'artrotomia anterolaterale che fornisce un buon controllo della riduzione. Questa artrotomia consente anche una successiva inserzione della placca e si può usare per inserire delle viti a compressione interframmentaria dal lato mediale. Possibili punti di posizionamento per viti a compressione interframmentaria (in rosso).



# Inserzione della placca

## 1

### Inserire il LISS

---

#### Strumenti


---

Archetto di inserzione assemblato

324.027      Trocar, lunghezza 162 mm, per n° 324.022

---

Usare l'archetto di inserzione assemblato per inserire la placca tra il muscolo vasto laterale e il periostio. Far scivolare la placca in direzione prossimale e assicurarsi che la sua estremità prossimale rimanga costantemente a contatto con l'osso. Posizionare l'estremità distale della placca contro il condilo laterale. Per trovare la posizione corretta, spostare la placca in direzione prossimale e poi indietro in posizione distale finché la placca si adatta al condilo. Se l'estremità prossimale dell'archetto e i tessuti molli compromettono l'inserimento della placca, è possibile rimuovere la parte prossimale radiotrasparente dell'archetto per l'inserimento.



A causa del suo peso, l'archetto di inserzione tende a ribaltarsi dorsalmente. Se l'archetto di inserzione è parallelo al pavimento con il paziente in decubito supino, la placca si trova in rotazione esterna e non è più piatta contro il condilo laterale. Il perno di fissaggio deve essere orientato parallelamente all'articolazione patello-femorale. Di conseguenza l'archetto di inserzione presenta una rotazione interna di circa 10°. Questo fatto è visibile anche nella vista AP dell'amplificatore di brillantezza. La placca deve essere piatta contro il condilo per garantire un accoppiamento ideale all'osso.

- Dopo aver allineato correttamente la placca con l'osso, rimuovere il guida punta e il bullone di stabilizzazione dal foro B. Inserire il trocar attraverso il guida punta nel foro più prossimale della placca. Praticare un'incisione profonda e spingere il guida-punte e il trocar giù fino alla placca. Controllare la posizione corretta della parte prossimale della placca, o con un amplificatore di brillantezza o tramite palpazione diretta.



Fissare la posizione del guida punta con la vite laterale sull'archetto di inserzione. Sostituire il trocar con un bullone di stabilizzazione. Per chiudere il telaio avvitare il bullone di stabilizzazione nella placca.



**Nota:** a causa dei tessuti molli intorno al bullone di stabilizzazione sarà difficile cambiare la posizione del gruppo placca/archetto una volta inserito il bullone.

#### Opzione: controllo della posizione della placca con un filo di Kirschner

##### Strumento

292.699	Filo di Kirschner da $\varnothing$ 2.0 mm con punta filettata
---------	---

Usare un filo di Kirschner per controllare la posizione corretta della parte prossimale della placca sull'osso.

## 2

### Fissazione temporanea del LISS con fili di Kirschner

---

#### Strumento


---

292.699	Filo di Kirschner da $\varnothing$ 2.0 mm con punta filettata
---------	---

---

Per la fissazione preliminare della placca, usare dei fili di Kirschner da 2.0 mm attraverso il perno di fissaggio e il bullo-  
lone di stabilizzazione.

Controllare attentamente la posizione della placca e la lun-  
ghezza dell'arto lesa ridotto. Dopo aver completato con  
successo la riduzione ed aver posizionato correttamente la  
placca si possono inserire le viti di bloccaggio.





---

## Tecnica alternativa

---

### Strumenti

---

324.048	Guida per fili di Kirschner, per archetto di inserzione LISS
324.034	Centrapunte per filo di Kirschner, lunghezza 184 mm, per n° 324.048
292.699	Filo di Kirschner da Ø 2.0 mm con punta filettata

---


Se necessario, è possibile usare dei fili di Kirschner da 2.0 mm per la fissazione preliminare su tutta la lunghezza della placca. Usare la guida per fili di Kirschner per inserire i fili sul lato ventrale e dorsale della placca. Va notato che la distanza tra l'osso e la placca deve essere ridotta al minimo quando si inseriscono i fili poiché sono disposti in modo convergente. Dopo l'inserzione dei fili di Kirschner non è più possibile ridurre la distanza tra la placca e l'osso.

Dopo aver rimosso i centrapunte e la guida per fili di Kirschner si può effettuare lo spostamento prossimale/distale e la regolazione della posizione della placca. Al tempo stesso i fili di Kirschner laterali impediscono la migrazione della placca nel piano sagittale. Una volta determinata la posizione corretta, la placca si può bloccare temporaneamente con un filo di Kirschner attraverso il perno di fissaggio.

---

**Nota:** la guida si può usare dal foro 3 al foro 13.

---



## A Inserzione di viti di bloccaggio monocorticali autoforanti

---

La posizione delle viti dipende dal tipo di frattura. La posizione delle viti va scelta in base ai principi biomeccanici stabiliti per la fissazione interna. Le viti devono essere inserite vicine e lontane dalla rima di frattura nei frammenti principali. Usare almeno quattro viti per lato della frattura.

La lunghezza e la rotazione sono definite appena è stata inserita la vite iniziale in ciascun frammento principale. Le deformità in antecurvatum e in recurvatum si possono ancora manipolare relativamente bene, mentre saranno limitate le possibilità di correzione delle deformità in varo ed in valgo. Pertanto si raccomanda di inserire la prima vite nel frammento distale. Le viti distali devono essere posizionate parallelamente all'articolazione del ginocchio. Poi inserire una vite nel frammento prossimale.

---

**Importante:** se una vite deve essere rimossa e reintrodotta, ciò dovrà essere effettuato a mano con il cacciavite dinamometrico e non con il motore.

---

## 1

### Praticare un'incisione profonda

---

#### Strumenti

---


324.022	Guida punte per archetto di inserzione LISS
---------	---

---

324.027	Trocar, lunghezza 162 mm, per n° 324.022
---------	--

---

Praticare un'incisione profonda ed inserire il trocar attraverso il guida punte.



## 2

### Determinazione della lunghezza della vite

La lunghezza delle viti condiliche si può ricavare dalla tabella a pag. 9.

Usare delle viti di 26 mm di lunghezza nella zona diafisaria.

---

#### Opzioni

- Se la corticale è molto spessa, effettuare una preforatura con lo strumento di trazione (324.033) o la punta elicoidale da  $\varnothing$  4.3 mm (310.423).
  - L'inserzione della vite iniziale tende a spingere l'osso medialmente specialmente nel caso di osso denso e/o di riduzioni instabili. Lo strumento di trazione aiuta a risolvere questo problema (vedere pag. 32).
-

**Opzione: determinazione della lunghezza delle viti con il filo di Kirschner**

**Strumenti**

324.055	Centrapunte per fili di Kirschner
324.037	Misuratore di profondità LISS per fili di Kirschner
292.699	Filo di Kirschner da Ø 2.0 mm, lunghezza 280 mm

È anche possibile usare il misuratore di profondità con un filo di Kirschner da 2.0 mm messo attraverso il centrapunte.

- Usando l'amplificatore di brillantezza inserire il filo di Kirschner fino alla profondità desiderata lasciando almeno 5 mm tra la punta del filo di Kirschner e la corticale mediale. Misurare la lunghezza della vite sul filo di Kirschner usando il misuratore di profondità per fili di Kirschner, lasciando in posizione il centrapunte e arrotondare alla lunghezza della vite immediatamente inferiore. Ciò garantisce che la punta della vite non sporga dalla corticale mediale.



### 3


#### Inserzione delle viti di bloccaggio autoforanti

##### Strumenti

511.771	Limitatore di coppia, 4 Nm
● 324.050	Asta rigida per cacciavite esagonale da 3.5, lunghezza 158 mm
o	
● 324.250	Inserto per cacciavite Stardrive, T25, lunghezza 158 mm
● 324.052	Cacciavite dinamometrico da 3.5, esagonale
o	
● 314.163	Cacciavite dinamometrico Stardrive, T25
324.019	Bullone di bloccaggio

Per inserire la vite di bloccaggio utilizzando un motore, applicare al motore un limitatore di coppia e inserire l'asta rigida per cacciavite nel limitatore di coppia.

Inserire la vite di bloccaggio nel foro della placca attraverso il guida punta per l'archetto di inserzione LISS. Per inserire la vite, azionare il motore lentamente, aumentare le velocità e ridurla di nuovo prima di avvitare completamente la vite. Far avanzare le viti nell'osso finché la seconda sporgenza del cacciavite scompare nel guida punta.



Bloccare le viti manualmente con il cacciavite dinamometrico. Il primo clic significa che è stata raggiunta la coppia ottimale.

Inserire un bullone di bloccaggio nell'archetto di inserzione LISS dopo l'inserzione delle viti.

---

**Note**

- Per ridurre il rischio di danneggiare l'intaglio della vite non bloccare le viti a velocità piena, cosa che potrebbe rendere difficile l'estrazione dell'impianto.
  - Per ottenere un'interfaccia eccellente tra la vite e l'osso e per prevenire una migrazione mediale dell'osso usare il motore solo senza forze assiali elevate (da 3 a 5 kg).
  - Per prevenire la necrosi da calore è importante raffreddare la vite con soluzione salina durante la procedura di foratura attraverso il guida punte.
  - Se la vite è difficile da inserire o smette di avanzare prima di bloccarsi alla placca, rimuovere la vite e pulire le scanalature di taglio usando un filo di Kirschner. La vite si può riutilizzare se l'intaglio non è stato danneggiato.
  - Qualora fosse difficile rimuovere il cacciavite dopo l'inserzione, scollegarlo dal motore e rimuovere il guida punte. Dopo aver ricollegato il cacciavite al motore ritirare il cacciavite dalla vite.
- 





## B Inserzione di viti di bloccaggio bicorticali autofilettanti


### 1

Praticare un'incisione profonda

#### Strumenti

324.022	Guida punte per archetto di inserzione LISS
324.027	Trocar, lunghezza 162 mm, per n° 324.022

Praticare un'incisione profonda ed inserire il trocar attraverso il guida punte per archetto di inserzione LISS.



### 2


Praticare l'invito per il foro della vite

#### Strumenti

324.007	Guida punte 7.2/4.3, lunghezza 130 mm
310.423	Punta elicoidale da $\varnothing$ 4.3 mm, lunghezza 280 mm

Rimuovere il trocar e avvitare il guida punte 7.2/4.3 nel foro della placca attraverso il guida punte per archetto di inserzione LISS.

Con cautela trapanare il foro per la vite con la punta elicoidale da 4.3 mm.



### 3

#### Determinazione della lunghezza della vite

La lunghezza delle viti condiliche si può ricavare dalla tabella a pag. 9.

#### Per viti nella regione diafisaria

Spingere l'anello di arresto in basso verso il guida punta per facilitare la lettura.

Leggere la profondità del foro direttamente sulla marcatura a laser sulla punta elicoidale. Togliere sia la punta elicoidale sia il guida punta 7.2/4.3.

---

**Nota:** gli anelli di arresto di ricambio possono essere ordinati presso il rappresentante locale di Synthes.

---

---

**Opzione:** l'inserzione della vite iniziale tende a spingere l'osso medialmente specialmente nel caso di osso denso e/o di riduzioni instabili. Lo strumento di trazione aiuta a risolvere questo problema (vedere pag. 32).

---



## 4


### Inserimento delle viti di bloccaggio autofilettanti

#### Strumenti

511.771	Limitatore di coppia, 4 Nm
● 324.050	Asta rigida per cacciavite esagonale da 3.5 o
● 324.250	Insero per cacciavite Stardrive, T25
● 324.052	Cacciavite dinamometrico da 3.5, esagonale
● 314.163	Cacciavite dinamometrico Stardrive, T25
324.019	Bullone di bloccaggio

Scegliere una vite di bloccaggio autofilettante in base alla lunghezza misurata. Per inserire la vite di bloccaggio utilizzando un motore, applicare al motore un limitatore di coppia e inserire l'asta rigida per cacciavite nel limitatore di coppia.

Inserire la vite di bloccaggio nel foro della placca attraverso il guida punta per archetto di inserzione LISS. Per inserire la vite, azionare il motore lentamente, aumentare le velocità e ridurla di nuovo prima di avvitare completamente la vite. Far avanzare le viti nell'osso finché la seconda sporgenza del cacciavite scompare nel guida punta.




Bloccare le viti manualmente con il cacciavite dinamometrico. Il primo clic significa che è stata raggiunta la coppia ottimale.

Inserire un bullone di bloccaggio nell'archetto di inserzione LISS dopo l'inserzione delle viti.

---

**Note**

- Per ridurre il rischio di danneggiare l'intaglio della vite non bloccare le viti a velocità piena, cosa che potrebbe rendere difficile l'estrazione dell'impianto.
  - Nel caso di viti lunghe e osso corticale spesso garantire un adeguato raffreddamento durante l'inserzione.
- 



---

**Opzione: inserzione manuale**

---

**Strumenti**

● 324.052	Cacciavite dinamometrico da 3.5, esagonale
● 314.163	Cacciavite dinamometrico Stardrive, T25
324.019	Bullone di bloccaggio

---

Inserire e bloccare la vite con il cacciavite dinamometrico attraverso il guida punte per archetto di inserzione LISS.

Inserire un bullone di bloccaggio nell'archetto di inserzione LISS dopo l'inserzione delle viti.

## C Inserzione di viti di bloccaggio autofilettanti per fratture periprotetiche

Sono state messe a punto viti speciali per fratture periprotetiche per casi in cui un chiodo endomidollare o una protesi potrebbero compromettere il posizionamento delle viti.

Queste viti periprotetiche sono autofilettanti con una punta appiattita molto corta. Ciò assicura una fissazione ottimale della placca alla diafisi. Tali viti sono disponibili in cinque lunghezze di 8, 10, 12, 14 e 18 mm e consentono al filetto di fare presa nella corticale prossimale.


### 1

#### Praticare un'incisione profonda

##### Strumenti

324.022	Guida punte per archetto di inserzione LISS
324.027	Trocar, lunghezza 162 mm, per n° 324.022

Praticare un'incisione profonda per fori della placca che richiedono una vite periprotetica e inserire il guida punte per archetto di inserzione LISS e il trocar.



## 2

### Praticare l'invito per il foro della vite


#### Strumenti

324.007 Guida punte 7.2/4.3, lunghezza 130 mm

310.423 Punta elicoidale da  $\varnothing$  4.3 mm, lunghezza 280 mm

Rimuovere il trocar e avvitare il guida punte 7.2/4.3 nel foro della placca attraverso il guida punte per archetto di inserzione LISS.

Usare la punta elicoidale per praticare l'invito nell'osso controllando con l'amplificatore di brillantezza. Forare il più vicino possibile alla protesi o all'impianto endomidollare per consentire il posizionamento della vite periprotetica più lunga possibile.



## 3

### Determinazione della lunghezza della vite

Spingere l'anello di arresto in basso verso il guida punte per facilitare la lettura.

Leggere la profondità del foro direttamente sulla marcatura a laser sulla punta elicoidale. Togliere sia la punta elicoidale sia il guida punte 7.2/4.3.

**Nota:** gli anelli di arresto di ricambio possono essere ordinati presso il rappresentante locale di Synthes.



## 4

### Inserimento di viti di bloccaggio autofilettanti per fratture periprotetiche

#### Strumenti


● 324.052	Cacciavite dinamometrico da 3.5, esagonale
◆ 314.163	Cacciavite dinamometrico Stardrive, T25
324.019	Bullone di bloccaggio

Scegliere una vite periprotetica in base alla lunghezza misurata. Inserire e bloccare la vite con il cacciavite dinamometrico attraverso il guida punte per archetto di inserzione LISS.

Inserire un bullone di bloccaggio nell'archetto di inserzione LISS dopo l'inserzione delle viti.

#### Note

- Se la profondità di foratura misurata è inferiore a 8 mm non usare viti periprotetiche.
- Non mettere mai una vite che sia più lunga della lunghezza misurata perché ciò danneggerebbe l'osso con le filettature e provocherebbe una perdita di ancoraggio delle viti.



## Opzione: strumento di trazione

### Strumento

324.033 Strumento di trazione, lunghezza 240 mm


324.022 Guida punte per archetto di inserzione LISS

L'inserzione della vite iniziale tende a spingere l'osso medialmente specialmente nel caso di osso denso e/o di riduzioni instabili. Lo strumento di trazione aiuta a risolvere questo problema.

Inserire lo strumento di trazione senza il dado zigrinato attraverso il guida punte nel foro adiacente della prima vite permanente.


Arrestare il motore prima di aver inserito l'intera lunghezza della vite dello strumento di trazione.

Rimuovere il motore e il guida punte.



Avvitando il dado zigrinato sullo strumento di trazione si riesce a tirare l'osso vicino alla placca. Poiché la punta di questo strumento ha un diametro di 4.0 mm, sostituendola con una vite di bloccaggio da 5.0 mm si assicura comunque una buona presa nell'osso.

**Nota:** è importante monitorare attentamente l'avanzamento della punta della vite quando si inserisce lo strumento di trazione. Arrestare il motore prima che lo strumento di trazione sia in sede sulla placca. In caso contrario si rischia di danneggiare l'osso con la filettatura.





# Rimozione dell'impianto

---

## Strumenti

---

324.011	Archetto di inserzione LISS per femore distale, sinistro
o	
324.012	Archetto di inserzione LISS per femore distale, destro
324.043	Perno di fissaggio per archetto di inserzione LISS
324.022	Guida punte per archetto di inserzione LISS
324.044	Bullone di stabilizzazione per archetto di inserzione LISS
324.027	Trocar, lunghezza 162 mm, per n° 324.022
● 324.050	Asta rigida per cacciavite esagonale da 3.5, lunghezza 158 mm
o	
★ 324.250	Inserto per cacciavite Stardrive, T25, lunghezza 158 mm
● 324.052	Cacciavite dinamometrico da 3.5, esagonale
o	
★ 314.163	Cacciavite dinamometrico Stardrive, T25

---

Rimuovere l'impianto solo dopo il completo consolidamento della frattura. Effettuare la rimozione in ordine inverso rispetto a quello dell'impianto.

Per prima cosa, praticare l'incisione per l'archetto di inserzione sul percorso della vecchia cicatrice e montare l'archetto di inserzione (vedere punto 1 a pag. 16).

Praticare un'incisione profonda e usare il cacciavite dinamometrico per sbloccare manualmente tutte le viti. In un secondo passaggio rimuovere completamente tutte le viti con un motore.

---

**Opzione: pulizia delle teste delle viti con apparecchi di pulizia**

---

**Strumenti**

- |           |  |
|-----------|--|
| ● 324.053 | Apparecchio di pulizia per testa delle viti, esagonale     |
| o         |  |
| ● 324.253 | Apparecchio di pulizia per testa delle viti Stardrive, T25 |
- 

La pulizia dell'apparecchio aiuta a pulire l'intaglio delle teste delle viti. Dopo aver posizionato il guida punte inserire con cautela l'apparecchio di pulizia. Inserire lo stiletto con la punta filettata e ruotare in senso orario. Rimuovere l'apparecchio di pulizia. Sbloccare tutte le viti manualmente con il cacciavite dinamometrico. In un secondo passaggio rimuovere completamente tutte le viti con un motore.

Se non è possibile rimuovere le viti con il cacciavite, consultare la pubblicazione separata di Synthes "Screw Extraction Set. Instruments for removing Synthes screws." (art. n° 036.000.918), che spiega dettagliatamente come rimuovere le viti con intaglio danneggiato, rotte e bloccate.

Dopo aver rimosso tutte le viti rimuovere la placca. Se la placca dovesse rimanere bloccata dopo aver rimosso tutte le viti, togliere l'archetto di inserzione e usare il perno di fissaggio per staccare la placca.

---

**Nota:** non usare mai l'apparecchio di pulizia come se fosse un cacciavite.

---

Se la riduzione della frattura presenta delle difficoltà, inserire una vite di Schanz in posizione antero-mediale nel frammento distale e usare la vite come un joystick. Anche l'inserzione di una vite di Schanz o di uno strumento di trazione nel frammento prossimale può essere molto utile. Se dovesse risultare ancora impossibile effettuare una riduzione corretta, si può migliorare l'accesso ingrandendo l'apertura nei tessuti molli.

Non è raccomandabile piegare e torcere la placca perché potrebbe risultrarne un errato allineamento dei fori dell'archetto di inserzione e dei fori corrispondenti della placca.

Se la placca troppo ventrale o troppo dorsale, le viti non possono essere centrate nel canale midollare. Questa posizione potrebbe compromettere l'ancoraggio della vite (vedere illustrazione).

Sia l'asta rigida per cacciavite sia il cacciavite dinamometrico sono provvisti di un meccanismo autobloccante. Nel prelevare applicare una leggera pressione per assicurarsi che l'asta rigida per cacciavite penetri nell'intaglio della testa della vite.


Qualora fosse difficile rimuovere il cacciavite dopo l'inserzione, scollegarlo dal motore e rimuovere il guida punte. Dopo aver ricollegato il cacciavite al motore ritirare il cacciavite dalla vite.

Se necessario si possono usare viti da corticale standard da 4.5 mm attraverso l'archetto di inserzione. Va notato che le viti da corticale non si possono inserire attraverso il guida punte per archetto di inserzione LISS.

Il foro A serve per bloccare l'archetto di inserzione all'impianto. Questo foro si può usare per l'inserzione di una vite finché il perno di fissaggio è attaccato. Se si deve inserire una vite nel foro A, rimuovere il perno di fissaggio – con il bullone di stabilizzazione ancora in posizione – e attaccarlo in un foro adiacente. Mettere il guida punte nel foro A (effettuare una preforatura se necessario) e inserire la vite adatta. Se tutti i fori sono occupati da una vite la vite nel foro A si può inserire con la tecnica a mano libera. Usare la direzione fornita dal perno di fissaggio prima della rimozione dell'archetto di inserzione per determinare la direzione di inserzione corretta.

Per garantire la stabilità della struttura, la vite più prossimale deve essere inserita per ultima appena prima di rimuovere l'archetto di inserzione. Rimuovere il bullone di stabilizzazione e inserire la vite attraverso il guida punte.

Se il foro A non è occupato occorre chiuderlo con un tappo di chiusura (422.390) per facilitare l'applicazione dell'archetto di inserzione per la rimozione dell'impianto.



# Strumentario per osteosintesi mininvasiva

## Supporto per divaricatore Hohmann

Il supporto per divaricatore Hohmann è stato messo a punto per supportare l'osteosintesi mininvasiva con placche percutanee. Il suo design speciale consente di inserire facilmente ed in modo affidabile delle placche a livello percutaneo. Queste caratteristiche fanno del supporto per divaricatore Hohmann lo strumento ideale da usare in combinazione con moderni sistemi d'impianto quali LCP e LISS.

- Il supporto per divaricatore Hohmann consente di visualizzare meglio la placca inserita.
- Funge da guida per la placca inserita.
- Assicura che la placca inserita sia centrata sull'osso.

Per ulteriori informazioni consultare la pubblicazione separata di Synthes sul supporto per divaricatore Hohmann (art. n° 056.000.219).




## Divaricatore per tessuti molli

La lama in offset semplifica la preparazione della cavità epiperiosteale per l'inserzione percutanea della placca.

- Lama regolabile in modo da scegliere liberamente l'angolo di inserzione e la lunghezza della lama stessa
- Disponibile in due misure: per placche per frammenti piccoli e grandi

Per ulteriori informazioni consultare la pubblicazione separata di Synthes sul divaricatore per tessuti molli (art. n° 056.000.127).





## LCP femore distale (LCP DF)

Acciaio	Lega di titanio	Fori	Lunghezza (mm)	
222.250	422.250	5	156	destra
222.251	422.251	5	156	sinistra
222.252	422.252	7	196	destra
222.253	422.253	7	196	sinistra
222.254	422.254	9	236	destra
222.255	422.255	9	236	sinistra
222.256	422.256	11	276	destra
222.257	422.257	11	276	sinistra
222.258	422.258	13	316	destra
222.259	422.259	13	316	sinistra
02.124.030S	04.124.030S	15	356	destra
02.124.031S	04.124.031S	15	356	sinistra
02.124.034S	04.124.034S	17	396	destra
02.124.035S	04.124.035S	17	396	sinistra
02.124.038S	04.124.038S	19	436	destra
02.124.039S	04.124.039S	19	436	sinistra



**Nota:** le placche LCP DF lunghe (da 15 a 19 fori) sono disponibili solo sterili.  
Per ordinare il prodotto sterile aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.

## Viti di bloccaggio da $\varnothing$ 5.0 mm

 Esagonale	 Stardrive	
X13.414– X13.490	X12.251– X12.267	Autoforante lunghezza 14–90 mm
X13.314– X13.390	X12.201– X12.227	Autofilettante lunghezza 14–90 mm
0X.221.458 0X.221.460 0X.221.462 X22.402 X22.404	0X.221.508 0X.221.510 0X.221.512 0X.221.514 0X.221.518	Per fratture periprotetiche, autofilettante, lunghezza 8–18 mm



X=2: acciaio

X=4: TAN

422.390	Tappo di chiusura da $\varnothing$ 5.0 mm
---------	---



Tutte le viti sono disponibili in confezione non sterile e sterile.  
Per impianti sterili aggiungere il suffisso «S» al numero di articolo.

# Strumenti

324.011	Archetto di inserzione LISS per femore distale, sinistro, radiotrasparente	
324.012	Archetto di inserzione LISS per femore distale, destro, radiotrasparente	
324.043	Perno di fissaggio per archetto di inserzione LISS, lunghezza 151 mm	
321.170	Chiave a spina da Ø 4.5 mm, lunghezza 120 mm	
324.022	Guida punta per archetto di inserzione LISS, lunghezza 130 mm	
324.044	Bullone di stabilizzazione per archetto di inserzione LISS, lunghezza 156 mm	
324.027	Trocar, lunghezza 162 mm, per n° 324.022	
324.033	Strumento di trazione da Ø 4.0 mm, lunghezza 240 mm, per LISS	
310.423	Punta elicoidale da Ø 4.3 mm, lunghezza 280 mm, per LISS	

● 324.052	Cacciavite dinamometrico da 3.5, autobloccante, per viti di bloccaggio da Ø 5.0 mm	
● 314.163	Cacciavite dinamometrico Stardrive T25, autobloccante, per viti di bloccaggio da Ø 5.0 mm	
● 324.050	Asta rigida per cacciavite esagonale da 3.5, lunghezza 158 mm	
● 324.250	Inserto per cacciavite Stardrive, T25, lunghezza 158 mm	
324.055	Centrapunte per filo di Kirschner, lunghezza 161 mm, per n° 324.022	
324.019	Bullone di bloccaggio per archetto di inserzione LISS	
324.056	Placca di calibraggio per raggi X, lunghezza 50 mm	
● 324.053	Apparecchio di pulizia per testa delle viti, lunghezza 202 mm	
● 324.253	Apparecchio di pulizia per testa delle viti Stardrive, T25, lunghezza 202 mm	



---

**Strumenti facoltativi**

---

324.048 Guida per fili di Kirschner, per archetto di inserzione LISS



---

324.034 Centrapunte per filo di Kirschner, lunghezza 184 mm, per n° 324.048



---

292.699 Filo di Kirschner da Ø 2.0 mm con punta filettata, lunghezza 280 mm, acciaio



---

324.037 Misuratore di profondità LISS per fili di Kirschner da Ø 2.0 mm, lunghezza 121 mm, per n° 292.699



---




324.007 Guida punte 7.2/4.3, lunghezza 130 mm, per viti periprotesi LISS



# Set

## Strumentario LISS e archetto di inserzione, per placche DF e PLT in Vario Case


- |            |            |
|------------|------------|
| 01.120.040 | Esagonale  |
| 01.120.041 | Stardrive  |
| 68.120.040 | Vario Case |



## LCP DF 4.5/5.0 in Vario Case

- |            |                       |
|------------|-----------------------|
| 01.120.332 | Acciaio               |
| 01.120.334 | Lega in titanio (TAN) |
| 68.120.330 | Ripiano               |

**Nota sulle placche lunghe:** le placche LCP DF con 15–19 fori sono disponibili solo sterili e non come parte di un set. Pertanto, questi articoli devono essere ordinati come voci singole (i numeri articolo sono indicati a pagina 37).




---

## Rastrelliera per viti modulare per grandi frammenti

---

68.122.050	Vassoio modulare, per rastrelliera modulare, per viti da $\varnothing$ 5.0 mm, taglia $\frac{1}{2}$ , senza contenuto, sistema Vario Case
68.122.051	Vassoio modulare, per rastrelliera modulare, per viti da $\varnothing$ 4.5 mm, taglia $\frac{1}{2}$ , senza contenuto, sistema Vario Case
68.122.052	Vassoio modulare, per rastrelliera modulare, per viti da $\varnothing$ 6.5 mm, taglia $\frac{1}{2}$ , senza contenuto, sistema Vario Case
68.122.054	Rastrelliera modulare, con cassetto, blocco di misurazione e coperchio, lunghezza 200 mm, altezza 115 mm, taglia $\frac{1}{2}$ , senza contenuto, sistema Vario Case
68.122.056	Vassoio modulare aggiuntivo, per rastrelliera modulare, taglia $\frac{1}{2}$ , senza contenuto, sistema Vario Case
68.000.128	Modulo aggiuntivo, taglia $\frac{1}{2}$ , altezza 14 mm, per rastrelliera, taglia $\frac{1}{2}$
68.000.129	Modulo aggiuntivo, taglia $\frac{1}{2}$ , altezza 28 mm, per rastrelliera, taglia $\frac{1}{2}$

---



Fankhauser F et al. (2004) Minimal-invasive treatment of distal femoral fractures with the LISS (Less Invasive Stabilization System). *Acta Orthop Scand* 75 (1):56–60

Haas NP et al. (1997) LISS – ein neuer Fixateur intern für distale Femurfrakturen [LISS – a new internal fixator for distal femoral fractures]. *OP Journal* 13:340–344

Hockertz TJ et al. (1999) Die Versorgung von periprothetischen Femurfrakturen bei liegender Kniegelenkprothese mit dem LIS-System [Use of the LISS to treat periprosthetic femoral fractures with implanted knee prosthesis]. *Der Unfallchirurg* 10:811–814

Injury (2001) *Int. J. Care Injured* 32:S-C

Kobbe P, Hockertz TJ, Reilmann H (2006) Periprothetische Frakturen [Periprosthetic Fractures]. *OP Journal* 22:22–26

Schandelmaier P et al. (1999) LISS-Osteosynthese von distalen Femurfrakturen [LISS osteosynthesis of distal femoral fractures]. *Trauma Berufskrankheiten* 1:392–397

Schandelmaier P et al. (1999) Stabilisation of distal femur fractures using the LISS. *Techniques in Orthopaedics* 14 (3):230–246

Schandelmaier P et al. (2000) Distale Femurfrakturen [Distal femoral fractures]. *Unfallchirurg* 70:428–436

Schandelmaier P et al. (2001) Internal Fixation of Distal Femur Fractures with the Less Invasive Stabilizing System (LISS). *Orthopedics and Traumatology* 9:166–184

Schütz M et al. (2003) Revolution in plate osteosynthesis: new internal fixator systems. *Journal of Orthopedic Science* 8:252–258





Synthes GmbH  
Eimattstrasse 3  
CH-4436 Oberdorf  
www.synthes.com

Tutte le tecniche chirurgiche sono disponibili come file PDF  
alla pagina [www.synthes.com/lit](http://www.synthes.com/lit)



CE  
0123

056.000.235 AF 30100118 © 11/2010 Synthes, Inc. o sue affiliate Soggetto a modifiche Synthes, Compact, LCP, Stardrive e Vario Case sono marchi commerciali di Synthes, Inc. o delle sue affiliate