



INDUSTRIE

Manuale di installazione ed uso

**TELECOMANDO WIRELESS
SHOTMAX**

per MAX70 HF/DC
con CENTRALINA SERIE R5

**SISTEMA DI RADIODIAGNOSTICA
DENTALE
AD ALTA FREQUENZA**



INDICE

| | |
|---|----|
| Definizioni..... | 3 |
| Premessa | 3 |
| SEZIONE I | 4 |
| SIMBOLOGIA | 4 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA..... | 4 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL MODULO RADIO..... | 5 |
| Caratteristiche tecniche:..... | 5 |
| Certificazioni: | 5 |
| Dichiarazione di conformità: | 6 |
| LEGENDA GRAFICA TRASMETTITORE/RICEVITORE PER MAX70 HF/DC | 7 |
| SEZIONE II | 8 |
| ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL MODULO RICEVITORE | 8 |
| ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE | 9 |
| SEZIONE III | 10 |
| ISTRUZIONI PER L'USO | 10 |
| SOSTITUZIONE BATTERIE | 10 |
| PROBLEMI E SOLUZIONI | 12 |



**TELECOMANDO WIRELESS
"SHOTMAX"
per MAX70 HF/DC**

Definizioni

TELECOMANDO: sistema costituito da un TRASMETTITORE ed un RICEVITORE, atto ad effettuare un'emissione; i due dispositivi comunicano tra loro senza fili;

TRASMETTITORE: parte del telecomando tramite la quale è possibile fornire al radiografico il consenso all'emissione;

RICEVITORE: parte del telecomando atta a ricevere dal trasmettitore il consenso all'emissione ed attivare conseguentemente il radiografico.

Premessa

CSN Industrie desidera ringraziarla per aver scelto un sistema radiografico MAX70 HF/DC; si tratta di un prodotto altamente tecnologico capace di generare radiografie di altissima qualità sia con i normali film, sia con l'utilizzo di sistemi di radiovideografia tipo RX2, RX2 MegaPx o RX2HP, prodotti anch'essi da CSN industrie, sia con lastre ai fosfori.

Le seguenti istruzioni si riferiscono all'installazione, alla registrazione ed all'uso del trasmettitore e del ricevitore.

Non è possibile collegare, modificare o alterare il sistema MAX70 HF/DC con prodotti o parti di altri fabbricanti non espressamente certificati per questo modello, pena il decadimento della garanzia e della certificazione CE.

IMPORTANTE: le procedure descritte nei paragrafi successivi devono essere seguite attentamente. L'azienda non si assume responsabilità in caso di danni causati da cattiva installazione del prodotto.

Per ogni ulteriore chiarimento, consultare il Servizio Tecnico:

CSN Industrie - Via Aquileja, 43/B - 20092 Cinisello Balsamo MI
Tel. 02.6186111 - Fax 02.618611250 - e-mail: csn@csn-industrie.it

SEZIONE I

SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| SN | <p>NUMERO DI MATRICOLA DELL'APPARECCHIATURA Da utilizzarsi per ogni comunicazione con il fabbricante/il servizio tecnico.</p> |
|  | <p>BANDA NON ARMONIZZATA Il simbolo indica che il dispositivo lavora su una banda di frequenze non armonizzata</p> |
|  | <p>SIMBOLO DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMUNITARIA Il simbolo è seguito da un numero che identifica l'organismo notificato che attesta e sorveglia tale conformità</p> |
|  | <p>SIMBOLO DI CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC (WEEE) Il simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'apposito centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Disfarsene seguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il distributore presso il quale il prodotto è stato acquistato.</p> |
|  | <p>REQUISITI DELL'ETICHETTA IDENTIFICATIVA L'Unione Europea prevede che i dispositivi equipaggiati col modulo radio impiegato riportino all'esterno questa sequenza di simboli</p> |

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

| | |
|---|--|
| ALIMENTAZIONE | Ricevitore: 5VDC, 50mA prelevati dalla scheda CPU presente nel radiografico MAX70; trasmettitore: 2 pile da 1,5V |
| PESO DEL TRASMETTITORE | 50÷100 grammi |
| BANDA DI FREQUENZA | ISM 2.400÷2.4835 GHz |
| MODULAZIONE | GFSK |
| CODIFICA DATI | DSSS 64bit/bit |
| GRADO DI PROTEZIONE CONTRO L'INGRESSO DI ACQUA | L'apparecchio non è impermeabile |



INDUSTRIE

CARATTERISTICHE TECNICHE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL MODULO RADIO

ATTENZIONE:

Questo prodotto contiene un trasmettitore radio con tecnologia USB Wireless che è stato provato e giudicato conforme ai regolamenti applicabili ai trasmettitori radio nella banda compresa tra 2.400 GHz e 2.4835 GHz.

Il modulo radio è stato esplicitamente approvato nei seguenti Paesi:

| | | | |
|-------------|-----------|----------|---------------|
| USA | Canada | Belgio | Danimarca |
| Francia | Finlandia | Germania | Italia |
| Paesi Bassi | Spagna | Svezia | Gran Bretagna |

Il produttore del modulo radio garantisce caratteristiche e conformità del modulo stesso. Qui di seguito si riporta la documentazione fornita.

Caratteristiche tecniche:

| ITEM | DESCRIPTION | SPECIFICATION |
|------|---------------------|--|
| 1 | PCB Material | FR-4 |
| 2 | PCB Layers | 2 |
| 3 | Connector type | Straight thru-hole or header, mirrored through hole or header, bare. |
| 4 | PCB Number | 1 |
| 5 | Flammability Rating | UL94 V-0 |
| 6 | UGWR2US Dimensions | 1.29" x 1.30" x 0.54" (32.76 mm x 33.02mm x 13.72mm) |

Certificazioni:

| Agency | Test Performed | Type | Limit | Result | Margin |
|------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|------------------|
| EU | Radiated Spurious Emissions | 30-12,750MHz Transmit Mode | EN 300 328 | PASS | -4.6dB @ 4804MHz |
| | | 30-12,750MHz Transmit Mode | EN 300 328 | PASS | -4.9 @ 177.01MHz |
| FCC 15.247 | Radiated Emissions | 30 25,000 Spurious Emission | FCC Part 15.209/15.247 (c)© | PASS | Result on file |
| | | 6dB Bandwidth | 15.247 (a) | PASS | 960kHz |
| | | 99% Bandwidth | IC RSS-210 | PASS | 1.175MHz |
| | | Output Power | 15.247 (b) | PASS | 7.2dBm |
| | | Power Spectral Density (PSD) | 15.247 (d) | PASS | 3.06dBm |
| | | Bandedge | FCC Part 15.209/15.247 (c)© | PASS | Results on file |
| | | Out of band | 15.247 (c) | PASS | Results on file |



| | | | | | |
|----|-----------------------------|---|-------------------|------|-----------------|
| EU | Radio Performance Test | Output Power, Power spectral density at normal conditions | EN 300 328-1 | PASS | Results on file |
| | | Frequency Range at normal conditions | EN 300 328-1 | PASS | Results on file |
| | | Output Range over extreme conditions | EN 300 328-1 | TBT | |
| | | Frequency range over extreme conditions | EN 300 328-1 | TBT | |
| | | Conduced spurious emissions, 30MHz - 12.750MHz, transmit mode | EN 300 328-1 | PASS | Results on file |
| | | Conduced spurious emissions, 30MHz - 12.750MHz, receive/stand-by mode | EN 300 328-1 | PASS | Results on file |
| | Radiated Spurious Emissions | 30-12,750MHz Spurious Emissions Transmit Mode | EN 300 328 V1.2.1 | PASS | Results on file |
| | | 30-12,750MHz Spurious Emissions Receive Mode | EN 300 328 V1.2.1 | PASS | Results on file |

Dichiarazione di conformità:

EUROPEAN UNION "DECLARATION OF CONFORMITY"

| |
|---|
| <p>DECLARATION OF CONFORMITY</p> <p>Unigen Corporation 45388 Warm Springs Blvd. Fremont, CA 94538 USA</p> <p>declare under our sole responsibility that the product(s)</p> <p>WirelessUSB™ - UGWR2US</p> <p>to which this declaration relate(s) is in conformance with the following standards:</p> <p>EN 300-328 v1.3.1 EN 301 489-17 EN 55022 limits B</p> <p>following the provisions of the 73/23/EEC and 89/336/EEC Directives.</p> |
|---|

Unigen Corporation, Fremont CA - Mark Morrissey, Director of Business Development

LEGENDA GRAFICA TRASMETTITORE/RICEVITORE PER MAX70 HF/DC

RICEVITORE




fig. 1

TRASMETTITORE



fig. 2

| | |
|---|----------------------------|
| A | Cavetto a tre poli |
| B | LED del modulo ricevitore |
| C | Connettore ausiliario |
| D | Pulsante di programmazione |
| E | Vite isolata o in plastica |
| F | Modulo radio |
| G | Morsettiere J1 |
| H | LED del trasmettitore |
| I | Pulsante di emissione |

SCHEMA DI COLLEGAMENTO




fig. 3

SEZIONE II

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL MODULO RICEVITORE

Su alcune serie dei radiografici MAX70 il modulo ricevitore (fig. 1) viene installato prima della vendita. In questo caso lo troverete nella posizione indicata nella foto al paragrafo precedente. Se avete ricevuto il modulo ricevitore separatamente è necessario installarlo prima di poterlo utilizzare.

| |
|---|
| 1. Spegner il MAX70 |
| 2. Rimuovere il carter dell'interfaccia utente |
| 3. Identificare la morsettiera a 4 poli J1 presente sulla scheda CPU (G in fig. 1) |
| 4. Collegare i tre fili come indicato in fig. 3 |
| 5. Fissare il modulo ricevitore nella posizione indicata, con una vite in nylon oppure isolata con una rondella non metallica (E in fig. 1) |
| 6. Richiudere il carter |



ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

Scopo della presente procedura è quello di far riconoscere tra loro i moduli trasmettitore (fig. 2) e ricevitore (fig. 1).

Per garantire la sicurezza di pazienti ed operatori, il modulo ricevitore riconoscerà un solo trasmettitore su 65.536 combinazioni possibili, e questo impedirà che il vostro MAX70 possa essere attivato da altri trasmettitori o che possiate col vostro telecomando attivare altri radiografici.

È prima però necessario far riconoscere tra loro i due moduli.

Se avete ricevuto il modulo ricevitore ed il trasmettitore in un'unica confezione i due moduli sono già registrati e non è necessario effettuare la presente procedura.

Se avete ricevuto separatamente il modulo ricevitore ed il trasmettitore, è necessario effettuare le operazioni qui descritte; in caso contrario ricevitore e trasmettitore non saranno in grado di riconoscersi ed il sistema non potrà funzionare.

ATTENZIONE!:

La procedura viene effettuata con MAX70 acceso e senza carter; le operazioni vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato! CSN Industrie non si assume nessuna responsabilità per danni in caso di effettuazione delle seguenti operazioni da parte di personale non qualificato o senza le dovute protezioni e cautele.

Se il modulo ricevitore non è installato, provvedete all'installazione seguendo le istruzioni descritte nel capitolo "istruzioni per l'installazione del modulo ricevitore".

| |
|--|
| 1. Col modulo ricevitore installato, accendere il MAX70; |
| 2. Verificare che il trasmettitore sia spento (led verde H spento); in caso contrario attendere il suo spegnimento, che deve avvenire dopo circa 30" (fig. 2); |
| 3. Premere e tenere premuto il pulsante (I) del telecomando; dopo circa 10" il led verde (H) presente sul trasmettitore si accenderà, a questo punto rilasciare il pulsante ed il led inizierà a lampeggiare (fig. 2); |
| 4. Premere brevemente il pulsante (C) presente sul modulo ricevitore; si accenderà il led (B) presente sul modulo stesso; il ricevitore è ora pronto ad effettuare la registrazione (fig. 1); |
| 5. Premere brevemente il pulsante (I) del telecomando; inizia la registrazione (fig. 2); |
| 6. Dopo alcuni istanti si spegnerà il led (B) presente sul modulo ricevitore: il ricevitore ha effettuato la registrazione (fig. 1); |
| 7. Il led (H) del trasmettitore effettuerà ancora alcuni lampeggi poi rimarrà acceso per 30"; il trasmettitore ha effettuato la registrazione (fig. 2); |
| 8. Spegner e riaccendere il MAX70; i due moduli ricaricano i parametri ed effettuano il primo riconoscimento; |
| 9. Richiudere il carter del MAX70; |
| 10. A questo punto è possibile iniziare a lavorare. |



SEZIONE III

ISTRUZIONI PER L'USO

Il telecomando replica la funzione del pulsante di emissione remoto.

Per accendere il telecomando effettuare una breve pressione sul pulsante **(I)** di emissione del trasmettitore; dopo circa un secondo si accenderà il led verde **(H)** (fig. 2), segnalando che il trasmettitore è pronto a trasmettere.

per effettuare un'emissione:

- | |
|--|
| 1. accendere il trasmettitore; per accendere il trasmettitore effettuare una breve pressione sul pulsante (I) di emissione del trasmettitore; dopo circa un secondo si accenderà il led verde (H) (fig. 2), segnalando che il trasmettitore è pronto a trasmettere. |
| 2. premendo nuovamente il pulsante sul trasmettitore si effettuerà l'emissione. |

ATTENZIONE:

- Per garantire la sicurezza del sistema, l'emissione inizierà con un breve ritardo rispetto alla pressione del pulsante;
- Il pulsante va tenuto premuto fino alla fine dell'emissione; in caso contrario l'emissione verrà immediatamente sospesa e la centralina segnalerà la condizione di errore: funzione "uomo morto";
- Per garantire la sicurezza e per aumentare la durata delle batterie il telecomando si spegne automaticamente dopo 30" o alla fine di ogni emissione; per effettuare una seconda emissione occorre effettuare nuovamente una breve pressione del pulsante del trasmettitore per riaccenderlo;
- La luce verde **(H)** presente sul trasmettitore (fig. 2) rimane accesa a telecomando acceso e durante tutta la durata della pressione sul pulsante di emissione.

SOSTITUZIONE BATTERIE

Con un impiego normale del telecomando ed utilizzando batterie di buona qualità, la durata normale delle suddette è stimabile in circa un anno.

Un uso molto frequente o condizioni ambientali gravose (in particolare modo temperature elevate) possono diminuire la durata delle batterie.

I sistemi di sicurezza integrati nel sistema MAX70 impediscono che il sistema diventi pericoloso a causa di batterie parzialmente scariche.

Raccomandiamo in ogni caso l'impiego di batterie di buona qualità.

Quando il trasmettitore non si accende o si spegne dopo pochi istanti **le batterie sono esaurite e vanno sostituite.**

È comunque possibile effettuare emissioni utilizzando il palmare del MAX70.

Le batterie impiegate per il trasmettitore sono due ministilo (AAA) da 1,5V.

Il tipo di **batteria idoneo** è identificato da almeno una delle seguenti sigle:

- AAA
- 24A (NEDA/ANSI)
- LR03 (IEC)



per sostituire le batterie procedere come segue:

| |
|--|
| 1) mediante un cacciavite a croce rimuovere la vite presente nella parte inferiore del trasmettitore; |
| 2) aprire il trasmettitore sollevando la parte più stretta (movimento a compasso); prestare attenzione a non danneggiare il cavo piatto che collega la parte inferiore a quella superiore del trasmettitore; |
| 3) rimuovere le batterie dal trasmettitore; |
| 4) inserire le batterie nuove, rispettando la polarità; il simbolo "+" stampigliato sul fondo del trasmettitore identifica il contatto verso il quale va rivolto il segno "+" della batteria; le due batterie non sono rivolte nello stesso senso; |
| 5) richiudere il trasmettitore; prestare attenzione a non danneggiare il cavo piatto che collega la parte inferiore a quella superiore del trasmettitore; |
| 6) riposizionare e serrare la vite nella parte inferiore del trasmettitore; |

È ora possibile riprendere ad usare il telecomando.

ATTENZIONE!

Se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi o se le batterie sono scariche, le stesse vanno comunque rimosse dalla loro sede. L'eventuale perdita di acidi può danneggiare definitivamente il trasmettitore e può costituire un pericolo per l'operatore! In caso di contatto o ingestione di sostanze uscite dal trasmettitore contattate immediatamente un medico od un Centro Antiveneni.

ATTENZIONE!:

Consultate la normativa vigente nel vostro paese a proposito dello smaltimento delle batterie esauste.

ATTENZIONE!:

L'uso di batterie ricaricabili non garantisce il funzionamento del trasmettitore.

ATTENZIONE!:

CSN Industrie si impegna ad equipaggiare il trasmettitore con batterie di buona qualità, ma la loro durata è fortemente dipendente dalle condizioni di impiego. Le batterie sono quindi **escluse** dalla garanzia.



PROBLEMI E SOLUZIONI

| Problema | Causa | Soluzione |
|--|--|--|
| Il trasmettitore non si accende | Batterie assenti o scariche o male posizionate | Controllare e/o sostituire le batterie |
| Il trasmettitore si accende ma non avviene l'emissione | Il modulo ricevitore non è correttamente installato | Controllare l'installazione |
| | Cavetto a tre poli scollegato | Controllare il cavetto collegato alla morsettiera "emissione remoto" (vedi sezione "istruzioni per l'installazione") |
| Premendo il pulsante I il led H inizia a lampeggiare; dopo 10 lampeggi si spegne | I due moduli non sono registrati | Eeguire la procedura di registrazione |
| | Il radiografico è spento | Accendere il radiografico |
| | Le batterie sono scariche | Sostituire le batterie |
| Premendo il pulsante I il led H inizia a lampeggiare; dopo 10 lampeggi rimane acceso | Le batterie sono scariche; l'emissione potrebbe non essere portata a termine | Sostituire le batterie |

In caso di mancato funzionamento provare ad effettuare l'emissione agendo sul palmare del MAX70; in questo modo escluderete la presenza di malfunzionamenti dovuti a difetti estranei al telecomando.

Se si rende necessario chiedere l'assistenza tecnica di CSN Industrie, annotate i numeri di matricola delle parti che compongono il radiografico; risparmierete molto tempo perché i nostri tecnici conosceranno immediatamente la configurazione del vostro MAX70.