



# Microlet<sup>®</sup>2

DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

**AHORA**  
**¡Suaves lancetas recubiertas de silicona!**

**PARA**

Análisis en la yema de los dedos, la palma de la mano y el antebrazo

## ANÁLISIS EN LA YEMA DE LOS DEDOS O EN LUGARES ALTERNATIVOS

El dispositivo de punción MICROLET<sup>®</sup>2 de Bayer es un dispositivo fácil de usar que presenta un nuevo mecanismo de liberación de la lanceta. Su diseño ergonómico permite sujetar el dispositivo con seguridad durante la toma de muestras de sangre capilar. Para obtener óptimos resultados, utilice las lancetas MICROLET<sup>®</sup> de Bayer con el dispositivo de punción MICROLET<sup>®</sup>2.

Utilice la cápsula de punción GRIS graduable para el análisis en la yema de los dedos. Utilice la cápsula de punción TRANSPARENTE para análisis en lugares alternativos en la palma de la mano o en el antebrazo. Para el análisis en lugares alternativos en cualquier otro sitio utilice el dispositivo de punción MICROLET VACULANCE. Consulte la guía del usuario del sistema de medición antes de realizar un análisis en lugares alternativos pues en ella hallará información importante acerca de los mejores lugares donde realizar el análisis con su sistema. El análisis en lugares alternativos se recomienda únicamente cuando han transcurrido más de dos horas desde que se ha tomado una comida o un medicamento para la diabetes o se ha hecho ejercicio.

**IMPORTANTE:** se debe realizar el análisis en la yema de los dedos:


- Si cree que tiene bajos los niveles de glucosa en la sangre (hipoglucemia).
- Cuando los niveles de glucosa en la sangre varíen con rapidez (después de una comida, una dosis de insulina o de haber realizado ejercicio).
- Si tiene hipoglucemia asintomática (ausencia de síntomas).
- Si obtiene unos resultados de glucosa en la sangre en lugares alternativos que no se correspondan con el modo en que se siente.
- Durante períodos de enfermedad o de estrés.
- Si va a conducir un vehículo o a trabajar con maquinaria.

**Para garantizar un uso adecuado del análisis en lugares alternativos, consulte con su profesional sanitario.**








**RIESGO BIOLÓGICO POTENCIAL**

- No utilice el mismo dispositivo de punción MICROLET2 en más de una persona.
- Utilice una lanceta MICROLET nueva en cada análisis. Tras utilizarse, la lanceta pierde su esterilidad y es un potencial agente infeccioso. Todos los productos o objetos que entren en contacto con sangre humana deberán manipularse, incluso después de su limpieza, como potenciales transmisores de enfermedades víricas.





## PREPARACIÓN DE SU DISPOSITIVO DE PUNCIÓN MICROLET2

1. **Prepare el lugar del análisis.** Lávese las manos y el lugar de punción con agua tibia y jabón. Enjuague y seque bien.
2. **Retire la cápsula de punción.** Sujete el dispositivo de punción MICROLET2 con una mano y coloque el pulgar en la ranura de sujeción como se muestra en la figura 2. Sujete el cilindro de graduación de la cápsula de punción con la otra mano y tire cuidadosamente de la cápsula de punción de arriba hacia abajo.
3. **Sujete una lanceta MICROLET y gire** ¼ la cubierta protectora, sin retirarla. Utilice siempre lancetas MICROLET para obtener un funcionamiento óptimo.
4. **Empuje firmemente la lanceta directamente hasta el portador de lancetas.** Cuando oiga o sienta el "clic" siga empujando hasta que la lanceta se detenga completamente. **Desenrosque la cubierta protectora** y guárdela para desechar la lanceta usada.



**NOTA:** si tiene que recargar el dispositivo de punción, agarre, tire o empuje hasta que oiga el "clic" tal y como se indica y suéltelo.




## RECOGIDA DE LA MUESTRA DE SANGRE


### ANÁLISIS EN LA YEMA DE LOS DEDOS

¡Utilice la cápsula de punción GRIS graduable!


1. **Encaje la cápsula de punción GRIS graduable** en el dispositivo de punción MICROLET2. **No utilice la cápsula de punción TRANSPARENTE en la yema de los dedos.**




2. **Seleccione una de las cinco profundidades de punción** haciendo girar el cilindro de graduación de la cápsula de punción para obtener una gota más pequeña con una punción menos profunda o una gota más grande con una punción más profunda. El ajuste de la presión ejercida en el lugar de punción también afectará a la profundidad de la misma.



3. **Coloque el dispositivo de punción MICROLET2 firmemente sobre el lugar de punción** y pulse el botón azul de expulsión. Una punción en el lateral de la yema del dedo puede resultar menos incómoda.



4. **Para ayudar a que se forme la gota de sangre,** espere unos segundos y haga un suave masaje en la mano y en el dedo en dirección al lugar de punción. No apriete alrededor del lugar de punción.




5. **Realice el análisis inmediatamente** después de que se haya formado la gota de sangre.




6. **Limpie el lugar de punción** con un pañuelo de celulosa limpio y seco y ejerza presión sobre el lugar de la punción hasta que deje de sangrar.

### ANÁLISIS EN LUGARES ALTERNATIVOS

1. **Encaje la cápsula de punción TRANSPARENTE PARA LUGARES ALTERNATIVOS** en el dispositivo de punción MICROLET2.



¡Utilice la cápsula de punción TRANSPARENTE PARA LUGARES ALTERNATIVOS!



Si selecciona la palma de la mano —

2. **Seleccione un lugar de punción** en una zona carnosa de la palma de la mano. Evite venas, vello, lunares y tendones.

3. **Presione firmemente la cápsula de punción TRANSPARENTE** sobre el lugar de punción y presione el botón azul de expulsión. **Mantenga una presión constante** hasta que la gota de sangre situada debajo de la cápsula de punción alcance el tamaño adecuado para su medidor. Consulte la guía del usuario del medidor.

4. **Levante el dispositivo de punción en línea recta** y aléjelo de la piel sin manchar la gota de sangre.

5. **Aplique la sangre** sobre la tira reactiva de glucosa en un plazo de 20 segundos tras la punción. **No analice la muestra de sangre en caso de:** • Sangre manchada • Sangre diluida • Sangre coagulada • Fluido transparente mezclado con sangre




6. **Limpie el lugar de punción** con un pañuelo de celulosa limpio y seco y mantenga la presión sobre el lugar de la punción hasta que deje de sangrar.

Si selecciona el antebrazo —

2. **Seleccione un lugar de punción** en una zona carnosa del antebrazo. Frote vigorosamente hasta sentir calor. Evite venas, vello, lunares, huesos y tendones.

3. **Presione la cápsula de punción TRANSPARENTE** sobre el lugar de punción y presione a continuación el botón azul de expulsión.


**Mantenga el dispositivo de punción en contacto constante** con la piel y aplique y libere presión bombeando lentamente de arriba hacia abajo entre 2 y 3 veces, **sin levantar el dispositivo de la piel.** Mantenga una presión constante hasta que la gota de sangre situada debajo de la cápsula de punción alcance el tamaño adecuado para su medidor. Consulte la guía del usuario del medidor.




## SACAR Y DESECHAR LA LANCETA

Elimine siempre la lanceta usada de forma adecuada para evitar que otros sufran daños o se contaminen. Utilice una lanceta MICROLET nueva para cada análisis. **De un solo uso** (☒).

1. **Retire cuidadosamente la cápsula de punción,** sujetando el cilindro de graduación y tirando de la cápsula de punción.



2. **Coloque la cubierta protectora,** que guardó cuando cargó la lanceta en una superficie plana con el logotipo de Bayer hacia abajo. Con la lanceta usada todavía en el MICROLET2, **clave la lanceta en el centro** de la cubierta.




3. **Apunte el dispositivo** en la dirección de un recipiente para objetivos punzantes (una botella de plástico vacía con tapón bastará). Identifique el recipiente adecuadamente y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Mientras esté pulsando el botón azul de expulsión (a), **tire firmemente** del extremo azul para la recarga hasta (b) y la lanceta caerá dentro del recipiente.

4. **Vuelva a colocar la cápsula de punción.**

## LIMPIEZA DE SU DISPOSITIVO DE PUNCIÓN MICROLET2 Y DE LA CÁPSULA DE PUNCIÓN

Limpie su dispositivo de punción MICROLET2 después de cada uso con una solución de agua y un detergente suave en una proporción de nueve partes de agua por una de lejía. Humedezca un pañuelo de celulosa suavemente con la solución. **Importante: evite humedecerlo excesivamente.** Retire la cápsula de punción. Limpie el exterior del dispositivo así como el interior y el exterior de la cápsula de punción. **Seque** con un pañuelo de celulosa seco antes de usarlo de nuevo. **Vuelva a colocar** la cápsula de punción.



## CONTACTE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE SI NECESITA AYUDA

Si necesita ayuda o tiene alguna duda acerca de los análisis de glucosa en la sangre, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Diabetes en el 900-100-117.

LANCING DEVICE = Dispositivo de punción LANCETS = Lancetas STERILE R = Estéril ☒ = De un solo uso

Dispositivo de punción fabricado en EE.UU.  
Patente de los Estados Unidos n.º. 6.451.040 y equivalentes extranjeros. Otras patentes pendientes.  
Bayer, la Cruz Bayer, MICROLET, CONTOUR, BREEZE y MICROLET VACULANCE son marcas comerciales de Bayer.

Bayer HealthCare  
Química Farmacéutica Bayer, S.L., Diabetes Care  
Av. Baix Llobregat, 3-5  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona / España  
Tel.: 900 100 117  
web: diabetes.bayer.es

Bayer Consumer Care AG  
Postfach  
4002 Basel, Switzerland



Bayer