



Contour next link

Sistema inalámbrico para análisis de glucosa en sangre



AUTOCODIFICACIÓN™



Utiliza exclusivamente tiras reactivas de glucosa en sangre CONTOUR®NEXT de Bayer



GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA



VISTA SUPERIOR

Botón superior



VISTA FRONTAL

Luz del puerto para la tira reactiva

Pantalla de visualización

Menú

Conector USB

Puerto para la tira reactiva

Botones de selección/ desplazamiento

Tapa de protección de USB

Nota: Compruebe las unidades de medida del medidor. Consulte la guía del usuario del medidor para obtener instrucciones completas.

Configuración inicial del medidor y conexión al dispositivo compatible de Medtronic

Recarga del medidor

- Saque la tapa del medidor marcada con  para descubrir el conector USB.**
El medidor CONTOUR®NEXT LINK de Bayer tiene una batería permanente recargable.


Cargue el medidor con el cargador de pared* o conectando el conector USB al ordenador. Asegúrese de que el ordenador está encendido.

El medidor mostrará brevemente “No realizar el análisis–Recargando” y la luz del puerto para la tira reactiva parpadeará. **No puede realizar un análisis de glucosa en sangre mientras se carga la batería.**

Cuando la batería se haya cargado, la luz del puerto para la tira reactiva se apagará. Desconecte el medidor CONTOUR NEXT LINK para realizar un análisis.



Desconecte el medidor de la fuente de carga antes de iniciar la configuración


- Para iniciar la configuración, mantenga pulsado el botón superior Menú durante varios segundos hasta que el medidor se encienda.
- Desplácese hacia abajo para seleccionar el idioma y pulse **OK**.

Pulse **OK** si se muestra el idioma correcto.
Pulse **NO** si no se muestra el idioma correcto.

- Pulse **OK** para iniciar el proceso de conexión.
NOTA: La bomba se refiere al dispositivo compatible de Medtronic.

- DETÉNGASE. NO pulse NINGÚN botón.**
Esta pantalla muestra el numero de identificación (ID) del medidor (en la esquina inferior izquierda). Este ID se necesita para completar el proceso de conexión. Deje el medidor. Coja el dispositivo compatible de Medtronic y continúe con el paso 6.

Conexión del medidor a la bomba de insulina MiniMed™ Paradigm®

- Pulse **ACT** para ir al **MENÚ PRINCIPAL**. Desplácese a **Utilidades** pulsando la flecha hacia abajo. Pulse **ACT**.

- Desplácese hasta **Conectar dispositivos** y pulse **ACT**. Luego, desplácese hasta **Medidores** y pulse **ACT**.
Nota: Si el **MENÚ UTILIDADES** no contiene **Conectar dispositivos**, desplácese hasta **Opción de medidor** y pulse **ACT**.



- Seleccione **On** y pulse **ACT**. Si está **reemplazando** un medidor, vaya al **paso 9**. Si está **agregando** un medidor nuevo, vaya al **paso 11**.

- Para reemplazar un medidor, seleccione **Borrar ID** y pulse **ACT**.

- Si tiene múltiples ID del medidor, repita el paso 9 para cada uno.

 = Ayuda

*El cargador está disponible por separado en el Servicio de atención al cliente de Bayer, si no está incluido en el kit del medidor. Consulte la información de contacto del Servicio de atención al cliente de Bayer en la página contigua.

- Para agregar un medidor nuevo, seleccione **Añadir ID** y pulse **ACT**. Consulte el paso 5 (o mire en la parte trasera del medidor) para encontrar el ID del medidor. Utilice los botones de las flechas hacia arriba y hacia abajo para introducir el ID (SN) de seis caracteres del medidor que aparece en la pantalla del medidor. Pulse **ACT** después de introducir cada carácter.


- Seleccione **Revisar ID** en el dispositivo compatible de Medtronic para confirmar que el ID del medidor CONTOUR®NEXT LINK se ha introducido correctamente. Si es incorrecto, vuelva al paso 9.
NOTA: Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía del usuario del dispositivo compatible de Medtronic.

- Vuelva al medidor CONTOUR NEXT LINK. Después de introducir el ID del medidor en el dispositivo compatible de Medtronic, pulse **Siguiente**.


Elección de las Opciones de Envío del medidor

- Las **OPCIONES ENVÍO** controlan la forma en la que el medidor enviará las lecturas de glucosa en sangre a su dispositivo compatible de Medtronic. Elija la **OPCIÓN ENVÍO** más adecuada para usted.
Siempre = El medidor enviará siempre los resultados.
Confirmar = El medidor le preguntará siempre antes de enviar los resultados.
Nunca = El medidor nunca enviará los resultados.

Configuración de la fecha/hora del medidor para coordinar el dispositivo de Medtronic

- La fecha y la hora del **medidor** debe coincidir con la fecha y la hora del **dispositivo Medtronic**. Coja el **dispositivo de Medtronic**. Pulse **ACT** para ir al **MENÚ PRINCIPAL**. Desplácese hasta **Utilidades** y pulse **ACT**. Desplácese hasta **Hora/Fecha** y pulse **ACT**. Seleccione un formato horario y pulse **ACT**. Anote la fecha y la hora. Vuelva al **medidor**. Siga las instrucciones del **medidor** para cambiar la hora y la fecha para que coincidan con el **dispositivo de Medtronic**.


Configuraciones adicionales del medidor

- Pulse **Aceptar** para seleccionar **AutoLog Desactivado**.
AutoLog le permite marcar un resultado de análisis como En ayunas, Antes Comer, Después Comer o Sin Marcar. Consulte la guía del usuario para saber más.

- Puede **Aceptar** o **Cambiar** las Alertas alta y baja.
El medidor le alerta con un sonido cuando el nivel de glucosa en sangre está por encima o por debajo de los niveles configurados.

- Puede **Aceptar** o **Cambiar** el intervalo Objetivo.
El intervalo Objetivo es su objetivo para los resultados de análisis de glucosa en sangre.


 Configuración finalizada. Introduzca la tira para empezar un análisis.

NOTA: Las Alertas solo se pueden configurar fuera del intervalo Objetivo seleccionado. Los Objetivos solo se pueden configurar dentro del nivel de Alerta seleccionado. Para obtener información adicional, contacte con el Servicio de atención al cliente. La información de contacto del Servicio de atención al cliente de Bayer se encuentran en la página siguiente.

¡LA CONFIGURACIÓN HA FINALIZADO!

Consulte las instrucciones para el análisis al dorso de la página. ➡



Tira reactiva CONTOUR®NEXT de Bayer



Lanceta MICROLET® de Bayer



Dispositivo de punción MICROLET®2 de Bayer

Medidor de glucosa en sangre CONTOUR®NEXT LINK de Bayer

⚠ PRECAUCIÓN:

- El dispositivo de punción MICROLET®2 está diseñado para el autodiagnóstico por un solo paciente. No se debe utilizar en más de una persona debido al riesgo de infección.^{1,2}
 - ⊗ Utilice una nueva lanceta MICROLET® cada vez que realice un análisis, ya que después de su uso deja de ser estéril.
 - Todas las partes de este kit se consideran biológicamente peligrosas y potencialmente pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de haber llevado a cabo las tareas de limpieza.
 - Lávese siempre las manos cuidadosamente con agua y jabón antes y después de realizar un análisis o manipular el medidor, el dispositivo de punción o las tiras reactivas.
- Para obtener instrucciones completas sobre la limpieza del medidor, consulte la guía del usuario del medidor.

Análisis de sangre

Obtención de la gota de sangre

- 1 En cualquier pantalla, introduzca la tira reactiva y espere el mensaje **APLIQUE SANGRE**.
- 2 Quite la cápsula del dispositivo de punción. Introduzca una lanceta en el dispositivo de punción y desenrosque la cubierta protectora.
- 3 Vuelva a colocar la cápsula del dispositivo de punción y ajuste la profundidad de punción deseada.
- 4 Obtenga una gota de sangre.

Análisis de la gota de sangre

- 5 Ponga en contacto la punta de la tira reactiva con la gota de sangre. Si la primera gota de sangre no es suficiente, el medidor pitará dos veces y aparecerá el mensaje **MUESTRA INSUFICIENTE**. Dispone de unos 30 segundos para aplicar más sangre en la misma tira reactiva.
- 6 Si AUTOLOG está activado, puede elegir registrar los resultados como: un resultado de análisis **En ayunas**, **Antes Comer**, **Después Comer** o **Sin Marcar**.

NOTA: Si los resultados están por encima de la configuración de la Alerta alta o por debajo de la configuración de la Alerta baja, verá los resultados sin tener que hacer una selección de AutoLog.

Referencias

- 1 FDA Public Health Notification: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens: Initial Communication (2010).
<http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- 2 CDC Clinical Reminder: Use of Fingerstick Devices on More than One Person Poses Risk for Transmitting Bloodborne Pathogens (2010).
<http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Envío de resultados al dispositivo compatible de Medtronic

- 7 Si se seleccionó **Siempre** en **Opciones Envío** durante la **Configuración**, los resultados se enviarán directamente a la bomba. Si se seleccionó **Confirmar** en **Opciones Envío** durante la **Configuración**, puede elegir enviar el resultado a la bomba después de cada análisis de glucosa en sangre. Pulse **Enviar** o **No Enviar**.



Pulse **OK** para pasar a la pantalla siguiente.



PRECAUCIÓN: Compruebe siempre la pantalla de la bomba para asegurarse de que el resultado de glucosa coincide con el resultado de glucosa que se muestra en el medidor.

Recordar y Notas

- 8 Seleccione **Recordar** para configurar un recordatorio para el próximo análisis. Seleccione **Notas** para añadir más información al resultado. Extraiga la tira reactiva.



Apagar el medidor

- 9 Extraiga la tira reactiva y el medidor se apagará en 3 minutos. O mantenga pulsado el botón **Menú** para apagar el medidor.



Consulte la guía del usuario de CONTOUR®NEXT LINK, el folleto de MICROLET®2 y la guía del usuario del dispositivo compatible de Medtronic para ver las instrucciones completas.

El Servicio de atención al cliente de Bayer está disponibles de lunes a jueves de 8,30 a 17h y viernes de 8,30 a 14h, en el:

900 100 117
www.diabetes.bayer.es

IVD Producto sanitario para diagnóstico *in vitro*



Bayer HealthCare



Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland



Medtronic

Bayer, la cruz de Bayer, CONTOUR y MICROLET son marcas registradas de Bayer. El logotipo de Autocodificación es una marca de Bayer. El resto de marcas son propiedad de sus respectivos titulares.

Bayer

© 2013 Bayer. Todos los derechos reservados.