

2. Indicazioni

Incollaggio extraorale di matrici in plastica su scheletrati.

3. Controindicazioni

L'adesivo per matrici non può essere utilizzato nel cavo orale.

4. Avvertenze sui pericoli e per la sicurezza

Adesivo per matrici

Avvertenza:

Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza:

Prevenzione:

P261 Evitare di respirare i vapori.
P280 Indossare guanti / Proteggere gli occhi.

Reazione:

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accurata mente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se é agevole farl. Continuare a sciacquare.

P304+P340 IN CASO DI INHALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Il prodotto contiene: 2-cianoacrilato di etile

Primer

Avvertenza:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penet razione nelle vie respiratorie.
H410 Molto tossico per gli organismi aquatici con effetti di lunga durata.

H302 Nocivo se ingerito.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza:

Prevenzione:

P210 Tenere lontano da fonit di calore, superfici riscal date, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P261 Evitare di respirare i vapori.
P280 Indossare guanti / Proteggere gli occhi.

Reazione:

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediata mente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con l capelli): togliersi di dosso immmediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia.

P331 NON provocare il vomito.

Il prodotto contiene: eptano

5. Avvertenze di conservazione e durata

Primer

Conservazione:

P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

6. Lavorazione

6.1 Preparazione del pezzo

Sabbiare il contenitore metallico con biossido di alluminio (50 µ) da 4 a 6 atmosfere. (I macchinari con riciclo automatico non sono indicati, in quanto la sabbia riciclata potrebbe inquinare la strut-tura metallica e pertanto compromettere la tenuta dell'adesivo.)

Attenzione:

Pulire la superficie in metallo dai residui di sabbia con aria comp-pressa priva di oli o con un pennello pulito ed asciutto.

6.2 Incollaggio

Applicare successivamente, con un pennello, uno strato sottile di pimer sulla struttura in metallo e lasciare asciugare per circa 1 minuto. Richiudere la confezione subito dopo l'uso.

Stendere l'adesivo in modo uniforme e sottile sulla matrice in plastica ed inserirla subito con la chiavetta d'inserzione nel contenitore metallico. Richiudere la confezione subito dopo l'uso. Prima di riporre il cappuccio sulla confezione pulirne la punta e battere leggermente la parte inferiore della confezione su una superficie piana, in modo che l'effusore sia liberato da eventuali residui di prodotto. Rimuovere le eccedenze di adesivo con un panno imbevuto di acetone. Fare attenzione che l'adesivo per matrici non venga a contatto con la pelle!

L'adesivo comincia a solidificarsi 10 secondi dopo l'inserimento della matrice in plastica nel contenitore metallico. Dopo l'in-collaggio, la stabilità funzionale viene raggiunta generalmente entro 60 secondi. Affinché l'adesivo possa però sviluppare la sua massima stabilità, si dovrebbe calcolare un tempo di attesa di 24 ore ad una temperatura di 22° C.

L'adesivo per matrici può essere introdotto nel cavo orale, solo dopo essere stato polimerizzato.







bredent

GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany





T: (+49) 0 73 09 / 8 72-22 · F: (+49) 0 73 09 / 8 72-24

www.bredent.com · @: info@bredent.com


7. Simboli utilizzati

	Codice articolo
	Numero di lotto
	Da utilizzarsi fino a AAAA-MM
	Limiti di temperatura
	Attenzione!
	Produttore

7.2 Simboli in base alla normativa GHS

	GHS02, fiamma
	GHS07, punto esclamativo
	GHS08, pericolo per la salute
	GHS09, ambiente

7.3 Simboli in base a NFPA

	Diamante di fuoco
---	-------------------

8. Ulteriori avvertenze

Questi istruzioni d'uso si basano sullo stato attuale della tecnica e su nostre esperienze. Il prodotto deve essere utilizzato solo in base alle indicazioni descritte al punto 2. L'utente è personalmente responsabile dell'utilizzo del prodotto. Il produttore non si assume responsabilità per risultati non conformi, poiché non ha alcuna influenza sulle lavorazioni successive. Nel caso in cui, tuttavia, fosse richiesto un risarcimento dei danni, questo sarà commisurato esclusivamente al valore commerciale dei nostri prodotti.

Hoja de instrucciones

Adhesivo par hembras y primer

Rogamos lean detenidamente la información de producto ante de su uso.

Por daños producidos por no tener en cuenta esta hoja de instrucción, no se hace responsable el fabricante

1. Descripción de producto

El adhesivo para hembras tiene la función de fijar correctamente las matrices de resina en el alojamiento metálico, si no hubiera fijación correcta

2. Indicaciones

Para ser utilizado extraoral y pegar hembras de plástico en estructuras metálicas removibles.

3. Contraindicaciones

El adhesivo para hembras no se deberá utilizar de manera intraoral.

4. Consejos de peligrosidad y seguridad

Adhesivo par hembras

Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

Prevencción:

P261 Evitar respirar los vapores.
P280 Lievar guantes / gafas.

Resquesta:

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resul fácil. Seguir aclarando.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en una posición con fortable para respirar.

P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA o a un medico en caso de malestar.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

El producto contiene: 2-cianoacrilato de etilo

Primer

Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H225 Liquido y vapors muy inflammbles.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H315 Provoca irritación cutánea.

H336 Puedo provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia:

Prevencción:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P233 Mantener el recipiente heréticamente cerrado.

P261 Evitar respirar los vapores.

P280 Lievar guantes / gafas.

Resquesta:

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P331 NO provocar el vómito.

El producto contiene: 2-cianoacrilato de etilo

5. Consejos de almacenamiento y durabilidad

Primer

Almacenamiento:

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

6. Modo de empleo

6.1 Preparación del trabajo

Arenar el alojamiento metálico con óxido de aluminio(50m)a una presión de 4 a 6 bar. (No se aconseja utilizar arenadoras con reciclaje de arena ya que pueden manchar de nuevo la superficie metálica e influyen en la adhesión correcta del adhesivo)

A tener en cuenta:

Limpiar la superficie arenada con aire a presión sin aceite o con un pincel limpio.





6.2 Adhesión

Pincelar una fina capa del Primer sobre la superficie metálica y dejar airear 1 min. Cerrar enseguida la botella del adhesivo de imprimación después de su uso. Pincelar una fina capa del adhesivo para hembras sobre la hembra de resina e introducirla enseguida en el alojamiento metálico con ayuda del lápiz introductor. Antes de volver a colocar la caperuza limpiar la punta y dar un ligero golpe a la base de la botella para que se vacíe el canal. Los restos del adhesivo para hembras limpiar con un trapo húmedo con acetona. Evitar que haya contacto del pegamento con la piel! El adhesivo comienza a endurecer a los 10 seg. de haber introducido la hembra en el alojamiento. Después de pasar 60 seg se consigue la dureza absoluta, pero se deberá esperar 24 horas a 22° C para garantizar la máxima dureza.





El adhesivo para hembras solo podrá ser introducido en estado solido (polimerizado) en boca.

7. Simbolos utilizados


7.1 Símbolos utilizados según DIN EN ISO 15223–1

	Número de artículo
	Descripción de Lote
	utilizable hasta JJJJ-MM
	Limitación de temperatura
	Atención!
	Fabricante

7.2 Símbolos según regulación GHS

	GHS02, llama
	GHS07, signo de exclamación
	GHS08, peligro para la salud
	GHS09, medio ambiente

7.3 Símbolos según NFPA (USA)

	Peligro de diamantes
---	----------------------

8. Consejos adicionales

La información sobre el producto se acoge a los últimos resul-tados y experiencias sobre el mismo. El producto solo se podrá utilizar como se describe en el punto2, y sus indicaciones. Por ello aconsejamos antes de su uso leer de nuevo la información sobre el producto. Todos los consejos con respecto a su manipulación se basan en nuestra propia experiencia y solo se podrá ver como información orientativa. Nuestros productos están constantemente a desarrollo. Nos reservamos el derecho de cualquier cambio en su construcción y composición.