



BIOLABO
www.biolabo.fr

FABRICANTE:
BIOLABO SAS,
Les Hautes Rives
02160, Maizy, France

FOSFATASA ALCALINA (DEA)

Reactivo para la determinación cuantitativa de la actividad fosfatasa alcalina
[EC 3.1.3.1] en suero o plasma humano

REF 92214 R1 8 x 30 mL R2 8 x 30 mL

REF 92314 R1 10 x 100 mL R2 10 x 100 mL

CODIGO CNQ: BY

SOPORTE TECNICO Y PEDIDOS

Tel: (33) 03 23 25 15 50

Fax: (33) 03 23 256 256



IVD USO IN VITRO

SIGNIFICACION CLINICA (1)

La fosfatasa alcalina (PAL) está presente en numerosos tejidos, de los cuales se destaca el hueso, hígado, intestino, riñón y placenta. La determinación de la PAL en el suero presenta un interés particular para el diagnóstico de las enfermedades hepatobiliares (hepatitis, cirrosis o cáncer) o en enfermedades óseas asociadas a un aumento de la actividad osteoblástica (raquitismo en el niño por carencia en vit.D, enfermedad de Paget, hiperparatiroidismo con implicación ósea, carcinoma metastásico).

La determinación de los PAL por los métodos bioquímicos clásicos permite cuantificar la actividad global en el suero, pero no permite diferenciar el origen de la isoenzima. En este caso el clínico deberá tomar en consideración otros parámetros como la función hepática o de otros órganos, o una determinación más específica de los PAL para conocer el origen de la elevación de la actividad de la enzima en el suero.

PRINCIPIO (1) (4) (5)

Método optimizado basado en las recomendaciones de la DGKC (Sociedad alemana de química clínica, 1972) y de la SCE (Sociedad escandinava de química clínica).

En medio alcalino, las fosfatasas alcalinas catalizan la hidrólisis del p-nitrofenilfosfato en p-nitrofenol y fosfato.

La velocidad de aparición del p-nitrofenol, seguida por la variación de la absorbancia a 405 nm, es proporcional a la actividad PAL en la muestra.

REACTIVOS

Vial R1 TAMPON

Tampón D.E.A. (Dietanolamina) pH 10 (25°C) 1 mol/L
Cloruro de Magnesio 0,5 mmol/L
Conservante

Vial R2 SUBSTRATO

p-nitrofenilfosfato 10 mmol/L

PRECAUCIONES

Los reactivos BIOLABO están destinados únicamente a profesionales, para uso in vitro.

- Verificar la integridad de los reactivos antes de su utilización.
- Utilizar equipamientos de protección (bata, guantes, gafas).
- No pipetear con la boca.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuagar abundantemente y consultar al médico.
- Los reactivos contienen azida de sodio (concentración < 0,1%) que puede reaccionar con metales como el cobre y el plomo de la tuberías. Enjuagar con abundancia.
- La ficha de datos de seguridad puede obtenerse por petición.
- Eliminación de los desechos: respetar la legislación en vigor.
Por medida de seguridad, tratar toda muestra como potencialmente infecciosa. Respetar la legislación en vigor.

PREPARACION DE LOS REACTIVOS

Verter sin demora el contenido del vial R2 (Substrato) en el vial R1 (Tampón). Mezclar suavemente y esperar la disolución completa antes de utilizar el reactivo (aproximadamente 2 minutos).

Vial R2: Utilizar un objeto no cortante para quitar la cápsula.

ESTABILIDAD E INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar a 2-8°C, en el vial de origen bien cerrado y protegido de la luz

- Antes de abrir, los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, si son utilizados y almacenados en las condiciones adecuadas.
- En ausencia de contaminación, el reactivo de trabajo es estable por lo menos 30 días.
- No utilizar el reactivo si hay turbidez o si la absorbencia medida a 405 nm es > 0,800.
- No utilizar el reactivo de trabajo después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

TOMA Y PREPARACION DE LA MUESTRA (2)

Suero no hemolizado o plasma heparinizado, inmediatamente refrigerados.

La actividad PAL es estable en la muestra:

- 2 a 3 días a 2-8°C.
- 1 mes a -25°C.

INTERFERENCIAS (3)

Se deben evitar los sueros hemolizados.

Triglicéridos:	No hay interferencia significativa hasta 1000 mg/dL
Hemoglobina:	No hay interferencia significativa hasta 1.6 g/dL
Bilirrubina total	No hay interferencia significativa hasta 15 mg/dL

Young D.S. ha publicado una lista de las sustancias que interfieren con la prueba.

REACTIVOS Y MATERIAL COMPLEMENTARIOS

1. Equipamiento de base del laboratorio de análisis médico.
2. Sueros de controles normales y patológicos.

CALIBRACION

La validez de los resultados depende de la exactitud de la calibración del instrumento, de la justa medida del tiempo, del respeto de la relación volumen reactivo/volumen muestra y del control de la temperatura.

- utilizar el factor teórico (§ CALCULO)
- o BIOLABO-Multicalibrador REF 95015 (valores determinados utilizando técnicas estadísticas validadas y un material bajo control metrológico)
- o cualquier otro calibrador trazable sobre un método o un material de referencia.

CONTROL DE CALIDAD CODIGO CNQ: BY

- BIOLABO EXATROL-N Tasa 1 **REF** 95010.
- BIOLABO EXATROL-P Tasa 2 **REF** 95011.
- Cualquier otro suero de control titulado para este método.
- Programa externo de control de calidad.

Se recomienda controlar en los siguientes casos:

- Al menos un control por rutina.
- Al menos un control cada 24 horas.
- Cambio de vial del reactivo.
- Después de operación de mantenimiento sobre el analizador.

Cuando un valor de control se encuentra fuera de los límites de confianza recomendados, aplicar las siguientes acciones correctivas:

1. Repetir la operación utilizando el mismo control.
2. Si el valor obtenido queda fuera de los límites, preparar un suero de control recién reconstituido y repetir el test.
3. Si el valor obtenido queda fuera de los límites, verificar los parámetros del análisis: longitud de onda, temperatura, volumen muestra/volumen reactivo, tiempo de medida y factor de calibración.
1. Si el valor obtenido queda fuera de los límites, calibrar de nuevo utilizando otro vial de reactivo y repetir el test.
4. Si el valor obtenido queda fuera de los límites, contactar el servicio técnico BIOLABO o el distribuidor local.

INTERVALOS DE REFERENCIA (2)

UI/L a 37°C	Hombre	Mujer
20-29 años	100-320	70-260
30-39 años	90-320	70-260
40-49 años	100-360	80-290
50-59 años	110-390	110-380
60-69 años	120-450	110-380
> 69 años	120-460	90-430

En el niño, los valores aumentan (hasta 3 veces durante la pubertad).

Ejemplo de valores dados a título indicativo: 245-768 UI/L a 37°C

Se recomienda a cada laboratorio definir sus propios intervalos de referencias para la población estimada.

PRESTACIONES

Los valores han sido determinados con un ratio

Muestra/Reactivo 15/1000 a 37°C.

Intra-serie N = 33	Tasa normal	Tasa elevada	Inter-serie N = 33	Tasa normal	Tasa elevada
Media UI/L	133	306	Media UI/L	147	762
S.D. UI/L	2,26	3,95	S.D. UI/L	2,52	11,42
C.V. %	1,7	1,29	C.V. %	1,71	1,5

Límite de detección: aproximadamente 30 UI/L

Sensibilidad para 10 UI/L: aproximadamente 0,002 ΔAbs/min a 405 nm.

Comparación con reactivo comercial:

$$y = 0.9793 x + 3,1261 \quad r = 0,9962$$

LIMITE DE LINEALIDAD

La reacción es lineal hasta 1200 UI/L (20 μKat/L).

Si ΔAbs/min > 0,225, diluir la muestra con una solución NaCl a 9 g/L y hacer de nuevo la prueba teniendo en cuenta la dilución. El límite de linealidad depende de la relación de dilución muestra/reactivo.

MODO DE EMPLEO (TECNICA MANUAL)

Poner el reactivo y las muestras a temperatura ambiente.

Introducir en una cubeta termostataada de 1 cm de trayecto óptico:	
Reactivo	1 mL
Dejar la temperatura equilibrarse a 37°C y añadir:	
Muestra	10 μL
Mezclar. Después de 1 minuto, leer la absorbencia a 405 y cada minuto durante 3 minutos.	
Calcular la media de las variaciones de absorbencia por minuto (ΔAbs/min.).	

Nota:

Procedimientos específicos están disponibles para los analizadores automáticos. Contactar con el servicio técnico BIOLABO.

CALCULO

El resultado está determinado según la siguiente fórmula:

Con factor teórico:

$$UI/L = (\Delta Abs/min) \times 5450$$

$$\mu kat/L = \frac{UI/L}{60}$$

Con multicalibrador sérico:

$$Actividad PAL = \frac{(\Delta Abs/min) Prueba}{(\Delta Abs/min) Calibrador} \times \text{Concentración del Calibrador}$$

BIBLIOGRAFIA

- (1) TIETZ N.W. Text book of clinical chemistry, 3rd Ed. C.A. Burtis, E.R. Ashwood, W.B. Saunders (1999) p. 676-684 et p.1429-1431.
- (2) Clinical Guide to Laboratory Test, 4th Ed., N.W. TIETZ (2006) p. 80-83
- (3) YOUNG D.S., Effect of Drugs on Clinical laboratory Tests, 4th Ed. (1995) P.3-26 à 3-35
- (4) Scandinavian Journal of clinical and laboratory investigation (1974), vol.33, p.291-306
- (5) Recommendations of the German Society for Clin. Chemistry Z .Klin. Chem. Klin. Biochem. (1972), 10, p.290-291



Fabricante



Fecha de caducidad



Uso



Temperatura de conservación



Referencia del producto



Consultar instrucciones



Numero de lote



Protegido de la luz



Suficiente para Diluir con

