

Las rodilleras Eagle™ y Hawk® de VQ OrthoCare están diseñadas para proteger y estabilizar los ligamentos de la rodilla y a la vez proporcionar comodidad, flexibilidad y confianza.



Estas rodilleras también poseen nuestro exclusivo manguito activo para el muslo, o Active Thigh Cuff™ (ATC), un mecanismo patentado de amarre que adopta dinámicamente la forma y las curvas del muslo a lo largo de toda la amplitud de movimiento.

El ATC ofrece un nivel ideal de comodidad y suspensión de la rodillera, reduce la fatiga y disminuye al mínimo el deslizamiento de la rodillera durante la realización de actividades.

Siga las instrucciones de su médico respecto al uso de la rodillera y los niveles prescritos de actividad.

Si tiene alguna pregunta, llame al departamento de Atención al Paciente de VQ OrthoCare al **800.452.7993**.

Cuidado y mantenimiento

El agua salada, la arena, la suciedad y otros elementos pueden dañar este dispositivo. Después de su exposición a dichos elementos, enjuáguelo muy bien en agua del grifo. Séquelo con una toalla o déjelo secar al aire.

Los revestimientos deben sacarse y lavarse a mano según sea necesario, con agua fría y detergente suave; enjuáguelos bien y séquelos al aire (no los ponga en la secadora). Lubrique las bisagras rociándolas con silicone, según sea necesario.

Indications

- Inestabilidades de los siguientes ligamentos: cruzado anterior (LCA), colateral medial (LCM), cruzado posterior (LCP), colateral lateral (LCL), e inestabilidad ligamentosa combinada
- Uso pre- y postquirúrgico
- Tratamiento conservador de lesiones o deficiencias ligamentosas
- Ortesis profiláctica para actividades atléticas

ADVERTENCIAS

En caso de sufrir dolor, inflamación, cambios de sensibilidad o cualquier reacción fuera de lo común mientras utiliza este producto, llame al departamento de Atención al Paciente de VQ OrthoCare al **800.452.7993**, o consulte a un médico.

Para uso en un solo paciente.

AVISO: Si bien se ha hecho todo el esfuerzo posible utilizando las técnicas más avanzadas para obtener la máxima compatibilidad entre la funcionalidad, la resistencia, la durabilidad y la comodidad, este dispositivo es sólo una parte del programa general de tratamiento administrado por un profesional médico. No se garantiza que se evitarán lesiones por el uso de este dispositivo.

PRECAUCIÓN: Los reglamentos federales, estatales y/o locales pertinentes podrían imponer que este dispositivo sea vendido o recetado exclusivamente por especialistas con licencia otorgada por el estado donde ejercen su profesión.

GARANTÍA: VQ OrthoCare garantiza todos sus productos a partir de la fecha de compra original contra defectos en cuanto a material y mano de obra. El desgaste y deterioro normales que se producen durante el uso de un producto no están considerados como defectos. Comuníquese con VQ OrthoCare al **800.266.6969** para averiguar detalles específicos sobre la garantía del producto.



18011 Mitchell South, Irvine, CA 92614
800.266.6969 www.vqorthocare.com
customerservice@vqorthocare.com

Patente de EE. UU. 4 686 969
Otras patentes en tramitación

© 2008 VisionQuest Industries, Inc.
VQ361416REVA

Modo de empleo

Eagle™ y Hawk®
Rodilleras de ligamento de rodilla



VQ OrthoCare
Patient-Centered Solutions


Instrucciones de aplicación para el paciente

Eagle™ y Hawk®

Rodilleras de ligamento de rodilla

NOTA: En estas instrucciones se supone que un profesional ortopédico ha llevado a cabo la adaptación inicial de esta rodillera a la medida de la pierna, y que las longitudes de las bandas se han ajustado según la necesidad.

En caso de que esto no sea así, comuníquese con su proveedor de ortosis.



1. Suelte las cuatro bandas posteriores (detrás de la pierna) y doble sus extremos sobre sí mismas para impedir que se enreden. En posición sentada con la pierna ligeramente doblada, colóquese la rodillera sobre la pierna.

2. Una vez colocada la rodillera, el centro de la tapa de la bisagra debe alinearse con la parte superior de la rótula.



3. Fije las bandas en la secuencia indicada en los extremos de las bandas. Para impedir que la rodillera gire mientras aprieta las bandas, sujétela por la bisagra.

Banda n.º 1: Fije la banda de la parte superior de la pantorrilla, y colóquela encima del músculo de la pantorrilla.



Banda n.º 2: Fije la banda inferior de la pantorrilla.

Banda n.º 3: Fije la banda inferior del muslo.

Banda n.º 4: Fije la banda de la parte superior del muslo, con firmeza pero sin apretarla en exceso. El apriete excesivo podría restringir la circulación y/o forzar el descenso de la rodillera.

Banda n.º 5: Fije la banda anterior (frontal) y apriétela con firmeza.



NOTA: Desde la vista lateral, las bisagras deben quedar en posición ligeramente posterior (por detrás) de la línea media de la rodilla. El ajuste de las bandas 1, 3 y 5 influirá en esta alineación.

4. Párese y dé unos cuantos pasos. La rodillera descenderá ligeramente para alinearse con el centro de la rótula. Si es necesario hacer ajustes, sostenga la rodillera para impedir que gire mientras vuelve a colocar las bandas.

Resolución de problemas

Por lo general, la rodillera descenderá ligeramente después de la aplicación inicial para que los centros de las bisagras se alineen con el centro de la rótula.

Si la rodillera desciende por debajo del centro de la rodilla, vuelva a aplicarse la rodillera siguiendo estos pasos de resolución del problema:

- **La banda n.º 1** debe apoyarse en la parte superior del músculo de la pantorrilla.
- **La banda n.º 4** no debe estar demasiado apretada.
- **La banda n.º 5** debe quedar ajustada pero cómoda, sin restringir la circulación sanguínea ni ocasionar incomodidad. El apriete de esta banda ayuda también a equilibrar la presión desde el manguito inferior a través de la tibia (espinilla).
- **Las bandas n.º 1 y n.º 5** proporcionan el máximo control de la suspensión, y podrían requerir ciertos ajustes para mantener la suspensión debida.
- Si hay tejido blando excesivo, músculos no definidos en la pantorrilla o irregularidades en el contorno de la pierna, podría requerirse el uso de una funda interior para lograr una mejor suspensión de la rodillera. Para obtener más información sobre las fundas interiores, comuníquese con su proveedor de ortosis.

Si tiene preguntas sobre el ajuste de la rodillera, llame al departamento de Atención al Paciente de VQ OrthoCare al **800.452.7993**.