

DESCRIPCION DEL EQUIPO

UBICACIÓN	LABORATORIO	MARCA	BOECO	MODELO	OS-20
<b>ESPECIFICACIONES GENERALES</b>					
TEMPERATURA DE TRABAJO		5°C - 40°C			
PRESIÓN ATMOSFERICA		860hPa - 1060hPa			
HUMEDAD RELATIVA		25% - 85%			
<b>REQUERIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN</b>					
MAX. VOLT. ENTRADA		12V, 500 Ma/6w			
FRECUENCIA		60 HZ			
CORRIENTE		600 mA			
<b>REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN</b>					
RANGO CONTROL DE VELOCIDAD		50-250RPM			
MAX. CARGA Y VELOCIDAD		2,5 KG -165 RPM			
ORBITA		20 MM			
MAX TIEMPO DE OPERACIÓN CONTINUA		24 HORAS			
RANGO MAX. AJUSTE TIEMPO		1-999 MIN			
<b>DIMENSIONES Y PESO NETO</b>					
DIMENSIONES SIN PLATAFORMA		27cm x 26cm x 8cm			
PESO		3,2 KG			
<b>MODO DE EMPLEO</b>					
1. Conectar la unidad de poder externa a una toma de 110 Vac, luego conectar el plug al agitador.		<b>1</b>	5. Despues de seleccionado el tiempo y velocidad, presione start (fig 1/3), el tiempo comenzar a correr internamente del equipo		<b>5</b>
2. Ponga los portaobjetos sobre la plataforma con guantes sugetadores		<b>2</b>	6. Despues de cumplido el tiempo, el equipo se detendra automaticamente y genera un sonido, indicando ciclo fianalizado		<b>6</b>
3. use los botones - y + ( fig 1/1 setting time) y seleccón el tiempo de 1 hasta 999 minutos		<b>3</b>	7. La unidad se puede detener antes de cumplido el tiempo solo pulsando Stop		<b>7</b>
4. use los botones - y + ( fig 1/2 speed control) y seleccón la velocidad de 1 hasta 250 rpm		<b>4</b>	8. Si el ciclo de operaqcion no tiene tiempo indeterminado presione Start, este se detendara hasta tanto no presione Stop ( fig 1/4).		<b>8</b>
<p style="text-align: center;">Fig.1 Control Panel</p>		<p><b>Lea cuidadosamente la guia</b></p>			



DESCRIPCION DEL EQUIPO					
UBICACIÓN	LABORATORIO	MARCA	BOECO	MODELO	OS-20
RECOMENDACIONES					
Evite pasar manos y elementos extraños mientras opera el equipo.		Este seguro de la operación antes de encender el equipo			
1		5			
Espere a que se detenga el agitador antes de tomar los elemetos sobre el.		No impidad el moviemitto libre de la plataforma, pude causar daños a los mecanismos			
2		6			
No opere la unidad con disolventes o liquidos inflamables		no exceda las capacidades maximas del equipo			
3		7			
Es responsabilidad del laboratorista el adecaudo trasnsporte, descontaminación y uso		Si tiene duda consulte el manual del equipo			
4		8			
No use la superficie del equipo a modo de estante, como punto de almacenamiento temporal para líquidos. El liquido derramado sobre la unidad podrá tornarla peligrosa para el paciente o, el personal del laboratorio, dañar la unidad temporal o permanentemente o causar incendio en caso de ser inflamable.					
9					
DESPUÉS DE SU USO					
Ponga el interruptor en la posición apagado		<p align="center"><b>FINALIZADO EL CICLO, POR FAVOR DEJAR DESCONECTADO EL EQUIPO</b></p>			
1					
Desconecte el cable de alimentación del equipo de la toma de suministro eléctrico					
2					
Recoja los cable en forma circular y evite doblarlos bruscamente para evitar que se quiebre internamente					
3					
Limpie los accesorios (Vea Aseo y limpieza del equipo )					
4					
LIMPIEZA DEL EQUIPO					
1. La limpieza de la superficie del equipo y el accesorio se pueden realizar con un paño suave humedecido con un limpiador comercial no abrasivo o una solución de 70% de alcohol diluido en agua. Secar bien la superficie para evitar excesos de líquidos					
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO					
SEMESTRAL					

<b>Elaboró:</b> <b>REYNOLDS PINEDA</b>	<b>Revisó:</b> <b>JONG GUTIERREZ</b>	<b>Aprobó:</b> <b>JONG GUTIERREZ</b>
<b>Cargo: Resp. Activos Fijos</b>	<b>Cargo: Subgerente Adm y F</b>	<b>Cargo: Subgerente Adm y F</b>
<b>Fecha: 3-feb-2015</b>	<b>Fecha: 3-feb-2015</b>	<b>Fecha: 3-feb-2015</b>