

PROCEDIMENTS SEGURS DE TREBALL D'EQUIPS DE TREBALL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|----------|--------|---|------------|-----|-------|-----------|----------|----|---------|--------|---|
|  Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera | | <h2 style="color: red;">ESPECTROFOTÓMETRO MILTON ROY</h2> | | | | | | | | | | | | |
|  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Servei de Prevenció de Riscos Laborals | | CAMPUS | TERRASSA | CENTRE | ETSEIAT | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| | | DEPARTAMENT | | | ENGINYERIA TÈXIL I PAPERERA | | | | | | | 7 | 1 | 4 |
| | | LABORATORI / TALLER / SECCIÓ | | | LABORATORI DE QUÍMICA TÈXIL I CONTAMINACIÓ D'AIGÜES | | | | | | | | | |
| CODI | PdT-E-714.220.002 | EDIFICI | TR4 | PLANTA | 2 | NÚM. PORTA | 226 | Data: | Març 2012 | Revisió: | 00 | Pàgina: | 1 de 2 | |

DESCRIPCIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO MILTON ROY

El espectrofotómetro milton roy modelo spectronic está conectado a un estabilizador de corriente.



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI's) A UTILIZAR

En función de los productos químicos que se manipulen, se ha de utilizar los siguientes equipos de protección individual (EPI's):

- Guantes de protección química
- Gafas de protección
- Mascarilla de protección respiratoria

Consultar previamente la **Ficha de Datos de Seguridad (FDS)** del producto químico a utilizar.

Además, para la manipulación de productos químicos, se debe de **llevar bata**.



Protección obligatoria de las manos



Protección obligatoria de la vista



Protección obligatoria para las vías respiratorias

PROCEDIMENTS SEGURS DE TREBALL D'EQUIPS DE TREBALL

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|--------|---|-----|--------|---|------------|-----|-------|-----------|----------|----|---------|--------|
|  Departament d'Enginyeria Tèxtil i Paperera | ESPECTROFOTÓMETRO MILTON ROY | | | | | | | | | | | | | | |
|  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH Servel de Prevenció de Riscos Laborals | CAMPUS | TERRASSA | CENTRE | ETSEIAT | | | 2 | 2 | 0 | | | | | | |
| | DEPARTAMENT | | | ENGINYERIA TÈXIL I PAPERERA | | | 7 | 1 | 4 | | | | | | |
| | LABORATORI / TALLER / SECCIÓ | | | LABORATORI DE QUÍMICA TÈXIL I CONTAMINACIÓ D'AIGÜES | | | | | | | | | | | |
| CODI | PdT-E-714.220.002 | | | EDIFICI | TR4 | PLANTA | 2 | NÚM. PORTA | 226 | Data: | Març 2012 | Revisió: | 00 | Pàgina: | 2 de 2 |

| ANTES DE UTILIZAR EL ESPECTROFOTÓMETRO | DURANTE LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMETRO |
|---|--|
| <p>- Conectar el estabilizador pulsando el botón rojo. Éste se iluminará.</p> <p>- Poner en marcha el spectronic accionando el interruptor trasero derecho. Aparece el mensaje "SELF TEST", que dará lugar a una auto verificación del aparato y aparecerá, "GOING TO XXX NM", donde "XXX" son los valores que corresponden a la longitud de onda (λ).</p> <p>En el display aparece, en verde, la última longitud de onda y las opciones de transmitancia, concentración y absorbancia y la lámpara (Deuterio o Tungsteno).</p> <p>Antes de empezar a trabajar, dejar siempre calentar el espectrofotómetro durante media hora para que se estabilice. Siempre que se conecte o desconecte la lámpara, dejar que ésta se estabilice durante 15 minutos más. Si conectamos o desconectamos la función LAMP SAVE para la lámpara de tungsteno, dejar que se estabilice durante 5 minutos.</p> <p>NOTA: la lámpara de Tungsteno sale siempre por defecto. La "T" significa que la lámpara de tungsteno está conectada, la "D" la de deuterio y la "B" que están conectadas las dos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Seleccionar la λ (nm) con la tecla de color azul <SECOND FUNCTION> (ésta pone en acción la segunda función de cada una de las teclas, o su abreviatura, que está impresa por encima de la tecla individual) más "GO TO λ". En el display aparece <ENTRY>. Entrar la λ deseada + < YES>. - Pulsar <%T/A/C> para seleccionar el modo de los valores de trabajo (Transmitancia, Absorbancia o Concentración). - Una vez estén todos los valores seleccionados y antes de medir los valores de las muestras a analizar, hacer un blanco de referencia. Abrir el compartimento de muestra y poner en el soporte la cubeta con agua destilada, por ejemplo. - Con la <SECOND FUNCTION> + "100 %T/ZERO A", hacer el cero de absorbancia. En el display aparece el cero de la λ seleccionada. El aparato está listo para medir. - Para cada nuevo valor de λ, hacer el cero con agua destilada o el blanco de referencia que se necesite. - Usar para el trabajo de medida de la concentración cubetas específicas para ello. - Una vez acabado el trabajo desconectar el estabilizador, apagar el espectrofotómetro y limpiar el aparato y la zona de trabajo de posibles derrames. <p>Para mayor información, consultar el manual de instrucciones del equipo.</p> |