

FR Manuel d'utilisation



PUPITRE DE DOUCHE avec désinfection sécurisée

OPALE

3011.00

SOMMAIRE

TABLE DES MATIERES	PAGES
PLANS D'ENSEMBLE	2

DIMENSIONS	2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	3


DOMAINE D'APPLICATION	3

UTILISATION	
FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE	4
LAVAGE DU PATIENT	4
SECURITE ANTI-BRULURES	4
DESINFECTION DES APPAREILS	4


ENTRETIEN	
AJOUT DE DESINFECTANT	5
NETTOYAGE DU PUPITRE	5
NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE FILTRANTE DU MITIGEUR	5

CARNET DE BORD	6

PLANS D'ENSEMBLE



DIMENSIONS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VERSIONS:

REF. 3011.00 Pupitre de douche "OPALE" avec mitigeur thermostatique.

GÉNÉRALITÉS:

- Habillage polyester blanc.
- Mitigeur thermostatique 28 l/min
- Mitigeur pourvu de clapets anti-retour et protection anti-brûlures.
- Douchette de désinfection avec gâchette.(flexible jaune)
- Douchette de lavage patient.
- Trappe d'accès au bidon de désinfectant sécurisée par serrure à clé.
- Système d'aspiration du produit désinfectant avec robinet d'arrêt et réservoir de 1 litre.
- Afficheur digital de la température de la douchette.

CONFORMITE:

- 73/23/CEE (Directive basse tension).
- 89/336/CEE (Directive compatibilité électromagnétique).
- NF EN 60335-1 (Sécurité des appareils électrodomestiques...).
- NF C 15-100 (Installation électronique à basse tension).

DOMAINE D'APPLICATION

Le pupitre mural de service 3011.00 est étudié pour le lavage des patients et la désinfection des appareils.

Toute utilisation du pupitre doit être effectuée par des personnes habilités et qualifiées ayant préalablement pris connaissance du manuel d'utilisation ainsi que des avertissements suivants:

Le pupitre doit être uniquement utiliser pour doucher des patients.

Ne jamais utiliser la douchette de désinfection sur les patients.

! Nous dégageons toute responsabilité si le produit est utilisé, modifié ou assemblé sans respecter les prescriptions du manuel d'utilisation.

UTILISATION

FONCTIONNEMENT DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE :

Le mitigeur thermostatique situé sur le pupitre permet le réglage de la température de l'eau destiné à la douchette de lavage.

Lors de l'utilisation, si l'on désire une eau supérieure à 40°C, enfoncer l'index « rouge » et tourner le bouton vers la gauche. Pour régler la température de l'eau, tourner le bouton du mitigeur thermostatique vers la gauche ou vers la droite selon la température souhaitée.



Vérifier, avant chaque utilisation, la température de l'eau.

LAVAGE DU PATIENT :

- Saisir la douchette de lavage en veillant à toujours l'orienter vers la cabine de douche ou le chariot douche.

Vérifier la température de l'eau.

- Pour laver le patient, appuyer sur la gâchette de la douchette.
- Une fois le lavage terminé, refermer la vanne.

SECURITE ANTI-BRULURES :

En cas de rupture d'alimentation en eau froide, l'eau chaude est coupée instantanément. Tout risque de brûlure est évité.

DESINFECTION DES APPAREILS :

- Saisir la douchette de désinfection (flexible jaune)
- Asperger soigneusement les parties à désinfecter.

Ne pas diriger la douchette de désinfection vers le patient.

Attendre, afin de respecter le temps d'activité prescrit selon le désinfectant utilisé. Temps de contact de 15 minutes pour le produit B.F.R 4.0

- Rincer soigneusement à l'aide de la douchette de lavage, pour éliminer toute trace de bactéricide.

ENTRETIEN

AJOUT DE DESINFECTANT :

Le pupitre est équipé d'un système automatique de dosage du produit désinfectant.

L'ensemble de désinfection comprend :

- 1 bidon de 1 litre destiné à recevoir le produit désinfectant.
- 1 plongeur avec une buse calibrée, situé dans le bidon, et relié par un tuyau traversant le bouchon au venturi (pièce d'aspiration du produit désinfectant).
- 1 douchette de désinfection.(flexible jaune)

Dilution du produit :

Le mélange eau + désinfectant sortant de la douchette de désinfection se fait par une dilution en 2 étapes.

1^{ère} étape :

Dilution manuelle dans le bidon.

2^{ème} étape :

Le système d'aspiration (venturi) assure un dosage de 10% du produit aspiré dans le bidon de désinfectant.

Exemple :

Le désinfectant BFR 4.0 doit être utilisé avec une dilution finale de 0,4%.

1) Dilution manuelle dans le bidon à 4% soit 40ml de BFR 4.0 pour 960ml d'eau.

2) Dilution complémentaire de cette solution assurée automatiquement avec de **l'eau froide** par le système d'aspiration (venturi) avec un dosage de 10% .

NETTOYAGE DU PUPITRE :


Utiliser uniquement des produits liquides (savon liquide).

Ne pas utiliser de produits abrasifs de type " poudre à récurer ou crème nettoyante " ni de solvants.

NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE FILTRANTE DU MITIGEUR :

Le bon entretien de la cartouche conditionne le débit et le contrôle de la température de l'eau.

Lorsque le degré TH de l'eau est supérieur à 8 ou lorsque les canalisations transportent de nombreuses impuretés, le nettoyage de la cartouche pourra s'effectuer chaque mois.



N° REF.	DESIGNATIONS	N° REF.	DESIGNATIONS
1	Corps	14	Tube fileté
2	Cartouche	15	Tube carré
4	Manette consulat	16	Ensemble friction
7	Ensemble rosace	17	Cadran ABS
13	Ecrou de liaison	18	Ensemble chapeau

CARNET DE BORD

Date du contrôle	Etat de la cartouche du mitigeur	Etat des douchettes	Observations / Compte rendu	Actions correctives / Motif d'intervention / date	Contrôleur (nom et signature)



FRANCE :

Reval®

Z.A. Fief des Prises

Usseau 17220 Sainte Soulle

Tel: (33) 05.46.42.04.16

Fax: (33) 05.46.43.06.38

www.groupe-reval.com

UNITED KINGDOM :

Reval® Continuing Care Limited
Unit 17 Brynmenyn Busines Centre
St Theodore's Way - Brynmenyn
CF32 9TZ BRIDGEND - WALES
Tel: 01656 721 001
Fax: 01656 720 006
www.reval-group.com