Détendeur Protal II



Protal II est un détendeur haute pression à pression réglable délivrant un débit élevé à partir d'une bouteille de gaz médical.

Sa conception le destine à alimenter en secours les réseaux de fluides médicaux et à sécuriser les opérations de maintenance.



Sûr

- Soupape intégrée réactive et précise
- Limitation du risque de compression adiabatique grâce au bouclier thermique
- Filtre intégré au raccord haute pression

Performant

- Pression d'utilisation réglable de 0 à 10 bar
- Conception limitant les risques de givrage à forts débits pour les gaz liquéfiés N₂O et CO₂

Fiable dans la durée

- Nombre limité de composants
- Longue durée de vie
- Corps en laiton chromé tout en courbes pour une hygiène facilitée
- La sécurisation des opérations de maintenance réseau
- Fourniture de débit élevé jusqu'à 25 m³/h (+/-420 L/min)
- Réglage sécurisé : possibilité de verrouiller le volant et de le plomber après réglage

Protal II

Gaz disponibles	Oxygène - Air médical - Air 800 - Azote - CO2 - N2O
Pression d'alimentation	200 bar maximum
Pression à la prise de sortie	Réglable de 0 à 10 bar
	Débit de 25 m³/h (200 bar dans la bouteille, 10 bar en sortie).
Echelle de lecture	De 0 à 16 bar
Poids	2,5 kg
Encombrement (avec prise NF)	211 mm x Ø 105 mm
Dimensions	210 mm (L) x 115 mm (l) x 145 mm (H)
Température de service	-20 °C à + 60 °C
Matériaux	Laiton chromé
Nettoyage	A l'eau savonneuse, rinçage à l'eau claire. Ne pas utiliser d'abrasifs.
	Désinfection (si nécessaire) solution hydro alcoolique (spray ou lingettes)
	ou avec une solution marquée CE (type Hexanios G+R)
Maintenance	Remplacer le kit de maintenance tous les 5 ans
Durée de vie	15 ans
Conformité réglementaire	Dispositif médical de classe Ilb, CC 0459, fabriqué par Air Liquide Medical Systems S.A.
	Lire attentivement le manuel d'utilisation. Conformité à la norme EN ISO 10524-1

La référence pour les maintenances réseau









Etape 2 : Verrouillage



Etape 3 : Plombage

Références

Туре	Désignation	Référence	Gaz	Raccord d'entrée	Prise de sortie
NF	Protal II	CD080100	O_2	NF Type F	NF
	Protal II	CD080200	Air	NF Type D	NF
	Protal II	CD080300	N_2	NF Type C	NF
	Protal II	CD080400	CO ₂	NF Type C	NF
	Protal II	CD080500	N _o 0	NF Type G	NF

Pièces détachées

Désignation	Repère
Ressort de détente	1
Joint torique 36,3x2	2
Joint torique R28	3
Bâtonnet de piston	4
Clapet HP	5
Joint 2,9x1,78	6
Joint torique R5 silicone rose	13
Filtre bronze	14
Diffuseur*	15
Joint nylon épaulé	16
Joint torique 6,5x2	18
	Ressort de détente Joint torique 36,3x2 Joint torique R28 Bâtonnet de piston Clapet HP Joint 2,9x1,78 Joint torique R5 silicone rose Filtre bronze Diffuseur* Joint nylon épaulé

^{*} à changer sur les Protal II fabriqués avant septembre 2003 (n° de série inférieur à 0309XXXX)

Pièces détachées

Désignation	Référence	Repère
Joint torique R28 nitrile	YJ002800	3
Joint diabolo manomètre (x20)	CX079200	7 & 8
Manomètre D50 16 bar	CX001600	9
Manomètre D50 315 bar	CX001900	10
Douille de raccord d'entrée NF 0 ₂ type F	CX060100	11
Douille de raccord d'entrée NF Air médical type D	CX089101	11
Douille de raccord d'entrée NF CO ₂ ou N ₂ type C	CX089201	11
Raccord d'entrée NF O ₂ type F ou N ₂ 0 type G	CX087800	12
Raccord d'entrée NF Air médical type D	CX088900	12
Joint torique R5 rose pour raccord d'entrée NF (x10)	YJ040600	13
Filtre bronze	CD050500	14
Prise de sortie à fuite NF 0 ₂	CK026300	17
Prise de sortie à fuite NF Air	CK026400	17
Prise de sortie à fuite NF N ₂ 0	CK026500	17
Joint torique 6,5x2 nitrile	YJ010500	18
Etiquette de maintenance O ₂ (x10)	YF151900	

