



**Importer:**  
Plantronics B.V.  
Southpoint Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp  
The Netherlands

© 2003 Clarity™, a Division of Plantronics, Inc.  
All rights reserved. Clarity, Clarity Power  
and Amplifying Your Life are trademarks or  
registered trademarks of Plantronics, Inc.

Printed in China  
36844-01 Rev B

# Amplifier

## EHA40



- Contenu de l'emballage**
- 1 Amplificateur EHA40 Clarity™
  - 2 Cordon de raccord
  - 3 Une pile de 9 volts



## Service et garantie

### Contrôler le contenu de l'emballage

Contrôlez si toutes les pièces représentées sur le schéma se trouvent dans l'emballage. Dans le cas contraire, contactez le magasin où vous avez acheté cet appareil.

### Garantie

- Les informations suivantes concernant la garantie de 2 ans et le service ne s'appliquent qu'aux produits achetés et utilisés dans les pays cités page 61. Vous pouvez aussi obtenir des informations concernant la garantie dans votre pays en contactant votre fournisseur local.
- Clarity™ garantit l'appareil contre tous défauts de fabrication matériels pendant 2 ans à compter de la date d'achat. (veuillez conserver l'original de votre facture).
- Ce produit doit être installé et utilisé selon les instructions contenues dans ce guide de l'utilisateur. Il doit en outre être réparé dans un centre approuvé par Plantronics. Si ces conditions ne sont pas respectées, la garantie peut être annulée.

### Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre

- Les produits sous garantie sont remplacés gratuitement.
- Les réparations répondent aux normes de production et mettent en oeuvre des pièces d'origine.

Pour tout complément d'information, appelez-nous au 0825 0825 99 (0,15 € TTC/mn)

### Service après-vente

Vous avez besoin d'aide pour l'installation ou l'utilisation de votre amplificateur EHA40 Clarity™? N'hésitez pas à contacter le service après-vente de Clarity (voir page 61).

## Consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet amplificateur, veuillez lire avec attention les consignes de sécurité. Nous vous conseillons de les observer scrupuleusement afin d'éviter tout risque d'incendie ou de court-circuit:

- Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité.
- Respecter les avertissements et instructions inscrits sur le produit.
- Débrancher la prise du téléphone avant de le nettoyer.
- Pour le nettoyer, essuyer le téléphone avec un chiffon doux et humide. N'utiliser ni produit d'entretien liquide ni bombe aérosol.
- Ne pas utiliser le téléphone avec l'amplificateur à proximité de l'eau.
- Utiliser le cordon du téléphone et les piles tel qu'indiqué dans ce manuel d'utilisation.
- Ne pas jeter les piles usagées mais les remettre à une station de collecte et recyclage pour les déchets chimiques.
- Ne jamais jeter les piles au feu; elles risquent d'exploser.

Clarity™ l'amplificateur EHA40 est conforme aux directives européennes suivantes:

- La directive relative aux appareils basse tension (73/23/CEE).
- La directive relative à la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE).
- La directive relative à l'utilisation d'appareils de santé (1ère classe) (93/42/CEE).

## Fonctions de l'amplificateur

- A** Couvercle du logement des piles
- B** Une pile 9 volts
- C** Indicateur d'usage de la pile (rouge)
- D** Raccord au combiné du téléphone
- E** Raccord à l'appareil téléphonique
- F** Bouton d'amplification du niveau sonore
- G** Réglage de la tonalité
- H** Réglage du volume sonore

## Branchement de l'amplificateur

### Mettre ou remplacer la pile (voir **A**, **B** et **C**)

1. Avant de mettre ou de remplacer la pile, débranchez la prise de votre appareil téléphonique et débranchez également l'amplificateur EHA40 Clarity™ du poste.
2. Poussez le petit verrou du couvercle du logement de pile **A** en haut et tirez-le vers vous. Placez ensuite les piles comme indiqué **B**.
3. Puis refermez bien le couvercle du logement **A** de pile.
4. La pile est usée? La lampe témoin rouge **C** n'est pas allumée quand l'appareil téléphonique est en usage.
5. Remplacez la pile au plus vite. Le cas échéant, la lampe témoin rouge ne peut s'allumer que si l'amplificateur est utilisé.

N.B. Il vous faut une pile de 9 volts pour l'amplificateur EHA40 Clarity™. Vous la trouverez dans l'emballage. La durée de vie des piles varie de deux à six mois, en fonction de la fréquence avec laquelle vous utilisez l'amplificateur et aussi selon le type de piles que vous utilisez. Nous vous conseillons d'acheter des piles alcalines.

### Contrôle de la capacité des piles

Vous avez la possibilité de mesurer la capacité de vos piles dans l'intervalle. Le combiné se trouve sur l'appareil téléphonique et vous appuyez sur le bouton d'amplification **F**. Si la lampe témoin s'allume, la capacité des piles est suffisante.

### Attention

La lampe témoin rouge **C** s'éteint petit à petit dès que vous aurez reposé le combiné sur l'appareil téléphonique. Si la lampe témoin reste allumée, le combiné n'a pas été reposé correctement sur le poste.

### Branchement sur l'écouteur du téléphone (voir **D**)

1. Débranchez le fil du téléphone raccordé à l'écouteur de votre téléphone en retirant de l'appareil la fiche modulaire.
2. Branchez l'écouteur du téléphone sur l'amplificateur d'écouteur. Pour cela, raccordez le cordon du téléphone à l'amplificateur d'écoute par l'orifice qui se trouve en-dessous **D**.

### Branchement de l'amplificateur sur le téléphone (voir **E**)

1. Enfichez le cordon de raccord **2** en enfonçant une extrémité **E** dans le côté supérieur de l'amplificateur d'écoute et l'autre extrémité dans le téléphone.
2. Prenez l'écouteur du téléphone et contrôlez si vous entendez la tonalité.

Si vous avez un appareil téléphonique avec les touches incorporées dans le combiné, il est impossible de brancher l'amplificateur Clarity™ sur le poste.

## Utilisation de l'amplificateur

### Touche 'Boost' (voir Ⓡ)

Le EHA40 Clarity™ amplifie le son de manière standard à 15 décibels. Mais il peut vous donner une amplification allant jusqu'à 40 décibels si vous appuyez sur le bouton d'amplification Boost.

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.

Cette touche permet d'enclencher la fonction 'secret' afin d'éliminer les bruits de fond et l'écho. Il est toutefois indispensable de relâcher la touche 'Boost' quand vous parlez, sinon votre interlocuteur ne pourra vous entendre; appuyer ensuite de nouveau sur la touche quand vous repassez la parole à votre interlocuteur.

Pour résumer:

- Appuyez sur la touche 'Boost' quand vous écoutez afin d'amplifier le son jusqu'à 40 décibels
  - Relâchez la touche 'Boost' quand vous parlez
- La fonction d'amplification s'éteindra automatiquement dès que vous aurez reposé l'écouteur sur le téléphone.

### Tonalité (voir Ⓢ)

Le bouton réglage de la tonalité Ⓢ vous permet de réglage de la tonalité ainsi que la pureté du son. Pour augmenter le volume des aigus, faites glisser le bouton vers la droite.

Pour diminuer le volume, faites glisser le bouton vers la gauche.

### Réglage du volume (voir Ⓡ)

En utilisant le régulateur de volume Ⓡ vous réglez le volume de la voix de la personne qui se trouve à l'autre bout de la ligne. Si vous voulez augmenter le volume, glissez le bouton vers le haut.

Pour diminuer le volume, glissez le bouton vers le bas.

Grâce à cette **technologie Clarity Power™** seuls les aigus sont amplifiés. Avec cette technologie, non seulement les conversations sont plus fortes, mais elles deviennent également plus audibles.

### Attention:

Si la fonction d'amplification Ⓡ est activée et/ou si le réglage du volume ne se trouve pas en position 'normale', le volume pourra être extrêmement fort jusqu'à 118 décibels. Ces fonctions ont spécialement été conçues pour les malentendants et pourraient être nocives pour les autres utilisateurs. Pour régler la tonalité, faire glisser progressivement la barre de réglage du volume. Evitez une trop forte tonalité et ne vous exposez pas à une forte tonalité sans raison.

 **onedirect**<sup>®</sup>  
www.onedirect.fr  
N° Gratuit **0 800 72 4000**