

Elineo



Modèle présenté : 15745-10M + options et accessoires



Brancard de transfert à hauteur variable
15245-10M / 15245-10L / 15745-10M / 15745-10L

Identification produit du propriétaire

Nom du modèle :

Numéro de Série :

Date d'acquisition :

Nom du propriétaire / Organisation :

Nom du fournisseur :

Numéro de téléphone du fournisseur :

Société de service après-vente agréée Midmark Europe :

Mentions légales

MIDMARK EUROPE
22, rue de Saint-Denis
B.P. 26 - 53500 ERNÉE Cedex
FRANCE


Tél. : +33 (0)2 43 05 12 70
Fax : +33 (0)2 43 05 68 99
internet : www.promotal.com
www.midmark.com

Les descriptions et les spécifications contenues dans le présent Manuel d'utilisation sont jugées exactes au moment de l'impression.

Midmark Europe se réserve cependant le droit de modifier sans préavis ses modèles et ses procédures ou de les rendre caducs.

Avant toute commande, nous conseillons à nos clients de consulter un responsable commercial local.

Étiquette signalétique



Information importante	5
<i>Symboles de sécurité</i>	5
Précaution de déballage	6
<i>Matériel livré sous emballage cartonné</i>	6
<i>Matériel livré sur palette bois</i>	6
<i>Conditions de stockage</i>	6
<i>Déballage</i>	6
<i>Vérification</i>	6
Protocole de nettoyage	8
<i>Avertissement</i>	8
<i>Maintenance générale</i>	8
<i>Désinfection</i>	8
<i>Notice d'entretien</i>	8
<i>Matériel peint (finition époxy polyester)</i>	8
<i>Revêtement simili cuir</i>	9
<i>Matériel en inox</i>	9
<i>Matériel chrome</i>	9
<i>Matériel en PVC/ABS</i>	9
<i>Élément stratifié</i>	9
Notice d'utilisation – Brancard	10
<i>Emploi prévu</i>	10
<i>Autorisation d'utilisation</i>	10
<i>Capacité patient</i>	10
<i>Caractéristiques</i>	10
<i>Dimensions</i>	11
Utilisation du brancard	12
<i>Réglage de la hauteur</i>	12
<i>Réglage de l'inclinaison du plan de couchage (proclive / déclive)</i>	13
<i>Réglage de l'inclinaison de la tête</i>	14
<i>Freinage centralisé</i>	14
<i>Utilisation du freinage centralisé</i>	14
<i>Les barrières</i>	15
<i>Utilisation de la barrière</i>	15

Accessoires	16
Porte-dossier patient	16
<i>Mise en place du porte-dossier patient</i>	16
Tablette support monitoring	17
<i>Mise en place de la tablette support monitoring</i>	17
Porte-rouleau réglable	18
<i>Mise en place du Porte-rouleau</i>	18
<i>Mise en place du rouleau papier</i>	19
Tablette repas	19
<i>Mise en place de la tablette repas</i>	19
Porte sérum	20
<i>Mise en place du porte-sérum</i>	20
<i>Réglage en hauteur du porte-sérum</i>	20
Carter amovible porte-bouteille oxygène	21
<i>Mise en place du Carter amovible</i>	21
Support bouteille oxygène vertical	21
<i>Mise en place du support bouteille</i>	21
Panier de rangement latéral	22
<i>Mise en place du Panier</i>	22
Butées de maintien pour matelas	23
<i>Mise en place des butées</i>	23
Options	24
Tige porte-sérum rabattables	24
<i>Utilisation de la tige porte-sérum</i>	24
5^{ème} roue directionnelle	25
<i>Utilisation de la 5^{ème} roue directionnelle</i>	25
Poignées rabattables	25
<i>Utilisation des poignées rabattables</i>	25
Durée de vie du brancard	26
Composants interchangeables d'usures	26
Maintenance obligatoire / spécifique	26
Fin de vie du dispositif	26
Carnet d'entretien	27
Notes	28
Renseignement sur la garantie	30
Garantie	30
<i>Engagements</i>	30
<i>Exclusions</i>	30
<i>Obligation exclusive</i>	30
<i>Absence d'autorisation</i>	30
Déclaration de conformité	31

Symboles de sécurité



Signal d'avertissement

Les informations marquées avec ce symbole doivent impérativement être lues et strictement respectées !

Remarque

Attire l'attention sur une procédure, une pratique ou une situation.



Orientation correcte pour transport



Conserver au sec



Fragile



Nombre maximum de palettes empilées



Signe de sécurité général




Se référer au manuel/brochure d'instruction



Marquage CE



Interdiction de s'asseoir sur le dossier



Attention :
Risque de pincement
entre les barrières et
l'assise



Avertissement

Les pictogrammes et les signaux d'avertissement qui sont installés par le fabricant ne doivent pas être enlevés ! Si ces signaux sont enlevés, la responsabilité du fabricant est annulée.

Matériel livré sous emballage cartonné

- *Matériel de faible encombrement, léger, ou offrant des possibilités de préhension aisées*

Dans ce cas, la manutention se fait facilement sans dispositif de levage, en veillant à bien respecter le sens de positionnement des cotés. En l'absence de flèche signalétique indiquant le haut et le bas, se repérer au positionnement des différentes étiquettes d'identification du produit qui sont toujours situées en partie haute.

- *Matériel lourd, volumineux, nécessitant l'emploi d'un dispositif de levage*

Dans ce cas, l'emploi d'un chariot élévateur est possible sous réserve d'une utilisation correcte de celui-ci. Avant tout déplacement, il faut veiller au sens de positionnement du matériel et s'assurer que la charge est bien équilibrée.

Matériel livré sur palette bois

Le matériel positionné sur une palette en bois peut aisément être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur, sous réserve d'une utilisation correcte de celui-ci. Avant tout déplacement, s'assurer du bon positionnement du chariot par rapport à la palette, et de la bonne stabilité de l'ensemble.

Il faudra tout particulièrement être vigilant à la manutention du matériel de grande hauteur (type armoire).

Conditions de stockage

Température ambiante :

Humidité relative :

Pression atmosphérique :

-5 °C à +38 °C (+23 °F à 100 °F)

10 % à 90 % (sans condensation)

0.5 bar à 1.05 bar (500 hPa à 1050 hPa)

Tout stockage doit se faire en respectant les recommandations suivantes :

- Local propre, aéré et tempéré.
- Matériel stocké à l'abri des intempéries et de l'ensoleillement direct.
- Local non humide.

- Matériel stocké à l'abri des chocs.
- (ne pas entreposer dans un endroit soumis à de fréquents passages).
- Empilement de tout matériel à proscrire.
- Conservation dans l'emballage d'origine jusqu'à la destination finale.

Déballage

Lors du déballage, enlever toutes les agrafes et retirer l'emballage carton avec précaution. Des éléments fragiles du matériel (revêtement, carter en matière plastique, etc.) peuvent se trouver à proximité de celui-ci. Attention aux outils coupants.

Une fois l'emballage ôté, retirer toute protection éventuelle restante.

Cas de l'emballage sur palette. Retirer l'emballage comme précédemment. Suivant les modèles, l'immobilisation du matériel est assurée soit par des brides vissées, soit par des tasseaux bois cloutés. Utiliser une clé (dans le cas des brides métalliques). Utiliser un arrache clou (dans le cas des tasseaux bois). Déposer le matériel de la palette et enlever les protections restantes, le matériel peut être alors utilisé.

Vérification

Juste après avoir déballé l'appareil, suivre les étapes suivantes :

Vérifiez les documents de livraison pour vous assurer que la livraison est complète.

Vérifiez les composants externes pour rechercher les dommages éventuels liés au transport.

Vérifiez que l'emballage contient l'appareil, les accessoires et options, le cordon d'alimentation (*si DM électrique*) et le Guide d'utilisation.

Remarque :

Représentant CE autorisé

Au sein de l'Union Européenne, tous les problèmes, plaintes ou questions doivent être adressés au représentant CE autorisé de Midmark Europe indiqué ci-dessous :

Midmark Europe
22, Rue De St. Denis
53500 Ernée,
FRANCE
Téléphone : + 33 (0)2 430 517 76
Fax : + 33 (0)2 430 572 00

Avertissement

Toute manipulation du Dispositif Médical ne doit s'effectuer qu'après une lecture complète du manuel d'utilisation. L'appareil n'est destiné qu'à l'utilisation spécifique prévue et décrite dans notre documentation. Le montage et raccordement ne doivent se faire que par du personnel qualifié. En

aucun cas les composants électriques (Vérin, boîtier, coffret, poignée de commande, batterie, adaptateur, etc.) ne doivent être ouverts. MIDMARK EUROPE décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de ces instructions.



Toute modification du DM sans autorisation écrite du fabricant est interdite.



Attention

Seule l'utilisation d'accessoires prévus et fournis pour ce DM par Midmark Europe est autorisée.

Maintenance générale

En dehors d'un nettoyage régulier et approprié, nos produits ne nécessitent pas d'entretien particulier. Les mécanismes de blocage mécanique (arc lisse, compas cranté, crémaillère, etc.) ne demande pas d'attention spécifique. Les ressorts à gaz qui équipent nos tables ne nécessitent aucun entretien. Leur tige doit rester propre, ne pas subir de chocs importants, et ne pas être nettoyée avec des produits corrosifs. Les vérins électriques et hydrauliques équipant nos tables ne requièrent pas d'attention particulière.

Les tables, divans, fauteuils et chariots à hauteur variable sont équipés soit :

- De bras munis de bagues d'articulations lubrifiées à vie.
- De glissières télescopiques à billes. Dans ce cas, une lubrification annuelle peut être envisagée (notamment en cas de déplacements bruyants) à l'aide de graisse ordinaire (Voir plan de démontage pour l'accès aux glissières).

Désinfection

Ce Dispositif Médical doit faire l'objet d'une désinfection régulière au moyen de produits répondant à la définition de Bactéricide, Virucide et Fongicide.

Notice d'entretien

Matériel peint (finition époxy polyester)

L'emploi de produit de nettoyage courant du commerce, type produit pour vitres, convient tout à fait au nettoyage du matériel recouvert d'un revêtement époxy polyester. **Produits Strictement prohibés :**

– Solvants :

Essence
Alcools supérieurs :
– Aliphatiques
– Aromatiques
Cétones - esters
Tri -perchloréthylène

– Bases :

Soude 10 %
Ammoniaque 10 %

– Acides :

Nitrique 30 %
Chlorhydrique 30 %
Citrique 10 %

– Divers :

Eau de Javel
Poudres abrasives
Tout produit
d'entretien abrasif

Revêtement simili cuir

Utiliser une éponge humide et de l'eau savonneuse (type savon de Marseille). Pour les tâches rebelles, essuyer par tamponnage sans frotter, avec un tissu imprégné de white spirit ou une solution d'eau et d'alcool (pourcentage inférieur à 30-%).

Produits Strictement prohibés : Alcool pur, acétone, perchloréthylène, trichloréthylène, tous solvants et détergents, Produits d'entretien abrasif, toutes sortes de cires.

Matériel en inox

Nettoyage et Entretien : L'entretien du matériel en acier inoxydable se limite à un nettoyage périodique de leur surface. Ce nettoyage est indispensable, ne serait-ce que pour leur maintien en état de propreté, mais c'est en général une opération simple, grandement facilitée par les qualités de surface des aciers inoxydables. Une large gamme de produits et méthodes de nettoyage peut être utilisée. Le choix du produit le mieux adapté sera guidé par la nature des salissures ou du produit contenu et par les conditions d'utilisation des éléments en acier inoxydable.

Produits de nettoyage

a) Détergents-lessives : Tous les types de détergents, lessives et savons du commerce sont généralement utilisables, à condition qu'ils ne contiennent pas de produits chlorés.

b) Poudres abrasives : Ces produits peuvent rayer les surfaces d'acier inoxydable et donc en modifier l'aspect, au moins localement. Elles sont donc à proscrire.

Matériel chrome

Nettoyage et Entretien : Il est impératif, pour ne pas endommager cette couche de protection, de ne pas utiliser de produits abrasifs et/ou corrosifs. L'emploi de produits de nettoyage courant du commerce, type produit pour vitres convient tout à fait au nettoyage du matériel chromé. Si nécessaire un produit désinfectant approprié peut être utilisé sur le chrome (bien respecter les précautions d'emploi).

Matériel en PVC/ABS

Nettoyage et Entretien : L'emploi de produit de nettoyage venant du commerce, type produit pour vitres, convient tout à fait aux matières PVC ou ABS. Pour donner de l'éclat à un produit ancien et terni, il est possible d'utiliser des produits rénovateurs pour plastiques. Attention l'emploi de tous solvants et de tous produits abrasifs est à proscrire.

Élément stratifié

Nettoyage et Entretien : Idem que pour PVC, utiliser du produit pour vitres.

Classement non feu : Tous nos revêtements sont classés M2 ou M1. Sur demande, nous pouvons vous fournir les attestations des fabricants.

c) Solvants : L'utilisation de solvants peut être utile pour l'élimination de produits gras. Les solvants usuels (benzène, chlorure de méthylène, white spirit, etc.) ainsi que les produits domestiques ou industriels spécialement préparés peuvent être utilisés. Leur emploi impose, bien entendu, des précautions, du fait de leur inflammabilité et de leur toxicité. Des précautions sont également à prendre pour éviter la détérioration des matériaux adjacents qui peuvent être sensibles à leur action (peinture, mastics, joints, etc.).

d) Produits acides : Le vinaigre (acide acétique) peut être utilisé pour l'enlèvement de taches provoquées par des dépôts calcaires. Son maintien au contact des surfaces doit être d'une durée limitée et son emploi suivi d'un rinçage abondant et soigné à l'eau claire. L'utilisation de produits chlorés est proscrite.

e) Bases : Elles sont formellement proscrites.

Divers : L'emploi de laine d'acier ou d'éponges métalliques est formellement proscrire.



Emploi prévu

Ce Dispositif Médical (DM) est destiné au transfert de patient en position allongée ou assise, dans l'enceinte de l'établissement de soins, par et sous la surveillance d'un professionnel de la santé.

Cet appareil ne doit pas être installé dans un local à usage domestique.



Ce brancard n'est pas destiné à être utilisé comme lit médical.



Ce brancard n'est pas destiné à être utilisé comme table d'opération.




Un patient ne doit en aucun cas être laissé seul et sans surveillance installé sur le dispositif médical.

Autorisation d'utilisation

Seul un professionnel de santé (médecin, personnel soignant) et/ou un agent habilité des services Techniques peut manipuler ou utiliser le brancard.

Le patient et accompagnateurs n'interviennent pas directement sur le brancard. Ils ne doivent pas avoir accès aux commandes du brancard.

Capacité patient



Caractéristiques

Hauteur variable de 57 à 90 cm (sans matelas)

Procline / Décline accessible par commandes bilatérales

Structure acier revêtement époxy polyester gris nuage

Plan dur en résine radio transparent compatible C-arm

4 roues ø 200 mm avec freinage centralisé, dont 2 directionnelles côté tête (commande aux 4 coins)

Dossier relevable par double vérin à gaz

4 pare-chocs latéraux + bandes de protection latérale


4 supports accessoires

Barrières repliables sous le niveau de couchage

Poignées de poussée



Dimensions




Utilisation du brancard

Réglage de la hauteur

Note : La montée et la descente peuvent s'effectuer avec un patient sur le matelas.

Hauteur variable de 57 cm à 90 cm.


Exercer un appui répétitif sur la pédale noire (P1) jusqu'à la hauteur souhaitée. L'élévation s'effectue en même temps des 2 côtés.



Pour la descente simultanée de l'ensemble, appuyer sur les 2 pédales (P2) et (P3).



Attention
S'assurer de l'absence de tout objet sous le dispositif avant d'actionner la descente.



Réglage de l'inclinaison du plan de couchage (proclive / déclive)

Note : Ce réglage peut s'effectuer avec un patient sur le matelas.

Inclinaison de -14° à $+14^{\circ}$.

Le réglage de l'inclinaison se fait à partir de la position haute.

Pour descendre (côté tête, déclive), appuyer sur la pédale (P2).




Attention
S'assurer de l'absence de tout objet sous le dispositif avant d'actionner la descente.



Pour descendre (côté pied, proclive), appuyer sur la pédale (P3).



Attention
S'assurer de l'absence de tout objet sous le dispositif avant d'actionner la descente.



Réglage de l'inclinaison de la tête

D'une main, agir sur le levier rouge (L1) en la comprimant avec le dossier, puis positionner ce

dernier à l'inclinaison souhaitée. Une fois celle-ci obtenue, relâcher la poignée.



Freinage centralisé



Utilisation du freinage centralisé

3 positions possibles

1 : Pédales en position horizontale : les roues sont libres

2 : Pédales vers le haut (*Position directionnelle*) : Les roues côté tête sont bloquées en direction.

3 : Pédales vers le bas (*Position freinage*) : blocage total des roues.



Les barrières

Utilisation de la barrière

Position haute

Saisir la barrière en sa partie supérieure et lever jusqu'à enclenchement du système.

Position basse

D'une main, maintenir la barrière en sa partie supérieure et de l'autre actionner la commande (CB) pour déverrouiller le système, puis l'accompagner jusqu'à sa position basse.



Attention
Vérifier que les barrières
soient bien enclenchées avant
utilisation.








Seule l'utilisation d'accessoires prévus et fournis pour ce DM par Midmark Europe est autorisée.

Porte-dossier patient

(référence 159045-01M pour 66 cm)

(référence 159045-01L pour 75 cm)

Mise en place du porte-dossier patient



Accessoire à installer avant les accessoires.
(réf. 15954-01M et 15954-01L)



Incompatible avec les poignées repliables côté pied



Attention
Veillez à la bonne mise place du matériel avant utilisation.

Tablette support monitoring

(référence 15954-01M pour 66 cm)


(référence 15954-01L pour 75 cm)

Mise en place de la tablette support
monitoring




Accessoire à installer après les
accessoires.
(réf. 159045-01M et 159045-01L)

1




2



3

4



S'assurer du bon serrage avant
chaque utilisation

Porte-rouleau réglable





(référence 15950-01M pour 66 cm)

(référence 15950-01L pour 75 cm)

Mise en place du Porte-rouleau



Clé Allen n°8 




S'assurer du bon serrage avant chaque utilisation

Mise en place du rouleau papier

Le rouleau papier se positionne sur un axe mobile avec à chacune de ses extrémités un système de crochet réglable.

1. Dévisser les volants de serrage (VS).
2. Retirer légèrement le $\frac{1}{2}$ (PR).
3. Insérer le rouleau papier.

Dérouler le papier sur les selleries avant que le patient ne s'installe sur le brancard.






Tablette repas

(référence 23530 pour 66 cm)

(référence 23530L pour 75 cm)

Mise en place de la tablette repas



Attention
Veillez à la bonne mise place du matériel avant utilisation.






Seule l'utilisation d'accessoires prévus et fournis pour ce DM par Midmark Europe est autorisée.

Porte sérum

(référence 2985-01)

Mise en place du porte-sérum



S'assurer du bon serrage avant chaque utilisation

Réglage en hauteur du porte-sérum



Le porte-sérum dispose d'une tige coulissante.

Agir sur le verrou pour ajuster la hauteur de la tige supérieure.



Carter amovible porte-bouteille oxygène (référence 159040-01)


Mise en place du Carter amovible



Attention
Veillez à la bonne mise place du matériel avant utilisation.

Support bouteille oxygène vertical (référence 159043-01)

Mise en place du support bouteille









Panier de rangement latéral (référence 159042-01)

Mise en place du Panier

Clé Allen n°4



Clé plate n°10





Butées de maintien pour matelas

(référence 159044-01)

Mise en place des butées

Clé plate n°10



Attention

Seule l'utilisation d'accessoires prévus et fournis pour ce DM par Midmark Europe est autorisée.

Tige porte-sérum rabattables



(référence 15985-02)

Utilisation de la tige porte-sérum

Position relevée

Le porte-sérum (PS) est rangé en position horizontale.

De cette position, le saisir et l'accompagner à la verticale.




Réglage en hauteur du porte-sérum

Le porte-sérum dispose de 2 tiges coulissantes.

Utiliser le volant de serrage (VS) pour ajuster la hauteur de la tige intermédiaire.

Agir sur le verrou pour ajuster la hauteur de la tige supérieure.



Position escamotée

1. Rentrer totalement les 2 tiges coulissantes.
2. Tirer la tige porte-sérum vers le haut.
3. Accompagner celle-ci dans son mouvement

5^{ème} roue directionnelle

(référence 159030-01)


Utilisation de la 5^{ème} roue directionnelle

3 positions de la pédale

1 : Pédale en position horizontale : Les 5 roues sont libres.

2 : En appuyant sur la pédale verte (Position directionnelle) : la roue Ø 125 se bloquera en directionnelle lorsque le brancard sera en mouvements. Le brancard pivote aisément par rapport à cette roue.

3 : En appuyant sur la pédale rouge (Position freinage) : les 4 roues Ø 200 sont complètement immobilisées.



Poignées rabattables

(référence 15955-01 et 15956-01)


Utilisation des poignées rabattables

Position escamotée

1. Tirer les poignées vers le haut.
2. Accompagner celles-ci dans leur mouvement

Position relevée

Procéder de manière inverse.



Attention
Vérifier l'indexage de la poignée
avant utilisation.

Durée de vie du brancard

Ce matériel a été conçu pour une durée de vie de 10 ans (sauf pièces d'usures) dans des conditions normales d'utilisation. Cette durée peut varier selon la fréquence d'utilisation.

VERIFIER AU MOINS UNE FOIS PAR AN L'ETAT GENERAL DU BRANCARD.

Composants interchangeables d'usures

Pour toutes interventions, contacter votre revendeur habituel, en indiquant le numéro de série se situant sur l'étiquette du produit (voir page 2).

Maintenance obligatoire / spécifique

Une fois par an :

- Vérifier le bon serrage des vis et des bielles.
- Vérifier l'état des fixations des parties articulées.
- Vérifier que la structure n'a subi aucune déformation.
- Contrôler les différentes liaisons (jeu excessif, bruit...).
- Noter ces informations et la date de vérification sur le carnet d'entretien.

Fin de vie du dispositif

Votre revendeur est responsable de la récupération et du traitement en fin de vie de ce dispositif.

Si nécessaire, n'hésitez pas à contacter Midmark Europe. Nous vous proposerons une solution pour traiter cet équipement dans les meilleures conditions.



Avertissement matériel

Afin de garantir une fonctionnalité optimale de ce DM, tout matelas dont l'enveloppe est déchirée doit être remplacé sans délai.



Avertissement matériel

NE PAS Démontez L'APPAREIL

Si un défaut est détecté, contacter immédiatement votre revendeur ou le service technique de la société de votre revendeur (cf. Chapitre Garantie) pour un diagnostic complet. Si un doute subsiste, ne pas utiliser l'appareil.

Carnet d'entretien

Référence du produit :
N° de série du (cf. étiquette) :
Date de fabrication du (date de départ de la garantie) : .../.../...

Date	Nom du technicien	Type d'intervention - action corrective

Si retour du produit chez le revendeur ou le fabricant, merci de bien vouloir nettoyer et désinfecter le matériel.



Garantie

Midmark Europe garantit les matériels fabriqués par Midmark Europe et leurs composants pendant une période de deux (2) ans* à la date de facturation.

Engagements

Midmark Europe s'engage à remplacer les pièces défectueuses qui lui sont retournées au cours de la période applicable de la garantie, et qui, après examen par Midmark Europe, s'avèrent défectueuses.

Le distributeur de Midmark Europe est responsable du service après vente pendant et après la période de garantie.

Exclusions

- Cette garantie ne s'applique pas pour :

- (1) Les pièces d'usure et les consommables.
- (2) Les frais de déplacements et de main d'œuvre.
- (3) Les pannes résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence manifeste ou d'un transport de l'appareil.
- (4) Les matériels dont les caractéristiques d'origine ont été modifiées par l'utilisateur.
- (5) Les boîtiers de contrôle, les vérins hydrauliques et électriques s'ils ont été ouverts par l'utilisateur (scellés rompus).
- (6) Les dommages, pannes, défaillances ou défauts imputables à des causes d'origine externe (foudre, surtensions électriques, inondations, catastrophes naturelles, chocs, etc....) ou à la présence de corps étrangers.
- (7) Les dommages dus à un mauvais branchement ou à l'alimentation, les dommages dus à la corrosion ou à la détérioration graduelle du produit.
- (8) Les dommages indirects liés à la perte de jouissance ainsi que les pénalités dues à une mauvaise performance.
- (9) Les dommages esthétiques causés aux parties extérieures du matériel ne nuisant pas au bon fonctionnement tels que rayures, écaillures, égratignures.
- (10) Les appareils dont le numéro de série a été rendu illisible, modifié ou retiré.

Obligation exclusive

Le seul engagement de Midmark Europe sous la période de garantie est le remplacement des pièces défectueuses. Midmark Europe ne sera pas responsable des dommages directs, indirects, spéciaux ou fortuits, ou des pertes subies suite à la non utilisation des matériels.

Absence d'autorisation

Aucune personne ou société n'est autorisée à créer tout autre engagement ou obligation relatifs aux matériels au nom de Midmark Europe.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE DE MIDMARK EUROPE AU DETRIMENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE.

* Les selleries sont garanties 1 an contre des vices de fabrication



Midmark Europe

DECLARATION DE CONFORMITE



Nom de l'entreprise : **Midmark Europe**

Adresse de l'entreprise : **22, rue de St. Denis de Gastines
53500 Ernée
FRANCE**

Année d'apposition du marquage CE : **2011**

L'article référence : **15245-10M / 15245-10L**
Porte une étiquette CE. **15745-10M / 15745-10L**

Description du produit : **Brancard de transfert à hauteur variable**

Ce marquage atteste que ce dispositif médical, de classe I :

est conforme aux dispositions réglementaires définies par les exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive 93/42 CEE, annexe I et VII (décret 95-292 du 16 mars 1995).

satisfait aux normes Européennes qui lui sont applicables.

Fait à Ernée,
Le 01 septembre 2012

Hugues CATTART
Directeur Général



CE

MIDMARK EUROPE - FRANCE

www.promotal.com

DIC15245-10M_0314FR

