

BD Control Set for the BD ProbeTec *Chlamydia trachomatis* / *Neisseria gonorrhoeae* / *Trichomonas vaginalis* (CT/GC/TV) Q^x Amplified DNA Assays

USO PREVISTO
El juego de controles para **BD ProbeTec *Chlamydia trachomatis* / *Neisseria gonorrhoeae* / *Trichomonas vaginalis* (CT/GC/TV) Q^x Amplified DNA Assays** (análisis de ADN amplificado) contiene los controles positivo y negativo destinados al control de calidad de los análisis **BD ProbeTec *Chlamydia trachomatis* Q^x Amplified DNA Assay**, **BD ProbeTec *Neisseria gonorrhoeae* Q^x Amplified DNA Assay**, y/o **BD ProbeTec *Trichomonas vaginalis* Q^x Amplified DNA Assay**, con el sistema **BD Viper** en modo de extracción.

RESUMEN Y EXPLICACIÓN

El control de calidad debe llevarse a cabo de conformidad con la normativa local y/o nacional aplicable, los requisitos de los organismos de acreditación y los procedimientos estándar de control de calidad del laboratorio. Se recomienda consultar las instrucciones pertinentes del CLSI y la normativa de la CLIA para obtener información acerca de las prácticas adecuadas de control de calidad.

Es preciso incluir los controles positivo y negativo para los análisis **BD ProbeTec *Chlamydia trachomatis* / *Neisseria gonorrhoeae* / *Trichomonas vaginalis* (CT/GC/TV) Q^x** en cada serie del sistema **BD Viper**. Los controles deben colocarse según se indica en el manual del usuario del instrumento **BD Viper**. El control positivo CT/GC/TV Q^x controla únicamente si se produce un fallo sustancial del reactivo. El control negativo CT/GC/TV Q^x controla la posible contaminación por reactivos y/o contaminación ambiental.

El control positivo CT/GC/TV Q^x contiene regiones diana CT/GC/TV clonadas. Este control se puede utilizar como control de calidad interno, aunque el usuario puede desarrollar su propio material de control de calidad interno¹. También pueden analizarse otros controles conforme a las directrices o requisitos de las normativas u organismos de acreditación locales o nacionales. Consulte la norma CLSI C24-A3 para obtener asistencia adicional sobre prácticas adecuadas de análisis de controles de calidad internos¹. El control positivo contiene aproximadamente 2.400 copias por mL de cada uno de los plásmidos pCTB4 y pGCint3 linealizados y 4.000 copias por mL del plásmido TVAP651.

REACTIVOS

Materiales suministrados: Cada juego de controles para los análisis de ADN amplificado **BD ProbeTec *Chlamydia trachomatis* / *Neisseria gonorrhoeae* / *Trichomonas vaginalis* (CT/GC/TV) Q^x** contiene: 24 tubos de control positivo CT/GC/TV Q^x que contienen aproximadamente 2.400 copias por mL de cada uno de los plásmidos pCTB4 y pGCint3 linealizados y aproximadamente 4.000 copias de plásmido linealizado TVAP651 en ácido nucleico portador, y 24 tubos de control negativo CT/GC/TV Q^x con ácido nucleico portador solamente. Las concentraciones de los plásmidos pCTB4, pGCint3 y TVAP651 se determinan mediante espectrofotometría ultravioleta.

Materiales necesarios pero no suministrados: Análisis de ADN amplificado **BD ProbeTec *Chlamydia trachomatis* / *Neisseria gonorrhoeae* / *Trichomonas vaginalis* (CT/GC/TV) Q^x** y accesorios, guantes de nitrilo.

Requisitos de conservación y manipulación: Los reactivos pueden almacenarse a una temperatura de 2 – 33 °C. No congelar.

Advertencias y precauciones

- Para uso diagnóstico *in vitro*.
- El juego de controles para los análisis de ADN amplificado **BD ProbeTec *Chlamydia trachomatis* / *Neisseria gonorrhoeae* / *Trichomonas vaginalis* (CT/GC/TV) Q^x** se utiliza para evaluar el rendimiento de dichos análisis y en ningún caso puede utilizarse con otros métodos.
- Para conocer las advertencias, precauciones y notas adicionales específicas de **BD Viper**, consultar el manual del usuario del instrumento **BD Viper**.
- No rehidratar los controles antes de cargarlos en la gradilla de lisis **BD Viper**.
- No comer, beber ni fumar en las áreas designadas para la manipulación de las muestras o los reactivos.

PREPARACIÓN DE LOS CONTROLES DE CALIDAD

No es preciso que el usuario añada líquido a los controles positivo y negativo CT/GC/TV Q^x (es decir, los controles de los análisis) antes de cargarlos en la gradilla de lisis de **BD Viper**.

Interpretación de los resultados de los controles de calidad

Los controles positivo y negativo CT/GC/TV Q^x deben dar un resultado de análisis positivo y negativo respectivamente para poder obtener resultados del paciente. Si los controles no presentan el comportamiento previsto, la serie de análisis se considera no válida y el instrumento no genera un informe de los resultados del paciente. Si uno de los dos controles no ofrece los resultados previstos, repita la serie completa utilizando un juego de controles, tubos de extracción, una cubeta de reactivo de extracción, una cubeta de lisis y micropocillos nuevos. Si este segundo procedimiento de control de calidad no proporciona los resultados previstos, póngase en contacto con el representante local de BD.


Consulte los prospectos del análisis de ADN amplificado **BD ProbeTec *Chlamydia trachomatis* (CT) Q^x** (Nº de cat. 441126) / el análisis de ADN amplificado **BD ProbeTec *Neisseria gonorrhoeae* (GC) Q^x** (Nº de cat. 441124) / el análisis de ADN amplificado **BD ProbeTec *Trichomonas vaginalis* Q^x** (Nº de cat. 441917) para obtener más información sobre la interpretación de los resultados de los controles de calidad.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Es posible que el juego de controles CT/GC/TV Q^x no sea el adecuado para el procesamiento de las muestras. Para preparar y analizar controles de procesamiento de muestras, consulte los prospectos del análisis de ADN amplificado **BD ProbeTec *Chlamydia trachomatis* (CT) Q^x** (Nº de cat. 441126) / el análisis de ADN amplificado **BD ProbeTec *Neisseria gonorrhoeae* (GC) Q^x** (Nº de cat. 441124) / el análisis de ADN amplificado **BD ProbeTec *Trichomonas vaginalis* Q^x** (Nº de cat. 441917).

REFERENCIA: Ver "Referencias" en el texto en inglés.

Servicio técnico de BD Diagnostics: póngase en contacto con el representante local de BD.


 Manufacturer / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / Κατασκευαστής / Gyártó / Ditta produttrice / Gamintojas / Producent / Fabricante / Výrobca / Tillverkare / Производител / Producător / Üretici / Proizvođač / Производитель / Атқарушы

Use by / Spotřebujete do / Anvendes før / Houdbaar tot / Kasutada enne / Viimeinkäyttöpäivä / A utiliser avant / Verwendbar bis / Ημερομηνία λήξης / Felhasználhatóság dátuma / Usare entro / Naudokite iki / Brukes før / Stosować do / Utilizar em / Použite do / Usar antes de / Använd före / Мановляйте до / A se utiliza până la / Son kullanna tarihi / Upotrebiti do / Использовать до / дейін пайдалануға / Uprotrebiti do / YYYY-MM-DD / YYYY-MM (MM = end of month) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = konec měsíce) / ÁÁÁÁ-MM-DD / ÁÁÁÁ-MM (MM = slutning af måned) / JJJJ-MM-DD / JJJJ-MM (MM = einde maand) / AAAA-KK-PP / AAAA-KK (KK = kuu lõpp) / VVVV-KK-PP / VVVV-KK (kuukauden loppuun mennessä) / AAAA-MM-JJ / AAAA-MM (MM = fin du mois) / JJJJ-MM-TT / JJJJ-MM (MM = Monatsende) / EEEE-MM-HH / EEEE-MM (MM = τέλος του μήνα) / ÉÉÉÉ-HH-NN / ÉÉÉÉ-HH (HH = hónap utolsó napja) / AAAA-MM-GG / AAAA-MM (MM = fine mese) / MMMM-MM-DD / MMMM-MM (MM = mensesio pabaiga) / ÁÁÁÁ-MM-DD / ÁÁÁÁ-MM (MM = slutten av måneden) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec miesiąca) / AAAA-MM-DD / AAAA-MM (MM = fim do mês) / RRRR-MM-DD / RRRR-MM (MM = koniec mesiac) / aaaa-mm-dd / aaaa-mm (mm = fin del mes) / ÁÁÁÁ-MM-DD / ÁÁÁÁ-MM (MM = slutet på månaden) / ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = края на месеца) / AAAA-LL-ZZ / AAAA-LL (LL = sfârșitul lunii) / YYYY-AA-GG / YYYY-AA (AA = ayın sonu) / GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj meseca) / ГГГГ-ММ-ДД / ГГГГ-ММ (ММ = конец месяца) / ЖЖЖЖ-АА-КК / ЖЖЖЖ-АА (АА = айдың соңы) / GGGG-MM-DD / GGGG-MM (MM = kraj mjeseca)


REF Catalog number / Katalogové číslo / Katalognummer / Catalognummer / Kataloogi number / Tuotenumero / Numéro catalogue / Bestellnummer / Αριθμός καταλόγου / Katalógusszám / Numero di catalogo / Katalogo numeris / Numer katalogowy / Número do catálogo / Katalógové číslo / Número de catálogo / Каталоген номер / Număr de catalog / Katalog numarası / Kataloški broj / Номер по каталогу / Каталог нөмірі

EC/REP Authorized Representative in the European Community / Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii / Autoriseret repræsentant i EU / Erkend vertegenwoordiger in de Europese Unie / Volitatud esindaja Euroopa Nõukogus / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé pour la C.E.E. / Autorisierte EG-Vertretung / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Hivatalos képviselő az Európai Unióban / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Jgalliotas atstovas Europos Bendrijoje / Autorisert representant i EU / Autoryzowane przedstawicielstwo w Unii Europejskiej / Representante autorizado na União Europeia / Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i EU / Оторизиран представител в EU / Reprezentant autorizat în Uniunea Europeană / Avrupa Topluluğu Yetkili Temsilcisi / Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj zajednici / Уполномоченный представитель в Европейском сообществе / Европа қауымдастығындағы уәклетті өкіл / Autorizuirani predstavnik u EU

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device / Lékařské zařízení určené pro diagnostiku in vitro / In vitro diagnostisk medicinsk anordning / Medisch hulpmiddel voor in vitro diagnose / In vitro diagnostika meditsiiniaparatuur / Lääkinnällinen in vitro -diagnostiikkalaite / Dispositif médical de diagnostic in vitro / Medizinisches In-vitro-Diagnostikum / In vitro διαγνωστική ιατρική συσκευή / In vitro diagnosztikai orvosi eszköz / Dispositivo médico diagnóstico in vitro. / In vitro diagnostikos prietaisais / In vitro diagnostisk medisinsk utstyr / Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro / Dispositivo médico para diagnóstico in vitro / Medicínska pomôcka na diagnostiku in vitro / Dispositivo médico de diagnóstico in vitro / Medicinsk anordning för in vitro-diagnostik / Медицински уред за диагностика ин витро / Aparatură medicală de diagnosticare in vitro / In Vitro Diagnostik Tibbi Cihaz / Medicinski uređaj za in vitro dijagnostiku / Медицинский прибор для диагностики in vitro / Жасанды жағдайда жұризәтін медициналық диагностика аспабы / Medicínska pomagala za In Vitro Dijagnostiku

 Temperature limitation / Teplotní omezení / Temperaturbegrænsning / Temperatuurlimiet / Temperatuuri piirang / Lämpötilarajoitus / Température limite / Zulässiger Temperaturenbereich / Όριο θερμοκρασίας / Hölmérsékleti határ / Temperatura limite / Laikymo temperatūra / Temperaturbegrensning / Ograniczenie temperatury / Limitação da temperatura / Ohraničenie teploty / Limitación de temperatura / Temperaturbegränsning / Температурни ограничения / Limitare de temperatură / Sıcaklık sınırlaması / Ograničenje temperature / Ограничение температуры / Температураны шектеу / Dozvoljena temperatura

LOT Batch Code (Lot) / Kód (číslo) šarže / Batch code (Lot) / Chargenumber (lot) / Partii kood / Eräkoodi (LOT) / Code de lot (Lot) / Chargencode (Chargenbezeichnung) / Кодікός партидос (Партида) / Tétel száma (Lot) / Codice del lotto (partita) / Partijos numeris (Lot) / Batch-kode (Serie) / Kod partii (seria) / Código do lote (Lote) / Kód série (šarža) / Código de lote (Lote) / Satskod (parti) / Код (Партида) / Număr lot (Lotul) / Parti Kodu (Lot) / Kod serije / Код партии (лот) / Топтама коды / Lot (kod)

 Consult Instructions for Use / Prostudujte pokyny k použití / Læs brugsanvisningen / Raadpleeg gebruiksaanwijzing / Lugeđa kasutusjuhendit / Tarkista käyttöohjeista / Consulter la notice d'emploi / Gebrauchsanweisung beachten / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Olvassa el a használati utasítást / Consultare le istruzioni per l'uso / Skaitykite naudojimo instrukcijas / Se i bruksanvisningen / Zobacz instrukcja użytkowania / Consulte as instruções de utilização / Pozri Pokyny na používanie / Consultar las instrucciones de uso / Se bruksanvisningen / Направете справка в инструкциите за употреба / Consultați instrucțiunile de utilizare / Kullanim Talimatları'na başvurun / Pogledajte uputstvo za upotrebu / См. руководство по эксплуатации / Пайдалану нұсқаулығымен танысып алыңыз / Koristi upute za upotrebu

CONTROL - Negative control / Negativní kontrola / Negativ kontrol / Negatieve controle / Negatiivne kontroll / Negatiivinkontrolli / Contrôle négatif / Negative Kontrolle / Αρνητικός έλεγχος / Negativ kontroll / Controllo negativo / Neigiama kontrolė / Negativ kontroll / Kontrola ujemna / Controllo negativo / Negativna kontrola / Control negativo / Отрицателен контрол / Etalon negatív / Negatív kontrol / Negativna kontrola / Отрицательный контроль / Негативтік бақылау

CONTROL + Positive control / Pozitivní kontrola / Positiv kontrol / Positieve controle / Positiivne kontroll / Positiivinkontrolli / Contrôle positif / Positive Kontrolle / θετικός έλεγχος / Pozitiv kontroll / Controllo positivo / Teigiama kontrolė / Positiv kontroll / Kontrola dodatnia / Controllo positivo / Pozitivna kontrola / Control positivo / Положителен контрол / Etalon pozitiv / Pozitif kontrol / Pozitivna kontrola / Положительный контроль / Жатымды бақылау



This product is sold under license, and purchase of this product does not include rights to use for certain blood and tissue screening applications, nor for certain industrial applications. / Ce produit est vendu sous licence. L'achat de ce produit ne confère aucun droit relatif à l'utilisation de certaines applications de dépistage sur des tissus et du sang, ni certaines applications industrielles. / Dieses Produkt wird unter einer Lizenz verkauft, und der Erwerb berechtigt nicht dazu, dieses Produkt für bestimmte Screening-Anwendungen zur Untersuchung von Blut und Gewebe oder für bestimmte industrielle Anwendungen zu verwenden. / Questo prodotto è venduto su licenza e il suo acquisto non include i diritti di utilizzo per determinate applicazioni di screening del sangue e dei tessuti né per alcune applicazioni industriali. / Este producto se vende bajo licencia y su compra no incluye derechos de uso para determinadas aplicaciones de detección sistemática en sangre y tejidos, ni para determinadas aplicaciones industriales.

	Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, MD 21152 USA	EC/REP	Benex Limited Pottery Road, Dun Laoghaire Co. Dublin, Ireland
---	---	---------------	---

BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. © 2014 BD.