

Hanna Instruments Portugal


Zona Industrial de Amorim, Fracção I nº 392 4495-129 Amorim Póvoa de Varzim

Tel: 252 248 670 Fax: 252 248 679

Número verde: 800 203 063 email: info@hannacom.pt

Manual de Instruções

HI 96822 Refractrómetro para Água do Mar





Impresso em Portugal, EU MAN96822PT 08/09

Estimado Cliente,

Obrigado por ter escolhido os produtos Hanna Instruments. Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o instrumento correctamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade. Por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente. Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em nos contactar para info@hannacom.pt. Estes instrumentos estão em conformidade com as Normas CE.

ÍNDICE

EXAME PRELIMINAR	2
DESCRIÇÃO GERAL	
ESPECIFICAÇÕES	
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO	
DESCRIÇÃO FUNCIONAL	
ELEMENTOS DO MOSTRADOR	
ORIENTAÇÕES PARA A MEDIÇÃO	
PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO	
PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO	
ALTERAR AS UNIDADES DE MEDIÇÃO	
ALTERAR AS UNIDADES DE TEMPERATURA	
FAZER UMA SOLUÇÃO PADRÃO	9
SUBSTITUIÇÃO DA PILHA	
GARANTIA	
MENSAGENS DE ERRO	11

EXAME PRELIMINAR

Retire o instrumento da embalagem e examine-o. Certifique-se que este não sofreu danos durante o transporte. Caso se verifique, informe o seu revendedor.

Cada instrumento é fornecido com:

- Pilha de 9 V
- Manual de Instruções

Nota: Deve conservar todas as embalagens até ter a certeza que o instrumento funciona correctamente. Um item defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original.

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial é proibida, salvo consentimento por escrito do detentor dos direitos, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

MENSAGENS DE ERRO

Código de Erro	LCD	Descrição
Err	Err 25.0°	Falha geral. Desligue e ligue o instrumento. Se o erro persiste contacte a Hanna.
Indicação LO	L 0 25.0°	A leitura da amostra é inferior ao padrão 0 % BRIX usado para a calibração do instrumento.
Indicação HI	HI 25.0°	A amostra excede a gama máxima de medição.
Indicação LO Segmento Cal ligado	L 0 250°	Foi utilizada a calibração errada para efectuar o zero do instrumento. Use água desionizada ou destilada. Pressione Zero.
Indicação HI Segmento Cal ligado	HI 25.0°	Foi utilizada a calibração errada para efectuar o zero do instrumento. Use água desionizada ou destilada. Pressione Zero.
Indicação t LO Segmento Cal ligado	0.0°	A temperatura excede o limite mínimo CAT (10°C) durante a calibração.
Indicação † HI Segmento Cal ligado	E HI 40.3°	A temperatura excede o limite CAT (40 °C) durante a calibração.
Air	A. r 25.0°	A superfície do prisma está insuficientemente coberta.
Elt	EL	Demasiada luz externa para a medição. Tape bem a amostra com a mão.
nLt	∩LE ≥5.0°	A luz LED não é detectada. Contacte a Hanna Instruments.
Segmento de pilha a intermitente	35	<5% de vida de pilha remanescente.
Valores de temperatura 0.0° ou 80.0°C a intermitente	35 35 36 36 36	A medição da temperatura está fora da gama de amostragem (0.0 a 80.0°C).
Segmento ATC a intermitente	35°\$ 403°	Gama de compensação da temperatura exterior (10 a 40°C).
Segmento SETUP a intermitente	宗 25.0°	Calibração de fábrica perdida. Contacte a Hanna Instruments.

Para fazer uma Solução Padrão NaCl (g/100 g), siga o procedimento abaixo indicado:

- Posicione o recipiente (como uma cuvete de vidro ou frasco conta-gotas que tenha tampa) numa balança analítica.
- Tare a balança.
- Para fazer uma solução X NaCl pese X gramas de Cloreto de Sódio seco de alta pureza (CAS #: 7647-14-5: MW 58.44) directamente dentro do recipiente.
- Adicione água destilada ou água desionizada no recipiente, de modo a que o peso total da solução seja 100 g.

	g of NaCl	g of Water	Total Weight	Expected ppt Seawater Value
3.5% NaCl	3.50	96.50	100.00	34
10% NaCl	10.00	90.00	100.00	96

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Para substituir a pilha do instrumento, siga estes passos:

•Assegure-se que o instrumento está desligado (OFF) .



•Vire o instrumento com a parte de baixo voltada para si, e remova a tampa do compartimento da pilha, rodando-a no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.

- •Retire a pilha do compartimento.
- •Substitua-a por uma pilha de 9V nova, observando a sua correcta polaridade.
- •Volte a colocar a tampa e aperte-a rodando no sentido dos ponteiros do relógio para fechar

GARANTIA

O **HI 96822** possui garantia por dois anos contra defeitos de fabrico na manufactura e em materiais, desde que utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as instruções.

Esta garantia limita-se à sua reparação ou substituição sem encargos. A Hanna Instruments não se responsabiliza por danos acidentais em pessoas ou objectos devidos a negligência ou omissão por parte do diente, por falta de manutenção prescrita, causados por rupturas ou mau funcionamento. A garantia cobre unicamente a reparação ou a substituição do instrumento desde que o dano não seja imputável à negligência ou ao uso inadequado por parte do operador. Recomendamos o envio do instrumento com todos os PORTES PAGOS ao vosso revendedor ou à Hanna Instruments (obtendo primeiro uma autorização junto do Departamento de Apoio a Clientes). A reparação em garantia será efectuada gratuitamente.

Os produtos fora da garantia serão enviados ao diente, com as despesas a cargo do mesmo.

O Refractómetro Digital **HI 96822** é um aparelho portátil, robusto e resistente à água, que emprega a medição do índice refractivo para determinar a salinidade da água do mar natural e artificial, água do oceano ou água salobra.

O HI 96822 beneficia dos anos de experiência da Hanna enquanto fabricante de instrumentos analíticos. O refractrómetro digital elimina a incerteza associada aos refractrómetros mecânicos e é facilmente transportável para utilização em barcos, na costa ou em casa.

O refractrómetro HI 96822 é um aparelho óptico de fácil e rápida utilização. As amostras são medidas após uma calibração simples efectuada pelo utilizador com água destilada ou desionizada. Em segundos, o índice refractivo e a temperatura são medidos e convertidos numa das 3 unidades de medição populares; Unidades Práticas de Salinidade (PSU), Salinidade em partes por milhar (ppt), ou Gravidade Específica (S.G. (20/20)). Todos os algoritmos de conversão baseiam-se em publicações científicas respeitadas, usando as propriedades físicas da água do mar (não cloreto de sódio). A temperatura (em °C ou °F) é também indicada no amplo mostrador de dois níveis em conjunto com os códigos de mensagens de ajuda.

As suas principais características incluem:

- Os modelos resistentes à água oferecem protecção IP65
- Compensação Automática da Temperatura (ATC)
- Funcionamento a pilha com indicador de Baixa Energia (BEPS)
- Desliga-se automaticamente após 3 minutos sem utilização.

ESPECIFICAÇÕES

	PSU	ppt	S.G. (20/20)	°C (°F)
Gama:	0 a 50	0 a 150	1.000 a 1.114	0 a 80 °C (32 a 176 °F)
Resolução:	1	1	0.001	0.1 °C (0.1 °F)
Precisão:	±2	±2	±0.002	±0.3 °C (±0.5 °F)

Compensação da Temperatura: Automática entre 0 e 40°C (32- 104°F)

Tempo de Medição: Aproximadamente 1.5 segundos
Volume Mínimo de Amostra: 100µL (cobrir o prisma totalmente)

Fonte de Luz: LED Amarelo

Célula de Amostragem: Anel SS e prisma de cristal de rocha

Material do Corpo: ABS Classificação do Corpo: IP 65


Tipo/Vida da Pilha: 1 X 9V / 5000 leituras
Desligar Automático: Após 3 minutos sem utilização

Dimensões: 19.2(L) x 10.2(P) x 6.7 (A)cm

Peso: 420g

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO


As determinações de salinidade são efectuadas medindo o índice refractivo da água do mar. O índice refractivo é uma característica óptica de uma substância e do número de partículas dissolvidas em si. O índice refractivo é definido como o rácio da velocidade da luz num espaço vazio em relação à velocidade da luz na substância. Um dos resultados desta propriedade é que a luz "encurva", ou muda de direcção, quando viaja através de uma substância com índice refractivo diferente. Isto denomina-se refracção. Quando passa por um material com um índice refractivo maior a menor, existe um ângulo crítico no qual um feixe de luz em entrada já não pode refractar, mas será pelo contrário, reflectido fora do interface. O ângulo



crítico pode ser usado para calcular facilmente o índice refractivo de acordo com a equação:

$$\sin (\Theta_{\text{critico}}) = n_2 / n_1$$

Onde n_2 é o índice refractivo do meio de baixa densidade; n_1 é o índice refractivo do meio de alta densidade. No refractrómetro **HI 96822**, a luz de um LED passa através de um prisma em contacto com a amostra. Um sensor de imagem determina o ânaulo crítico no qual a luz já não é refractada através da amostra.



Os algoritmos especializados aplicam então a compensação da temperatura à medição e convertem o índice refractivo para: PSU (Unidades Práticas de Salinidade), ppt (partes por milhar) ou S.G. (Gravidade Específica) (20/20). O PSU é definido como o rácio de condutividade da água do mar para uma solução padrão KCl. Baseia-se no trabalho da UNESCO, ICES, SCOR and IAPSO. Esta informação está publicada em The *Joint Panel of Oceanographic Tables and Standards*. Uma gama de salinidade mais antiga é a ppt (10⁻³), onde a salinidade é definida como "o conteúdo de sal é o peso dos sais inorgânicos contidos em 1 kg de água do mar se todos os brometos e iodetos são substituídos por uma quantidade equivalente de óxidos" (Knudsen, 1901).

Pressione a tecla **RANGE** para seleccionar as medições de unidade. O instrumento alterna entre as quatro gamas de medição cada vez que a tecla é pressionada e o mostrador principal indica "**PSU**", "**PPt**" e "**S.G.**". Quando o instrumento indica o ecrã com 4 traços, o instrumento está pronto para a medição. Um número no mostrador indica a unidade seleccionada: "1" indica PSU, "2" indica ppt e "3" indica Gravidade Específica.



ALTERAR AS UNIDADES DE TEMPERATURA

Para alterar a unidade de medição da temperatura de Celsius para Fahrenheit (ou vice-versa), siga este procedimento.

Pressione e mantenha a tecla ON/OFF continuamente durante aproximadamente 8 segundos. O
mostrador indicará todos os segmentos do ecrã, seguido por um ecrã com o número do modelo na parte
principal do mostrador e o número da versão na parte secundária. Continue a pressionar a tecla ON/
OFF.



2. Enquanto continua a manter pressionada a tecla **ON/OFF**, pressione a tecla **ZERO**. A unidade de temperatura alterará de °C para °F ou vice-versa.



FAZER UMA SOLUÇÃO PADRÃO

As soluções de Cloreto de Sódio podem ser usadas para verificar a precisão do medidor. A tabela abaixo lista duas soluções padrão de Cloreto de Sódio e o seu valor de água do mar esperado em ppt.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Antes de efectuar medições verifique se o instrumento foi calibrado.

1. Limpe a superfície do prisma, localizado no fundo do recipiente da amostra. Assegure-se que o prisma e a célula de amostragem estão completamente secos.



2. Usando pipetas em plástico, deixe cair gotas da amostra sobre a superfície do prisma. Encha o recipiente completamente.



Nota: Se a temperatura da amostra diferir significativamente da temperatura do instrumento, aguarde aproximadamente 1 minuto, de modo a permitir o equilíbrio térmico.







3. Pressione a tecla READ. A medição é indicada em unidades de interesse.

Nota: O último valor de medição será indicado até efectuar a medição da próxima amostra ou até que deslique o instrumento. A temperatura será continuamente actualizada.

Nota: O símbolo "ATC" pisca e a compensação automática da temperatura é desactivada se a temperatura excede a gama de 10-40 °C / 50-104 °F.


Nota: A temperatura não é indicada em modo °Baumé.

- 4. Remova a amostra do recipiente da amostra, absorvendo-a com um tecido macio.
- 5. Usando pipetas plásticas, enxague o prisma e o recipiente de amostra com água destilada ou desionizada. Limpe até secar. O instrumento está pronto para a próxima amostra.




DESCRIÇÃO FUNCIONAL

VISTA DO TOPO




- 1. Mostrador (LCD)
- 2. Tecla Read (Medição pelo utilizador)
- 3. Tecla Zero (Calibração pelo utilizador)
- 4. Tecla RANGE (Medição pelo utilizador)
- 5. ON/OFF
- 6. Recipiente de Amostra em Aço Inoxidável e Prisma
- 7. Parte Principal do Mostrador
- 8. Parte Secundária do Mostrador

BASE INFERIOR



- 9. Tampa do Compartimento da Pilha
- 10. Compartimento da Pilha

ELEMENTOS DO MOSTRADOR



- 1. Pilha (intermitente quando é detectada uma condição de pilha fraca)
- 2. Símbolo de Medicão em Progresso
- 3. SETUP: Símbolo de Calibração em Fábrica
- 4. CAL: Símbolo de Calibração
- Compensação Automática da Temperatura (intermitente quando a temperatura excede a gama 10-40°C/50-104°F)
- 6 Parte Principal do Mostrador (indica a medição e mensagens de erro)
- 7. Unidades de Temperatura
- Parte Secundária do Mostrador (indica medições de temperatura; quando intermitente,a temperatura excedeu a gama de funcionamento: 0-80°C/32-176°F)
- 9. Indicador de Gama


ORIENTAÇÕES PARA A MEDIÇÃO

- Manuseie o instrumento com precaução. Não o deixe cair.
- Não mergulhe o instrumento em água.
- Não vaporize água em nenhuma parte do instrumento com excepção da "célula de amostragem" localizada sobre o prisma.
- O instrumento tem por objectivo medir soluções de doreto de sódio. Não exponha o instrumento ou o prisma
 a solventes que o possam danificar. Isto indui a maioria dos solventes orgânicos e soluções extremamente
 quentes ou frias.
- Partículas suspensas numa amostra podem arranhar o prisma. Absorva a amostra com um tecido suave e enxague a célula de amostragem com água desionizada ou destilada entre amostras.
- Use pipetas em plástico para transferir as soluções. Não utilize ferramentas metálicas como agulhas, colheres ou pinças, uma vez que estas arranharão o prisma.
- Cubra a célula de amostragem com a mão se efectuar medições com luz solar directa.

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

A calibração deve ser efectuada diariamente, antes de serem efectuadas medições, quando substitui a pilha ou entre uma longa série de medições.

1. Pressione a tecla **ON/OFF**, depois solte-a. Serão indicados, por breves momentos, dois ecrãs de teste do instrumento; um segmento do mostrador seguido pela percentagem de vida de pilha remanescente. Quando o mostrador indica um tracejado, o instrumento está pronto.



2. Usando pipetas plásticas, encha o recipiente de amostra com água destilada ou desionizada. Assegure-se que o prisma está completamente coberto.



Nota: Se a amostra ZERO é sujeita a uma luz intensa como luz do sol ou outra fonte de luz forte, cubra o recipiente da amostra com a sua mão ou outra sombra, durante a calibração.

3. Pressione a tecla **ZERO**. Se não aparecerem mensagens de erro, a sua unidade está calibrada. (Para uma descrição das MENSAGENS DE ERRO ver a página 11).



Nota: O ecrã 0.0 permanece até ser medida uma amostra ou desligar o instrumento.

 4. Absorva cuidadosamente o padrão de água ZERO com um tecido suave. Tenha cuidado para não riscar a superfície do prisma. Limpe a superfície completamente.
 0 instrumento está pronto para a medição da amostra.

Nota: Se o instrumento é desligado não se perderá a calibração.

