Assento Shiatsu com Sistema de Aquecimento

(Modelo: E-200RM)



Garantia e Instruções de Uso

Prezado Cliente,

Agradecemos a sua escolha em adquirir o Assento Shiatsu com Sistema de Aquecimento Relaxmedic®.

Atualmente vivemos em uma sociedade em que os ritmos de nossas vidas são ajustados em função das atividades desenvolvidas em curto prazo, exigindo de nós respostas imediatas a problemas e ações. Diante destas exigências que nos são impostas, nossos corpos e mentes são expostos à tensão e stress intermináveis, refletindo-se em nossa própria saúde.

A fim de evitarmos tais complicações decorrentes do abuso de nossa saúde, devemos encontrar um momento único em meio as nossas rotinas para que possamos dedicar atenção e cuidados ao nosso corpo e mente.

Aproveite para dedicar este exato momento a você.

O Assento Shiatsu com Sistema de Aquecimento Relaxmedic® possui um mecanismo massageador único que ajuda a promover a circulação sanguínea, estimular o sistema nervoso além de melhorar as funções vitais de outros órgãos do corpo humano. Em resumo, este equipamento ajuda na melhora de sua saúde, condições físicas e qualidade de vida.

O exclusivo sistema simulador de massagem Shiatsu rotatória presente neste assento exerce pressão sobre os dois lados da espinha dorsal, relaxando as suas costas em uma massagem tipo Shiatsu.

(A palavra *Shi* que vem do idioma japonês significa dedos e a palavra *Atsu* significa pressão, formando então a expressão "Shiatsu", que designa o tipo de massagem que utiliza a pressão transmitida pelas pontas dos dedos ao ponto de tensão onde nódulos são criados, dissolvendo assim tais locais concentradores de tensão e stress).

O presente assento massageador também possui um controle remoto acessível e de fácil manuseio o qual permite a escolha de massagem na parte superior, inferior ou por toda a extensão de suas costas. Oferece também uma opção de massagem em que você pode obter os três tipos de massagem consecutivamente.

As instruções que você acompanhará em seguida descrevem como utilizar o seu Assento Shiatsu com Sistema de Aquecimento Relaxmedic® de forma segura e mais eficiente. Lembre-se que assim como qualquer outra sessão de massagem, o uso incorreto ou excessivo poderá acarretar tensão ou lesão muscular.

Nós, da empresa Relaxmedic, esperamos que através de nossos produtos, você possa cuidar de seu bem-estar tão bem como cuida de seus afazeres e, que o sucesso também se traduza em todos os aspectos de sua vida.

Informações Importantes sobre a sua Saúde e Segurança

Leia atentamente as seguintes informações de segurança antes de iniciar o uso de seu assento massageador. Em caso de suspeita de algum sintoma ou de aparecimento de alguma complicação de suas condições físicas e/ ou saúde tais como as descritas abaixo, consulte imediatamente o seu médico antes mesmo de utilizar este assento.

- Dores agudas;
- Doenças cardíacas;
- Osteoporose;
- Gravidez;
- Tumores malignos;
- Desordem sensorial;
- Deficiência física;
- Diabetes;

Avisos Importantes

- ✓ Em caso de dor ou enjôo durante a sessão de massagem, descontinue imediatamente o uso e consulte o seu médico.
- ✓ Nunca massageie diretamente a pele descoberta que esteja ou não machucada ou inflamada
- ✓ Não insira objetos estranhos nas aberturas do seu assento massageador.
- ✓ Nunca utilize alfinetes ou quaisquer outros prendedores metálicos neste equipamento/ peça.
- ✓ O uso supervisionado por um responsável se faz necessário quando o assento é utilizado por ou encontra-se próximo a crianças, idosos, pessoas inválidas ou portadores de deficiência física.
- ✓ Não rasgue ou perfure o tecido de revestimento de seu assento utilizando objetos afiados.

- ✓ Não opere este equipamento se o mesmo encontra-se danificado, apresentar alterações em seu padrão de funcionamento, apresentar danos em cabos e fios condutores de eletricidade (cabo quebrado, rompido, descascado, entre outros) ou ainda se a peça ou somente o seu cabo entraram em contato com líquidos, em estado de imersão ou não. Nestas condições o equipamento deve ser encaminhado ao serviço de assistência técnica mais próximo de seu domicílio para exame e reparo.
- ✓ Não utilize ou coloque este assento em áreas expostas à umidade ou a altas temperaturas.
- ✓ Lembre-se que somente técnicos especializados estão preparados para efetuar o desmonte e o reparo de seu assento massageador com segurança.
- ✓ Mantenha o cabo/ fio condutor longe de superfícies aquecidas.
- ✓ Não transporte este equipamento utilizando o seu cabo/ fio condutor como instrumento de manuseio da peça.
- ✓ Não puxe, torça ou pise sobre o seu assento. Não coloque objetos extremamente pesados (acima de 100 kg) sobre o equipamento, pois há risco de danos aos motores.
- ✓ Certifique-se de que a peça está desconectada da tomada após uso ou quando não estiver sendo usada por longos períodos de tempo, a fim de evitar possíveis choques elétricos, curto circuito ou incêndio acarretados pela degradação advinda do isolamento.
- ✓ O tempo total de massagem não deve exceder ao prazo de 15 minutos contínuos, evitando assim a exposição excessiva ao estímulo de músculos e nervos.
- ✓ Não utilize o assento sob cobertores ou travesseiros. O abafamento produz calor excessivo que pode resultar em incêndio, choque elétrico ou lesão corporal.

Antes de iniciar o uso de seu Assento Shiatsu com Sistema de Aquecimento

O Assento Shiatsu com Sistema de Aquecimento Relaxmedic® possui um parafuso protetor do mecanismo massageador que o protege durante o transporte. Este parafuso deve ser retirado antes do primeiro uso ou teste para permitir que o assento funcione normalmente. Para retirar este parafuso utilize a chave (inclusa) presente nesta embalagem.

AVISO: A falha na remoção do parafuso localizado na parte traseira de seu assento poderá causar danos permanentes e irreversíveis ao seu assento massageador.

- Conecte o assento em uma tomada 110 V ou 220 V. Este equipamento é bi-volt.
- O seu assento possui um sistema único de amarração que permite afixá-lo a quase todos os modelos de cadeira. Para prender/ atar o seu assento, passe as amarras ao redor da cadeira e ajuste a fivela para mantê-lo preso de maneira segura e confortável.
- Para acionar as funções de seu assento, pressione o botão LIGA no controle remoto. Aperte o botão novamente para desligar o equipamento.
- O mecanismo de massagem que percorre toda a extensão do encosto sempre para quando o equipamento é desligado na posição mais baixa (próxima ao assento). Este mecanismo continuará a mover-se após o desligamento do assento, se a sua posição for outra que não a inicial. Em caso de corte no fornecimento de energia (no caso de desconexão do cabo em relação à tomada), o mecanismo permanecerá na posição em que estiver e, quando o fornecimento de energia for restabelecido, este mecanismo deverá retornar a posição inicial mais baixa (próxima ao assento).

Utilizando o seu assento



Botão LIGA

Para acionar as funções de massagem, aperte o botão LIGA. A luz indicadora (tipo LED) irá iluminar confirmando a sua seleção. Para desligar o equipamento simplesmente aperte o botão LIGA novamente. A luz indicadora LED irá piscar enquanto o mecanismo duplo de massagem retorna ao ponto mais baixo (próximo ao assento) e até que este movimento termine para apagar ao fim deste processo.

Para selecionar o local desejado para sua massagem Shiatsu, pressione COSTAS SUPERIOR, COSTAS INFERIOR ou COSTAS.

Costas: Massagem Shiatsu para toda a extensão das costas.

Costas Superior: Massagem Shiatsu para a parte superior das costas. **Costas Inferior:** Massagem Shiatsu para a parte inferior das costas.

Aquecimento

Para acionar o sistema de aquecimento enquanto estiver com o sistema de massagem ligado, pressione o botão AQUECIMENTO e a luz indicadora LED será ligada. Para desativar esta função, pressione novamente o botão AQUECIMENTO e a luz LED correspondente no controle remoto será apagada. Para a sua segurança, o sistema de aquecimento não poderá ser acionado se nenhuma massagem for selecionada.

Vibração

Ligue ou desligue a massagem vibratória localizada na parte do assento ao pressionar o botão VIBRAÇÃO.

ATENCÃO: Por questões de segurança o mecanismo automático de desligamento será acionado após 15 minutos de uso ininterrupto de seu assento massageador.

Armazenagem e Manutenção

Armazenando o seu equipamento

- ✓ Mantenha o produto em sua embalagem original caso o assento não for utilizado por um longo período de tempo. Guarde-o em local seguro, seco e arejado. Evite o contato com pontas afiadas ou objetos pontiagudos que poderão cortar ou perfurar a superfície de tecido.
- ✓ Para evitar danos, não enrole o cabo/ fio condutor ao redor da peça. Não pendure o assento pelo cabo elétrico ou pelo fio/ cabo do controle remoto.

Manutenção do seu produto

- ✓ Desconecte a peça da tomada e permita que a mesma esfrie antes da limpeza.
- ✓ Limpe sempre com uma esponja limpa, macia (não abrasiva) e levemente úmida.
- ✓ Nunca permita que água ou qualquer outro líquido entre em contato com o seu assento massageador.
- ✓ Não submirja o equipamento em nenhum tipo de líquido objetivando a limpeza do mesmo.
- ✓ Nunca utilize limpadores abrasivos, escovas, gasolina, querosene, limpa-vidros ou solvente de tintas (Thinner) para limpar o equipamento.
- ✓ Não tente consertar o equipamento. Este assento não possui peças que possam ser consertadas domesticamente.

Especificações do Assento Shiatsu com Sistema de Aquecimento Relaxmedic®

Nome do produto: Assento Shiatsu com Sistema de Aquecimento Relaxmedic®

Modelo: E-200RM

Alimentação: 100-240V, 50/60 Hz (Bi-volt)

Classificação Específica: 12VDC 3ª

Consumo de Energia: 36W

Guia Rápido para Solução de Problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O assento está inoperante.	 Verifique se o cabo está conectado à tomada. Certifique-se de que o botão LIGA foi acionado.
O equipamento não responde aos comandos, mas o controle remoto está funcionando.	1. Após um longo período de uso o assento poderá superaquecer. Desligue o assento e retire-o da tomada, permitindo que o assento esfrie (volte à temperatura ambiente).
O equipamento e o controle remoto não funcionam.	 O tempo máximo de 15 minutos chegou ao fim para uma função específica. Religue o assento. Desligue o equipamento e retire-o da tomada para só então conectar a peça e religar o assento (pressionando o botão LIGA).



Garantia de 1 ano.

Nome do produto:	Data:	
Nome da Ioja:	N°.:da nota fiscal:	
Nome:	RG:	
End.Residencial:		
N°:Comple. :	_ Estado:	_ CEP:
Data da compra:	Telefone de contato:	contato:

TERMO DE GARANTIA

A Relax Medic importação Exportação Ltda., garante este produto pelo periodo de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no (ou neste) manual de instruções. Durante o periodo estipulado, a garantia cobre peças e mão-de-obra que apresentarem defeito de fabricação. Somente o técnico Autorizado credenciado pela Relax Medic importação exportação Ltda.está autorizado a reparar defeitos cobertos pela garantia, mediante apresentação da nota fiscal de compra.

A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE

O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza, ou consertos realizados A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual De instruções;

O numero de série do produto estiver danificado ou adulterado

por pressoas não credenciadas pela Relax Medic importação exportação Ltda;

A GARANTIA SOMENTEÉ VALIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO

Cenral de atendimento ao consumidor Ligue (11) 3392-3688É

