

Caixa de Pílulas com Timer

Modelo Pill Box-123



Funcões do Aparelho:

- Possui dois compartimentos para armazenar cápsulas e comprimidos.
- A caixa possui alarme programável que soa de acordo com a programação realizada pelo usuário.

Benefícios que Este Aparelho Oferece:

- Função de temporizador 24 horas (timer).
- Temporizador programável para medicação.
- Temporizador fácil de usar. Tampa protetora de teclas deslizante.
- Garantia de 3 meses

Como manusear:

- Pressione a tecla **START/STOP** (Iniciar/Parar) para ligar o temporizador (timer).
- Quando o visor mostrar "0:00", pressione a tecla HR para ajustar o intervalo da medicação (por exemplo, de 8 em 8 horas) e pressione a tecla MIN para ajustar os minutos, programando assim o intervalo da medicação.
- Pressione a tecla **START/STOP** para iniciar a contagem regressiva do temporizador (timer).
- Após a programação, o aparelho, automaticamente soará um pré-alarme aos 0:10 e aos 0:05 minutos anteriores da contagem regressiva e finalmente soará a 0:00, no horário da medicação.
- Quando o alarme tocar pressione qualquer tecla para interrompê-lo ou deixe-o tocar por 1 minuto e o mesmo se desligará automaticamente.
- Depois de retirar a medicação, aperte novamente a tecla **START/STOP** para armar o alarme, que funcionará baseado na programação anterior.
- Para suspender a contagem regressiva pressione a tecla **START/STOP**.
- Para cancelar a programação pressione as teclas HR e MIN ao mesmo tempo. O aparelho estará pronto para iniciar nova programação.

INFORMAÇÕES DETALHADAS, VIDE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Especificações Técnicas	
Modelo	Pill Box-123
Alimentação	Bateria LR44, AG13 ou L1154
Peso Líquido	36g

Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio com a finalidade de aperfeiçoamento.
