

ALMOFADAS AOYAMA MODELOS AYT/AYB



Aoyama
desde 1966



Manual de Instruções

APRESENTAÇÃO

Parabéns em adquirir a ALMOFADA AOYAMA, um produto de fabricação totalmente nacional.

Todos os produtos da AOYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA. passam por um rigoroso controle de qualidade durante sua fabricação, para que você possa ter em sua casa um produto com total qualidade e segurança.

Para isso, é necessário que o usuário da ALMOFADA AOYAMA leia com atenção todo esse manual de instrução antes de utilizar.

Quando estiver utilizando quaisquer produtos elétricos, especialmente na presença de crianças, as precauções básicas de segurança devem ser seguidas, incluindo as indicadas neste manual.



PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

O funcionamento da almofada baseia-se na vibração provocada pelo eletroímã que ligada a corrente alternada, ora atrai, ora repulsa a parte metálica de seu motor. A atração e repulsão dessa parte metálica proporcionam vibração. Em contato com o corpo, a vibração proporciona os mesmos benefícios da massagem feita manualmente. Massagem é a manipulação dos tecidos moles do corpo e são administrados com a finalidade de produzir efeitos sobre os sistemas: nervoso, muscular, respiratório e sobre a circulação sanguínea e linfática local e geral.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

A ALMOFADA AOYAMA foi desenvolvida para o relaxamento corporal através de estímulos proporcionados pela massagem. Em momento algum da aplicação, ela deve ocasionar mal estar ou dores no corpo. Caso ocorra algum dos sintomas, pare imediatamente a aplicação e consulte um profissional qualificado.

Para as pessoas que estejam em qualquer tratamento médico ou similar, o médico ou o profissional competente deverá ser consultado.

Em hipótese alguma este produto substitui tratamentos estabelecidos por profissionais competentes.



DICAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Antes de ligar o seu aparelho, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a voltagem de sua ALMOFADA AOYAMA.
- (No caso da ALMOFADA AOYAMA BIVOLT MODELO AYB, alterar a chave de mudança de tensão localizada no painel para a tensão compatível com a rede elétrica).
- Após utilizar ou antes de limpar a ALMOFADA AOYAMA, sempre retire o plug do cabo de força da tomada.
- Antes de retirar o plug do cabo de força da tomada, desligue a almofada pelo painel de controle.
- Redobre a atenção durante a utilização da ALMOFADA AOYAMA, quando crianças ou idosos estiverem por perto.
- Não utilizar ao ar livre
- Utilizar a ALMOFADA AOYAMA somente como descrito neste manual. Nunca utilizar nenhum equipamento opcional ou em anexo a almofada que não esteja descrito no manual.
- Deixe sua almofada repousar por pelo menos 30 minutos antes de uma nova aplicação. Recomendamos não utilizar a

ALMOFADA AOYAMA por períodos superiores de 30 minutos.

- Nunca utilizar a ALMOFADA AOYAMA em locais úmidos ou molhados (como em banheiros).
- Nunca molhar, lavar ou mergulhar a ALMOFADA AOYAMA com qualquer tipo de líquido.
- Nunca utilizar a ALMOFADA AOYAMA debaixo de travesseiros ou debaixo ou enrolado em cobertores ou mantas. O aquecimento excessivo além de danificar o produto pode causar choque elétrico ou dano a pessoas.
- Nunca utilizar ALMOFADA AOYAMA enquanto estiver dormindo ou estiver adormecido.
- Nunca utilizar a ALMOFADA AOYAMA quando o cabo de força ou o plug estiver danificado ou descascado.
- Nunca carregue a sua ALMOFADA AOYAMA pelo cabo de força.
- Nunca introduza materiais estranhos ou pontiagudos dentro da sua ALMOFADA AOYAMA.

COMPONENTES INCLUSOS

- 01 Almofada Aoyama
- 01 sacola para transporte
- 01 manual de instruções de uso



DADOS TÉCNICOS DA ALMOFADA AOYAMA MODELO AYT

FABRICANTE: Aoyama Ind. e Com. de Aparelhos Elétricos Ltda

MODELO: Almofada Aoyama modelo AYT

TENSÃO DE ENTRADA: 127Vac ou 220 Vac (não é bivolt)

FREQUÊNCIA: 50 ~ 60 Hz

CONSUMO DE ENERGIA

110Vac - chave térmica ligada: 60W

chave térmica desligada: 40W

220Vac - chave térmica ligada: 60W

chave térmica desligada: 50W

DIMENSÕES: 40 x 30 x 14 cm

PESO: 2,7 Kg



DADOS TÉCNICOS DA ALMOFADA AOYAMA BIVOLT MODELO AYB

FABRICANTE: Aoyama Ind. e Com. de Aparelhos Elétricos Ltda

MODELO: Almofada Aoyama Bivolt modelo AYB

TENSÃO DE ENTRADA: 127Vac / 220 Vac (bivolt)

FREQUÊNCIA: 50 ~ 60 Hz

CONSUMO DE ENERGIA

110Vac - chave térmica ligada: 60W

chave térmica desligada: 40W

220Vac - chave térmica ligada: 60W

chave térmica desligada: 50W

DIMENSÕES: 40 x 30 x 14 cm

PESO: 3,4 Kg



INSTRUÇÕES PARA O USO

SOMENTE PARA A ALMOFADA AOYAMA MODELO AYT

Sua ALMOFADA AOYAMA possui 01 chave rotativa, onde podemos selecionar 3 (três) intensidades de vibração: FORTE, MÉDIO E FRACO, e 01 chave de tecla onde acionaremos o aquecimento da almofada.

A chave rotativa na posição DESL. deixará a almofada com a vibração desligada, e a posição FRACA, MÉDIA e FORTE estará escolhendo a intensidade da vibração.

A chave tecla, quando acionada, acenderá uma luz internamente na tecla, indicando que o aquecimento da almofada está ligado. O calor incidirá na almofada, no lado onde está estampada a logomarca da AOYAMA. Enquanto mantiver o aquecimento ligado, a almofada deverá ser sempre utilizada com a logomarca da AOYAMA em contato com o corpo do usuário.



Mantenha a chave térmica ligada no máximo por 15 (quinze) minutos e depois desligue o aquecimento. A ALMOFADA AOYAMA ligada por esse período proporcionará calor por um longo tempo.

A chave rotativa que aciona a vibração e a chave térmica podem ser acionadas independentemente. Podemos, portanto, utilizar a nossa ALMOFADA AOYAMA somente com a vibração, somente com o calor ou os dois simultaneamente.

SOMENTE PARA A ALMOFADA AOYAMA BIVOLT MODELO AYB

Sua ALMOFADA AOYAMA possui 01 chave rotativa, onde podemos selecionar 3 (três) intensidades de vibração: FORTE, MÉDIO E FRACO, e 01 chave de tecla onde acionaremos o aquecimento da almofada e 01 chave de seleção de voltagem, onde podemos alterar a voltagem da almofada, conforma a rede elétrica em que será utilizada a almofada.

A chave rotativa na posição DESL. deixará a almofada com a vibração desligada, e a posição FRACA, MÉDIA e FORTE estará escolhendo a intensidade da vibração.

A chave tecla, quando acionada, acenderá uma luz internamente na tecla, indicando que o aquecimento da almofada está ligado. O calor incidirá na almofada, no lado onde está estampada a logomarca da AOYAMA. Enquanto mantiver o aquecimento ligado, a almofada deverá ser sempre utilizada com a logomarca da AOYAMA em contato com o corpo do usuário.

Mantenha a chave térmica ligada no máximo por 15 (quinze) minutos e depois desligue o



aquecimento. A ALMOFADA AOYAMA ligada por esse período proporcionará calor por um longo tempo.

A chave para alterar a voltagem de funcionamento da ALMOFADA AOYAMA deverá ser selecionada conforme a voltagem onde o aparelho será utilizado. Para a seleção da voltagem, verifique se o plug do cabo de força da almofada está desligada da tomada.

A chave rotativa que aciona a vibração e a chave térmica podem ser acionadas independentemente. Podemos, portanto, utilizar a nossa ALMOFADA AOYAMA somente com a vibração, somente com o calor ou os dois simultaneamente.



ACESSÓRIOS

1) PLACA MASSAGEADORA DO-IN (SOMENTE NOS MODELOS BIVOLT AYB)

Sua ALMOFADA AOYAMA BIVOLT MODELO AYB vem acompanhada com uma placa de massagem DO-IN. A placa DO-IN é confeccionada em PVC e fixada na parte não térmica da almofada. Ela consiste em diversos pontos cônicos, deixando sua massagem mais revigorante, principalmente quando aplicado nas plantas dos pés.

Observação importante: quando utilizar o lado da almofada com a placa massageadora Do-In, sempre desligue a chave térmica.

MANUTENÇÃO DA ALMOFADA AOYAMA

PARA A LIMPEZA

Certifique-se de que o plug do cabo de força esteja desconectado da tomada.

Utilize somente um pano limpo e macio levemente umedecido com água e sabão neutro. Nunca lave ou mergulhe a almofada na água ou em qualquer outro tipo de líquido. Não utilize nenhum tipo de abrasivo ou solvente.

PARA GUARDAR

Retire o plug do cabo de força da tomada. Deixe a almofada esfriar alguns minutos antes de guardar em sua sacola própria.

Guarde a sacola com a almofada em local seco, limpo e fresco. Nunca enrole o cabo de força ao redor da almofada ou carregue a almofada pelo cabo de força.

PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO

Antes de enviar a almofada para a assistência técnica, verifique os seguintes itens:

1) A almofada não liga.

- verifique se o plug da almofada está bem conectado a tomada.

- verifique se há tensão na rede elétrica.

2) A almofada liga, mas não vibra.

- verifique se a chave rotativa está ligada na vibração desejada (fraco, médio ou forte).

- caso tenha utilizado a almofada por um período muito longo, a unidade vibratória se desligará automaticamente. Nesse caso desligue a almofada pelo painel e retire o

plug da tomada por um período mínimo de 02 horas e tente ligar depois desse período.

Observação: Nesse caso, somente a unidade vibratória é desligado. O aquecimento da almofada continuará funcionando.

3) A almofada liga, mas não esquenta.

- verifique se a chave de aquecimento está ligada (quando estiver ligada, uma luz interna da chave acenderá).

4) A almofada está com vibração muito fraca ou faz um barulho muito alto quando vibra

- verifique se a voltagem da almofada é compatível com a rede elétrica da cidade

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A ALMOFADA AOYAMA passou por rigoroso controle de qualidade durante a sua fabricação. Entretanto, caso a sua almofada apresente qualquer problema, encaminhe para nossa assistência técnica. Envie uma cópia do Certificado de Garantia e uma carta relatando o problema.

Maiores informações podem ser solicitadas pela e-mail: cliente@aoyama.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Aoyama Indústria e Comércio de Aparelhos Elétricos Ltda, fabricante deste produto, com sede em Londrina, estado do Paraná, à Rua Corruíras, 627, compromete-se perante o portador deste, a GARANTIA por 12 (doze) meses, a partir da data de aquisição, desde que usado adequadamente.

A GARANTIA restringe-se a substituição e/ou reparo de peças que apresentem comprovadamente defeitos de fabricação.

Essa GARANTIA não abrange quebras de qualquer peça e defeitos oriundos de quedas, ligações em voltagem inadequada, negligência na observação de nossas instruções e desmontagem por pessoas inabilitadas.

Assim, durante a garantia, a empresa executará os reparos GRATUITAMENTE, mediante simples apresentação deste certificado.

Todos os riscos e despesas de remessa correrão por conta do usuário.

Londrina, ___ de _____ de ____.

Revendedor:



Aoyama Ind. e Com. de Aparelhos Elétricos Ltda.
Rua Corruíras, 627 - CEP 86.030-310 - Londrina - PR
Fone: (43) 3325-4904 - Fax: (43) 3325-1148
email: cliente@aoyama.com.br - www.aoyama.com.br