

HOMEDICS®

Travesseiro de Massagem Shiatsu SP-30H com Aquecimento

PARA DICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR,
PROMOÇÕES E LANÇAMENTOS DA
HOMEDICS BRASIL:

- Curta a nossa página do **facebook**
[facebook.com/homedicsbrasil](https://www.facebook.com/homedicsbrasil)
- Siga-nos no **twitter**
twitter.com/homedicsbrasil



**Manual de Instruções e
Informações de Garantia**

SP-30H-BR1
SP-30H-BR2

2 anos
garantia

CUIDADOS IMPORTANTES

QUANDO UTILIZAR EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ESPECIALMENTE QUANDO HOUVER CRIANÇAS PRESENTES, DEVEM SER SEMPRE SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO ÀS SEGUINTE:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

PERIGO – PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO:

- SEMPRE tire o equipamento da tomada imediatamente após usar e antes de limpar.
- NÃO busque um aparelho que tenha caído na água. Tire imediatamente da tomada.
- NÃO utilize enquanto estiver tomando banho.
- NÃO coloque ou guarde o aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para uma banheira ou pia.
- NÃO coloque nem deixe cair na água ou outro líquido.

ATENÇÃO – PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, FOGO OU FERIMENTOS À PESSOAS:

- Um aparelho NUNCA deve ser deixado sem supervisão quando estiver ligado na tomada. Desconecte-o da tomada quando não estiver em uso e antes de colocar ou retirar peças ou acessórios.
- É necessária uma supervisão cuidadosa quando este aparelho estiver em uso por, ou próximo de crianças, pessoas inválidas ou com deficiências.

**Cuidado:
Toda a manutenção
deste massageador
deve ser realizada
somente pela
Assistência Técnica
da HoMedics.**

- Utilize este aparelho somente para a sua função prevista, conforme descrito neste manual. NÃO use acessórios não recomendados pela HoMedics, especificamente os que não forem fornecidos com o aparelho.
- NUNCA opere este aparelho se estiver com o fio ou cabo danificado, se não estiver funcionando corretamente, se tiver caído ou tiver sido danificado ou caído na água. Envie para a Assistência Técnica da HoMedics para verificação e reparo.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
- NUNCA deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura.
- NÃO opere onde produtos aerossóis (sprays) forem usados ou onde estiver sendo administrado oxigênio.
- NÃO use o aparelho sob um lençol ou travesseiro. Isso pode superaquecer o aparelho, provocar um incêndio, choque elétrico ou lesão corporal.
- NÃO transporte este aparelho pelo cabo de alimentação ou use o cabo como alça.
- Para desconectar, coloque todos os controles em "Off" (desligado) e então remova da tomada.
- NÃO utilize em ambientes abertos.
- NUNCA use o aparelho com as entradas de ar bloqueadas. Mantenha as entradas de ar livres de cabelos, poeira e semelhantes.
- Use as superfícies aquecidas com cuidado. Elas podem causar queimaduras sérias. NÃO use sobre áreas sensíveis da pele ou na presença de má circulação. O uso não supervisionado do aquecimento por ciranças ou pessoas incapacitadas pode ser perigoso.

Cuidado:
Para evitar ferimentos, não se apoie no mecanismo de massagem Shiatsu do Travesseiro quando estiver ajustando a posição do seu corpo.

Não force nenhuma parte do seu corpo no mecanismo móvel de massagem.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CUIDADO - FAVOR LER ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

- Este produto não foi desenvolvido para o uso médico. Foi desenvolvido somente para proporcionar uma massagem de luxo.
- Consulte seu médico antes de usar este produto se
 - Você estiver grávida
 - Tiver um marca-passo
 - Tiver qualquer dúvida com relação a sua saúde
- Não é recomendado para o uso em diabéticos.
- NUNCA deixe o aparelho sozinho, especialmente com crianças presentes.
- NUNCA cubra o aparelho durante o seu funcionamento.
- NÃO use este produto por mais que 15 minutos de cada vez.
- O uso prolongado pode causar superaquecimento do aparelho, diminuindo a vida útil do produto. Se isto ocorrer, interrompa o uso e deixe o aparelho esfriar antes de voltar a ligá-lo.
- NUNCA use este aparelho diretamente em áreas sensíveis ou inflamadas ou com erupções cutâneas.
- NÃO utilize este produto em substituição dos cuidados médicos.
- NÃO utilize este produto antes de dormir. A massagem tem um efeito estimulante que pode retardar o sono.
- NUNCA use este produto enquanto estiver na cama ou dormindo.
- Este aparelho não deve NUNCA ser utilizado por alguém que sofra qualquer problema físico que possa limitar a capacidade do usuário em operar os controles ou por quem tenha deficiências sensoriais.
- Este aparelho NÃO deve ser utilizado por crianças ou pessoas deficientes sem supervisão.
- NUNCA utilize este aparelho enquanto estiver dirigindo.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

IMPORTANTE:

Somente deve ser aplicada pressão leve no aparelho de forma a evitar qualquer risco de ferimentos.

A intensidade da massagem pode ser suavizada colocando uma toalha entre o usuário e o aparelho.

Instruções de Uso

1. Ligue o cabo de alimentação em uma tomada.
2. Para ativar a ação da massagem Shiatsu, pressione o botão de ligar uma vez (Fig. 1).
3. Para ligar o aquecimento com a massagem, pressione o botão de aquecimento. Uma luz vermelha acenderá (Fig. 2). Espere alguns momentos para que o aquecimento ocorra.
4. Quando terminar, pressione o botão ligar novamente para desligar a massagem e a função de aquecimento. Depois desligue o travesseiro da tomada.

OBSERVAÇÃO: Para pescoço e ombros, pode funcionar melhor usando o travesseiro de cabeça para baixo. (Fig. 3).

O Travesseiro Shiatsu é muito versátil e projetado para o uso no pescoço, costas, ombros e região lombar (Fig. 4 e 5). Entretanto, você pode ver que ele funciona em outras partes do corpo também.

Manutenção

Para armazenar

Coloque o massagador em sua caixa ou em um local seguro, seco e fresco. Evite o contato com bordas cortantes ou objetos pontiagudos que possam cortar ou furar a superfície do travesseiro. Para evitar mau contato, não enrole o cabo de alimentação ao redor da unidade. **NÃO** pendure o aparelho pelo cabo de alimentação.

Para limpar

Desconecte o aparelho e deixe-o esfriar antes de limpar. Limpe somente com uma esponja suave e ligeiramente umedecida. Nunca deixe que a água ou quaisquer outros líquidos entrem em contato com o aparelho.

- **NÃO** mergulhe em qualquer líquido para limpar.
- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas ou produtos químicos fortes, que possam ou não ser inflamáveis e/ou prejudiciais ao produto, quando for limpá-lo.
- **NÃO** tente consertar o Travesseiro de Massagem Shiatsu. Não há peças a serem consertadas. Para reparos, envie a unidade para a Assistência Técnicas da HoMedics descrito na Garantia.

Travesseiro de Massagem Shiatsu SP-30H com Aquecimento

Aba

Coloque para trás para uma massagem mais intensa

Massagem Shiatsu

Shiatsu é uma massagem circular profunda. Este aparelho oferece um mecanismo pontual de massagem que trabalha em várias áreas de seu corpo

Botão de Massagem

Ativa a massagem

Botão de Aquecimento

Ativa o aquecimento

Conveniente e Portátil

Perfeito para o uso em casa ou no escritório



Observação:

Como em todos os produtos de massagem de alta qualidade, há um desligamento automático de 15 minutos no mecanismo de massagem.

HoMedics®

A HoMEDICS comercializa os seus produtos com a intenção de não apresentar defeitos de fabricação nem de mão de obra por um prazo de 2 anos dias, a partir da data de compra informada na Nota Fiscal, com exceções mencionadas abaixo. A HoMedics dá garantia a seus produtos para que não apresentem defeitos de material nem de mão de obra sob condições normais de uso. Esta garantia se estende unicamente a consumidores e não a distribuidores.

Para obter serviço de manutenção para seu produto HoMedics, entre em contato através do SAC. Não serão aceitos pagamentos na entrega.

A HoMedics não autoriza ninguém, incluindo, porém sem limitar-se a, distribuidores, posteriores consumidores compradores do produto de um distribuidor, ou compradores remotos, a obrigar a HoMedics de forma alguma mais além das condições aqui estabelecidas. A garantia deste produto não cobre danos causados por uso inadequado ou abuso, acidente, conexão de acessórios não autorizados, alteração do produto, instalação inadequada, reparos ou modificações não autorizadas, uso inadequado da fonte de energia/eletricidade, corte de energia, queda do produto, funcionamento incorreto ou dano de uma peça de funcionamento devido ao não cumprimento das manutenções recomendadas pelo fabricante, danos durante o transporte, roubo, descuido, vandalismo, condições climáticas, perda do uso em um período durante o qual o produto estiver em uma seção de reparos ou a espera de peças, ou qualquer outra condição, sem importar qual seja, que esteja fora do controle da HoMedics.

SAC HoMedics

E-mail:

sac@homedics.com.br

Telefone: 11-3392-6120

Esta garantia é válida unicamente se o produto for comprado e operado no país onde foi adquirido. Um produto que requiera modificações ou adaptações para habilitar seu funcionamento em qualquer país que não seja aquele para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou o reparo de produtos danificados por estas modificações não estão cobertos por esta garantia.

A GARANTIA AQUI ESTABELECIDA SERÁ A ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA. NÃO HAVERÁ NENHUMA OUTRA GARANTIA EXPRESSA NEM IMPLÍCITA, INCLUINDO NENHUMA GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ATITUDE NEM NENHUMA OUTRA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA COMPANHIA COM RESPEITO A PRODUTOS COBERTOS POR ESTA GARANTIA. HOMEDICS NÃO TERÁ RESPONSABILIDADE ALGUMA POR NENHUM DANO ACIDENTAL, CONSEQUENTE NEM ESPECIAL. SOB NENHUM CONCEITO ESTA GARANTIA REQUERERÁ MAIS QUE O REPARO OUTRO CADE ALGUMA PEÇA OU PEÇAS QUE SE ENCONTREM DEFEITUOSAS DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTA GARANTIA. NÃO SERÃO EFETUADOS REEMBOLSOS. SE NÃO HOUVER PEÇAS DE REPOSIÇÃO DISPONÍVEIS PARA OS MATERIAS DEFEITUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA O DIREITO DE REALIZAR SUBSTITUIÇÕES AO INVÉS DE REPARAR OU TROCAR.

Esta garantia não se estende à compra de produtos abertos, usados, reparados, embalados outra vez e/ou abertos e novamente fechados, incluindo entre outras coisas a venda destes produtos em sites de compra pela internet e/ou a venda destes produtos por revendedores autônomos. Todas e cada uma das garantias cessarão e terminarão imediatamente com respeito a qualquer produto ou peça do mesmo que estejam reparados, trocados, alterados ou modificados sem o consentimento prévio, explícito e por escrito da HoMedics.

Esta garantia lhe proporciona direitos legais específicos. É possível que você tenha direitos adicionais que podem variar de um país para outro. Devido as regulamentações de certos países, é possível que algumas das limitações e exclusões não se apliquem em seu caso.

**HoMedics® é uma marca registrada da HoMedics, LLC.
© 2012 HoMedics, LLC. Todos os direitos reservados**

IB-SP30H-BR