



LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA TERAPÊUTICA

USO / MANUTENÇÃO / GARANTIA

A Expansão sente-se honrada pela sua escolha. Este equipamento, destinado a pessoas com deficiências neuromotoras, é fruto do trabalho de uma equipe comprometida com a sua total satisfação.

Desde a fundação, em 1990, a Expansão cria e desenvolve alta tecnologia em equipamentos e recursos assistivos que viabilizem maior funcionalidade sensorio motora, conforto e segurança para o usuário de nossos produtos.

Este equipamento apresenta regulagens ergonômicas e terapêuticas que deverão ser feitas por profissionais responsáveis. Essas regulagens devem ser feitas periodicamente e o critério é o desenvolvimento terapêutico e/ou físico. Usualmente recomendamos reavaliações (retorno para regulagens) de 6 em 6 meses.

Leia todas as instruções antes do uso.

EXPLICAÇÕES DE USO

Por tratar-se de equipamento terapêutico, recomendamos que as regulagens das diversas partes sejam feitas pelo profissional que esteja realizando o trabalho terapêutico com o usuário. Caso isso não seja possível, pedimos entrar em contato conosco para orientação.

Antes de colocar o usuário no equipamento, certifique-se de que o mesmo está montado e com os freios (caso possua), acionados totalmente. Siga as instruções de montagem do manual.

Recomenda-se que quando o usuário estiver no equipamento, esteja sempre acompanhado por pessoa responsável (familiar, cuidador, professor, etc.). Não permita que crianças utilizem o equipamento como brinquedo; não deixe outras crianças pendurar-se no mesmo.

Deve-se observar durante o uso, se não há alterações circulatórias nos membros superiores e inferiores ou alterações respiratórias (coloração azulada nos lábios e extremidades). Em quaisquer dessas alterações, retirar imediatamente o usuário do equipamento e verificar qual o fator desencadeante. Se os sintomas desaparecerem após a saída do equipamento, recomenda-se levar o mesmo ao profissional de reabilitação.

EXPANSÃO IND. COM. DE PRODS. ORTOP. E TERAP. LTDA.

Rua Visconde de Inhomirim, 445 – Mooca – 03120-000 – São Paulo – SP – Brasil

Tel: (11) 2602-1600 www.expansao.com



LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA TERAPÊUTICA

Este equipamento busca realizar a centralização axial (tronco e quadril) do eixo corporal, através da aplicação de princípios biomecânicos (forças e contra-forças) em determinadas regiões do tronco e quadril. Recomendamos que essas forças sejam aplicadas gradativamente, após 10 minutos de uso para se evitar edemas, compressões, ulcerações, etc.

Recomenda-se o uso em períodos máximos de 1 hora e 30 minutos, 3x ao dia; iniciando-se por 5 a 10 minutos nos primeiros dias (por aproximadamente 1 semana) e gradativamente ir aumentando o tempo de utilização.

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Sendo um produto de uso pessoal, a vida útil do equipamento depende muito da forma correta de utilização e manutenção.

1. Procure lubrificar as rodas sempre utilizando lubrificantes adequados como desengripantes anti-ferrugem.
2. Não lubrificar parafusos, pois os mesmos perderão a sua função de aperto.
3. Verifique pelo menos a cada quinze dias, possíveis folgas nos parafusos ou porcas do conjunto, apertando-os se for necessário para evitar possíveis desajustes. Procedimento obrigatório de segurança do usuário.
4. Não utilizar detergentes ou qualquer outro produto químico na limpeza da estrutura. O equipamento deverá ser limpo, principalmente após o uso na praia. Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca.
5. O revestimento do assento e encosto é feito em tecido automotivo, não lavar com cloro, não lavar a seco, secar a sombra, não deve ser submetido a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, não deve ser passado com ferro a vapor, portanto para limpeza, verifique se os produtos a serem utilizados não reagem de forma destrutiva com o material. Sempre ventilar as peças e colocá-las para secar em posição plana.
6. Procure reparar ou trocar os revestimentos do assento e encosto se estes se romperem. O conteúdo interno se deteriora com facilidade, quando exposto ao tempo sem proteção.
7. Os acessórios, peças e produtos de manutenção devem ser solicitados ao revendedor ou diretamente à Expansão.

EXPANSÃO IND. COM. DE PRODS. ORTOP. E TERAP. LTDA.

Rua Visconde de Inhomirim, 445 – Mooca – 03120-000 – São Paulo – SP – Brasil

Tel: (11) 2602-1600 www.expansao.com



LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA TERAPÊUTICA

8. Abaixo os cuidados especiais que devem ser tomados para conservação da vida útil de seu produto:

- a) Evitar a exposição excessiva à intempéries (sol e chuva).
- b) Utilizar regularmente cera a base de carnaúba e desengripantes para impermeabilizar as partes metálicas do equipamento, principalmente em regiões de praia.

TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela Expansão contra eventuais defeitos de fabricação que o tornem impróprio ou inadequado ao uso. A garantia é válida com a apresentação deste termo de garantia e a nota fiscal de venda do produto.

- 1. O revendedor assegura ao usuário a garantia de 12 meses a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de venda, salvo as partes estofadas que terão garantia de 6 meses. Ambos contra defeitos de fabricação.
- 2. Esta garantia perde a sua validade se:
 - a) O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido, manuseio incorreto, montagem / desmontagem de forma inadequada ou em desacordo com seu manual de instruções.
 - b) For modificada ou alterada a sua forma original.
 - c) Desgaste natural pelo uso após 12 meses da aquisição.
 - d) Danos causados pela falta de manutenção, limpeza e lubrificação
 - e) Avarias resultantes de quedas.
 - f) Ferrugem por deixar o produto em local úmido ou sob ação de maresia, vazamento de urina ou água.
- 3. Estão excluídas desta garantia:
 - a) Os maus tratos, bem como os danos causados por agentes da natureza e acidentes.
 - b) Todos os pneus.
- 4. Nas localidades onde não exista revenda autorizada da expansão, as despesas de transporte do produto e/ou técnico autorizado, correm por conta do consumidor solicitante do serviço.
- 5. A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou alterações para habilitá-lo a operar em qualquer outro local que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

EXPANSÃO IND. COM. DE PRODS. ORTOP. E TERAP. LTDA.

Rua Visconde de Inhomirim, 445 – Mooca – 03120-000 – São Paulo – SP – Brasil

Tel: (11) 2602-1600 www.expansao.com