

Massageador Relax Total Plus

Modelo MI -3000



Funcões do massageador:

- Massageador Corporal.
- Massagem Total do Corpo mais Calor.

Benefícios:

- Cabo ajustável: o ângulo a ser usado pode ser ajustado para melhor posicionamento do massageador. Basta manter pressionado o botão redondo no meio do cabo até chegar ao ângulo desejado e depois soltar o botão.
- Cabo elétrico aprovado pelo Inmetro.
- Três pontos magnéticos: o campo magnético ajuda a melhorar a circulação sanguínea.
- Garantia de 1 ano.

Como Manusear:

- Ligar o massageador e escolher a chave conveniente para massagem: (1) massagem; (2) calor; (3) massagem com calor.
1. Massagem: possibilita escolher a massagem adequada para cada parte do corpo. Basta colocar o acessório selecionado e massagear onde preferir: braços, pernas, costas, coxas, pescoço, ombros, etc. A massagem pode ser feita sobre a roupa, mas é mais eficaz diretamente sobre a pele.
 2. Calor: O calor penetra profundamente na pele. A pele esquenta, os vasos sanguíneos se dilatam e o fluxo do sangue é estimulado. O sangue leva com ele substâncias para nutrir e restabelecer os tecidos mais rapidamente. Isto vai ajudar a manter a pele saudável e limpa pelo efeito estimulante na circulação do sangue. Os poros da pele se abrem pela influência do calor e isto serve para auxiliar nas aplicações cosméticas. Cremes para a pele são mais bem absorvidos com o calor e, portanto, mais efetivo. O calor pode dar alívio às dores reumática e muscular, mas seu médico deve ser consultado antes do uso.
 3. Massagem com calor: deixe o botão na posição (HM) e aproveite a combinação do calor penetrante com a massagem vibratória. Massagem com calor: antes de usar o aparelho na posição calor (H), verificar a temperatura da placa de calor. A temperatura pode ser controlada desligando e ligando o aparelho de vez em quando.

Acessórios:

1. Roletes massageadores: pequenos nódulos nos roletes vão aliviar a fadiga do corpo.
2. Massagem por sucção: provoca ligeira sensação de vácuo que tem efeito benéfico apertando a pele.
3. Massagem para o corpo: design especial com 2 nódulos, leva ondas suaves para os ombros, braços e pernas.
4. Massagem para o couro cabeludo: começando na base do couro cabeludo, chegar até o topo da cabeça e depois reverter a direção para uma massagem revigorante.
5. Massagem com vários nódulos: sensação de relaxamento por todo o corpo.
6. Massagem concentrada: a saliência propicia massagem concentrada levando ondas suaves para áreas mais extensas do corpo como pernas, quadris e costas.

IMPORTANTE:

- Não utilizar este produto durante o banho e evitar contato com água.
- Não usar o produto em partes queimadas ou inchadas do corpo.
- Não dormir utilizando o produto.
- A massagem é sempre agradável e confortável. Se houver algum desconforto, descontinuar o uso e consultar um médico.

INFORMAÇÕES DETALHADAS, VIDE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

| Especificações Técnicas | |
|-------------------------|------------------|
| Modelo | MI-3000 |
| Alimentação | Energia Elétrica |
| Voltagem | 110V ou 220V |
| Peso Líquido | 773g |

Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio com a finalidade de aperfeiçoamento.
