

ACQUA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns! Você acaba de adquirir precisão e qualidade.

Antes de usar esta balança, leia o manual atentamente.

Nós aperfeiçoamos esta balança para proporcionar o melhor em medição de peso corporal com sensores de alta precisão que irão lhe proporcionar anos de uso confiáveis.

MODO DE USO

A balança precisa ser regulada no início ou após a troca de bateria.

Precione ligeiramente a plataforma da balança.

O sinal □□□□ aparece no display, depois a balança apaga automaticamente. A balança está pronta para usar.

- Funcionamento automático, pise sob a balança e aguarde enquanto ela calcula o peso.

- Selecione Kg, Lb ou Stone Lb na chave localizada em baixo da balança.

- A balança se desligará automaticamente após o uso.

ADVERTÊNCIA DO EXCESSO DE PESO

Retirar imediatamente o peso quando o sinal

[ErrE] aparece no display, se não a balança poderá ser danificada.

CARACTERÍSTICAS

- BATERIA:
 - 2 x 3v CR2032 bateria de lithium (incluída).
 - Retirar o lacre da bateria antes do uso.
 - Trocar a bateria quando o sinal **[BATE]** aparece no display.
 - Retirar a bateria se não for utilizar por um período prolongado.
- Possui visor digital com escala de 100gr.
- Acionamento automático.
- Superfície em vidro.
- Capacidade de 150kg.
- Modelo: TIN 00103

DICAS

- Posicione sua balança sobre uma superfície plana. Uma superfície dura dará maior aferição a sua medição. Superfícies macias podem alterar o peso exato.
- A balança pode apresentar variação de 1% (erro máximo aceitável).
- Na hora de pesar, posicione corretamente seus pés na balança e mantenha-se ereto.
- Procure se pesar sempre no mesmo horário (preferencialmente ao acordar). Isso porque durante o dia apresentamos diferenças de peso, conforme nossa alimentação e atividades.

PRECAUÇÕES

- Tome cuidado ao manusear a balança, não chute-a nem deixe-a cair. Ela é durável, mas mal uso ou abuso pode deixar os sensores eletrônicos inoperáveis.
- As balanças Plenna foram desenhadas e fabricadas para pesarem pessoas, o uso industrial ou comercial não é apropriado.
- Essa unidade não pode ser usada no lugar de um diagnóstico profissional.
- Não abra a balança ou retire seus componentes. Não há partes manuseáveis pelo usuário.

GARANTIA

A Plenna Especialidades, garante esta balança contra defeitos materiais ou de fabricação por um período de um ano, a partir da data da compra, e compreende o reparo ou troca de qualquer produto com defeito sem nenhum custo. Esta garantia não cobre danos resultantes de mal uso, abuso, falta de cuidado, ou uso comercial. Abrir a balança ou retirar componentes anulará a garantia. Se sua balança necessitar de reparos entre em contato com a nossa empresa pelo telefone, ou envie a balança junto deste certificado para a Plenna para reparo ou troca. Por favor tome cuidado ao empacotar a balança para que ela não seja danificada durante o transporte.

A Plenna não é responsável por custos com frete.

O pacote deve ser enviado com frete pago. Nós recomendamos que o pacote seja segurado em caso de avaria ou roubo durante o transporte.

TIN 00103

Data de compra: _____

Loja: _____

Nome do vendedor: _____

Carimbo da Loja:

Plenna Especialidades Ltda.
R. Barra do Tibagi, 968/962 São Paulo/ SP
CEP:01128-000
São Paulo - Tel:3224-8122 /
outros estados - DDG: 0800-888-8122