

### Cancelar os alarmes

Para apagar qualquer alarme vá para o alarme 1 –8 que desejar eliminar e pressione o botão MODE e o botão dos minutos para eliminar esse alarme. Para alterar todos os alarmes retire a bateria durante alguns minutos.

### Solução de problemas

Verifique se o indicador de bateria no ecrã tem pelo menos 2 barras. Se o super 8 começar a demonstrar menos luz no ecrã ou se o som do alarme começar a tocar com um som diferente, substitua a bateria.

Se achar o fecho das divisões dos comprimidos um pouco rígido lixe um pouco cada fecho com uma lima das unhas.

### Aviso Legal:

Este produto deverá apenas ser considerado como um auxiliar de memória e a Tabtime Ltd ou os seus agentes não poderão ser responsabilizados se esquecer de tomar os seus medicamentos ou se tomar a medicação errada.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### TABTIME SUPER 8



SIMPLEMED, UNIP. LDA.  
PRACETA DOS LILASES, 18 BIRRE  
2750-245 CASCAIS  
TEL: 216042084  
geral@simplemed.pt

Tabtime super 8 tem 8 alarmes por dia para serem configurados às horas a que pretender e todos os dias o alarme tocará no horário programado. Não necessita de o fazer diariamente.

Tem 8 compartimentos para comprimidos numerados de 1 a 8 correspondendo cada número aos alarmes configurados.

Tem uma função de temporizador para tomas regulares. i.e. 1/2—1 1/2—2 1/4—3 3/4 etc.

O Led do super 8 acenderá ao mesmo tempo que o alarme começa a tocar, mas o Led continuará aceso até que abra a caixa para tomar o comprimido. Deste modo o Led ao continuar aceso, mesmo depois do alarme parar de tocar indica que não foi tomado o comprimido no horário em que o alarme tocou. Devemos no entanto ter em consideração que esta funcionalidade poderá encurtar o tempo de vida das pilhas.

O super 8 tem também uma opção de escolha de volume de som mais alto ou mais baixo, conforme pretender.

O Tabtime super 8 tem 10 funções controladas por 3 botões

Pressionar o botão 1 — MODE para configurar o relógio.

Pressione Mode 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para configurar os 8 alarmes.

Pressione 10 para configurar o temporizador para as tomas regulares

Nota: O temporizador não poderá ser configurado em conjunto com horários de alarme variáveis de dia para dia. Pode optar por utilizar um sistema ou o outro.

Se se enganar a fazer a configuração dos alarmes terá que voltar à função 1 e voltar a introduzir tudo de novo.

Super 8 tem um relógio de 24 horas e todas as configurações começam em A.M.

### **Configurar o relógio** ( Função 1)

Retire a fita de plástico para conectar a bateria ( CR 2032). Pressione durante uns segundos o botão MODE até que o ecrã comece a piscar. Acerte a hora com os botões das horas e dos minutos.. Confirme as horas pressionando novamente o botão MODE.

### **Configurar os 8 alarmes** ( funções 2—9)

- Pressione o botão MODE e o símbolo “-:-” aparecerá no ecrã, assim como o número 1 e uma campainha. Mantenha pressionado durante alguns segundos o botão MODE até que o símbolo “-:-” comece a piscar.
- Configure nos botões da hora e dos minutos o horário pretendido para o primeiro alarme.
- Pressione novamente o botão MODE para confirmar. O primeiro alarme está configurado.
- Pressione o botão MODE para configurar os alarmes 2 a 8 pelo mesmo processo que utilizou para o alarme número 1.
- No horário programado para o alarme tocar, este tocará durante 40 segundos e o Led também se acenderá e começará a piscar. Tanto o alarme sonoro como o Led serão cancelados assim que abrir a caixa de comprimidos. Pode de qualquer modo cancelar o alarme sonoro assim que este comece a tocar carregando no botão dos minutos.

### **Configurar o temporizador** ( função 10)

- Pressione o botão MODE 10. No cimo á esquerda do ecrã aparecerá o símbolo de uma ampulheta e o símbolo “ 00:00”. Mantenha o botão MODE pressionado até o símbolo “0:00” começar a piscar. A seguir configure o intervalo que pretende entre tomas, i.e. 1 1/4, 2 1/2, 3 3/4 etc.
- Pressione o botão dos minutos para iniciar o temporizador. O símbolo da ampulheta começará a piscar, indicando que o temporizador começou a funcionar.
- Pressione o botão MODE para voltar para o relógio. O alarme tocará nos intervalos que escolheu.
- Depois do primeiro alarme tocar pressione o botão dos minutos para iniciar novamente a contagem decrescente do temporizador.

Nota: Se pretender utilizar o temporizador note que este apenas funcionará no modo de temporizador e não funcionará se estiver no ecrã o relógio.