



HIDROMASSAGEADOR PARA PÉS

Modelo *SimpleRelax*



MANUAL





Manual de Instruções

Hidromassageador Para Pés G-Tech Modelo Simple Relax

Apresentação

O Hidromassageador para Pés G-Tech — Modelo Simple Relax — aumenta a circulação sanguínea na área dos pés proporcionando a sensação de relaxamento que pode ser estendida às pernas.

Roletes massageadores



Controle

Luz infravermelha





Instruções de Uso

Certifique-se de que o controle do Hidromassageador para Pés G-Tech — Modelo Simple Relax — encontra-se na posição “0”, ou seja, desligado e antes de conectar o plugue a tomada, verifique se as voltagens de ambos são compatíveis, pois a utilização de tomada com voltagem diferente da indicada no plugue invalida a garantia e pode causar dano ou mau funcionamento ao aparelho.

1. Coloque água na temperatura desejada no compartimento para apoio dos pés.
2. Sente-se confortavelmente e apoie os pés sobre os roletes com pontos de pressão e ligue o hidromassageador movimentando o controle para uma das três posições:
 - 1 - Massagem + Bolhas;
 - 2 - Luz infravermelha + Manutenção da Temperatura da Água
 - 3 - Bolha + Luz infravermelha + Manutenção da Temperatura da Água.

Modos de Funcionamento:

Botão de Controle na posição 1 - Massagem + Bolhas: selecione esta posição caso queira massagear os seus pés com bolhas. Para obter um melhor relaxamento movimente seus pés para frente e para trás sobre os roletes massageadores.

Botão de Controle na posição 2 - Luz infravermelha + Manutenção da Temperatura da Água: selecione esta posição caso queira massagear seus pés mantendo a água aquecida por mais tempo com a opção de infravermelho (para aumentar a intensidade da massagem) apoiando a planta dos pés no acessório fixo central.

Atenção: o Hidromassageador para Pés G-Tech — Modelo Simple Relax — foi desenvolvido para manter a temperatura da água, não para aumentá-la.

Botão de Controle na posição 3 - Massagem + Luz infravermelha: selecione esta posição caso queira massagear os seus pés com a opção luz infravermelha.

Ao término da massagem selecione o botão para a posição “0”. Retire seus pés do Hidromassageador para Pés G-Tech — Modelo Simple Relax — e desligue-o da tomada. Não fique em pé no hidromassageador, sob o risco de acidentes.

Despeje fora a água por uma das laterais do hidromassageador para pés G-TECH tomando cuidado para que a água não passe por cima do controle e proceda conforme descrito no item Manutenção e Limpeza.





Manutenção e Limpeza

1 - Certifique-se de que o Hidromassageador G-Tech está desligado e desconectado da tomada antes de limpá-lo.

2 - Após o uso caso seja necessária a remoção de sujidades limpe-o com o auxílio de com um pano macio embebido em solução de água com detergente neutro. Depois coloque água no hidromassageador para retirar todo o detergente e seque-o com um pano macio e limpo.

Observações:

Apenas coloque água no compartimento próprio para o apoio dos pés e tome cuidado para que a água não passe por cima do controle.

Não mergulhe o hidromassageador em água ou em qualquer outra solução, sob risco de inutilização do mesmo.

Não utilize abrasivos, desinfetantes, soluções desinfetantes ou quaisquer outros produtos químicos no seu Hidromassageador G-Tech.

3 - Guarde o Hidromassageador para Pés G-Tech — Modelo Simple Relax — em local seco, e com baixas temperaturas, distante de objetos perfuro-cortantes, ao abrigo de sol e poeira e longe do alcance de crianças.

4 - Periodicamente cheque o fio do Hidromassageador G-TECH e veja se ele está íntegro. Caso ele esteja enrolando estique-o e mantenha assim para prevenção de quebras.

5 - JAMAIS tente consertar o hidromassageador por conta própria. Pois qualquer abertura desautorizada do mesmo invalidará o direito à garantia.

Avisos Importantes

1 - Não conecte ou desconecte o plugue da tomada com os pés submersos em água.

2 - Antes de conectar o plugue na tomada esteja certo de que o controle está na posição "O".

3 - Não mergulhe o hidromassageador em água ou em qualquer outra solução! Para limpá-lo siga exatamente as instruções do item MANUTENÇÃO E LIMPEZA deste manual.

4 - Em caso de acidentalmente ter caído algum líquido ou água no hidromassageador G-Tech, pare imediatamente o seu uso e desconecte-o da tomada.





5 - Não o utilize durante o banho ou em ambientes externos tais como: piscinas, saunas, banheiras, varandas entre outros onde possa haver incidência de raios solares, mormaço, sereno e chuva. Assim como não o utilize em ambientes com aerossóis ou onde oxigênio está sendo administrado.

6 - Não fique em pé no hidromassageador! Sob o risco de acidentes. Utilize-o apenas como apoio para os pés quando você estiver sentado.

7 - Sempre desligue e retire o plugue da tomada caso não deseje utilizar mais o hidromassageador G-Tech e não o deixe com o controle nas posições 1, 2 ou 3 sem que esteja em uso.

8 - Não segure ou movimente seu hidromassageador pelo fio e mantenha-o longe de superfícies aquecidas e/ou pontudas.

9 - Não utilize o hidromassageador caso o plugue ou o fio esteja danificado. Por favor, leve-o a um Posto de Assistência Técnica.

10 - Evite deixar o massageador em contato diretamente com cobertores, colchões e etc para que as frestas de ventilação não sejam bloqueadas e cause superaquecimento do mesmo.

11 - A utilização do Hidromassageador G-Tech por crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais deve ser sempre feito com acompanhamento.

Observação: Não permita que crianças brinquem com o hidromassageador.

12 - Não utilize o hidromassageador enquanto dorme ou se sentir sonolento.

13 - A massagem promovida pelo Hidromassageador G-Tech deve ser uma sensação confortável para o usuário. Interrompa o uso deste caso sinta dor ou desconforto ao utilizar o aparelho e entre em contato com seu médico.

14 - Não utilize o hidromassageador se os seus pés estiverem com lesões (ferimentos ou queimaduras), com varises, anestesiados ou sem sensação de tato. Pessoas que não possuem a sensação de calor devem ter cuidado especial ao utilizar o hidromassageador, pois ele possui uma área de aquecimento por luz infravermelha.

15 - É recomendável a consulta médico para pessoas com marca-passos, diabetes e mulheres grávidas antes do uso do Hidromassageador G-Tech — Modelo Simple Relax.

16 - Siga exatamente as instruções de uso contidas neste manual e não utilize o Hidromassageador para Pés G-Tech — Modelo Simple Relax — de qualquer forma não descrita neste manual (tais como utilizar acessórios não fornecidos pelo fabricante, inserir objetos ou abri-lo) sob risco de acidentes e da perda da garantia.





Termo de Garantia

O Hidromassageador para Pés G-Tech — Modelo Simple Relax — tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor.

A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos.

A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do hidromassageador invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário.

Danos causados por pane elétrica ou utilização de tomadas com voltagem diferente da especificada no produto não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas.

O fabricante se reserva do direito de substituir o hidromassageador defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado à parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

Importado Por:

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

Rua São Jorge, no 119 / Quadra 70 - Lote 19 a 21 - Parte
Vila São Luiz - 1º Distrito - Duque de Caxias - CEP: 25086-110

CNPJ: 06.105.362/0001-23 • SAC: (21) 2126-1600

E-mail: sac@accumed.com.br

Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão - CRQ 3ª Reg.: 03212320

Fabricado na China

Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos.

Isento de registro na ANVISA

