

ENJOY  RELAX<sup>®</sup>

# Seat Plus

sedile per massaggio **shiatsu**

Manuale di istruzioni

Art.: 842



## Sicurezza

**Quando si usano apparecchi elettrici, in particolar modo in presenza di bambini, è necessario osservare fondamentali precauzioni di sicurezza comprese le seguenti:**

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica dopo l'uso e prima di procedere alla sua pulizia.

Non recuperare il prodotto se è caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare l'apparecchio dalla presa.

Non utilizzare l'apparecchio in ambienti umidi o bagnati come bagni, docce e vasche.

Tenere il cavo lontano da superfici calde.

Non introdurre o fare cadere oggetti nelle aperture del prodotto.

Non lasciare mai incustodito l'apparecchio quando è collegato alla presa.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica quando non utilizzato e prima di montare eventuali accessori.

Stretto controllo è necessario quando l'apparecchio è usato da, su o in presenza di bambini, invalidi o disabili.

Non utilizzare all'aperto.

Non schiacciare l'apparecchio. Non piegarlo con forza.

Non utilizzare l'apparecchio negli stessi ambienti in cui si utilizzano aerosol (spray) o si somministra ossigeno.

Utilizzare questo apparecchio solo per la sua destinazione d'uso e come descritto in questo manuale. Non usare accessori non raccomandati da Macom.

Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la presa sono danneggiati, se non funzionano correttamente, se sono caduti o sono venuti a contatto con acqua o altri liquidi.

Non inserire nell'apparecchio spine o oggetti metallici.

Non utilizzare l'apparecchio mentre si dorme o si sta per addormentarsi.

Non trasportare o afferrare l'apparecchio con/dal cavo.

Non usare l'apparecchio sotto coperte o cuscini. Un eccessivo riscaldamento potrebbe provocare incendio, folgorazioni o infortuni di altro tipo.

Un utilizzo eccessivo dell'apparecchio può causare surriscaldamento con conseguente riduzione della sua durata. In tal caso interrompere l'uso e lasciarlo raffreddare prima di usarlo nuovamente.

Non tentare di riparare l'apparecchio.  
In caso di malfunzionamento contattare Macom.

Usare l'apparecchio solo se attaccato ad una sedia con lo schienale in posizione verticale.

**Attenzione leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'apparecchio.**

**In caso di dubbi sulla vostra salute consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.**

I soggetti portatori di pacemaker e le donne in stato di gravidanza devono consultare un medico prima dell'uso.

Non usare direttamente su zone gonfie o infiammate o in presenza di eruzioni cutanee.

Questo apparecchio non deve essere usato da persone con ridotte capacità di controllo dei comandi o che soffrono di carenze sensoriali nella parte bassa del corpo.

Non usare questo apparecchio per più di 15 minuti alla volta.

Non usare direttamente su pelli sensibili.

Non usare l'apparecchio su bambini, invalidi, persone addormentate o non coscienti.

Non usare su soggetti affetti da perdita della sensibilità cutanea o con problemi di circolazione sanguigna.

Questo non è un apparecchio professionale, è progettato per l'impiego personale e serve per praticare un benefico massaggio sulla muscolatura stanca. **Non utilizzare questo apparecchio in sostituzione di cure mediche.**

Non usare l'apparecchio prima di andare a letto. Il massaggio ha effetti stimolanti e può ritardare il sonno.

**Non usare l'apparecchio durante la guida di autoveicoli.**

## Istruzioni per l'uso

L'apparecchio viene fornito completo di una vite situata sul retro del dispositivo per proteggere il meccanismo massaggiante durante la spedizione. Questa deve essere rimossa prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio. Utilizzare la chiave a brugola fornita. Quindi smaltire correttamente la vite. **Attenzione: se la vite non viene estratta, il massaggiatore può subire danni permanenti.**

L'apparecchio è dotato di particolare sistema che permette di fissarlo a quasi tutte le sedie

- 1 Posizionare l'apparecchio alla sedia/poltrona e verificare che il sedile sia fissato correttamente regolando l'apposita fascia.
- 2 Collegare il cavo dell'alimentazione del trasformatore (fornito con l'apparecchio) al cavo corrispondente posto sul sedile.
- 3 Collegare il trasformatore alla presa di rete e accendere.
- 4 Seduti utilizzare il telecomando per azionare l'apparecchio. Premere Power per iniziare il massaggio e selezionare la zona di massaggio desiderata. L'indicatore LED si illumina a confermare la selezione.
- 5 Per interrompere il massaggio premere nuovamente il pulsante Power. L'indicatore LED lampeggia mentre il meccanismo di massaggio torna al suo punto più basso e poi si spegne.

**Coprischienale:** può essere applicato per un'azione più soft del massaggio.

### Note:

Il meccanismo di massaggio prima di fermarsi ritorna sempre nella sua posizione più bassa. Il meccanismo si ferma su questa posizione prima di spegnersi. Se la corrente elettrica si interrompe, il meccanismo si ferma e si sposta sulla sua posizione più bassa, al ripristino della corrente.

Per motivi di sicurezza il prodotto si spegne automaticamente trascorsi 15 minuti. Questa funzione non sostituisce lo spegnimento manuale dell'apparecchio. Spegnerne sempre l'apparecchio quando non utilizzato.

Si raccomanda di esercitare solo una leggera forza contro il sedile massaggiatore.

### Uso su sedili di autoveicoli

L'apparecchio può essere utilizzato anche sui sedili degli autoveicoli; in tal caso posizionare correttamente il sedile e inserire l'adattatore, fornito nella confezione, nell'apposito spinotto.

A **veicolo fermo** procedere con il massaggio.

## Telecomando

### Pulsante Demo

Per una dimostrazione premere il pulsante Demo. L'apparecchio effettuerà un breve massaggio lungo la schiena. Al termine l'apparecchio si spegne automaticamente.

### Pulsante Power

Per iniziare il massaggio premere il pulsante "**Power**" e verificare che si accenda il LED di conferma. Per interrompere il massaggio premere nuovamente "**Power**", il LED lampeggia e il meccanismo torna nella sua posizione iniziale prima di spegnersi.

### Pulsanti per il massaggio shiatsu

È un intenso massaggio circolare  
È possibile impostare il massaggio su zone specifiche della schiena.

**Completo:** l'apparecchio effettua un massaggio completo lungo tutta la schiena.

**Alto:** si aziona un massaggio concentrato nella zona mediana e superiore della schiena.

**Basso:** il massaggio si concentra nella zona mediana e inferiore della schiena.

Per selezionare la zona desiderata basta semplicemente premere il pulsante e il LED corrispondente si illuminerà. Per deselegionare ripremere il pulsante e il corrispondente LED si illuminerà.

### Pulsante Spot

Massaggio localizzato. Durante il massaggio shiatsu è possibile con questo pulsante concentrare l'azione massaggiante in una zona specifica, mantenendola. Con le frecce "su" e "giù" è inoltre possibile spostarsi verso l'alto o verso il basso.

### Pulsante Calore

Durante il massaggio è possibile attivare il calore a effetto distensivo premendo il pulsante **Calore**.

Per annullare tale impostazione premere nuovamente il pulsante.

Per ragioni di sicurezza la funzione termica può essere attivata solo se viene selezionata la funzione massaggiante.



## Intensità della vibrazione del sedile

E' possibile scegliere l'intensità della vibrazione del sedile

L'apparecchio offre 3 opzioni di intensità:

**Bassa (B), Media (M) e Alta (A).**

Ad ogni selezione corrisponde una luce LED. Per cambiare l'intensità della vibrazione basta premere il pulsante desiderato.

## Pulsante massaggio Rolling

Il massaggio Rolling è paragonabile a 2 mani o a 2 pollici che lavorano su e giù lungo la colonna vertebrale.

È possibile impostare il massaggio su zone specifiche della schiena.

**Completo:** l'apparecchio effettua un massaggio completo lungo tutta la schiena.

**Alto:** si aziona un massaggio concentrato nella zona mediana e superiore della schiena.

**Basso:** il massaggio si concentra nella zona mediana e inferiore della schiena.

Per selezionare la zona desiderata basta semplicemente premere il pulsante e il LED corrispondente si illuminerà. Per deselezionare ripremere il pulsante e il corrispondente LED si illuminerà.

## Regolazione distanza tra le sfere

Quando l'apparecchio è in massaggio Rolling premendo questo pulsante è possibile decidere la distanza tra le sfere modificando così la zona che si desidera massaggiare lungo la colonna vertebrale.

Nota: se durante il massaggio si seleziona la funzione vibrazione può accadere di avvertire una leggera diminuzione nell'intensità. Tutto ciò è normale; non è un difetto.

## Conservazione e Pulizia

### Conservazione

Riporre il prodotto all'interno della sua confezione originale e conservarlo in luogo fresco, asciutto e sicuro. Evitare il contatto con spigoli vivi, oggetti taglienti o appuntiti in genere che possono danneggiare l'apparecchio. Non avvolgere il cavo attorno al prodotto. Non appendere il prodotto dal cavo elettrico.

### Pulizia

Prima di procedere alla pulizia spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla presa. Lasciare raffreddare.

Pulire solamente con un morbido panno di spugna leggermente inumidito.

Evitare sempre che l'apparecchio entri a contatto con acqua o altri liquidi.

Per pulire non immergere mai l'apparecchio in un liquido.

Per pulire non usare mai detergenti abrasivi, spazzole, prodotti per la pulizia di vetri/mobili, benzine, cherosene, solventi o diluenti etc...

## Caratteristiche tecniche

Peso: **4,5 kg**

Dimensioni: **L 42 - P 44 - H 66 cm**

Colore: **nero/grigio**

Tessuto: **velluto**

## Spiegazione dei simboli



Questo apparecchio e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo sono soggetti alla direttiva 2002/96CE (RAEE) e alle disposizioni nazionali in vigore e, nell'Unione Europea (UE), non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici non classificati.



Questo apparecchio è conforme alle norme dell'Unione Europea (UE) in vigore.



Questo apparecchio rispetta le direttive RoHS dell'Unione europea e i regolamenti successivi.



Questo apparecchio è stato valutato, verificato e approvato per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza.

## Garanzia

La garanzia non risulta valida se il prodotto è:  
danneggiato o sottoposto a cattiva o impropria manutenzione, utilizzato impropriamente, rovinato o non impiegato in conformità alle indicazioni del libretto di istruzioni;  
modificato, alterato o manomesso;  
sottoposto ad assistenza o riparazione da parte di persone non autorizzate;  
danneggiato a causa di disastri naturali, compresi, ma non solo, fulmini o fonti di elettricità;  
impiegato a scopo commerciale o di noleggio.

In nessun caso il distributore è responsabile nei confronti del consumatore originale, o di qualsiasi altra parte, per danni particolari, diretti, indiretti, accidentali o conseguenti, inclusi ma non solo, perdita o interruzione dell'uso, costi derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare tale prodotto.

### **MACOM srl**

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: [info@macomsrl.it](mailto:info@macomsrl.it) - [www.macomsrl.it](http://www.macomsrl.it)