

fullness *Life*

CAMBIO DE BATERIA

El indicador de batería baja se encenderá cuando ésta tenga que ser remplazada por una batería de 9V.



figura "A"



figura "B"

www.fullnesslife.com

**total
Prevention**

fullness *Life*
Devices for Human
Development

+ info E-mail: recaldeedgar@yahoo.com
0992919147
QUITO - ECUADOR

www.fullnesslife.com

TOTAL PREVENTION

Es un dispositivo electrónico diseñado para emitir impulsos electromagnéticos automáticamente en un rango de frecuencias entre 77 y 500Khz en el que vibran virus, bacterias, parásitos, hongos, etc. a diferencia del ser humano cuya frecuencia vibratoria está entre 1.520 y 9.460 Khz, de esta manera el equipo elimina los microorganismos causantes de las enfermedades, regenera células, tejidos y alivia varias formas de dolor sin generar efectos secundarios.

El equipo permite el uso de una variada gama de vibraciones a fin de garantizar la eliminación de los microorganismos ya que éstos tienden a elevar su frecuencia como mecanismo de resistencia. Esto sucede regularmente con el uso de antibióticos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- 1.- El equipo no puede ser utilizado por personas que tienen marcapasos;
- 2.- Mujeres en estado de embarazo;
- 3.- No utilizar joyas, anillos, relojes u otros objetos metálicos que puedan disminuir la efectividad del equipo;
- 4.- El equipo no sustituye tratamientos médicos, ni programas terapéuticos;
- 5.- No utilizar el equipo en una bañera.

CONTENIDO DEL EQUIPO

TOTAL PREVENTION, Es un equipo electromagnético con seis frecuencias vibratorias 1Khz-2.5Khz-15Khz-30Khz-378Khz-434Khz. Funciona con batería de 9 voltios o adaptador, tiene indicador de batería bajo e indicador de funcionamiento. Un pulsador en su parte frontal permite que el equipo de manera automática realice el tratamiento por un periodo de 30 minutos, seis indicadores muestran cómo va avanzando el tratamiento.

Son parte del equipo los siguientes accesorios:

- 2 pulseras elásticas para las muñecas, con sus respectivos cables de conexión
- 1 mancuerna metálica de aluminio, con su respectivo cable de conexión

- 1 manual de uso del equipo
- 1 maleta

MODO DE EMPLEO

Tratamiento electromagnético

- Las pulseras que van en las muñecas tienen cada una su cable de conexión con un terminal de color negro. Conecte cada terminal a los terminales del equipo como se muestra en la figura A.
- Colóquese las pulseras en sus muñecas.
- Asegúrese de que la parte metálica de las pulseras hagan contacto con la piel sin que ejerza demasiada presión en las muñecas.
- Proceda a presionar el pulsador que se encuentra en la parte frontal del equipo por una sola vez, se encenderá el primer led de color rojo correspondiente a la frecuencia de 1Khz permanecerá encendido por 5 minutos, transcurrido este tiempo se encenderá el segundo led correspondiente a la frecuencia de 2.5 Khz y así sucesivamente se irán encendiendo los siguientes leds completando automáticamente 30 minutos, tiempo que dura el tratamiento, entonces el último led se apagará.
- El tratamiento debe realizarse una o dos veces diarias hasta sentir una mejoría, en ocasiones puede requerir semanas, pero es necesario no descontinuar.
- Para desparasitarse es suficiente dos veces en un solo día una vez en la mañana y otra en la tarde.

TRATAMIENTO LOCALIZADO

En caso de que su dolencia o malestar esté localizado, deberá colocarse una de las pulseras en la muñeca izquierda o derecha, como mejor se acomode y el terminal metálico apoyarlo directamente en la zona afectada por ejemplo rodilla, estómago, cabeza, etc. prende el equipo y presiona el pulsador, se iniciará entonces el tratamiento automáticamente por 30 minutos. Realizar esto por una o dos veces al día, hasta sentir mejoría, puede requerir hacerse algunos días, y en caso de ser crónico por algunas semanas. La figura B muestra la conexión de sus terminales.