

Caja para Píldoras con Temporizador

63-924

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leer antes de usar este equipo.

Su Caja para Píldoras con Temporizador de RadioShack combina varias características únicas que le ayudan a recordar cuando debe tomar sus medicamentos prescritos. Usted puede ajustar este temporizador para que se active una alarma al momento en el que debe de tomar su siguiente dosis de medicamento. Su compartimiento dividido proporciona espacio para conservar dos tipos de píldoras. Se proporciona una correa para llevarla con facilidad.

CAMBIANDO LA BATERÍA

La Caja para Píldoras con Temporizador viene con una batería de botón CR2032, la cual fue preinstalada para operar. Antes de utilizar su temporizador, jale la cinta de protección de la batería fuera del compartimiento de las baterías. El temporizador emite un BIP y todos los segmentos de la pantalla se encienden brevemente. El reloj y temporizador se reinician inmediatamente, después **AM 12:00:00** aparece en la pantalla.

Si aparece el símbolo de batería baja, siga estos pasos para cambiar la batería.

Nota: todos los ajustes se pierden al cambiar la batería.

- Utilice únicamente baterías nuevas del mismo tamaño y tipo.
 1. Utilice una moneda para abrir el compartimiento de las baterías, gire en contra de las manecillas del reloj y retire la tapa.
 2. Coloque la batería con el símbolo de polaridad (+) hacia arriba.
 3. Coloque nuevamente la tapa.

Advertencias:

- Siempre disponga de las baterías de una manera rápida y adecuada. No las quemé o entierre.
- No deje al alcance de los niños las baterías de botón. Tragarlas puede resultar fatal.

Precaución: Si no planea su caja para píldoras con temporizador durante un mes o más, retire la batería. Las baterías pueden derramar químicos que pueden destruir las partes electrónicas.

OPERACIÓN:

Nota: Sonará un BIP al presionar un botón.

Ajustando la Hora

1. Mantenga presionado MODO hasta que aparezca 12HRS. Libere este botón. 12HRS destellará. Presione repetidamente ▲ para alternar entre el formato de 12 y 24 horas.

®RadioShack®

<http://www.radioshack.com/>

2. Presione MODE. Los dígitos de hora destellarán.
3. Presione repetidamente ▲ para ajustar la hora actual.

Nota: AM aparece para horas AM y PM para horas PM en el formato de 12 horas.

4. Presione MODE. Los dígitos de minuto destellarán.
5. Presione repetidamente ▲ para ajustar los minutos actuales.
6. Presione MODE. Los dígitos de segundos destellarán.
7. Presione repetidamente ▲ para ajustar los segundos a 00.
8. Presione MODE para confirmar los ajustes y regresar a la pantalla de hora,

Nota: Si no presiona ningún botón durante 1 minuto durante el proceso de ajuste, el temporizador se sale del ajuste, conservando los ajustes realizados antes de que expire el tiempo. Por ejemplo, si está cambiando la hora de 12:34 a 6:10 y entra una pasusa de un minuto después de ingresar el 6, la hora se ajusta a 6:35.

Utilizando el Temporizador

1. Presione MODE para ver la pantalla de temporizador. Aparecerá el último ajuste de temporizador.
2. Mantenga presionado MODE durante 2 segundos para reiniciar la pantalla a 0:00. el dígito de horas destella.
3. Presione repetidamente ▲ para ajustar el número de horas que desea se pongan en el cronómetro. Por ejemplo si su siguiente dosis es en 6 horas, ingrese 6.
4. Presione MODE. El dígito de minutos destellará.
5. Presione repetidamente ▲ para ajustar el número de minutos que desea se pongan en el cronómetro.
6. Presione MODE, el temporizador está ajustado.
 - El conteo máximo de temporizador es de 29 horas 59 minutos.
 - Si no presiona un botón en un lapso de 1 minuto, aparece nuevamente el tiempo de temporizador que estaba ajustado.
7. Presione START/ STOP para iniciar el temporizador.
 - Mientras está corriendo la cuenta regresiva, el indicador destella en la pantalla de despliegue.
 - Para pausar la cuenta regresiva, presione START/STOP. Presione nuevamente para continuar con la cuenta.
 - Para reiniciar el temporizador a su tiempo establecido originalmente mientras esta corriendo el temporizador, mantenga presionado START/STOP durante 2 segundos. Aparece el tiempo inicial.

Para utilizar la misma cuenta nuevamente, presione START/STOP. El temporizador comienza nuevamente la cuenta regresiva.

- Cuando el temporizador llega a **0:00:00**, la alarma se activa durante 1 minuto y continua a sonar cada minuto posterior. Para apagar la alarma antes, presione cualquier botón, aparecerá la cuenta original en la pantalla, presione MODE para regresar a la pantalla de tiempo.

Utilizando la Caja para Píldoras

Para abrir la caja de píldoras, presione la puerta del compartimiento en dirección de la flecha. Para cerrar empuje la puerta hasta que se cierre nuevamente.

CUIDADO

Mantenga su caja para píldoras con temporizador seca; si se moja, séquelo inmediatamente. Utilice y almacene el temporizador en ambientes de temperatura normal. Maneje el temporizador con cuidado, no lo arroje. Mantenga el temporizador lejos de tierra y polvo, y límpielo con un trapo húmedo ocasionalmente para conservarlo como nuevo.

Si modifica o intenta forzar los componentes del aparato puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía. Si su aparato no funciona como se supone, llévelo a su tienda Radio Shack más cercana para asistencia.

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Temperatura de Operación | -5 a 50°C (23 a 122°F) |
| Frecuencia de Alarma | 1 KHz |
| Fuente de poder | Una batería de botón CR2032 (3 V cc) |
| Vida de la Batería | Aprox. 1 año. |
| Dimensiones (AAP) | 88 x 56 x 16 mm (3 ^{7/16} x 2 ^{3/16} x 5/8 pulg.) |
| Peso (sin baterías) | 37.5 g (1,3 oz.) |

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.