

Manuel d'utilisation

Pilulier Electronique 4 Alarmes 4 Cases avec led rouge (réf. 111204)



Mise en marche de l'appareil

L'appareil est livré sans pile. Il faut tout d'abord retourner le pilulier, et insérer 2 piles AAA dans le compartiment à pile prévu à cet effet.

Détacher les cases (glissière)

Vous pouvez détacher les compartiments avec les cases en faisant glisser vers la gauche les cases, il y a une glissière prévue à cet effet.

Réglage de l'heure

Lorsque le pilulier affiche l'heure, Appuyer sans relâcher sur le bouton SET jusqu'à ce que l'affichage clignote. Appuyer sur le bouton HOUR (heure) pour régler l'heure. Appuyer sur le bouton MINUTE pour régler les minutes. Appuyer sur bouton SET pour confirmer le réglage de l'heure. Remarque : L'heure s'affiche au format 12H. Si vous visualisez un symbole AM en haut à gauche de l'écran, il s'agit de l'heure du matin, si vous visualisez le symbole PM.

Réglage de la date

La date s'affiche dans le format : MM.JJ.AAAA (MM : Mois, JJ : jour du mois, AAAA : Année). Lorsque le pilulier affiche l'heure, Appuyer sans relâcher sur le bouton SET jusqu'à ce que l'affichage clignote. Appuyer encore une fois sur le bouton SET, le mois clignote. Appuyer sur les boutons HOUR ou MIN pour régler le mois. Lorsque l'affiche clignote encore, vous pouvez appuyer encore une fois sur le bouton SET pour accéder au réglage du jour du mois. Appuyer alors sur les boutons HOUR et SET pour régler le jour du mois. Lorsque l'affiche clignote encore, vous pouvez appuyer encore une fois sur le bouton SET pour accéder au réglage de l'année. Appuyer alors sur les boutons HOUR et SET pour régler l'année. Appuyer encore une fois sur le bouton SET pour finaliser les réglages.

Réglage des alarmes

Lorsque le pilulier affiche l'heure, Appuyer une fois sur le bouton MODE, l'écran affiche - :- avec un chiffre 1 à droite de la date (pour l'alarme 1) Appuyer sans relâcher sur le bouton SET jusqu'à ce que l'affichage clignote. Appuyer sur le bouton HOUR (heure) pour régler l'heure. Appuyer sur le bouton MINUTE pour régler les minutes. Appuyer sur le bouton SET pour confirmer l'alarme. Appuyer sur le bouton MODE pour passer aux autres alarmes. L'affichage de l'heure s'effectue après l'affichage du compteur qui fait suite à la dernière alarme.

Annulation d'une alarme

Pour annuler une alarme, appuyer le bouton MODE jusqu'à l'alarme souhaitée. Appuyer sur le bouton SET. L'écran affiche - :- ce qui signifie que l'alarme est annulée.

Que faire si l'alarme se déclenche

Quand le pilulier sonne, il y a également un flash lumineux rouge, cela signifie qu'il faut prendre vos médicaments. Vérifier le symbole qui s'affiche à droite de la date (1, 2, 3,4) cela va indiquer la case correspondant au médicament à prendre. Il faut alors prendre le médicament correspondant et appuyer sur le bouton STOP.

Garantie

Le produit est garanti 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure de la pile ni une utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d'eau, ...).