

## Manuel d'utilisation Pilulier Electronique 8 Alarmes 8 Cases avec led rouge (réf. 111208)



Le pilulier électronique vous permet de régler 8 alarmes à des heures exactes. Il a 8 compartiments pour ranger vos médicaments.

Il a aussi un compteur que vous pouvez utiliser si vous avez des prises régulières (par exemple, toutes les heures). Si le pilulier est fermé, une LED rouge clignote en même temps que l'alarme jusqu'à

ce que vous ouvriez le pilulier pour prendre vos pilules. Si la LED continue de clignoter après la fin de l'alarme sonore (boîtier fermé), cela signifie que vous n'avez pas pris vos médicaments.

### Prise en main de l'appareil

L'appareil est livré avec une pile protégée par un film plastique afin de ne pas l'user inutilement.

Avant la première utilisation de l'appareil, il faut retirer le film plastique, l'appareil émet un bip et l'écran LCD affiche l'heure.

### Réglage de l'heure

Lorsque le pilulier affiche l'heure, Appuyer sans relâcher sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'affichage clignote.

Appuyer sur le bouton HOUR (heure) pour régler l'heure.

Appuyer sur le bouton MINUTE pour régler les minutes.

L'heure s'affiche au format 24H.

### Réglage des alarmes

Lorsque le pilulier affiche l'heure, Appuyer une fois sur le bouton MODE, l'écran affiche - :- avec un chiffre 1 en haut à gauche (pour l'alarme 1)

Appuyer sans relâcher sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'affichage clignote.

Appuyer sur le bouton HOUR (heure) pour régler l'heure.

Appuyer sur le bouton MINUTE pour régler les minutes.

Appuyer sur le bouton MODE pour confirmer l'alarme.

Appuyer sur le bouton MODE pour passer aux autres alarmes.

L'affichage de l'heure s'effectue après l'affichage du compteur qui fait suite à la dernière alarme.

### Annulation d'une alarme

Pour annuler une alarme, appuyer le bouton MODE jusqu'à alarme souhaitée.

Appuyer sur le bouton MINUTE.

L'écran affiche - :- ce qui signifie que l'alarme est annulée.

### Réglage du niveau sonore des alarmes

A droite de l'écran, il y a un curseur avec deux positions :

- Hi : le niveau sonore est en haut
- Lo : le niveau sonore est bas

### **Utilisation du compte à rebours**

Le compte est utile lorsque vous avez des prises de médicament à intervalle fixe (par exemple toutes les deux heures).

Dans ce cas, au lieu de définir plusieurs alarmes, vous pouvez régler une valeur de compte à rebours (par exemple 2 heures) et ensuite, il suffit de démarrer le compteur. Une fois le compte à rebours à 0, le pilulier va sonner, et il faudra le redémarrer afin qu'il décompte à nouveau le temps.

#### Régler la valeur du compte à rebours :

Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à visualiser un écran avec le sablier en haut à gauche (cet écran apparaît après l'alarme 8).

Appuyer sans relâcher MODE jusqu'à ce que l'affichage clignote.

Appuyer sur HOUR pour régler l'heure et MINUTE pour régler les minutes.

(la valeur maximum est de 99h59min.)

Appuyer sur le bouton MODE pour valider le réglage.

#### Démarrer le compte à rebours

Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à visualiser un écran avec le sablier en haut à gauche.

Appuyer sur le bouton Minute pour démarrer le compte à rebours.

Le sablier va clignoter ce qui veut dire que le compte à rebours est activé, le temps va s'écouler jusqu'à atteindre la valeur 0. Le pilulier va alors sonner et si le pilulier est fermé, vous allez voir également la lampe LED clignoter.

Si vous êtes toujours sur l'écran qui affiche le mode Compte à rebours, il suffit alors d'Appuyer à nouveau sur le bouton MINUTE pour relancer le compte à rebours.

Sinon, il faut retourner dans le mode Compte à rebours et appuyer sur le bouton MINUTE.

(Le pilulier bascule automatiquement sur l'affichage de l'heure au bout de quelques secondes une fois que le temps est écoulé et le symbole du sablier ne s'affiche plus).

### **Garantie**

Le produit est garanti 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure de la pile ni une utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d'eau, ...).