

**2detox**  
**Manuel d'utilisation**  
- version du 26 février 08 -



**Contenu**

	page
L'appareil 2detox	2
Mise en service	2
Maniement de l'appareil	2
Décoloration de l'eau	3
Odeur de l'eau	4
Méthode d'emploi	4
Contre-indications	5
Stress et toxines	5
Déclaration de fonctionnement de l'appareil 2detox	6
Sel de la Mer morte	7
Microorganismes efficaces	7
Prescriptions de sécurité	8
Entretien de l'appareil	8
Kit de rechange	8
Disclaimer	8
Faq	9 - 12

## L'Appareil 2detox

L'appareil de détoxification 2detox se compose des pièces suivantes:

- une unité de commande
- une unité d'alimentation avec prise
- un bain de pieds en plastique à remplir d'eau
- une bobine avec câble à déposer dans l'eau
- flacon de sel de la Mer morte 250 ml
- anneau de microorganismes efficaces

## Mise en service

Suivez les pas suivants pour la mise en service de l'appareil 2detox:

- Connectez le câble d'alimentation à gauche à l'arrière de l'appareil
- Connectez la bobine à droite à l'arrière de l'appareil
- Remplissez le bain de pieds d'eau chaude
- Déposez le bain de pieds par terre devant une chaise ou un fauteuil
- Déposez la bobine dans l'eau
- Prenez place sur la chaise et posez les deux pieds dans l'eau
- Mettez la bobine entre les pieds, c'est le plus facile
- Vérifiez que la bobine soit tout à fait submergée
- Posez l'anneau de microorganismes efficaces (ME) dans l'eau

## Maniement de l'appareil 2detox

Il y a 4 écrans verts sur l'unité de commande:

- indicateur "**Mode**"
- indicateur "**Work Pressure**" (intensité)
- indicateur "**Electricity Work**" (travail d'électricité)
- indicateur "**Time**" (temps)

Il y a 5 boutons de maniement:

- le sélecteur de "**mode**"
- le bouton "**start / stop**"
- le bouton "**on / off**"
- et 2 boutons pour programmer le temps "**time up**" et "**time down**"

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton "on / off".

Les écrans s'illuminent brièvement. Pendant quelques secondes les écrans vont clignoter à titre de contrôle. Ceci est pour le contrôle interne.

L'appareil se met en **position de 'veille'** et affiche les messages suivants:

- le **Time** (temps) prend sa valeur standard de "**30**" min
- le **Mode** est sur "**1**"
- **l'intensité** indique le mot "**OFF**", la position veille
- le **Travail d'électricité** indique "**0.00**", la position veille

Il y a 4 modes différents, de 1 à 4.

- Mode 1 est le mode le plus doux
- Mode 4 est le mode le plus fort

Suivez les instructions telles que décrites ci-après en choisissant le mode adapté à chaque condition.

En cas d'hésitation, utilisez toujours mode 1.



La durée maximale d'une séance est de 30 min. Par moyen des boutons "**time up**" en "**time down**" vous pouvez programmer la durée désirée.

Le mode 1 pour une durée de 30 min est donc prêt à l'utilisation.

Nous appuyons sur le bouton "**start / stop**" pour mettre en route le programme de détoxification.

Minute après minute le temps diminue jusqu'à obtenir la valeur 0.

L'appareil se remet en mode de veille.

Vous pouvez sortir vos pieds de l'eau et les essuyer.

Jetez l'eau et suivez les instructions pour l'entretien de l'appareil.

Pendant la séance, des valeurs s'afficheront sur l'écran **Intensité (Work Pressure)**. Celle-ci est toujours de 12.0 et montre que l'intensité sur la bobine est de 12V.

Sur l'écran **Work Electricity (travail d'électricité)** il y a une valeur entre 0.00 en 5.00. Ceci indique le courant qui passe par la bobine.

Pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil 2detox, la valeur de **Work Electricity (travail d'électricité)** doit se situer entre **3.0 en 4.2**.

La plupart du temps, la valeur sera plus basse. Vous pouvez augmenter la valeur en ajoutant quelques gouttes de sel de la Mer morte dans l'eau. Mélangez-le en remuant un peu les pieds. Dès que la valeur reste au-delà de 3.0, vous pouvez arrêter d'ajouter du sel.

Si la valeur dépasse la valeur de 4.2, vous pouvez ajouter de l'eau propre. De cette manière le mélange peut se diluer et la valeur descendre sous les 4.2.

Si la valeur dépasse 5.0, l'appareil laisse entendre un signal sonore et s'arrête.

La meilleure chose à faire dans ce cas-ci est de changer l'eau dans le bain de pieds et de programmer l'appareil pour le temps restant de la séance.

### **Décoloration de l'eau**

Il est important de comprendre que l'eau se décolore de toute façon, avec ou sans pieds dans l'eau. A la base, la décoloration de l'eau est due à l'interaction entre la bobine et les caractéristiques chimiques de l'eau.

Au plus pure l'eau, au moins de décoloration.

C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'utiliser de l'eau filtrée.

Que vous utilisiez de l'eau de robinet ou de l'eau de pluie, celle-ci a une certaine structure et un certain degré de pollution. Cette pollution de l'eau utilisée influence aussi la décoloration de base de l'eau. Elle diffère de région en région. La décoloration aura donc plus au moins toujours la même couleur.

Bien sûr, les toxines évacuées par votre corps ont une influence sur la décoloration.

**Attention: Ne pas boire l'eau utilisée pour le traitement.**

### **Odeur de l'eau**

Par les réactions chimiques déclenchées par l'électrolyse dans l'eau, le sel ajouté va aussi se décomposer. L'une de ces molécules est l'atome chlore. Du chlore se libère donc, qui



peut laisser une odeur. Ceci ne provient pas seulement de votre corps mais aussi du chlore qui s'est libéré dans l'eau

### **Méthode d'emploi**

Il existe 4 modes, dont mode 1 est le plus doux et mode 4 le plus fort.

Nous pouvons considérer que si mode 4 est égal à 100% du fonctionnement, mode 3 équivaut à 75%, mode 2 à 50% et mode 1 à 25%.

Nous prêchons l'approche douce.

Pour obtenir un fonctionnement conforme et efficace, nous conseillons **une cure de 14 séances**, en faisant une séance journalière de max 30 minutes.

Afin de vous faciliter la vie, nous avons conçu une méthode très facile à utiliser. Suivre cette cure devient un vrai jeu d'enfant. De cette façon vous êtes sûr(e) que la cure commence en douceur et a un caractère évolutif.

Nous divisons les utilisateurs en 3 groupes:

1. enfants de 12 à 17 ans
2. adultes de 18 à 50 ans
3. personnes de plus de 50 ans

**Pour groupe 1**, la durée maximale d'une séance est de 20 minutes

Séance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mode	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3

Une séance tous les 2 jours, une cure de 14 séances.

Attendre 2 semaines avant de commencer une nouvelle cure.

**Pour groupe 2**, la durée maximale d'une séance est de 30 minutes

Séance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mode	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4

Une séance tous les 2 jours, une cure de 14 séances.

Attendre 1 à 2 semaines avant de commencer une nouvelle cure.

**Pour groupe 3**, la durée maximale d'une séance est de 30 minutes

Séance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mode	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4

Une séance **tous les 3 jours**, une cure de 14 séances.

Attendre 2 semaines avant de commencer une nouvelle cure.

Le corps humain a besoin de temps pour pouvoir réagir de façon harmonieuse au processus de détoxification. Il est donc évident que toute surconsommation de séances 2detox n'est pas bénéfique pour votre santé. Si la détoxification se fait de manière trop rapide ou trop lourde le corps ne pourra se trouver en état homéostatique équilibré.

Respectez aussi une pause entre deux cures.



Nous vous conseillons aussi d'adopter un mode de vie sain. Par définition "toujours", mais au moins pour la durée de la cure de détoxication.

Il est évident que l'on s'abstient tout à fait de drogues. L'alcool est les théines telles que le café et le thé peuvent provoquer des réactions dans le corps pendant une cure de détoxication. Comparez-le avec une personne qui utilise des patchs anti-fumeur et continue à fumer. La combinaison des deux peut être lourde à porter pour le corps et peut engendrer des effets secondaires.

### **Contre-indications**

Dans certains cas l'utilisation de l'appareil est à tout prix déconseillée.

C'est la raison pour laquelle les personnes souffrant des affections suivantes ne peuvent pas utiliser l'appareil:

- porteurs d'un pacemaker
- après une transplantation du coeur
- pression artérielle très basse
- pression artérielle très haute
- leucémie
- femmes enceintes
- femmes qui allaitent
- personnes sous traitement psychologique
- pieds blessés
- niveau d'énergie très bas
- maladie grave
- dialyse des reins

Les personnes portant une prothèse métallique pourraient éprouver des picotements suite au champ électromagnétique créé par la bobine. Les personnes suivant un traitement médical continuent à suivre les conseils de leur médecin.

Si vous constatez un désagrément, arrêtez immédiatement la séance. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil 2detox.

### **Stress et toxines**

Il est connu, que le stress sous toutes ses formes, allant du physique au mental ou émotif, a un impact négatif sur le corps. Il s'accumule dans le corps avec beaucoup de plaintes comme conséquence.

Un autre aspect de l'influence négative sur notre corps sont les toxines et les déchets, qui s'entassent dans notre corps par notre alimentation, stimulants, l'air pollué, pesticides, etc. Il existe beaucoup de toxines et de radicaux libres qui sont néfastes à notre santé. En plus, il y a aussi les métaux lourds.

Sur son site l'agence flamande du Soins et de la Santé mentionne la chose suivante sous le titre métaux lourds :

([http://www.zorg-en-gezondheid.be/zware\\_metalen.aspx](http://www.zorg-en-gezondheid.be/zware_metalen.aspx))

*"Les métaux lourds sont des matières, qui comparées à l'eau, sont très lourdes. Il existe environ sept types de métaux lourds qui sont néfastes pour la santé de l'être humain: plomb (Pb), arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), mercure (Hg), antimoine (Sb), nickel (Ni)."*



Ci-dessous, vous trouverez un extrait du résultat d'analyse fait sur neuf personnes différentes avec une valeur de contrôle sans pieds dans l'eau, pendant une séance de 30 minutes.

<b>Métal</b>	<b>Valeur de contrôle (ppb)</b>	<b>Après traitement (ppb)</b>	<b>Pourcentage de changement</b>
Antimony (Sb)	1,09	2,48	128%
Arsenic (As)	2,53	3,93	55%
Copper (Cu)	363,66	3.656,11	905%
Lead (Pb)	2,45	8,16	233%
Uranium (U238)	3,08	5,58	81%
Barium (Ba)	60,20	74,30	23%
Cadmium (Cd)	5,55	12,15	119%
Chromium (Cr)	13.958,44	22.838,88	64%
Nickel (Ni)	411,48	672,52	63%
Aluminum (Al)	216,33	950,33	339%
Iron (Fe)	50.645,66	138.918,11	174%
Manganese (Mn)	218,77	524,44	140%
Zinc (Zn)	148,44	288,22	94%

Il est donc clair que par l'intermédiaire de l'appareil 2detox les métaux lourds sont extraits du corps d'une manière très douce.

### **Déclaration de fonctionnement de l'appareil 2detox**

La base de fonctionnement de l'appareil 2detox est l'électrolyse. L'appareil envoie un courant très faible par une bobine qui se trouve dans l'eau. Ceci permet de déclencher un processus chimique. Afin de permettre à ce processus de se dérouler de la façon la plus efficace possible, nous ajoutons du sel à l'eau. Ceci résulte en une présence dans l'eau d'ions négatifs libres.

Le deuxième aspect important est que le corps humain est composé à 70% d'eau. Nous plaçons donc nos pieds dans cette eau avec les ions négatifs et il est facile pour ceux-ci de pénétrer notre corps par la peau de nos pieds.

Dans le corps, ces ions négatifs se lieront aux radicaux libres, les toxines, les déchets et les métaux lourds. Le résidu est évacué par la peau dans l'eau du bain de pieds.

L'eau se décolorera par le résidu qui est extrait de façon douce de notre corps.

En bref, le liquide corporel est le moyen de transport pour les ions négatifs qui aiment se lier aux radicaux libres, qui à leur tour sont évacués par la peau des pieds dans l'eau.

### **Sel de la Mer morte**

Tel que déclaré, le sel est nécessaire pour déclencher le processus chimique. Toutefois, nous n'utilisons pas le sel de table mais bien le sel très spécial de la Mer morte sous forme liquide.



La composition du sel de la Mer morte utilisé, est la suivante:

Chlorure de Magnésium	30-35 %
Chlorure de Potassium	24-26 %
Chlorure de Natrium	4-8 %
Chlorure de Calcium	4000-6000 ppm
Brome	3000-6000 ppm
Sulfates	500-2000 ppm
Eau de cristallisation	34-38 %

Entre autres, le sel possède les propriétés suivantes:

- enlève les peaux mortes
- contient beaucoup de minéraux
- renforce votre peau
- tonifie, détend et répare

La composition spécifique en minéraux et oligo-éléments a en outre une influence positive sur le métabolisme et l'équilibre en minéraux de notre peau. Votre corps sera plus à même d'éliminer les produits toxiques qui se sont nichés à votre peau ou aux tissus conjonctifs. Votre résistance augmente vis-à-vis de toutes sortes d'affections ou de symptômes.

### **Microorganismes efficaces**

Les microorganismes efficaces (ME) sont des créatures microscopiques contenus dans des anneaux en céramique. ME est une combinaison de microorganismes utiles et régénératifs, qui se trouvent dans la nature et ne sont pas manipulés. Ce mélange augmente la résistance naturelle du sol, des plantes, de l'eau, de l'homme et de l'animal. Ils sont activés par l'ajout de l'eau.

La mise en œuvre de ces valeurs dans le système 2detox est donc évidente. Il s'agit non seulement d'un processus de détoxification, mais aussi d'une stimulation douce de l'immunité naturelle de l'utilisateur.

En bref, la synergie de ces ME, le sel de la Mer morte et le procédé 2detox est incroyablement puissant. Vous trouverez plus d'information sur les ME sur [www.em-natuurlijk-actief.com](http://www.em-natuurlijk-actief.com)

### **Prescriptions de sécurité**

- Ne jamais toucher l'unité d'alimentation ni la prise avec les mains humides ou au cas où l'unité a été mouillée. Respectez toujours les prescriptions de sécurité, votre sécurité personnelle est primordiale;
- Ne jamais utiliser l'appareil 2detox si vous avez consommé de l'alcool ou êtes sous influence d'autres stimulants;
- Appuyez toujours légèrement sur les touches afin d'assurer un bon fonctionnement;
- L'eau utilisée ne peut pas être consommée.

### **Entretien de l'appareil**

- Pour chaque entretien, enlevez le câble d'alimentation de la prise et déconnectez le câble de la bobine de l'arrière de l'appareil;



- Nettoyer l'unité de commande avec un chiffon sec, uniquement pour enlever la poussière;
- Rincez la bobine et l'anneau de ME après chaque utilisation en les rinçant longuement sous le robinet;
- Au bout de 10 séances, placez la bobine dans le bain de pieds rempli d'eau et ajoutez-y une cuillère à soupe de vinaigre. Laissez reposer durant une nuit. Retirez la bobine de l'eau et rincez-la plusieurs fois sous le robinet. Rincez le bain de pieds sous le robinet.

### **Kit de rechange**

La bobine doit être remplacée lorsque vous ne voyez plus de bulles d'air (nuage Blanc) dans l'eau. Ceci se produit en général au bout de 30 séances.

Vous pouvez commander un kit de rechange. Celui-ci est composé de:

- une bobine
- un flacon de sel de la Mer morte de 250 ml
- un anneau de ME

Vous pouvez adresser votre commande à:

2-origin bvba - Import  
 Victor Van Malderlaan 39/1  
 B-1700 Dilbeek  
 +32 (0)2 463 44 85

### **Disclaimer**

Le produit, tel que mentionné dans le manuel d'utilisation, n'a pas pour but de faire un diagnostic ni de guérir ou de prévenir quelque maladie que ce soit. L'information est uniquement mise à votre disposition pour vous informer. Vous devez impérativement consulter votre médecin en cas de besoin de conseil lorsqu'il qu'il s'agit d'une maladie grave.

### **FAQ** (questions souvent posées)

- 1. Que signifie la décoloration de l'eau réellement?**
- 2. Que sont les tâches noires dans l'eau et d'où proviennent-elles?**
- 3. Comment puis-je savoir d'où provient le métal?**
- 4. Quelles maladies et affections (pathologies) peuvent être traitées avec l'appareil 2detox?**
- 5. Existe-t-il diverses façons d'utiliser l'appareil 2detox pour des affections diverses ?**
- 6. Les personnes sous traitement allopathique (médecine traditionnelle) peuvent-elles utiliser l'appareil 2detox?**
- 7. Puis-je faire un traitement tous les jours?**
- 8. Combien de temps doit durer un traitement?**
- 9. Avez-vous des preuves de ce qu'une cure 2detox peut guérir?**
- 10. Serais-je limitée dans mes activités après un traitement?**
- 11. Dois-je suivre une formation spéciale pour pouvoir utiliser l'appareil 2detox?**
- 12. Y-a-t'il des personnes qui ne peuvent pas faire de traitement?**
- 13. Pendant combien de temps les bobines peuvent-elles être utilisées?**
- 14. Une utilisation fréquente peut-elle engendrer des effets secondaires?**
- 15. Pourquoi certaines personnes sentent-elles un léger picotement pendant le**



- traitement? Ceci est-il néfaste pour la peau des pieds?
- 16. Les femmes peuvent-elles suivre un traitement pendant leurs règles?**
- 17. Peut-on faire un traitement après une intervention chirurgicale?**
- 18. Peut-on recevoir un choc électrique pendant un traitement?**
- 19. Que signifie la mention “Pas satisfait, garantie de remboursement”?**
- 

### **1. Que signifie la décoloration de l'eau réellement?**

Lorsque l'eau est stimulée par l'électrolyse, elle dégage des particules microscopiques qui sont visibles dans l'eau et donnent l'impression que l'eau est sale et brune. La gradation de la saleté dans l'eau dépend de la quantité de résidu.

Si vous voulez tester ce phénomène avec un récipient rempli d'eau sans y poser les pieds, la gradation de la saleté sera normalement chaque fois la même si vous utiliser la même source pour prendre de l'eau.

Si vous répétez le test, chaque fois avec d'autres pieds dans l'eau, le résultat sera étonnement différent. Parfois l'eau peut être plus sale, parfois plus propre. Etant donné que la capacité d'absorption et d'évacuation d'ions négatifs de chaque personne varie, la décoloration de l'eau variera aussi selon la personne. Une matière huileuse peut aussi se déposer sur le bord du récipient. Cette matière se compose normalement de particules qui sont rejetées par les couches supérieures de la peau.

### **2. Que sont les tâches noires dans l'eau et d'où proviennent-elles?**

Les tâches noires sont du métal qui se détachent de (a) la bobine; (b) la dé-ionisation de métaux lourds dans l'eau même; et (c) la dé-ionisation de métaux lourds dans le corps de l'utilisateur.

### **3. Comment puis-je savoir d'où provient le métal?**

Parfois cela s'avère impossible. Lorsqu'il y a, par contre, beaucoup (plus de 20) tâches noires dans l'eau, il est presque certain que le métal provient du corps.

### **4. Quelles maladies et affections (pathologies) peuvent être traitées avec l'appareil 2detox?**

L'appareil 2detox ne rétablit ni ne guérit aucune maladie ni affection.

Il extrait les toxines du corps. Si le problème auquel est confronté l'utilisateur est lié à un entassement de toxines, celui-ci peut être réduit par la détoxification mais certainement pas guéri. Nous ne pouvons poser d'exigences car le résultat est imprévisible. Une détoxification fréquente avec l'appareil 2detox donne aux personnes une plus grande sensation de bien-être et les aide à se sentir mieux.

### **5. Existe-t-il diverses façons d'utiliser l'appareil 2detox pour des affections diverses ?**

L'appareil peut être utilisé en 4 gradations différentes.

Selon l'âge il y a aussi une différence dans l'utilisation.

Il est important de suivre une approche douce du processus de détoxification.

Suivez pour cela les instructions du mode d'emploi afin d'obtenir le meilleur résultat.



## **6. Les personnes sous traitement allopathique (médecine traditionnelle) peuvent-elles utiliser l'appareil 2detox?**

Les personnes sous traitement médical continuent à prendre leurs médicaments tel que prescrit par leur médecin.

Si vous ne faites pas partie du groupe de personnes qui ne peut pas utiliser l'appareil, il n'y a pas de contre-indications.

Si suite à la détoxification, votre corps a besoin de moins de médicaments le médecin traitant prendra les mesures adéquates.

En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil 2detox et consultez votre médecin.

## **7. Puis-je faire un traitement tous les jours?**

Nous recommandons de faire un traitement tous les 2 à 3 jours. Pour les personnes souffrant d'une maladie, la fréquence doit être diminuée. Ceci a un rapport avec le fait que le corps de ces personnes entrent en « phase de guérison » après un traitement, période pendant laquelle il pourraient se sentir fatigués ou léthargiques (avachis).

Sur base de notre expérience, la plupart des personnes se sentent léthargiques immédiatement après le traitement, et ressentent les bénéfices quelques jours plus tard. Il est parfois nécessaire de d'abord permettre au corps de récupérer complètement et une postcure est donnée pendant quelques jours jusqu'à l'obtention de la récupération complète.

## **8. Combien de temps doit durer un traitement?**

Dans un corps adulte, un cycle sanguin complet dure environ 20 minutes. Donc un traitement de moins de 20 minutes n'est pas du tout néfaste, quoique pas bénéfique non plus. Ce cycle est bien plus court chez les enfants et est reflété dans la durée du traitement recommandé. Pour les adultes nous recommandons 30 minutes complètes et pour les enfants de 15 à 20 minutes. L'appareil ne peut être utilisé par des enfants de moins de 5 ans. L'âge recommandé est de minimum 12 ans.

Suivez de toute façon les instructions reprises dans le mode d'emploi.

## **9. Avez-vous des preuves de ce qu'une cure 2detox peut guérir?**

L'appareil ne guérit rien. C'est tout simplement un appareil qui permet à votre corps de rééquilibrer ses champs bioénergétiques, qui a leur tour stimulent l'auto-détoxification. Dès que les champs bioénergétiques sont en équilibre, les organes fonctionnent aussi mieux.

## **10. Serais-je limitée dans mes activités après un traitement?**

Non, tout continue comme d'habitude. Peut être un peu de fatigue mais rien de plus

## **11. Dois-je suivre une formation spéciale pour pouvoir utiliser l'appareil 2detox?**

Non, suivez tout simplement le mode d'emploi tant au niveau technique qu'au niveau de l'utilisateur.

Si vous voulez vraiment étayer le système, nous vous conseillons de suivre une formation chez Health4me - site internet: [www.health4me.eu](http://www.health4me.eu) .



Ces appareils sont vendus à des particuliers de même qu'à des personnes travaillant dans le secteur médical. La seule condition qui pourrait être requise dans le dernier cas, serait de souscrire une assurance de responsabilité. Le traitement est considéré à risque faible.

## **12. Y-a-t'il des personnes qui ne peuvent pas faire de traitement?**

- porteurs d'un pacemaker
- après une transplantation du coeur
- pression artérielle très basse
- pression artérielle très haute
- leucémie
- femmes enceintes
- femmes qui allaitent
- personnes sous traitement psychologique
- pieds blessés
- niveau d'énergie très bas
- maladie grave
- dialyse des reins

## **13. Pendant combien de temps les bobines peuvent-elles être utilisées?**

La bobine utilisée est de très haute qualité et peut être utilisée pour 30 à 40 traitements.

## **14. Une utilisation fréquente peut-elle engendrer des effets secondaires?**

Sur base d'une enquête effectuée par un laboratoire américain, qui a testé l'appareil pendant 3 ans, aucun effet secondaire n'a été constaté. Bien au contraire, beaucoup d'utilisateurs sentent qu'ils ont un corps plus sain et plus vital.

## **15. Pourquoi certaines personnes sentent-elles un léger picotement pendant le traitement? Cela est-il néfaste pour la peau des pieds?**

Il s'agit d'un phénomène normal causé par les changements de tension et de courant dans l'eau par la bobine. Ceci n'a pas d'effet néfaste que la peau, même en cas d'utilisation prolongée. Ceci stimule les cellules nerveuses de nos pieds et a un effet positif sur notre corps.

## **16. Les femmes peuvent-elles faire un traitement pendant leurs règles?**

Oui, elles le peuvent.

## **17. Peut-on faire un traitement après une intervention chirurgicale?**

Il est conseillé d'attendre jusqu'au rétablissement complet ou au moins 6 semaines après l'intervention.



### **18. Peut-on subir un choc électrique pendant un traitement?**

Même si vos pieds entrent en contact avec la partie métallique de la bobine, vous ne subirez pas de choc électrique. Il existe aucun danger. La machine est très sûre vu qu'il y a des sécurités incorporées à divers niveaux. En cas de surcharge ou court-circuit, l'appareil s'éteint tout seul. En plus, nous utilisons une alimentation externe qui fonctionne à bas voltage. De telle manière, le risque est limité à un minimum.

### **19. Que signifie la mention "Pas satisfait, garantie de remboursement"?**

Si vous n'êtes pas satisfait de l'appareil 2detox endéans des 30 jours, vous pouvez le renvoyer. Si l'appareil est en état impeccable vous serez remboursé pour le montant de votre achat moins déduction de €95 pour les composants non échangeables tels que le bain de pieds, le sel de la Mer morte, l'anneau de microorganismes efficaces et la bobine.

