

Manuel d'utilisation

Pilulier électronique Carrousel Advance 28 cases 24 alarmes par jour (Réf. 113130)



Merci d'avoir choisi le pilulier électronique Carrousel Advance. Nous vous invitons à suivre le mode d'emploi ci-dessous pour bien utiliser le pilulier Carrousel Advance.

Menu A (accessible par le bouton 1)

Réglage de l'heure

Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'CLOCK' s'affiche sur l'écran.
Régler l'heure en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Appuyer sur 1 pour confirmer.

Réglage de la date

Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'DATE' s'affiche sur l'écran.
Le symbole 'YY' s'affiche.
Régler l'année en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Le symbole 'MM' s'affiche.
Régler le mois en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Le symbole 'DD' s'affiche.
Régler le jour en appuyant sur les boutons 2 et 3.

Réglage du nombre de doses par jour

Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'DOSES' s'affiche sur l'écran.
Appuyer sur les boutons 2 et 3 pour fixer le nombre de prises par jour (24 au maximum).

Réglage des alarmes

Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'ALARMS' s'affiche sur l'écran.
Appuyer sur les boutons 2 et 3 pour fixer l'heure de l'alarme (incrément de 5 minutes).
Appuyer sur le bouton 1 pour passer à l'alarme suivante et recommencer l'opération de réglage.

Menu B (accessible par le bouton 3)

Prendre ses médicaments avant l'alarme ('BEFORE')

Il est possible d'autoriser l'accès aux médicaments jusqu'à 5 heures avant le déclenchement de l'alarme. Les réglages s'effectuent par intervalle de 5 minutes.

Pendant cette période, la personne pourra prendre ses médicaments en avance : Faire basculer l'appareil deux fois de suite comme si on prenait ses médicaments (l'appareil émet un bip à chaque bascule), ensuite l'appareil va déclencher l'alarme et le plateau va tourner pour que vous puissiez prendre vos médicaments. L'alarme va s'arrêter quand vous aurez pris vos médicaments.

Si cette fonction paraît trop compliquée à l'utilisateur, nous vous conseillons de ne pas l'utiliser.

Pour régler la pré-ouverture, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' s'affiche à l'écran. Régler ensuite le délai en appuyant sur les boutons 2 et 3 (réglage possible de 5 minutes à 5 heures).

Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Prendre ses médicaments après l'alarme ('AFTER')

Il est possible de programmer un délai d'accès à la prise de médicament une fois que l'alarme s'est déclenchée. Par défaut, le patient dispose de 5 minutes pour prendre ses médicaments mais vous pouvez allonger ce délai jusqu'à 5 heures.

La programmation du délai s'effectue avec un intervalle de 5 minutes.

Pour régler la pré-ouverture, appuyer sur le bouton 3 en continu jusqu'à ce que 'BEFORE' s'affiche à l'écran. Appuyer encore 1 fois sur le bouton 3 pour afficher le texte 'AFTER'. Régler ensuite le délai en appuyant sur les boutons 2 et 3 (réglage possible de 5 minutes à 5 heures).

Pour revenir à l'affichage normal.
Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Réglage de la sonnerie d'alarme ('SOUND')

Il y a 4 sonneries disponibles pour l'alarme.

Pour choisir une alarme, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.

Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'SOUND' s'affiche.

Choisissez votre sonnerie préférée en appuyant sur les boutons 2 et 3.

Si vous ne souhaitez pas de sonnerie, choisir le numéro 00.

Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Réglage de l'alarme visuelle ('LIGHT')

Vous pouvez activer/désactiver l'alarme lumineuse.

Pour accéder au réglage de la lumière, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse. Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'LIGHT' s'affiche.

Activer (ON) et désactiver (OFF) en appuyant sur les boutons 2 et 3.

Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Réglage du nombre de doses dans le panier ('FILLED')

Vous pouvez préciser le nombre de cases que vous remplissez au chargement du pilulier. Cette fonction est utilisée lorsque le pilulier affiche le nombre de prises restantes. Par défaut, le pilulier considère qu'il y a 28 cases remplies.

Pour accéder au réglage, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'FILLED' s'affiche.
Appuyant sur les boutons 2 et 3 pour indiquer le nombre de cases remplies
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Réglage du type de pile ('BATT')

Vous pouvez utiliser des piles alcaline ou des batteries rechargeables Nimh.
Pour accéder au réglage, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'BATT' s'affiche.
Appuyant sur les boutons 2 et 3 effectuer le réglage.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Réglage de la sécurité du bec verseur ('SECURE')

Il est possible de configurer si le bec verseur vous permet de verser tout le temps le contenu de la case ou si vous souhaitez bloquer l'accès après l'alarme de prise de médicament.

Pour accéder au réglage, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'SECURE' s'affiche.
Appuyant sur les boutons 2 et 3 effectuer le réglage.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Réglage des heures 12h/24h ('HOURS')

Pour accéder au réglage, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'HOURS' s'affiche.
Appuyant sur les boutons 2 et 3 effectuer le réglage.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Adaptation de l'alarme lumineuse par rapport à l'éclairage ('DLS')

Pour accéder au réglage, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'DLS' s'affiche.
Appuyant sur les boutons 2 et 3 effectuer le réglage.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Date d'activation du pilulier ('START')

Il est possible de définir à quel moment le pilulier va fonctionner. Cette fonctionnalité est utile par exemple si vous effectuez les réglages sur un autre lieu que celui de la prise de médicament. Vous pouvez démarrer l'activation du pilulier qu'à partir du moment où l'utilisateur en prend possession.

(N'activez cette fonction que si elle a une réelle utilité)

Pour accéder au réglage, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'START' s'affiche. ('YY' : année, 'MM' : mois, 'DD' : jour, 'HH' : heure)
Appuyant sur les boutons 2 et 3 effectuer le réglage.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Date de désactivation du pilulier ('STOP')

Il est possible de définir à quel moment le pilulier va s'arrêter de fonctionner. Cette fonctionnalité est utile par exemple si vous utilisez plusieurs piluliers électroniques à la suite et que vous voulez par exemple qu'un pilulier prenne le relais d'un autre.

(N'activez cette fonction que si elle a une réelle utilité) Pour désactiver cette fonctionnalité, fixer la date à '99'.

Pour accéder au réglage, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'START' s'affiche. ('YY' : année, 'MM' : mois, 'DD' : jour, 'HH' : heure)
Appuyant sur les boutons 2 et 3 effectuer le réglage.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Enregistrement des prises ('RECORD')

Le pilulier va enregistrer les 28 dernières distributions de médicament.
Pour accéder à cette information, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'Record' s'affiche.
Le pilulier affiche l'heure de la dernière prise. Si vous appuyez sur les boutons 2 et 3, les précédentes prises seront affichées.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Affichage des informations

Lorsqu'il est à plat, le pilulier affiche alternativement l'heure et la date.
Quand l'alarme se déclenche, le pilulier affiche 'TAKE MED' (Prenez vos médicaments).
Quand le Careousel est incliné de 15 à 40°, en dehors de la prise d'alarme, le pilulier affiche l'heure de la prochaine prise ('NEXT DOSE'), le nombre de prises restantes dans le pilulier ('DOSES LEFT'), le niveau de chargement des piles ('B') et la date ('DATE').