

Manuel d'utilisation

Pilulier électronique Carrousel MK3 28 cases 28 alarmes par jour (Réf. 113120)



Merci d'avoir choisi le pilulier électronique Carrousel MK3.
Nous vous invitons à suivre le mode d'emploi ci-dessous pour bien utiliser le pilulier Carrousel.

Avertissement

Le pilulier est une aide technique à la prise de médicament. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences faisant suite à l'utilisation de l'appareil.

Réglage de l'heure

Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'CLOCK' s'affiche sur l'écran.

Régler l'heure en appuyant sur les boutons 2 et 3.

Appuyer sur 1 pour confirmer.

Réglage du nombre de doses par jour

Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'DOSES' s'affiche sur l'écran.

Appuyer sur les boutons 2 et 3 pour fixer le nombre de prises par jour (28 au maximum).

Réglage des alarmes

Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'ALARMS' s'affiche sur l'écran.

Appuyer sur les boutons 2 et 3 pour fixer l'heure de l'alarme (incrément de 5 minutes).

Appuyer sur le bouton 1 pour passer à l'alarme suivante et recommencer l'opération de réglage.

Prendre ses médicaments

Lorsque l'alarme sonne, le plateau effectue une rotation et présente les médicaments en face du bec verseur. Il faut ensuite tenir l'appareil et le faire basculer de manière à prendre ses médicaments à désactiver l'alarme.

Verrouillage du pilulier

Vous pouvez empêcher l'ouverture du capot donnant accès au compartiment à pilules en utilisant la clé qui se place en dessous du bec verseur.

Menu B (accessible par le bouton 3)

Prendre ses médicaments avant l'alarme ('BEFORE')

Il est possible d'autoriser l'accès aux médicaments jusqu'à 30 minutes avant le déclenchement de l'alarme. Les réglages s'effectuent par intervalle de 5 minutes.

Pendant cette période, la personne pourra prendre ses médicaments en avance : Faire basculer l'appareil deux fois de suite comme si on prenait ses médicaments (l'appareil émet un bip à chaque bascule), ensuite l'appareil va déclencher l'alarme et le plateau va tourner pour que vous puissiez prendre vos médicaments. L'alarme va s'arrêter quand vous aurez pris vos médicaments.

Si cette fonction paraît trop compliquée à l'utilisateur, nous vous conseillons de ne pas l'utiliser.

Pour régler la pré-ouverture, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' s'affiche à l'écran. Régler ensuite le délai en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Prendre ses médicaments après l'alarme ('AFTER')

Il est possible de programmer un délai d'accès à la prise de médicament une fois que l'alarme s'est déclenchée. Par défaut, le patient dispose de 5 minutes pour prendre ses médicaments mais vous pouvez allonger ce délai jusqu'à 1 heure.
La programmation du délai s'effectue avec un intervalle de 5 minutes.

Pour régler la pré-ouverture, appuyer sur le bouton 3 en continu jusqu'à ce que 'BEFORE' s'affiche à l'écran. Appuyer encore 1 fois sur le bouton 3 pour afficher le texte 'AFTER'. Régler ensuite le délai en appuyant sur les boutons 2 et 3 (réglage possible de 5 minutes à 1 heure).

Pour revenir à l'affichage normal.
Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Réglage de la sonnerie d'alarme ('SOUND')

Il y a 4 sonneries disponibles pour l'alarme.
Pour choisir une alarme, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse. Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'SOUND' s'affiche. Choisissez votre sonnerie préférée en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Si vous ne souhaitez pas de sonnerie, choisir le numéro 00.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Réglage de l'alarme visuelle ('LIGHT')

Vous pouvez activer/désactiver l'alarme lumineuse.
Pour accéder au réglage de la lumière, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse. Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'LIGHT' s'affiche. Activer (1) et désactiver (0) en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Réglage des heures 12h/24h ('HOURS')

Pour accéder au réglage, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'HOURS' s'affiche.
Appuyant sur les boutons 2 et 3 effectuer le réglage.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Réglage de la date ('DATE')

Pour accéder au réglage, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'DATE' s'affiche.
Le symbole 'YY' s'affiche.
Régler l'année en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Le symbole 'MM' s'affiche.
Régler le mois en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Le symbole 'DD' s'affiche.
Régler le jour en appuyant sur les boutons 2 et 3.

Enregistrement des prises ('RECORD')

Le pilulier va enregistrer les 28 dernières distributions de médicament.
Pour accéder à cette information, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE' apparaisse.
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'RECORD' s'affiche.
Le pilulier affiche l'heure de la dernière prise. Si vous appuyez sur les boutons 2 et 3, les précédentes prises seront affichées.
Pour revenir à l'affichage normal. Appuyer 3 secondes sur le bouton 1.

Affichage des informations

Lorsqu'il est à plat, le pilulier affiche alternativement l'heure et la date.
Quand l'alarme se déclenche, le pilulier affiche 'TAKE MED' (Prenez vos médicaments).
Quand le Careousel est incliné de 15 à 40°, en dehors de la prise d'alarme, le pilulier affiche l'heure de la prochaine prise ('NEXT DOSE'), le nombre de prises restantes dans le pilulier ('DOSES LEFT'), le niveau de chargement des piles ('B').

Dépannage

- ***Si le pilulier affiche ERROR et n'arrête pas de sonner***

Cette erreur peut arriver quand un quelque chose empêche la rotation du plateau. Peut être qu'un morceau de médicament s'est glissé dans l'appareil entre le plateau qui tourne et l'appareil lui même. Il faut alors enlever cet objet, et réinitialiser l'appareil en enlevant les piles en les repositionnant.

- ***Fonction TEST***

Le pilulier dispose d'une fonction test intégrée permettant de vérifier la conformité du fonctionnement.

Pour accéder à cette information, appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que 'BEFORE'

Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'TEST' s'affiche.

Appuyez sur le bouton 3 : le plateau tourne et que l'alarme se déclenche.

Appuyez sur le bouton 2 : activation du mode BEFORE (vous devez tourner 2 fois le pilulier pour que le plateau puisse effectuer une rotation et activer l'alarme.

IMPORTANT

Afin d'éviter d'abimer le mécanisme qui fait tourner le plateau, il ne faut surtout pas essayer de faire tourner le plateau manuellement.

Garantie

Le produit est garanti 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure de la pile ni une utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d'eau, mécanisme abimé du à une rotation manuelle du plateau ...).