

Galvanic Spa® System II

Un soin thermal à domicile



Présentation générale du produit

Bichonnez votre peau en lui offrant la sensation de luxe que seuls des soins évolués réguliers sont à même de procurer. Les traitements galvaniques, auparavant disponibles uniquement dans les instituts de beauté et les centres thermaux, rajeunissent votre teint, atténuent les rides, revitalisent votre cuir chevelu et affinent votre silhouette.

A présent, vous pouvez obtenir les mêmes résultats professionnels dans le confort de votre domicile, sans prendre rendez-vous. Compact, malin et puissant, le Galvanic Spa® System II est un appareil programmable utilisant une technique déposée d'émission de courants galvaniques réglables, muni de têtes interchangeable pour le visage, le cuir chevelu et le corps. Il agit en synergie avec des produits spécialement formulés pour une absorption facile des ingrédients-clés par la peau, et un soin optimal. Votre teint éclatera de beauté, vos cheveux seront brillants de santé, votre corps sera affiné et vos proches se demanderont où vous avez trouvé le temps nécessaire pour vous dorloter.

Le Galvanic Spa® System II se décline en deux séduisants coloris : le blanc pour la version originale et le noir pour la version Executive.

Public cible

PRINCIPALEMENT

- Les femmes et les hommes entre 25 et 65 ans soucieux de leur corps et de leur apparence, qui sont intéressés par les soins de qualité que l'on trouve dans les établissements de cure, mais qui n'ont ni le temps ni l'argent de s'y rendre.

MAIS EGLEMENT

- Les hommes âgés de 25 à 65 ans qui veulent des cheveux volumineux et en pleine santé.

Bienfaits

- En quelques minutes seulement, les traitements prodigués avec le Galvanic Spa® System II favorisent l'assimilation des ingrédients-clés du produit pendant près de 24 heures.
- Le Galvanic Spa® System II comprend un appareil breveté de marque déposée et quatre têtes conductrices interchangeables :
 - **Tête conductrice pour le visage** – utilisée avec les Galvanic Spa® Facial Gels avec ageLOC®, cette tête lisse et large permet de nettoyer la peau du visage en profondeur, mais aussi de l'égaliser, de l'adoucir et de la revitaliser.
 - **Tête conductrice pour le cuir chevelu** – utilisée avec le Nutriol® Hair Fitness Treatment, cette tête en forme de peigne est facile à passer dans vos cheveux, ce qui permet de garder un contact permanent avec votre cuir chevelu et d'apporter aux cheveux et follicules tous les bienfaits du produit.
 - **Tête conductrice pour le corps** – de forme ondulée, elle épouse parfaitement les contours de la peau et garantit des massages optimaux. Utilisez-la avec le Nu Skin® Galvanic Spa® II Body Shaping Gel pour cibler les zones de cellulite et travailler à une apparence plus ferme et tonifiée.
 - **Tête pour les zones ciblées** – cette tête pourvue d'une protubérance lisse, plate et de forme ovale garantit un contact optimal avec les petites zones ciblées telles que le contour des yeux ou de la bouche, et permet de prodiguer un traitement plus concentré. Utilisez-la avec le Tru Face® Line Corrector chargé positivement, pour un traitement anti-âge poussé.

Galvanic Spa® System II

Autres caractéristiques

- **Piles remplaçables** – l'appareil ne dépend plus d'un fil, d'un adaptateur ni d'une prise électriques.
- **Polarité réglable** – augmente le nombre de produits compatibles avec le Galvanic Spa® System II.
- **Temps d'utilisation programmable** – l'appareil se prête à diverses applications : traitement du cuir chevelu, du visage, du corps et des zones ciblées.
- **Prise en main ergonomique** – votre main est positionnée de façon naturelle et confortable.
- **Ajustement automatique à votre peau** – l'appareil libère la bonne intensité de courant pour un traitement optimal.
- **Garantie de deux ans** – à compter de la date de l'achat.

Démonstration

Avant de commencer cette démonstration à l'aide d'aimants, expliquez que tous les appareils galvaniques utilisent des charges électriques afin de faciliter le transport des ingrédients-clés pour un maximum de bienfaits. Ces instruments font appel à la caractéristique importante suivante des charges électriques : les charges égales se repoussent tandis que les charges opposées s'attirent.

$$\begin{array}{cc} (+) <|> (+) & (-) <|> (-) \\ (+) >|< (-) & (-) >|< (+) \end{array}$$

Si un ingrédient-clé est chargé négativement, le Galvanic Spa® System II chargé négativement repoussera cet ingrédient, favorisant sa pénétration dans la peau. Même chose si un ingrédient porte une charge positive et que l'appareil est chargé positivement. Si des impuretés sont logées sous la peau, elles pourront être extraites à l'aide d'une charge opposée.

Afin de démontrer de quelle façon le Galvanic Spa® System II agit en synergie avec des produits spécifiques pour faciliter le transport des ingrédients-clés, utilisez des aimants sur un tableau magnétisé.

Suivez les étapes suivantes :

1. Procurez-vous un tableau aimanté et plusieurs aimants (le mieux est d'avoir des aimants circulaires pour les voir bouger sur le tableau).
2. Dessinez un visage sur ce même tableau.
3. Placez un aimant au bord du visage.
4. Reliez deux aimants pour obtenir un aimant légèrement plus grand que celui qui se trouve au bord du visage.
5. Utilisez le pôle nord du grand aimant pour repousser le pôle nord du petit aimant vers le visage. Expliquez que l'appareil Galvanic Spa® II utilise les polarités, ou charges des particules, en adéquation avec la polarité de la tête conductrice pour faire pénétrer les ingrédients dans la peau.

6. A présent, si vous dirigez le pôle nord du grand aimant vers le pôle sud du petit aimant, ce dernier l'attirera à l'extérieur du visage. Expliquez qu'il s'agit de la manière dont l'appareil extrait les toxines et les impuretés de la peau, à l'aide des polarités ou charges opposées.

Le saviez-vous ?

Chaque personne est différente et n'a donc pas besoin du même niveau de courant. En offrant différents niveaux de courant (indiqués par un, deux ou trois bips sonores), le Galvanic Spa® System II permet à chaque utilisateur de recevoir un traitement aussi confortable et efficace que possible. Pour ajuster correctement le niveau de courant, l'appareil envoie une charge contrôlée à travers la peau et mesure le temps que met cette charge pour revenir vers lui. Ce délai diffère en fonction du taux d'hydratation et d'électrolytes, ainsi que de la santé générale de la peau. L'appareil sélectionne ensuite le niveau qui convient le mieux à votre peau. Ce processus simple remplace des années de formation esthétique nécessaires à la pratique de traitements galvaniques dans des centres thermaux.

Produits complémentaires

- **Galvanic Spa® Facial Gels avec ageLOC®** – lorsque votre peau est fatiguée et stressée, un traitement du visage constitue le remède idéal. La technologie ageLOC® améliore encore l'efficacité de nos gels grâce à un nouveau mélange d'ingrédients de marque déposée, qui contribue à ralentir le processus de vieillissement à sa source.
- **Galvanic Spa® II Body Shaping Gel** – ce gel fonctionne en synergie avec le Galvanic Spa® System II et la tête spéciale corps pour s'attaquer aux poches de graisse ou aux toxines, pour une peau plus ferme, mieux tonifiée.
- **Dermatic Effects Body Contouring Lotion** – ce produit s'utilise avec ou sans le Galvanic Spa® II Body Shaping Gel afin d'atténuer l'aspect « peau d'orange ».
- **Nutriol® Hair Fitness Treatment and Shampoo** – ce produit est formulé à partir d'une technologie déposée de traitement capillaire et de shampoing. Il reminéralise votre cuir chevelu et hydrate vos cheveux grâce au Tricalgoxyl, un dérivé d'algues marines.
- **Tru Face® Line Corrector** – lorsque l'appareil Galvanic Spa® II est chargé positivement (deux fontaines), les peptides du Tru Face® Line Corrector, chargés positivement, sont mieux absorbés par la peau, d'où un meilleur résultat. Utilisez-le avec la tête spéciale zones ciblées pour traquer les rides et les ridules.

Galvanic Spa® System II

Questions les plus fréquentes

Pourquoi le Galvanic Spa® II émet-il des signaux sonores ?

Au début du traitement, vous entendrez une, deux ou trois sonneries lorsque l'appareil aura adapté l'intensité des courants à votre type de peau. Vous entendrez également des bips à 20 secondes d'intervalle tout au long de votre traitement. Ces bips font savoir à l'utilisateur que le traitement est en cours, car l'appareil a été conçu pour être silencieux pendant son utilisation.

Comment puis-je changer les têtes conductrices ?

Pour enlever une tête : tenez l'appareil d'une main, le panneau chromé face à vous, et tenez la tête à changer avec votre main libre. Poussez avec votre pouce sur le bouton de libération de la tête jusqu'à ce que celle-ci s'enlève.

Pour fixer une tête : tenez l'appareil en laissant l'écran d'affichage vers le haut et tenez la tête en vous assurant que l'indicateur de position (petite encoche) soit face à vous. Poussez la tête conductrice d'un coup sec pour la mettre en place. Si la tête ne se fixe pas, assurez-vous qu'elle est positionnée correctement. Si vous forcez, vous endommagerez l'appareil et la tête interchangeable. L'appareil ne fonctionnera pas tant que la tête ne sera pas correctement fixée.

Quelle est la durée de vie des piles ?

Des tests internes ont montré que l'autonomie des piles du Galvanic Spa® System II pouvait atteindre plusieurs mois en cas d'utilisation normale.

Info santé : Si vous êtes enceinte, portez un pacemaker, êtes épileptique, portez un appareil dentaire en métal ou si vous avez un implant métallique, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser le Galvanic Spa® ou de recevoir des traitements Galvanic Spa®. L'appareil Galvanic Spa® ne doit pas être utilisé sur une zone de capillaires enflammés ni sur une plaie enflammée ou ouverte.

Remarque : N'utilisez ce produit que pour son utilisation prévue, telle que décrite dans le manuel d'utilisation du Galvanic Spa® System II.