



CELLULESS

Manuel d'instruction

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

Celluleless est un tout nouveau système de massage.

Ce système de massage innovant a été conçu sans fil et se recharge en 8 heures seulement, pour plus de 30 min de massage. Il s'agit du système de massage le plus actif qui soit.

Le système de massage CELLULESS utilise une technologie avancée unique et n'est même pas disponible dans les salons de beauté professionnels.

CELLULESS a été conçu pour être utilisé chez vous, à la maison.

IL CONTIENT :

1 appareil de massage Celluleless
1 coque active
1 Chargeur AC/DC

Présentation du Celluleless

Le Celluleless est un appareil de massage exceptionnellement doux.

Nom des pièces :

- A. Corps de l'appareil CELLULESS
- B. Bouton
- C. Bouton de réglages des options
- D. Bouton d'arrêt d'urgence de relâchement de la force de massage
- E. Embout de massage
- F. Raccord avec la coque de massage
- G. Indicateur de Charge
- H. Coque de massage
- I. Prise du chargeur
- J. Chargeur

Instructions de sécurité

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité.

Les instructions de sécurité telles qu'elles sont exposées vous aideront à utiliser ce produit de manière sûre et correcte et évitera à vous et à votre famille de vous blesser.

Ces instructions sont classées par catégories, à savoir :

Recharger la batterie de ce produit :

Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, veuillez décharger complètement la batterie avant de la recharger.

1. Branchez tout d'abord le chargeur dans la prise et ensuite, faite correspondre l'embout (I) avec ce produit.
2. Pendant la charge, assurez-vous que l'appareil soit en position OFF (B), l'appareil est en charge quand la lumière (G) est allumée.
3. Le temps de charge ne peut dépasser 8 heures.
4. Si le produit est en arrêt depuis une semaine ou plus, veuillez d'abord vous assurer que le chargeur fonctionne correctement avant de procéder au chargement de la batterie.

Spécifications techniques du chargeur

Temps de charge : 8 heures

Voltages : 110V

Chargeur : DC3V, 800mA

Comment utiliser Celluless ?

1. Veuillez à nettoyer et sécher la zone que vous désirez masser : les cuisses, le ventre, les bras, les fesses ou les hanches, cela augmentera votre métabolisme, pour les meilleurs des effets.
2. Ecoutez de la musique ou reposez-vous un instant afin d'être complètement détendue.
3. Commencez à appliquer le Celluless par mouvements circulaires sur la zone des cuisses, du ventre, des bras, des fesses ou des hanches.
4. Utilisez ensuite les accessoires Celluless spécifiques à chaque zone et utilisez-les comme suit :

Sur les cuisses :

Procédez au massage en remontant, par mouvement circulaires, afin de stimuler la microcirculation en surface.

Sur le ventre ou l'abdomen :

Procédez au massage dans le sens des aiguilles d'une montre, en effectuant de larges mouvements circulaires.

Sur les fesses et les hanches :

Procédez au massage de chaque côté du bassin, en effectuant des mouvements circulaires et en remontant le long de la taille.

Sur les bras :

Procédez au massage en passant des coudes aux épaules, et plus particulièrement sur la partie intérieure des bras.

5. Après avoir terminé d'utiliser l'appareil CELLULESS, nettoyez la coque de massage à l'eau et rangez-le Celluless proprement lorsqu'il sera sec.

Veuillez LIRE ATTENTIVEMENT le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Veuillez garder le présent manuel pour toute consultation ultérieure.