

# MANUEL D'UTILISATION

## MASSEUR DE NUQUE



Le masseur de nuque :

- Améliore la circulation sanguine
- Calme les nerfs de tout le corps
- Atténue la fatigue
- Accélère le métabolisme, prévient et soigne les douleurs à la nuque.

1. D'où provient le mal de nuque ?

Le cou est la partie la plus importante de notre corps, et beaucoup de personnes subissent des douleurs, jour après jour, sans se soigner. Il faut une longue récupération et les nerfs sont souvent mis à vif.

2. Comment fonctionne le masseur de nuque YG-8801 ?

Ce modèle de masseur de nuque vibre et masse les nerfs douloureux et vous donne une sensation de bien être et de confort. Masser les différents points du cou stimule la circulation sanguine, réduit la fatigue, prévient et soigne les maux du cou.

### 3. 5 qualités du masseur de nuque YG-8801

- Conçus et designé pour le corps humain.
- Une puissante boule de massage à l'intérieur.
- Peu masser beaucoup de parties du corps.
- Deux modèles du YG-8801 sont disponibles : rechargeable par câble (YG-8801A) ou avec fonctionnant avec des piles (YG-8801B)
- Munis d'un chargeur, pour pouvoir l'utiliser facilement à la maison comme au bureau.

### 4. Les 5 points forts du masseur de nuque YG-8801

- Améliore le métabolisme, soigne et élimine l'hyperplasie osseuse.
- Elimine les œdèmes, les inflammations, améliore la circulation sanguine de la tête.
- Libère la pression nerveuse.
- Améliore le sommeil.
- Régule les flux d'énergie et prévient les douleurs au niveau de la nuque.

### 5. Guide d'utilisation masseur de nuque YG-8801 A (avec recharge par câble)

- Bloc d'alimentation

Branchement par adaptateur  
Sortie adaptateur pour la batterie

- Fonction :

#### 1. Vibration :

Pressez sur le bouton de contrôle « H » pour les vibrations.  
Pressez sur le bouton de contrôle « O » pour arrêter.

#### 2. Chargement de la batterie

Insérez l'adaptateur dans la prise AC du bloc d'alimentation, appuyez sur le bouton de contrôle « L » pour charger la batterie, une lumière rouge apparait. 12 à 15 heures sont nécessaires au rechargement de la batterie.

Débrancher le câble du masseur de nuque, une fois le chargement fini afin d'en augmenter la durée de vie.

Attention : Seul le bloc d'alimentation original ne peut être utilisé pour recharger la batterie de l'appareil.

## 6. Guide d'utilisation massEUR de nuque YG-8801 B (avec piles)

- 4 piles AA sont nécessaires.
- Fonction

Appuyez sur le bouton de contrôle « ON » pour les vibrations.

Appuyez sur le bouton de contrôle « OFF » pour arrêter.

## 7. Notice :

- Merci de lire les instructions suivantes avant utilisation.
- Il est recommandé d'utiliser le produit pour une durée de 5 à 10 minutes, et pas plus de 30 minutes.
- Retirez les piles du produit s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau, utilisez de l'alcool.