



**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

*NOTE: Check ALL parts for shipping damage before use. In case of damage, DO NOT use. Contact Carrier/Dealer for further instruction.*

**SAFETY SUMMARY**

To ensure the safe installation of the Shower Chair, these instructions **MUST** be followed:

**GENERAL WARNINGS**

**DO NOT** install this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand these **Warnings, Cautions and Instructions**, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel if applicable before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

Rubber Tips **MUST** be in contact with tub floor at all times.

Always inspect the Shower Chair to ensure that it is properly positioned and stable before using. **DO NOT** use if Shower Chair is wobbly or unstable.

Check rubber tips for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace rubber tips immediately.

This product should only be used with tub floors wider than 16-inches.

Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the Shower Chair.

Shower Chair is **NOT** to be used as a transfer bench or transfer device.

The Shower Chair has a weight limitation of 250 lbs. (114 kg.).

**INSTALLATION WARNINGS**

Cutouts of both legs must be aligned as shown in **FIGURE 2** for a safe and proper assembly - otherwise, bodily injury may occur.

After **ANY** adjustments, repair or service and **BEFORE** use, make sure that all attaching hardware is tightened securely.

For Model Nos. 75 and 85, ensure that the snap buttons fully protrude through the same respective adjustment hole of each adjustable leg before using. This ensures that the adjustable legs are securely locked in position and an even height adjustment is achieved.

<b>MODEL NO.</b>	<b>DESCRIPTION</b>
50	Shower Chair without backfixed height
75	Shower Chair without back adjustable height
85	Shower Chair with back adjustable height


---

## ASSEMBLING THE BACK ( FIGURE 1 )

*NOTE: If your Shower Chair is not equipped with a back, proceed to ASSEMBLING THE LEGS in this instruction sheet.*

*NOTE: Refer to INSTALLATION WARNINGS in the SAFETY SUMMARY of this instruction sheet.*

1. Remove all contents from the package.
2. Insert the back support tube into the back as shown in FIGURE 1.
3. Install mounting screw through back and into the back support tube. Loosely tighten. Repeat STEPS 2 - 3 for opposite side.
4. Securely tighten both mounting screws.
5. Refer to ASSEMBLING THE LEGS in this instruction sheet.




**FIGURE 1 - ASSEMBLING THE BACK**

## ASSEMBLING THE LEGS ( FIGURE 2 )

*NOTE: Refer to INSTALLATION WARNINGS in the SAFETY SUMMARY in this instruction sheet.*

1. Position top leg over bottom leg aligning cutouts of both legs. Refer to DETAIL "A" in FIGURE 2.
2. Install mounting screw through flat washer, top leg, bottom leg and lock washer. Secure with wing nut.
3. Refer to ATTACHING THE LEGS TO THE SEAT in this instruction sheet.



*NOTE: Only adjustable height model is shown for clarity. The fixed height models assemble the same way.*

**FIGURE 2 - ASSEMBLING THE LEGS**


---

## ATTACHING THE LEGS TO THE SEAT

*NOTE: Refer to INSTALLATION WARNINGS in the SAFETY SUMMARY of this instruction sheet.*

### WITHOUT BACK (FIGURE 3)


1. Place seat upside down on a flat surface.
2. Align seat legs with seat.
3. Loosely install the four (4) mounting screws through the seat legs and into seat.
4. Once all components are assembled, tighten all hardware until a resistance is felt and all slack is removed. Continue to tighten 1/4 to 1/2 of a turn to securely fasten.
5. For Model 75, refer to ADJUSTING THE LEG EXTENSIONS - MODEL NOS. 75 AND 85 in this instruction sheet.



**FIGURE 3 - ATTACHING THE LEGS TO THE SEAT - WITHOUT BACK**

### WITH BACK (FIGURE 4)

1. Place seat upside down on ground/floor.
2. Align seat legs with seat.
3. Align back support tubes above the seat legs as shown in FIGURE 4.
4. Loosely install the four (4) mounting screws through the back support tubes, seat legs and into seat.
5. Once all components are assembled, tighten all hardware until a resistance is felt and all slack is removed. Continue to tighten 1/4 to 1/2 of a turn to securely fasten.
6. For Model 85, refer to ADJUSTING THE LEG EXTENSIONS - MODEL NOS. 75 AND 85 in this instruction sheet.




**FIGURE 4 - ATTACHING THE LEGS TO THE SEAT-WITH BACK**

## **ADJUSTING THE LEG EXTENSIONS - MODEL NOS. 75 AND 85 (FIGURE 5)**

*NOTE: Refer to INSTALLATION WARNINGS in the SAFETY SUMMARY of this instruction sheet.*

1. Select one (1) of the eight (8) adjustment holes located on the leg frame.
2. Depress the snap button and slide the leg extension up or down to the desired height.
3. Ensure that the snap button protrudes fully through the adjustment hole of the leg frame. Repeat for the other legs.
4. Make sure all four (4) legs are adjusted to the same height so that the Shower Chair sits level.



**FIGURE 5 - ADJUSTING THE LEG EXTENSIONS - MODEL NOS. 75 AND 85**

---

# LIMITED WARRANTY

**PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.**

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our product.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in materials and workmanship for the lifetime of use by original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back page. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

**LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, IMPROPER MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN AUTHORIZED INVACARE DEALER. SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.**

**THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.**

**THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.**



### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

*NOTE: Vérifier TOUTES les pièces pour s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport. Le cas échéant, NE PAS utiliser. Contacter le transporteur/fournisseur pour plus d'informations.*

### RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous conformer aux instructions suivantes afin d'utiliser ce produit Invacare de façon appropriée:

#### AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

**NE PAS** installer cet équipement sans d'abord avoir lu et compris ce feuillet d'instructions. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les notes attention et les instructions, contacter un professionnel des soins de santé, un fournisseur ou un technicien, si possible, avant d'installer cet équipement, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.

Les embouts de caoutchouc **DOIVENT** être en contact avec le fond de la baignoire en tout temps.

Toujours vérifier la chaise pour la douche pour s'assurer qu'elle est bien placée et stable avant de l'utiliser. **NE PAS** utiliser la chaise pour la douche si elle est instable.

Vérifier si les embouts de caoutchouc sont déchirés, usés ou fendus. Le cas échéant, remplacer les embouts de caoutchouc immédiatement.

Ce produit devrait être utilisé seulement dans une baignoire dont le fond mesure plus de 16 po. de largeur.

Les utilisateurs dont les capacités physiques sont restreintes doivent être supervisés ou aidés pour utiliser la chaise pour la douche.

N'utilisez pas la chaise de douche comme banc ni comme siège de transfert.

La limite de poids pour la chaise pour la douche est de 250 lbs. (114 kg.).

#### AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION

Les découpes des deux (2) pattes doivent être alignées tel qu'illustré à la **FIGURE 2** pour un assemblage sécuritaire et adéquat, sans quoi des blessures peuvent survenir.

Après **TOUT** réglage, réparation ou entretien, et **AVANT** l'utilisation, s'assurer que toute la quincaillerie de fixation est bien serrée.

Pour les modèles 75 et 85, s'assurer que les boutons à ressort ressortent complètement des même orifices de réglage de chaque patte réglable avant l'utilisation. Ceci permet de s'assurer que les pattes réglables sont bien bloquées en position et que la chaise est de niveau.


NO. DE MODELE	DESCRIPTION
50	Chaise pour la douche sans dossier- hauteur fixe
75	Chaise pour la douche sans dossier- hauteur réglable
85	Chaise pour la douche avec dossier-hauteur réglable

## ASSEMBLER LE DOSSIER (FIGURE 1)

NOTE: Si votre chaise pour la douche n'est pas munie d'un dossier, passer à ASSEMBLER LES PATTES de ce feuillet d'instructions.

NOTE: Se référer aux AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION du RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ de ce feuillet d'instructions.

1. Sortir le contenu de l'emballage.
2. Insérer le tube de support du dossier dans le dossier tel qu'illustré à la FIGURE 1.
3. Installer la vis de montage dans le dossier et dans le tube de support du dossier. Serrer légèrement. Répéter les ÉTAPES 2-3 pour l'autre côté.
4. Serrer fermement les deux (2) vis de montage.
5. Se référer à ASSEMBLER LES PATTES de ce feuillet d'instructions.




**FIGURE 1 - ASSEMBLER LE DOSSIER**

## ASSEMBLER LES PATTES (FIGURE 2)

NOTE: Se référer aux AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION dans le RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ de ce feuillet d'instructions.

1. Placer la patte supérieure sur la patte inférieure en alignant les découpes de chaque patte. Se référer au SCHÉMA "A" de la FIGURE 2.
2. Insérer la vis de montage dans la rondelle plate, la patte supérieure, la patte inférieure et la rondelle d'arrêt. Fixer avec l'écrou à oreilles.
3. Se référer à FIXER LES PATTES AU SIÈGE de ce feuillet d'instructions.



NOTE: Seuls les modèles à hauteur réglable sont illustrés pour plus de clarté.


**FIGURE 2 - ASSEMBLER LES PATTES**

## FIXER LES PATTES AU SIÈGE

NOTE: Se référer aux AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION dans le RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ de ce feuillet d'instructions.

### SANS DOSSIER (FIGURE 3)

1. Placer le siège à l'envers sur une surface plane.
2. Aligner les pattes du siège avec le siège.
3. Visser légèrement les quatre (4) vis de montage dans les pattes du siège et le siège.
4. Une fois les composantes assemblées, serrer la quincaillerie jusqu'à ce que vous sentiez une résistance et qu'il n'y ait plus de jeu. Continuer à serrer 1/4 à 1/2 tour pour fixer sécuritairement.
5. Pour le modèle 75, se référer à **RÉGLER LES RALLONGES DE PATTES - MODÈLES NOS. 75 ET 85** de ce feuillet d'instructions.




**FIGURE 3 - FIXER LES PATTES AU SIÈGE- SANS DOSSIER**

### AVEC DOSSIER (FIGURE 4)

1. Placer le siège à l'envers sur le sol/plancher.
2. Aligner les pattes du siège avec le siège.
3. Aligner les tubes de support du dossier avec les pattes du siège tel qu'illustré à la FIGURE 4.
4. Visser légèrement les quatre (4) vis de montage dans les tubes de support du dossier, les pattes du siège et dans le siège.


5. Une fois toutes les composantes assemblées, serrer toute la quincaillerie jusqu'à ce que vous sentiez une résistance et qu'il n'y ait plus de jeu. Continuer à serrer 1/4 à 1/2 tour pour fixer sécuritairement.
6. Pour le modèle 85, se référer à **RÉGLER LES RALLONGES DE PATTES - MODÈLES NOS. 75 ET 85** de ce feuillet d'instructions.



**FIGURE 4 - FIXER LES PATTES AU SIÈGE- AVEC DOSSIER**  
**RÉGLER LES RALLONGES DE PATTES MODÈLES NOS. 75 ET 85 (FIGURE 5)**

*NOTE: Se référer aux **AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION** dans le **RÉSUMÉ DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ** de ce feuillet d'instructions.*

1. Choisir un (1) des huit (8) orifices de réglage situés sur le châssis de la patte.
2. Enfoncer le bouton à ressort et glisser la rallonge de la patte vers le haut ou vers le bas à la hauteur voulue.
3. S'assurer que le bouton à ressort est complètement ressorti de l'orifice de réglage du châssis de la patte. Répéter pour les autres pattes.
4. S'assurer que les quatre (4) pattes sont réglées à la même hauteur pour que la chaise pour la douche soit de niveau.



**FIGURE 5 - RÉGLER LES RALLONGES DE PATTES - MODÈLES NOS. 75 ET 85**

---

# GARANTIE LIMITÉE

**REMARQUE: LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.**

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État à l'autre peuvent se rajouter.

Invacare garantit ce produit à vie contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel et ce, pour l'acheteur initial. Si, durant cette période, ce produit devait s'avérer défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'Invacare. Cette garantie ne comprend aucun frais de main- d'oeuvre ou d'envoi relié au remplacement ou à la réparation de ce produit. La seule et unique obligation d'Invacare se limite au remplacement et/ou à la réparation du produit .

Pour le service, contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit Invacare. Si vous n'obtenez pas un service satisfaisant, écrire directement à Invacare à l'adresse indiquée à la dernière page. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, le numéro de modèle et la date d'achat, indiquer la nature du problème et, si le produit comporte un numéro de série, indiquer ce dernier.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées pour vérification de garantie, en indiquant le numéro de série, s'il y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l'autorisation de retour. **NE PAS** retourner un produit à l'usine sans d'abord avoir obtenu notre consentement. Les envois C.O.D. (payables sur réception) seront refusés. Veuillez payer à l'avance les frais d'envoi.

**RESTRICTIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE, OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. DE PLUS, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ EFFACÉ OU MODIFIÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN FOURNISSEUR AUTORISÉ INVACARE, ET L'ÉVALUATION SERA FAITE PAR INVACARE.**

**LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE EST EXCLUSIVE; ELLE S'APPLIQUE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE. EN PARTICULIER, ELLE REND NULLE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE POUR UNE UTILISATION QUELCONQUE. LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION D'UNE GARANTIE QUELCONQUE EST LIMITÉ À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUNE GARANTIE IMPLICITE NE S'ENTEND AU DELÀ DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LA RESPONSABILITÉ DE INVACARE N'EST EN AUCUN CAS ENGAGÉE EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS.**

**CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).**



### **GARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

*NOTA: Inspeccione TODAS las piezas por cualquier daño durante el envío, antes de usarla. En caso de daño, NO la use. Póngase en contacto con el agente de la entrega o su proveedor, para futuras instrucciones.*

### **SUMARIO DE PRECAUCIONES**

**A fin de usar correctamente este producto Invacare, es FUNDAMENTAL seguir las siguientes instrucciones:**

#### **ADVERTENCIAS GENERALES**

**NO** instale este equipo sin antes leer y entender esta hoja de instrucciones. Si tiene dificultad en entender las Advertencias, Precauciones e Instrucciones, póngase en contacto con un profesional de cuidados de la salud, su proveedor o personal técnico, si aplica, antes de intentar la instalación de este equipo. De otro modo, herida personal o daño pueden ocurrir.

Las puntas de goma **DEBEN** de hacer contacto con el piso, el piso de la bañera, todo el tiempo.

Siempre inspeccione la Silla para Bañarse, para asegurarse de que está en una posición apropiada y estable, antes de usarla. **NO** la use si está desnivelada e inestable.

Inspeccione las puntas de goma y asegúrese de que no están rotas, cortadas o gastadas. Si una de estas condiciones existe, reemplazca las puntas de goma inmediatamente.

Este producto debe de usarse solamente en bañeras con pisos de un ancho mayor de 16 pulgadas.

Usuarios con limitaciones físicas deben de ser supervisados o asistidos cuando usen la Silla para Bañarse.

**NO** use la silla de ducha como banco o dispositivo de traslado.

La Silla para Bañarse tiene una limitación de peso de 250 libras. (114 kg.).

#### **ADVERTENCIAS SOBRE LA INSTALACION**

Los recortes de enmedio en ambas patas deben de ser alineados según se muestra en la FIGURA 2, para lograr un ensamble seguro y apropiado. De otro modo, herida personal puede ocurrir.

Después de **CUALQUIER** ajuste, reparación o servicio, y **ANTES** de usarla, asegúrese de que todas las piezas están debidamente apretadas.

En los Modelos Nos. 75 y 85, asegúrese de que los botones fijadores sobresalen completamente a través de los respectivos hoyos de ajuste en cada pata ajustable, antes de usarla. Esto asegurará que las patas ajustables quedan bien seguras en su posición y que se ha logrado una altura nivelada.


MODELO NO.	DESCRIPCION
50	Silla para Bañarse sin Respaldo - Altura Fija
75	Silla para Bañarse sin Respaldo - Altura Ajustable
85	Silla para Bañarse con Respaldo - Altura Ajustable

## ENSAMBLANDO EL RESPALDO (FIGURA 1)

NOTA: Si su Silla para Bañarse no viene equipada con un respaldo, proceda con las instrucciones ENSAMBLANDO LAS PATAS de esta hoja.

NOTA: Refiérase a ADVERTENCIAS SOBRE LA INSTALACION en el SUMARIO DE ADVERTENCIAS, de esta hoja de instrucciones.

1. Remueva el contenido de la caja.
2. Inserte el tubo que soporta el respaldo, en el respaldo, según se muestra en la FIGURA 1.
3. Instale el tornillo a través del respaldo y el tubo. Aprételo ligeramente. Repita los PASOS 2 - 3 en el lado opuesto.
4. Ahora aprete bien ambos tornillos.
5. Refiérase a ENSAMBLANDO LAS PATAS en esta hoja de instrucciones.




**FIGURA 1 - ENSAMBLANDO EL RESPALDO**

## ENSAMBLANDO LAS PATAS (FIGURA 2)

NOTA: Refiérase a ADVERTENCIAS SOBRE LA INSTALACION en el SUMARIO DE PRECAUCIONES, en esta hoja de instrucciones.

1. Coloque las patas que van encima sobre las patas que van debajo, alineando los recortes de ambas. Refiérase a DETALLE "A" en la FIGURA 2.
2. Instale el tornillo a través de la arandela, las patas de arriba y de abajo y la arandela de presión. Aprételos con la tuerca de orejas.
3. Refiérase a CONECTANDO LAS PATAS EL ASIENTO en esta hoja de instrucciones.



NOTA: Solamente El modelo ajustable se muestra para facilitar la claridad. Los modelos de Altura fija se ensamblan del mismo modo.


**FIGURA 2 - ENSAMBLANDO LAS PATAS**

## CONECTANDO LAS PATAS AL ASIENTO

NOTA: Refiérase a ADVERTENCIAS SOBRE LA INSTALACION en el SUMARIO DE PRECAUCIONES de esta hoja de instrucciones.

### SIN RESPALDO (FIGURA 3)

1. Ponga el asiento al revés sobre una superficie plana.
2. Alinee las patas al asiento.
3. Instale los cuatro (4) tornillos al asiento a través de las patas, apretandolos ligeramente.
4. Cuando todas las partes estén ensambladas, aprete bien todas las piezas, que no quede ninguna floja. Continúe apretando de 1/4 de vuelta a 1/2 vuelta, hasta que queden bien seguras.
5. Para el Modelo 75, refiérase a AJUSTANDO LAS EXTENSIONES DE LAS PATAS - MODELOS NOS. 75 y 85, en esta hoja de instrucciones.




**FIGURA 3 - CONECTANDO LAS PATAS AL ASIENTO SIN RESPALDO**

### CON RESPALDO (FIGURA 4)

1. Ponga el asiento al revés en el piso.
2. Alinee las patas al asiento.
3. Alinee los tubos de soporte al respaldo por sobre las patas del asiento, según se muestra en la FIGURA 4.
4. Instale los cuatro (4) tornillos a través de los tubos de soporte del respaldo, las patas y el asiento.

5. Cuando todas las partes estén ensambladas, aprete bien todas las piezas, que no quede ninguna floja. Continúe apretando de 1/4 de vuelta a 1/2 vuelta, hasta que queden bien seguras.
6. Para el Modelo 85, refiérase a **AJUSTANDO LAS EXTENSIONES DE LAS PATAS - MODELOS NOS. 75 Y 85**, en esta hoja de instrucciones.




**FIGURA 4 - CONECTANDO LAS PATAS AL ASIENTO SIN RESPALDO**

### **AJUSTANDO LAS EXTENSIONES DE LAS PATAS - MODELOS NOS. 75 Y 85 (FIGURA 5)**

*NOTA: Refiérase a ADVERTENCIAS SOBRE LA INSTALACION en el SUMARIO DE PRECAUCIONES, de esta hoja de instrucciones.*

1. Seleccione uno (1) de los ocho (8) hoyos de ajustar la altura, localizados en la estructura de la pata.
2. Presione el botón fijador y deslice la extensión de la pata hacia arriba o hacia abajo, a la altura deseada.
3. Asegúrese de que el botón fijador sobresale completamente a través del hoyo de la estructura de la pata. Repita el proceso en las otras patas.
4. Asegúrese de que las cuatro (4) patas están ajustadas a la misma altura, de modo que la Silla para Bañarse esté a nivel.



**FIGURA 5 - AJUSTANDO LAS EXTENSIONES DE LAS PATAS -  
MODELOS NOS. 75 Y 85**

---

# GARANTIA

**NOTA: ESTA GARANTÍA HA SIDO ESCRITA PARA CUMPLIR CON LA LEY FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS APLICABLE A PRODUCTOS DESPUÉS DEL 4 DE JULIO DE 1975.**

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original de nuestros productos.

Esta garantía le da derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos legales, los cuales varían de estado a estado.

Invacare garantiza que la mano de obra y los materiales de su producto están libres de defectos durante la vida normal del producto usado por el comprador original. Si dentro del período de la garantía se comprueba a satisfacción de Invacare que el producto cubierto por la misma ha sido encontrado defectuoso, tal producto debe de ser reparado o reemplazado a opción de Invacare. Esta garantía no incluye ninguna labor o cargos de envío o reemplazo de partes o reparaciones hechas por el usuario a tal producto. La única obligación de Invacare y el único remedio bajo esta garantía queda limitada a tal reparación o reemplazo.

Cuando necesite un servicio cubierto por la garantía, póngase en contacto con el proveedor de quien compró su producto Invacare. En caso de que no reciba un servicio satisfactorio de la garantía, por favor escriba directamente a Invacare a la dirección indicada abajo. Provea el nombre del proveedor, dirección, fecha de compra, indicando la naturaleza del defecto, y, si el sproducto tiene un número de serie, incluya dicho número.

Invacare Coporation le proveerá un número de registro. La unidad o partes bajo garantía deben de ser enviadas para inspección, usando el número de serie, cuando aplica, como identificación, dentro de treinta (30) días después de la fecha en que se expidió el número de registro. **NO** envíe a la fábrica productos sin previo consentimiento. Entregas C.O.D. serán rehusadas. Sírvase pagar los cargos de envío.

**LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: LA GARANTIA NO DEBE DE APLICAR A PROBLEMAS COMO RESULTADO DE DESGASTE NORMAL O POR NO ADHERIRSE A LAS INSTRUCCIONES ADJUNTAS. ADICIONALMENTE, LA WARANTIA NO DEBE DE APLICAR A PRODUCTOS CUYO NUMERO DE SERIE HA SIDO REMOVIDO O MUTILADO, QUE HAN SIDO SUJETOS A NEGLIGENCIA, ACCIDENTE, OPERACION INAPROPIADA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO INAPROPIADO, O A PRODUCTOS MODIFICADOS SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INVACARE POR ESCRITO (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, MODIFICACION POR MEDIO DEL USO NO AUTORIZADO DE PARTES O ACCESORIOS) O PRODUCTOS DAÑADOS DEBIDO A REPARACIONES HECHAS CON PIEZAS NO AUTORIZADAS NI ESPECIFICADAS POR INVACARE, O PRODUCTOS DAÑADOS POR CIRCUNSTANCIAS TOTALMENTE FUERA DEL CONTROL DE INVACARE. PRODUCTOS REPARADOS POR CUALQUIERA QUE NO SEA UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR INVACARE. TAL EVALUACION SERA DETERMINADA POR INVACARE SOLAMENTE.**

**ESTA GARANTÍA EXPRESA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, Y LA ÚNICA SOLUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO CONFORME A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTA GARANTÍA. LA APLICACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA NO SE EXTENDERÁ MÁS ALLÁ DEL PERIODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA EXPRESA. INVACARE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES DE NINGÚN TIPO.**

**ESTA GARANTIA DEBE DE SER EXTENDIDA PARA CUMPLIR CON LAS LEYES Y REQUERIMIENTOS DE ESTADO O PROVINCIA.**



**Yes, you can.™**

**Invacare Corporation** [www.invacare.com](http://www.invacare.com)

---

**USA**  
One Invacare Way  
Ohio USA  
44036-2125  
800-333-6900

**Canada**  
570 Matheson Blvd E Unit 8  
Mississauga Ontario  
L4Z4G4 Canada  
800-668-5324

Invacare is a registered trademark of Elyria, Invacare Corporation.  
Yes, you can. is a trademark of Invacare Corporation.  
© 2002 Invacare Corporation  
Part No. 1089640 Rev C 07/02