



©AMERIPHONE products are manufactured by Walker, A Division of Plantronics, Inc.
12082 Western Avenue, Garden Grove, CA 92841
(800) 874-3005 VOICE • (800) 772-2889 TTY/TDD • (714) 897-4703 FAX
email: ameriphones@plantronics.com website: www.ameriphone.com

ALERTMASTER™ AM-6000

The All-In-One Wireless Notification System



Users' Guide

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	1
INTRODUCTION	4
PACKAGE CHECKLIST	5
FEATURES IDENTIFICATION	6
INSTALLATION AND SET UP	7
A.Base unit	7
B.Doorbell	8
C.Clock	8
OPERATIONS	8
A.Monitoring functions	8
B.Master Reset	11
C.Notification Priority	11
D.Security Timer	11
E.Battery	12
OPTIONAL ACCESSORIES	14
A.Remote Receiver	14
B.Personal Signaler	14
C.Personal Tactile Signaler	14
D.Audio Alarm Transmitter	14
E. Baby Sound Monitor	14
F. Door Announcer	15
IN CASE OF DIFFICULTY	16
A.Channel Setting	17
REGULATORY COMPLIANCE	18
UK STATUTORY INFORMATION	24
WARRANTY	27
INDEX	28

Important Safety Instructions

When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and persons including the following:

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the AM6000.
3. Do not use this product near a bathtub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, near a swimming pool or anywhere else there is water.
4. Avoid using a telephone (other than a cordless type) during a storm. There may be a remote risk of electrical shock from lightning.
5. Do not use a telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
6. Unplug this product from the wall outlets before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners on the AM6000. Use a damp cloth for cleaning.
7. Place this product on a stable surface. Serious damage and/or injury may result if the AM6000 falls.
8. Do not cover the slots and openings on this product. This telephone should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in a built-in installation unless proper ventilation is provided.
9. Operate this product using the electrical voltage as stated on the base unit or the owner's manual. If you are not sure of the voltage in your home, consult your dealer or local power company.
10. Do not place anything on the power cord. Install the telephone where no one will step or trip on the cord.
11. Do not overload wall outlets or extension cords as this can increase the risk of fire or electrical shock.
12. Never push any objects through the slots in the AM6000. They can touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electrical shock. Never spill liquid of any kind on the product.
13. To reduce the risk of electrical shock, do not take this phone

Important Safety Instructions

- apart. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembly can cause electric shock when the appliance is subsequently used.
14. Unplug this product from the wall outlets and refer servicing to the manufacturer under the following conditions:
 - A. When the power supply cord or plug is frayed or damaged.
 - B. If liquid has been spilled into the product.
 - C. If the product has been exposed to rain or water.
 - D. If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions. Improper adjustment may require extensive work by a qualified technician to restore the product to normal operation.
 - E. If the product has been dropped or the case has been damaged.
 - F. If the product exhibits a distinct change in performance.
 15. Never install product wiring during a lightning storm.
 16. Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
 17. Never touch uninsulated telephone wires or terminals unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
 18. Use caution when installing or modifying telephone lines.
 19. Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

ADDITIONAL SAFETY NOTES FOR CANADIAN USERS

The following items are included as part of the CS-03 Requirements. The standard connecting arrangement for the equipment is CA11A. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

NOTICE: The Canadian Department of Communications

Important Safety Instructions

label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective operational and safety requirements. The Department does not guarantee that the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the company's inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalent Number is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalent Number of all the devices not exceed five.

INTRODUCTION

Thank you for selecting the exciting new ALERTMASTER AM-6000 from AMERIPHONE. It has been designed to meet the highest quality standards to provide you with years of convenient and trouble-free service.

Please read these operating instructions thoroughly before using your notification system. Keep this manual for future reference.

You must save your sales receipt as proof of purchase in the event that you need warranty service.

If you have any questions about your Alertmaster AM-6000, please call your authorized dealer or our Customer Service Department at: 800-874-3005
E-mail: ameriphonecs@plantronics.com
Website: www.ameriphone.com

PACKAGE CHECKLIST

Please make sure your Alertmaster AM-6000 package includes the items as shown below:





Fig. 1- ALERTMASTER AM-6000 base unit, bed shaker, modular phone cord, doorbell, operating instructions.

INSTALLATION AND SET-UP


An ideal location for setting up the base unit is in the bedroom. Do not put any of the Alertmaster components on or next to metal surfaces, computers, television, microwaves, or other areas with electronic equipment that can cause interference to the wireless system.

A. Base Unit

U.S. and Canada models



U.K. model



INSTALLATION AND SET-UP

B. Doorbell




Fig. 4 - Doorbell and battery installation

C. Clock

1. Press the **Time** and the **Hour** (or **Minute**) buttons simultaneously to change time setting.
2. Press the **Alarm** button to check the alarm setting.
3. Press **Alarm** and **Hour** (or **Minute**) buttons to change alarm clock setting.
4. Use **Alarm/Page** selector switch to turn alarm on or off.


OPERATIONS

A. Monitoring Functions

The console has six indicator lights for each of the alerting functions of the Alertmaster AM-6000. Some functions require an optional accessory to be purchased.


Anytime the Alertmaster Notification System is activated by any function(s) the lamp and bed shaker will activate, then stop and reset after 24 seconds, or use the reset button on the console to stop and reset it. The lamp flashes in different patterns for each function.

1. Phone




The phone indicator light illuminates when the phone is ringing. The lamp will turn on for two seconds, off for four seconds, and repeat. Answering the phone resets the Phone indicator and any other Alertmaster systems in your home.

2. Door



The door indicator light illuminates when the doorbell button is pressed. The lamp will turn on for two seconds, off for two seconds, and repeat. This function is also activated when a signal is received from the optional Door Announcer (Model AM-DX).


3. Clock/Paging



The clock indicator light illuminates when the alarm clock is activated. The bed shaker will vibrate and the lamp will turn on for one second, off for two seconds, and repeat.

Alarm/Snooze


When the alarm clock activates, the bedshaker will vibrate and the lamp will flash for 24 seconds, or until the **LAMP CONTROL / RESET** button is pushed. When the **LAMP CONTROL / RESET** button is pushed, the bedshaker and lamp will immediately turn off, and then reactivate approximately 5 minutes later, repeating the on/off pattern 16 times, or until the **ALARM / PAGE** selector is moved to the **OFF** position.



Paging

When the **ALARM / PAGE** switch is momentarily moved to the **PAGE** position, it activates the base unit and any remote receivers or personal signalers that are within an 80-foot range. They activate for one 24-second cycle. To repeat the page, move the **ALARM / PAGE** switch to **PAGE** again momentarily.


4. Sound



Slide the **MIC** switch to the **ON** position. The sound indicator light illuminates when continuous sound is detected for 12 seconds or longer in the room by the built-in microphone. After another 10 second delay, the lamp will flash on for one second, off for one second, and repeat. This function is also activated when a signal is received from the optional Baby Sound Monitor (AM-BX).

Note: The built-in microphone remains **ON** when the **MIC** switch is moved to the **ST** (Security Timer) position. See page 7 for details.

5. Alarm



You must purchase the optional Audio Alarm Transmitter (Model AM-AX) from Ameriphone to use this function. When a signal is received from the Audio Alarm Transmitter, the indicator light illuminates, and the lamp will turn on for one second, off for one second, and repeat.

B. Master Reset

If you have several Alertmaster system components (such as the AM-6000, the AM-100, the AM-RX2 and accessories), you can save time by using the AM-6000 to reset all of them at once. To do this, press the **LAMP CONTROL / RESET** button and the **SECURITY TIMER** button at the same time.

C. Notification Priority

If the Alertmaster system receives two notification signals at the same time, it will display the highest priority signal. For example, if it receives a Motion Sensor signal right after it receives a Phone signal, the indicator will change from PHONE to SENSOR. The priority for each notification signal is shown as follows:

1. Master Reset
2. Audio Alarm
3. Baby Sound
4. Room Sound
5. Phone
6. Door

7. Paging
8. Alarm Clock
9. Random (Security) Timer

D. Security Timer

With this feature, the lamp connected to your Alertmaster system will go on automatically every evening and turn off later in the evening. You can use this to make it look like someone is home. The light will turn on and off at slightly different times each evening so it is not so obvious that a timer is being used.

To activate this feature:

1. Set the **MIC** switch to **ST**. The lamp will automatically go on every evening at about 5 PM and turn off at about 11 PM. To confirm this setting, the clock will blink twice every 5 seconds.
 - a. If you want the light to turn on at about 6 PM, press **SECURITY TIMER** once for 2 seconds or more. To confirm this setting, the clock will blink 3 times every 5 seconds.


- b. If you want the light to turn on at about 7 PM, press **SECURITY TIMER** twice for 2 seconds or more. To confirm this setting, the clock will blink 4 times every 5 seconds.
- c. To return to 5 PM activation, press the **SECURITY TIMER** button once for 2 seconds or more. To confirm this setting, the clock will blink once every 5 seconds.
- d. If you are home and want to turn off the **SECURITY TIMER** for the evening, press **LAMP CONTROL / RESET** for more than 2 seconds. The timer will resume normal operation the next evening.

Note: The microphone remains **ON** when the **MIC** switch is in the **ST** position.

- 2. To turn off the **SECURITY TIMER**, set the **MIC** switch to **ON** or **OFF**

E. Battery

The Alertmaster AM-6000 operates on ten "AA" size rechargeable nickel cadmium batteries (not included) during a power outage. **DO NOT USE REGULAR BATTERIES!** Power is provided for the console and the pillow shaker, but not for the connected lamp. The clock display is blank when operating on back-up batteries, but correct time will be maintained.



Do not burn or puncture the batteries. Like other batteries of this type, if they are burned or punctured, they could release toxic material which could cause injury. Do not dispose of batteries in household garbage. For information about recycling or proper disposal, consult your local solid waste (garbage) collection or disposal organization. The doorbell transmitter operates on one "23A" size cigarette lighter

battery (included). It normally lasts 6-12 months and can be tested by watching the red power indicator illuminate when the doorbell button is pressed. If the power indicator is faint or off, replace the battery.

OPTIONAL ACCESSORIES

The Alertmaster AM-6000 is designed to work with optional wireless remote receivers and transmitters, each sold separately.

A. Remote Receiver (AM-RX2)

Plug the receiver into an AC outlet, and plug in a lamp and you'll be notified wherever the receiver is placed - kitchen, living room, garage, bathroom, etc. It operates up to 80 feet from the Alertmaster AM-6000 base console.



D. Audio Alarm Transmitter (AM-AX)

Place this next to any audio alarm for notification when the alarm is activated. It activates the Alarm function of the Alertmaster system and has a range of up to 80 feet.



E. Baby Sound Monitor (AM-BX)

Place this monitor near your infant, and it will transmit a signal to the Alertmaster system when your baby cries.



F. Door Announcer (AM-DX)

Place the Door Announcer next to your existing door-bell, doorchime, or intercom announcer.



It will transmit a signal activating the Door function of the Alertmaster system from up to 80 feet away. Ideal for apartments, condos or suites with a common security door or gate.

B. Personal Signaler (AM-PX)

Wear this light weight receiver on your belt anywhere around your house and you'll be alerted



to any activity in your home. It has an 80-foot range and a miniature console of indicator lights, and also alerts with different vibrating motions for each function.

C. Personal Tactile Signaler (AM-PXB)

Similar to AM-PX plus a touch switch for people who are deaf and blind.



IN CASE OF DIFFICULTY

If any problem should occur during operation of your Alertmaster Notification System, review the "Symptom and Remedy" list below. Make sure no part of the Alertmaster system is on or near metal surfaces or electronic equipment. Should the difficulty persist, contact AMERIPHONE or your authorized dealer for assistance.

SYMPTOM	CAUSE AND REMEDY
Lamp control button doesn't work	Lamp is not turned on prior to plugging it into Alertmaster. Turn the lamp's switch on. Replace bulb if necessary.
Phone rings, lamp doesn't flash	Check all phone line connections. Make sure you can turn the lamp on or off with the lamp control button.
Alarm clock doesn't work	Alarm clock is not turned on. Slide the switch to the ON position.
Bed shaker doesn't vibrate	Bed shaker is unplugged. Plug it in. Coil the wire once around the plastic loop to prevent accidental unplugging.
Room noise doesn't activate	Switch is OFF . Slide it to the ON position. Sound must be continuous for twelve seconds for room noise to activate.
Lamp flashes constantly	There is constant noise in the room, and the sound function is on. Slide the switch to OFF .
Doorbell doesn't work	Dead battery. Depress doorbell button, red light on housing should light up. If not, battery needs to be replaced. If the battery is fully charged, the dipswitches may be incorrectly set. See section on Channel Setting on page 13.

IN CASE OF DIFFICULTY

Channel Setting

The Alertmaster System uses special radio signals to communicate between the console unit and all its accessories. For the accessories (Door Announcer, Baby Sound Monitor, Audio Alarm Transmitter and Motion Sensor) to activate the base unit, they all have to be on the same "channel." A "DIP Switch" is used for channel selection.

Your system and all the accessories have been preset in the factory to a standard channel setting. Under normal operating conditions, there is no adjustment necessary.

If your system encounters interference and repeatedly activates itself for no obvious reason, it may be triggered by a system nearby in your neighborhood.

If the interference from another Alertmaster Notification System or other wireless source is present, change channel switch settings on all components.

1. Unplug AC power and locate DIP Switch (a 4-position switch) on the underside of the Alertmaster AM-6000.

2. Open the battery compartment

of the doorbell.

3. Change the switch position of each switch on both units using a ball point pen. All settings need to be identical for the system to work. See Figure 5.
4. Change the switch settings on each of your other accessories (Remote Receiver, Audio Alarm Transmitter, Baby Sound Monitor, etc.) to match the new channel setting.
5. Replace all covers and return accessories to their proper places. Press **LAMP CONTROL / RESET** button once to reset the unit.




Figure 5 - Channel setting

Part 68 of FCC Rules Information

This **AM-6000 Notification System** complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug, RJ11 USOC, is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the number of devices that may be

connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.

If this telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will

Regulatory Compliance

be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this telephone equipment, for repair or warranty information, please contact Walker / Ameriphone, 1-800-874-3005. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

This telephone equipment is not intended to be repaired and it contains no repairable parts. Opening the equipment or any attempt to perform repairs will

void the warranty. For service or repairs, call 1-800-874-3005.

Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this telephone equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

This telephone equipment is hearing aid compatible.

Customer-Owned Coin/Credit Card Phones:

To comply with state tariffs, the telephone company must be given notification prior to connection. In some states, the state public utility commission, public service commission or corporation commission must give prior approval of connection.

Part 15 of FCC Rules Information

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Your **AM-6000 Notification System** has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC rules. These limits are

designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

1. Where it can be done safely, reorient the receiving television or radio antenna.
2. To the extent possible, relocate the television, radio or other receiver with respect to the telephone equipment. (This increases the separation

between the telephone equipment and the receiver.)

3. Connect the telephone equipment into an outlet on a circuit different from that to which the television, radio, or other receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Technical Specifications

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the company's inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any

repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any

combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed five.

[The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.]

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Issue Date: 09/12/2002

We:

Walker, a division of Plantronics
12082 Western Ave.
Garden Grove, CA 92841-2913

Declare that the product:

Description: Alerting Device

Model: AM

Bearing ACTA labeling identification number US:4B5RG08BAM
(Replaces FCC registration DWVUSA-73204-RG-N)
to which this declaration relates is in conformity with
the following standard/s:

Federal Communications Commission's 47 CFR Part 68

The Bases on which Conformity is being declared:

the Administrative Council on Terminal Attachments (ACTA)
adopted criteria:

TIA/EIA/IS-968 July 2001

Additional product information can be found on the Digital
Loggers website www.ameriphone.com

A copy of this statement can be found at www.sdoc.wa

Acknowledgment of this declaration can be found on the ACTA
Website www.part68.org

Related Labeling Information:

AC REN: 0.8B

Jack Type: USOC type RJ11

This mark first applied:

Place of Issue:
Fremont Labs
42307 Osgood Rd Suite E
Fremont, CA USA 94539

Issued: 09/12/2002

Name:


LINDALL FAY

Title: VP Quality

Date:

9/5/02

The modem that forms the subject of this guide is approved for use with telecommunications systems run by British Telecommunications, Mercury or Kingston Communications in accordance with the conditions in the instruction for use. The following section provides the statutory information that relates to this approval.

Model No.: The unit referred to in this guide as the apparatus is the Ameriphone Alertmaster 2000 / 6000.

Type of circuits: The apparatus is approved for connection to telecommunications systems specified in the instructions for use subject to the conditions set out in them. It is not approved for use on a shared service, 1+1 carrier system, or as an extension to a pay telephone.

Mark of origin: The apparatus is manufactured in China by Ameriphone. Functions: Call Indicator for the Deaf.

REN: The apparatus has a REN of 1.

Explanation of REN: Equipment for attachment to the Public Telephone

network is assessed to determine its "ringer equivalence" number (REN). The REN relates to the performance of the apparatus when used in combination with other items of apparatus. The REN is a customer guide indicating approximately the maximum number of items of apparatus that should be connected simultaneously to the line.

To determine the maximum number of items of apparatus that should be connected simultaneously to an exclusive line, the total REN obtained by summing the REN values of each of the items of apparatus connected to the exclusive line should not exceed the maximum REN value of 4. This value includes any BT provided instrument each of which is assumed to have a REN value of 1.0 unless otherwise marked.

The apparatus has a REN of 1 and care must be taken not to use it with other telephone equipment that would result in a maximum figure of 4 REN being exceeded.

Because of the wide spread of ringing detector characteristics, a guarantee of successful operation in an installation of mixed types of

ringing detectors may not be given by the supplier. This apparatus has been approved for use with the following facilities:

*Ring Indication - 'Bed-shaker and lamp' Any other usage will invalidate the approval of the apparatus if as a result it then ceases to conform to the standard against which the approval was granted.

The connection of the apparatus to an exchange line or PBX extension is via a BT modular socket. If this is not already available please use the form at the end of this chapter to request one from British Telecom. If your PBX was not installed by British Telecom then contact your authorized maintainer.

Approval number:

NS/3979/3/R/604668

This approval applies to the Ameriphone Alertmaster 2000/6000.

CAUTION:

The approval of this apparatus for connection to the British Telecom public switchboard telephone network is **INVALIDATED** if the apparatus is subject to any modification in any material way not authorized by BABT or if it is used

with or connected to:

1. Internal software that has not been formally accepted by BABT.
2. External control software or external control apparatus which causes the operation of the apparatus or associated call set-up equipment to contravene the requirements of the standard set out in BS6305.

All apparatus connected to this apparatus and thereby connected directly or indirectly to the British Telecom public switched telephone network must be approved apparatus as defined in section 22 of the British Telecommunications Act 1984.

Mains Lamp Connector

The 3-pin 240 Vac connector socket is for connection to a domestic 240Vac mains lamp only. It may not be used for any other purpose. The maximum rating for this is 300W.

Definition of an RBS

An RBS, Relevant Branch exchange is defined in BS6789:6.1 1986, section 2.4. There is also a proposed British standard guide for an RBS for PSTN lines.

**ORDER FORM
FOR U.K. RESIDENTS**

If you do not have the correct telephone socket fitted for connection of your Ameriphone Alertmaster 2000/6000, please use the form below and send it to your local area telephone sales office. The address for this office can be found in your local area telephone directory.

To: BRITISH TELECOM PLC

Please supply and fit a new style telephone socket suitable for an Ameriphone Alertmaster 2000/6000 apparatus, approval number:

NS/3979/3/R/604668

The apparatus is fitted with a lead terminated with a 431A type miniature modular telephone plug.

Name: _____

Address: _____

City: _____

Country: _____ Post Code: _____

Telephone:() _____ FAX: _____

Signed: _____

Date: _____

WARRANTY

This warranty applies only to AMERIPHONE products that are purchased and used in the United States, Canada, or United Kingdom.

AMERIPHONE warrants the ALERTMASTER AM-6000 against any defect in materials or workmanship for the period of one year from the date of purchase.

If your AMERIPHONE product is defective and returned within 30 days of the date of purchase, your authorized Ameriphone dealer will replace it at no charge.

If returned after 30 days but within one year from the date of purchase, we will repair or replace it at no charge. In the repair of your Alertmaster AM-6000, we may use new or reconditioned replacement parts. If we elect to replace your AM-6000, we may replace it with a new or reconditioned product of the same or similar design. Repair or replacement will be warranted for either 90 days or the remaining time on the original warranty period, whichever is longer.

Implied warranties, including those of fitness for a particular purpose and merchantability (an unwritten warranty that the product is fit for ordinary use), are limited to one year from date of purchase. We will not pay for loss of time, inconvenience, loss of use of your Alertmaster AM-6000 Notification System, or property damage caused by your Alertmaster AM-6000 Notification System or its failure to work, or any other incidental or consequential damages. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

To get warranty service for your Alertmaster AM-6000 Notification System, you must provide proof of the purchase date. Within 30 days of the date of purchase, return your Alertmaster AM-6000 to the place where you purchased it for immediate replacement. After 30 days, call AMERIPHONE at 1-800-874-3005 Voice or 1-800-772-2887 TTY/TDD for the authorized service center nearest you. You must prepay all shipping costs. We suggest you save the original packaging materials in the event you need to ship the Alertmaster AM-6000. When shipping for warranty repair, include your name, address, phone number, proof of date of purchase, and a description of the problem. After repairing the product, we will ship it back to you at no cost within the United States.

This warranty does not cover defects resulting from accidents, damage while in transit to our service location, alterations, unauthorized repair, failure to follow instructions, misuse, use outside the United States, Canada, or United Kingdom, fire, flood, and acts of God. Nor do we warrant the product to be compatible with any particular telephone equipment, party line, key telephone systems or more sophisticated switching systems. If your Alertmaster AM-6000 is not covered by this warranty, call us at 800-874-3005 Voice, 800-772-2889 TTY/ TDD for advice as to whether we will repair your Alertmaster AM-6000 and other repair information. The repaired parts shall be warranted for 90 days.

INDEX

Alarm	9, 10
Base unit	7
Battery Back-up	12
Clock	8, 9
Doorbell	8
Channel setting	17
UK Statutory Information	24
Installation and set up	7
Monitoring functions	8
Operations	8
Optional accessories	14
Audio Alarm Transmitter	14
Baby Sound Monitor	14
Door Announcer	15
Personal Signaler	14
Personal Tactile Signaler	14
Remote Receiver	14
Regulatory Compliance	18
Package checklist	5
Paging	9
Problems - In case of difficulty	16
Reset	10
Warranty	27

ALERTMASTER™ AM-6000

Todo-En-Uno Sistema Sin hilos De la Notificación



GUÍA DE LOS USUARIOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA EL USUARIO	33
INTRODUCCIÓN	36
LISTA DE COMPROBACIÓN DEL PAQUETE	37
IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS	38
INSTALACIÓN E INSTALADO	39
A. Unidad baja	39
B. Timbre	40
C. Reloj	40
OPERACIONES	41
A. Funciones de supervisión	41
B. Reajuste Principal	44
C. Prioridad De la Notificación	44
D. Contador de tiempo De la Seguridad	45
E. Batería	45
ACCESORIOS OPCIONALES	47
A. Receptor Alejado	47
B. Signaler Personal	47
C. Signaler Táctil Personal	47
D. Transmisor Audio Del Alarma	47
E. Monitor Sano Del Bebé	47
F. Anunciador De la Puerta	48
EN CASO DE QUE DE LA DIFICULTAD	49
A. Ajuste Del Canal	50
CONFORMIDAD REGULADORA	51
INFORMACIÓN ESTATUTARIA BRITÁNICA	57
GARANTÍA	61
ÍNDICE	62

Instrucciones de seguridad importantes para el usuario

Al usar su equipo telefónico, siga cuidadosamente las instrucciones básicas de seguridad que se enumeran a continuación a fin de evitar el peligro de incendio, de descargas eléctricas, o de daños a las personas:

1. Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones.
2. Preste atención a las advertencias e instrucciones que figuran en el AM6000.
3. No use el producto cerca de la bañera, el lavamanos, la pileta de la cocina o del lavadero, en un sótano húmedo, cerca de la piscina, ni en ningún lugar donde haya agua.
4. Evite usar el teléfono (con excepción de los de tipo inalámbrico) durante una tormenta. Existe la remota posibilidad de recibir una descarga eléctrica a causa de un rayo.
5. No use un teléfono para informar de una pérdida de gas en un lugar próximo a la pérdida.
6. Desconecte su producto antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol; limpie el aparato con un paño húmedo.
7. Ubique el producto en una superficie estable. Las caídas pueden causar serios daños al aparato.
8. No debe cubrir las ranuras de ventilación y orificios de su producto. Nunca coloque el teléfono cerca de un radiador o boca de calefacción. Si ubica el aparato en una instalación empotrada, asegúrese de que cuenta con la debida ventilación.
9. Este producto debe funcionar utilizando el voltaje especificado en la base del aparato o en el manual del usuario. Si no está seguro del voltaje con que cuenta la red eléctrica en su casa, consulte con el vendedor o con la empresa de servicios eléctricos.
10. No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación. Al instalar el teléfono asegúrese de que nadie pisará el cable o tropezará con él.
11. No sobrecargue los tomacorrientes o las conexiones de los prolongadores para evitar riesgos de incendio o de descarga eléctrica.
12. No introduzca objetos a través de las ranuras del aparato. Ya que podrían tocar puntos de alta tensión o provocar un cortocircuito con riesgo de incendio o de descarga eléctrica. No derrame líquidos de ninguna clase sobre el AM6000.
13. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no intente desarmar el aparato. Si abre o quita las tapas puede exponerse a una descarga de tensión peligrosa, o a otro tipo de riesgos. Si se cometen errores al rearmar el aparato,

Instrucciones de seguridad importantes para el usuario

el usuario puede recibir una descarga eléctrica al volver a usar el teléfono.

14. Desconecte el producto y solicite servicio técnico si se presenta alguno de los siguientes problemas:
 - A. El cable de alimentación o el enchufe está quemado o dañado.
 - B. Se ha derramado algún líquido sobre el aparato.
 - C. El producto quedó expuesto a la lluvia o se mojó por alguna otra causa.
 - D. El producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de uso. En tal caso, ajuste únicamente los controles que se incluyen en las instrucciones de uso. Si se realizan ajustes indebidos, el técnico especializado necesitará más tiempo para lograr que el producto vuelva a operar normalmente.
 - E. El producto se ha caído o el gabinete ha sido dañado.
 - F. El producto presenta grandes cambios en su rendimiento.
15. Nunca instale cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
16. Nunca instale fichas de conexión en un lugar húmedo a menos que la ficha esté específicamente diseñada para lugares húmedos.

17. No toque cables de producto o terminales que no estén aislados sin antes desconectar la línea telefónica de la interfaz de red.
18. Debe ser muy cuidadoso cuando instale o modifique líneas telefónicas.
19. Use únicamente los cables de alimentación y las baterías recomendadas en este manual. No arroje las baterías al fuego porque pueden explotar. Averigüe en su zona cuáles son las normas vigentes para desechar este tipo de producto.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA USUARIOS DE CANADÁ

Se han incluido los siguientes puntos como parte de los Requerimientos CS-03. La conexión estándar para el equipo es CA11A. Este producto cumple con las especificaciones técnicas de aplicación de Industria Canadá.

NOTA: La etiqueta del Departamento de Comunicaciones de Canadá permite reconocer que se trata de un equipo certificado. Esta certificación asegura que el equipo cumple con ciertos requisitos de protección operativa y de seguridad de la red de telecomunicaciones. El Departamento no garantiza que el equipo funcionará a entera satisfacción

Instrucciones de seguridad importantes para el usuario

del usuario. Antes de instalar este equipo el usuario debe asegurarse de que está autorizado a conectarse a la red de la compañía de telecomunicaciones de su zona. Asimismo, se debe instalar el equipo usando un método de conexión aceptado. En algunos casos, la instalación interna que hace la compañía en el caso de un servicio individual de línea única se puede extender mediante la instalación de un conector certificado (una extensión del cable telefónico). El cliente debe saber que el cumplimiento de los requisitos arriba mencionados no impide el deterioro del servicio en ciertas circunstancias.

Para reparar un equipo certificado se debe recurrir a un servicio técnico autorizado y recomendado en Canadá por el proveedor.

Cualquier reparación o modificación del equipo por parte del usuario puede dar lugar a que la compañía de telecomunicaciones solicite al usuario que desconecte el equipo. Por su propia protección, los usuarios deben asegurarse de que las conexiones a tierra del servicio de electricidad, las líneas telefónicas y la cañería de metal de la red sanitaria interna, si la hubiere, estén todas conectadas. Esta precaución es particularmente importante en zonas rurales.

PRECAUCIÓN: Los usuarios no deben intentar realizar estas conexiones por sí mismos. Deben consultar a las autoridades encargadas de inspeccionar la instalación eléctrica o a un electricista, según corresponda. El Número de Equivalencia de Dispositivo de Llamadas (Ringer Equivalent Number) indica el número máximo de terminales que está permitido conectar a una interfaz de teléfono. La terminación en una interfaz puede consistir en cualquier combinación de dispositivos sujeta al requisito de que el Número de Equivalencia de Dispositivo de Llamadas de todos los dispositivos no sea mayor que cinco.

INTRODUCCIÓN

Gracias por seleccionar el ALERTMASTER nuevo emocionante Am-6000 de AMERIPHONE. Se ha diseñado para resolver los estándares de la calidad más alta para proveer de usted años del servicio conveniente y sin problemas.

Lea por favor estas instrucciones de funcionamiento a fondo antes de usar su sistema de la notificación. Guarde este manual para la referencia futura.

Usted debe ahorrar sus ventas pone el recibo como prueba de la compra en caso que usted necesite servicio de la garantía.


Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre su Alertmaster Am-6000, llame por favor su distribuidor autorizado o nuestro departamento de servicio de cliente en: 800-874-3005
E-mail: ameriphonecs@plantronics.com
Website: www.ameriphone.com

LISTA DE COMPROBACIÓN DEL PAQUETE


Se certiora de por favor su paquete de Alertmaster Am-6000 incluye los artículos según lo demostrado abajo:



Coctelera De la Cama




Alertmaster AM-6000
Unidad Baja



Timbre



Cuerda Modular Del Teléfono



Instrucciones De
Funcionamiento

Fig. 1- ALERTMASTER AM-6000
unidad baja, coctelera de la cama, cuerda modular del teléfono, timbre,
instrucciones de funcionamiento.

IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS





Fig. 2- Ofrece la identificación para el ALERTMASTER AM-6000

INSTALACIÓN E INSTALADO


Una localización ideal para setting-up la unidad baja está en el dormitorio. No ponga cualesquiera de los componentes de Alertmaster en o al lado de superficies del metal, de las computadoras, de la televisión, de microondas, o de otras áreas con el equipo electrónico que puede causar interferencia al sistema sin hilos.

A. Unidad Baja

Modelos de ESTADOS UNIDOS y de Canadá



Modelo BRITÁNICO



B. Timbre




Fig. 4 - Instalación del timbre y de la batería

C. Reloj

1. Presione la época y los botones de la hora (o minuto) simultáneamente de cambiar el ajuste del tiempo.
2. Presione el botón del alarmar para comprobar el ajuste del alarmar.
3. Presione los botones del alarmar y de la hora (o minuto) para cambiar el ajuste del despertador.


4. Utilice el interruptor del selector de Alarm/Page para dar vuelta al alarmar encendido o apagado.

A. Funciones De Supervisión

La consola tiene seis luces de indicador para cada uno de las funciones que alertan del Alertmaster Am-6000. Algunas funciones requieren un accesorio opcional ser compradas.

Siempre el sistema de la notificación de Alertmaster es activado por cualquier funcion(s) la lámpara y coctelera de la cama activará, entonces pare y reajuste después de 24 segundos, o utilice el botón del reajuste en la consola para pararla y para reajustar. La lámpara destella en diversos patrones para cada función.


1. Teléfono



La luz de indicador del teléfono ilumina cuando el teléfono está sonando. La lámpara se girará para dos segundos, apagado por cuatro segundos, y la repetición.


Contestar al teléfono reajusta el indicador del teléfono y cualquier otro sistema de Alertmaster en su hogar.

2. Puerta



La luz de indicador de la puerta ilumina cuando se presiona el botón del timbre. La lámpara se girará para dos segundos, apagado por dos segundos, y repetición. Esta función también se activa cuando una señal se recibe del anunciador opcional de la puerta (el modelo Es -dx).

3. Clock/Paging




La luz de indicador del reloj ilumina cuando se activa el

despertador. La coctelera de la cama vibrará para y la lámpara se girará un segundo, apagado por dos segundos, y repetición.

Alarm/Snooze


Cuando el despertador activa, el bedshaker vibrará y la lámpara destellará por 24 segundos, o hasta que se empuja el **CONTROL** de la **LÁMPARA**/el botón **REAJUSTADO**. Cuando se empuja el **CONTROL** de la **LÁMPARA**/el botón **REAJUSTADO**, el bedshaker y la lámpara darán vuelta inmediatamente apagado, y después reactivaron aproximadamente 5 minutos a más adelante, repitiendo el patrón con./desc. 16 veces, o hasta que el selector del **ALARMAR**/de la **PÁGINA** se mueve a la **POSICIÓN DE REPOSO**.



Paginación

Cuando el interruptor del **ALARMAR**/de la **PÁGINA** se mueve momentáneamente a la posición de la **PÁGINA**, activa la unidad baja y cualquier signalers alejado del receptor o personal que estén dentro de una gama 80-foot. Activan para un 24-segundo ciclo. Para repetir la página, mueva el interruptor del **ALARMAR**/de la **PÁGINA** a la **PÁGINA** otra vez momentáneamente.


4. Sonido



Resbale el interruptor **MIC** hacia la **POSICIÓN DE TRABAJO**. La luz de indicador de los sonidos ilumina cuando el sonido continuo es detectado por 12 segundos o más largo en el cuarto por el micrófono incorporado. Para después de que otro 10 segundos retrasen, la lámpara destellará

encendido un segundo, apagado para un segundo, y repetición. Esta función también se activa cuando una señal se recibe del monitor opcional del sonido del bebé (Son -bx). Nota: El micrófono incorporado sigue siendo **ENCENDIDO** cuando el interruptor MIC se mueve a la posición del ST (contador de tiempo de la seguridad). Vea la página 7 para los detalles.

5. Alarm



Usted debe comprar el transmisor audio opcional del alarmar (Ser-hacha modelo) de Ameriphone para utilizar esta función. Cuando una señal se recibe del transmisor audio del alarmar, la luz de indicador ilumina, y la lámpara se girará para un segundo, apagado para un segundo, y la repetición.

B. Reajuste Principal

Si usted tiene varios componentes del sistema de Alertmaster (tales como el AM-6000, el AM-100, el AM-RX2 y accesorios), usted puede ahorrar tiempo usando el Am-6000 para reajustar todos inmediatamente. Para hacer esto, presione el **CONTROL** de la **LÁMPARA**/el botón **REAJUSTADO** y el botón del **CONTADOR DE TIEMPO** de la **SEGURIDAD** en el mismo tiempo.

C. Prioridad De la Notificación

Si el sistema de Alertmaster recibe dos señales de la notificación en el mismo tiempo, exhibirá la señal de la prioridad más alta. Por ejemplo, si recibe una derecha de la señal del sensor de movimiento después de que reciba una señal del teléfono, el indicador cambiará del **TELÉFONO** al **SENSOR**. La prioridad para cada señal de la notificación se demuestra como sigue:

1. Reajuste Principal
2. Alarmar Audio
3. Sonido Del Bebé
4. Sonido Del Sitio
5. Teléfono
6. Puerta
7. Paginación
8. Despertador
9. Contador de tiempo Al azar (De la Seguridad)

D. Contador de tiempo De la Seguridad

Con esta característica, la

lámpara conectada con su sistema de Alertmaster irá en automáticamente cada tarde y dará vuelta apagado más adelante por la tarde. Usted puede utilizar esto para hacerle mirada como alguien es casero. La luz dará vuelta por intervalos en horas levemente diversas cada tarde así que no es tan obvio que se está utilizando un contador de tiempo.

Para activar esta característica:

1. Set el interruptor MIC al ST. la lámpara irá automáticamente en cada tarde en cerca de 5 P.M. y dará vuelta apagado en cerca de 11 P.M.. Para confirmar este ajuste, el reloj centelleo dos veces cada 5 segundos.
 - a. Si usted quisiera que la luz se girara en cerca de 6 de la tarde, presione el **CONTADOR DE TIEMPO** de la **SEGURIDAD** una vez para 2 segundos o más. Para confirmar este ajuste, el reloj centelleo 3 veces cada 5 segundos.

- b. Para si usted quisiera que la luz se girara en cerca de 7 P.M., presione el **CONTADOR DE TIEMPO** de la **SEGURIDAD** dos veces 2 segundos o más. Para confirmar este ajuste, el reloj centelleo 4 veces cada 5 segundos.
- c. Para volver a la activación de 5 P.M. para, presione el botón del **CONTADOR DE TIEMPO** de la **SEGURIDAD** una vez 2 segundos o más. Para confirmar este ajuste, el reloj centelleo una vez cada 5 segundos.
- d. If you are home and want to turn off the **SECURITY TIMER** for the evening, press **LAMP CONTROL / RESET** for more than 2 seconds. The timer will resume normal operation the next evening.

Nota: El micrófono sigue siendo **ENCENDIDO** cuando el interruptor

MIC está en la posición del **ST**.

2. Para dar vuelta apagado al **CONTADOR DE TIEMPO** de la **SEGURIDAD**, fije el interruptor **MIC** a **ENCENDIDO** o **APAGADO**

E. Batería

El Alertmaster Am-6000 funciona encendido diez "AA" clasifique las baterías recargables del cadmio del níquel (no incluidas) durante una interrupción de la energía. No **UTILICE LAS BATERÍAS REGULARES!** La energía se proporciona para la consola y la coctelera de la almohadilla, pero no para la lámpara conectada. La exhibición del reloj está en blanco en cuando funciona las baterías de reserva, pero tiempo correcto será mantenido.



No se quemé ni pinche las baterías. Como otras baterías de este tipo, si se queman o se pinchan, podrían lanzar el

material tóxico que podría causar lesión. No disponga de las baterías en basura de la casa. Para la información sobre de la disposición del reciclaje o disposición apropiada, consulte su organización local de la colección de la basura sólida (basura) o. (El transmisor del timbre funciona encendido un "2Á" batería del alumbrador del cigarrillo del tamaño (incluida). Dura 6-12 meses y puede normalmente ser probada mirando el indicador de energía rojo ilumina cuando se presiona el botón del timbre. Si el indicador de energía es débil o apagado, sustituya la batería.

ACCESORIOS OPCIONALES

El Alertmaster AM-6000 se diseña para trabajar con los receptores y los transmisores alejados sin hilos opcionales, cada uno vendido por separado.

A. Receptor Alejado (AM-RX2)

Tape el receptor en un enchufe de la CA, y enchufe una lámpara y se notifique el you? Il dondequiera que se coloque el receptor - cocina, sitio vivo, garage, cuarto de baño, etc. Funciona hasta 80 pies desde la consola baja de Alertmaster AM-6000.



B. Signaler Personal (AM-PX)

Use este receptor ligero en su correa dondequiera alrededor de su casa y el you? Il se alerte a cualquier actividad en su hogar. Tiene una gama 80-foot y una consola miniatura de las luces de indicador, y también las



alarmas con diverso vibrar indican para cada función.

C. Signaler Táctil Personal (AM-PXB)

Similar a Son - px más un interruptor del tacto para la gente que está sorda y oculta.



D. Transmisor Audio Del Alarmar (AM-AX)

Place this next to any audio alarm for notification when the alarm is activated.

It activates the Alarm function of the Alertmaster system and has a range of up to 80 feet.



E. Monitor Sano Del Bebé (AM-BX)

Coloque este monitor cerca de su infante, y transmitirá una señal al sistema de Alertmaster cuando grita su bebé.



F. Anunciador De la Puerta (AM-DX)

Coloque a anunciador de la puerta al lado de su timbre, doorchime, o



anunciador existente del intercomunicador. Transmitirá una señal que activa la función de la puerta del sistema de Alertmaster de hasta 80 pies lejos. Ideal para los apartamentos, los condos o las habitaciones con una puerta o una puerta común de la seguridad.

EN CASO DE QUE DE LA DIFICULTAD

Si cualquier problema ocurre durante la operación de su sistema de la notificación de Alertmaster, repase la lista del "síntoma y del remedio" abajo. Se cerciora de ninguna parte del sistema de Alertmaster está encendido o las superficies cercanas del metal o equipo electrónico. Si la dificultad persistieron, entraron en contacto con a Ameriphone o a su distribuidor autorizado para la ayuda.

SÍNTOMA	CAUSA Y REMEDIO
El botón del control de la lámpara no funciona	La lámpara no se enciende antes de taparlo en Alertmaster. Dé vuelta a los lamp?s encienden (con.). Substituya el bulbo en caso de necesidad.
Los anillos del teléfono, lámpara no destellan	Compruebe todas las conexiones de la línea telefónica. Se cerciora de usted puede dar vuelta a la lámpara encendido o apagado con el botón del control de la lámpara.
El despertador no funciona	El despertador no se gira. Resbale el interruptor hacia la POSICIÓN DE TRABAJO.
La coctelera de la cama no vibra	Se desenchufa la coctelera de la cama. Enchúfela. Arrolle el alambre una vez alrededor del lazo plástico para prevenir desenchufar accidental.
El ruido del sitio no activa	Cambie está apagado. Resbálo hacia la POSICIÓN DE TRABAJO. El sonido debe ser continuo por doce segundos para que el ruido del sitio active.
La lámpara destella constantemente	Hay ruido constante en el cuarto, y la función sana está encendido. Resbale el interruptor hacia APAGADO.
El timbre no funciona	Batería muerta. Presione el botón del timbre, luz roja en la cubierta debe encenderse para arriba. Si no, la batería necesita ser substituida. Si la batería se carga completamente, los dipswitches pueden ser fijados incorrectamente. Vea la sección en el canal que fija en la página 13.

Ajuste Del Canal

El sistema de Alertmaster utiliza señales de radio especiales de comunicarse entre la unidad de la consola y todos sus accesorios. Para los accesorios (anunciador de la puerta, monitor sano del bebé, transmisor audio del alarmar y sensor de movimiento) para activar la unidad baja, todos tienen que estar en el mismo "canal." Un "interruptor DIP" se utiliza para la selección de canal.

Su sistema y todos los accesorios se han preestablecido en la fábrica a un ajuste estándar del canal. Bajo condiciones de funcionamiento normales, no hay ajuste necesario.

Si su sistema encuentra interferencia y se activa en varias ocasiones por ninguna razón obvia, puede ser accionado por un sistema cerca en su vecindad.

Del si la interferencia otro de la notificación de Alertmaster sistema o la otra fuente sin hilos está presente, cambie los ajustes de interruptor de canal en todos los componentes.

1. Desenchufe la corriente ALTERNA y localice el interruptor DIP (un interruptor 4-position) en el superficie inferior del Alertmaster AM-6000.
2. Abra el compartimiento de batería del timbre.
3. Cambie la posición de interruptor de cada interruptor respecto a ambas unidades usando un bolígrafo. Todos los ajustes necesitan ser idénticos para el sistema al trabajo. Véase El Cuadro 5.
4. Cambie los ajustes de interruptor en cada uno de sus otros accesorios (receptor alejado, transmisor audio del alarmar, monitor sano del bebé, los etc.) para emparejar el nuevo ajuste del canal.
5. Substituya todas las cubiertas y vuelva los accesorios a sus lugares apropiados. Presione el CONTROL de la LÁMPARA/ botón REAJUSTADO una vez para reajustar la unidad.

La parte 68 de FCC gobierna la información

Este sistema de la notificación AM-6000 se conforma con la parte 68 de adoptados las reglas de la FCC y los requisitos por el ACTA. En el fondo de este equipo está una etiqueta que contiene, entre la otra información, un identificador del producto en el formato US:AAAEO##TXXXX. Si está solicitado, este número se debe proporcionar a la compañía del teléfono .

Un enchufe y un gato conectaban este equipo con las premisas que ataban con alambre y la red de teléfono debe conformarse con las reglas y los requisitos aplicables de la parte 68 de la FCC adoptados por el ACTA. Una cuerda obediente del teléfono y un enchufe modular, RJ11 USOC, se proporciona este producto. Se diseña para ser conectado con un gato modular compatible que sea también obediente. Vea las instrucciones de instalación para los detalles.

El REN se utiliza para determinar el número de los dispositivos que se pueden conectar con una línea telefónica. RENs excesivo en una línea telefónica puede dar lugar a los dispositivos que no suenan en respuesta a una llamada entrante. En la mayoría sino no todas las áreas, la suma de RENs no debe exceder de cinco (5,0). Para estar seguro del número de los dispositivos que se pueden conectar con una línea, según lo determinado por el total RENs, entre en contacto con la compañía local del teléfono. Para los productos aprobados después de julio del 23 de 2001, el REN para este producto es parte del identificador del producto que tiene el formato

US:AAAEO##TXXXX. Los dígitos representados por el ## son los REN sin una coma (e.g., 03 es REN de 0,3). Para productos anteriores, el REN se demuestra por separado en la etiqueta.

Si este equipo del teléfono causa daño a la red de teléfono, la compañía del teléfono le notificará por adelantado que la

discontinuación temporal del servicio puede ser requerida. Pero si el isn?t de la comunicación previa práctico, la compañía del teléfono notifica a cliente cuanto antes. También, le aconsejarán de la su derecha de archivar una queja con la FCC si usted la cree es necesario.

La compañía del teléfono puede realizar cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos que podrían afectar la operación del equipo. Si sucede esto la compañía del teléfono proporcionará la comunicación previa en la orden para usted de hacer modificaciones necesarias para mantener ininterrumpido mantiene.

Si el apuro se experimenta con este equipo del teléfono, para la reparación o la información de la garantía, entre en contacto con por favor el walker/Ameriphone, 1-800-874-3005. Si el equipo está causando daño a la red de teléfono, la compañía del teléfono puede solicitar que usted

desconecte el equipo hasta que se resuelve el problema.

Este equipo del teléfono no se piensa para ser reparado y no contiene ninguna pieza reparable. Abrir el equipo o cualquier tentativa de realizar reparaciones anulará la garantía. Para el servicio o reparaciones, llamada 1-800-874-3005.

La conexión al servicio de la línea de partido está conforme a tarifas del estado. Entre en contacto con a la comisión de la utilidad pública del estado, a la comisión del servicio público o a comisión de la corporación para la información.

Si su hogar ha atado con alambre especialmente el equipo del alarmer conectado con la línea telefónica, asegure la instalación de este equipo del teléfono no inhabilita su equipo del alarmer. Si usted tiene preguntas sobre qué inhabilitará el equipo del alarmer, consulte a su compañía del teléfono o a instalador cualificado.

Este equipo del teléfono es prótesis de oído compatible.

Teléfonos Cliente-Posei'dos De la Tarjeta De Coin/Credit:

Para conformarse con tarifas del estado, la compañía del teléfono debe ser dada la notificación antes de la conexión. En algunos estados, la comisión de la utilidad pública del estado, la comisión del servicio público o la comisión de la corporación deben dan la aprobación anterior de la conexión.

La parte 15 de FCC gobierna la información

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está conforme a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que

pueda causar la operación indeseada.

Su sistema de la notificación AM-6000 se ha probado y se ha encontrado para conformarse con los límites de un dispositivo digital de la clase B, conforme a la parte 15 de reglas de la FCC. Estos límites se diseñan para proporcionar la protección razonable contra interferencia dañosa en la instalación residencial.

Este equipo genera, las aplicaciones, y puede irradiar energía de la radiofrecuencia y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que interferencia no ocurrirá en una instalación particular; si este equipo causa interferencia dañosa a la radio o la recepción de televisión, que puede ser determinada girando el equipo apagado y, a le animan que intente corregir la interferencia por una de las medidas siguientes:

1. Donde puede ser hecho con seguridad, reoriente la televisión o la antena de recepción de la radio.
2. Al grado posible, vuelva a poner la televisión, la radio o el otro receptor con respecto al equipo del teléfono. (esto aumenta la separación entre el equipo del teléfono y el receptor.)
3. Conecte el equipo del teléfono en un enchufe en una diferencia del circuito de el con las cuales la televisión, la radio, o el otro receptor esté conectada.
4. Consulte al distribuidor o a técnico experimentado de radio/TV para la ayuda.

PRECAUCIÓN: Los cambios o las modificaciones no expresamente aprobadas por el fabricante responsable de conformidad podrían anular la autoridad de los usuarios para funcionar el equipo.

Especificaciones Técnicas De Canadá De la Industria

Este producto resuelve las especificaciones técnicas de Canadá de la industria aplicable.

Antes de instalar este equipo, los usuarios deben asegurarse de que es permitido ser conectado con las instalaciones de la compañía local de las telecomunicaciones. El equipo se debe también instalar usando un método aceptable de conexión. En algunos casos, los company's dentro del cableado asociado a un servicio individual de la sola línea pueden ser extendidos por medio de un montaje certificado del conector (cuerda de la extensión del teléfono). El cliente debe estar enterado que la conformidad con las condiciones antedichas puede no prevenir la degradación del servicio en algunas situaciones que el servicio individual puede ser extendido por medio de un montaje certificado del

conectador (cuerda de la extensión del teléfono). El cliente debe estar enterado que la conformidad con las condiciones antedichas puede no prevenir la degradación del servicio en algunas situaciones.

Al equipo certificado se deben reparar por una facilidad canadiense autorizada del mantenimiento señalada por el surtidor. Cualesquiera reparaciones o alteración hecha por el usuario a este equipo, o el equipo funciona incorrectamente, pueden dar a la compañía de las telecomunicaciones causa para solicitar al usuario desconectar el equipo.

Los usuarios deben asegurarse para su propia protección de que las conexiones de tierra eléctricas de la utilidad de energía, de las líneas telefónicas y del sistema metálico interno de la pipa de agua, si presente, estén conectadas juntas. Esta precaución puede ser particularmente importante en áreas rurales.

PRECAUCIÓN: Los usuarios no deben procurar hacer tales conexiones ellos mismos, sino deben entrar en contacto con la autoridad eléctrica apropiada de la inspección, o a electricista, como apropiado.

El número de equivalencia del campanero es una indicación del número máximo de los terminales permitidos ser conectado con un interfaz del teléfono. La terminación en un interfaz puede consistir en cualquier combinación del tema de los dispositivos solamente al requisito que la suma de los números de equivalencia del campanero de todos los dispositivos no excede de cinco.

El "IC" del término: antes de que el número de certification/registration signifique solamente que las especificaciones técnicas de Canadá de la industria fueron resueltas.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Issue Date: 09/12/2002

We:

Walker, a division of Plantronics
12082 Western Ave.
Garden Grove, CA 92841-2913

Declare that the product:

Description: Alerting Device

Model: AM

Bearing ACTA labeling identification number US:4B5RG08BAM
(Replaces FCC registration DWVUSA-73204-RG-N)
to which this declaration relates is in conformity with
the following standard/s:

Federal Communications Commission's 47 CFR Part 68

The Bases on which Conformity is being declared:

the Administrative Council on Terminal Attachments (ACTA)
adopted criteria:

TIA/EIA/IS-968 July 2001

Additional product information can be found on the Digital
Loggers website www.ameriphone.com
A copy of this statement can be found at www.sdoc.ws
Acknowledgment of this declaration can be found on the ACTA
Website www.part68.org

Related Labeling Information:

AC REN: 0.8B

Jack Type: USOC type RJ11

This mark first applied:

Name:


LYNDALL FAY

Title: VP Quality

Date:

9/5/02

Place of Issue:
Fremont Labs
42307 Osgood Rd Suite E
Fremont, CA USA 94539

Issued: 09/12/2002

El módem que forma el tema de esta guía es aprobado para el uso con los sistemas de las telecomunicaciones funcionados por British Telecommunications, mercurio o comunicaciones de Kingston de acuerdo con las condiciones en la instrucción para el uso. La sección siguiente proporciona la información estatutaria que se relaciona con esta aprobación.

Modelo No.: La unidad mencionada en esta guía como el aparato es el Ameriphone Alertmaster 2000/6000.

Tipo de circuitos: El aparato es aprobado para la conexión a los sistemas de las telecomunicaciones especificados en las instrucciones para el uso conforme a las condiciones precisadas en ellas. No es aprobado para el uso en un servicio compartido, sistema de portador 1+1, o pues una extensión a un teléfono de la paga.

Marca del origen: El aparato es fabricado en China por Ameriphone. Funciones: Indicador de la llamada para el sordo.

REN: El aparato tiene un REN de 1.

Explicación de REN: El equipo para el accesorio a la red de teléfono público se determina para determinar su "equivalencia del ringer" número (REN). El REN se relaciona con el funcionamiento del aparato cuando está utilizado conjuntamente con otros artículos de aparatos. El REN es una guía del cliente que indica aproximadamente el número máximo de artículos de los aparatos que se deben conectar simultáneamente con la línea.

Para determinar el número máximo de artículos de los aparatos que se deben conectar simultáneamente con una línea exclusiva, el REN total obtuvo sumando los valores de REN de cada uno de los artículos de los aparatos conectados con la línea exclusiva no debe exceder el valor del máximo REN de 4. Este valor incluye cualquier instrumento proporcionado BT cada uno de el cual se asuma para tener un valor de REN de 1,0 a menos que esté marcada de otra manera.

El aparato tiene un REN de 1 y el cuidado se debe tomar para no utilizarlo con el otro equipo del teléfono que daría lugar a una cifra más alta de 4 REN que son excedidos.

Debido a la extensión amplia de las características de sonido del detector, una garantía de la operación acertada en una instalación de los tipos mezclados de detectores de sonido no se puede dar por el surtidor. ¿Este aparato se ha aprobado para el uso con la indicación siguiente de facilities: *Ring -?Bed-coctelera y lámpara? Cualquier otro uso invalidará la aprobación del aparato si consecuentemente entonces deja de conformarse con el estándar contra el cual la aprobación fue concedida.

La conexión del aparato a una línea del intercambio o a la extensión del PBX está vía un zócalo modular de BT. Si esto no está ya disponible por favor utilice la forma en el final de este capítulo para solicitar uno de British Telecom si su PBX no fue instalado por British Telecom después entra en contacto con a su sostén autorizado.

Número de aprobación:

Esta aprobación

NS/3979/3/R/604668 se aplica al Ameriphone Alertmaster 2000/6000.

PRECAUCIÓN:

La aprobación de este aparato para la conexión a la red de teléfono pública de la centralita telefónica de British Telecom SE INVALIDA si el aparato conforme a ninguna modificación de ninguna manera material no es autorizado por BABT o si se utiliza con o está conectado con:

1. Software interno que no ha sido aceptado formalmente por BABT.
2. El software de control externo o el aparato externo del control que hace la operación del aparato o del equipo asociado de la disposición de llamada contravenir los requisitos del estándar precisó en BS6305.

Todo el aparato conectó con este aparato y de tal modo conectó directamente o indirectamente a British Telecom la red de teléfono cambiada pública debe ser aparato aprobado según lo definido en la sección 22 del acto de telecomunicaciones británico 1984.

Conector De la Lámpara De las Cañerías

Los 3-pernos zócalo del conector de 240 VAC están para la conexión a una lámpara doméstica de las cañerías 240Vac solamente. No puede ser utilizado para cualquier otro propósito. El grado máximo para esto es 300W.

Definición de un RBS

Un RBS, intercambio de rama relevante se define en BS6789:6.1 1986, sección 2,4. Hay también una guía estándar británica propuesta para un RBS para las líneas del PSTN.

GARANTÍA

Esta garantía se aplica solamente a los productos de Ameriphone que se compran y se utilizan en los Estados Unidos, el Canadá, o el reino unido.

AMERIPHONE autoriza el ALERTMASTER AM-6000 contra cualquier defecto en materiales o la ejecución para el período de un año a partir de la fecha de la compra.

Si su producto de Ameriphone es defectuoso y vuelto en el plazo de 30 días de la fecha de la compra, su distribuidor autorizado de Ameriphone lo substituirá en ninguna carga.

Si están vueltos después de 30 días pero en el plazo de un año a partir de la fecha de la compra, lo repararemos o substituiremos en ninguna carga. En la reparación de su Alertmaster AM-6000, podemos utilizar nuevas o reacondicionadas piezas de recambio. Si elegimos para substituir su AM-6000, podemos substituirlo por un producto nuevo o reacondicionado igual o del diseño similar. La reparación o el reemplazo será autorizada por 90 días o el tiempo restante en el período original de la garantía, cualquiera es más largo.

Las garantías implicadas, incluyendo las de la aptitud para un propósito y un merchantability particulares (una garantía no escrita que el producto está cabido para el uso ordinario), se limitan a un año a partir de la fecha de la compra. No pagaremos la pérdida de época, de inconveniencia, de pérdida de uso de su sistema de la notificación de Alertmaster AM-6000, o de

daños materiales causados por su sistema de la notificación de Alertmaster AM-6000 o su falta de trabajar, o ninguna otra daños fortuita o consecuente. Algunos estados no permiten limitaciones encendido cuánto tiempo una garantía implicada dura o la exclusión de daños fortuitos o consecuentes, así que las exclusiones o las limitaciones antedichas pueden no aplicarse a usted.

Para conseguir el servicio de la garantía para su sistema de la notificación de Alertmaster AM-6000, usted debe proporcionar la prueba de la fecha de la compra. En el plazo de 30 días de la fecha de la compra, vuelva su Alertmaster AM-6000 al lugar en donde usted lo compró para el reemplazo inmediato. Después de 30 días, llame Ameriphone en la voz 1-800-874-3005 o 1-800-772-2887 TTY/TDD para el centro de servicio autorizado más cercano usted. Usted debe pagar por adelantado todos los costes del envío. Le sugerimos excepto los materiales de empaquetado originales en el acontecimiento que usted necesita enviar el Alertmaster AM-6000. Al enviar para la reparación de la garantía, incluya su nombre, la dirección, el número de teléfono, la prueba de la fecha de la compra, y una descripción del problema. Después de reparar el producto, lo enviaremos de nuevo a usted en ningún coste dentro de los Estados Unidos.

Esta garantía no cubre defectos resultando de accidentes, de daño mientras que en tránsito a nuestra localización del servicio, de alteraciones, de la reparación desautorizada,

GARANTÍA

de la falta de seguir instrucciones, del uso erróneo, del uso fuera de los Estados Unidos, de Canadá, o del reino, del fuego, de la inundación, y de actos del dios unidos ni no nosotros autoriza el producto para ser compatible con ningún equipo particular del teléfono, línea de partido, sistemas de teléfono dominante o sistemas más sofisticada de la conmutación. Si su Alertmaster AM-6000 no es cubierto por esta garantía, llámenos en la voz 800-874-3005, equipo teleescritor 800-772-2889/TDD para el consejo si repararemos su Alertmaster el AM-6000 y la otra información de la reparación. Las piezas reparadas serán autorizadas por 90 días.

ÍNDICE

Alarmar.....	42
Unidad baja	39
Respaldo De la Batería	45
Reloj	40
Timbre.....	40
Ajuste del canal	50
Información Estatutaria BRITÁNICA ...	57
Instalación e instalado	39
Funciones de supervisión.....	41
Operaciones.....	41
Accesorios opcionales	47
Transmisor Audio Del Alarmar	47
Monitor Sano Del Bebé	47
Anunciador De la Puerta.....	48
Signaler Personal	47
Signaler Táctil Personal	47
Receptor Alejado	47
Conformidad Reguladora	51
Lista de comprobación del paquete ...	37
Paginación	42
Problemas - en caso de	
que de la dificultad	49
Reajuste	44
Garantía	60

ALERTMASTER™ AM-6000

Systeme d'avertissement sans fils



Manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ	65
INTRODUCTION	67
LISTE DES PIÈCES	68
CARACTÉRISTIQUES	69
INSTALLATION ET MISE EN MARCHÉ	
A. Appareil	70
B. Sonnette	70
C. Régler l'heure	70
FONCTIONNEMENT	
A. Fonctions de surveillance	71
B. Remise à zéro	74
C. Priorité de Notification	74
D. Horloge de Sécurité	74
E. Piles	76
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
A. Récepteur à distance	77
B. Avertisseur personnel	77
C. Avertisseur tactile personnel	77
D. Émetteur Alarme audio	78
E. Moniteur sons de bébés	78
F. Avertisseur de porte	78
EN CAS DE DIFFICULTÉS	79
INFORMATION SUR LA FCC	81
GARANTIE	82
INDEX	84

Lorsque vous utiliserez votre téléphone, suivez toujours les mesures de sécurité de base suivantes afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.

1. Lire et bien comprendre toutes les instructions. Se conformer à tous les avertissements et à toutes les instructions marqués sur l'appareil.
2. Pendant un orage électrique, ne pas utiliser de téléphone autre qu'un téléphone sans cordon. Il pourrait y avoir un léger risque de choc électrique.
3. Ne pas utiliser le téléphone près d'une fuite de gaz. Si vous croyez qu'il y a une fuite de gaz, signalez celle-ci immédiatement en utilisant un téléphone qui ne se trouve pas à proximité de la fuite de gaz.
4. Ne pas utiliser le produit dans un endroit humide ou lorsque vous êtes mouillé. Par exemple, ne pas l'utiliser sous la douche, près d'une piscine, d'une baignoire, d'un lavabo de cuisine ou de salle de lavage, ni dans un sous-sol humide. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou en aérosol. Si un liquide quelconque est renversé sur l'appareil, débranchez la prise téléphonique et le cordon d'alimentation immédiatement. Ne pas le brancher de nouveau avant qu'il soit complètement sec.
5. Ne pas placer cet appareil dans un endroit où les cordons risquent d'être piétinés. Protéger les cordons de tout dommage ou frottement.
6. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, lire la section "En cas de difficultés". Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème ou si l'appareil est endommagé, reportez-vous à la garantie d'Ameriphone. Ne pas ouvrir l'appareil sauf pour suivre les instructions contenues dans ce manuel. L'ouverture et l'assemblage de l'appareil peuvent exposer l'utilisateur à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. L'ouverture de l'appareil entraîne automatiquement l'annulation de la garantie.
7. Débrancher l'appareil de la prise murale et confier toute réparation à un technicien qualifié dans les conditions suivantes:
 - A. Si un liquide a été renversé sur l'appareil.
 - B. Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité.
 - C. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement quand les instructions d'utilisation sont respectées, ne faites que les ajustements qui sont expliqués dans ce manuel d'utilisation car vous pourriez l'endommager davantage.
 - D. Si l'appareil a été échappé ou s'il semble être endommagé.
 - E. Si le rendement de l'appareil est nettement réduit.

**RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À
L'INTENTION DES UTILISATEURS CANADIENS**

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LA SÉCURITÉ

AVIS: L'étiquette du ministère des Communications du Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme à certaines normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications. Le ministère ne garantit pas toutefois que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer le présent matériel, l'utilisateur doit s'assurer qu'il est permis de le raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunications. Le matériel doit également être installé selon une méthode de raccordement approuvée. L'abonné ne doit pas oublier que malgré le respect des conditions énoncées cidessus, il se peut qu'il y ait dégradation du service dans certaines situations. Le matériel homologué doit être réparé par un centre d'entretien canadien autorisé désigné par le fournisseur. La compagnie de télécommunications se réserve le droit de demander à un utilisateur de débrancher un appareil s'il a effectué des réparations ou des modifications ou si l'appareil fonctionne mal.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau

métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

MISE EN GARDE: L'utilisateur ne doit pas tenter de faire les raccordements de mise à la terre lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection des installations électriques ou à un électricien, le plus tôt possible.

AVIS: Le facteur de charge attribué à chaque appareil permet de déterminer le nombre total de téléphones pouvant être raccordés à une même ligne. Pour éviter les surcharges, la somme des facteurs de charge des appareils raccordés à la ligne ne doit pas dépasser 100, quel que soit le modèle utilisé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le nouveau ALERTMASTER AM-6000 d'AMERIPHONE. Cet appareil a été conçu pour répondre aux normes de qualité les plus élevées afin que vous puissiez l'utiliser sans problème pendant des années.

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser votre système d'avertissement. Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Veuillez conserver votre reçu de caisse comme preuve d'achat pour tout service couvert par la garantie.


Si vous avez des questions au sujet de votre Alertmaster AM-6000, téléphonez à notre Service à la clientèle au (714) 897-1111 (TTY) ou au (714) 897-0808 (VOIX).

LISTE DES PIÈCES


Assurez-vous que toutes les pièces suivantes se trouvent bien dans la boîte de votre ALERTMASTER AM-6000:



Appareil de secousses



Appareil Alertmaster AM-6000
(boîtier et console)



Sonnette



Cordons modulaires

Fig.1- Appareil ALERTMASTER AM-6000, appareil de secousses, cordons modulaires, sonnette, manuel d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES




Fig. 2 - Caractéristiques d'ALERTMASTER AM-6000

INSTALLATION

L'endroit idéal pour installer votre appareil est votre chambre à coucher. Ne pas placer l'Alertmaster ou toute pièce se rapportant à votre appareil sur une surface en métal, un ordinateur, une télévision, un four à micro-ondes ou près de ces appareils ou dans tout autre endroit où se trouve un appareil électronique qui pourrait causer des parasites dans la réception de votre système sans fils.

A. Appareil




Fig. 3 - Installation de l'appareil de secousses, du téléphone, de la lampe et du boîtier.

B. Sonnette




Fig. 4 - Installation de la sonnette sur le côté extérieur de la porte.

C. Régler l'heure


1. Appuyez en même temps sur les boutons Time et Hour (ou Minute) pour changer le réglage de l'heure.
2. Appuyez sur le bouton Alarm pour vérifier le réglage du réveil matin.
3. Appuyez sur les boutons Alarm et Hour (ou Minute) pour changer le réglage de l'heure du réveil matin.
4. Utilisez le sélecteur du réveil matin pour mettre l'appareil à ON ou à OFF.

A. Fonctions de surveillance

La console de votre appareil comporte six voyants, un pour chaque fonction d'avertissement d'Alertmaster AM-6000. Pour utiliser certaines de ces fonctions, il vous faudra acheter un accessoire optionnel.

Chaque fois que votre système d'avertissement sera activé par une de ces fonctions, (sauf le réveil-matin), la lampe et l'appareil de secousses seront également activés. Ils s'arrêteront et se remettront à zéro après 24 secondes ou si vous utilisez la commande de remise à zéro (RESET) sur la console pour l'arrêter et le remettre à zéro. La lampe clignote de façon différente selon la fonction.


1. Téléphone



Le voyant du téléphone s'allume lorsque le téléphone sonne. La lampe sera allumée pendant deux secondes et éteinte pendant quatre secondes, de façon répétitive.

Lorsque vous répondez au téléphone, vous remettez automatiquement à zéro le voyant du téléphone et tous les systèmes Alertmaster que vous avez dans votre maison.

2. Porte



Le voyant de la sonnette de la porte s'allume lorsque quelqu'un sonne à

la porte. La lampe sera allumée pendant deux secondes et éteinte pendant deux secondes, de façon répétitive. Cette fonction peut aussi être activée par le signal qu'envoie l'avertisseur de porte, modèle AM-DX (optionnel).


3. Horloge

Le voyant de l'horloge s'allume lorsque le réveil-matin est activé. L'appareil de secousses vibrera et la lampe s'allumera pendant une seconde et s'éteindra pendant deux secondes, de façon répétitive jusqu'à ce qu'il soit remis à zéro.

Bouton Alarm/Snooze

Lorsque le réveil se déclenche, l'appareil de secousses se met à vibrer et la lampe se met à clignoter pendant 24 secondes, ou jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton **LAMP CONTROL/ RESET**. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l'appareil de secousses et la lampe s'éteignent immédiatement, puis se mettent à nouveau en marche environ 5


minutes plus tard. Ce scénario sera répété 16 fois, ou jusqu'à ce que le bouton **ALARM/ PAGE** soit ajusté sur la position **OFF**.



Avertisseur (Pager)

Lorsque que le bouton **ALARM/ PAGE** est réglé sur **PAGE**, cela active l'unité de base ainsi que tous les récepteurs ou signalisateurs personnels situés à 80 pieds. Pour répéter le page, réglez le bouton **ALARM/ PAGE** sur **PAGE** à nouveau, momentanément.

4. Sons




Faites glisser le sélecteur du Microphone (**MIC**) **ON**. Le voyant des sons s'allume lorsque le microphone intégré dans votre appareil détecte dans la pièce des sons continus pendant douze secondes ou plus. La lampe s'allume pendant une seconde et s'éteint pendant une seconde, de façon répétitive. Cette fonction est aussi activée par un signal provenant du Moniteur sons de bébés (modèle AM-BX).

Note: Le microphone intégré reste allumé lorsque le bouton **MIC** est réglé sur la position ST (Security Timer = Horloge de sécurité). Voir page 7 pour plus de détails.

Vous devez acheter l'émetteur Alarme audio (modèle AM-AX) d'Ameriphone pour utiliser cette fonction. Lorsqu'un signal est reçu par l'émetteur Alarme audio, le voyant s'allume et la lampe s'allume pendant une seconde et s'éteint pendant une seconde, de façon répétitive.

5. Alarme



B. Remise à zéro

Si vous avez plusieurs composants du système Alertmaster (tels que le AM-6000, AM-100, AM-RX2 et les accessoires), vous pouvez économiser du temps en remettant à zéro toutes les unités depuis le AM-60000. Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons **LAMP CONTROL/RESET** et **SECURITY TIMER**.

C. Priorité de Notification

Si le système Alertmaster reçoit deux signaux de notification en même temps, votre Alertmaster vous notifiera des signaux par ordre de priorité. Par exemple, si le système reçoit un signal du détecteur de mouvements juste après que le téléphone sonne, l'indicateur changera du voyant **PHONE** au voyant **SENSOR**. La priorité de chaque notification a été établie comme tel:

1. Remise à zéro de toutes les unités
2. Alarme
3. Détecteur de bébé
4. Bruit
5. Téléphone
6. Porte (sonnette)
7. Avertisseur
8. Réveil matin
9. Horloge de sécurité

D. Horloge de Sécurité

Cette fonction permet qu'une lampe connectée à votre Alertmaster, de s'allumer et de s'éteindre d'elle-même tous les soirs à des heures pré-programmées. Ainsi, la lumière s'allume et s'éteint automatiquement comme si vous étiez à la maison. La lampe s'allumera et s'éteindra tous les soirs à des heures légèrement différentes, pour que ce ne soit pas évident que c'est une horloge et non pas vous qui allumez cette lampe.

FONCTIONNEMENT

Pour activer cette fonction:

1. Régler le bouton **MIC** sur **ST**.

La lampe s'allumera automatiquement tous les soirs vers 5:00 PM et s'éteindra vers 11:00 PM. Pour confirmer cette programmation, l'horloge clignote une fois toutes les 5 secondes

a: Si vous voulez que la lampe s'allume à 6:00PM, appuyez sur **SECURITY TIMER** deux fois pendant 2 secondes minimum. Pour confirmer cette programmation, l'horloge clignote deux fois toutes les 5 secondes

b: Si vous voulez que la lampe s'allume à 7:00PM, appuyez sur **SECURITY TIMER** trois fois pendant 2 secondes minimum. Pour confirmer cette programmation, l'horloge clignote 3 fois toutes les 5 secondes.

c: Pour retourner à la programmation à 5:00 PM, appuyez sur **SECURITY TIMER** une fois pendant 2 secondes minimum. Pour confirmer

cette programmation, l'horloge clignote une fois toutes les 5 secondes

d: Si vous êtes à la maison et que vous voulez éteindre l'horloge de sécurité pour la soirée, appuyez sur **LAMP CONTROL/RESET** pendant plus de 2 secondes. L'horloge reprendra son activité normale le soir suivant.

Note: Le microphone reste allumé lorsque le bouton MIC est réglé sur **ST**.

2. Pour éteindre l'horloge de sécurité, réglez le bouton **MIC** sur **ON** ou **OFF**.

E. Piles

En cas de panne d'électricité, le Alertmaster AM-6000 fonctionne à l'aide de dix piles «AA» rechargeables au nickel cadmium (non comprises). **NE PAS UTILISER DES PILES ORDINAIRES.** Les piles permettront de faire fonctionner la console et l'appareil de secousses mais non la lampe qui y est branchée. L'horloge n'affichera pas l'heure lorsque votre appareil fonctionne à l'aide des piles mais elle la conservera.

Ne brûlez pas et ne percez pas les piles. Comme toutes les piles de ce type, si vous les brûlez ou percez, elles peuvent couler une substance toxique qui cause de sérieux problèmes de santé. Ne les jetez pas dans une poubelle de la maison. Si vous souhaitez des informations sur le recyclage des piles ou comment les jeter, consultez l'organisme local qui s'occupe de collecter les débris.

L'émetteur de la sonnette fonctionne à l'aide d'une pile «AA» ordinaire (comprise). Elle dure environ de 6 à 12 mois et peut être testée en vérifiant si le voyant d'alimentation rouge s'allume lorsqu'on appuie sur la sonnette. Si le voyant d'alimentation est faible ou éteint, remplacez la pile.

L'ALERTMASTER AM-6000 est conçu pour fonctionner avec des émetteurs et des récepteurs sans fils et à distance optionnels et vendus séparément.

A. Récepteur à distance (AM-RX2)



Branchez le récepteur dans une prise pour adaptateur secteur et branchez une lampe dans ce récepteur. Vous recevrez un avertissement peu importe où est placé le récepteur - dans la cuisine, le salon, le garage, la salle de bain, etc. Il fonctionne jusqu'à 80 pieds (environ 25 mètres) de la console de votre ALERTMASTER AM-6000

B. Avertisseur personnel (AM-PX)



Portez ce léger récepteur à votre ceinture n'importe où dans la maison et vous serez averti de toute activité dans la maison. Il a une portée de 80 pieds (environ 25 mètres) et une console miniature avec voyants. Il vous avertit également à l'aide d'une vibration différente pour chacune des fonctions.

C. Avertisseur tactile personnel (AM-PXB)



Semblable au modèle AM-PX avec en plus un bouton pour les gens qui sont à la fois malentendants et aveugles.

D. Émetteur Alarme audio (AM-AX)



Placez cet émetteur près de n'im porte quelle alarme audio pour être averti lorsque l'alarme

est activée. Il active la fonction Alarm du système Alertmaster et possède une portée jusqu'à 80 pieds (environ 25 mètres).

E. Moniteur sons de bébés (AM-BX)



Placez ce moniteur près de votre enfant et il émettra un signal au système Alertmaster lorsque votre bébé pleure.

F. Avertisseur de porte (AM-DX)



Placez l'avertisseur de porte près de votre sonnette ou de votre interphone. Il émettra un signal qui activera

la fonction Door du système Alertmaster jusqu'à une distance de 80 pieds (environ 25 mètres). Idéal pour appartements ou condominiums possédant une porte ou une entrée commune sécuritaire.

EN CAS DE DIFFICULTÉS

Si votre système d'avertissement Alertmaster venait à mal fonctionner, consulter le guide de dépannage suivant. Assurez-vous qu'aucune composante de votre Alertmaster n'est placée sur une surface de métal ou un appareil électronique ni près de ceux-ci. Au cas où le problème persisterait, communiquez avec Ameriphone ou avec votre détaillant autorisé pour obtenir de l'aide.

PROBLÈMES	CAUSES ET SOLUTIONS
Le bouton de contrôle de la lampe ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas allumé la lampe avant de la brancher dans votre appareil. Assurez-vous de bien allumer la lampe. Remplacez l'ampoule si nécessaire.
Le téléphone sonne mais la lampe ne clignote pas.	Vérifiez tous les raccordements téléphoniques. Assurez-vous que vous pouvez allumer ou éteindre la lampe à l'aide du bouton de contrôle de la lampe.
Le réveil-matin ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas mis en marche le réveil-matin. Positionnez le bouton à ON .
L'appareil de secousses ne vibre pas.	L'appareil de secousses n'est pas branché. Branchez-le. Enroulez le fil une fois autour de la boucle de plastique pour éviter qu'il ne soit débranché par accident.
Votre système n'est pas activé par les bruits dans la pièce.	Le bouton est positionné à OFF . Placez-le à la position ON . Les sons doivent être continus pendant 12 secondes afin que l'avertisseur de bruits soit activé.
La lampe clignote constamment, même après avoir appuyé sur le bouton de remise à zéro.	Il y a un bruit constant dans la pièce, et la fonction «Sound» est à ON . Positionnez le bouton à OFF .
La sonnette ne fonctionne pas.	Les piles ne fonctionnent plus. Appuyez sur le bouton de la sonnette, le voyant rouge du couvercle devrait s'allumer. S'il ne s'allume pas, les piles doivent être remplacées. Si les piles sont pleinement chargées, les boutons à bascule sont peut-être mal réglés. Voir la section "Réglage de la fréquence" à la page 13.

Réglage de la fréquence

Le système Alertmaster utilise certains signaux radio spéciaux pour la communication entre la console et les accessoires. Pour que les accessoires (Annonceur de porte, Moniteur sons de bébé, Émetteur Alarme audio, Détecteur de mouvements) puissent activer l'appareil, ils doivent tous être réglés sur la même fréquence. Un «bouton à bascule» est utilisé pour choisir la fréquence.

Votre système et tous ses accessoires ont déjà été réglés à l'usine selon une fréquence standard. Dans des conditions normales d'utilisation, il n'est pas nécessaire de procéder à des rajustements.

Si des parasites se produisent dans la réception de votre appareil et que celui-ci s'active de lui-même et sans raison évidente, il se pourrait qu'il soit activé par un système dans votre voisinage.

S'il se produit des parasites en raison d'un autre Système d'avertissement Alertmaster ou d'un autre appareil sans fils, changez la fréquence de toutes les composantes.

1. Localisez le bouton à bascule sous la console de votre AM-6000 (il s'agit d'un bouton à quatre positions).

2. Ouvrez le compartiment pour piles de la sonnette (il s'agit d'un bouton à quatre positions).
3. Changez la position de chacun des boutons sur les deux appareils à l'aide d'un stylo à bille. Pour que votre système fonctionne correctement, il faut que les composantes soient réglées sur la même fréquence. Voir fig. 5.
4. Changez la fréquence de chacun de vos accessoires (Récepteur à distance, Émetteur Alarme audio, Moniteur sons de bébé, etc.) pour qu'elle corresponde à la nouvelle fréquence.
5. Remplacez tous les couvercles des compartiments pour piles et remettez les accessoires à leur place.




Fig. 5 - Réglage de la fréquence

Le ALERTMASTER AM-6000 est conforme aux normes du paragraphe 68 des règlements de la Federal Communications Commission (FCC) et a obtenu l'approbation de cette commission pour être branché directement aux lignes téléphoniques. Le numéro d'enregistrement ainsi que le «Ringer Equivalence Number» de votre appareil sont indiqués au bas du socle de votre appareil.

Numéro d'enregistrement à la FCC:

DWVUSA-73204-RG-N
Ringer Equivalence Number
0.3A, 0.8B

En vertu des règlements de la FCC, votre compagnie de téléphone locale est tenue de vous permettre de brancher dans ses prises de téléphone vos appareils téléphoniques enregistrés auprès de la FCC. Avant de brancher votre Alertmaster AM-6000 dans la prise téléphonique, vous devez fournir à votre compagnie de téléphone les renseignements ci-dessus. Ces

renseignements lui permettront de continuer à assurer les meilleures services possibles.

Alertmaster AM-6000 utilise un émetteur et un récepteur approuvé en vertu de l'article 15 de la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer de parasites dangereux;
2. cet appareil doit pouvoir accepter tous parasites, y compris les parasites qui peuvent causer un problème de fonctionnement.

GARANTIE

Cette garantie s'applique seulement aux appareils Ameriphone achetés et utilisés aux États-Unis et au Canada.

Ameriphone garantit le ALERTMASTER AM-6000 contre tous défauts dans les matières premières et la fabrication pendant l'année suivant la date d'achat. Si vous achetez notre garantie prolongée, la même garantie s'applique pour toute la période visée par la garantie prolongée.

Si votre appareil Ameriphone est défectueux et que vous le retournez dans les 30 jours suivant la date d'achat, votre détaillant Ameriphone autorisé le remplacera sans frais.

Si vous le retournez après 30 jours mais au cours de l'année suivant la date d'achat, il sera réparé ou remplacé sans frais. Des pièces neuves ou des pièces remises à neuf peuvent être utilisées pour la réparation. Si nous choisissons de remplacer votre appareil AM-6000, il se peut que ce soit par un appareil neuf ou remis à neuf du même modèle ou d'un modèle semblable. La réparation ou le remplacement sera garanti pour une période de 90 jours ou pour la période non écoulée de la

garantie originale, si celle-ci dépasse 90 jours.

Les garanties implicites qui s'appliquent, y compris celles touchant des appareils conçus pour un usage particulier et la valeur marchande (une garantie non écrite selon laquelle le produit est fabriqué pour un usage ordinaire) se limitent à une période d'un an suivant la date d'achat. Nous ne débourserez aucun frais entraîné par les pertes de temps, les inconvénients, l'impossibilité d'utiliser votre Alertmaster AM-6000 ni pour les dommages causés à la propriété par votre Alertmaster AM-6000 ou par son mauvais fonctionnement ou pour tous autres dommages accessoires ou indirects. La limitation de la durée de la

garantie implicite ou l'exclusion des dommages accessoires ou indirects ne s'appliquent pas à certains États; par conséquent, cette limitation ou cette exclusion peut ne pas s'appliquer dans votre cas.

Pour toutes réparations ou service couverts par la garantie, joindre une preuve de la date d'achat. Dans les 30 premiers jours suivant la date d'achat, retournez votre Alertmaster

GARANTIE

AM-6000 au détaillant auprès de qui vous l'avez acheté, qui vous le remplacera immédiatement. Après 30 jours, téléphonez à Ameriphone au numéro suivant: 1-714-897-1111 voix/ 1-714-897-0808 TTY/TDD pour connaître l'adresse du centre de service le plus près de chez vous. Vous devez payer à l'avance les frais de transport. Nous vous suggérons de conserver l'emballage original au cas où vous auriez à le retourner. Lorsque vous retournez un appareil, inscrivez votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Ajoutez la preuve de la date d'achat et une description détaillée de la défectuosité. Nous vous retournerons l'appareil réparé sans frais aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, les dommages causés en transit, ceux provenant de modifications ou d'une réparation par un détaillant non autorisé, d'un défaut de suivre les instructions, d'un usage impropre, d'un usage hors des États-Unis ou du Canada, d'un incendie, d'une inondation ou d'une catastrophe quelconque. Nous ne garantissons pas que ce produit est compatible avec tout système téléphonique

particulier ou plus perfectionné. Si votre appareil AMERIPHONE n'est pas couvert par cette garantie, téléphonez-nous au numéro suivant 1-714-897-1111 (TTY) ou au 1-714-897-0808 (voix) pour obtenir des conseils concernant la réparation de votre appareil. Les pièces réparées sont couvertes par une garantie de 90 jours.

INDEX

Alarme.....	73
Unité centrale.....	69
Piles.....	76
Horloge.....	72
Sonnette.....	70
Réglage de la fréquence.....	80
Information Sur LA FCC.....	81
Installation.....	70
Fonctions de surveillance.....	71
Fonctionnement.....	71
Accessoires optionnels.....	78
Émetteur Alarme audio.....	78
Moniteur Sain De Bébé.....	78
Avertisseur de porte.....	78
Avertisseur personnel.....	77
Avertisseur tactile personnel.....	77
Récepteur à distance.....	77
Renseignements importants	
sur LA Sécurité.....	65
Liste des pièces.....	67
Régler l'heure.....	70
En cas de difficultés.....	79
Remise à zéro.....	74
Garantie.....	82