


**Digital Thermometer
with Lighted Display**



GRACO®

OWNER'S MANUAL

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

©2010 Graco PD135573A 3/10

WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **WARNING:** This product is not a toy.
- **DO NOT** immerse any part of the Thermometer in water.
- **DO NOT** place unit near water and moisture. Do not use the Thermometer outdoors. Do not use the Thermometer near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.
- **Keep Thermometer away from heat sources**, such as fireplaces, radiators, stoves, and TVs or other appliances. Heat can damage the case or electrical parts.

- **DO NOT** use the Thermometer if:
 - It has been exposed to liquids.
 - It has been dropped or is damaged.

- **DO NOT OPEN THE THERMOMETER.**

No user-serviceable parts inside.

- Do not drop the thermometer!
Protect it from severe impact and shock.

FOR SAFE BATTERY USE:

Keep the battery out of children's reach. Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in backwards) or if battery is not replaced or recharged at the same time.

Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type.

Discard leaky battery immediately. Leaky battery can cause skin burns or other personal injury. When discarding battery, be sure to dispose of them in the proper manner, according to your state and local regulations.

Remove battery before storing product for a prolonged period of time. Battery left in the unit may leak and cause damage.

Recommended type battery—
1 disposable, size CR1225 3-volt lithium battery. Change battery when product ceases to operate satisfactorily.



⚠️ WARNING

Modifications not authorized by the manufacturer may void user's authority to operate this device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INTRODUCTION

IMPORTANT: The use of this thermometer should not replace a visit to your doctor. It is recommended that you advise your doctor any time a temperature is above 99.5°F (37.5°C.)



ORAL, RECTAL, AND AXILLARY (UNDERARM) TEMPERATURE RANGES

Normal body temperature varies from person to person and depends on factors such as age, gender, physical activity, environmental temperature, and time of day. Normal oral temperatures may range from 95.9°F (35.5°C) to 99.5°F (37.5°C). An oral temperature can also be as much as 0.9°F (0.5°C) lower than a rectal reading and 0.9°F (0.5°C) higher than an axillary reading.

When using after a bath:

- If reading is lower than 89.6°F (32.0°C) the LCD will display 4 dashed lines **A**.
- If reading is higher than 109.3°F (42.9°C) the LCD will display an "H" **B**.




- If temperature is higher than 99.5°C (37.5°C), you will hear 10 beeps and the LCD will flash, letting the user know that a fever has been detected.
- Wait 30 minutes after physical exercise, bathing, eating, or drinking before taking a temperature reading.
- Do not expose the thermometer to extreme temperatures, direct sunlight, dust, or electricity.

BATTERY INSTALLATION

The thermometer includes one CR1225 3-volt lithium battery already installed. The approximate life of this battery is 3 years. When the low battery symbol (⊠) appears on the LCD, follow these instructions for changing the battery.

1. Use a coin to open battery cover from the back of the thermometer ①-②.
2. Remove the battery using a non-metallic tool and discard immediately ③.
3. Install a new CR1225 3-volt lithium battery with the positive side (+) facing up ④.
4. Replace the battery cover ⑤.




IMPORTANT: Only use a CR1225 3-volt lithium battery. Use of another type of battery may present a risk of fire. The battery may explode if it is handled improperly. Do not recharge, disassemble, heat the battery above 212°F (100°C), or incinerate. Dispose of all used batteries in the appropriate way.

INSTRUCTIONS

For First Time Use

Please follow these instructions to insure the most accurate reading possible.

Remove and discard the protective cover on the front of the thermometer.



How to use:


1. The thermometer default measurement scale is Fahrenheit (F). To change the scale to Celsius (C), press the power button and hold until the current scale setting appears. Release and press the power button again to change the measurement scale. After 3 seconds the thermometer will enter the "ready for measuring" mode automatically.



To select your preferred mode:

2. Turn off the thermometer. Press the Mode button and release. Cycle through the 4 modes by pressing the Mode button until you find your preferred mode.

Each mode will point to a different body part and the stand by icon will display the full body as shown below. After 8 seconds the thermometer will enter the “ready for measuring mode automatically, or you can turn off the thermometer and turn it back on again and you will hear a beep, the thermometer will flash all of the display icons.



NOTE: After the first use, the prior reading and a figure indicating the last measurement method will automatically appear for 2 seconds. Each time you turn the thermometer on, it will automatically default to the same method as the prior reading.



For Oral Measurement




The thermometer is ready to use when the body part symbol is flashing.

Keep your mouth closed for 5 minutes before taking the temperature. Place the tip under the tongue at the back of the mouth. For the most accurate read, place the tip as far back under the tongue as possible. Press the tongue down over the tip, and close your mouth. Hold the thermometer steady keeping the tip in the same position for 5 seconds. After approximately 5 seconds you will hear a five short beeps indicating the measurement is complete.

- (3 X “bi-bi-bi”) Temperature is higher than 42.9°C.
- (10 X “bi-bi-bi-bi”) Fever is detected.

NOTE: If the tip is not placed in the proper position, the temperature reading can be as much as 1.2°F (0.7°C) lower than one taken in the correct position.


- ✓ = correct areas
- X = incorrect areas




For Axillary (Underarm) Measurement




The thermometer is ready to use when the body part symbol is flashing.



Press the Mode button until you see the Axillary measurement icon. Once the icon is showing, allow the thermometer to stay idle for 8 seconds before taking a measurement.



Make sure the underarm is dry and there is no material between the side and the arm. Hold the arm close to the side for 5 minutes before taking a temperature reading. Point the thermometer upward and place the tip well in the underarm.



Hold the thermometer with the tip slightly bent and the arm firmly pressed against the side for approximately 10 seconds. You will hear a 5 beeps when the temperature reading is complete.


For Rectal Measurement



The thermometer is ready to use when the body part symbol is flashing.

Lubricate the tip of the thermometer with a water-soluble jelly for easier insertion.

Press the Mode button until you see the rectal measurement icon. Once the icon is showing, allow the thermometer to stay idle for 8 seconds before taking a measurement.



Gently slide the tip no more than 3/4 inch (19 mm) into the rectum. DO NOT push thermometer past the over-insertion marker.



Hold the thermometer in place for 5 seconds. After approximately 5 seconds you will hear five short beeps, indicating the measurement is complete. If you want to use the thermometer in another mode after using it rectally, be sure to clean it very thoroughly with isopropyl alcohol.

NOTE: If you detect any resistance when inserting the thermometer, stop immediately.

Stand by Icon



This is a non use mode. When you reach this symbol, you have cycled through all the modes available. Press the Mode button again until you have reached your preferred mode.

3. Turn off the thermometer after use by pressing the Power button. If you forget to turn it off it will automatically shut off after 3 minutes.



4. Clean the tip with isopropyl alcohol before and after each use.

5. Replace the protective cover after each use and keep it on when storing the thermometer.

NOTE:

- Do not immerse the thermometer in water.




MEMORY FUNCTION

Using the Memory function

With the thermometer turned off, press and hold the Mode button for at least 5 seconds until the "M" icon appears on the LCD display.

Pressing the Mode button again will provide you with the last temperature reading followed by a beep. If you continue to press on the Mode button, you can cycle through, up to 10 readings. Each reading will display a number from M0 to M9.

NOTE: To turn off, press the Power button or leave thermometer idle for about 3 minutes.



CARE AND CLEANING

1. The thermometer is a delicate electronic device. Although the probe can be cleaned with isopropyl alcohol, the body of the thermometer should never be submerged in water or any other liquid.

2. Clean the probe with a cotton swab moistened with isopropyl alcohol after every measurement and before each use. Clean the body of the thermometer with a soft dry cloth. Never use an abrasive.



3. Avoid touching the probe with your fingers.






4. Do not expose the thermometer to direct sunlight.

5. Do not disassemble the thermometer.

6. Use only a CR1225 3-volt lithium battery.

This thermometer is not a toy. Do not allow children to play with it. Keep out of reach of children when not in use.

TROUBLESHOOTING

Display	Possible Cause	Solution
	When using after a bath: Measured temperature is too high 109.3°F (42.9°C),	Take a new reading and wait for the beep before removing the thermometer.
	When using after a bath: If reading is lower than 89.6°F (32.0°C)	Take a new reading and wait for the beep before removing the thermometer.
	The thermometer needs to be reset or the battery should be replaced.	Reset the thermometer by removing and reinstalling the same battery; replace the battery with a new one; call customer service.
	Unstable temperature reading.	Take a new measurement while holding the thermometer in a stable position.
	When the low battery symbol (☒) appears on the LCD,	Replace old battery with a new one immediately.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- For home use only
- Temperature readings are to the nearest 0.1°F/C
- Temperature measurement range: 89.6°F-109.3°F (32.0°C-42.9°C)
- Operating temperature range: 50°F-104°F (10°C-40°C)
- Storage Environment: -25 °C to 60°C, humidity of 15 % to 95 % (noncondensing)
- Requires one CR1225 3-volt lithium battery (included)

Applied Standards and Approvals

Device standard: Device corresponds to the requirements of the standard for electronic thermometers ASTM E 1112 - 98 (Accuracy).

Electromagnetic Compatibility: Device fulfills the stipulations of the standard IEC 60601-1-2.

Replacement Parts Warranty Information (USA)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

Graco Children's Products
3 Glenlake Parkway
Atlanta, GA 30328

www.gracobaby.com
or
1-800-345-4109


Product Registration (USA)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at

www.gracobaby.com/productregistration.

We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.

**Termómetro digital
con pantalla iluminada**



GRACO®

MANUAL DEL PROPIETARIO

GUARDE LAS INSTRUCCIONES
PARA USO FUTURO.

©2010 Graco PD135573A 3/10

ADVERTENCIA

Si no obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje podría resultar en lesiones serias o la muerte.

- **ADVERTENCIA:** Este producto no es un juguete.
- **NO** sumerja ninguna parte del Termómetro en agua.
- **NO** ponga el termómetro cerca del agua o humedad. No use el Termómetro a la intemperie. No use el Termómetro cerca de posibles lugares húmedos, tales como una bañera, ducha, lavadero, fregadero, lavarropa, piscina, sótano húmedo, etc.
- **Mantenga el Termómetro lejos de fuentes de calor**, tales como estufas a leña, radiadores, cocinas y televisores u otros aparatos. El calor puede dañar la caja o piezas eléctricas.

- **NO** use el termómetro del Termómetro si:

- Ha entrado en contacto con líquidos.
- Se ha caído o ha resultado dañada.

- **NO ABRA EL Termómetro.**

No hay partes que el usuario pueda arreglar en el interior.

- ¡No deje caer el termómetro!
Protéjalo contra impactos y choques severos.

PARA UN USO SEGURO DE LA PILA:

Mantenga la pila fuera del alcance de los niños.

Cualquier pila puede perder ácido si se mezcla con un tipo de pila diferente, si se la coloca de manera incorrecta (puesta al revés) o si todas las pilas no se cambian o recargan al mismo tiempo.

Cualquier pila puede perder ácido o explotar si se la desecha en el fuego o se trata de cargar una pila que no debe ser recargada. Nunca recarga una pila de un tipo en un cargador hecho para una pila de otro tipo.

Deseche inmediatamente la pila que pierden. La pila con pérdidas pueden causar quemaduras en la piel u otras lesiones personales. Cuando desecha la pila, asegúrese de desecharla de la manera correcta, según las disposiciones locales y de su estado.

Saque la pila antes de guardar el producto durante un largo período de tiempo. La pila que quede en el termómetro puede perder y causar daños.

Tipo recomendado de pila- 1 pila desechable de litio de 3 voltios, tamaño CR1225. Cambie las pilas cuando el producto deje de funcionar satisfactoriamente.



⚠️ ADVERTENCIA

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante podrían cancelar la autoridad del usuario para usar este dispositivo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las normas de la FCC.

Se han establecido estos límites para proporcionar una protección razonable contra la interferencia peligrosa en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá la interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:


- Vuelva a orientar o ubicar la antena del receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al circuito en el que está conectado el receptor.
- Consulte al vendedor o a un técnico experimentado de radio y televisión para recibir ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no debería causar interferencia peligrosa, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

INTRODUCCIÓN

IMPORTANTE: El uso de este termómetro no debe reemplazar una visita a su médico. Se recomienda que informe a su médico cuando la temperatura esté por encima de los 99.5 °F (37,5 °C).



VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA ORAL, RECTAL Y EN LA AXILA (DEBAJO DE LOS BRAZOS)

La temperatura normal del cuerpo varía de una persona a otra y depende de factores tales como la edad, el sexo, la actividad física, la temperatura ambiental y la hora del día. Las temperaturas normales orales pueden variar entre 95,9°F (35,5°C) a 99,5°F (37,5°C). La temperatura oral también puede ser un 0,9°F (0,5°C) más baja que una lectura rectal y un 0,9°F (0,5°C) más alta que una lectura en las axilas.

Cuando lo usa después de bañarse:

- Si la lectura es más baja que 89,6 °F (32,0 °C) la pantalla de cristal líquido mostrará 4 guiones **A**.



- Si la lectura es más alta que 109,3 °F (42,9 °C) la pantalla de cristal líquido mostrará una "H" **B**.




- Si la temperatura es más alta que $99,5^{\circ}\text{C}$ ($37,5^{\circ}\text{C}$), escuchará 10 sonidos y la pantalla de cristal líquido destellará, para que el usuario sepa que se ha detectado la fiebre.
- Espere 30 minutos después de hacer ejercicios físicos, bañarse, comer o beber antes de tomarse la temperatura.
- No exponga el termómetro a temperaturas extremas, la luz directa del sol, polvo o electricidad.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

El termómetro incluye una pila de litio de 3 voltios tamaño CR1225 ya instalada. La vida útil de esta pila es aproximadamente 3 años. Cuando aparece el símbolo (⊠) de la pila descargada en la pantalla de cristal líquido, use estas instrucciones para cambiar la pila.

1. Use una moneda para abrir la tapa de la pila de atrás del termómetro ①-②.
2. Saque la pila usando una herramienta que no sea metálica y deséchela inmediatamente ③.
3. Instale una nueva pila de litio de 3 voltios tamaño CR1225 con el lado positivo (+) hacia arriba ④.
4. Vuelva a poner la tapa de la pila ⑤.

①



②



③



④



⑤



IMPORTANTE: Use solamente una pila de litio de 3 voltios tamaño CR1225. El uso de otro tipo de pila podría crear el peligro de incendio. La pila podría explotar si se la maneja de manera inapropiada. No recarga, desarme ni caliente la pila por encima de los 212 °F (100 °C) ni la desecha a un incinerador. Deseche todas las pilas gastadas de manera apropiada.

INSTRUCCIONES

Para el uso por primera vez


Por favor, use estas instrucciones para asegurar la lectura más precisa posible.

Saque y deseche la funda protectora de adelante del termómetro.




Cómo usarlo

1. La escala de medición programada en el termómetro es en Fahrenheit (F). Para pasar a la escala en Centígrados (C), oprima el botón de encendido y manténgalo oprimido hasta que aparezca la programación de la escala actual. Libere el botón y oprímalo de nuevo para cambiar la escala de medición. Después de 3 segundos, el termómetro pasará automáticamente al modo "listo para medir".



Para seleccionar su modo preferido:

2. Apague el termómetro. Oprima el botón Mode (Modo) y libérela. Pase por los 4 modos presionando el botón Mode (Modo) hasta que encuentre su modo preferido. Cada modo apuntará a una parte diferente del cuerpo y el modo estándar mostrará todo el cuerpo como se indica a continuación. Después de 8 segundos, el termómetro pasará automáticamente al modo "listo para medir" o apague el termómetro y vuelva a oprimir el botón de encendido y escuchará un sonido, el termómetro destellará todos los iconos de la pantalla.



NOTA: Después del primer uso, la lectura anterior y una figura que indica el método de la última medición aparecerán automáticamente durante 2 segundos. Cada vez que encienda el termómetro, pasará automáticamente al mismo método de la lectura anterior.



Para lograr una medición oral




El termómetro está listo para usar cuando destella el símbolo de la parte del cuerpo.

Mantenga la boca cerrada durante 5 minutos antes de medir la temperatura. Ponga la punta debajo de la lengua en la parte de atrás de la boca. Para lograr una lectura más precisa, ponga la punta debajo de la lengua lo más atrás posible. Ponga la lengua sobre la punta y cierre la boca. Mantenga el termómetro fijo con la punta en el mismo lugar durante 5 segundos. Después de aproximadamente 5 segundos, escuchará cinco sonidos breves que indican que se ha completado la medición.

- (3 X "bi-bi-bi") La temperatura es más que 42,9 °C.
- (10 X "bi-bi-bi-bi") Se detectó fiebre.

NOTA: Si no se coloca la punta en la posición correcta, la lectura de la temperatura puede ser hasta un 1,2 °F/0,7 °C más baja que si usa la posición correcta.


- ✓ = lugares correctos
- X = lugares incorrectos




Para lograr una medición en la axila (debajo del brazo)




El termómetro está listo para usar cuando destella el símbolo de la parte del cuerpo.



Oprima el botón Mode (Modo) hasta que vea el icono de medición Auxiliary (axila). Una vez que aparece el icono, deje que el termómetro permanezca inmóvil durante 8 segundos antes de completar una medición.



Asegúrese de que la axila esté seca y que no haya material entre el costado y el brazo. Mantenga el brazo cerca del costado durante 5 minutos antes de medir la temperatura. Apunte el termómetro hacia arriba y ponga la punta en la axila.



Mantenga el termómetro con la punta un poco curvada y el brazo firmemente apretado contra el costado aproximadamente 10 segundos. Escuchará 5 sonidos cuando se ha completado la lectura de la temperatura.

Para lograr una medición en el recto



El termómetro está listo para usar cuando destella el símbolo de la parte del cuerpo.

Lubrique la punta del termómetro con una gelatina soluble en agua para facilitar la colocación.

Oprima el botón Mode (Recto) hasta que vea el icono de medición Auxiliary (Auxiliar). Una vez que aparece el icono, deje que el termómetro permanezca inmóvil durante 8 segundos antes de completar una medición.



Deslice suavemente la punta no más de 3/4 pulgada (19 mm) en el recto. NO empuje el termómetro más allá del marcador que indica una inserción excesiva.



Mantenga el termómetro en su lugar durante 5 segundos. Después de aproximadamente 5 segundos, escuchará cinco sonidos breves que indican que se ha completado la medición. Si desea usar el termómetro en otro modo después de usarlo en el recto, asegúrese de limpiarlo completamente con alcohol isopropílico.


NOTA: Si detecta alguna resistencia cuando coloca el termómetro, pare inmediatamente.

Icono de espera



Esto es un modo sin uso. Cuando llegue a este símbolo, ha pasado por todos los modos disponibles. Oprima de nuevo el botón Mode (Modo) hasta que llegue al modo que prefiere.

3. Apague el termómetro después de usarlo oprimiendo el botón de encendido. Si se olvida de apagarlo, se apagará automáticamente después de 3 minutos.



4. Limpie la punta con alcohol isopropílico antes y después de cada uso.

5. Vuelva a poner la tapa protectora después de cada uso y déjela puesta cuando guarda el termómetro.

NOTA:

- No sumerja el termómetro en agua.




FUNCIÓN DE LA MEMORIA

Cómo usar la función de la memoria

With the thermometer turned off, press and Con el termómetro apagado, oprima y mantenga oprimido el botón Mode (Modo) durante por lo menos 5 segundos hasta que aparezca el icono "M" en la pantalla de cristal líquido.

Oprimir el botón Mode (Modo) de nuevo le brindará la última lectura de la temperatura seguida por un sonido. Si continúa oprimiendo el botón Mode (Modo), puede completar un ciclo de hasta 10 lecturas. Cada lectura mostrará un número de M0 a M9.

NOTA: Para apagarlo, oprima el botón Power (Encendido) o deje el termómetro sin usar durante aproximadamente 3 minutos.



CUIDADO Y LIMPIEZA

1. El termómetro es un dispositivo electrónico delicado. A pesar de que la sonda se puede limpiar con alcohol isopropílico, el cuerpo del termómetro no debe sumergirse nunca en agua ni ningún otro líquido.
2. Limpie la sonda con una escobilla de algodón humedecida con alcohol isopropílico después de cada medición y antes de cada uso. Limpie el cuerpo del termómetro con un trapo seco y suave. Nunca use un abrasivo.



3. Evite tocar la sonda con los dedos.
4. No exponga el termómetro a la luz directa del sol.
5. No desarme el termómetro.
6. Use solamente una pila de litio de 3 voltios tamaño CR1225.

Este termómetro no es un juguete. No deje que los niños jueguen con él. Manténgalo lejos del alcance de los niños cuando no lo usa.

SOLUCIÓN DE DESPERFECTOS

Pantalla

Causa posible

Solución



Cuando lo usa después de bañarse:

La lectura es muy alta.
109,3°F
(42,9°C).

Realice una nueva medición mientras mantiene el termómetro en una posición estable.



Cuando lo usa después de bañarse:

Si la lectura es más baja que
32,0 °C
(89,6 °F)

Realice una nueva medición mientras mantiene el termómetro en una posición estable.

Err

Se debe reprogramar el termómetro o cambiar la pila.

Programe el termómetro sacando y volviendo a instalar la misma pila; cambie la pila con una nueva; llame a servicio al cliente.

Err 1

Lectura inestable de la temperatura.

Realice una nueva medición mientras mantiene el termómetro en una posición estable.



Cuando aparece el símbolo (☒) de la pila descargada en la pantalla de cristal líquido

Cambie la pila vieja con una nueva inmediatamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Para uso doméstico solamente
- Las lecturas de la temperaturas se redondean al 0,1°F/C más cercano
- Variación de la medición de la temperatura:
89,6°–109,3°F (32,0°–42,9°C)
- Variación de la temperatura de operación:
50°F-104°F (10°C-40°C)
- Ambiente de almacenamiento: -25° C a 60° C, humedad del 15 % al 95 % (sin condensación)
- Requiere una pila CR1225 de litio de 3 voltios (incluida).

Normas aplicadas y aprobaciones

Norma del dispositivo: El dispositivo corresponde a los requisitos de la norma de termómetros electrónicos ASTM E 1112 - 98 (Accuracy).

Compatibilidad electromagnética: El dispositivo cumple las estipulaciones de la norma IEC 60601-1-2.

Información sobre la garantía y las piezas de repuesto (EE.UU.)

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

Graco Children's Products
3 Glenlake Parkway
Atlanta, GA 30328

www.gracobaby.com
o
1-800-345-4109

Registro del producto (EE.UU.)

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en

www.gracobaby.com/productregistration.

Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.