

Flo-Tech Plus kørestolspude XXL-Rehab Plus cushion

DK

UK

152-195 KG



DK

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere.
- Forebyggelse af tryksår.

UK

Ideal use for:

- Bariatric users.
- Users at risk for developing pressure ulcers.



Brugsanvisning for Flo-Tech Plus kørestolspude

⚠ ADVARSEL ⚠ ADVARSEL ⚠

- Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.
- Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.
- XXL-Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.
- Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt XXL-Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.
- XXL-Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra XXL-Rehab.

⚠ For at sikre korrekt brug af Flo-Tech Plus kørestolspude skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med ⚠.

Desuden må kørestolspuden kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

ANVENDELSE

Flo-Tech Plus kørestolspude er specielt udviklet til bariatriske brugere til forebyggelse af siddesår og optimering af siddekomfort. Puden er beregnet til brugere, der vejer max 152-195 kg, afhængigt af pudens bredde.

⚠ Hvis brugere vejer mere end 152/175/195 kg er der risiko for at kørestolspuden vil gå i stykker eller tage skade.

BESKRIVELSE

Flo-Tech Plus kørestolspude er udviklet til at yde effektiv trykaflastning. Puden er udført i ergonomisk formstøbt, brandhæmmende skum. Den har en indsats med silikonebaseret gel, som øger kontaktområdet mellem bruger og pude, hvorved trykket mindskes på særligt udsatte områder. Dette gør tillige puden yderst komfortabel, og den ergonomisk udformede pude giver stor understøttelsesflade i den siddende stilling.

BESKRIVELSE AF BETRÆK

Betrækket er lavet af polyamid og polyuretan og er et inkontinens betræk, der samtidig er vaskbart og brandhæmmende.

FØR BRUG

Placér puden i en stol/kørestol så lynlåsen vender nedad. Den formede overflade skal vende opad.

⚠ Vær opmærksom på at betrækket på Flo-Tech Plus kørestolspuden er lynet korrekt.

⚠ Anbring ikke yderligere lag eller polstring mellem puden og brugeren, da dette kan reducere effekten af puden.

UNDER BRUG

⚠ Undersøg jævnligt puden for at sikre at puden og betrækket vender korrekt og puden ikke er våd eller defekt på andre måder.

⚠ Forsøg ikke at flytte puden ved hjælp af håndtaget, når brugeren sidder på den.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Af puden

⚠ Puden må ikke vaskes.

Af betræk

Betrækket kan rengøres med en opløsning af neutralt rengøringsmiddel og varmt vand, påføres med en engangsklud eller alternativt maskinvaskes ved 71° C med et fortyndet rengøringsmiddel. Betrækket skal være grundigt dryp-tørt før det påsættes puden.

⚠ Må ikke tørretumbles.

⚠ Anvend ikke rengøringsmidler med alkohol eller phenol.

⚠ Hvis betrækket er beskadiget må bruger ikke anvende puden, før betrækket er udskiftet.

GARANTI

Garantiperioden for Flo-Tech Plus kørestolspude er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevis".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af XXL-Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.

07/2014/JP

PRODUCENT

Invacare Ltd.
South Road
Bridgend Industrial Estate
Bridgend CF31 3PY
England

FORHANDLER

XXL-Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
Tlf.: +45 70 25 25 22
Fax: +45 70 25 25 44
www.xxl-rehab.com

Brugervægt max.	152 kg (sædebredde 50 cm) 175 kg (sædebredde 56 cm) 195 kg (sædebredde 61 cm)
Vægt	Ca. 2,5 kg
Basispude	Formstøbt skum
Gel	100% silikone
Pudebetræk	Polyamid / polyuretan
Inkontinens betræk	Ja
Vaskbart betræk	Ja
Brandhæmmende betræk	Ja



Scan koden og få flere produktinformationer.

Instructions for XXL-Rehab Plus cushion

⚠ CAUTION ⚠ CAUTION ⚠

- This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.
- Using the product for individuals weighing more than the maximum weight-bearing capacity may pose a risk for damaging the product.
- XXL-Rehab assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- If components are damaged or missing, contact XXL-Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.
- XXL-Rehab cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from XXL-Rehab.

⚠ To ensure proper use of the XXL-Rehab Plus cushion, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warning notes marked with ⚠. Also remember that in order to prevent the risk of injury to the user, the cushion may be operated only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use.

USE

XXL-Rehab Plus cushion is designed exclusively for bariatric users at risk of developing pressure sores. The cushions weight capacity is maximum 152–195 kg, depending on the width of the cushion.

⚠ If users are weighing more than 152/175/195 kg there is a risk that the cushion will break or take damage.

DESCRIPTION

XXL-Rehab Plus cushion is developed to It is made of a molded base and has a sealed silicone bag in the middle. The molded base provides stability and seat support and the silicone bag provides unique pressure relief on the Tuber Ischii.

DESCRIPTION OF COVER

The cover is made of polyamide and polyurethane and is an incontinence cover which is also washable and flame retardant.

BEFORE USE

Place the cushion on a chair/in a wheelchair with the zipper placed at the bottom. The shaped surface should face upwards.

⚠ The XXL-Rehab Comfort cushion must always be used with the cover zipped correctly.

⚠ Do not place any further layers or padding between the cushion and the user as this may reduce the effect of the cushion.

DURING USE

⚠ Inspect the cushion on a regular basis to ensure optimal effect.

⚠ Do not attempt to move the cushion by its handle when the user is seated on it.

MAINTENANCE AND CLEANING

Of cushion

⚠ The cushion cannot be cleaned.

Of cover

The cover may be cleaned using a solution of neutral detergent and hot water, applied with a single-use wipe or alternatively, laundered at 71° C with a dilute detergent solution. The cover must be thoroughly drip dried before returning to the cushion.

⚠ Do not tumble dry.

⚠ Do not use cleaning agents containing phenols or alcohols.

⚠ If the cover is damaged do not use the cushion before the cover is replaced. When fitting a cover, care must be taken to ensure that the corners of the foam core are positioned correctly into the corners of the cover.

WARRANTY

The XXL-Rehab Plus cushion is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship.

Products which have been used for purposes other than the intended uses; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by XXL-Rehab, are not covered by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void.

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty.

07/2014/JP

MANUFACTURER

Invacare Ltd.
South Road
Bridgend Industrial Estate
Bridgend CF31 3PY
England

DEALER

XXL-Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
Fax: +45 70 25 25 44
www.xxl-rehab.com

Maximum weight capacity is	152 kg (seat width 50 cm) 175 kg (seat width 56 cm) 195 kg (seat width 61 cm)
Weight	Approx. 2.5 kg
Base cushion	Molded foam
Gel	100% silicone
Cover	Polyamide / polyurethane
Incontinence cover	Yes
Washable cover	Yes
Flame retardant cover	Yes



Strongly engineered and functionally designed exclusively for bariatric users!



XXL-Rehab Minimaxx



XXL-Rehab Minimaxx
Push Motor



XXL-Rehab Manual
Wheelchair - The Eclipse



XXL-Rehab Manual
Wheelchair - The Eclipse Tilt



XXL-Rehab
HD Electric Wheelchair



XXL-Rehab Wheelchair Cushions



XXL-Rehab Shower Bench



XXL-Rehab
Bedside commode



XXL-Rehab
Shower Commode



XXL-Rehab
Shower Commode Wheeler



XXL-Rehab
Shower Commode Rise N Recline



XXL-Rehab
Shower Commode Tilt



XXL-Rehab Barton Transferstol



XXL-Rehab Patient/Dinner chair



XXL-Rehab Rollator King



XXL-Rehab Rollator Support



XXL-Rehab Stand Tall



XXL-Rehab Bariatric walking frame



XXL-Rehab Canes



XXL-Rehab Multifunktional Scale



XXL-Rehab Lift and Slings



XXL-Rehab 400 bariatric hospital bed



XXL-Rehab Home Care Bed



XXL-Rehab Floor raiser



XXL-Rehab
Comfort Foam Mattress



XXL-Rehab
Low Air Loss mattress



XXL-Rehab
Alternating mattress



XXL-Rehab Bariatric suit



BRUGSANVISNING · USER MANUAL

mauryathome.dk



07-2014 Flo-Tech Plus kørestolspude / XXL-Rehab Plus cushion

XXL REHAB®

XXL-Rehab · Fuglebækvej 1D · DK-2770 Kastrup · Denmark
Telephone: +45 7025 2522 · Fax: +45 7025 2544
info@xxl-rehab.com · www.xxl-rehab.com