

Content

| | | |
|---|--|----|
| Introduction | | 3 |
| I. User Login | | 4 |
| II. Operation | | 6 |
| 1. Demography | | 6 |
| 1.1. Basic Information | | 7 |
| 1.2. Life Style Questionnaire | | 8 |
| 2. Anthropometry | | 9 |
| 2.1. Disease and Injury Record | | 10 |
| 2.2. Health Assessment | | 11 |
| 2.2.1. Video Conferencing | | 12 |
| 2.2.2. Blood Pressure | | 13 |
| 2.2.3. Heart Sound | | 14 |
| 2.2.4. Breathing Sound | | 15 |
| 2.2.5. Blood Oxygen Saturation | | 17 |
| 2.2.6. Weight and Body Fat Percentage | | 18 |
| 2.2.7. Skin Image | | 19 |
| 2.3. Injury Survey | | 21 |
| 3. Nutrition | | 22 |
| 3.1. Diet Record | | 23 |
| 3.2. Add Food | | 24 |
| 4. Conditioning | | 25 |
| 4.1. Body Measurement | | 26 |
| 4.2. NSCA measure | | 27 |
| 4.3. Physiotherapy examination | | 28 |
| 4.4 NSCA basic | | 29 |
| 4.5. Flexibility | | 30 |
| 5. Report | | 31 |
| 5.1. Diet Report | | 32 |
| 5.2. Physical Training Report | | 33 |
| 5.2.1. Body Measurement Report | | 34 |
| 5.2.2. NSCA measure Report | | 36 |
| 5.2.3. Physiotherapy examination Report | | 37 |
| 5.2.4. NSCA basic Report | | 38 |
| 5.2.5. Flexibility Report | | 39 |
| 5.3. Injury Survey Report | | 40 |



| | | |
|------|--------------------|----|
| III. | Account Management | 41 |
| 1. | Create User | 42 |
| 2. | Change Login Name | 43 |
| 3. | Change Password | 44 |


Introduction

Welcome for using this Tele-Sports-Health system. Use this guide to find out about the health check empowerment and health record retrieval on this system and to learn more about how they work.

This system is a convenient tool enabling users to conduct their own health assessment and vital signs monitoring. Since it is a light and highly portable box, it is easy for storage and users can carry it anywhere for measuring vital signs such as heart rate, pulse, blood pressure and body mass index (BMI) in comfort, without embarrassment and at their own pace. The data can be stored, thus helping users to better monitor and manage their own health.

This system includes three main components:

- 1) Tele-Sports-Health box case
- 2) System Database
- 3) Scale



I. User Login

1. Click “Start” on the screen.



2. Login the system with **User ID** and **Password**.



3. Main Menu is accessed.



II. Operation

1. Demography

Click “Demography” in the Main Menu.



Two items, **Basic Information** and **Questionnaire**, are displayed.



1.1. Basic Information

Click “Basic Information”.



Fill in the form and click “Send”.

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | | |
| Demography | | | | FHSS |
| 运动员基本数据 | | | | |
| 使用者编号: <input type="text" value="00000000"/> | 日期(mm/dd/yyyy): <input type="text" value="03/26/2007"/> | | | |
| 姓名: <input type="text" value="测试员1"/> (中) | <input type="text" value="Test1"/> (英) | 性别: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女 | | |
| 运动员编号: <input type="text" value="0"/> | 保险编号: <input type="text" value="00000000"/> | | | |
| 紧急联络 | | | | |
| 主队医 | | | | |
| 编号: <input type="text"/> | 姓名: <input type="text"/> | 联系电话: <input type="text"/> | (日间) <input type="text"/> | (晚间) <input type="text"/> |
| 私人医师: <input type="text"/> 联系电话: <input type="text"/> (日间) <input type="text"/> (晚间) | | | | |
| 主教练员 | | | | |
| 编号: <input type="text"/> | 姓名: <input type="text"/> | 联系电话: <input type="text"/> | (日间) <input type="text"/> | (晚间) <input type="text"/> |
| 其它联络人: <input type="text"/> 关系: <input type="text"/> 电话: <input type="text"/> (日) <input type="text"/> (晚) | | | | |
| 出生日期: 1985 年 8 月 29 日 年龄: 21 | | | | |
| 出生地: | | | | |
| 省 | | | | |
| <input type="radio"/> 河北 | <input type="radio"/> 江苏 | <input type="radio"/> 山东 | <input type="radio"/> 海南 | <input type="radio"/> 甘肃 |
| <input type="radio"/> 山西 | <input type="radio"/> 浙江 | <input type="radio"/> 河南 | <input type="radio"/> 四川 | <input type="radio"/> 青海 |
| <input type="radio"/> 辽宁 | <input type="radio"/> 安徽 | <input type="radio"/> 湖北 | <input type="radio"/> 贵州 | |
| <input type="radio"/> 吉林 | <input type="radio"/> 福建 | <input type="radio"/> 湖南 | <input type="radio"/> 云南 | |
| <input type="radio"/> 黑龙江 | <input type="radio"/> 江西 | <input type="radio"/> 广东 | <input type="radio"/> 陕西 | |
| 直辖市 | | | | |
| <input type="radio"/> 北京 | <input type="radio"/> 天津 | <input type="radio"/> 上海 | <input type="radio"/> 重庆 | |
| 自治区 | | | | |

1.2. Questionnaire

Click “Life Style Questionnaire”.



Fill in the form and click “Send”.

| 基本个人资料 | |
|--|---|
| 使用者编号: 00000000 | 日期(mm/d/yyyy): 03/26/2007 |
| 姓名: 测试员1 | 年龄: 21 |
| 保险编号: 00000000 | |
| 生活模式 | 01 你的日常生活模式固定吗? <input type="radio"/> 固定 <input type="radio"/> 不固定 |
| | 02 每晚的睡眠时间 <input type="text"/> 小时 |
| | 03 你日常训练体力的需求量是: <input type="radio"/> 剧烈 <input type="radio"/> 普通 |
| | 04 你每天训练时间约: <input type="text"/> 小时 |
| | 05 你主要的压力来自: <input type="radio"/> 体重 <input type="radio"/> 训练 <input type="radio"/> 家庭 <input type="radio"/> 收入 <input type="radio"/> 其它 |
| | <input type="radio"/> 没有 <input type="radio"/> 有 |
| | 06 近期内有没有尝试减肥? <input type="checkbox"/> 减肥药 <input type="checkbox"/> 节食 <input type="checkbox"/> 代餐 <input type="checkbox"/> 美容院 <input type="checkbox"/> 减肥茶 <input type="checkbox"/> 运动 <input type="checkbox"/> 其它 |
| | 07 阻碍完成以上减肥因素: <input type="checkbox"/> 时间 <input type="checkbox"/> 金钱 <input type="checkbox"/> 家人反对 <input type="checkbox"/> 自制力 <input type="checkbox"/> 决心 <input type="checkbox"/> 其它 |
| | 08 你会如何处理压力? <input type="checkbox"/> 看电影 <input type="checkbox"/> 购物 <input type="checkbox"/> 吃零食 <input type="checkbox"/> 玩电子/计算机游戏 <input type="checkbox"/> 其它 |
| | 09 饮酒吗? <input type="radio"/> 没有 <input type="radio"/> 一星期一次 <input type="radio"/> 一星期三次 <input type="radio"/> 每天 |
| | 10 每次饮酒类别: <input type="checkbox"/> 含酒精汽水 <input type="checkbox"/> 啤酒 <input type="checkbox"/> 红酒 <input type="checkbox"/> 茅台/烈酒 |
| | 11 饮酒原因: <input type="checkbox"/> 应酬 <input type="checkbox"/> 习惯 <input type="checkbox"/> 健康 <input type="checkbox"/> 情绪(开心/不开心) |
| 12 你吸烟吗? <input type="radio"/> 没有 <input type="radio"/> 有, | |

2. Anthropometry

Click “Anthropometry” in the Main Menu.



Three items, **Disease and Injury Record**, **Health Assessment** and **Injury Survey**, are displayed.



2.1.Disease and Injury Record

Click “Disease and Injury Record” for inputting information on illness history and injury surveillance.



Fill in the form and click “Send”.

| | |
|---|----------------------------|
| | |
| 运动员伤病数据 | |
| 基本个人资料 | |
| 使用者编号: 00000000 | 日期(mm/dd/yyyy): 03/26/2007 |
| 姓名: 测试员1 (中) Test1 (英) | |
| 出生日期: 1985 年 8 月 29 日 | |
| 性别: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女 | |
| 保险编号: 00000000 | |
| 现有服食药物 | |
| <input type="checkbox"/> 无服食药物 | |
| <input type="checkbox"/> 药物名称: | |
| 现有伤病 | |
| <input type="checkbox"/> 无伤病 | |
| <input type="checkbox"/> 有伤病，请注明: (伤病部位/事件来历/时间/年龄/检查/处理/影响) | |
| <input type="button" value="傳送"/> <input type="button" value="清除"/> | |
| <input type="button" value="取消"/> | |

2.2. Health Assessment

Click “Health Assessment”.



Seven items, **Video Conferencing, Blood Pressure, Health Sound, Breathing Sound, Blood Oxygen Saturation, Weight and Body Fat Percentage and Skin Image**, are displayed.



2.2.1. Video Conferencing

The purpose of Video Conferencing is to provide the platform for interactive communication between the practitioner and patients.

a) Click “Video Conference” on the screen



- b) The system will connect to the designated practitioner or expert station in School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University, so you can have discussion or consultation at different locations.
- c) You can see the video displaying the image from the side of practitioner. At the same time, your image will also be transmitted to the practitioner's side through the camera attached on the Tele-Sports-Health box case.
- d) You can talk to the practitioner by using the microphone provided and you can hear the practitioner's voice from the speaker.



2.2.2. Blood Pressure

The purpose of blood pressure assessment is to determine whether the blood pressure is within an acceptable range

a) Click “Blood Pressure” on the screen.



b) Subject should sit down and rest his/her arm on a table such that the brachial artery is level with the heart.

c) Wrap the sphygmomanometer cuff around the subject's upper arm, just above the elbow and place a stethoscope on the hollow of the elbow, over the artery.

d) When you are ready for the test, click “Start” on the screen.

e) Wait until the record end.

f) After the completion of the test, your systolic blood pressure, diastolic blood pressure and pulse rate will be shown on the screen.



2.2.3. Heart Sound

The purpose of recording heart sound is to indicate blood flow turbulence.

a) Click “Heart Sound” on the screen.



b) Press the button with “Heart” icon on the electronic stethoscope and a red light can be seen.



c) Put the electronic stethoscope on the left side of the chest, between the 4th and 6th ribs, almost directly under the breast.

d) You can hear a series of magnified “lub-dub” sounds representing each contraction of the heart.

e) Click “Record” on the screen to start recording.



2.2.4. Breathing Sound

The purpose of recording breathing sound is to indicate pneumonia or pulmonary edema.

a) Click “Breathing Sound” on the screen.



- b) Press the button with “Lung” icon on the electronic stethoscope and a blue light will be seen.



- c) Put the electronic stethoscope on the chest.
d) Subject is asked to breath in and out deeply and slowly.
e) Normal magnified “hollow” sound will be heard.
f) Click “Record” on the screen to start recording.



2.2.5. Blood Oxygen Saturation

The purpose of pulse oximetry is to provide estimates of hemoglobin saturated by oxygen and you can have early sign of lung disease or heart disease.

a) Click “Blood Oxygen Saturation” on the main page.



b) Put a subject's finger into the non-invasive sensor clip.

c) When you are ready for the test, click “Start” on the screen.

d) Wait until the record end.

*Note: Do not remove the finger from clip during measurement.

e) After the completion of the test, your assessment results will be shown on the screen.



2.2.6. Weight and Body Fat Percentage

The purpose of measuring the weight is to calculate the body mass index (BMI) which indicating whether your weight is underweight, normal, overweight or even obese.

- Users are required to connect the “USB to Pin Socket Cable” to the computer and the electronic scale. Once connected, the control will be handled automatically by the system and the application.
- Click “Weight” on the screen.



- Subject is asked to step on the scale machine without wearing shoes and socks.
- Readings will be directly transferred to the system for monitoring.
- Height of the subject is loaded if the “Basic Information” in the Demography has been filled in previously.
- After the completion of the test, your body weight, BMI and body fat percentage will be shown on the screen.



2.2.7. Skin Image

The purpose of capturing skin images is to detect skin lesions or to record wounds.


a) Click “Skin Image” on the screen.



b) Pick up the skin image camera and turn it on.



- c) When the light comes on, locate the skin image camera on the site of mole or any wounds on the skin.
- d) Frame the subject to be photographed in the screen.
- e) Click “Capture” to capture the image.
- f) The captured image is photographed on the right frame.
- g) The other capturing image is framed on the left frame.



2.3. Injury Survey

Click “Injury Survey” on the screen for inputting information on injury.



Click on the region of body that is injured, and type in a value representing the level of pain.

受伤调查表

基本个人资料

使用者编号: 日期(mm/dd/yyyy):

姓名: 年龄:

| | | | |
|------|----|-----|----|
| 0 | 2 | 4 | 6 |
| 完全不满 | 轻度 | 可容忍 | 中度 |

3. Nutrition

Click “Nutrition” on the Main Menu.



Two items, **Diet Record** and **Add Food**, are displayed.



3.1. Diet Record

Click “Diet Record” for inputting information on diet.



Fill in the form and click “Send”.



| 运动员饮食调查 | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 基本个人资料 | | | |
| 使用者编号: | <input type="text" value="00000000"/> | 日期(mm/d/yyyy): | <input type="text" value="03/26/2007"/> |
| 姓名: | <input type="text" value="测试员1"/> | 年龄: | <input type="text" value="21"/> |
| | | 保险编号: | <input type="text" value="00000000"/> |
| 生活记录 | | | |
| 身高(厘米) | <input type="text" value="180"/> | | |
| 体重(公斤) | <input type="text" value="50"/> | | |
| 脂肪比(%) | <input type="text" value="30"/> | | |
| 训练量 (自我评估) | <input type="radio"/> 大 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 休息 | | |
| 训练时间 (小时) | <input type="text"/> | | |
| 睡眠时间 (小时) | <input type="text"/> | | |
| 情绪 (自我评估) | <input type="radio"/> 好 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 差 | | |
| 吃多少餐 | <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 6 | | |
| 进食量 (自我评估) | <input type="radio"/> 大 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 无进食 | | |
| 饮水量 (自我评估) | <input type="radio"/> 大 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小 | | |
| 排便量 (自我评估) | <input type="radio"/> 大 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小 | | |
| 饮食记录 (请填写24小时饮食之记录) | | | |
| <input type="text" value="牛肉炒莲藕"/> |  | <input type="text" value="沒有吃"/> | <input type="text" value="份"/> |
| <input type="text" value="抄油菜"/> |  | <input type="text" value="沒有吃"/> | <input type="text" value="份"/> |

3.2.Add Food

Click “Add Food” to add new food information in the system database.



| | |
|------------|----------------------|
| 食品名称 | <input type="text"/> |
| 食品单位 | 1份 |
| 卡路里 (kcal) | <input type="text"/> |
| 碳水化合物 (g) | <input type="text"/> |
| 蛋白质 (g) | <input type="text"/> |
| 总脂肪 (g) | <input type="text"/> |
| 饱和脂肪 (g) | <input type="text"/> |
| 不饱和脂肪 (g) | <input type="text"/> |
| 纤维 (g) | <input type="text"/> |
| 钙 (mg) | <input type="text"/> |
| 钾 (mg) | <input type="text"/> |
| 钠 (mg) | <input type="text"/> |
| 胆固醇 (mg) | <input type="text"/> |

图片 (大小: 100KB 以下)
(请用英文作为文件名称)

圖片預覽

Browse a picture of food that you want to add into the system.

Fill in the nutrient profiles regarding to one portion of your added food in the form above.

Click “Send” and then this food item will be shown in the “Diet record” automatically.

If you do not have nutrient profiles of the food, you could send the food photo to Expert Station in School of Nursing, The Hong Kong Polytechnic University for help.

4. Conditioning

Click “Conditioning” on the Main Menu.



Five items, **Body measure**, **NSCA measure**, **Physiotherapy examination**, **NSCA basic** and **Flexibility**, are displayed.



4.1.Body Measurement

Click “Body Measurement”



Fill in the form and click “Send”.

| 运动物理检查 - 人体测量 | | | | | | |
|--|---|---|-----|---------------------------------|--------|---------------------------------|
| 基本个人资料 | | | | | | |
| 使用者编号: <input type="text" value="00000000"/> | 日期(mm/dd/yyyy): <input type="text" value="04/03/2007"/> | | | | | |
| 姓名: <input type="text" value="测试员1"/> | 年龄: <input type="text" value="21"/> | 保险编号: <input type="text" value="00000000"/> | | | | |
| 左 | 皮褶厚度(毫米) | 右 | | | | |
| <input type="text"/> | * 肱三头肌 Triceps | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | * 肩胛下肌 Subscapular | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | * 肱二头肌 Biceps | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | 髂骨脊 Iliac Crest | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | * 棘上肌 Supraspinale | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | * 腹肌 Abdominal | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | * 大腿前 Front Thigh | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | * 小腿内侧 Medial Calf | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | 腋窝 Mid Axilla | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | 胸肌 Pectoral | <input type="text"/> | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>脂肪比</td> <td><input type="text" value="30"/></td> </tr> <tr> <td>体重(公斤)</td> <td><input type="text" value="50"/></td> </tr> </table> | | | 脂肪比 | <input type="text" value="30"/> | 体重(公斤) | <input type="text" value="50"/> |
| 脂肪比 | <input type="text" value="30"/> | | | | | |
| 体重(公斤) | <input type="text" value="50"/> | | | | | |
| 左 | 周长(厘米) | 右 | | | | |
| <input type="text"/> | 上臂放松 Arm - Relaxed | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | 上臂紧张 Arm - Tensed | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | 前臂放松 Forearm - Relaxed | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | 腰 Waist - Minimal | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | 臀 Gluteal - Maximal | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | 小腿 Calf - Maximal | <input type="text"/> | | | | |
| <input type="text"/> | 肱部 Humerus Width | <input type="text"/> | | | | |

4.2.NSCA measure

Click “NSCA measure”



Fill in the form and click “Send”.

体能检测 (中国国家排球队)

基本个人资料

使用者编号: 日期(mm/dd/yyyy):

姓名: 年龄: 保险编号:

体重: 公斤

身高: 厘米

体脂: %

基本数据:

上肢偏好: 右 左 撒子 右 左 击球
 下肢偏好: 右 左 踢球 右 左 起跳

T-字跑步测试(秒): 1 2 3

六角跳(秒): 1 2 3

1分钟右单腿下蹲(次): 次

1分钟左单腿下蹲(次): 次

1分钟俯卧撑(次): 次

1分钟仰卧起坐: 次

头上药球投(米): 1 2 3

体前药球投(米): 1 2 3

胸前药球投(米): 1 2 3

4.3. Physiotherapy examination

Click “Physiotherapy examination”



Fill in the form and click “Send”.

| 运动物理治疗检查 - 关节活动 | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 基本个人资料 | | |
| 使用者编号: 00000000 | 日期(mm/dd/yyyy): 04/03/2007 | |
| 姓名: 测试员1 | 年龄: 21 | |
| 左(度) | | 右(度) |
| | 颈 | |
| <input type="text"/> | 屈 (0-45) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 伸 (0-45) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 回旋 (0-60) | <input type="text"/> |
| | 躯干 | |
| <input type="text"/> | 屈 (0-80, 10cm) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 伸 (0-20-30) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 回旋 (0-45) | <input type="text"/> |
| | 肩部 | |
| <input type="text"/> | 屈 (0-180) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 伸 (0-60) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 外展 (0-180) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 内旋 (0-70) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 外旋 (0-90) | <input type="text"/> |
| | 肘及前臂 | |
| <input type="text"/> | 屈 (0-150) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 肘外旋 (0-80) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 肘内旋 (0-80) | <input type="text"/> |
| | 手腕 | |
| <input type="text"/> | 屈 (0-180) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 伸 (0-60) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 腕内展(桡骨侧) (0-30) | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | 腕外展(尺骨侧) (0-20) | <input type="text"/> |
| | 腕 | |

4.4.NSCA basic

Click “NSCA basic”



Fill in the form and click “Send”.

| 体能训练检测 - NSCA 基础检测 | |
|---|---|
| 基本个人资料 | |
| 使用者编号: <input type="text" value="00000000"/> | 日期(mm/dd/yyyy): <input type="text" value="04/03/2007"/> |
| 姓名: <input type="text" value="测试员1"/> | 年龄: <input type="text" value="21"/> 保险编号: <input type="text" value="00000000"/> |
| 体重: <input type="text" value="50"/> 公斤 | |
| 身高: <input type="text" value="180"/> 厘米 | |
| 检测记录 | |
| 力量 (1次最大反复次数) | |
| 仰卧推举 (1 RM): <input type="text"/> | 公斤 |
| 颈后深蹲 (1 RM): <input type="text"/> | 公斤 |
| 爆发力 | |
| 爆发上掷 (1 RM): <input type="text"/> | 公斤 |
| 垂直跳高: <input type="text"/> | 厘米 |
| Margaria-Kalamen动力测验(跑楼梯检测) | 楼梯高度: <input type="text"/> 米 时间: <input type="text"/> 秒 |
| 无氧运动能力 | |
| 300码折返跑: (1) <input type="text"/> 秒 (2) <input type="text"/> 秒 | |
| 直线来回奔跑: (1) <input type="text"/> 秒 (2) <input type="text"/> 秒 (3) <input type="text"/> 秒 (4) <input type="text"/> 秒 | |
| 肌肉耐力 | |
| 1分钟仰卧起坐: <input type="text"/> 次 | |
| 有氧耐力 (2.414 公里) | |
| 1.5哩跑: <input type="text"/> 分 <input type="text"/> 秒 | |
| 敏捷性 | |
| T-字跑: (1) <input type="text"/> 秒 (2) <input type="text"/> 秒 | |
| 六边形跑: (1) <input type="text"/> 秒 (2) <input type="text"/> 秒 (3) <input type="text"/> 秒 | |

4.5.Flexibility

Click “Flexibility”



Fill in the form and click “Send”.

| | | 左 | | 右 | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | 肩关节 | 仰卧位被动内旋 (150) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | 仰卧位被动外旋 (150) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | 腕 | 正中位被动内/外旋 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | 坐位屈腕90度被动内/外旋 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | 仰卧位屈腕90度被动内/外旋 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | 4 形测试 (<3cm) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | 20 度屈膝Ober 测试 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | 90 度屈膝Ober 测试 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | 长收肌 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | 短收肌 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | 腕和膝 | 托马斯测试 - 腕 (7) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | | 托马斯测试 - 膝 (45) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | 股后肌 | 主动伸膝测试 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | 踝 | 踝背屈 (20) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | | 踝背伸 (30) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |
| <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | <input type="text"/> | 下背 | 坐位前伸测量 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | T <input type="checkbox"/> P | |

5. Report

Click “Report” on the Main Menu.



Three items, **Diet Report**, **Physical Training Report** and **Injury Survey Report**, are displayed.



5.1. Diet Report

Click “Diet Report”.



Daily diet record and nutrient profiles can be shown.

| 饮食报告 | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------|-------|-------------|-----|------------|-------|-----|---|---|---|-----|
| 日期 | | 运动员编号: 00000000 | | 运动员姓名: 测试员1 | | 10-03-2007 | | | | | | |
| 食品名称 | 数量 | 卡路里 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 总脂肪 | 饱和脂肪 | 不饱和脂肪 | 纤维 | 钙 | 钾 | 钠 | 胆固醇 |
| 牛肉抄莲藕 | 2.0 | 892 | 34 | 54 | 60 | 40 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 抄油墨菜 | 3.0 | 207 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牛肉抄莲藕 | 1.0 | 446 | 17 | 27 | 30 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总数 | | 1545 | 51 | 81 | 171 | 60 | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [关闭] | | | | | | | | | | | | |
| 日期 | | 08-03-2007 | | | | | | | | | | |
| 食品名称 | 数量 | 卡路里 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 总脂肪 | 饱和脂肪 | 不饱和脂肪 | 纤维 | 钙 | 钾 | 钠 | 胆固醇 |
| 牛肉抄莲藕 | 2.5 | 1115 | 42.5 | 67.5 | 75 | 50 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白饭 | 1.0 | 224 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总数 | | 1339 | 98.5 | 67.5 | 75 | 50 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [关闭] | | | | | | | | | | | | |
| 日期 | | 28-02-2007 | | | | | | | | | | |
| 食品名称 | 数量 | 卡路里 | 碳水化合物 | 蛋白质 | 总脂肪 | 饱和脂肪 | 不饱和脂肪 | 纤维 | 钙 | 钾 | 钠 | 胆固醇 |
| 抄油墨菜 | 5.0 | 345 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白饭 | 5.0 | 1120 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菠萝包 | 5.0 | 1175 | 215 | 10 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 啤酒 | 5.0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2. Physical Training Report

Click “Physical Training Report”.



Five Conditioning reports can be chosen.



5.2.1. Body Measurement Report

Click “Body Measurement”.



Click on the hyperlinks for reports you would like to read.

| 运动物理治疗检查 - 人体测量报告 | | | |
|-------------------|--|--|-------------------------------------|
| 运动员编号: | <input type="text" value="00000000"/> | <input type="button" value="寻找"/> | |
| 运动员姓名: | <input type="text" value="测试员1"/> | | |
| 日期(mm/dd/yyyy): | <input type="text" value="04/03/2007"/> | | |
| | <input type="button" value="3/7/2007 6:14:18 PM"/> | <input type="button" value="3/9/2007 10:49:22 PM (最近一次)"/> | 改变百分比 |
| 体重(公斤) | 67.1 | 40 | <input type="text" value="-67.75"/> |
| 脂肪比 | 15.3 | 23 | <input type="text" value="33.48"/> |
| 皮褶厚度(毫米) | | | |
| 三头肌* | 8 | | <input type="text"/> |
| 肩胛下* | 4.5 | | <input type="text"/> |
| 二头肌* | 6 | | <input type="text"/> |
| 髂骨脊(非必须) | 7.5 | | <input type="text"/> |
| 棘上* | 2.5 | | <input type="text"/> |
| 腹* | 7 | | <input type="text"/> |
| 大腿* | 4.5 | | <input type="text"/> |
| 小腿* | 9.5 | | <input type="text"/> |
| 腋窝(非必须) | 3 | | <input type="text"/> |
| 胸(非必须) | 7 | | <input type="text"/> |
| *七个皮褶厚度总和 | 10.65 | 34 | <input type="text" value="68.68"/> |

A report is shown.

Select a parameter first.

Click the calendar icons and select a “Starting Date” and a “Finishing Date” to indicate the period you would like the information generated in your report.

A graph showing the selected parameter in different episodes will be generated.



5.2.2. NSCA measure Report

Click “NSCA measure”



Click on the hyperlinks for reports you would like to read.

| 日期 | 3/7/2007 (前一次) 6:18:30 PM | 3/7/2007 (最近一次) 6:19:35 PM | 改变百分比 |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------|
| 身高 (厘米) | 185 | 185 | 0.00 |
| 体质指数 (calculate 体质指数=体重/(身高 ² :身高)) | 19.6 | 19.6 | 0.00 |
| 体脂 (%) | 15.3 | 15.3 | 0.00 |
| 工字跳 (秒) | 55.0 | 55.0 | 0.00 |
| 六角跳 (秒) | 40.0 | 43.3 | 7.62 |
| 右单腿下蹲(个) | 40 | 35 | -14.29 |
| 左单腿下蹲(个) | 35 | 40 | 12.50 |
| 俯卧撑(个) | 35 | 40 | 12.50 |
| 仰卧起坐(个) | 35 | 35 | 0.00 |
| 头上药球投 (米) | 50.0 | 50.0 | 0.00 |
| 体前药球投 (米) | 40.0 | 40.0 | 0.00 |
| 胸前药球投 (米) | 35.0 | 35.0 | 0.00 |

When a table is shown, select a parameter first.

Click the calendar icons and select a “Starting Date” and a “Finishing Date” to indicate the period you would like the information generated in your report.

A graph showing the selected parameter in different episodes will be generated.

5.2.3. Physiotherapy examination Report

Click “Physiotherapy examination”



Click on the hyperlinks for reports you would like to read.

| | | 日期 | | 3/7/2007 | | 改变百分比 | |
|----|----------------|-----|-----|----------|-----|--------|--------|
| | | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 |
| 右颈 | 屈 (0-45) | 40 | 41 | 43 | 45 | 6.98 | 8.89 |
| | 伸 (0-45) | 42 | 41 | 39 | 40 | -7.69 | -2.50 |
| | 回旋 (0-60) | 50 | 53 | 50 | 50 | 0.00 | -6.00 |
| 躯干 | 屈 (0-80, 10cm) | 70 | 69 | 70 | 69 | 0.00 | 0.00 |
| | 伸(0-20-30) | 22 | 21 | 22 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| | 回旋 (0-45) | 41 | 42 | 41 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 肩部 | 屈 (0-180) | 145 | 145 | 150 | 151 | 3.33 | 3.97 |
| | 伸(0-60) | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.00 | 0.00 |
| | 外展 (0-180) | 175 | 175 | 165 | 165 | -6.06 | -6.06 |
| | 内旋 (0-70) | 65 | 65 | 65 | 66 | 0.00 | 1.52 |
| | 外旋 (0-90) | 85 | 85 | 75 | 76 | -13.33 | -11.84 |

When a table is shown, select a parameter first.

Click the calendar icons and select a “Starting Date” and a “Finishing Date” to indicate the period you would like the information generated in your report. A graph showing the selected parameter in different episodes will be generated.



5.2.4. NSCA basic Report

Click “NSCA basic”



Click on the hyperlinks for reports you would like to read.

体能训练检测 - 美国国家体能协会标准检测 报告

运动员编号:

运动员姓名:

日期 (mm/dd/yyyy):

| 日期 | <input type="text" value="3/7/2007 6:55:19 PM"/> | <input type="text" value="3/10/2007 12:32:38 AM"/> | 改变百分比 |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | (最近一次) | |
| 仰卧推举 (1 RM)- 公斤 | 7 | 18 | <input type="text" value="61.11"/> |
| 颈后深蹲 (1 RM)- 公斤 | 7 | 22 | <input type="text" value="68.18"/> |
| 爆发上搏 (1 RM)- 公斤 | 24 | 24 | <input type="text" value="0.00"/> |
| 垂直跳高 - 厘米 | 24 | 25 | <input type="text" value="4.00"/> |
| Margaria-Kalamen动力测验 (跑楼梯检测) - 动力 | 1.9 | 1.4 | <input type="text" value="-36.71"/> |
| 300码 (274.2米) 折返跑 - 秒 | 29.0 | 28 | <input type="text" value="-3.57"/> |
| 直线来回奔跑 - 秒 (无参考数据) | 23.5 | 27 | <input type="text" value="12.96"/> |
| 1分钟仰卧起坐 - 次 | 36 | 35 | <input type="text" value="-2.86"/> |
| 1.5哩 (2.414 公里) 跑 - 秒 | 180 | 165 | <input type="text" value="-9.09"/> |
| T- 字跑 - 秒 | 35.0 | 38 | <input type="text" value="7.89"/> |
| 全站跑 - 秒 | 21.0 | 27 | <input type="text" value="28.57"/> |

When a table is shown, select a parameter first.

Click the calendar icons and select a “Starting Date” and a “Finishing Date” to indicate the period you would like the information generated in your report.

A graph showing the selected parameter in different episodes will be generated.

5.2.5. Flexibility Report

Click “Flexibility”



Click on the hyperlinks for reports you would like to read.


| | | 日期 | | (最近一次) | | 改变百分比 | |
|-----|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| | | 右 (度) | 左 (度) | 右 (度) | 左 (度) | 右 | 左 |
| 肩 | 被动肩外旋 | 147 | 148 | 147 | 148 | 0.00 | 0.00 |
| | 被动肩内旋 | 146 | 145 | 146 | 145 | 0.00 | 0.00 |
| 髋 | 被动髋内外旋 | 45 | 46 | 45 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| | 被动髋内外旋(坐位90度曲) | 70.3 | 72 | 70.3 | 72 | 0.00 | 0.00 |
| | 被动髋内外旋(仰卧位90度曲) | 85 | 90 | 85 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| | 四字测试 | 2.75 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 0.00 | 0.00 |
| | 奥伯测试(20度曲膝) | 18 | 18.5 | 18 | 18.5 | 0.00 | 0.00 |
| | 奥伯测试(90度曲膝) | 85 | 82 | 85 | 82 | 0.00 | 0.00 |
| | 长内收肌 | 51 | 53 | 51 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| | 短内收肌 | 75 | 76 | 75 | 76 | 0.00 | 0.00 |
| 髋和膝 | 托马斯测试(髋) | 6 | 7 | 6 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| | 托马斯测试(膝) | 42 | 43 | 42 | 43 | 0.00 | 0.00 |

When a table is shown, select a parameter first.

Click the calendar icons and select a “Starting Date” and a “Finishing Date” to indicate the period you would like the information generated in your report. A graph showing the selected parameter in different episodes will be generated.

5.3. Injury Survey Report

Click “Injury Survey Report”.



Detail information on injury can be shown.

受伤调查表

基本个人资料

使用者编号: 日期(mm/dd/yyyy):

姓名: 年龄:

| | | | |
|------|----|-----|----|
| 0 | 2 | 4 | 6 |
| 完全不满 | 轻度 | 可容忍 | 中度 |

III. Account Management

Click “Account Management” for personal account setting.



Three items, **Create User**, **Change Login Name** and **Change Password**, can be displayed.



1. Create User

Click “Create User”



Fill in the form and click “Confirm”.

建立新用户

| | |
|---|--|
| | |
| 英文名称 | <input type="text"/> |
| 中文名称 | <input type="text"/> |
| 出生日期 (MM/DD/YYYY) | <input type="text"/> (月) <input type="text"/> (日) <input type="text"/> (年) |
| 性别 | <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女 |
| 日间电话 | <input type="text"/> |
| 夜间电话 | <input type="text"/> |
| 运动员编号 | <input type="text"/> |
| 保险编号 | <input type="text"/> |
| 用户类别 | --请选择-- <input type="button" value="v"/> |
| 密码 | <input type="text"/> |
| 重复密码 | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/> | |

2. Change Login Name

Click “Change Login Name”



Fill in the form and click “Send”.

更改登入名称

| | |
|---|--------------------------|
| | |
| 00000000 | |
| 登入名称 | <input type="text"/> |
| 重复登入名称 | <input type="text"/> |
| 请输入密码 | <input type="password"/> |
| <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/> | |

3. Change Password

Click “Change Password”



Fill in the old password, the new password, and reconfirm the new password.

更改用户密码

| | |
|---|--------------------------|
| | |
| 00000000 | |
| 现有用户密码 | <input type="password"/> |
| 新用户密码 | <input type="password"/> |
| 重复新用户密码 | <input type="password"/> |
| <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/> | |