

MASSAGGIATORE KUNG FU

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- Prima di usare questo prodotto consultate il vostro medico di fiducia:
 - Se siete portatori di pacemaker o di altri dispositivi elettromedicali simili.
 - Se siete affetti da malattie cardiache.
 - Se soffrite di mal di schiena; Se soffrite di problemi fisici.
 - Se siete in trattamento medico.
 - Se avete problemi ossei, specialmente a carico del dorso.
 - In gravidanza o nel puerperio.
 - Se siete affetti da osteoporosi.
 - Se siete affetti da problemi di circolazione o trombosii.
 - In caso di infezioni della cute. • Dopo interventi chirurgici.
 - In caso di problemi alla colonna vertebrale o altri postumi dovuti a pregressi incidenti o malattie.
- Non bagnare esternamente o internamente l'apparecchio.
- L'energia elettrica e l'acqua possono creare pericoli. Non usare l'apparecchio in prossimità dell'acqua (per esempio in bagno o vicino ad una doccia o una piscina).
- Usare l'apparecchio solo con corrente di voltaggio corrispondente a quello indicato nelle istruzioni.
- Non usare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Per prevenire rischi di scosse elettriche, non aprire l'involucro dell'apparecchio.
- Questo apparecchio non deve essere usato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali senza la supervisione di un adulto responsabile della loro sicurezza.
- Per la vostra sicurezza, se l'apparecchio o il cavo di alimentazione sono danneggiati, inviare l'apparecchio ad un centro di assistenza per controlli e riparazioni. Non cercare di riparare l'apparecchio da soli. In caso contrario la garanzia decade.
- Questo apparecchio non deve essere usato da bambini. Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.
- Non usare l'apparecchio se l'involucro è danneggiato o in caso di malfunzionamento elettronico o meccanico. Contattare immediatamente il centro assistenza.
- Non usare l'apparecchio in ambienti molto umidi o molto caldi o vicino ad una sorgente di calore (per esempio un termosifone).
- Prima e durante l'uso dell'apparecchio, non cospargere la schiena o l'apparecchio con creme medicinali o cosmetiche o con lozioni.
- Non scuotere o far cadere l'apparecchio.
- Non piegare, tirare, torcere o attorcigliare il cavo di alimentazione. Non metterlo sotto oggetti pesanti e non incastrarlo. Un cavo di alimentazione danneggiato può essere causa di incendi e di scosse elettriche.
- Non usare l'apparecchio quando siete da soli. Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando non usate l'apparecchio.
- Non superare 30 minuti di funzionamento continuo dell'apparecchio. Ricacciare l'apparecchio dopo 20 minuti di riposo.
- Spegnere subito l'apparecchio in caso di malessere o di fastidio durante l'uso.
- La superficie dell'apparecchio si riscalda. Le persone poco sensibili al calore devono fare attenzione durante l'uso dell'apparecchio.

ADATTO A

- Utilizzatori di computer; • Persone che lavorano in ufficio; • Massaie; • Atleti;
- Persone con dolori di schiena o alle spalle dovuti all'uso continuato delle braccia;
- Persone con affaticamento e strappi muscolari dovuti ad eccessivo esercizio;
- Persone anziane con cattiva circolazione a livello della schiena.

BENEFICI

- Allevia il dolore alle spalle dovuto ad una cattiva posizione del collo durante il sonno.


- Allevia il dolore da cattiva circolazione.
- Allevia l'affaticamento muscolare dovuto ad eccessivo esercizio.
- Rilascia la muscolatura contratta.
- Aiuta a ridurre lo stress.

PER OTTENERE RISULTATI OTTIMALI

- Per eliminare il mal di schiena, usare il massaggiatore 2-3 volte al giorno per periodi di 5-15 minuti;
- Le persone che usano il computer o che lavorano con le braccia per lunghi periodi di tempo devono usare il massaggiatore per 5-15 minuti per rilassare la muscolatura della schiena, migliorare la circolazione del dorso e prevenire danni alla muscolatura del dorso;
- L'apparecchio è provvisto di una protezione contro il surriscaldamento. Quando la temperatura supera i valori di sicurezza, il massaggiatore si spegne automaticamente. Staccare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di usarlo nuovamente.
- Dopo aver usato il massaggiatore bere una bicchiere di acqua calda per stimolare il metabolismo.

FUNZIONI DEI TASTI ED ISTRUZIONI PER L'USO

1. Funzioni dei tasti



- Per accendere il massaggiatore, premere per due secondi "ON/OFF /MODALITÀ".
- Quando il massaggiatore è acceso, la spia di accensione lampeggia.

2. Istruzioni per l'uso

- Collegare la spina ad una presa di corrente.
- Accendere il massaggiatore premendo per due secondi "ON/OFF /MODALITÀ". L'apparecchio funziona con sei modalità di massaggio prestabilite: una modalità automatica e cinque manuali. Il massaggiatore inizia a funzionare in modalità automatica partendo dalla prima modalità di massaggio fino a raggiungere la sesta modalità. Per cambiare modalità premere "ON/OFF /MODALITÀ".
- L'intensità del massaggio può essere regolata su 6 livelli. All'accensione il massaggiatore è impostato sul terzo livello. Potete regolare l'intensità del massaggio premendo i tasti "+" e "-". Il LED indica il livello di massaggio impostato.
- La sessione di massaggio dura 8 minuti. Al termine della sessione l'apparecchio entra automaticamente in modalità standby.
- Potete interrompere la sessione di massaggio premendo per due secondi il tasto "ON/OFF /MODALITÀ". Il massaggiatore si fermerà ed entrerà in modalità standby.
- Terminata la sessione di massaggio, staccare la spina dalla presa di corrente.

USI DEL MASSAGGIATORE

Spalle - Parte superiore del dorso - Parte inferiore del dorso - Fianchi - Cosce.

MANUTENZIONE

Pulizia

Non pulire il massaggiatore con spugne abrasive, detergenti abrasivi o liquidi aggressivi come benzina o acetone. Non immergere nell'acqua. Staccare la spina dalla presa di corrente. Pulire il pannello di controllo ed il cavo di alimentazione con un panno asciutto. Non usare panni umidi o detergenti.

Conservazione

Staccare la spina dalla presa di corrente. Riporre il massaggiatore in un luogo fresco ed asciutto, lontano dalla luce del sole.

Non mettere oggetti pesanti sopra il massaggiatore.



SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Cause possibili	Soluzioni
L'apparecchio non si accende	La spina non è stata inserita correttamente	Collegare correttamente la spina alla presa di corrente
	Avete usato l'apparecchio in maniera continua per 25 minuti ed è entrata in funzione la protezione contro il surriscaldamento	Staccare la spina dalla presa di corrente, far raffreddare l'apparecchio per 30 minuti prima di utilizzarlo nuovamente
L'apparecchio non funziona	L'apparecchio ha completato il ciclo di massaggio di 8 minuti ed è entrato automaticamente in modalità standby	Se desiderate eseguire un nuovo ciclo di massaggio, premere il tasto "ON/OFF /MODALITÀ"
	Un peso eccessivo è stato appoggiato sul massaggiatore (ad esempio un oggetto pesante)	Staccare la spina dalla presa di corrente, togliere il peso da sopra il massaggiatore e riaccendere l'apparecchio
L'apparecchio è caldo	Il massaggiatore si è surriscaldato	Staccare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare il massaggiatore. Staccare sempre la spina dalla presa di corrente dopo l'uso
L'apparecchio è rumoroso	Il rumore è causato dai meccanismi del massaggiatore	Il rumore è normale e non è indice di malfunzionamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni dell'apparecchio: 760 x 480 x 65 mm

Peso netto: 1.85 Kg

Consumo: 50 W

Alimentazione: 230 V CA ~ 50 Hz

Conformità internazionali: CE FCC RoHS

RANGE DI FUNZIONAMENTO

Temperatura: 0°C ~ 40°C

Umidità: ≤ 85%

Pressione atmosferica: 86 kPa ~ 106 kPa

GARANZIA

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni.

La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi a quelli indicati nelle istruzioni, di temporali, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo.

Questa garanzia dà specifici diritti a voi, e potete anche avere altri diritti che variano da stato a stato.

Se per qualsiasi motivo, questo prodotto deve essere restituito al negozio dove è acquistato, deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale.



SHOULDER MASSAGER

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- The following persons must consult their physician before using the product.
 - If you have a pacemaker or similar implanted medical device.
 - If you have a heart condition.
 - If you have a strained back.
 - If you are undergoing medical or paramedical treatment.
 - If you have weak or injured bones, especially back bones.
 - During pregnancy or shortly after delivery
 - If you have osteoporosis.
 - If you have blood circulation problems or thrombosis.
 - If you have a skin infection.
 - After surgery.
 - If you have a physical abnormality.
 - If you have a spinal disorder or injury caused by a past accident or illness.
- Do not let water spill on or get into the product.
- Water and electricity is a dangerous combination. Do not use the product in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
- Use the product only at the designed voltage.
- If the power plug, main cord or the product is damaged, please stop using the product.
- To prevent electricity hazard, do not open the product's outer cover.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Always return the appliance to our service centre for examination or repair if the product or its power cord is broken for safety reasons. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise your guarantee becomes invalid.
- This appliance is not intended for use by children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the appliance if the outer cover is damaged or in case of mechanical or electronic failure. Contact our service centre immediately.
- Do not use the appliance in a room with high humidity and high temperature or next to a hot object (e.g. Heater).
- Do not put medical or cosmetic creams or lotions on the appliance or on your back before or during use of the appliance.
- Do not shake or drop the appliance.
- Do not damage, bend, pull, twist or bundle the power cord. Protect it from being placed under heavy objects or caught between objects while moving the product. A damaged cord may lead to fire or electric shock.
- The product should be started up and operated in the presence of people. Please pull up the power cord when not using it for a long time or with the absence of people.
- The continuous operating time of the machine should be no more than 30 minutes; restart the machine after a rest of 20 minutes.
- In case discomfort or abnormality occurs during application, please stop using it immediately.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

SUITABLE FOR

- Computer users; · Office workers; · Housewives; · Athletes;
- People with shoulder or back pain due to long-time use of arms;
- People with muscle fatigue and pull due to excessive exercise;
- Elderly people with unsmooth blood circulation in the back.

BENEFITS

- Relieve shoulder pain due to stiff neck during sleep.
- Relieve pain due to a long unsmooth blood circulation.
- Relieve fatigue due to excessive exercise.


- Relax the tense muscle.
- Helps to relieve stress.

FOR OPTIMUM RESULTS

- Use the product 2~3 times per day with 5~15 minutes per time to eliminate back pain;
- People operating computers or using arms for long time use it for 5~15 minutes to relax back muscles, ameliorate the blood circulation in the back and prevent injury of back muscle;
- The product is with temperature protection device. When the temperature exceeds safety limits, the machine will stop operating automatically. Please unplug the power supply for cooling before using it again.
- Please have a cup of warm water after using the product to enhance metabolism.

FUNCTION KEYS AND OPERATING INSTRUCTIONS

1. Function Keys



- Press "ON/OFF/MODE" for two seconds to turn on
- When plugged, Power indicator flickers.

2. Operating Instructions

- Put the mains plug in the wall socket.
- Press "ON/OFF/MODE" for two seconds to turn on, the machine will enter the preset 6 massage modes, one auto mode and five manual modes. It starts operating from the first massage mode (auto mode) until the 6th mode in cycle. Press "ON/OFF/MODE" to switch the mode.
- This product is set with 6 level intensity, when you turn on, its preset intensity is the 3th level. You can adjust the massage intensity simply by press the "+" , "-" button. The LED indicates the current massage intensity.
- The massage session lasts 8 minutes. After the session, the appliance automatically switches to standby mode.
- If you want to stop the massage session, press the ON/OFF/MODE BUTTON for two seconds, the appliance will stop and enter into standby mode.
- After the massage session, remove the mains plug from the wall socket.

POSSIBLE USE OF MASSAGER

Shoulders - Upper back - Lower back - Hips - Thighs.

MAINTENANCE

Cleaning

- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Do not immerse the appliance in water.
- Remove the mains plug from the wall socket.
- Clean the control panel and cords with a dry cloth.
- Do not use a moist cloth or a cleaning agent.

Storage

- Remove the mains plug from the wall socket.
- Store the appliance in a cool and dry place away from the sunlight.
- Do not put heavy objects on top of the appliance.



TROUBLESHOOTING

Condition	Possible Causes	Remedy
The power cannot be connected	Loosen power plug bad contact	Please replug the power plug
	You have used the appliance continuously for 25 minutes, causing the overheat protection to switch off the appliance	Unplug the appliance and let it cool down for 30 minutes before you see it again.
The product does not work	The product has just finished its 8 minutes massage and has automatically switched to standby mode	If you want to massage again, press the ON/OFF button.
	An excessive weight has been put on the product (e.g. someone has stood on the appliance or a heavy object has been put on it)	Unplug the power plug, remove the excessive weight if it is still on the product again and switch it on.
The product is warm.	Over temperature of the product	Unplug the power plug and let it cool down. Always unplug the power plug after use.
A sound comes out of the product	This sound is caused by the mechanical structure of the product	This sound is normal and does not mean that the product is malfunctioning

SPECIFICATION

Unit party : 760x480x65mm
 Net weight : 1.85Kg
 Power Consumption : 50W
 Power Input : AC230V ~ 50Hz
 International Compliance: CE FCC RoHS

WORKING ENVIRONMENT

Temperature : 0° ~ 40°
 Humidity: ≤85%
 Atmospheric pressure: 86kPa ~ 106kPa

WARRANTY

The warranty is valid for normal use of the device as defined in the user's guide. Excluded from this warranty, damage due to a cause unrelated to the device. In particular, the warranty does not apply if the unit has been damaged following a collision or a fall, a false move, a connection that does not comply with the instructions or requirements specified in this manual, the effect of lightning overvoltage sector, inadequate protection against heat, moisture or frost. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state. If for any reason this product needs to be returned to the store where purchased it must be packed in its original carton/package. The manufacturer and distributor has the right to modify the apparatus (technically and aesthetically) and/or replace some parts, whereas necessary, to always offer a safe and reliable product.



MASSAJADOR PARA OMBRO

PRECAUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- As seguintes pessoas devem consultar o médico antes de usar o produto.
 - Se tem um pacemaker ou dispositivo médico semelhante implantado.
 - Se sofrer de alguma condição cardíaca.
 - Se tem as costas tensas.
 - Se está em tratamento médico ou paramédico.
 - Se tem ossos fracos ou feridos, especialmente os da coluna.
 - Durante a gravidez ou logo após o parto.
 - Se tem osteoporose.
 - Se tiver problemas de circulação sanguínea ou tiver tido uma trombose.
 - Se sofre de uma infecção de pele.
 - Após uma cirurgia.
 - Se tiver uma anormalidade física.
 - Se tem um distúrbio vertebral ou um dano causado por um acidente ou doença do passado.
- Não deixe derramar água sobre, ou entrar, no produto.
- Água e electricidade é uma combinação perigosa. Não use o produto em ambientes húmidos (por exemplo, na casa de banho ou perto de um chuveiro ou piscina).
- Use o produto somente na voltagem indicada.
- Se a ficha de alimentação, o cabo principal ou o produto estiverem danificados, pare de usar o produto.
- Para evitar riscos de electricidade estática, não abra a tampa externa do produto.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, excepto se lhes tiverem sido fornecidas instruções ou vigilância relativas à utilização do aparelho, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Por questões de segurança, entregue sempre o aparelho no nosso centro de serviços de assistência para verificação ou reparação, se o produto ou o cabo de alimentação estiverem danificados. Não tente reparar o aparelho sozinho; caso contrário, a garantia tornar-se-á inválida.
- Este aparelho não se destina à utilização por crianças. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não utilize o aparelho se a tampa exterior estiver danificada ou em caso de falha mecânica ou electrónica. Contacte a central de atendimento imediatamente.
- Não use o aparelho num quarto com humidade e temperatura elevadas ou ao lado de um objecto quente (aquecedor, por exemplo).
- Não coloque cremes medicinais ou cosméticos ou loções no aparelho ou nas suas costas antes ou durante o uso do aparelho.
- Não agite nem deixe cair o aparelho.
- Não danifique, dobre, puxe, torça ou enrole o cabo de alimentação. Evite que seja colocado sob objectos pesados ou que permaneça entre objectos ao mover o produto. Um cabo danificado pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.
- O produto deve ser iniciado e operado na presença de pessoas. Puxe o cabo de alimentação quando não pretender utilizá-lo por um longo tempo ou na ausência de pessoas.
- O tempo de operação contínua da máquina não deve ser mais de 30 minutos; reinicie a máquina depois de um descanso de 20 minutos.
- No caso de ocorrer desconforto ou de alguma anormalidade durante a aplicação, pare de usá-lo imediatamente.
- O aparelho possui uma superfície aquecida. Pessoas insensíveis ao calor devem ter cuidado ao utilizar o aparelho.

ADEQUADO PARA

- Utilizadores de computador; Trabalhadores de escritório; Donas de casa;
- Atletas;
- Pessoas com dor de ombro ou costas devido a uma utilização prolongada dos braços;
- Pessoas com fadiga muscular devido ao excesso de exercício;
- Idosos com circulação sanguínea não homogénea nas costas;

BENEFÍCIOS


- Aliviar dores no ombro, provocadas pela rigidez do pescoço durante o sono.
- Aliviar dores provocadas por circulação do sangue não homogénea devido à idade avançada.
- Aliviar a fadiga devido ao excesso de exercício.
- Relaxar músculos tensos.
- Ajudar a aliviar o stress.

PARA OBTER MELHORES RESULTADOS

- Utilizar o produto de 2 a 3 vezes por dia com 5~15 minutos por hora para eliminar a dor nas costas;
- As pessoas que trabalham com computadores ou utilizam os braços durante muito tempo, devem usá-lo durante 5~15 minutos para relaxar os músculos das costas, melhorar a circulação sanguínea nas costas e evitar lesões nos músculos das costas;
- O produto possui um dispositivo de protecção de temperatura. Quando a temperatura ultrapassar os limites de segurança, a máquina irá parar de funcionar automaticamente. Desligue o fornecimento de energia para permitir o arrefecimento antes de utilizar novamente o produto.
- Tome uma chávena de água morna depois de usar o produto para aumentar o metabolismo.

TECLAS DE FUNÇÃO E FUNCIONAMENTO

1. Teclas de Função



- Prima "ON/OFF/MODE" durante dois segundos para ligar
- Quando ligado, o indicador de energia pisca.

2. Instruções de Utilização

- Coloque a ficha na tomada da parede.
- Prima "ON/OFF/MODE" durante dois segundos para ligar; o aparelho vai entrar nos 6 modos de massagem predefinidos, um modo automático e cinco modos manuais. O aparelho começa a funcionar no primeiro modo de massagem (modo auto) até ao modo 6 em ciclo. Prima "ON/OFF/MODE" para alternar o modo.
- Este produto está definido com 6 níveis de intensidade. Quando o ligar, a intensidade predefinida é o nível 3. Pode ajustar a intensidade da massagem, pressionando o botão "+", "-". LED indica a intensidade da massagem actual.
- A sessão de massagem dura 8 minutos. Após a sessão, o aparelho muda automaticamente para o modo de espera.
- Se quiser interromper a sessão de massagem, prima o botão ON/OFF/MODE durante 2 segundos, o aparelho irá parar e entrar em modo de espera.
- Após a sessão de massagem, remova a ficha da tomada de parede.

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MASSAJADOR

Ombros - Parte superior das costas - Parte inferior das costas - Ancas - Nádegas

MANUTENÇÃO

Limpeza

- Nunca use palha-de-aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
- Não mergulhe o aparelho em água.
- Retire a ficha da tomada de parede.
- Limpe o painel de controlo e os cabos com um pano seco.
- Não utilize um pano húmido ou um agente de limpeza.

Armazenamento

Retire a ficha da tomada de parede.
Guarde o aparelho num local seco e fresco longe da luz solar.
Não coloque objectos pesado em cima do aparelho.



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Condição	Possíveis causas	Solução
A alimentação não pode ser ligada.	Mau contacto de ficha solta	Volte a ligar o cabo de alimentação.
	Usou o aparelho continuamente durante 25 minutos, fazendo com que a protecção contra sobreaquecimento desligasse o aparelho.	Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante 30 minutos antes de vê-lo novamente.
O produto não funciona.	O produto acaba de terminar os 8 minutos de massagem e passou automaticamente para modo de espera.	Se pretender outra massagem, prima o botão ON/OFF.
	Foi colocado um peso excessivo no produto (por exemplo, alguém ficou em pé no aparelho ou um objecto pesado foi colocado sobre ele).	Desligue o cabo de alimentação, remova o excesso de peso, se ainda estiver sobre o produto, e ligue-o novamente.
O produto está quente.	Sobreaquecimento do produto.	Desligue o cabo de alimentação e deixe arrefecer. Desligue sempre o cabo de alimentação após o uso.
O produto emite um som.	Esse som é causado pela estrutura mecânica do produto.	Este som é normal e não significa que o produto tem defeito.

ESPECIFICAÇÃO

Aparelho: 760x480x65mm
Peso líquido: 1,85 kg
Consumo de energia: 50W
Potência de entrada: AC230V~50Hz
Conformidade com as normas internacionais: CE FCC RoHS

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

Temperatura : 0° ~ 40°
Humidade: ≤85%
Pressão atmosférica: 86kPa~106kPa

GARANTIA

A garantia é válida para a utilização normal do dispositivo, tal como definido no manual do utilizador.

Estão excluídos desta garantia os danos provocados por uma causa não relacionada com o dispositivo. Em particular, a garantia não se aplica se o aparelho tiver sido danificado na sequência de uma colisão ou queda, um passo em falso, uma ligação que não esteja em conformidade com as instruções ou os requisitos especificados neste manual, o efeito de sobretensão provocada por relâmpagos, protecção inadequada contra humidade, calor ou frio.

Esta garantia concede-lhe direitos específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Se por qualquer razão o produto deve ser devolvido à loja comprou este deve ser acondicionado em sua embalagem original/pacote.

O fabricante e o distribuidor têm o direito de modificar o aparelho (técnica e esteticamente) e/ou substituir algumas peças, quando necessário, para que o aparelho seja sempre seguro e de confiança.



MASAJ UMERI

PRECAUȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Persoanele de mai jos trebuie să consulte medicul înainte de utilizarea produsului.

- Dacă aveți un stimulator cardiac sau un dispozitiv medical implantat.
- Dacă suferiți de afecțiuni cardiace.
- Dacă suferiți de o întindere la spate.
- Dacă vă aflați sub tratament medical sau paramedical.
- Dacă suferiți de afecțiuni osoase.
- În timpul perioadei de sarcină și imediat după naștere
- Dacă suferiți de osteoporoză.
- Dacă aveți probleme de circulație sanguină sau tromboze.
- Dacă suferiți de infecții ale pielii.
- După operație.
- Dacă suferiți de vreun handicap fizic.
- Dacă suferiți de afecțiuni ale coloanei vertebrale cauzate de un accident anterior sau de o boală.

Nu permiteți apei să se verse sau să pătrundă în interiorul produsului.

Apa și electricitatea reprezintă o combinație periculoasă. Nu utilizați acest produs în spații umede (de exemplu, în baie sau lângă duș sau piscină).

Utilizați produsul numai la tensiunea potrivită.

În cazul în care ștecherul, cablul de alimentare sau produsul sunt deteriorate, vă rugăm să opriți utilizarea produsului.

Pentru a preveni pericolul de electrocutare, nu desfaceți capacul exterior al produsului.

Acest produs nu este recomandat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.

Returnați întotdeauna aparatul la centrul nostru de reparații pentru examinare sau reparare dacă produsul sau cablul său de alimentare prezintă defecțiuni din motive de siguranță. Nu încercați să reparați aparatul de unul singur deoarece garanția se poate anula.

Aceast aparat nu este destinat utilizării de către copii. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.

Nu utilizați aparatul dacă capacul exterior este deteriorat sau în caz de defecțiuni mecanice sau electronice. Contactați centrul de service imediat.

Nu utilizați aparatul într-o încăpere cu temperatură și umiditate ridicată sau în apropierea unui obiect fierbinte (de exemplu: radiator).

Nu așezați creme medicale sau cosmetice sau loțiuni pe aparat sau pe partea din spate a acestuia înainte sau în timpul utilizării aparatului.

Nu scuturați sau scăpați aparatul.

Nu deteriorați, trageți sau răsuciți cablul de alimentare. Protejați-l și aveți grijă să nu îl poziționați sub obiecte grele sau să nu se prindă între obiecte în timpul mutării acestuia. Un cablu deteriorat poate conduce la incendiu sau electrocutare.

Produsul trebuie pornit și operat în prezența persoanelor. Vă rugăm să scoateți cablul de alimentare atunci când nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp sau în absența persoanelor.

Timpul de operare continuu al aparatului nu trebuie să depășească 30 de minute; reporniți aparatul după o pauză de 20 de minute.

În cazul în care în timpul utilizării aparatului apare disconfort, vă rugăm să opriți imediat utilizarea.

Aparatul deține o suprafață încălzită. Persoanele insensibile la căldură trebuie să fie atente când utilizează aparatul.

POTRIVIT PENTRU

- Utilizatorii de computer; Persoane care muncesc la birou; Femeile casnice;
- Atleți;
- Persoane cu dureri de spate sau de umeri datorate utilizării îndelungate a brațelor;
- Persoane cu mușchii oboșiți datorită exercițiilor excesive;
- Persoane vârstnice cu circulație sanguină slabă a spatelui.

BENEFICII

- Reduce durerea de umeri datorită poziției rigide a gâtului din timpul somnului.
- Reduce durerea datorită circulației sanguine slabe.
- Reduce oboseala datorită muncii pe timp îndelungat.
- Relaxează mușchii tensionați.
- Vă ajută să reduceți stresul.

PENTRU OBȚINEREA UNOR REZULTATE OPTIME

· Utilizați produsul de 2~3 ori pe zi în jur de 5~15 minute pentru a reduce durerea de spate;


· Persoanele care lucrează la computer sau își utilizează brațele pentru o perioadă lungă de timp, trebuie să utilizeze aparatul pentru 5~15 minute pentru a-și relaxa musculatura, ameliora circulația sanguină de la nivelul spatelui și pentru a preveni durerea;

· Produsul este prevăzut cu un dispozitiv de protecție a temperaturii. Atunci când temperatura depășește limitele de siguranță, aparatul se va opri automat. Vă rugăm să deconectați cablul de alimentare pentru răcirea aparatului înainte de reutilizare.

· Vă rugăm să serviți o cană de apă caldă după utilizarea produsului pentru îmbunătățirea metabolismului.

TASTE FUNCȚIONALE ȘI INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

1. Taste funcționale



· Apăsați "ON/OFF/MODE" timp de 2 secunde pentru a porni aparatul.

· Când este conectat, indicatorul Pornire pâlpâie.

2. Instrucțiuni de operare

· Conectați ștecherul cablului de alimentare la priza electrică.

· Apăsați butonul "ON/OFF/MOD" timp de 2 secunde pentru a porni aparatul, iar acesta va intra în cele 6 moduri de masaj presetate, 1 mod automat și 5 moduri manuale. Aparatul va porni operarea de la primul mod de masaj (modul automat) până la cel de-al șaselea mod din ciclu. Apăsați On/Off/Mod pentru a comuta modul.

· Acest produs este înzestrat cu 6 nivele de intensitate, când este pornit, intensitatea presetată este pe nivelul 3. Puteți regla intensitatea de masaj prin simpla apăsare a butoanelor "+" și "-". LED-ul indică intensitatea curentă de masaj.

· Sesiunea de masaj durează 8 minute. După această sesiune, aparatul trece automat în modul de standby.

· Dacă doriți să opriți sesiunea de masaj, apăsați butonul ON/OFF/MOD BUTON timp de două secunde, aparatul se va opri și va intra în modul de standby.

· După sesiunea de masaj, deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza electrică.

UTILIZAREA POSIBILĂ A APARATULUI

Umeri - Partea superioară a spatelui - Partea inferioară a spatelui - Șolduri - Coapse.

ÎNTREȚINERE

Curățare

Nu utilizați niciodată bureți aspri, agenți de curățare abrazivi sau substanțe lichide agresive precum petrolul sau acetone pentru a curăța aparatul.

Nu scufundați aparatul în apă.
Deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza electrică.
Curățați panoul de control și cablurile cu o cârpă uscată.
Nu utilizați o cârpă umedă sau un agent de curățare.

Depozitare

Deconectați ștecherul cablului de alimentare de la priza electrică.
Păstrați aparatul într-un loc răcoros și uscat departe de lumina soarelui.
Nu așezați obiecte grele deasupra aparatului.



SPECIFICAȚII

Corp unitate: 760x480x65mm
Greutate netă : 1.85Kg
Consum energie: 50W
Intrare curent electric : AC230V ~ 50Hz
Conformitate internațională: CE FCC RoHS

MEDIU DE FUNCȚIONARE

Temperatură: 0° ~ 40°
Umiditate: ≤85%
Presiune atmosferică: 86kPa ~ 106kPa

GARANȚIA

Garanția se acorda conform normelor in vigoare valabile in fiecare tara. Garanția este valabilă doar în cazul utilizării normale a dispozitivului precum este descrisă în manualul utilizatorului. Se exclude de la această garanție, deteriorarea datorită unei cauze care nu are legătură cu dispozitivul. În mod particular, garanția nu se aplică dacă aparatul a fost deteriorat datorită unei coliziuni sau a unei căderi, a unei mișcări necorespunzătoare, a coectării dacă nu corespunde cu instrucțiunile sau cu condițiile specificate în acest manual, efectul sectorului de supratensiune, protecție inadecvată împotriva surselor de căldură, umezeală sau îngheț.

Această garanție vă oferă drepturi specifice, dar dumneavoastră puteți dispune de alte drepturi ce pot varia de la stat la stat. Dacă din orice motiv acest produs necesită a fi returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, acesta trebuie să fie ambalat în ambalajul/cutie originală.

Producătorul și distribuitorul își rezervă dreptul de a modifica aparatul (tehnic sau estetic) și/sau de a înlocui anumite piese, acolo unde este cazul, pentru a oferi întotdeauna un produs sigur și fiabil.

DEPANARE

Condiție	Cauze posibile	Remediere
Aparatul nu primește curent electric	Contact slab ltecher, cablu de alimentare	Vă rugăm reconectați ștecherul cablului de alimentare
	Ați utilizar aparatul continuu timp de 25 de minute, cauzând protecția la supraîncălzire să oprească aparatul.	Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească înainte de a încerca din nou să îl porniți.
Aparatul nu funcționează	Produsul tocmai a terminat cele 8 minute de masaj și a trecut automat în modul standby.	Dacă doriți să porniți din nou aparatul de masaj, apăsați butonul On/Off.
	O greutate excesivă a fost așezată pe produs sau deasupra produsului. (de exemplu, cineva s-a așezat pe aparat sau un obiect greu a fost așezat pe acesta)	Deconectați ștecherul cablului de alimentare, îndepărtați greutatea excesivă dacă există în continuare asupra produsului și porniți-l din nou.
Produsul este fierbinte	Supra încălzire a produsului	Deconectați ștecherul cablului de alimentare și lăsați aparatul să se răcească. Deconectați întotdeauna ștecherul cablului de alimentare după utilizare.
Produsul scoate un sunet	Acest sunet este cauzat de structura mecanică a produsului.	Acest sunet este normal și nu înseamnă că produsul este defect.



MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ NA RAMENA

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před použitím tohoto produktu se o jeho používání musí poradit s lékařem následující osoby :

- Osoby s kardiostimulátorem nebo jiným podobným lékařským přístrojem.
- Osoby s onemocněním srdce.
- Osoby, které mají problémy se zády.
- Osoby, které mají postoupit lékařské ošetření.
- Osoby, které mají slabé nebo zraněné kosti, především kosti v zádech.
- Těhotné ženy nebo ženy krátce po porodu.
- Osoby, které mají osteoporózu.
- Osoby mající problém s krevním oběhem nebo trombózou.
- Osoby, které mají kožní infekci.
- Osoby po operaci.
- Osoby s fyzickou abnormalitou.
- Osoby s poruchou či zraněním páteře v důsledku úrazu nebo nemoci.

2. Zabraňte tomu, aby se do přístroje dostala voda.

3. Nepoužívejte produkt v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí (sprcha, koupelna, bazén), je to velmi nebezpečné.

4. Produkt používejte pouze na určené napětí.

5. Dojde-li k poškození produktu nebo napájecího kabelu, okamžitě jej přestaňte používat.

6. Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, neotvírejte vnější kryt přístroje.

7. Tento produkt není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými smyslovými, fyzickými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby, dbající o jejich bezpečnost.

8. Je-li produkt nebo napájecí kabel jakkoliv poškozen, odneste jej k posouzení a na opravu do servisního střediska. Nepokoušejte se přístroj opravit sami, jinak záruka pozbývá platnost.

9. Spotřebič není určen pro děti. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.

10. Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen vnější kryt nebo v případě mechanické nebo elektronické poruchy. Kontaktujte okamžitě servisní středisko.

11. Nepoužívejte přístroj v místnosti s vysokou vlhkostí a teplotou nebo v blízkosti horkých objektů (např. topení).

12. Před nebo v průběhu používání přístroje nedávejte na záda nebo na přístroj jakákoliv pleťová mléka nebo krémy.

13. Netřeste s přístrojem, zabraňte jeho pádu.

14. Nepoškozujte, neohýbejte ani netahejte za přírodní kabel. Poškozený kabel může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

15. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel ze zdroje elektrické energie.

16. Nepřetržitá provozní doba zařízení by neměla být delší než 30 minut; přístroj znovu zapněte až po 20 minutách odpočinku.

17. V případě nepříjemných pocitů nebo jakékoliv abnormality při používání přístroje, jej přestaňte okamžitě používat.

18. Přístroj má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na světlo by měly být při jeho používání opatrné.

VHODNÉ PRO:

- uživatele počítačů; osoby, pracující v kancelářích; ženy v domácnosti
- sportovce
- osoby s bolestí ramen a zad
- osoby se svalovou únavou, způsobenou nadměrným cvičením.
- starší osoby s problémovým krevním oběhem v zádech

VÝHODY:

- Úleva od bolesti ramen z důvodu ztuhlosti šije během spánku.
- Úleva od bolesti způsobené špatným krevním oběhem.


- Úleva od únavy, způsobené nadměrným cvičením.
- Odpočinek pro napjaté svaly.
- Pomáhá zbavit stresu.

PRO DOSAŽENÍ OPTIMÁLNÍCH VÝSLEDKŮ

- Pro odstranění bolesti zad používejte přístroj 2-3 krát denně po dobu 5-15 minut.
- Osoby, pracující u počítače používají přístroj 5-15 minut pro uvolnění svalů zad, zlepšení krevního oběhu v zádech a pro zabránění poranění zádoových svalů.
- Přístroj má ochranu proti přehřátí. Pokud teplota překročí bezpečnostní limity, provoz přístroje se automaticky zastaví. Před opětovným použitím odpojte pro ochlazení napájecí kabel.
- Po použití přístroje vypijte šálek teplé vody pro zlepšení metabolismu.

FUNKČNÍ TLAČÍTKA A NÁVOD K OBSLUZE

1. Tlačítka



- Press "ON/OFF/MODE" for two seconds to turn on
- When plugged, Power indicator flickers.

2. Návod k obsluze

- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE po dobu 2 sekund, přístroj vstoupí do 6 přednastavených masážních režimů, jeden automatický a 5 manuálních režimů. Začne pracovat od prvního masážního režimu (Auto) až do 6. režimu v cyklu. Stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE pro přepnutí režimu.
- Tento produkt je nastaven na 6 úrovní intenzity, když ho zapnete, je intenzita nastavena na třetí stupeň. Intenzitu masáže si můžete nastavit stisknutím tlačítek "+" a "-". LED dioda indikuje aktuální intenzitu masáže.
- Masáž trvá 8 minut. Potom se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- Chcete-li masáž zastavit, stiskněte tlačítko ON/OFF/MODE po dobu dvou sekund, přístroj se vypne a vstoupí do pohotovostního režimu.
- Po ukončení masáže vyjměte zástrčku ze zásuvky.

MOŽNÁ VYUŽITÍ MASÁŽNÍHO PŘÍSTROJE

Ramena - Horní část zad - Spodní část zad - Boky - Stehna.

ÚDRŽBA

Čištění

- Nikdy nepoužívejte k čištění přístroje drátěnky, abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní kapaliny, jako je benzín nebo aceton.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Před čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky.
- Ovládací panel a kabel čistěte suchým hadříkem.
- Nepoužívejte vlhký hadřík ani čisticí prostředek.

Skladování

Vyjměte zástrčku ze zásuvky.



Skladujte přístroj na suchém a chladném místě, mimo dosah slunečního záření.

Nepokládejte těžké předměty na horní část spotřebiče.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Stav	Možná příčina	Náprava
Napájení nemůže být připojeno	Uvolněná zástrčka, špatný kontakt	Prosím, zapojte zástrčku znovu
	Používali jste přístroj nepřetržitě po dobu delší než 25 minut, ochrana proti přehřátí vypnula přístroj.	Vypněte přístroj ze zásuvky a před dalším použitím ho nechte vychladnout po dobu 30 minut.
Přístroj nepracuje	Produkt právě ukončil osmiminutovou masáž a přepnul se do pohotovostního režimu.	Chcete-li další masáž, stiskněte tlačítko On/Off/Mode
	Na výrobek byla kladena nadměrná zátěž (těžký předmět, atd.).	Odpojte napájecí kabel, sejměte zátěž a poté produkt znovu zapněte.
Přístroj je horký.	Došlo k jeho přehřátí.	Odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Po použití vždy odpojte přístroj ze zásuvky.
Z přístroje vychází zvuky.	Zvuk je způsoben mechanickou konstrukcí produktu.	Tento zvuk je běžný a neznamená to, že je výrobek poškozen.

SPECIFIKACE

760x480x65mm

Čistá hmotnost: 1,85 kg

Spotřeba energie: 50 W

Příkon: AC230V ~ 50 Hz

Mezinárodní Shoda: FCC CE RoHS

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Teplota: : 0° ~ 40°

Vlhkost: ≤ 85%

Atmosférický tlak 86kPa ~ 106kPa

ZÁRUKA

Tato záruka na výrobek je platná pro běžné používání zařízení, jak jsou definovány v uživatelské příručce. Záruka se nevztahuje, pokud dojde k poškození v důsledku špatné manipulace s přístrojem. Zejména, záruka se nevztahuje, pokud přístroj byl poškozen po nehodě nebo pádu, chybným krokem, špatným připojením, které není v souladu s pokyny nebo požadavky uvedené v této příručce, vlivem přepětí, nedostatečnou ochranou proti teplu, vlhkosti nebo mrazu.

Pokud z nějakého důvodu tento výrobek musí být vrácen do skladu, nebo na prodejnu, kde jste jej zakoupili, musí být vždy zabaleno v původním obalu a balení.

Výrobce si vyhrazuje právo, provést na přístroji změny ELEKTRICKÉ - TECHNICKÉ - ESTETICKÉ nebo nahradit některé díly, pokud to uzná za vhodné, a vždy nabídnou spolehlivost, odolnost a pokročilou technologii.



MASAJEADOR DE HOMBROS

ADVERTENCIAS

- Las siguientes personas deben consultar al médico antes de usar el producto.
 - Si usted tiene un marcapasos implantado o un dispositivo médico de similares.
 - Si usted tiene una afección cardíaca.
 - Si usted tiene la espalda lesionada.
 - Si usted está en tratamiento médico o paramédico.
 - Si usted tiene huesos débiles o heridos, especialmente los huesos de la espalda.
 - Durante el embarazo o poco después del parto
 - Si usted tiene osteoporosis.
 - Si tiene problemas de circulación sanguínea o una trombosis.
 - Si usted tiene una infección de la piel.
 - Después de haberse sometido a una operación quirúrgica
 - Si usted tiene una anomalía física.
 - Si usted tiene un trastorno de la columna vertebral o lesión causada por un accidente o enfermedad el pasado.
- No permita que se derrame agua sobre el producto o que entre agua en él.
- Agua y electricidad son una combinación peligrosa. No utilice el producto en un ambiente húmedo (por ejemplo, en el baño o cerca de una ducha o piscina).
- Utilice el producto sólo con el voltaje para el que está diseñado.
- Si el enchufe de alimentación, cable o el producto principal está dañados, por favor, deje de usar el producto.
- Para prevenir el riesgo de choques eléctricos, no abra la cubierta exterior del producto.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, a menos que estén siendo supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato por la persona responsable por su seguridad.
- Devuelva siempre el aparato a nuestro centro de servicio para su examen o reparación si el producto o el cable de alimentación se ha roto por razones de seguridad. No intente reparar usted mismo el aparato, de lo contrario su garantía deja de ser válida.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por los niños. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el aparato.
- No utilice el aparato si la cubierta exterior está dañada o en caso de fallo mecánico o electrónico. Póngase en contacto con nuestro centro de servicio de inmediato.
- No usar el aparato en un lugar con alta humedad y alta temperatura o al lado de un objeto caliente (calentador, por ejemplo).
- No aplique cremas médicas o cosméticos o lociones en su espalda antes o durante el uso el aparato.
- No sacuda ni deje caer el aparato.
- No dañar, doblar, torcer, sujetar o tirar del cable de alimentación. Para protegerlo, no lo coloque debajo de objetos pesados o de objetos en movimiento atrapados entre el producto. Un cable dañado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El producto debe ser puesto en marcha y utilizado en presencia de personas. Por favor, tire hacia arriba del cable de alimentación cuando no lo utilice durante mucho tiempo o en ausencia de personas.
- El tiempo de funcionamiento continuo de la máquina no debe ser mayor de 30 minutos, reinicie el equipo después de un descanso de 20 minutos.
- En caso de malestar o anomalía durante la aplicación, por favor, dejar de usar el aparato inmediatamente.
- El aparato cuenta con una superficie caliente. Las personas insensibles al calor deben tener especial cuidado al utilizar el aparato.

ADECUADO PARA

- Usuarios de ordenadores; · Trabajadores de oficina; · Amas de casa;
- Los atletas;
- Las personas con dolor en el hombro o la espalda debido al largo tiempo de uso de los brazos;

- Las personas con fatiga muscular y rigidez, debido a un exceso de ejercicio;
- Las personas de edad avanzada con mala circulación sanguínea en la espalda.

BENEFICIOS


- Alivia el dolor en el hombro debido a la rigidez en el cuello durante el sueño.
- Alivia el dolor debido a la mala circulación sanguínea completamente en personas mayores.
- Alivia la fatiga debido al exceso de ejercicio.
- Relaja los músculos tensos.
- Alivia el estrés.

PARA OBTENER RESULTADOS ÓPTIMOS

- Utilice el producto 2 o 3 veces al día con 5 ~ 15 minutos por equipo para eliminar el dolor de espalda;
- La gente que trabaja con ordenadores usando los brazos por mucho tiempo deben utilizarlo durante 5 ~ 15 minutos para relajar los músculos de la espalda, mejorar la circulación de la sangre en la espalda y prevenir lesiones musculares y de espalda;
- El producto posee un dispositivo de protección contra la temperatura. Cuando la temperatura excede los límites de seguridad, la máquina dejará de funcionar. Por favor, desconectar el suministro de energía para facilitar el enfriamiento antes de volver a usarla.
- Por favor, tome una taza de agua tibia después de usar el producto para mejorar el metabolismo.

TECLAS E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Teclas de función



- Presione "ON/OFF/MODE" durante 2 segundos para encender
- Cuando esté enchufado, el indicador de alimentación parpadea.

2. Instrucciones de Funcionamiento

- Enchufe el producto a una toma de alimentación en la pared.
 - Presione el botón "ON/OFF/MODE" durante dos segundos para encender, la máquina preparará los 6 modos de masaje pre configurados, un modo automático y cinco modos manuales. Comienza el funcionamiento con el primer modo de masaje (modo automático) y acabará en el sexto modo de forma cíclica. Presione el botón "ON/OFF/MODE" para cambiar de modo.
 - Este producto está configurado con seis niveles de intensidad, cuando lo enciende, la intensidad configurada por defecto es la correspondiente al nivel 3 de intensidad. Puede ajustar la intensidad del masaje con una simple pulsación en el botón "+" para aumentar y en el botón "-" para disminuir. El indicador LED le muestra el nivel de intensidad actual.
 - Las sesiones de masaje duran 8 minutos. Después de la sesión, el dispositivo cambia automáticamente al modo en espera.
 - Si desea parar la sesión de masaje, presione el botón "ON/OFF/MODE" durante 2 segundos, el aparato parará y entrará en modo en espera.
 - Después de la sesión de masaje, quite el enchufe de la toma de alimentación en la pared.
- for two seconds, the appliance will stop and enter into standby mode.
 ·After the massage session, remove the mains plug from the wall socket.

POSIBLES USOS DEL MASAJEADOR

- Hombros - Parte superior de la espalda - Parte inferior de la espalda - Cadera
- Muslos.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Nunca utilice estropajos, agentes de limpieza abrasivos o líquidos agresivos, como la gasolina o acetona para limpiar el aparato.

No sumerja el aparato en agua.

Retire el enchufe de la toma de corriente.

Limpie el panel de control y los cables con un paño seco.

No utilice un paño húmedo o un producto de limpieza.

Almacenamiento

Retire el enchufe de la toma de corriente.

Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

No coloque objetos pesados en la parte superior del aparato.



ESPECIFICACIÓN

Dimensiones: 760x480x65mm

Peso neto: 1.85Kg

Potencia: 50W

Alimentación Entrada: AC230V ~ 50Hz

Se ajusta a la normativa internacional CE FCC RoHS

AMBIENTE IDEAL DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: 0° ~ 40°

Humedad: ≤85%

Presión atmosférica: 86kPa ~ 106kPa

GARANTÍA

Garantía es válida para el uso normal del aparato tal como se define en el Guía del usuario.

Quedan excluidos de esta garantía, los daños debidos a una causa no relacionada con el dispositivo. En particular, la garantía no se aplica si la unidad ha sufrido daños a raíz de una colisión o una caída, un movimiento en falso, una conexión que no cumple con las instrucciones o requisitos especificada en este manual, el efecto de los rayos del sector de sobretensión, protección inadecuada contra el calor, la humedad o heladas.

Esta garantía le otorga derechos específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado dentro de la U.E. No obstante en cualquier caso diríase a:

IMPORTANTE: Si por cualquier razón este producto debiera ser devuelto a la tienda donde fue adquirido, debe acondicionarse en su embalaje, original con todos sus componentes, o de lo contrario no será efectiva su garantía.

Fabricante y distribuidor tiene el derecho de modificar el dispositivo (técnica y estéticamente) y / o sustituir algunas partes, cuando sea necesario, de modo que la unidad esté siempre seguro y fiable.

DEPURACIÓN DE ERRORES

Condición	Posibles causas	Solución
El producto parece no recibir corriente de alimentación	Cable de alimentación suelto Mal contacto	Por favor, desenchufe y enchufe el cable de alimentación
	Ha usado el aparato de forma continua durante 25 minutos, haciendo que la protección contra sobrecalentamiento apague el aparato	Desconecte el aparato y deje que se enfríe durante 30 minutos antes de usarlo de nuevo.
El producto no funciona	El producto acaba de terminar sus 8 minutos de masaje y ha cambiado automáticamente al modo de espera.	Si desea masajearse otra vez, presione el botón ON / OFF.
	Un peso excesivo se ha puesto en el producto (por ejemplo, alguien se ha subido en el aparato o un objeto pesado se ha puesto sobre él)	Desenchufe el cable de alimentación, eliminar el exceso de peso si aún está sobre el producto y enciéndalo de nuevo.
El aparato está muy caliente	Sobrecalentamiento del producto	Desconecte el cable de alimentación y dejar que se enfríe. Desenchufe siempre el cable de alimentación después de usar el aparato.
Se oye un sonido procedente del producto	Este sonido es causado por la estructura mecánica del producto	Este sonido es normal y esto no significa que el producto no esté funcionando correctamente.

